



Vraćanje ravnoteže



RECALDENT™


Bioraspoloživi kalcijum
i fosfat



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Pomaže u vraćanju ravnoteže minerala

Kada dođe do demineralizacije...



Demineralizacija se događa kada kiselina, koju proizvode bakterije ili je prisutna u hrani i piću, uđe u gledne prizme i otapa kristale apatita unutar zubnog tkiva, koji su izgrađeni od kalcijuma i fosfata.

Sa vremenom to dovodi do uništenja podpovršine gleđi i početka karijesa ili erozije, često vidljivog u obliku belih mrlja.

Šta je RECALDENT™*?

RECALDENT je zaštitni znak peptida dobijenog iz mleka, poznatog kao CPP-ACP (kazein fosfopeptid-amorfni kalcijum fosfat).




Kako deluje?

Kazein fosfopeptid (ili CPP) nosi jone kalcijuma i fosfata 'zalepljene' za njega, u obliku **amornog kalcijum fosfata** (ili ACP).

Kalcijum fosfat je uobičajeno nerastvorljiv, odnosno formira kristalnu strukturu pri neutralnom pH. CPP održava kalcijum i fosfat u amornom, rastvorljivom stanju, što je važno za njegovu funkciju zaliha biorasploživim mineralima.

Budući da je veličine manje od 2 nm i da ima neutralan naboj, ovaj spoj se CPP-ACP (RECALDENT™) lako raspršuje i može biti idealan sistem zaliha minerala.




* RECALDENT je zaštićeno ime kazein fosfopeptid-amornog kalcijumovog fosfata (CPP-ACP). Kazein fosfopeptid se dobija iz mlečnog kazeina. RECALDENT proizvodi se ne smeju koristiti kod osoba sa dokazanom ili suspektom alergijom na mlečne proteine. U slučaju alergijske reakcije treba odmah prestati koristiti proizvod, isprati usta vodom i potražiti savet lekara.

Pri unosu RECALDENTA u usnu šupljinu, 'lepljivi' CPP deo CPP-ACP spoja odmah se veže za gleđ, pelikulu, plak i meka tkiva, dostavljajući kalcijum i fosfat tačno gde je potrebno. Čini se da njegovo uključenje u salivarnu pelikulu značajno smanjuje prijanjanje određenih bakterija plaka. Slobodni joni kalcijuma i fosfata tada izlaze iz CPP-a i pružaju gleđi potrebne elemente za reformiranje kristala apatita.



RECALDENT takođe deluje u sinergiji sa fluoridom. Kada joni fluorida dođu u dodir s RECALDENT™ (CPP-ACP), peptid se prvo spaja sa fluoridom i stabilizuje ga, kako bi se stvorio idealan izvor jona za izgradnju fluorapatita.



Zaštita i obnova samo jednim potezom četkice

MI Varnish

Tretman fluoridnim lakom poboljšanim CPP-ACP

- ✓ Premaz sa depo-efektom, koji brzo prijanja na zube, bez naslaga
- ✓ Sinergisko delovanje CPP-ACP i fluorida
- ✓ Pruža potrebne minerale tokom tretmana fluoridom
- ✓ Prodire i blokira dentinske kanaliće i time ublažava preosetljivost zuba
- ✓ Visoko početno otpuštanje fluorida smanjuje osetljivost i jača gleđ
- ✓ Udoban i brz postupak, ne zahteva nikakvu pripremu niti profilaksu
- ✓ Prijatan ukus (menta ili jagoda) i kremasta tekstura
- ✓ Neutralna nijansa i prozirnost, nije vidljiv nakon nanošenja



Sredstva za kućnu oralnu higijenu osetljivih zuba



Tooth Mousse

Površinska pasta sa CPP-ACP, bez fluorida

- ✓ Pogodna za sve uzraste
- ✓ Za dodatnu zaštitu između poseta stomatološkoj ordinaciji
- ✓ Pomaže u neutralizaciji kiseline (od acidogenih bakterija u plaku kao i iz drugih izvora)
- ✓ Prijatan ukus (5 aroma)



MI Paste Plus

Površinska pasta sa CPP-ACP i fluoridima

- ✓ Sinergijsko delovanje CPP-ACP (10%) i fluorida (900 ppm)
- ✓ Za dodatnu zaštitu između poseta stomatološkoj ordinaciji
- ✓ Idealan izvor jona za izgradnju fluorapatita
- ✓ Pomaže u neutralizaciji kiseline (od acidogenih bakterija u plaku kao i iz drugih izvora)
- ✓ Prijatan ukus (5 aroma)
- ✓ Preporučuje se za osobe starije od 6 godina (od 12 godina za korišćenje preko noći)



Ko može imati koristi od kazein fosfopeptid-amornog kalcijum fosfata (CPP-ACP / casein phosphopeptideamorphous calcium phosphate)?



“Joni fluora podstiču stvaranje fluorapatita ili fluorhidroksiapatita u prisustvu jona kalcijuma i fosfata pa se to smatra glavnim mehanizmom delovanja fluora. Fluorid je osnova neinvazivnog lečenja nekavitiranih karijesnih lezija, ali sposobnost jona da podstakne remineralizaciju je ograničena dostupnošću jona kalcijuma i fosfata.”

Prof. Eric Reynolds, Melbourne Dental School, Australija

Opšta prevencija za sve pacijente

Redovna upotreba RECALDENT proizvoda pomaže u održavanju zdrave oralne šupljine održavajući pozitivnu ravnotežu minerala sa povišenim nivom kalcijuma i fosfata u pljuvački. To pomaže u sprečavanju demineralizacije i ublažava kiselost.

Deca sa molaro incizivnom hipomineralizacijom (MIH / Molar Incisor Hypomineralisation)

Intenzivna upotreba RECALDENT proizvoda pomaže u sazrevanju gleđi. Dodatna zaštita se može postići pečaćenjem gleđi glasjonomerom ili glas-hibridom. Na našim internet stranicama potražite više informacija o MIH.



Pacijenti sa visokim rizikom od karijesa

Trebalo bi izvršiti procenu mogućih uzroka karijesa i smanjiti ih ili ukloniti ako je moguće. RECALDENT proizvodi će pomoći u smanjenju preostalog rizika od karijesa.

- ✓ Kserostomija
- ✓ Ortodontska terapija
- ✓ Bele mrlje



Pacijenti sa osetljivim zubima

Redovna upotreba RECALDENT proizvoda pomaže u prevenciji osetljivosti zuba.

- ✓ Izbeljivanje zuba
- ✓ Razvojni defekti (npr. MIH)
- ✓ Izložene površine korena
- ✓ Preterano trošenje zuba

Pacijenti izloženi eroziji

Uzroke erozije treba utvrditi i ukloniti ako je moguće pa podsticati smanjenje izloženosti. RECALDENT proizvodi ublažavaju kiselost i osiguravaju potrebne minerale za održavanje zdrave ravnoteže u pljuvački.

- ✓ Uzimanje kiselih energetske pića (npr. sportska pića)
- ✓ Intrinzične kiseline (npr. želučani refluks)



Pakovanje

Šifra	Opis
463299	GC Tooth Mousse, 10-Pack, Assorted (sortirano)
900467	GC Tooth Mousse, Promotional 5-Pack (promotivno pakovanje)
463302	GC Tooth Mousse, 10-Pack, Melon (dinja)
463303	GC Tooth Mousse, 10-Pack, Mint (mentol)
463301	GC Tooth Mousse, 10-Pack, Strawberry (jagoda)
463304	GC Tooth Mousse, 10-Pack, Tutti-Frutti (mešano voće)
463300	GC Tooth Mousse, 10-Pack, Vanilla (vanila)
463310	GC MI Paste Plus, 10-Pack, Assorted (sortirano),
900466	GC MI Paste Plus, Promotional 5-Pack (promotivno pakovanje)
463313	GC MI Paste Plus, 10-Pack, Melon (dinja)
463311	GC MI Paste Plus, 10-Pack, Mint (mentol)
463312	GC MI Paste Plus, 10-Pack, Strawberry (jagoda)
463315	GC MI Paste Plus, 10-Pack, Tutti-Frutti (mešano voće)
463314	GC MI Paste Plus, 10-Pack, Vanilla (vanila)
900750	MI Varnish, Clinic Pack, Mint (mentol), 100 unit doses (pojedinačne doze)
900749	MI Varnish, Clinic Pack, Strawberry (jagoda), 100 unit doses (pojedinačne doze)
900746	MI Varnish, Intro Pack, Strawberry & Mint (jagoda i mentol), 10 unit doses (pojedinačne doze)
900748	MI Varnish, Refill Pack (nadopuna), Mint (mentol), 35 unit doses (pojedinačne doze)
900747	MI Varnish, Refill Pack (nadopuna), Strawberry (jagoda), 35 unit doses (pojedinačne doze)



MI Varnish



Tooth Mousse



MI Paste Plus



RECALDENT i RECALDENT logo su zaštitni znaci grupe Mondelēz International, koji se koriste pod licencom.
MI Paste Plus, MI Varnish i Tooth Mousse su zaštitni znaci fabrike GC.

UPOZORENJE: Tooth Mousse, MI Paste Plus i MI Varnish sadrže RECALDENT™ (kazein fosfopeptid-amorfni kalcijum fosfat / CPP-ACP) i hidroksibenzoate. RECALDENT (CPP-ACP) se dobija iz mlečnog kazeina. Ne sme se koristiti kod pacijenata sa dokazanom ili suspektom alergijom na mlečne proteine i/ili hidroksibenzoate. Pažljivo pročitajte uputstva pre upotrebe.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Stanoja Glavaša 29
1st floor, ap.4
RS-11000 Beograd
Mob. +381.63.78.82.777
info.serbia@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/sr-RS

