

新たなティッシュコンディショナーの応用と 総義歯難症例への対応

東京都新宿区 矢崎歯科医院

矢崎秀昭

はじめに

現在、多数歯欠損の義歯を作製する際、旧義歯の安定、咀嚼機能の回復、粘膜の調整、義歯の機能印象などにティッシュコンディショナーは欠かせないものとなっています。

この度、新たに開発されたジーシーのティッシュコンディショナーは従来の製品と比較し、練和時の稠度、シャープな初期硬化性、口腔内における安定性など、臨床的に大変使いやすくなっています。更に、コート

材も合わせて開発され、これを塗布することにより、口腔内における吸水性などによる組成の変質などが、明らかに抑制されており、耐久性の著しい向上が見られます。特に治療用義歯を使用し、その患者の最も安定した床縁の形態や顎位を得るためには、ティッシュコンディショナーの口腔内における耐久性は、使用する裏装材の必要条件として大変重要な要素となります。

総義歯患者の高齢化に伴い、顎堤の高

度な吸収などにより、益々総義歯は難症例となる傾向があると思われます。これら難症例に対して筆者は、ジーシーの「デュープラスコ」「デュープレジン」を使用し、手早く、治療用義歯として複製義歯を作製しています。

この複製義歯とジーシーティッシュコンディショナーを用いることにより、患者も術者も苦労している難症例への対応が、比較的に容易に行えるようになったと思います。



1. 新しいティッシュコンディショナーの特徴

1) 優れた操作性



1
1

練和時の操作性がよく、口腔内における初期硬化もシャープで、臨床において大変使いやすくなっています。



1
2

白色とレジン床色の2色があり、特に上顎において、審美的な面からも患者さんの満足を得ることができる。

2) 機能時の形態の再現性



1
3

治療用義歯との併用により、咀嚼や発音などをした時の、口腔組織の機能印象が的確にできる。



1
4

特に形態や位置の決定が困難な下顎において、適正なる床縁の再現性に優れている。



1
5

旧義歯の複製義歯に追加することにより、容易に安定した義歯床の形態を得ることができる。

3) コート材併用による耐久性の向上



1
6 従来のティッシュコンディショナーは口腔内において短時間で吸水などによる組成変化が生じやすい。



1
7 新たに開発されたコート材を併用することにより、滑沢な面が得られ、床との接着も良好となる。



1
8 コート材を塗布することにより、従来のものと比較し、更に長期にわたり安定した状態が継続する。

4) 色調の使い分けにより、機能的及び審美的効果が得られる



1
9 下顎には白色を使用することにより、床と顎堤が強く接する部位が明示され、上顎にはピンク色の方が審美的に優れている。



1
10 スマイルラインが上方にある症例などにおいては、上顎にはレジン床と同様な色調の方が、より患者の満足を得ることができる。

2. ジーシーデュープフラスコ・デュープレジンと新しいティッシュコンディショナーを併用した総義歯難症例への対応



2
1 複製義歯が誰にでも、容易に、経済的に作ることができるジーシーデュープフラスコ・デュープレジンのセット。



2
2 アルギン酸印象材を(4杯)練和し、ジーシーデュープフラスコ(下)に盛り、旧義歯を前歯部から埋没し、周囲の印象材を整える。



2
3 硬化後、気泡が生じないように、フラスコ内の義歯面に印象材を塗りつけ、アルギン酸印象材で満たしたデュープフラスコ(上)を指圧にて圧迫する。



2
4 ジーシーデュープレジンのデュープアイボリー(歯冠色)を専用カップ1杯(5g)と液(3.5ml)で練和すると、かなり流動性がよく、歯冠部に注入しやすい。



2
5 デュープレジンのデュープピンク(歯肉色)を粉末15g、液10.5mlの割合で練和し、床の部分に注入する。



2
6 手早く、複製義歯を作製し、旧義歯はそのままの状態に残しておいた方が、患者とのトラブルもなく、治療用義歯として、改造しやすい。



2
7

複製義歯を口腔内に試適する。症例によっては、舌房を広くするため、人工歯舌側を大幅に削去する場合もある。



2
8

複製義歯の床を安定させるために、マイルドリベロンLCなどの硬性の裏装材を用いて、先ず床の裏装を行う。



2
9

更に床縁の延長が必要な場合は、ジーシーのデンチャーエイドLCなどにより、必要な部分への、床縁の延長を行うこともある。



2
10

咬合を調整する場合は、複製義歯の臼歯部にレジン小球を添加し、硬化後に口腔内でこの小球を削削して、咬合高径などの調整を行う。



2
11

小球による調整が終了したら、咬合面全体に即時重合レジンを盛り、咬合してもらい、咬合面全体を整える。



2
12

機能印象をするため、新しいティッシュコンディショナーを添加する。初期硬化後、床縁を確認し、コート材を塗布する。



2
13

上顎には審美的な面から、レジン床と同系色のティッシュコンディショナーを用いると、より患者の満足を得ることができる。



2
14

上顎にティッシュコンディショナーを用いる場合、誤飲を防ぐために、やや大きめの綿球を用意しておき、口蓋部から流出したものをからめ取る。



2
15

週2回程度来院してもらい、治療用(複製)義歯の安定が得られるように、ティッシュコンディショナーの添加や咬合の調整を繰り返す。




2
16

複製義歯の十分な安定が得られたら、旧義歯と比較し、新たな義歯床の形態や咬合状態の変化を点検する。



2
17

口腔内でエクザバイトⅡなどを用いて、上・下複製義歯を咬合した状態で固定する。




2
18

患者さんに待合室で待ってもらい、上・下複製義歯のティッシュコンディショナーの面に、石膏を盛り、そのまま咬合器に装着する。




2
19

上顎などで極端にアンダーカットが強い場合は、その部分だけパテ状のシリコンを挿入し、義歯が撤去できるように作業用模型を作製することもある。



2
20

複製義歯を咬合器上の模型から外すと、作業用模型となる。従来のティッシュコンディショナーを使用したものより、滑沢な模型が得られる。



2
21

下顎の複製義歯も同様に模型から外し、患者に返し、新義歯が出来るまで、そのまま、複製義歯を使用してもらおう。



2
22

模型がもともと咬合器に装着してあることから、咬合位は決まっているが、人工歯の排列位置を決めるため咬合床を作製する。



2
23

人工歯を排列し、ワックスデンチャーを作製する。咬合器上の模型で作製することから、基礎床はティッシュコンディショナーによる床縁と同じ形態となる。



2
24

このワックスデンチャーを用いて、先ず上顎の咬座印象を行う。インジェクションタイプのシリコン印象材を使用している。



2
25

咬座印象は上下別々に採得している。上顎を先に行い硬化後、口腔外に取り出して点検し、過度に流出した部位は調整する。



2
26

咬座印象が終了した上顎を口腔内に戻し、下顎の咬座印象を行う。あまり強く咬合しないように指示する。



2
27

咬座印象の際、上下顎のいずれの場合でも、先ず軽く咬合させた後、咀嚼範囲程度の開口をもらい、床研磨面に開口時の可動粘膜の状態を印記させる。




2
28

咬座印象で得られた形態をそのまま再現して義歯を完成する。将来、裏装が可能なたためと補強のために、金属板を研磨面に接着することもある。



2
29

片顎がパーシャルデンチャーの症例においても、同様に複製義歯とティッシュコンディショナーを応用できる。




2
30

顎位の調整を複製義歯で行い、咬合採得後、ティッシュコンディショナー面に石膏を注入し、咬合器上に上顎の作業用模型を作る。



2
31

下顎のパーシャルデンチャーを先に完成し、上顎のワックスデンチャーを用いて咬座印象を行う。



2
32

2ヶ月程度使用したコート材を塗布したティッシュコンディショナーの面と、咬座印象した義歯の最終印象面。