

G2 - ボンド ユニバーサル

多目的光重合型2液性ボンディング材

2ステップセルフエッチング
ボンディングの
新しいスタンダード



Leading the way to a new standard

2ステップセルフエッチングボンディングの新しいスタンダードへ

1921年、若き3人の日本人化学者の研究から始まったジーシー。以来100年、歯科材料の研究・開発に取り組んで参りました。そして2021年、さらなる接着強さと耐久性に挑戦した2ステップセルフエッチングタイプのボンディング材「G2-ボンドユニバーサル」を製品化いたしました。新接着技術「デュアルH-テクノロジー」により高い接着強さと耐久性を実現した「G2-ボンドユニバーサル」は、多用途に使用できる2ステップセルフエッチングボンディングの新しいスタンダードです。

- 2ステップボンディングならではの高い接着強さ
- 低い吸水性に裏打ちされた耐久性
- 象牙質レジンコーティングに使用可能*1
- チェアタイムの短縮（1-プライマー処理時間10秒）
- ユーザビリティを追求したボトルデザイン
- その他、ユニバーサルな用途に対応した高い汎用性

- CR充填修復
- 口腔内リペア*2
- 知覚過敏抑制*3
- 歯科用支台築造材料/歯牙との接着*4
- 歯科用接着用レジンセメントとセラミック、レジン金属製の修復物及び装置と歯牙及びコアとの接着*5

*1 生活歯の支台歯形成面に象牙細管の封鎖を目的として象牙質レジンコーティング（略称：Rコート）を行った場合、技術料として1歯につき1回に限り46点を算定できる。

*2 セラミックス、硬質レジンのリペアには、シランカップリング材（G-マルチプライマーまたはジーシー セラミックプライマーⅡ）を併用します。

*3 知覚過敏抑制に対して、1-プライマーを使用します。

*4 ユニフィルコアEM（直接法）に対して、1-プライマーとG-プレミオボンドDCAを1:1で混和して使用します。2-ボンドは使用しません。

*5 ジーセム リンクフォースに対して、1-プライマーとG-プレミオボンドDCAを1:1で混和して使用します。ただしラミネートベニアの場合には、1-プライマーのみ使用します。

Modern, intelligent and ergonomic design

1-プライマー、2-ボンドの各特性を考慮したボトルカバー*6を新たに設計。使いやすさを追求したオリジナルボトルです。

1-プライマー ボトルカバー

カバー内部にリブを4箇所配置しカバーとボトル間の接触面を減らすことにより吐出をコントロール



- 低粘度で揮発性の高い1-プライマーに対し、最適な滴下をサポート
- 液だれを防ぎ、無駄のない滴下をサポート（約300回/1ボトル）
- リユース性を考慮した、簡単に着脱できるボトルカバー*6

2-ボンド ボトルカバー



カバー内部に3本から構成されるリブを2面に配置し効果的にボトルを押すことにより吐出をコントロール


- 高粘度の2-ボンドに対し、最適な滴下をサポート
- 液だれを防ぎ、無駄のない滴下をサポート（約300回/1ボトル）
- リユース性を考慮した、簡単に着脱できるボトルカバー*6
- 逆さ置きすることにより、高粘度ながら最後まで無駄なく使用できる設計

*6 ボトルカバーはセット包装にのみ付属されております。単品包装には付属されていません。セット包装開封時、各ボトルカバーと本体のボトルは、別々に包装されております。ご使用開始にボトルカバーを装着してください。その際、白いカバーは白いキャップのボトルへ、緑のカバーは緑のキャップのボトルへの装着となります。

ジーシー独自の新接着技術「デュアルH-テクノロジー」を採用


「デュアルH-テクノロジー」採用によりG2-ボンドユニバーサルは、歯質にも、コンポジットレジンにも、強力で安定した接着を可能にしました。

*7 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate




約300回/1ボトル

■ 高い接着強さ (ジーシー研究所データ)



G2-ボンドユニバーサルは、従来製品（ユニフィル ボンド）と比較し、接着強さが大幅にアップした。





G2-ボンド ユニバーサルの界面のSEM画像


均一かつ緊密な接着界面により、長期的な安定が期待できる。

SEM 画像提供：日本大学歯学部 教授 宮崎 真至 先生

■ 高い疎水性と機械的強度 (ジーシー研究所データ)




HEMA、MDP*7配合の有無の比較から、HEMAフリー、MDP*7フリー組成の方が吸水量が低く疎水性が高い。



MDP*7フリーは、重合率が高いことから機械的強度が高い。

*7 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

■ 長期的な耐久性



高い初期接着強さが、水中浸漬6ヶ月後も変わらないことから長期的な耐久性において信頼性が高い。



Leading the way to a new standard

臨床ステップ（CR直接修復）

《Ⅳ級窩洞》



術前



1-プライマー塗布
10秒間放置

10秒



乾燥

強圧エア-5秒



2-ボンド塗布
放置時間なし



均一な層にします
弱圧エア



光照射
※G-ライト プリマII Plus/5秒



CR充填・光照射
→グレースフィル ローフロー(A2)



術後

《Ⅱ級窩洞》



形成後



1-プライマー塗布
10秒間放置

10秒



乾燥

強圧エア-5秒



2-ボンド塗布
放置時間なし



均一な層にします
弱圧エア



光照射
※G-ライト プリマII Plus/5秒



CR充填・光照射
→グレースフィル バルクフロー(D)
→グレースフィル ゼロフロー(E3)
→ナノコートカラー (レッドブラウン)



術後

G2-ボンド ユニバーサルは、これまでに世界中で1,500歯以上の症例*⁸に使用されております。

- 術後疼痛がない 99.9%
- G2-ボンド ユニバーサルを用いた総合的な満足度 97%
- 製品の取り扱いに関する満足度 98%
- ボトルの操作性に関する満足度 89%
(ジーシー調べ 2021年1月)

*⁸ 発売前モニターによる1,598 歯の症例



製品情報はコチラ



For an allround satisfaction and comfort of your patients!

多目的光重合型2液性ボンディング材

G2- ボンド ユニバーサル

包装●

セット1箱: 1-プライマー(5mL) 1本、2-ボンド(5mL) 1本、ボトルカバー
(1-プライマー用、2-ボンド用)各1個、ディスポディッシュ20枚
ディスポーザブルアプリーケーターII 50本、テクニカルチャート

単品包装: 1-プライマー1本(5mL)
2-ボンド1本(5mL)

※単品包装にはボトルカバーは付属されておりません。

歯科用象牙質接着材

(歯科金属用接着材料/歯科セラミックス用接着材料/歯科用知覚過敏抑制材料/歯科用シーリング・コーティング材)

ジーシー G2-ボンド ユニバーサル 管理医療機器 302AKBZX00045000



単品包装

セット包装

関連製品



ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン

ジーニアル アコード

色調●14色=

A1、A2、A3、A3.5、A4、A5、A6、JE、AE、BW、BOW、A01、A02、A03

包装●1包(各色):

4.0g(2.1mL)シリンジ1本

歯科充填用コンポジットレジン

ジーシー ジーニアル アコード

管理医療機器 302AKBZX00096000



ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン

グレースフィル パテ

色調●15色=

A1、A2、A3、A3.5、A4、A5、B2、B3、C2、C3、A01、A02、A03、E1、BW(ブリーチングホワイト)

包装●1包:

3.8g(2mL)入シリンジ1本

歯科充填用コンポジットレジン

ジーシー グレースフィル パテ

管理医療機器 225AABZX00176000



充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブル

コンポジットレジン

エバーエックス フロー

色調●2色=バルク、デンデン

包装●1箱(各色):

3.7g(2.0mL)シリンジ1本、フィリングチップⅢ
プラスチック3個、フィリングチップ用キャップ1個、
テクニックガイド1部

歯科充填用コンポジットレジン/歯科用支台築造材料

ジーシー エバーエックス フロー

管理医療機器 306AKBZX00025000



ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン

グレースフィル ゼロフロー

色調●9色=

A1、A2、A3、A3.5、A4、A5、U(ユニバーサル)、
A02、A03

包装●1包(各色):

3.4g(2mL)入シリンジ1本(フィリングチップ付)

歯科充填用コンポジットレジン

ジーシー グレースフィル ゼロフロー

管理医療機器 229AABZX00014000



ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン

グレースフィル ローフロー

色調●9色=

A1、A2、A3、A3.5、A4、A5、U(ユニバーサル)、
A02、A03

包装●1包(各色):

3.4g(2mL)入シリンジ1本(フィリングチップ付)

歯科充填用コンポジットレジン

ジーシー グレースフィル ローフロー

管理医療機器 229AABZX00013000



ナノハイブリッドフロアブルコンポジットレジン

グレースフィル フロー

色調●9色=

A1、A2、A3、A3.5、A4、A5、U(ユニバーサル)、
A02、A03

包装●1包(各色):

3.6g(2mL)入シリンジ1本(フィリングチップ付)

歯科充填用コンポジットレジン

ジーシー グレースフィル フロー

管理医療機器 229AABZX00051000



ナノハイブリッド一括充填用コンポジットレジン

グレースフィル バルクフロー

色調●2色=ユニバーサル(U)、デンデン(D)

包装●1包(各色):

3.4g(2mL)入シリンジ1本(フィリングチップ付)

歯科充填用コンポジットレジン

ジーシー グレースフィル バルクフロー

管理医療機器 230AKBZX00066000

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年11月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも

App Store

からダウンロード

Google Play

でダウンロード

ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。