

# G-CEM™ venīri TEHNISKĀ INSTRUKCIJA VENĪRU CEMENTĒŠANAS METODEI

## A. PIELAIKOŠANA



Noņemiet pagaidu plāksnīti un rūpīgi notīriet.

1



Pārbaudiet izmēru un oklūziju. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet G-CEM pielaikošanas pastu.

2



Noņemiet plāksnīti un noskalojiet ar ūdeni.

3

## B. PLĀKSNĪTES SAGATAVOŠANA

Sagatavojiet plāksnīti atbilstoši ražotāja norādījumiem.

### >> Porcelāns



Kodiniet ar hidrofluorskābi.

1



Noskalojiet un nožāvējiet.

2



Aplicējiet G-Multi PRIMER

3

### >> Hibrīdkeramika un kompozītmateriāli



Apstrādājiet ar smilšstrūklku\*.

1



Nopūtiet, izmantojot gaisa plūsmu. Noskalojiet un nožāvējiet.

2



Nožāvējiet, izmantojot gaisa plūsmu.

4

## C. ZOBA VIRSMAS SAGATAVOŠANA



Noskalojiet un nožāvējiet sagatavoto zobu.

1



Izvēlieties selektīvās kodināšanas vai totālās kodināšanas metodi. Noskalojiet un nožāvējiet.

2



Aplicējiet G-Premio BOND. Pagaidiet 10 sekundes.

3



Žāvējiet ar MAKSIMĀLU GAISA SPIEDIENU 5 sekundes.

4



Gaismojiet 10 sekundes (halogēna/LED 700 mW/cm<sup>2</sup> gaismā).

5

## D. CEMENTĒŠANA



Aplicējiet G-CEM venīru tieši plāksnītē.

1



Nekavējoties novietojiet uz sagatavotā zoba. Uzturiet vidēji stipru spiedienu.

2



Noņemiet lieko daudzumu ar birsti vai instrumentu, saglabājot vidēji stipru spiedienu. Vieglākai noņemšanai, lieko daudzumu aptuveni 1-2 sekundes var pārvērst gēlā.

3



Gaismojiet katru virsmu/atstarpi 20 sekundes (halogēna/LED 700 mW/cm<sup>2</sup> gaismā).

4



Pabeidziet darbu, nopulējot malas.

5

► Detalizētas cementēšanas instrukcijas skatiet GC cementēšanas vadlīnijās.



# G-CEM™ venīri TEHNISKĀ INSTRUKCIJA INLEJU/ONLEJU CEMENTĒŠANAS METODEI

## A. PIELAIKOŠANA



Noņemiet pagaidu plāksnīti un rūpīgi notīriet.

1



Pārbaudiet izmēru un oklūziju. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet G-CEM pielaižošanas pastu.

2



Noņemiet plāksnīti un noskalojiet ar ūdeni.

3

## B. PLĀKSNĪTES SAGATAVOŠANA

Sagatavojiet plāksnīti atbilstoši ražotāja norādījumiem.

### >> Porcelāns



Kodiniet ar hidrofluorskābi.

1



Noskalojiet un nožāvējiet.

2



Aplicējiet G-Multi PRIMER

3

### >> Hibrīdkeramika un kompozītmateriāli



Apstrādājiet ar smilšstrūklū\*.

1



Nopūtiet, izmantojot gaisa plūsmu. Noskalojiet un nožāvējiet.

2



Nožāvējiet, izmantojot gaisa plūsmu.

4

\* CERASMART alternatīvi var aplicēt hidrofluorskābi.

## C. ZOBA VIRSMAS SAGATAVOŠANA



Noskalojiet un nožāvējiet sagatavoto zobu.

1



Izvēlieties selektīvās kodināšanas vai totālās kodināšanas metodi. Noskalojiet un nožāvējiet.

2



Aplicējiet G-Premio BOND. Pagaidiet 10 sekundes.

3



Žāvējiet ar MAKSIMĀLU GAISA SPIEDIENU 5 sekundes.

4



Gaismojiet 10 sekundes (halogēna/LED 700 mW/cm<sup>2</sup> gaismā).

5

## D. CEMENTĒŠANA



Uzklājiet cementu tieši uz onlejas līmējamās virsmas un/vai zona virsmas.

1



Nekavējoties novietojiet uz sagatavotā zoba. Uzturiet vidēji stipru spiedienu.

2



Noņemiet lieko daudzumu ar birsti vai instrumentu. Lieko daudzumu aptuveni 1-2 sekundes var pārvērst gēla.

3



Gaismojiet katru virsmu/atstarpī 20 sekundes (halogēna/LED 700 mW/cm<sup>2</sup> gaismā).


4



Pabeidziet darbu, populējot malas.

5

Sākuma komplekta izkārtojums



- 1 G-Multi PRIMER
- 2 Vienreizlietojamais dozācijas trauks
- 3 G-Premio BOND
- 4 VIENREIZLIETOJAMS APLIKATORS II
- 5 G-CEM pielaižošanas pasta
- 6 G-CEM Veneer