

./'GC'./



Since 1921
100 years of Quality in Dental


あなたをサポートする歯ブラシ

ruscello

Grappo


ルシェロ 歯ブラシ

B-30 / P-30 グラッポ



効率よくブラッシングできます

大きな
ストロークで磨ける
ヘッドの長さは約2〜3歯分*



歯面全体を
いっきに磨ける
ヘッドの幅は上下の歯に合わせた長さ*



効率よく
プラークを落とす
毛束をランダムに
密に配置

にぎりやすい
太めのハンドル



滑り止めと、
お口の中でブラシの
向きがわかるように
突起がついています



1mil=0.0254mm


*現代日本人の歯の大きさについての観察 日大歯学, Nihon Univ. Dent. J., 69, 122-130, 199

※写真はB-30です

Basic むし歯予防に B-30




歯と歯の間も磨ける
全ての毛がラウンド
毛なので、プラークを
しっかり落とします。



P-30 歯周病対策に Perio

細かいところも磨ける



長いテーパ―毛が細か
いところに入り込み、短
いラウンド毛が歯面の
プラークを落とします。



歯ブラシは丁寧に 洗いましょう！

歯みがき後は、ブラシを
清潔に保つために丁寧に
水洗いしてください。



細かいところは歯科医院で！

自分で落とすきれない細かい部分の
プラークは、歯科医院のプロフェッ
ショナルケアできれいにしてもらい
ましょう。



ルシェロ 歯ブラシ B-30 グラッポ

希望患者価格● 1本=¥390(税込)



クリアパープル

クリアレッド

クリアブルー

クリアグリーン

クリアイエロー

ルシェロ 歯ブラシ P-30 グラッポ

希望患者価格● 1本=¥390(税込)



ブルー

ネイビーブルー

ピンク

レッド

イエロー

ルシェロ歯みがきペースト 医薬部外品<薬用ハミガキ>

B(ベーシック) 【販売名】ルシェロ歯みがきペーストB(ベーシック)M
ルシェロ歯みがきペーストB(ベーシック)L

フッ化ナトリウム
(900ppm)

グリチルリチン酸
ジカルcium



ミント

マイルドミント
(レモンフレーバー)

内容量●90g
希望患者価格● 1本=¥530(税込)

P(ペリオ) 【販売名】ルシェロ歯みがきペーストP(ペリオ)M
ルシェロ歯みがきペーストP(ペリオ)L

フッ化ナトリウム
(900ppm)

グリチルリチン酸
ジカルcium



酢酸トコフェロール
(VE)

イソプロピルメチル
フェノール (IPMP)

塩化セチルピリジ
ニウム (CPC)



ミント

マイルドミント
(レモンフレーバー)

内容量●70g
希望患者価格● 1本=¥550(税込)

製造販売元 株式会社アイテック 愛媛県大洲市新谷乙1382

※掲載内容・希望患者価格は2024年4月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。
※無断転載、無断複製を禁じます。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元

株式会社ジーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。