

Prion to use, carefully read the instructions for use.



CERAMIC PRIMER II

PRIMER FOR CERAMIC AND COMPOSITE BONDING

CERAMIC PRIMER II is a priming agent designed to treat the adherend surface of ceramic and composite prostheses to promote a strong bond to resin-based materials as resin-based cements in case of luting procedures or direct composites in case of repairs.

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

1. Priming of the adhering surfaces of indirect restorations made of ceramics (glass ceramics, zirconia and alumina), hybrid ceramics (e.g. CERASMART) and composite before luting indirect restorations made of ceramics, hybrid ceramics and composites.

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer or ethanol.

COMPOSITION

Ethanol, dimethacrylate, phosphoric acid ester monomer, silane coupling agent

DIRECTIONS FOR USE

- For luting procedure
- To treat the bonding surfaces of prostheses according to the respective manufacturer's instructions and then clean it using a suitable cleaning method. We recommend cleaning in an ultrasonic bath or with alcohol, then rinse and dry with an oil-free air syringe.
- Bottle type: Dispense one drop of CERAMIC PRIMER II into a dispensing dish. Unit dose type: Unscrew cap of unit dose counter-clockwise. Make sure to identify the top and bottom of the unit dose capsule before opening.
- Apply a thin layer to the bonding surface of the ceramic or composite prosthesis using a micro-pip applicator and dry with an air syringe.
- Apply suitable resin adhesive to the primed surface of the prosthesis. For these steps, refer to the manufacturer's instructions for use of the corresponding luting cement.

For Intra-oral Repair

1. Roughen the bonding surface of ceramic or composite using a coarse diamond bur or a carbundrum point.
2. Treat the bonding surfaces of the prosthesis according to the respective manufacturer's instructions and then clean it using a suitable cleaning method. Rinse and dry with an oil-free air syringe.
3. Bottle type: Dispense one drop of CERAMIC PRIMER II into a dispensing dish. Unit dose type: Unscrew cap of unit dose capsule before opening.
4. Apply a thin layer to the fractured surface of the ceramic or composite prosthesis using a micro pip applicator and dry with an oil-free air syringe.
5. Continue the repair by using a light-cure adhesive (e.g. G-Premio BOND) and a light-cure composite (e.g. G-anial Universal Flo), referring to their respective manufacturer's instructions for use.

If the treated adherend surface is contaminated with saliva or blood, rinse with water and dry. Re-treat the surface according to the respective manufacturer's instructions and re-apply CERAMIC PRIMER II according to the instructions above.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39-77°F).

PACKAGING

- CERAMIC PRIMER II, 1 x 1 bottle of 3 ml
- CERAMIC PRIMER II, 10 x unit dose of 0.1 ml

CAUTION

1. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
2. Avoid contact with oral tissues. Immediately remove with a cotton pellet or a sponge. Rinse immediately after luting or repairing.
3. In case of contact with skin, remove immediately with a cotton pellet or a sponge. Rinse with soap and water.
4. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
5. Replace the cap of bottle immediately after use. If weak condensation is present on the bottle of CERAMIC PRIMER II, immediately wipe it off.
8. Unit dose is disposable. Do not recar or reuse to avoid cross contamination between patients.
9. If the cap of the unit dose is too tight to open, do not try to open it with force to avoid accidental contact of the liquid with skin and eyes. Use another unit dose.
10. Do not deal with any other primers.
11. Dispose of all waste according to local regulations.
12. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and consult a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <https://www.gce.dental/europe>

THEIR II, nezávadná látka, produkt z može da priniesť zdravotnú ujavu. Do not immerse. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUADAMED (<https://ec.europa.eu/tools/euadamed/>) or contact us at Regulatory.gce@gce.dental

Undesired effects - Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them to the relevant vigilance system, by selecting the primary authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gce.dental. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 01/2025

MANUFACTURED BY: GCE DENTAL PRODUCTS CORP. 2-285 Tomiatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

GCE CORPORATION 1-1-1 Nishikuji, Itabashi-ku, Tokyo 147-8585, Japan

EU LEU: GCE EUROPE NV. 1000 Leuven, Belgium 1000, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Prion to use, carefully read the instructions for use.



CERAMIC PRIMER II

ПРИМЕР ЗА СВЪРЗАВАНЕ НА КЕРАМИКА И КОМПОЗИТИ

CERAMIC PRIMER II е подготвящ агент, създаден за здраво запечатване на керамични и композитни възстановявания посредством композитни цименти и композитни и при поправка на директни композитни възстановявания.

Da se използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Подготвяне на свързващи повърхности на индикретни възстановявания (направени от керамика, цирконий и алуминия), хибридни керамики (напр. CERASMART) и композити преди лепване цимента.

2. Интраорални и екстраорални поправки на фрактурирани индикретни възстановявания, направени от керамика, хибридна керамика и композити.

КОНТРАИДИКАЦИИ

Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към метакрилатен мономер, метакрилатен полимер или етанол.

СОСТАВ

Ethanol, dimethakrilat, monomer esteru na fosforne kiseline, silansko sredstvo za spajanje

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

1. Подгответе подложкащите на свързване повърхности на конструкцията според указанията на съответния производител и след това почистете повърхности с обезмаслена въздушна струя.
2. Препоръчваме почистване в ултразвукова вана или с алкохол, последвано от промиване и от подсушаване с обезмаслен въздух.
3. Тип бутилка: Капнете една капка от CERAMIC PRIMER II върху дозирателния контейнер.
4. Нанесете тънък слой върху подложкащата на единичната доза по посока на часовниковата стрелка. Преди да отворите се уверете, че сте разположили горната и долната част на капката на единичната доза.
5. Нанесете тънък слой върху фрактурираната повърхност на керамичната или композитната конструкция, използвайки, например, микроапликатор и подсушете с въздушна струя без масло.
6. Нанесете подложкащия композитен цимент или лепливо вещество подготвените повърхности на конструкцията. На този етап спазвайте указанията на производителя на съответния цимент.

1. Награване свързващата повърхност на керамичната или композитната конструкция, съгласно инструкциите на производителя и след това почистете, използвайки подложката мид за почистване.
2. Обработете подложкащите на свързване повърхности на конструкцията, съгласно инструкциите на съответния производител и след това почистете, използвайки подложката мид за почистване.
3. Тип бутилка: Капнете една капка от CERAMIC PRIMER II върху дозирателния контейнер.
4. Нанесете тънък слой върху подложкащата на единичната доза по посока на часовниковата стрелка. Преди да отворите се уверете, че сте разположили горната и долната част на капката на единичната доза.
5. Нанесете тънък слой върху фрактурираната повърхност на керамичната или композитната конструкция, използвайки, например, микроапликатор и подсушете с обезмаслена въздушна струя.
6. Продължете поправката с помощта на фотополимеризиращ композит (напр. G-anial Universal Flo), според указанията за употреба от съответния производител.

Заболевка: Ако подготвената повърхност се замърси със слюнка или кръв, изплакнете с вода и подсушете. Повторно обработете повърхността, съгласно инструкциите на производителя и отново нанесете CERAMIC PRIMER II съгласно инструкциите по-горе.

СЪХРАНЕНИЕ За оптимално представяне се препоръчва съхраняването на хладно и тъмно място (4-25°C / 39-77°F).

ПАКЕТИРОВАНИЕ CERAMIC PRIMER II, 1 x 1 бутилка от 3 ml CERAMIC PRIMER II, 10 x единична доза от 0.1 ml

ВНИМАНИЕ 1. Лични предпазни средства (ЛПД) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.

2. Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте друга единична доза.

3. CERAMIC PRIMER II е силно запалливо и летлива течност. Не го използвайте в близост до открит огън. Пазете го далеч от запалителни източници, както е в далеч от директна слънчева светлина. Използвайте в добре вентилиран помещение.

4. В случай на контакт с очите, незабавно отстранете с памучен тампон или гъба. Измийте веднага след измиване или промиване с вода.

5. В случай на контакт с кожата, незабавно отстранете с гъба или памучен тампон. Измийте със сапун и вода.

6. В случай на контакт с очите, незабавно промийте с вода и потърсете лекарска помощ.

7. Поставете капачката на бутилката веднага след употреба. Ако се появят кондензирани капки върху бутилката на CERAMIC PRIMER II, незабавно я изплакнете с вода и подсушете.

8. Единичната доза е еднократна. Не поставяйте капачката обратно и не използвайте повторно, за да се избягне кръстосано замърсяване между пациентите.

9. Ако капачката на единичната доза е прекъснато стъкло, за да отворите - не се опитвайте да я отворите със сила, за да се избягне кръстосано замърсяване на течността с кожата и очите. Използвайте друга единична доза.

10. Не смесвайте с други праймери.

11. Изхвърляйте всички отпадъци в съответствие с местните разпоредби. НЕ ПОДАВАЙТЕ ПРОДУКТА ДОБРО УПОТРЕБИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ИЛИ НАКОН ОЧИ. При такъв реакция,прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS.

Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност на продукта на <https://www.gce.dental/europe>

Тези също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избягне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква редовно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за вложаване на съответното. Изхвърлете устройството, ако е уредено.

НЕ ПОДАВАЙТЕ ПРОДУКТА ДОБРО УПОТРЕБИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ИЛИ НАКОН ОЧИ. При такъв реакция,прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS.

Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност на продукта на <https://www.gce.dental/europe>

Тези също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избягне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква редовно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за вложаване на съответното. Изхвърлете устройството, ако е уредено.

НЕ ПОДАВАЙТЕ ПРОДУКТА ДОБРО УПОТРЕБИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ИЛИ НАКОН ОЧИ. При такъв реакция,прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS.

Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност на продукта на <https://www.gce.dental/europe>

Тези също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.



CERAMIC PRIMER II

PRIMER K BONDOVÁNÍ KERAMIKY A KOMPOZITŮ

CERAMIC PRIMER II je prostředek za spajanje za nanášení na ošetřené povrchy keramických a kompozitních náhrad na vytvoření pevné vazby k materiálům pro přímou aplikaci a ke hmotám pro přípravu fixačních postupů nebo kompozitů při přímých kompozitních opravách.

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ

1. Příprava vazebných ploch u nepřímých keramických náhrad (sklokeramika, zirkon a oxid hlinitý), hybridní keramiky (např. CERASMART) a kompozitů před nanesením lepidla.
2. Intraorální a extraorální opravy zlomených nepřímých náhrad z keramiky, hybridní keramiky a kompozitu.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte výrobek u pacientů se známou alergií na metakrylátový monomer, metakrylátový polymer nebo etanol.

SLOŽENÍ

Ethanol, dimethakrylát, monomer esteru kyseliny fosforečné, silansko středstvo za spajanje

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro cementování náhrad
1. Ošetřete vazebných ploch u nepřímých keramických náhrad (sklokeramika, zirkon a oxid hlinitý), hybridní keramiky (např. CERASMART) a kompozitů před nanesením lepidla. Doporučujeme čistění v ultrazvukové kádce či alkoholem, následně opláchněte a osušte vzduchovou pistolí bez přímého oleje.
2. Typ lahvičky: Kapněte jednu kapku CERAMIC PRIMER II do dávkovací nádoby.
3. Nanesete tenký vrstvou na vazebných povrch keramické nebo kompozitní náhrady pomocí např. mikroaplikátor a vysušte vzduchovou pistolí.
4. Nanesete tenký vrstvou na vazebných povrch keramické nebo kompozitní náhrady pomocí např. mikroaplikátor a vysušte vzduchovou pistolí bez přímého oleje.
5. Pokrajujte v opravě nanášením světlem tuhnoucí adhezivou (např. G-Premio BOND) a navrstvením světelnou tuhnoucí kompozitů (např. G-anial Universal Flo) podle pokynů v návodu k použití příslušného výrobce.
6. Pokud je vazebný povrch kontaminován slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.
7. Pokud je uzavazba povrchu zamazán slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.
8. Nanesete tenký vrstvou na vazebných povrch keramické nebo kompozitní náhrady pomocí např. mikroaplikátor a vysušte vzduchovou pistolí bez přímého oleje.
9. Pokrajujte v opravě nanášením světlem tuhnoucí adhezivou (např. G-Premio BOND) i navrstvením světelnou tuhnoucí kompozitů (např. G-anial Universal Flo) podle pokynů v návodu k použití příslušného výrobce.
10. Pokud je vazebný povrch kontaminován slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.

Pro Intra- orální opravy

1. Zdrňte povrch bondované keramiké nebo kompozitní dostavky pomocí hrubého diamantového vrtáku nebo karborundové špičky.
2. Ošetřete vazebných ploch u nepřímých keramických náhrad na vytvoření pevné vazby k materiálům pro přípravu fixačních postupů nebo kompozitů při přímých kompozitních opravách.
3. Typ lahvičky: Kapněte jednu kapku CERAMIC PRIMER II do dávkovací nádoby.
4. Nanesete tenký vrstvou na zlomený povrch keramické nebo kompozitní náhrady pomocí např. mikroaplikátor a vysušte vzduchovou pistolí bez přímého oleje.
5. Pokrajujte v opravě nanášením světlem tuhnoucí adhezivou (např. G-Premio BOND) i navrstvením světelnou tuhnoucí kompozitů (např. G-anial Universal Flo) podle pokynů v návodu k použití příslušného výrobce.
6. Pokud je vazebný povrch kontaminován slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.
7. Pokud je uzavazba povrchu zamazán slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.
8. Nanesete tenký vrstvou na zlomený povrch keramické nebo kompozitní náhrady pomocí např. mikroaplikátor a vysušte vzduchovou pistolí bez přímého oleje.
9. Pokrajujte v opravě nanášením světlem tuhnoucí adhezivou (např. G-Premio BOND) i navrstvením světelnou tuhnoucí kompozitů (např. G-anial Universal Flo) podle pokynů v návodu k použití příslušného výrobce.
10. Pokud je vazebný povrch kontaminován slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.

Upozorenia: Ak podgotvénatá povrchost se zamърsi sъ slonka или кръв, изплакнете с вода и подсушете. Повторно обработете повърхността, съгласно инструкциите на производителя и отново нанесете CERAMIC PRIMER II съгласно инструкциите по-горе.

BALENI 1. CERAMIC PRIMER II, 1 lahvička od 3 ml 2. CERAMIC PRIMER II, 10 x jedinica doza od 0,1 ml

UPOZORENJE

1. Pri praksi zaštite osobni zaštitni sredstva, kao što su rukavice, maska i zaštitni naočnici, uvijek moraju biti nosjeni.

2. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Koristite drugu jedinicu doze.

3. CERAMIC PRIMER II je jako zapaljivo i letljiva tekućina. Ne koristite kod otvorenog plamena. Držite dalje od izvora vatre.

4. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.

5. U slučaju dodira s kožom, odmah otkloniti vatom ili spužvom. Isprati sapunom i vodom.

6. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.

7. Hranjenjem izl aznanaal heyyezze visazza a zârokupak. Ana para sorudjon la CERAMIC PRIMER II kondenzira voda, valija je odmah obrisati.

8. Jedinična doza je za jednokratnu uporabu. Ne ponovo zatvarati niti koristiti nakon je se izbjeglo erozije i oštećenja pacijenta.

9. Ako je poklopac jedinice doze prečvrsto zatvoren, ne koristiti silu pri otvaranju nego tekućina ne bi dospjela u kontakt s kožom i očima. Ukoliko postoji druga jedinica doze, koristiti drugu jedinicu doze.

10. Ne miješati s drugim pramerima.

11. Otpad skladištiti sukladno lokalnim propisima.

12. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i potražiti liječnika.

Neki proizvodi spomenuti u ovom Uputu za uporabu mogu se klasificirati kao opasni prema Globalno usklađenom sustavu za razvrstavanje i označavanje kemikalija (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals - GHS). Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkoj listi na <https://www.gce.dental/europe>

Takoder su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠTENJE I DEZINFEKCIJA: VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo onečišćenje izmkratno pacijenta ovaj višekratno upotrebljivi predmeti zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivi predmet i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećeni predmet odbaciti.

NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti površine predmeta dezinfekcijskim sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema uputama proizvođača. Odbaciti oštećene predmete u skladu s regionalnim/nacionalnim smjernicama.

ZA SAŽETAK SIGURNOSTI I KLINIČKE UČINKOVOSTI (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUADAMED (<https://ec.europa.eu/tools/euadamed/>) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gce.dental

Izješćavanje o neželjenim učincima. Amennibn sarđit dâk. NE MERITSE FOLYADÉKBA. Alaposan tisztítani meg az eszközöt a szennyezédes megpáradásnak vagy rászáradásnak ekekerésére. Fertőtlenítse egeszsegugyen regisztrált közepes szintű infektokontrol szertvel az eszközöt az eszköz a címke szerítésénél. Amennibn sérült dobjk ki. NE MERITSE FOLYADÉKBA. Alaposan tisztítani meg az eszközöt a szennyezédes megpáradásnak vagy rászáradásnak ekekerésére. Fertőtlenítse egeszsegugyen regisztrált közepes szintű infektokontrol szertvel az eszközöt az eszköz a címke szerítésénél. Amennibn sérült dobjk ki.

A biztonság és a klinikai teljesítmény összefüggéséről (Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)) megtalálhatja az EUADAMED adatbázisban a <https://ec.europa.eu/tools/euadamed/> oldalon, vagy írjon nekünk a Regulatory.gce@gce.dental címre.

Nem kívánt hatások jelzése: Amennibn bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonlónt észlel a termék használata eredményeként, újat is ami nem szerepel a használati utasításban található felsorolásban, kérjük jelente közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az alábbi linken tudta kvalifikáltan az Országának megfelelő hatóság felé fordítani.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en vagy a námi internetes szolgálatra: vigilance@gce.dental

Na taj čete način dostupni je vijestnik sigurnosti ovog proizvoda.

Datum zadnje revizije: 01/2025

Prie uporabe pažljivo pročitati upute za uporabu.



CERAMIC PRIMER II

PRIMER ZA SPAJANJE KERAMIKE I KOMPOZITA

CERAMIC PRIMER II je sredstvo za spajanje za nanošenje na ošetřene povrchy keramické i kompozitní náhrad na vytvoření pevné vazby k materiálům pro přímou aplikaci a ke hmotám pro přípravu fixačních postupů nebo kompozitů při přímých kompozitních opravách.

Samo za stručnu dentulu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE ZA UPORABU

1. Priprema za spajanje rada obraditi sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistiti na odgovarajući način.
2. Priprema za spajanje rada obraditi sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistiti na odgovarajući način.
3. Nanesite tenki sloj vrhu na spojnici keramické ili kompozitni náhrady pomocí např. mikroaplikator a vysušte vzdušnou pistolí bez přímého oleje.
4. Nanesite tenki sloj vrhu na spojnici keramické ili kompozitni náhrady pomocí např. mikroaplikator a vysušte vzdušnou pistolí bez přímého oleje.
5. Pokrajujte v opravě nanášením světlem tuhnući adhezivou (např. G-Premio BOND) i navrstvením světelnou tuhnući kompozitů (např. G-anial Universal Flo) podle pokynů v návodu k použití příslušného výrobce.
6. Pokud je vazebný povrch kontaminován slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.
7. Pokud je uzavazba povrchu zamazán slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.
8. Nanesite tenki sloj vrhu na zlomený povrch keramické nebo kompozitni náhrady pomocí např. mikroaplikator a vysušte vzdušnou pistolí bez přímého oleje.
9. Pokrajujte v opravě nanášením světlem tuhnući adhezivou (např. G-Premio BOND) i navrstvením světelnou tuhnući kompozitů (např. G-anial Universal Flo) podle pokynů v návodu k použití příslušného výrobce.
10. Pokud je vazebný povrch kontaminován slinami nebo krví, opláchněte ho vodou a osušte suchým vzduchem. Opětovně ošetřete povrchu sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistite na odgovarajući način.

Upozorenia: Ak podgotvénatá povrchost se zamърsi sъ slonka или кръв, изплакнете с вода и подсушете. Повторно обработете повърхността, съгласно инструкциите на производителя и отново нанесете CERAMIC PRIMER II съгласно инструкциите по-горе.

BALENI 1. CERAMIC PRIMER II, 1 lahvička od 3 ml 2. CERAMIC PRIMER II, 10 x jedinica doza od 0,1 ml

UPUTE ZA UPORABU

1. Za postupak cementiranja
1. Površine za spajanje rada obraditi sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistiti na odgovarajući način.
2. Priprema za spajanje rada obraditi sukladno uputama proizvođača materijala i zatim ih očistiti na odgovarajući način.
3. Nanesite tenki sloj vrhu na spojnici keramické ili kompozitni náhrady pomocí např. mikroaplikator a vysušte vzdušnou pistolí bez přímého oleje.
4. Nanesite tenki sloj vrhu na spojnici keramické ili kompozitni náhrady pomocí např. mikroaplikator a vysušte vzdušnou pistolí bez přímého oleje.
5. Pokrajujte v opravě naná

