



Αποκτήστε διάφανη οπτική



EXACLEAR
από την GC

Καθαρό υλικό από
πολυσιλοξάνιο βινυλίου

Ο σύμμαχός σας στη διαφάνεια

GC

EXACLEAR από την GC

Διαφάνεια στη δουλειά σας

Το EXACLEAR είναι ένα καινοτόμο υλικό διάφανης σιλικόνης που ικανοποιεί τις ανάγκες απαιτητικών αισθητικών περιπτώσεων και διευκολύνει την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Η απόλυτη διαφάνειά του το καθιστά ιδιαίτερος αποτελεσματικό σε πολύπλοκες κλινικές καταστάσεις.



Οπτικός έλεγχος έγχυσης της ρητίνης.
* Δεν αποτελούν εμπορικά σήματα της GC

Κρυστάλλινη οπτική

Η **υψηλή διαφάνεια** προσφέρει εξαιρετικό οπτικό έλεγχο και πολύ αποτελεσματικό φωτο-πολυμερισμό μέσω της σιλικόνης.

Αυτό οδηγεί σε καλύτερο πολυμερισμό του επιφανειακού στρώματος της ρητίνης με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η τελική στίλβωση.



Διαφάνεια του EXACLEAR (τέρμα δεξιά) σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές.

Βέλτιστη σύσταση για επιτυχημένη διαδικασία

Ροή χωρίς πίεση



Βέλτιστη σύσταση για εύκολη **τοποθέτηση στο δισκάριο**

Ροή υπό πίεση



Σε ρευστή μορφή κατά την εισαγωγή για **τέλεια προσαρμογή στην προετοιμασία και ακριβή αναπαραγωγή λεπτομερειών**

Εύκολο στη διάνοιξη



Το τελικό αποτέλεσμα είναι **άκαμπτο και ισχυρό** με εύκολη κοπή και διάνοιξη των οπών έγχυσης.

Εύκολη και αποτελεσματική αφαίρεση



Αρκετά εύκαμπτο ώστε να αφαιρείται χωρίς να **σπάει ή να παραμορφώνεται**

Γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος

Μετά από μόλις **2 λεπτά** μέσα στο στόμα το αποτύπωμα είναι έτοιμο και μπορεί να αφαιρεθεί.

Εάν δουλεύετε σε εκμαγείο, το υλικό είναι έτοιμο σε **7 λεπτά**.



2 λεπτά ενδοστοματικά



7 λεπτά εξωστοματικά

Ανακαλύψτε την τεχνική έγχυσης με νάρθηκα

Δημιουργία άμεσων όψεων από τον οδοντίατρο

Όταν το EXACLEAR χρησιμοποιείται μαζί με κάποια ενέσιμη σύνθετη ρητίνη όπως το G-aenial Universal Injectable, επιτρέπει στους κλινικούς οδοντιάτρους να δημιουργούν αποκαταστάσεις με το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα με τις έμμεσες όψεις, αλλά πιο γρήγορα, οικονομικότερα και με **λιγότερο επεμβατικό τρόπο**.

Η διαφάνεια του EXACLEAR σας επιτρέπει να ελέγχετε **κάθε λεπτομέρεια** και αποτρέπει από τον σχηματισμό ζώνης αναστολής πολυμερισμού από οξυγόνο, διευκολύνοντας έτσι την τελική στίλβωση. Το G-aenial Universal Injectable είναι κατάλληλο για αυτή την τεχνική λόγω της θixοτροπικότητας, της αντοχής και της στιλπνότητάς του.



1. Αρχική κατάσταση



2. Γεμίστε το δισκίο αποτύπωσης με EXACLEAR και λάβετε ένα αποτύπωμα του κεριού στο εκμαγείο



3. Μετά την τοποθέτηση, αφαιρέστε τη διάφανη σιλικόνη από το δισκίο



4. Διανοίξτε μια οπή στη μήτρα σιλικόνης ώστε να δημιουργήσετε χώρο για το άκρο της σύριγγας



5. Απομονώστε τα γειτονικά δόντια, αδροποιήστε και εφαρμόστε τον συγκολλητικό παράγοντα



6. Τοποθετήστε τη μήτρα σιλικόνης στο στόμα και εγχύστε το G-aenial Universal Injectable μέσω της οπής στη μήτρα



7. Διενεργήστε φωτοπολυμερισμό μέσω της μήτρας σιλικόνης και μετά αφαιρέστε την



8. Αφαιρέστε την περίσσεια ποσότητας της σύνθετης ρητίνης με μια λεπίδα



9. Τελικό αποτέλεσμα μετά από λίγα βήματα στίλβωσης

Ευγενική παραχώρηση του
Δρα Α. Salehi, Γαλλία

Οδοντιατρική θεραπεία γενικευμένων αποτριβών με άμεση σύνθετη ρητίνη

Η τεχνική έγχυσης σύνθετης ρητίνης με νάρθηκα είναι επίσης ιδανική για τη θεραπεία περιστατικών γενικευμένων αποτριβών καθώς και για την αποκατάσταση της μορφολογίας του φραγμού. Η διαφάνεια του EXACLEAR βοηθά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της έγχυσης ενώ σας επιτρέπει να δουλεύετε πολλά δόντια ταυτόχρονα. Η υψηλή αντοχή στην κάμψη και η αντοχή στη φθορά του **G-aenial Universal Injectable** το καθιστούν ιδανικό για τα οπίσθια δόντια.



1. Αρχική κατάσταση



2. Γεμίστε το δισκίο αποτύπωσης με EXACLEAR και λάβετε ένα αποτύπωμα του κεριού στο εκμαγείο



3. Εικόνα μετά τη θεραπεία χρησιμοποιώντας την τεχνική έγχυσης με νάρθηκα

Ευγενική παραχώρηση του
Δρα Α. Mak, Αυστρία

EXACLEAR από την

Αποκτήστε διάφανη οπτική



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 51g cartridges
900114	Mixing tips Type II L (60)

Ο σύμμαχός σας στις περίπλοκες κλινικές καταστάσεις

Τεχνική έγχυσης με νάρθηκα

Εύκολος έλεγχος της
έγχυσης μέσω του
EXACLEAR



Με το G-aenial Universal Injectable

Ενέσιμη σύνθετη ρητίνη με
υψηλή αντοχή και τέλεια
θιξοτροπικότητα

Τεχνική διαστρωμάτωσης

Εύκολος φωτο-
πολυμερισμός άνω γνάθου
μέσω του EXACLEAR



Με το Essentia

Υψηλά αισθητική σύνθετη
ρητίνη με τη χρήση
απλοποιημένου
συστήματος αποχρώσεων

Τοποθέτηση ορθοδοντικών ρητινών ενισχυμένων με ίνες

Αποδοτικός φωτο-
πολυμερισμός συγκολλητικών
παραγόντων & ινών μέσω του
EXACLEAR



Με το everStickORTHO

Ενισχυμένο με ίνες υάλου
για αισθητική ορθοδοντική

Προσωρινή αποκατάσταση σε στεφάνες και γέφυρες

Τέλειος φωτο-πολυμερισμός
του C&B υλικού μέσω του
EXACLEAR



Με το TEMPSMART DC

Υγικό διπλού πολυμερισμού
για προσωρινές
αποκαταστάσεις σε
στεφάνες και γέφυρες

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1894

Φειδιππίδου 43, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 210 7489 031, 210 7792 584
Fax : 210 7489 032
E-mail : info@faratzi.gr
www.faratzi.gr

NewDent I.K.E.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Ν. Κουντουριώτου 3
546 25 Θεσ/νίκη
Τηλ : 2310 270 550
2310 270 850
Email : newdent@otenet.gr
www.newdent.gr

GC