



Oma selget vaadet



EXACLEAR GC-lt

Läbipaistev vinüül-
polüsiloksaanist materjal

Teie abimees läbipaistvust
nõudvatel töödel

GC

EXACLEAR GC-It

Transparentsus teie töös

EXACLEAR on innovaativne läbipaistev silikoonist materjal, mis sobib nõudlikele esteetilistele juhtumitele ja aitab tagada häid ravitulemusi. Materjali täielik läbipaistvus teeb selle kasutuse eriti tõhusaks keeruliste kliiniliste olukordade puhul.



Visuaalne kontroll komposiidi süstimisel.

*Pole GC kaubamärgid



Kristallselge nähtavus

Suur läbipaistvus võimaldab suurepäraselt visuaalset kontrolli ja väga tõhusat valguskõvastamist läbi silikooni.

See toob kaasa parema konversioonimäära ja väldib hapniku inhibitsioonikihi teket, lihtsustades seeläbi lõplikku poleerimist.



EXACLEARi (kõige paremal) läbipaistvus võrreldes konkurentidega.

Optimaalne konsistents tagab eduka protseduuri

Voolavus survet avaldamata



Optimaalne konsistents lihtsustab aplitseerimist jäljendlusikasse

Voolavus surve all



Olles sisestamisel vedel võtab see perfektselt preparatsiooni kuju ja jäljendab täpselt detaile

Lihtne puurida



Pärast kõvastumist on jäik ja tugev, tänu millele on seda lihtne lõigata ning puurida sisestusavasid

Ei rebene



On piisavalt elastne, et eemaldamisel ei puruneks ega deformeeruks

Ka aeg omab tähtsust

Jäljend kõvastub suus kõigest 2 minutiga, pärast mida saab selle eemaldada.

Mudeliga töötamisel kõvastub materjal 7 minuti jooksul.



2 min intra-orally



7 min extra-orally

Avasta voolava komposiidi ja läbipaistva silikoonvõtme tehnika

Loo direktseid laminaate oma kabinets

Kombinatsioonis voolava süstitava komposiidiga, nagu G-ænial Universal Injectable, võimaldab EXACLEAR arstidel luua sama esteetilisi restauratsioone nagu on indirektsed laminaadid, kuid veel kiiremini, taskukohasemalt ja kasutades **vähem invasiivsemaid preparatsioone**.

EXACLEAR-i läbipaistvus võimaldab kontrollida igat **väiksematki detaili** ja hoiab ära hapniku inhibitsioonikihi tekke, tehes seeläbi lõpliku poleerimise lihtsamaks. **G-ænial Universal Injectable** sobib selle tehnikaga hästi tänu oma tiksotroopsusele, tugevusele ja läikele.



1. Esialgne olukord



2. Täitke jäljendlusikas EXACLEARiga ja võtke mudeli wax-upilt jäljend.



3. Eemaldage kõvastunud läbipaistev silikoon jäljendlusikalt



4. Puurige läbi silikoonvõtme ava, mille sisse mahuks komposiitmaterjali otsik



5. Isoleerige naaberhambad, söövitage email ja aplitseerige sidusaine



6. Paigutage silikoonvõti suhu ning süstige läbi silikoonvõtmesse tehtud ava G-ænial Universal Injectable'i



7. Valguskõvastage läbi silikoonvõtme ning eemaldage see



8. Eemaldage üleliigne komposiitmaterjal skalpelliteraga



9. Lõpptulemus pärast poleerimisetappe

Pildid: HLT A. Salehi, Ranska

Hammaste üldise kulumise ravi direktsete komposiitidega hambaravikabinets

Voolava komposiidi ja läbipaistva silikoonvõtme tehnika sobib ideaalselt ka kulunud hammaste raviks või erinevate morfoloogiate loomiseks.

EXACLEARi läbipaistvus võimaldab näha ja kontrollida komposiidi süstimist ning ühtlasi ravida mitut hammast korraga. **G-ænial Universal Injectable**'i suur paindetugevus ja kulumiskindlus sobib ideaalselt selliste tagahammaste juhtumite puhul.



1. Esialgne olukord



2. Täitke jäljendlusikas EXACLEARiga ja võtke mudeli wax-upilt jäljend.



3. Olukord pärast voolava komposiidi ja silikoonvõtme tehnika kasutamist.

Pildid: HLT A. Mak, Australia

EXACLEAR GC-It

Oma selget vaadet



EXACLEAR	
012792	EXACLEAR, 2x 51g cartridges
900114	Mixing tips Type II L (60)

Teie abimehed keerulistes kliinilistes olukordades

Voolava komposiidi ja läbipaistva silikoonvõtme tehnika

Läbi EXACLEARi on komposiitmaterjali lihtne jälgida



G-aenial Universal Injectable'iga

Väga tugev ja ideaalselt tiksotroopne süstitav komposiit

Kihitamise tehnika

Läbi EXACLEARi on palatinaalselt lihtne valguskövastada



Essentiaga

Väga esteetiline komposiit lihtsustatud värvisüsteemiga

Ortodontiliste fiiberretainerite paigaldamine

Läbi EXACLEARi saab tõhusalt sidusainet ja fiibreid valguskövastada



EverStickORTHOga

Klaasfiibertugevdused esteetilisteks ortodontilisteks retaineriteks

Ajutiste kroonide ja sildade tööd

Läbi EXACLEARi saab kroonide ja sildade materjali ideaalselt valguskövastada



TEMPSMART DC-ga

Kahelikövastuv ajutiste kroonide ja sildade materjal

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC NORDIC AB

GC esindaja Eestis
Mob. +372 52 08 718
Christine.Kuusmaa@gc.dental
www.gceurope.com

