

GC EXACLEAR



Za čist pogled



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2 x patrona (51 g), 6 x nastavci za miješanje II veličina L
900114	60 x nastavci za miješanje tip II veličina L

Vaši partneri u složenim kliničkim situacijama

Tehnika uštrcavanja

Laka kontrola
uštrcavanja pomoću
materijala EXACLEAR



S G-aenial Universal
Injectable
Kompozit za uštrcavanje
velike čvrstoće i savršene
tiksotropnosti



S Essentia
Visoko estetski
kompozit s
jednostavnim
sustavom boja



S everStickORTHO
Staklena vlakna
za pojačavanje za
estetske ortodontske
retainere



S TEMPSMART DC
Privremeni materijal
s dvostrukim
stvrdnjavanjem za
krunice i mostove

Tehnika slojevanja

Laka svjetlosna
polimerizacija
palatinalno pomoću
materijala EXACLEAR



Postavljanje ortodontskih vlaknima pojačanih retainera

Učinkovita svjetlosna
polimerizacija spoja i vlakna
za pojačanje pomoću
materijala EXACLEAR



Privremene krunice i mostovi

Savršena svjetlosna
polimerizacija
materijala za krunice i
mostove pomoću
materijala EXACLEAR



GC EXACLEAR

Proziran vinil-polisilosanski
materijal

Vaš partner za
transparentni rad

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC EXACLEAR

Transparentnost u radu

EXACLEAR je inovativni, prozirni silikonski materijal koji ispunjava potrebe zahtjevnih estetskih slučajeva te olakšava način postizanja dobrih rezultata. Njegova potpuna prozirnost čini ga posebno učinkovitim u složenim kliničkim situacijama.



Vizualna kontrola uštrcavanja kompozita.
*nisu zaštitni znaci tvrtke GC.



*nisu zaštitni znaci tvrtke GC.



*nisu zaštitni znaci tvrtke GC.

Kristalno čist pogled

Visoka **prozirnost** omogućuje izvrsnu vizualnu kontrolu i vrlo učinkovitu svjetlosnu polimerizaciju kroz silikon.

To dovodi do veće konverzije i izbjegava stvaranje inhibirajućeg sloja za kisik, što **olakšava završno poliranje**.



Prozirnost materijala EXACLEAR (krajnje desno) u usporedbi s konkurentnim proizvodima.

Optimalna konzistencija za uspješni postupak



Optimalna konzistencija za lako postavljanje u žlicu



Tekuć kod postavljanja za savršenu prilagodbu preparaciji i točnu reprodukciju detalja



Jednostavno brušenje
Krut i čvrst nakon stvrđivanja te jednostavno za brušenje i bušenje rupa za uštrcavanje



Dovoljno fleksibilan za odstranjivanje bez loma ili deformacija

Jer je i vrijeme važno

Otisak je stvrđnut nakon samo **2 minute** u ustima i može se odstraniti.

Ako se radi na modelu, materijal će se stvrđnuti kroz **7 minuta**.



Otkrijte tehniku uštrcavanja

Izrada direktnih estetskih ljski

EXACLEAR korišten zajedno s kompozitom za uštrcavanje, kao što je G-aenial Universal Injectable, omogućuje izradu estetskih restauracija kao što su indirektne ljske, no na brži i jeftiniji način, uz **manje invazivne preparacije**.

Prozirnost materijala EXACLEAR omogućuje provjeru **svakog malog detalja** i sprječava stvaranje inhibirajućeg sloja za kisik, čime se olakšava završno poliranje. G-aenial Universal Injectable je vrlo pogodan za ovu tehniku, zbog svoje tiksotropnosti, čvrstoće i sjaja.



1. Početna situacija



2. Žlicu za otisak ispunuti materijalom EXACLEAR te uzeti otisak wax-up na modelu



3. Nakon stvrđivanja odstraniti silikon iz žlice



4. Izbušiti rupu kroz silikonski ključ i izraditi otvor za vrh štrcaljke s kompozitom



5. Izolirati susjedne zube, jetkati caklinu i nanijeti sredstvo za spajanje



6. Postaviti silikonski ključ u usta i uštrcati G-aenial Universal Injectable kroz rupu u ključu



7. Polimerizirati svjetlom silikonski ključ i zatim ga odstraniti



8. Oštricom odstraniti višak kompozita



9. Završni rezultat nakon nekoliko koraka poliranja

Terapija trošenja zubi pomoću direktnih kompozita

Tehnika uštrcavanja je također idealna za smanjenje trošenja zubi ili za rekonstrukciju složenih morfologija. Prozirnost materijala EXACLEAR pomaže kontrolirati uštrcavanje tijekom istodobne obrade nekoliko zubi. Visoka savojna čvrstoća i otpornost na trošenje materijala **G-aenial Universal Injectable** idealna je za takve slučajeve u stražnjem području.



1. Početna situacija



2. Žlicu za otisak ispunuti materijalom EXACLEAR te uzeti otisak wax-up na modelu



3. Situacija nakon terapije tehnikom uštrcavanja