



Aiškliai viską įžvelkite



EXACLEAR
iš GC

Skaidri vinilpolisiloksaninė
medžiaga

Jūsų partneris nematomiems
darbams

GC

EXACLEAR iš GC

Matomumas Jūsų darbe

EXACLEAR- tai nauja, skaidri silikoninė medžiaga, leidžianti įgyvendinti keliamus estetinius reikalavimus ir trumpinanti geresnių rezultatų pasiekimo kelią. Dėl ypatingo savo skaidrumo medžiaga ypač efektyvi sudėtingose klinikinėse situacijose.



Vizualinė kompozito injekcijos kontrolė.
*Ne GC kompanijos prekinis ženklas



Vaizdo skaidrumas lyg per kristalą

Dėka **didelio skaidrumo** galima puiki vizualinė kontrolė ir itin efektyvus kietinimas šviesa net per silikoną.

Tai užtikrina žymiai geresnį medžiagos pasiskirstymą, padeda išvengti deguonimi inhibuoto sluoksnio susiformavimo ir leidžia žymiai **paprasciau atlikti restauracijos poliravimą**.



EXACLEAR skaidrumas (dešiniausias) lyginant su konkurentais

Optimali konsistencija sėkmingai procedūrai

Takumas nespaudžiant



Optimali konsistencija lengvesniam įšvirkštimui į šaukštą

Takumas paspaudus



Įšvirkščiant į restauraciją medžiaga skysta- puiki adaptacija ir tikslus detalių atkūrimas

Lengva gręžti



Po kietėjimo **kieta ir patvari**, galima lengvai pjaustyti, bei gręžti skylės

Netrūkinėja



Pakankamai lanksti- išėmimas be pokyčių ir deformacijų

Kadangi laikas taip pat svarbus

Praėjus vos **2 minutėms** nuo kietėjimo pradžios burnos ertmėje, atspaudą galima išimti.

Dirbant ant modelio, medžiaga sukietėja per **7 minutes**.



2 min burnos ertmėje



7 min ekstraaliai

Atraskite švirkščiamojo formavimo techniką

Tiesioginė laminačių gamyba klinikoje

EXACLEAR naudojama kartu su taktu kompozitu tokiu kaip G-ænial Universal Injectable suteikia galimybę odontologui sukurti estetiškes restauracijas niekuo nenusileidžiančias laboratoriniu būdu pagamintoms laminatėms, tačiau žymiai greitesniu, pigesniu ir **mažiau invazyviu metodu**.

Dėka EXACLEAR's skaidrumo galite lengvai įvertinti **kiekvieną mažytę detalę** ir išvengti deguonimi inhibuoto sluoksnio susiformavimo, kuris turi įtakos galutiniam restauracijos poliravimui. O **G-ænial Universal Injectable** yra labai tinkama šiai technikai dėl savo tiksotropiškumo, tvirtumo ir blizgesio.



1. Pradinė situacija



2. Šaukštą pripildykite EXACLEAR medžiaga ir nuimkite atspaudą nuo pavaškuoto modelio



3. Sukietėjus iš šaukšto išimkite skaidrų silikoną



4. Silikoniniame gide išgręžkite skylės kompozito švirkšto antgaliukui



5. Izoliuokite gretimus dantis, emalį išdinkinkite rūgštimi ir tepkite rišamąją medžiagą



6. Ant dantų uždėkite silikoninį gidą ir per išgręžtas skylutes įšvirkškite G-ænial Universal Injectable



7. Per silikoninį gidą sukietinkite restauraciją ir nuimkite jį.



8. Peiliuku pašalinkite kompozito perteklių



9. Galutinis vaizdas atlikus kelis poliravimus

Pareiktas atvejis Dr. A. Salehi, Prancūzija

Tiesioginis generalizuoto dantų nusidėvėjimo pažeistų dantų atstatymas kompozitu

Injekcinio formavimo technika idealiai tinka nusidėvėjusių dantų atstatymui arba kompleksiniam dantų morfologijos atstatymui. EXACLEAR medžiagos skaidrumas leidžia pamatyti ir kontroliuoti injekcijas vienu metu restauruojant net kelis dantis. Dėl didelio lankstumo ir atsparumo nusidėvėjimui **G-ænial Universal Injectable** yra ideali medžiaga tokiems krūminių dantų atvejams.



1. Pradinė situacija



2. Šaukštą užpildykite EXACLEAR medžiaga ir nuo pavaškuoto modelio nuimkite atspaudą



3. Vaizdas po dantų restauravimo injekcinio formavimo metodu

Pareiktas atvejis Dr. A. Mak, Australija

EXACLEAR iš GC

Aiškiai viską įžvelkite



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 51g cartridges
900114	Mixing tips Type II L (60)

Jūsų partneris sprendžiant sudėtingas kliniškes situacijas

Injekcinė formavimo technika

Lengva įšvirkštimo kontrolė per EXACLEAR medžiagą



Su G-aenial Universal Injectable

Tvirtas ir labai tiksotropiškas takus kompozitas

Sluoksniavimo technika

Lengvas polimerizavimas iš gomurio pusės per EXACLEAR medžiagą



Su Essentia

Itin estetiškas kompozitų rinkinys naudojamas su supaprastinta atspalvių sistema

Ortodontinių retencinių skaidulų uždėjimas

Itin efektyvus retencinių detalių bei skaidulų kietinimas šviesa per EXACLEAR medžiagą



Su everStickORTHO

Stiklo pluošto sutvirtinimai estetinei ortodontinei retencijai

Laikinių vainikėlių ir tiltų restauracijos

Puikus V ir T kietinimas šviesa per EXACLEAR medžiagą



Su TEMPSMART DC

Dvigubo kietėjimo medžiaga laikiniems vainikėliams bei tiltams

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.
GC Nordic AB
KONSULTANTAS
Žilvinas Žičkus
Mob. tel. + 370 65249729
zilvinas.zickus@gc.dental
www.gceurope.com

