



Ar labu redzamību



EXACLEAR
no GC

Caurspīdīgs vinila
polisiloksāna materiāls

Tavs partneris,
kad vēlies labu redzamību

GC

EXACLEAR^{no GC}

Caurspīdīgums, kas nepieciešams

EXACLEAR ir inovatīvs caurspīdīgs silikona materiāls, kas, veicot augstākā līmeņa estētiskos darbus, piemērots prasīgiem llietotājiem un palīdz iegūt izcilu rezultātu. Tas ir pilnīgi caurspīdīgs un īpaši efektīvs sarežģītām klīniskām situācijām.



Vizuāla kompozīta injekcijas kontrole.
*Nav GC tirdzniecības zīme



Kristāldzidrs skats

Materiāla caurspīdīgums nodrošina labu vizuālo kontroli, kā arī ļoti efektīvu gaismas polimerizāciju cauri silikonam.

Pateicoties tam kompozītam ir augstāka konversijas pakāpe, papildus ir iespēja izvairīties no skābekļa inhibētā slāņa veidošanās, tādējādi **atvieglot restaurācijas beigu pulēšanu.**



EXACLEAR (pa labi) caurspīdīguma salīdzinājums ar konkurējošiem materiāliem.

Optimāla konsistence veiksmīgai procedūrai

Plūst bez spiediena



Optimāla konsistence **vieglai ievietošanai nospieduma karotē**

Plūstamība spiediena laikā



Plūstamība, kas nodrošina **perfektu adaptāciju** pie virsmas un attiecīgi ļauj iegūt precīzas virsmas un formas detaļas

Viegli urbjams



Pēc sacietēšanas materiāls ir **ciets un stingrs**, to ir viegli griezt, kā arī izurbt injekcijas caurumus

Nepļīst



Pietiekami **elastīgs**, lai izņemšanas laikā **nedeformētos un nesaplīstu**

Jo laiks ir svarīgs

Jau tikai pēc **2 minūtēm** mutē nospiedumu var izņemt.

Ja lietojat uz modeļa, cietēšanas laiks ir **7 minūtes.**



2 min intraorāli



7 min ekstraorāli

Iepazīstiet kompozīta injekcijas modelēšanas tehniku

Tiešie kompozīta venīri

EXACLEAR, lietojot kopā ar injekcijas tipa kompozītu G-ænial Universal Injectable, palīdz ārstam ātrāk, ar mazākām izmaksām un veidojot **mazāk invazīvas preparācijas**, radīt restaurācijas, kas ir tikpat skaistas kā netiešie venīri.

EXACLEAR caurspīdīgums ļauj novērtēt **ikvienu detaļu** un novērš skābekļa inhibētā slāņa veidošanos, tādējādi ļaujot veikt pulēšanu ātrāk. **G-ænial Universal Injectable** ir labi piemērots izmantošanai šajā tehnikā, jo tas ir tiksotrops, izturīgs un lieliski saglabā virsmas spīdumu.



1. Sākuma stāvoklis



2. Piepildiet nospieduma karoti ar EXACLEAR un paņemiet nospiedumu no vaskojuma



3. Pēc silikona sacietēšanas izņemiet silikonu no karotes



4. Izurbiet silikonā caurumus, kas atbilst kompozīta šķirces uzgalim



5. Blakus zobus izolējiet, veiciet emaljas kodināšanu un aplicējiet adhezīvu



6. Novietojiet silikona atslēgu mutē un pa silikona atslēgas caurumu injicējiet G-ænial Universal Injectable



7. Polimerizējiet cauri silikona atslēgai un pēc tam to noņemiet



8. Lieko kompozītu nonemiet ar skalpeli



9. Pabeigts rezultāts pēc kompozīta nopulēšanas

Attēlu autors Dr. A. Salehi, Francija

Vispārēja zobu nodiluma atjaunošana ar kompozītu injekcijas tehnikā

Injekcijas modelēšanas tehnika ir ideāli piemērota nodilušo zobu atjaunošanai un sarežģītas morfoloģijas atveidošanai. EXACLEAR caurspīdīgums, vienlaicīgi atjaunojot vairākus zobus, palīdz labi redzēt un kontrolēt injicējamo kompozītu.

G-ænial Universal Injectable augstā stiepes izturība un novalkāšanās noturība ir ideāli piemērotas īpašības nodilušo sānu zobu atjaunošanai.



1. Sākuma stāvoklis



2. Piepildiet nospieduma karoti ar EXACLEAR un paņemiet nospiedumu no vaskojuma



3. Stāvoklis pēc ārstēšanas, izmantojot injekcijas modelēšanas tehniku

Attēlu autors Dr. A. Mak, Austrālija

EXACLEAR^{no} GC

Lai ir laba redzamība



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 51g cartridges
900114	Mixing tips Type II L (60)

Jūsu partneris sarežģītās klīniskās situācijās

Injekcijas modelēšanas tehnika

Izcili viegla kontrole cauri EXACLEAR



Ar G-aenial Universal Injectable

Augstas izturības Injekcijas tipa kompozīts ar perfektām tiksotropām īpašībām

Slāņošanas tehnika

Ļoti viegla gaismas polimerizācija cauri EXACLEAR



Ar Essentia

Ļoti estētisks kompozīts ar vienkāršotu krāsu sistēmu

Ortodontisko stiprinājumu novietošana

Veiktspējīga gaismas polimerizācija gan saitei, gan šķiedrai cauri EXACLEAR



Ar everStickORTHO

Stikla šķiedras stiprinājums estētiskiem ortodontiskiem reteineriem

Pagaidu kroņu un tiltu izgatavošana

Perfekta kroņu un tiltu materiāla polimerizācija cauri EXACLEAR



Ar TEMPSMART DC

Duāli cietējošs pagaidu kroņu un tiltu materiāls

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC NORDIC AB
Latvijas birojs
Ģertrūdes 113-73, Rīga
Mob.tālr. +371 29405119
info@nordic.gceurope.com
www.gceurope.com

GC