



Uma visão transparente



EXACLEAR da GC

Material em vinil
polisiloxano transparente

O seu parceiro para um
trabalho transparente

GC

EXACLEAR da GC

Transparência no seu trabalho

O EXACLEAR é um material inovador em silicone transparente que satisfaz as necessidades de casos esteticamente exigentes e permite obter ótimos resultados. A sua transparência absoluta torna-o particularmente eficaz em situações clínicas complexas.



Controlo visual da injeção de compósito

*Não são marcas comerciais da GC



Uma visão cristalina

A elevada **transparência possibilita** um grande controlo visual e uma fotopolimerização muito eficaz através do silicone.

Permite assim um maior grau de conversão e evita a formação de uma camada de inibição de oxigénio, **facilitando o procedimento complexo de polimento final.**



A transparência do EXACLEAR (à direita) em comparação com produtos concorrentes.

Excelente consistência para um procedimento bem sucedido

Fluidez sem pressão



Excelente consistência para uma **fácil aplicação na moldeira**

Fluidez sob pressão



Fluido durante a inserção para uma **adaptação perfeita** ao preparo e uma **reprodução precisa de detalhes**

Fácil de perfurar



Rígido e forte após a presa e fácil de cortar e de fazer orifícios de injeção

Não rasga



Suficientemente **flexível** para a remoção sem quebras ou **deformações**

Porque o tempo também é importante

Após apenas **2 minutos** intra-oralmente, o molde está preso e pode ser removido. Ao trabalhar num modelo, o material prende em **7 minutos**.



2 min. intra-oralmente



7 min. intra-oralmente

Descubra a técnica para la férula de injeção

Criação de facetas diretas no consultório

O EXACLEAR, utilizado juntamente com um compósito injetável como o G-ænial Universal Injectable, permite aos dentistas criarem restaurações tão estéticas como as facetas indiretas, mas mais rápidas e económicas e utilizando **preparos menos invasivos**.

A transparência do EXACLEAR permite-lhe verificar **todos os pequenos pormenores** e evita a formação de uma camada de inibição de oxigénio, facilitando o procedimento complexo de polimento final. O **G-ænial Universal Injectable** é bem adequado para esta técnica dada a sua tixotropia, resistência e lisura.



1. Situação inicial



2. Encha a moldeira para o molde com EXACLEAR e crie um molde do enceramento no modelo



3. Depois de prender, remova o silicone transparente da moldeira



4. Faça um orifício na chave de silicone para criar espaço para a ponta do compósito



5. Isole os dentes contíguos, condicione o esmalte e aplique um agente de união



6. Coloque a chave de silicone na boca e injete G-ænial Universal Injectable no orifício da chave



7. Proceda à fotopolimerização através da chave de silicone e depois remova-a



8. Remova o excesso de compósito com uma lâmina



9. Resultado final após alguns passos de procedimento complexo de polimento

Cortesia do Dr. A. Salehi, França

Tratamento no consultório de desgaste generalizado com compósitos diretos

A técnica para la férula de injeção também é ideal para tratar casos de desgaste ou para recriar morfologias complexas. A transparência do EXACLEAR ajuda a ver e a controlar a injeção durante o tratamento de vários dentes simultaneamente. A elevada resistência do **G-ænial Universal Injectable** à flexão e ao desgaste é ideal para estes casos posteriores.



1. Situação inicial



2. Encha a moldeira para o molde com EXACLEAR e crie um molde do enceramento no modelo



3. Situação após tratamento com a técnica para la férula de injeção

Cortesia do Dr. A. Mak, Austrália

EXACLEAR da GC

Uma visão transparente



EXACLEAR	
012792	EXACLEAR, 2x 51g cartridges
900114	Mixing tips Type II L (60)

Os seus parceiros em situações clínicas complexas

Técnica para la férula de injeção

Controlo fácil da injeção através do EXACLEAR



Com G-aenial Universal Injectable

Compósito injetável com elevada resistência e tixotropia perfeita

Técnica de aplicação por camadas

Fotopolimerização palatina fácil através do EXACLEAR



Com Essentia

Compósito altamente estético utilizando um sistema de tonalidades simplificado

Aplicação de retentores de fibra ortodônticos

Fotopolimerização eficaz de adesivo e fibras através do EXACLEAR



Com everStickORTHO

Reforço de fibra de vidro para retentores ortodônticos estéticos

Coroas e pontes provisórias

Fotopolimerização perfeita do material coroas e pontes através do EXACLEAR



Com TEMPSMART DC

Material temporário de cura dupla para coroas e pontes

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
<http://spain.gceurope.com>

