

EXACLEAR od GC

Majte dobrý prehľad



EXACLEAR	
012792	EXACLEAR, 2 x 51 g kartuše, 6 x zmiešavacie koncovky typu II veľkosť L
900114	Zmiešavacie koncovky typu II veľkosť L (60 ks)

Vaši partneri v zložitých klinických situáciách

Injektážna razidlová technika

Jednoduché kontrolovanie vstrekovania cez EXACLEAR



S kompozitom G-aenial Universal Injectable

Zatekavý kompozit s vysokou pevnosťou v ohybe a s dokonalými tixotropnými vlastnosťami

Technika vrstvenia

Jednoduché vytvrdzovanie svetlom v palatálnej časti cez EXACLEAR



S kompozitom Essentia

Vysoko estetický kompozit použitím zjednodušeného systému aplikácie odtieňov

Aplikácia ortodontických retainero

Účinná polymerizácia bondu a sklenených vlákien cez EXACLEAR



S vláknami everStickORTHO

Výstuž zo sklenených vlákien pre estetické ortodontické retainery

Dočasná korunka a mostík

Dokonalá polymerizácia C&B materiálov cez EXACLEAR



S TEMPSMART DC

Duálne tuhnúci materiál pre dočasné korunky a mostíky

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

z OLF SK 03 68 03/20

Majte dobrý prehľad



EXACLEAR od GC

Číry vinyl polysiloxánový materiál

Váš partner pre
transparentnú prácu

EXACLEAR od GC

Transparentnosť vo Vašej práci

EXACLEAR je inovatívny číry silikónový materiál, ktorý spĺňa požiadavky náročných estetických prípadov a uľahčuje cestu k skvelým výsledkom. Vďaka jeho úplnej priehľadnosti je veľmi efektívny v zložitých klinických situáciách.



Vizuálna kontrola vstrekovania kompozitného materiálu.

*Nie sú obchodné známky GC

Krištáľovo čistý pohľad

Vysoká čírosť ponúka skvelé vizuálne sledovanie a veľmi efektívnu polymerizáciu cez silikónový kľúč.

To vedie k vyššej miere konverzie a zabraňuje vytvoreniu kyslíkovej inhibičnej vrstvy, čo uľahčuje **finálne leštenie**.



Priehľadnosť EXACLEAR (celkom napravo) v porovnaní s konkurenciou.

Optimálna konzistencia pre úspešný postup

Zatekavosť bez tlaku



Optimálna konzistencia pre **ľahké umiestnenie na lyžicu**

Zatekavosť pod tlakom



Tekutý počas nanášania pre **dokonalé prispôbenie** sa preparovanému zubu a pre **presnú reprodukciu detailov**

Jednoduchý na prevrtávanie



Pevný a silný po stuhnutí a jednoduché orezávanie a vyvrtávanie **vstrekovacích kanálov**

Nedeformuje sa



Dostatočne flexibilný pre odstránenie **bez zlomenia alebo deformácie**

Pretože aj čas je dôležitý

Po **2 minútach** v ústnej dutine je odtlačok stuhnutý a môže sa odstrániť.

Pri práci na modeli materiál stuhne do **7 minút**.



2 min. intraorálne



7 min. extraorálne

Objavte injektážnu razidlovú techniku

Vytvorenie priamych faziet v ambulancii

EXACLEAR použitý spolu so zatekavým kompozitom, ako napr. G-aenial Universal Injectable umožňuje stomatológom vytvárať také estetické náhrady ako sú priame fazety, avšak rýchlejšie, za dostupnejšiu cenu a za pomoci **menej invazívnych prípravkov**.

Priehľadnosť produktu EXACLEAR Vám umožňuje skontrolovať **každý drobný detail** a zabraňuje tvorbe inhibičnej vrstvy, čo uľahčuje finálne leštenie. **G-aenial Universal Injectable** sa pre túto techniku veľmi hodí pre svoje tixotropné vlastnosti, pevnosť v ohybe a lesk.



1. Východisková situácia



2. Odtlačkovú lyžicu vyplňte hmotou EXACLEAR a nasadte na wax-up na modeli



3. Po stuhnutí oddelte priehľadný silikón od lyžice



4. Vyvrtajte otvory cez silikónový kľúč pre vytvorenie miesta pre koncovku striekačky kompozitu



5. Izolujte susedný zub, nalepteajte sklovinu a aplikujte bond



6. Nasadte silikónový kľúč do út a vstreknite G-aenial Universal Injectable cez otvor v kľúči



7. Vytvrdzujte polymerizačnou lampou cez silikónový kľúč a následne ho zložte



8. Odstráňte zvyšky kompozitu skalpelom



9. Výsledok po niekoľkých krokoch leštenia

Ošetrovanie bežne opotrebovaného chrupu s kompozitmi priamou metódou v ordinácii

Injektážna razidlová technika je tiež ideálna pre ošetrovanie opotrebovaného chrupu alebo pre obnovenie komplexnej morfológie zubov. Vďaka priehľadnosti EXACLEARu je možné vidieť a kontrolovať vstrekovanie počas ošetrovania viacerých zubov naraz. Vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť voči opotrebovaniu kompozitu G-aenial Universal Injectable sú ideálne pre takéto prípady v distálnej oblasti.



1. Východisková situácia



2. Odtlačkovú lyžicu vyplňte hmotou EXACLEAR a nasadte na wax-up na modeli



3. Stav po ošetrovaní pomocou Injektážnej razidlovej techniky