

EXACLEAR від GC

Отримайте прозорість огляду



EXACLEAR	
012792	EXACLEAR, картридж 2x 48 мл, 6 змішувальних насадок II, розмір S
800100	60 змішувальних насадок II, розмір S

Ваші партнери у складних клінічних ситуаціях

Техніка внесення під тиском

Легкий контроль внесення крізь EXACLEAR



Iz G-aenial Universal Injectable

Текучий композит із неймовірною міцністю з ідеальною тиксотропністю

Техніка нашарування

Легка полімеризація піднебінної ділянки крізь EXACLEAR



Iz Essentia

Висока естетичність композиту, яка використовує спрощену систему відтінків

Встановлення ортодонтичних волокон ретейнера
Полімеризація адгезива та волокон крізь EXACLEAR



Iz everStickORTHO

Підсилення скловолокном для естетичних ортодонтичних ретейнерів

Тимчасові коронки та мостоподібні конструкції

Відмінна полімеризація матеріалу для коронок та мостоподібних конструкцій крізь EXACLEAR



Iz TEMPSMART DC

Композитний матеріал подвійного твердіння для тимчасових коронок та мостоподібних конструкцій

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 11
Тел.: (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел./Факс: (044) 503-11-11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

z O LF UA.03 68 03/19

Отримайте прозорість огляду



EXACLEAR від GC

Прозорий вініл полісилоксановий матеріал

Ваш партнер для прозорої роботи

EXACLEAR від GC

Прозорість у вашій роботі

EXACLEAR – це інноваційний, прозорий силіконовий матеріал, що задовольняє потреби естетично вибагливих випадків та полегшує досягання відмінних результатів. Абсолютна прозорість робить його надзвичайно ефективним у складних клінічних ситуаціях.



Візуальний контроль внесення рідкого композиту.
*Не є торговою маркою GC

Кришталєво прозорий огляд

Висока прозорість забезпечує чудовий візуальний контроль та дуже ефективну полімеризацію світлом крізь силікон.

Це призводить до підвищення рівня полімеризації та уникнення формування інгібованого киснем шару, що **полегшує фінішну обробку**.



Прозорість EXACLEAR (перший праворуч) у порівнянні з конкурентами.

Оптимальна консистенція для успішної процедури

Текучість без тиску



Оптимальна консистенція для легкого внесення у відбиткову ложку

Текучість під тиском



Текучість під час внесення для **найкращої адаптації** в порожнині та **точного відображення деталей**

Легко просвердлити



Жорсткість та міцність після затвердіння, та легкість в розрізанні та свердлінні отворів для внесення композиту

Не розривається



Гнучкість, достатня для **видалення без розривів та деформацій**

Тому що час також має значення

Лише після **2 хвилин** у порожнині рота відбиток твердіє та його можна виймати.

При роботі на моделі матеріал твердіє протягом **7 хвилин**.



2 хвилини у порожнині рота



7 хвилин на моделі

Відкрийте для себе техніку внесення під тиском

Створення прямих вінірів

EXACLEAR використовується разом із текучими композитами, такими як G-aenial Universal Injectable, що дозволяє лікарям створювати естетичні реставрації (як непрямі вініри), але швидше та економічніше, **використовуючи менш інвазивне препарування**.

Прозорість EXACLEAR дозволяє вам відслідкувати **найдрібніші деталі** та попередити утворення інгібованого киснем шару, таким чином полегшуючи фінішне полірування. **G-aenial Universal Injectable** є дуже корисним для цієї техніки завдяки своїй тиксотропності, міцності та блиску.



1. Початкова ситуація



2. Заповніть відбиткову ложку EXACLEAR та зніміть відбиток з wax-up на моделі



3. Після затвердіння видаліть прозорий силікон з відбиткової ложки



4. Просвердліть отвір у силіконовому ключі для проникнення насадки композитного шприца



5. Ізолюйте сусідні зуби, протравіть емаль та нанесіть адгезив



6. Встановіть силіконовий ключ у порожнині рота та внесіть G-aenial Universal Injectable через отвір у ключі



7. Полімеризуйте світлом через силіконовий ключ та видаліть його



8. Видаліть надлишки композиту за допомогою скальпеля



9. Фінальний результат після декількох етапів полірування

Клінічна реставрація загальної стираємості зубів за допомогою прямої композитної реставрації

Техніка внесення під тиском також ідеальна для лікування стираємості або для відтворення складної морфології. Прозорість EXACLEAR допомагає бачити та контролювати внесення під час лікування декількох зубів одночасно. Висока міцність на вигин та зносостійкість **G-aenial Universal Injectable** ідеальні для таких випадків на жувальній ділянці.



1. Початкова ситуація



2. Заповніть відбиткову ложку EXACLEAR та зніміть відбиток з wax-up на моделі



3. Ситуація після лікування, використовуючи техніку внесення під тиском