

EXAFAST™ NDS

HYDROPHILIC VINYL POLYSILOXANE IMPRESSION MATERIAL

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS AND USES

	Impression Technique	Tray Type	Recommended Consistencies
Impression of Facing, Inlay, Onlay, etc.	Single Mix Single Impression	Monophase	
	Double Mix Single Impression	Monophase or Heavy + Injection or Regular	
Impression of Crown or Bridge	Double Mix Double Impression	Stock or Custom Tray	Putty + Injection or Regular
	Double Mix Single Impression		Monophase or Heavy + Injection or Regular
	Putty-Wash Impression		Putty + Injection or Regular
Impression of Partial Denture	Single Mix Single Impression	Stock or Custom Tray	Monophase
	Putty-Wash Impression	Stock Tray	Putty + Regular or Injection
Impression of Full Denture	Single Mix Single Impression	Stock or Custom Tray	Monophase


CONTRAINDICATIONS

In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

PHYSICAL PROPERTIES (Average)

Test Items	Injection Type 3: Light-Bodied Consistency	Regular Type 2: Med.-Bodied Consistency	Monophase Type 2: Med.-Bodied Consistency	Heavy Type 1: Heavy-Bodied Consistency
Total Working Time (Min., Sec.)	1'00"	1'15"	1'20"	1'15"
Setting Time (Min., Sec.)	1'45"	2'15"	2'15"	2'30"
Minimum Time in Mouth (Min., Sec.)	1'30"	1'30"	1'30"	1'30"
Recovery From Deformation (%)	99.7	99.5	99.3	99.3
Maximum Strain in Compression (%)	≤7.0	≤4.8	≤3.2	≤3.3
Linear Dimensional Change after 24 hrs (%)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2

Test conditions: Temperature (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relative humidity (50 ± 5%) (ISO 4823:1992(E))

NEW CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

1. Lift the release lever of the CARTRIDGE DISPENSER 2 referred to as the dispenser hereafter and pull the piston plunger all the way back into the dispenser. Lift the cartridge holder of the dispenser and load the cartridge, ensuring that the V-shaped notch on the flange of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down to lock the cartridge firmly in place.
2. Remove the cartridge by rotating 1/4 turn anti-clockwise. Tilt the cap downward and peel it away from the cartridge. Gently squeeze the dispenser handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
3. Align the V-shaped notch on the rim of mixing tip to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
4. Squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the mixing tip as this will become the storage cap until next use. When replacing the mixing tip, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn anti-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
5. Remove and replace the old mixing tip immediately prior to next use. Before attaching a new tip, gently extrude a small amount of material to ensure that base and catalyst are flowing evenly from both openings. If the materials should fail to extrude, remove any hardened materials from the end of the cartridge.
6. To replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

DIRECTIONS FOR USE

1. Attach an intraoral tip to the mixing tip or load material into a syringe.
2. Inject the mixture onto the prepared teeth.
3. Load the tray with the appropriate material (putty, monophase, heavy body or regular - depending on technique being used).
4. Seat the loaded tray in the mouth within specified working times.
5. Wait for set (1'30" minutes in the mouth).
6. The obtained impression should be cleaned, then disinfected, utilizing a 2.5% or 3.4% glutaraldehyde, or other appropriate disinfectant, according to the manufacturers label recommendations.
7. Remove the impression and pour a model immediately (if desired). Maximum time for pouring the model is 14 days.

CAUTION

1. When extruding EXAFAST NDS, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials. They may delay or prevent setting:
 - Catalyst for condensation type silicone impression materials
 - Polysulfide impression materials • Latex
 - Eugenol materials • Oil
 - Sulfur • Acrylates

Also avoid moisture and glycerol when extruding.

2. Fast set material may not be preferred for full arch multiple (more than 3) unit impressions where quick setting time could interfere with accuracy. Higher temperatures accelerate set; refrigeration retards set.

3. Avoid use of EXAFAST NDS with patients who have a history of hypersensitivity to silicone impression materials.

EXAFAST NDS can be silver-or copper-plated.

4. Care should be taken to avoid getting material on clothing. It is hard to remove.

5. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature (74°F/23°C) @50% Relative Humidity.

CLEANING AND DISINFECTION

1. MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
2. DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.gc.europa.com>
or For The Americas:
<http://www.gcamerica.com>

They can also be obtained from your supplier.

UNDESIRED EFFECTS - REPORTING

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system:

vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 02/2021

GC

Rx Only

CE

MANUFACTURED by
GC CORPORATION76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
Tel: +81-3-3965-1221RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.3737 West 127th Street, Alsip IL 60803 U.S.A.
Tel: +1-708-597-0900
www.gcamerica.comDISTRIBUTED by
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip IL 60803 U.S.A.
Tel: +1-708-597-0900
www.gcamerica.comEU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium
Tel: +32 16 74 10 00GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.999/0001-61 RESP. TEC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866**EXAFAST™ NDS**

HYDROPHILIC VINYL POLYSILOXANE IMPRESSION MATERIAL

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

	Abformtechnik	Abformmittelart	Empfohlene Konsistenz
Abformung von Inlays, Onlays, Veneers o.Ä.	Einphasig Einzelig	Monophase	
	Doppelphasig Einzelig	Monophase oder Heavy Body + Injektion oder Regulär	
Abformung von Kronen oder Brücken	Standardabformöffel oder Spezieller Abformöffel	Putty + Injektion oder Regulär	
	Doppelphasig Zweizettig	Monophase oder Heavy Body + Injektion oder Regulär	
	Doppelphasig Einzelig	Putty + Injektion oder Regulär	
Abformung von Teilprothesen	Standardabformöffel	Putty + Injektion oder Regulär	
	Einphasig Einzelig	Monophase	
	Putty - Wash - Technik	Putty + Injektion oder Regulär	
Abformung von Vollprothesen	Standardabformöffel oder Individueller Abformöffel	Monophase	
	Einphasig Einzelig	Monophase	

GEGENÄRZTE

In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (Standardwerte)

Testparameter	Injection Typ 3: Dünflüssige Konsistenz	Regulär Typ 2: Mittlere Konsistenz	Monophase Typ 2: Mittlere Konsistenz	Heavy Body Typ 1: Schwere Konsistenz
Gesamt-Verarbeitungszeit (Min., Sek.)	1'00"	1'15"	1'20"	1'15"
Abbindezeit (Min., Sek.)	1'45"	2'15"	2'15"	2'30"
Mindestverweildauer im Mund (Min., Sek.)	1'30"	1'30"	1'30"	1'30"
Rückstellung bei Deformation (%)	99.7	99.5	99.3	99.3
Maximale Abdeckschärfung unter Kompression (%)	≤7.0	≤4.8	≤3.2	≤3.3
Lineare Dimensionaländerung nach 24 Std. (%)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2

Testbedingungen: Temperatur (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relative Luftfeuchtigkeit (50 ± 5%) (ISO 4823:1992(E))

INLENKEN UND VERWENDER DER NEUEN KARTUSCHE

vom Gerät anheben und die Kartusche einlegen. Darauf achten, daß die Spitzkerbe auf dem Flansch der Kartusche nach unten weist. Den Kartuschenhalter nach unten drücken, um die Kartusche zu fixieren.

2. Nehmen Sie die Kappe der Kartusche durch eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn ab. Die Kappe der Kartusche durch einen kleinen Abstand zwischen den beiden Öffnungen und von der Kartusche abziehen.

Vorsichtig den Betätigungsgriff drücken, um durch die beiden Öffnungen am Ende der Kartusche eine geringe Menge des Kartuscheninhalts herauszudrücken. Dabei sollten Basismasse und Katalysator in gleicher Menge austreten.

3. Die Spitzkerbe an der Kante des mixing tips mit der Spitzkerbe zwischen den Kartuschenläufen ausrichten. Die Mischspitze durch festes Andrücken befestigen. Danach den farbigen Ring der Mischspitze mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn zum Ende der Kartusche hin drehen. Das Gerät stellt nun zur Verwendung bereit.

4. Den Betätigungsgriff mehrmals betätigen, um Material herauszudrücken. Nach der Verwendung den mixing tip nicht entfernen, da sie bis zur nächsten Verwendung zugleich als Verschluss dient. Wird der mixing tip ausgetauscht, den Ring an der Mischspitze eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Spitzkerbe an der Kartusche auszurichten. Die Mischspitze nach unten neigen und von der Kartusche abziehen.

5. Alle Mischspitzen erst unmittelbar vor der nächsten Verwendung entfernen und austauschen. Vor dem Anbringen einer neuen Spitzkerbe eine geringe Menge des Kartuscheninhalts herausdrücken, um sicherzustellen, daß Basismasse und Katalysator in gleicher Menge aus beiden Öffnungen austreten. Tritt kein Material aus, muß die ausgehärtete Masse vom Ende der Kartusche entfernt werden.

6. Zum Austausch der Kartusche den Auslösehebel anheben und den Spritzkolben völlig herausziehen. Die leere Kartusche durch Anheben des Kartuschenhalters entfernen und eine neue Kartusche in das Gerät einschieben.

GEbrauchsANWEISUNGEN

1. Eine intrarale Spalte an der Mischspitze anbringen, oder das Material in eine Kanüle einfüllen.
2. Die Mischung auf die vorbereiteten Zähne applizieren.
3. Den Abformöffel mit einem geeigneten Material (Putty, Monophase, Heavy Body oder Regular - abhängig von der angewandten Technik) füllen.
4. Den gefüllten Abformöffel innerhalb der entsprechenden Verarbeitungszeit in den Mund einbringen.
5. Die Abbindezeit abwarten (1'30' Minuten im Mund).
6. Die Abformung sollte gereinigt und mit einer 2,5% oder 3,4

EXAFAST™ NDS

MATERIAL DE IMPRESIÓN HIDROFÍLICO DE VINIL POLISILOXANO

Solamente para el uso por un profesional odontológico de acuerdo con las indicaciones recomendadas.

USOS E INDICACIONES RECOMENDADAS

	Técnica De Impresión	Tipo De Molde	Consistencia Recomendadas
Impresión de Cavidad de Revestimiento, Incrustación, Separación, etc.	Mezcla Única, Impresión Única	Mono fase	
Impresión de Corona o Puente	Mezcla Doble, Impresión Única	Monofase o Pesada + Inyección o Normal	
	Molde Estándar o Molde a la Medida	Masilla + Inyección o Normal	
	Mezcla Doble, Impresión Doble	Monofase o Pesada + Inyección o Normal	
	Impresión Masilla-Lavado	Molde Estándar	Masilla + Inyección o Normal
	Mezcla Única, Impresión Única	Molde Estándar o Molde a la Medida	Monofase
Impresión de Dentadura Postiza Parcial	Impresión Masilla-Lavado	Molde Estándar	Masilla + Normal o Inyección
Impresión de Dentadura Postiza Completa	Mezcla Única, Impresión Única	Molde Estándar o Molde a la Medida	Monofase

CONTRAINDICACIONES

En casos excepcionales este producto puede causar sensibilización en algunas personas. Si se produjeran reacciones de este tipo, descontinúe el uso del producto y refiera el paciente a un médico.

PROPIEDADES FÍSICAS (Promedio)

	Inyección Tipo 3: Consistencia Ligera	Normal Tipo 2: Consistencia Media	Monofase Tipo 2: Consistencia Media	Pesada Tipo 1: Consistencia Espesa
Artículos probados				
Tiempo total de trabajo (min., seg.)	1'00"	1'15"	1'20"	1'15"
Tiempo de asentado (min., seg.)	1'45"	2'15"	2'15"	2'30"
Tiempo mínimo en la boca (min., seg.)	1'30"	1'30"	1'30"	1'30"
Recuperación de la deformación (%)	99.7	99.5	99.3	99.3
Máximo esfuerzo en compresión (%)	≤7.0	≤4.8	≤3.2	≤3.3
Cambio dimensional lineal después de 24 horas (%)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2

Condiciones de la prueba: Temperatura (74°F/23°C ± 4°F/2°C), Humedad relativa (50 ± 5%), ISO 4823; 1992(E))

CARGA Y USO DEL NUEVO CARTUCHO

- Levante la palanca del CARTRIDGE DISPENSER 2 (en adelante se llamará proveedor) que fija el cartucho y tire el émbolo del pistón hasta el límite en el respaldo del proveedor. Levante el mecanismo que sostiene el cartucho en el proveedor y cargar el cartucho asegurándose de que el corte en forma de V en el borde del cartucho queda mirando hacia abajo. Presione hacia abajo el mecanismo que sujeta el cartucho para que el cartucho, quede fijo.
- Remueva la tapa del cartucho girándola un cuarto de vuelta en dirección contraria a las manecillas del reloj. Incline la tapa hacia abajo y destape el cartucho. Exprima suavemente la empunadura del proveedor para extraer una pequeña cantidad de material a través de los dos orificios en el extremo del cartucho. Asegúrese de que la base y el catalizador fluyan uniformemente.
- Alinee el corte en forma de V en el borde del mixing tip con el corte en forma de V entre los canones del cartucho. Presione firmemente para colocar la punta de mezcla. Luego, gire el anillo de color de la punta de mezcla, dando un cuarto de vuelta en la dirección de las agujas del reloj hacia el extremo del cartucho. Ahora, el proveedor está listo para usarlo.
- Exprima la empunadura varias veces para forzar la extrusión del material. Después de su uso, no remueva el mixing tip ya que ésta será la tapa que protegerá el material hasta que se use nuevamente. Cuando deseé reemplazar el mixing tip, gire el anillo en la punta de mezcla un cuarto de vuelta en dirección contraria a las manecillas del reloj para alinear el corte en forma de V en el cartucho. Incline la punta de mezcla hacia abajo y retírela del cartucho.
- Remueva y reemplace la punta de mezcla anterior inmediatamente antes de volver a usar el proveedor. Antes de colocar la nueva punta suavemente haga salir una pequeña cantidad de material para asegurarse que la base y el catalizador están fluviendo uniformemente a través de ambos orificios. Si los materiales no fluyen normalmente, quite el material endurecido acumulado en el extremo del cartucho.
- Para reemplazar el cartucho, levante la palanca de liberación y retire completamente el émbolo del pistón. Remueva el cartucho vacío, levantando el retenedor del cartucho y cargar un cartucho nuevo en el proveedor.

INSTRUCCIONES DE USO

- Fije una punta introral a la punta de mezclador o cargue el material en una jeringa.
- Inyecte la mezcla en los dientes ya preparados.
- Cargar la cubeta con el material apropiado (masilla, monofase, heavy body o regular - dependiendo de la técnica utilizada).
- Acomode el molde cargado en la boca de acuerdo a los tiempos especificados de trabajo.
- Espera el tiempo apropiado de asentado (1'30" minutos en la boca).
- La impresión obtenida, deberá limpiarse y luego desinfectarse utilizando una solución de glutaraldehido del 2.5% o 3.4%, o con otro desinfectante apropiado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Saque la impresión y vierta el modelo inmediatamente (si lo desea). El modelo debe vertirse a más tardar 14 días después de haber tomado la impresión.

PRECAUCIÓN

- Cuando se extraiga el EXAFAST NDS del aplicador, deberá tenerse cuidado de no mezclarlo o ponerlo en contacto con los siguientes materiales ya que éstos podrían demorar o impedir el frágado:
 - Catalizadores para condensación para materiales de impresión de silicona
 - Materiales de impresión polisulfuros
 - Látex
 - Aceites
 - Compuestos Acrílicos
- Evite también la humedad y el glicerol al hacerlo salir.
- El material de frágado rápido puede no ser el más apropiado para impresiones múltiples (más de 3) de arco completo, ya que la rapidez del frágado puede interferir con la exactitud del molde. Las temperaturas altas aceleran el frágado y la refrigeración lo retardan.
- Evite el uso del EXAFAST NDS en pacientes que tengan un historial de hipersensibilidad a los materiales de impresión de silicona.
- El EXAFAST NDS puede llevar un revestimiento de plata o cobre.
- Tengase cuidado que las mezclas de silicona no manchen la ropa. Estas manchas son muy difíciles de limpiar.
- Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

ALMACENAMIENTO

Recomendado para un rendimiento óptimo, guarde el producto en lugar seco a temperatura ambiente. (74°F/23°C) ±50% Humedad relativa.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SISTEMA DE UTILIZACIÓN MULTI-USOS: para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere la desinfección de nivel medio. Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo compruebe si la etiqueta está dañada. Deseche el dispositivo si está dañado.

NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el secado y la acumulación de contaminantes. Desinfectar con un producto de control de la infección de la salud de calidad registrada de nivel medio según las directrices regionales / nacionales.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:

http://www.gc-europe.com

o para América:

http://www.gcamerica.com

También se pueden obtener de su proveedor.

INFORMES DE EFECTOS NO DESEADOS:

Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, infórmelos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medicaldevices/contacts_en

así como a nuestro sistema de vigilancia interna:

vigilance@gc.dental

De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.

Última revisión: 02/2021

EXAFAST™ NDS

HYDROFIEL VINYLPOLYSILLOXANO AFDRUKMATERIAAL

Alleen te gebruiken door gekwalificeerde tandheelkundigen in de vermelde toepassing.

AAANBEVOLEN INDICATIES EN TOEPASSINGEN

Caviteitsafdruk Voor Veneer, Inlay, enz.	Afdruktechniek	Soort Afdrukpel	Aanbevolen Consistente
Mezcla Única, Impresión Única	Enkele Mengmethode, Enkele Mengmethode		Monofase
Mezcla Doble, Impresión Única	Monofase o Pesada + Inyección o Normal		
Molde Doble, Impresión Doble	Molde Estándar o Molde a la Medida	Monofase + Inyección o Normal	
Mezcla Doble, Impresión Única	Monofase o Pesada + Inyección o Normal		
Impresión Masilla-Lavado	Molde Estándar	Masilla + Inyección o Normal	

Alleen te gebruiken door gekwalificeerde tandheelkundigen in de vermelde toepassing.

EXAFAST™ NDS

HYDROFILT A-SILIKONE AFTRYKSMATERIALE

Kun til anvendelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER OG ANVENDELSE

Aftryk til Faade, Indlaag, Onlay osv.	Aftryksteknik	Sketype	Anbefalet Konsistens
Enkel Blanding, Enkelt Aftryk			Monofase
Dobbel Blanding, Enkelt Aftryk			Monofase Ettrins eller tyk + Injektion eller Regular
Aftryk til Krone og Broer			Standardske- Eller Individuelle
Dobbel Blanding, Dobbel Aftryk			Cement + Injection eller Regular
Putty-Wash Aftryk			Monofase Ettrins eller Tyk + Injection eller Regular
Aftryk til Delprotese			Putty-Wash Aftryk
Putty-Wash Aftryk			Putty + Regular eller Injektion
Aftryk til Hälprotese			Putty-Wash Aftryk
Putty-Wash Aftryk			Standardske Putty + Injection eller Regular

Anbefalet af tandlæger til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

KONTRAINDIKATIONER

I sjeldne tilfælde kan materialet afstrekke allergiske reaktioner hos nogle personer. Lagtages allergiske reaktioner anbefales det ikke yderligere at bruge produktet og en læge kan evt. opuges.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN (Gemiddelden)

	Injection type 3: Light-Bodied Consistente	Regular type 2: Med.-Bodied Consistente	Monophase Type 1: Med.-Bodied Consistente	Heavy Type 1: Heavy-Body Consistente
Ge teste items				
Verwerkingstid (min., sek.)	1'00"	1'15"	1'20"	1'15"
Uithardingsstid (min., sek.)	1'45"	2'15"	2'15"	2'30"
Verblifstidur i Mond (min., sek.)	1'30"	1'30"	1'30"	1'30"
Herstel na Verforming (%)	99.7	99.5	99.3	99.3
Maximumverforming bij Compressie (%)	≤7.0	≤4.8	≤3.2	≤3.3
Lineair Dimensionale Verandering na 24 Uur (%)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2

Testconditie: Temperatur (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relativ fugtighed: 50 ± 5%; int. (ISO 4823; 1992(E))

Prøvetid: Temperatur: 74°F/23°C ± 4°F/2°C; relativ fugtighed: 50 ± 5%; int. (ISO 4823; 1992(E))

ISÆTTNING OG DISPENSERING FRA ET NYT MAGASIN

Apførede Emner	Injection type 3: Light-Bodied Consistente	Regulær type 2: Med.-Bodied Consistente	Ettrins type 1: Med.-Bodied Consistente
----------------	---	--	--