



30000634 - NW3605
Fuji IX GP Capsule WEP

Prior to use, carefully read the instructions for use. **EN**

GC Fuji IX GP CAPSULE

RADIOPAQUE POSTERIOR GLASS IONOMER RESTORATIVE CEMENT IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

- Class I and II restorations in deciduous teeth.
- Non-load bearing Class I and Class II restorations in permanent teeth.
- Intermediate restorative and base material for heavy stress situation in Class I and Class II cavities using sandwich laminate technique.
- Class V and root surface restorations.
- Corebuild-up.

CONTRAINDICATIONS

- Direct pulp capping.
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to aphysician.

COMPOSITION

Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, polyacrylic acid, pigment
Liquid: Water, polyacrylic acid, carboxylic acid

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid Ratio (g/g)	0,40 / 0,11
Mixing Time (sec.)*	10"
Time of initial extrusion after mixing	10 seconds maximum
Working Time (min., sec.)*	2'00"
Net Setting Time (min., sec.)*	2'20"
Final Finishing Commencing Time (37°C, after starting mix) (min.,sec.)	6'00"

*Test conditions : Temperature (23 ± 1 °C),
Relative humidity (50 ± 5%)

ISO 9917-1 Glass polyalkenoate cement, Restoration

1. CAVITYPREPARATION

- Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is unnecessary. For pulp capping use calcium hydroxide.
 - Apply GC CAVITY CONDITIONER (10 seconds) or GC DENTIN CONDITIONER (20 seconds) to the bonding surfaces using a cotton pellet or sponge (Fig.1).
 - Rinse thoroughly with water. Blot away excess water with a cotton pellet or dry by gently blowing with an air syringe. DO NOT DESICCATE. Prepared surfaces should appear moist(glistening).
- CAPSULE ACTIVATION ANDMIXING**
 - Before activation, shake the capsule or tap its side on a hard surface to loosen the powder (Fig.2).
 - To activate the capsule, push the plunger until it is fully depressed with the main body and hold it down for 2 seconds (Fig.3).
Note:
 - Ensure the plunger is fully pressed to avoid the incorrect mixing ratio of powder andaniquid.
 - The capsule should be activated just before mixing and usedimmediately.
 - Immediately set it into a mixer (or an amalgamator) and mix for 10 seconds (± 4,000 RPM) (Fig. 4).
Note:
When using a rotational mixing device, it is recommended not to use the centrifuge option.
 - RESTORATIVETECHNIQUE**
 - Immediately remove the capsule from the mixer and load it into the GC CapsuleApplier.
 - Make two clicks to prime the capsule then syringe (Fig.4). The working time is 2 minutes from start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will shorten workingtime.
 - Within 10 seconds maximum after mixing, start to extrude the mixture directly into the preparation (Fig.6).
 - Form the preliminary contour, and cover with a matrix ifrequired.
 - When set, immediately apply GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure) (Fig. 7).
Note:
 - To adjust the direction of the nozzle, hold the applier with the capsule towards you and turn the capsulebody.
 - To remove the used capsule, push the applier release button. Twist the capsule and pull upwards.
 - FINISHING**
 - Final finishing under water spray using standard techniques can begin approximately 6 minutes after start of mixing (Fig.8).
 - Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure for 10 sec.for G-COAT PLUS (light cure for 20 sec.) (Fig. 9).
 - Instruct the patient not to apply pressure for 1hour.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°) (39,2-77,0°F).

SHADES

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Shade numbers according to Vita® shade guide.

Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGES

- Single shade package : 50 capsules.
- Assortment package : 50 capsules(10 each of A2, A3, A3.5, B2, B3).
Average contents per capsule: 0.40g powder and 0.11g(0.09mL) liquid.
Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.14mL.
Option: GC CAPSULE APPLIER(1 piece).

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton wool.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Personal protective equipment(PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.
Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <https://www.gc.dental/europe> or for the Americas <https://www.gc.dental/americas> They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system:



MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE NV
Researchpark HasseltLeuven 1240,
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium
TEL.: +32 16 74 10 00

PRINTED IN BELGIUM

vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person

GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell Buckinghamshire
MK16 8JS United Kingdom

Last revised: 01/2024

GC Fuji IX GP KAPSEL

RÖNTGENSICHTBARER GLASS IONOMER-FÜLLUNGSZEMENT IN KAPSELN FÜR DEN SEITENZAHNBEREICH

Nur zur Verwendung durch zahnärztliches Fachpersonal gemäß den Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

- Restaurationen von Kavitäten der Klassen I und II im Milchgebiss.
- Langzeitrestaurationen bei nicht kaubelasteten Flächen der Klassen I und II.
- Semipermanentes Restaurations- und Basismaterial bei kaubelasteten Kavitäten der Klassen I und II in der Sandwich-Technik.
- Klasse V und Wurzeloberfläche-Restaurationen im Seitenzahnbereich.
- Stumpfaufbaumaterial.

GENEGDIKATIONEN

- Direkte Pulpaüberkappung.
- In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei manchen einigen Personen auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

ZUSAMMENSETZUNG

Pulver: Fluor-alumino-silikatglas, polyacrylsäure, pigment
Flüssigkeit: Wasser, polyacrylsäure, karbonsäure

VERARBEITUNGSANLEITUNG

Verhältnis Pulver / Flüssigkeit (g / g)	0,40 / 0,11
Anmischzeit (Sek.)*	10"
Nach dem Mischen den Kapselinhalt applizieren Sekunden	Spätestens nach 10
Arbeitszeit (min., Sek.)*	2'00 *
Netto- Abbindezeit (min., Sek.)*	2'20 *
Startzeit für die Endfinierung ab Mischbeginn (37 °C) (min., Sek.)	6'00 *

*Testbedingungen: Temperatur (23 ± 1 °C),
Relative Luftfeuchtigkeit (50 ± 5%)

ISO 9917-1 Glas-Polyalkenoat-Zement, Restauration

1. KAVITÄTSPREPARATION

- Den Zahn wie üblich präparieren. Eine ausführliche mechanische Retention ist nicht erforderlich. Zur Pulpenüberkappung einen Kalziumhydroxid-Zement verwenden
 - Mit Hilfe eine Watte-Pellets oder eines Schwämmchens GC CAVITY CONDITIONER (10 Sekunden) oder GC DENTIN CONDITIONER (20 Sekunden) auf die präparierte Kavität aufräumen (Abb. 1).
 - Gutlich mit Wasser abspülen. Mit einem Watte-Pellet trocken tupfen oder sanft mit einer leichten Luftspritze trockenblasen. NICHT VOLLSTÄNDIG TROCKNEN. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die präparierten Flächen noch feucht aussehen (glänzen).
- AKTIVIEREN UND ANMISCHEN DER KAPSEL**
 - Vor der Aktivierung die Kapsel schütteln oder mit der Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 2).
 - Um die Kapsel zu aktivieren den Kolben drücken bis dieser bündig mit dem Kapselkörper abschließt und für 2 Sekunden halten (Abb. 3)
Anmerkung:
 - Sicherstellen das der Kolben vollständig gedrückt ist um fehlerhafte Anmischen von Pulver und Flüssigkeit zu vermeiden.
 - Die Kapsel sollte direkt vor dem Anmischbeginn aktiviert und sofort verarbeitet werden.
 - Sofort in den Kapselmischer geben (oder einen Amalgamamischer) und für 10 Sekunden anmischen (± 4.000 U / min) (Abb. 4).
Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugalloption des Kapselmischers nicht verwenden.
 - FÜLLUNGSTECHNIK**
 - Nach dem Mischen die Kapsel sofort in den Applier setzen und den Auslösehebel 2 x durchziehen (Abb. 5) Die Manipulationszeit beträgt 2 Minuten ab Mischbeginn bei 23 ° C (73,4 ° F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.
 - Spätestens 10 Sekunden nach dem Mischen mit dem Applizieren des Kapselhinhalts beginnen (Abb. 6).
 - Die Konturen formen und, falls erforderlich, eine Matrize anlegen.
 - Nach dem Abbinden sofort GC Fuji VARNISH (trocken blasen) oder GC Fuji COAT LC (Licht-härtend) applizieren (Abb. 7).
Hinweis:
 - Um die Ausrichtung der Spitze zu ändern, kann der Kapselkörper gedreht werden.
 - Zum Entfernen der Kapsel, den Löseknopf am GC Kapselapplier betätigen. Die Kapsel drehen und nach oben ziehen.
 - FINIEREN**
 - Das Ausarbeiten und Polieren unter Wasserspray kann ungefähr 6 min. nach dem Anmischen in gewohnter Weise durchgeführt werden (Abb. 8).
 - Eine letzte Schicht GC Fuji VARNISH (trocken blasen), GC Fuji COAT LC (Lichthärten, 10 Sek.) oder G-COAT PLUS (Lichthärten, 20 Sekunden) auftragen (Abb. 9).
 - Den Patienten anweisen, die Füllung 1 Stunde nicht.

LAGERUNG

Für eine optimale Leistung Lagerung an einem dunklen und kühlen Ort (4-25 ° C / 39,2-77,0 ° F).

FARBEN

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Farben nach dem Vita® Farbring.
Vita® ist eine eingetragene Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland

ABPACKUNG

- Packung mit jeweils einer Farbe: 50 Kapseln.
- Sortimentspackung: 50 Kapseln (je 10 von A2, A3, A3.5, B2, B3).
- Durchschnittlicher Inhalt pro Kapsel: 0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Flüssigkeit.
(Mindest-Nettovolumen angemischter Zement pro Kapsel: 0,14 ml.
Zubehör: GC CAPSULE APPLIER (1 Stück).

VORSICHT

- Bei Haut-oder Schleimhautkontakt, sofort mit einem alkoholgetränkten Baumwolltupfer oder Schwamm entfernen und mit Wasser abspülen.
- Bei Augenkontakt, sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Es sollte eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrillen getragen werden.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind: <https://www.gc.dental/europe>,
com In Amerika gilt folgender Link <https://www.gc.dental/americas>. Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Für die Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung (SSCP) besuchen Sie bitte die EUDAMED-Datenbank (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) oder kontaktieren Sie uns unter Regulatory.gce@gc.dental

Unerwünschte Effekte - Berichterstattung:
Wenn Sie sich eine unerwünschten Wirkung, Reaktionen oder ähnlichen Vorkommnisse bewusst werden, erhalten, einschließlich

derer Sie dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über das entsprechende Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes Zugänglich über den folgenden Link auswählen:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
sowie zu unserem internen Meldestelle:
vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 01/2024

GC Fuji IX GP CAPSULE

CIMENT VERRE IONOMERE RADIOOPAQUE DE RESTAURATION POSTERIEURE EN CAPSULES

A utiliser uniquement par un professionnel dentaire et dans le respect des indications d'utilisation.

INDICATIONS

- Restauration de classe I et II des dents temporaires.
- Restauration de classe I et II de dents définitives non soumises à d'importantes contraintes.
- Restauration temporaire et matériau de base pour les cavités de classe I et II soumises à de fortes contraintes en technique sandwich.
- Restaurations de classe V et caries au collet.
- Reconstitution de moignon.

CONTRE INDICATIONS

- Coffrage pulpaire direct.
- Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

COMPOSITION

Poudre: Verre fluoro-alumino-silicate, acide polyacrylique, pigment
Liquide: Eau, acide polyacrylique, acide carboxylique

MODE DEPOI

Ratio Poudre/Liquide g/g	0,40 / 0, 11
Temps de mélange (min, sec)*	10"
Temps d'extrusion après le mélange	10 secondes maximum
Temps de travail (min, sec)*	2'00"
Temps de prise (min, sec)*	2'20"
Début de la finition (37° C, après le début du mélange) (min, sec)	6'00"

*Conditions de test: Température (23 ± 1 °C),
Humidité relative (50 ± 5%)

ISO 9917-1 Ciment verre ionomère, Restauration

1. PREPARATION DE LA CAVITE

- Préparer la cavité. Une extension pour rétention mécanique n'est pas nécessaire. Si un coffrage pulpaire est nécessaire, utiliser un ciment hydroxyde de calcium.
 - En utilisant une boulette, de coton ou une éponge, appliquer le GC CAVITY CONDITIONER (10 secondes) ou GC DENTIN CONDITIONER pendant 20 sec. (Fig. 1).
 - Rincer soigneusement avec de l'eau. Eliminer l'humidité de la surface avec une boulette de coton ou doucement avec une seringue à air. NE PAS DESHYDRATER La surface préparée doit être humide (brillante).
- ACTIVATION ET MELANGE DE LA CAPSULE**
 - Avant l'activation, taper la capsule sur une surface dure afin de délasser la poudre (Fig. 2).
 - Afin d'activer la capsule, appuyer sur le piston jusqu'à ce qu'il touche totalement le corps de la capsule et le laisser vers le bas pendant 2 secondes (Fig. 3).
Note:
 - S'assurer que le piston est entièrement percuté afin d'éviter un ratio de mélange incorrect entre la poudre et le liquide.
 - La capsule doit être activée juste avant de la vibrer et utilisée immédiatement.
 - Placer immédiatement la capsule dans un vibreur (ou amalgamateur) et vibrer 10 secondes (±4000 tours par min) (Fig. 4).
Note:
Lorsque vous utilisez un appareil de mélange à rotation, il est recommandé de ne pas utiliser l'option centrifuge.
 - TECHNIQUE DE RESTAURATION**
 - Retirer immédiatement la capsule mélangée du vibreur et la placer dans l'appliqueur de capsule GC.
 - Presser deux fois pour amorcer la capsule (fig. 5). Le temps de travail est de 2'00" à partir du début du mélange à 23°C (73,4°F). Des températures plus élevées raccourciront le temps de travail.
 - Maximum 10 secondes après la fin du mélange, commencer à extraire le matériau directement dans la préparation (fig. 6).
 - Contourer, et placer avec la matrice si nécessaire.
 - Après la prise, appliquer aussitôt GC Fuji VARNISH ou GC Fuji COAT LC (photopolymérisable) sur la surface de la restauration (fig. 7).

- Placer immédiatement la capsule dans un vibreur (ou amalgamateur) et vibrer 10 secondes (±4000 tours par min) (Fig. 4).
Note:
Lorsque vous utilisez un appareil de mélange à rotation, il est recommandé de ne pas utiliser l'option centrifuge.
- TECHNIQUE DE RESTAURATION**
 - Retirer immédiatement la capsule mélangée du vibreur et la placer dans l'appliqueur de capsule GC.
 - Presser deux fois pour amorcer la capsule (fig. 5). Le temps de travail est de 2'00" à partir du début du mélange à 23°C (73,4°F). Des températures plus élevées raccourciront le temps de travail.
 - Maximum 10 secondes après la fin du mélange, commencer à extraire le matériau directement dans la préparation (fig. 6).
 - Contourer, et placer avec la matrice si nécessaire.
 - Après la prise, appliquer aussitôt GC Fuji VARNISH ou GC Fuji COAT LC (photopolymérisable) sur la surface de la restauration (fig. 7).
- FINITION**
 - La finition et le polissage peuvent commencer sous spray d'eau approximativement 6 min. après le début du mélange (fig. 8).
 - Appliquer une couche finale de GC Fuji VARNISH (sécher) ou de GC Fuji COAT LC (photopolymérisation pendant 10 sec.) ou G-COAT PLUS (photopolymérisation pendant 20 sec.) (fig. 9).
 - Demandar au patient d'éviter toute pression pendant 1 heure.

CONSERVATION

Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sombre (4-25°C / 39,2-77,0°F).

TEINTES

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, S4 selon le teintir VITA®.

VITA® est une marque déposée de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne

CONDITIONNEMENT

- Coffret 1 teinte 50 Capsules.
- Teintes assorties 50 Capsules (10 de chaque A2, A3, A3.5, B2, B3).
Contenu moyen d'une capsule 0,40g de poudre et 0,11g (0,09mL) de liquide.
Volume net minimum de ciment mélangé par capsule 0,14mL.
Option GC CAPSULE APPLIER (1 pièce).

AVERTISSEMENTS

- En cas de contact avec la muqueuse ou la peau, retirer immédiatement avec une éponge ou un coton imbibé d'alcool. Rincer aussitôt avec de l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
- Un équipement de protection individuelle (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le SGH. Penser à vous familiariser avec les fiches de données de sécurité disponibles sur <https://www.gc.dental/europe> et pour les Etats-Unis <https://www.gc.dental/americas>
Vous pouvez également les obtenir auprès de votre distributeur.

Pour le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des Performances Cliniques (RCSPC) consultez la base de données EUDAMED <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> ou contactez-nous à l'adresse Regulatory.gce@gc.dental

Déclaration d'effets indésirables:
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via le système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ainsi qu'à notre système de vigilance interne vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour: 01/2024

GC Fuji IX GP CAPSULE

VETROIONOMERO RADIO-OPACO IN CAPSULE PER RESTAURI NEI QUADRANTI POSTERIORI

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni d'uso.

INDICAZIONI D'USO

- Ricostruzioni di classe I e II in denti decidui.
- Ricostruzioni di classe I e classe II non sottoposte a carico in denti permanenti.
- Materiale intermedio per ricostruzioni e materiale di base per situazioni con sollecitazioni elevate in cavità di classe I e classe II con l'uso della tecnica di stratificazione sandwich.
- Ricostruzioni di classe V e di superfici radicolari.
- Ricostruzione di monconi.

CONTRINDICAZIONI

- Incapppucciamento diretto della polpa.
- In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

COMPOSIZIONE

Polvere: Vetro fluoro-alluminio-silicato, acido poliacrilico, pigmento
Liquido: Acqua, acido poliacrilico, acido carbossilico

INDICAZIONI PER L'USO

Rapporto polvere/liquido (g/g)	0,40 / O, 11
Tempo di miscelazione (sec.)*	10"
Tempo di estrusione iniziale dopo la miscelazione	massimo 10 secondi
Tempo di lavorazione (min., sec.)*	2'00"
Tempo netto di indurimento (min., sec.)*	2'20"
Tempo di inizio per la finitura finale (37° C, dopo l'inizio della miscelazione) (min.,sec.)	6'00"

*Condizion di prova: Temperatura (23 ± 1 ° C),
Umidità relativa (50 ± 5%)

ISO 9917-1 Cemento vetro polialchenoato, Restauo

1. PREPARAZIONE DELLA CAVITA'

- Preparare il dente con le tecniche standard. Non è necessaria l'estensione della cavità a scopo ritentivo. Per l'incappucciamento della polpa utilizzare un cemento all'idrossido di calcio.
 - Applicare il GC CAVITY CONDITIONER (10 secondi) oppure il GC DENTIN CONDITIONER (20 secondi) sulle superfici a cui adhere utilizzando un pellet di cotone o una microspugna (Fig. 1).
 - Sciagquare abbondantemente con acqua. Eliminare l'acqua in eccesso con un pellet di cotone oppure asciugare con un leggero getto d'aria applicato con la siringa. EVITARE DI ESSICCARRE. Le superfici preparate dovrebbero apparire umide (lucide).
- ATTIVAZIONE DELLA CAPSULA E MISCELAZIONE**
 - Prima dell'attivazione, agitare la capsula o dare dei leggeri colpi sul lato contro una superficie dura in modo da decompartare la polvere (Fig. 2).
 - Per attivare la capsula, premere il pulsante di attivazione finché non sia completamente premuto a livello del corpo principale, mantenendolo premuto per 2 secondi (Fig. 3).
Nota:
 - Assicurarsi che la capsula sia completamente premuta per evitare un rapporto di miscelazione improprio.
 - La capsula dovrebbe essere attivata immediatamente prima della miscelazione e dovrebbe essere utilizzata immediatamente.
 - Togliere immediatamente la capsula e inserirla in un miscelatore (o amalgamatore), quindi miscelare per 10 secondi (± 4.000 giri al minuto) (Fig. 4).
Nota:
Quando si usa un miscelatore a rotazione, è sconsigliabile utilizzare l'opzione di centrifuga.
 - TECNICA DI RICOSTRUZIONE**
 - Togliere immediatamente la capsula miscelata dal miscelatore e inserirla nel GC Capsule Applier
 - Fare due clic per innescare la capsula quindi estrarre lentamente e uniformemente (Fig.5) il tempo d i lavorazione è di 2 minuti dall'inizio della scelza, one a 23°C (73,4°F) A temperature p.u elevata 11 tempo di lavorazione dimnulsisce
 - Entro 10 secondi dalla fine della miscelazione Iniziare la estrusione la miscela direttamente dentro la preparazione (Fig. 6)
 - Modellare la conformazione preliminare e coprire con una matrice, se necessario
 - A indurimento avvenuto applicare immediatamente GC Fuji VARNISH (asciugare con getto d'aria) oppure GC Fuji COAT LC (fotopolimerizzare) (Fig. 7).
Note:
 - Per regolare la direzione del puntale, impugnare l'applicatore rivolto verso di voi a girare il corpo della capsula.
 - Per rimuovere la capsula, premere il bottone di rilascio. Torcere la capsula e tirarla verso l'alto.

CONSERVAZIONE

Per ottenere il massimo rendimento del prodotto, conservare in luogo fresco e buio (4-25°C / 39,2-77,0°F)

COLORI

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

I numeri delle tonalità sono quelli riportati nella guida delle tonalità Vita®.

Vita® è un marchio registrato della Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.

CONFEZIONI

- Confezione con colore singolo: 50 capsule.
- Confezione assortita: 50 capsule
(10 per ciascuna tonalità: A2, A3, A3.5, B2, B3). Contenuto medio per capsula: 0,40g di polvere e 0,11g (0,09mL) di liquido.
Volume netto minimo del cemento miscelato per capsula: 0,14ml.
Optional: GC CAPSULE APPLIER (1 pezzo).

AVVERTENZE

- In caso di contatto con il tessuto orale o con la pelle, eliminare immediatamente il materiale con una spugna o con cotone idrofilo imbevuto di alcool. Sciagquare con acqua.
- In caso di contatto con gli occhi, sciagquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni per l'uso possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fare sempre riferimento alle schede di sicurezza disponibili sul sito: <https://www.gc.dental/europe> o per le Americhe <https://www.gc.dental/americas>
gc.dental/americas Possono anche essere richieste al fornitore locale.

Per il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche (SSCP), consultare il database EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) o contattarci all'indirizzo Regulatory.gce@gc.dental

Segnalazione degli effetti indesiderati:
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione o eventi simili verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste istruzioni per l

