



G-CEM™ CAPSULE
SELF ADHESIVE LUTING CEMENT IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the indications for use.

- INDICATIONS FOR USE**
1. Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays, crowns and bridges (max. 2 abutments)
 2. Cementation of metal, ceramic, fiber posts, and cast post and cores.

- CONTRAINDICATIONS**
1. Direct pulp capping.
 2. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylate, polyurethane or acrylic resin polymer.

COMPOSITION
 Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, initiator, pigment
 Liquid: Dimethacrylate, 4-MET, water, phosphoric acid ester monomer, silicon dioxide, initiator, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid Ratio (g/g)	0.35 / 0.15
Mixing Time (sec.)	10*
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	2'30"

A. CEMENTATION TECHNIQUE FOR CERAMIC, INDIRECT COMPOSITES AND METAL RESTORATIONS

- 1. TOOTH PREPARATION**
- a) Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide cement.
 - b) Clean the prepared tooth with pumice and water.
 - c) Clean thoroughly with water. Dry by gently blowing with oil free air.
- Prepared surfaces should appear dry.
- Preparation Notes:**
1. Do not use substances like H₂O₂ (hydrogen peroxide) and/or potassium persulfate on the tooth.
 2. Special care should also be taken to remove so called amalgam powders very thoroughly with pumice and water.
- 2. RESTORATION PREPARATION**
 Make sure that the restoration is pretreated and handled according manufacturer's instructions.
- 3. CAPSULE ACTIVATION AND MIXING**
- a) Beforehand, make the capsule or cap its side on a hard surface to loosen the powder (Fig. 1).
 - b) To activate the capsule, push the plunger until it is fully depressed with the main body and hold it down for 2 seconds (Fig. 2).
- 1) Ensure the plunger is fully pressed to avoid the incorrect ratio of mix of powder and liquid.
- 2) The capsule should be activated just before mixing and used immediately.
 - 3) The capsule is set into a mixer (or an amalgamator) and mix for 10 seconds (N: 4.000 RPM) (Fig. 3). More details on mixing times can be found in following chart.
- | Mixing time chart | |
|-----------------------------------|-------------|
| Spindle Speed | Mixing Time |
| Standard mixer (approx 4.000 rpm) | 10 seconds |
| High speed mixer (over 4.500 rpm) | 10 seconds |
| Rotational mixer | 10 seconds |
| Center centrifuge option | 10 seconds |
- Note: Refer to the respective manufacturer's instructions for use.
- 4. DISPENSING**
- a) Immediately remove the mixed capsule from the mixer and load right into the capsule.
 - b) Click twice to prime the capsule (Fig. 4). To adjust the direction of the nozzle, hold the applicator with the capsule towards you and turn the capsule body.
 - c) Extrude directly into the restoration (Fig. 5).
- Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.
- d) To remove the used capsule, pull the applicator release button.
 - e) Twist the capsule and pull upwards.
- 5. CEMENTATION**
- a) Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes 30 seconds from start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten working time. The working time of G-CEM CAPSULE is recommended to extend the working time.
 - b) Maintain moderate pressure.
 - c) EXCESS CEMENT REMOVAL
- a) To remove excess cement, light cure using a visible light curing unit for 2 minutes.
 - b) Use excess cement to fill the margins of the restoration.
 - c) Light cure each surface for 10 seconds (single surface from occlusal): 10 seconds, any other surfaces: 10 seconds each for 4 minutes after seating of the restoration.
- G-CEM CAPSULE is a dual cure cement. To insure proper curing following cementation of the following restorations, G-CEM CAPSULE must be light cured for 2 minutes for 4 minutes. Metal, metal coping restorations**
- a) Metal coping restorations
 - b) Metal coping restorations
- *Translucent metal coping restorations greater than 2mm in thickness
- d) Finish and polish margins with appropriate instruments.

- B. CEMENTATION TECHNIQUE FOR METAL, FIBERGLASS AND CERAMIC POSTS**
- Prepare the post space according to manufacturer's instructions. The post space should be cleaned, rinsed and dried thoroughly using paper points. The post space must be dry.
- NOTE:**
 Aqueous hypochlorite solution is recommended to use for the chemical cleaning of the post space.
- DO NOT** use H₂O₂ (hydrogen peroxide) to chemically clean the post space as it may lower the bond strength.
- POST PREPARATION**
 Make sure that the post is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.
- 3. CAPSULE ACTIVATION AND MIXING**
- NOTE:**
 Refrigerate G-CEM CAPSULE to extend working time.
- a) Immediately remove the mixed capsule from the mixer and attach it to the capsule Elongation Tip on the capsule nozzle firmly until it clicks. G-CEM Capsule Elogation Tip can only be attached to G-CEM CAPSULE.
 - b) Do not attach the tip on other capsules. Immediately place the capsule with the elongation tip on the capsule nozzle.
 - c) Click twice to prime the capsule (Fig. 4). To adjust the direction of the nozzle, hold the applicator with the capsule towards you and turn the capsule body.
- 1) Immerse the tip deep in the post space and start extruding the cement within 45 seconds from start of mix. Keep the tip immersed in the cement whilst dispensing to avoid trapping air bubbles.
- NOTE:**
 Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.
- d) The post should be immediately into the post space within 1 minute after cement application.
- e) The oral temperature accelerates the setting reaction of the cement.
 - f) Do NOT use lenufo spirals to place the cement in the post space as this may shorten working time.
 - f) To remove the used capsule, push the applicator release button.
 - e) Twist the capsule and pull upwards.
- 5. EXCESS CEMENT REMOVAL**
- a) Continue to maintain moderate pressure while removing excess cement with the applicator.
 - b) Light cure all surfaces for 20 seconds or allow the cement to self cure for 4 minutes after seating of the post (Fig. 10).

STORAGE

Refrigerate for optimal performance, store the capsules in the original aluminium foil in a cool and dark place (4-25°C) (39-27,7°F).

SHADES

A2 (Vita® shades), A03 (opaco), B01 (opaco) and Translucent (translucent shade) available in Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGE

1. Single shade package: 50 capsules
 2. Assorted package: 50 capsules (20 each of A2 and Translucent, 10 each of A03 and B01)
 Average contents per capsule: 0.35 g powder and 0.15 g (0.14 mL) liquid

Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.17 mL
 G-CEM CAPSULE APPLIER: 1 piece
 G-CEM CAPSULE Elogation Tip: 50 pieces

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCCA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

3. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks.

4. In case of use G-CEM CAPSULE in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-CEM CAPSULE from setting or bonding properly.

5. Use a protective light shield or similar protective eye wear during light cure.

6. This product is not indicated for filling or core build-up.

7. When wiping G-CEM Capsule Elogation Tip with a cotton soaked with alcohol, prevent the alcohol from entering the inside of the tip.

8. Do not use G-CEM CAPSULE for single use only and cannot be autoclaved or chemically.

9. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

9. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarise yourself with the safety data sheets available at:

http://www.gcemurope.com
 http://www.gcemamerica.com
 They can also be obtained from your supplier.


For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please refer to EUAMED database (https://ec.europa.eu/autools/medadm) or contact us at Regulatory.gce@gce.dental

Undesired effects - Reporting:
 If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by contacting the national authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/basics/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system, vigilance@gce.dental. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

This Responsible Person
 GC UNITED KINGDOM Ltd.
 Coopers Court Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 5AS United Kingdom

Last revised: 02/2024



G-CEM™ CAPSULE
SELBSTHAFTENDER BEFESTIGUNGSZEMENT IN KAPSELFORM

Nur zur Verwendung durch zahnärztliches Fachpersonal gemäß den Anweisungen.

- INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG**
1. Befestigung von allen Metall-, keramik- oder keramikfaserbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken (max. 2 Abutments).
 2. Zementation von Metall-, Keramik-, Glasfaserstiften und gegossenen Stiften und Stiftauftauen.

- KONTRAINDIKATIONEN**
1. Direkte Pulpaabdeckung.
 2. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Glasionomer-Zementen, Methacrylate, Monomere oder Methacrylat-Polymer.

ZUSAMMENSETZUNG
 Pulver: Fluor-Aluminosilikatglas, Initiator, Pigment
 Flüssigkeit: Dimethacrylat, 4-MET, Wasser, Phosphorsäureester-Monomer, Siliziumdioxid, Initiator, Stabilisator

VERWENDUNG

Pulver / Flüssigkeitsverhältnis (g/g)	0,35 / 0,15
Mischzeit (Sek.)	10*
Verarbeitungszeit (23°C/73°F) (Min., Sek.)	2'30"

A. ANWENDUNG FÜR KERAMIK, INDIKATE KOMPOSITE UND METALLRESTAURATIONEN

- 1. PRÄPARATION DES ZAHNES**
- a) Die Präparation des Zahnes üblich durchführen. Zur Pulpaabdeckung Calciumhydroxid verwenden.
 - b) Den präparierten Zahn gründlich reinigen.
 - c) Reinigen Sie den Zahn gründlich mit Wasser. Trocknen Sie den Zahn gründlich mit Öl-freier Luft trocknen – die präparierten Oberflächen müssen trocken erscheinen.
- Vorbereitungshinweise:**
1. Benutzen Sie keine Substanzen wie H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) und/oder Desinfektionsmittel, da diese die Haftvermögen beeinträchtigen können.
 2. Besondere Sorgfalt sollte darauf gelegt werden sogenannte amalgamhaltige Pulverreste mit Wasser und Wasser zu entfernen, diese sehr gründlich mit Bürstchen und Wasser zu entfernen, damit keine amalgamhaltigen Pulverreste auf der Oberfläche verbleiben.
- 2. PRÄPARATION DER RESTAURATION**
 Stellen Sie sicher, daß die Restauration gemäß den Herstelleranweisungen vorbereitet und sauber ist.
- 3. AKTIVIEREN UND UMNICHSCHEN DER KAPSEL**
 Aktivieren Sie die Kapselform und drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- a) Um das Pulver zu aktivieren den Kolben drücken bis dieser vollständig abgedrückt ist und das Pulver in die Kapselform fallen (Abb. 2).
 - b) Akin d'activer la capsule, appuyer sur la surface dure afin de décoller le produit (Fig. 1).
- 1) Sicherstellen das der Kolben vollständig gedrückt ist um fehlerhaftes Anmischen von Pulver und Flüssigkeit zu vermeiden.
- 2) Die Kapselform sollte vor Anmischen aktiviert und sofort verwendet werden.
- 4. SOFORT IN DIE KAPSELNÄCHER GEBEN (ODER EINEN MALGAMMISCHER) UND MIT 2000 RPM (N) (4.000 RPM) (Fig. 3). Weitere Informationen bezüglich der Mischzeiten finden Sie in folgender Tabelle:**
- | Mischezeit | Mischzeit |
|------------------------------------|-------------|
| Standard Mischer (ca. 4000 rpm) | 10 Sekunden |
| High speed Mischer (über 4500 rpm) | 10 Sekunden |
| Standard Mischer (ca. 4000 rpm) | 10 Sekunden |
| High speed Mischer (über 4500 rpm) | 10 Sekunden |
- Keine Zentrifuge einsetzen**
Anmerkung: Bitte beachten Sie die jeweiligen Herstelleranweisungen des Herstellers
- b) Den Auslösehebel zweimal betätigen, um die Kapseln vorzubereiten (Abb. 4). Zum Ausrichten der Kapselpolze die Kapseln nach rechts drehen. Wenn nötig, drehen Sie die Kapselpolze in die Präparation halten und vorsichtig das Metall ausbringen (Abb. 5).
- Anmerkung:**
 Umgebungslicht kann die Verarbeitungszeit verringern. Es wird empfohlen, die Intensität des Lichts zu verringern, oder die OP-Lampe während des Verarbeitungsvorgangs abzuschalten.
- 5. ZEMMENTENTFERNUNG**
- a) Die zu zementierende Oberfläche der Restauration mit einer ausreichenden Zementmenge versehen und sofort einsetzen.
 - b) Die Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten 30 Sekunden ab Beginn des Anmischen bei einer Temperatur von 23°C. Höhere Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Das Köhlen der G-CEM Kapseln wird deshalb empfohlen.
 - c) Die Kapseln sofort auslösen.
- 6. ENTFERNUNG VON ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS**
- a) Zum Entfernen von überschüssigen Material 2-3 Sek. mit einem Lichtschaber (Hälogene LED) arbeiten (Abb. 6), oder selbsthärten lassen, bis das Material eine gummiartige Konsistenz erreicht hat.
 - b) Nun die Zementreste mit einem Scaler entfernen (Abb. 7).
 - c) Jedes Material 10 Sek. lang licht härten (Hälogene LED) oder 20 Sek. auf andere Oberflächen (weiss 10 Sek.) oder 4 Minuten selbsthärten lassen (nach dem Einsetzen).

- G-CEM CAPSULE ist ein dualhärtendes Zement. Bei den folgenden Anwendungen muß für ein korrektes Ergebnis der Zement 4 Minuten selbstpolymerisiert werden:**
- Metall- und metallbasierte Restaurationen**
 Restaurationen, die sehr dunkel und/oder sehr opak sind
 - Also, auch transluzente Restaurationen, die stärker als 2 mm sind
 - Restaurationen, die gewichtsmäßig inerten und polieren schärfen werden.
- B. ZEMENTIERUNGSTECHNIK FÜR METALL-, FIBERGLAS- UND KERAMIKSTÄBTE**
- 1. ZAHNPRÄPARATION**
 Die Stelle für den Stift nach den Herstellerangaben. Der Platz für den Stift sollte gereinigt, gespült und getrocknet. Der Gebrauch von Papierspitzen wird empfohlen. Die Stelle für den Stift sollte trocken sein.
- 2. NACHBEREITUNG**
 a) Natriumhypochloritlösung wird zur chemischen Reinigung der Stelle für den Stift empfohlen.
 b) Benutzen Sie kein H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) um die Stelle für den Stift chemisch zu reinigen, da es die Haftvermögen reduzieren kann.
- 3. STIFT PRÄPARATION**
 Vergewissern Sie sich, dass der Stift gereinigt und gemäß den Herstellerangaben vorbereitet ist.
- 3. KAPSELNÄCHTIVIEREN UND ANMISCHEN**
 Aktivieren Sie die Kapselform und drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 4. AUSBRINGEN DES ANGESICHTEN MATERIALS**
ANMERKUNG:
 Köhlen der G-CEM CAPSULE verlängert die Verarbeitungszeit.
- a) Nach dem Anmischen des Zementes die Kapsel aus dem Kapselentferner entfernen und eine GC CAPSULE Elogation Tip auf die Öffnung der Kapsel geben bis es klickt. GC Capsule Elogation Tip können nur auf der Öffnung aufgebracht werden (Abb. 8).
 - b) Bringen Sie die Spitze nicht auf andere Kapseln auf.
 - c) Die Kapselform sollte immer in die Kapselform eingebracht werden.
 - d) Die Kapselpolze sollte in der vorgesehenen Stelle für den Einsatz sein (Abb. 9).
 - e) Um die Kapselpolze zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - f) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - g) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 1) Immersieren Sie den Stift in der dafür vorgesehenen Stelle und zementieren Sie innerhalb 45 Sekunden nach dem Anmischen des Zementes.
- ANMERKUNG:**
 Umgebungslicht kann die Verarbeitungszeit verringern. Es wird empfohlen, die Intensität des Lichtes zu verringern, oder die OP-Lampe während des Verarbeitungs Vorgangs abzuschalten.
- 5. ZEMMENTENTFERNUNG**
- a) Die zu zementierende Oberfläche der Restauration mit einer ausreichenden Zementmenge versehen und sofort einsetzen.
 - b) Die Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten 30 Sekunden ab Beginn des Anmischen bei einer Temperatur von 23°C. Höhere Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Das Köhlen der G-CEM Kapseln wird deshalb empfohlen.
 - c) Die Kapseln sofort auslösen.
- 6. ENTFERNUNG VON ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS**
- a) Zum Entfernen von überschüssigen Material 2-3 Sek. mit einem Lichtschaber (Hälogene LED) arbeiten (Abb. 6), oder selbsthärten lassen, bis das Material eine gummiartige Konsistenz erreicht hat.
 - b) Nun die Zementreste mit einem Scaler entfernen (Abb. 7).
 - c) Jedes Material 10 Sek. lang licht härten (Hälogene LED) oder 20 Sek. auf andere Oberflächen (weiss 10 Sek.) oder 4 Minuten selbsthärten lassen (nach dem Einsetzen).

- G-CEM CAPSULE ist ein dualhärtendes Zement. Bei den folgenden Anwendungen muß für ein korrektes Ergebnis der Zement 4 Minuten selbstpolymerisiert werden:**
- Metall- und metallbasierte Restaurationen**
 Restaurationen, die sehr dunkel und/oder sehr opak sind
 - Also, auch transluzente Restaurationen, die stärker als 2 mm sind
 - Restaurationen, die gewichtsmäßig inerten und polieren schärfen werden.
- B. ZEMENTIERUNGSTECHNIK FÜR METALL-, FIBERGLAS- UND KERAMIKSTÄBTE**
- 1. ZAHNPRÄPARATION**
 Die Stelle für den Stift nach den Herstellerangaben. Der Platz für den Stift sollte gereinigt, gespült und getrocknet. Der Gebrauch von Papierspitzen wird empfohlen. Die Stelle für den Stift sollte trocken sein.
- 2. NACHBEREITUNG**
 a) Natriumhypochloritlösung wird zur chemischen Reinigung der Stelle für den Stift empfohlen.
 b) Benutzen Sie kein H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) um die Stelle für den Stift chemisch zu reinigen, da es die Haftvermögen reduzieren kann.
- 3. STIFT PRÄPARATION**
 Vergewissern Sie sich, dass der Stift gereinigt und gemäß den Herstellerangaben vorbereitet ist.
- 3. KAPSELNÄCHTIVIEREN UND ANMISCHEN**
 Aktivieren Sie die Kapselform und drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 4. AUSBRINGEN DES ANGESICHTEN MATERIALS**
ANMERKUNG:
 Köhlen der G-CEM CAPSULE verlängert die Verarbeitungszeit.
- a) Nach dem Anmischen des Zementes die Kapsel aus dem Kapselentferner entfernen und eine GC CAPSULE Elogation Tip auf die Öffnung der Kapsel geben bis es klickt. GC Capsule Elogation Tip können nur auf der Öffnung aufgebracht werden (Abb. 8).
 - b) Bringen Sie die Spitze nicht auf andere Kapseln auf.
 - c) Die Kapselform sollte immer in die Kapselform eingebracht werden.
 - d) Die Kapselpolze sollte in der vorgesehenen Stelle für den Einsatz sein (Abb. 9).
 - e) Um die Kapselpolze zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - f) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - g) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 1) Immersieren Sie den Stift in der dafür vorgesehenen Stelle und zementieren Sie innerhalb 45 Sekunden nach dem Anmischen des Zementes.
- ANMERKUNG:**
 Umgebungslicht kann die Verarbeitungszeit verringern. Es wird empfohlen, die Intensität des Lichtes zu verringern, oder die OP-Lampe während des Verarbeitungs Vorgangs abzuschalten.
- 5. ZEMMENTENTFERNUNG**
- a) Die zu zementierende Oberfläche der Restauration mit einer ausreichenden Zementmenge versehen und sofort einsetzen.
 - b) Die Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten 30 Sekunden ab Beginn des Anmischen bei einer Temperatur von 23°C. Höhere Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Das Köhlen der G-CEM Kapseln wird deshalb empfohlen.
 - c) Die Kapseln sofort auslösen.
- 6. ENTFERNUNG VON ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS**
- a) Zum Entfernen von überschüssigen Material 2-3 Sek. mit einem Lichtschaber (Hälogene LED) arbeiten (Abb. 6), oder selbsthärten lassen, bis das Material eine gummiartige Konsistenz erreicht hat.
 - b) Nun die Zementreste mit einem Scaler entfernen (Abb. 7).
 - c) Jedes Material 10 Sek. lang licht härten (Hälogene LED) oder 20 Sek. auf andere Oberflächen (weiss 10 Sek.) oder 4 Minuten selbsthärten lassen (nach dem Einsetzen).

- G-CEM CAPSULE ist ein dualhärtendes Zement. Bei den folgenden Anwendungen muß für ein korrektes Ergebnis der Zement 4 Minuten selbstpolymerisiert werden:**
- Metall- und metallbasierte Restaurationen**
 Restaurationen, die sehr dunkel und/oder sehr opak sind
 - Also, auch transluzente Restaurationen, die stärker als 2 mm sind
 - Restaurationen, die gewichtsmäßig inerten und polieren schärfen werden.
- B. ZEMENTIERUNGSTECHNIK FÜR METALL-, FIBERGLAS- UND KERAMIKSTÄBTE**
- 1. ZAHNPRÄPARATION**
 Die Stelle für den Stift nach den Herstellerangaben. Der Platz für den Stift sollte gereinigt, gespült und getrocknet. Der Gebrauch von Papierspitzen wird empfohlen. Die Stelle für den Stift sollte trocken sein.
- 2. NACHBEREITUNG**
 a) Natriumhypochloritlösung wird zur chemischen Reinigung der Stelle für den Stift empfohlen.
 b) Benutzen Sie kein H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) um die Stelle für den Stift chemisch zu reinigen, da es die Haftvermögen reduzieren kann.
- 3. STIFT PRÄPARATION**
 Vergewissern Sie sich, dass der Stift gereinigt und gemäß den Herstellerangaben vorbereitet ist.
- 3. KAPSELNÄCHTIVIEREN UND ANMISCHEN**
 Aktivieren Sie die Kapselform und drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 4. AUSBRINGEN DES ANGESICHTEN MATERIALS**
ANMERKUNG:
 Köhlen der G-CEM CAPSULE verlängert die Verarbeitungszeit.
- a) Nach dem Anmischen des Zementes die Kapsel aus dem Kapselentferner entfernen und eine GC CAPSULE Elogation Tip auf die Öffnung der Kapsel geben bis es klickt. GC Capsule Elogation Tip können nur auf der Öffnung aufgebracht werden (Abb. 8).
 - b) Bringen Sie die Spitze nicht auf andere Kapseln auf.
 - c) Die Kapselform sollte immer in die Kapselform eingebracht werden.
 - d) Die Kapselpolze sollte in der vorgesehenen Stelle für den Einsatz sein (Abb. 9).
 - e) Um die Kapselpolze zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - f) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - g) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 1) Immersieren Sie den Stift in der dafür vorgesehenen Stelle und zementieren Sie innerhalb 45 Sekunden nach dem Anmischen des Zementes.
- ANMERKUNG:**
 Umgebungslicht kann die Verarbeitungszeit verringern. Es wird empfohlen, die Intensität des Lichtes zu verringern, oder die OP-Lampe während des Verarbeitungs Vorgangs abzuschalten.
- 5. ZEMMENTENTFERNUNG**
- a) Die zu zementierende Oberfläche der Restauration mit einer ausreichenden Zementmenge versehen und sofort einsetzen.
 - b) Die Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten 30 Sekunden ab Beginn des Anmischen bei einer Temperatur von 23°C. Höhere Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Das Köhlen der G-CEM Kapseln wird deshalb empfohlen.
 - c) Die Kapseln sofort auslösen.
- 6. ENTFERNUNG VON ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS**
- a) Zum Entfernen von überschüssigen Material 2-3 Sek. mit einem Lichtschaber (Hälogene LED) arbeiten (Abb. 6), oder selbsthärten lassen, bis das Material eine gummiartige Konsistenz erreicht hat.
 - b) Nun die Zementreste mit einem Scaler entfernen (Abb. 7).
 - c) Jedes Material 10 Sek. lang licht härten (Hälogene LED) oder 20 Sek. auf andere Oberflächen (weiss 10 Sek.) oder 4 Minuten selbsthärten lassen (nach dem Einsetzen).

- G-CEM CAPSULE ist ein dualhärtendes Zement. Bei den folgenden Anwendungen muß für ein korrektes Ergebnis der Zement 4 Minuten selbstpolymerisiert werden:**
- Metall- und metallbasierte Restaurationen**
 Restaurationen, die sehr dunkel und/oder sehr opak sind
 - Also, auch transluzente Restaurationen, die stärker als 2 mm sind
 - Restaurationen, die gewichtsmäßig inerten und polieren schärfen werden.
- B. ZEMENTIERUNGSTECHNIK FÜR METALL-, FIBERGLAS- UND KERAMIKSTÄBTE**
- 1. ZAHNPRÄPARATION**
 Die Stelle für den Stift nach den Herstellerangaben. Der Platz für den Stift sollte gereinigt, gespült und getrocknet. Der Gebrauch von Papierspitzen wird empfohlen. Die Stelle für den Stift sollte trocken sein.
- 2. NACHBEREITUNG**
 a) Natriumhypochloritlösung wird zur chemischen Reinigung der Stelle für den Stift empfohlen.
 b) Benutzen Sie kein H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) um die Stelle für den Stift chemisch zu reinigen, da es die Haftvermögen reduzieren kann.
- 3. STIFT PRÄPARATION**
 Vergewissern Sie sich, dass der Stift gereinigt und gemäß den Herstellerangaben vorbereitet ist.
- 3. KAPSELNÄCHTIVIEREN UND ANMISCHEN**
 Aktivieren Sie die Kapselform und drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 4. AUSBRINGEN DES ANGESICHTEN MATERIALS**
ANMERKUNG:
 Köhlen der G-CEM CAPSULE verlängert die Verarbeitungszeit.
- a) Nach dem Anmischen des Zementes die Kapsel aus dem Kapselentferner entfernen und eine GC CAPSULE Elogation Tip auf die Öffnung der Kapsel geben bis es klickt. GC Capsule Elogation Tip können nur auf der Öffnung aufgebracht werden (Abb. 8).
 - b) Bringen Sie die Spitze nicht auf andere Kapseln auf.
 - c) Die Kapselform sollte immer in die Kapselform eingebracht werden.
 - d) Die Kapselpolze sollte in der vorgesehenen Stelle für den Einsatz sein (Abb. 9).
 - e) Um die Kapselpolze zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - f) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - g) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 1) Immersieren Sie den Stift in der dafür vorgesehenen Stelle und zementieren Sie innerhalb 45 Sekunden nach dem Anmischen des Zementes.
- ANMERKUNG:**
 Umgebungslicht kann die Verarbeitungszeit verringern. Es wird empfohlen, die Intensität des Lichtes zu verringern, oder die OP-Lampe während des Verarbeitungs Vorgangs abzuschalten.
- 5. ZEMMENTENTFERNUNG**
- a) Die zu zementierende Oberfläche der Restauration mit einer ausreichenden Zementmenge versehen und sofort einsetzen.
 - b) Die Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten 30 Sekunden ab Beginn des Anmischen bei einer Temperatur von 23°C. Höhere Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Das Köhlen der G-CEM Kapseln wird deshalb empfohlen.
 - c) Die Kapseln sofort auslösen.
- 6. ENTFERNUNG VON ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS**
- a) Zum Entfernen von überschüssigen Material 2-3 Sek. mit einem Lichtschaber (Hälogene LED) arbeiten (Abb. 6), oder selbsthärten lassen, bis das Material eine gummiartige Konsistenz erreicht hat.
 - b) Nun die Zementreste mit einem Scaler entfernen (Abb. 7).
 - c) Jedes Material 10 Sek. lang licht härten (Hälogene LED) oder 20 Sek. auf andere Oberflächen (weiss 10 Sek.) oder 4 Minuten selbsthärten lassen (nach dem Einsetzen).

- G-CEM CAPSULE ist ein dualhärtendes Zement. Bei den folgenden Anwendungen muß für ein korrektes Ergebnis der Zement 4 Minuten selbstpolymerisiert werden:**
- Metall- und metallbasierte Restaurationen**
 Restaurationen, die sehr dunkel und/oder sehr opak sind
 - Also, auch transluzente Restaurationen, die stärker als 2 mm sind
 - Restaurationen, die gewichtsmäßig inerten und polieren schärfen werden.
- B. ZEMENTIERUNGSTECHNIK FÜR METALL-, FIBERGLAS- UND KERAMIKSTÄBTE**
- 1. ZAHNPRÄPARATION**
 Die Stelle für den Stift nach den Herstellerangaben. Der Platz für den Stift sollte gereinigt, gespült und getrocknet. Der Gebrauch von Papierspitzen wird empfohlen. Die Stelle für den Stift sollte trocken sein.
- 2. NACHBEREITUNG**
 a) Natriumhypochloritlösung wird zur chemischen Reinigung der Stelle für den Stift empfohlen.
 b) Benutzen Sie kein H₂O₂ (Wasserstoffperoxid) um die Stelle für den Stift chemisch zu reinigen, da es die Haftvermögen reduzieren kann.
- 3. STIFT PRÄPARATION**
 Vergewissern Sie sich, dass der Stift gereinigt und gemäß den Herstellerangaben vorbereitet ist.
- 3. KAPSELNÄCHTIVIEREN UND ANMISCHEN**
 Aktivieren Sie die Kapselform und drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 4. AUSBRINGEN DES ANGESICHTEN MATERIALS**
ANMERKUNG:
 Köhlen der G-CEM CAPSULE verlängert die Verarbeitungszeit.
- a) Nach dem Anmischen des Zementes die Kapsel aus dem Kapselentferner entfernen und eine GC CAPSULE Elogation Tip auf die Öffnung der Kapsel geben bis es klickt. GC Capsule Elogation Tip können nur auf der Öffnung aufgebracht werden (Abb. 8).
 - b) Bringen Sie die Spitze nicht auf andere Kapseln auf.
 - c) Die Kapselform sollte immer in die Kapselform eingebracht werden.
 - d) Die Kapselpolze sollte in der vorgesehenen Stelle für den Einsatz sein (Abb. 9).
 - e) Um die Kapselpolze zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - f) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
 - g) Um das Pulver zu aktivieren, drücken Sie die Seite auf eine harte Oberfläche klopfen, um das Pulver zu lösen (Abb. 1).
- 1) Immersieren Sie den Stift in der dafür vorgesehenen Stelle und zementieren Sie innerhalb 45 Sekunden nach dem Anmischen des Zementes.
- ANMERKUNG:**
 Umgebungslicht kann die Verarbeitungszeit verringern. Es wird empfohlen, die Intensität des Lichtes zu verringern, oder die OP-Lampe während des Verarbeitungs Vorgangs abzuschalten.
- 5. ZEMMENTENTFERNUNG**
- a) Die zu zementierende Oberfläche der Restauration mit einer ausreichenden Zementmenge versehen und sofort einsetzen.
 - b) Die Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten 30 Sekunden ab Beginn des Anmischen bei einer Temperatur von 23°C. Höhere Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Das Köhlen der G-CEM Kapseln wird deshalb empfohlen.
 - c) Die Kapseln sofort auslösen.
- 6. ENTFERNUNG VON ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS**
- a) Zum Entfernen von überschüssigen Material 2-3 Sek. mit einem Lichtschaber (Hälog



G-CEM™ CAPSULE SELVBONDEDE RETENTIONSCEMENT I KAPSLER
 Nu kan bruges af tandlæge til de indicerede områder.
INDIKATIONER TIL ANVENDELSE
 1. Cementering af alle typer af herkeramik, komposit og metal-baserede inlay, onlays, kroner og broer (maks. 2 led).
 2. Cementering af metal, keramisk og glasfiberstift og guldta pelare og opbygninger.

KONTRAIKADIKATIONER
 1. Direkte pulvoverkarpung.
 2. Brug af denne produkt til patienter med kendt allergi overfor guld, amalgam, methakrylat monomer eller methakrylat polymer.
OPBYGNING
 Pulver: Fluoro-aluminiumsilikatglas, initiator, pigment
 Dimethacrylat, 4-MET, vand, phosphorylere ester monomer, siliciumdioksid, initiator, stabilisator

BRUGSANVISNING

Pulver/vatskerforhold (g/g)	0,35 / 0,15
Blændeblid (sek.)	10
Arbejdstid (23° C/73° F) (min., sek.)	2:30

A. CEMENTERINGSTEKNIK til keramik, indirekte fremstillede komposit og metalbaserede restaureringer
 1. **BEHANDLING AF TANDEN**
 a) Tænders overflade skal behandles på sædvanlig måde. Ved overkarpung af pulp, skal calciumhydroxidpasta anvendes på pulpår nær tværet.
 b) Rens tandens retentionsflade med gummirop og pimplan i vand-blending.
 c) Pålæs tandens retentionsflade med Blæs forsigtigt for at blødgøre luft. Preparationsretentionsflader skal være tørre.

NOTE: 1. Ikke brug produkter som hydrogenceroxid og/eller desinfektionsmidler der kan forringe bindingstyrken ved brug af restaurations retentionsflader. 2. Hvis der anvendes pulverer til blødgøring af retentionsflader, overensstemmelse med producentens instruktioner (eksempelvis: powders med pimplan og vand).
 2. **BEHANDLING AF RESTAURATIONEN**
 a) For at restaurations retentionsflader forbehandlede i en overensstemmelse med producentens instruktioner (eksempelvis: overflader for at leese kærakser eller brokæbe i syre till afgruba pulver).
 b) Aktiver kapselen ved at presse stemplet ind i det flugter med fingeren og hold i 4 minutter efter placering af restaureringen.
NOTE:
 1) Vær sikker på at stemplet er presset helt ind for at undgå tørretækkning blanding af væske.
 2) Kapslen skal aktivere umiddelbart inden blandingen, og blandingen skal anvendes inden for 10 sekunder.
 3) Kapslen fjernes hurtigt fra applikøren og sættes i en kapselholder og rykkes i 10 sekunder (+/- 0,003 slag/minut).
 4) For yderligere detaljer, se direkte blænderiser, se tabel nedenfor.

Tablet vedørende blænderiser	Blændeblid
Blænderiser hastighed	
Standardblænder (ca. 4000 omgang/1min)	10 sekunder
Højstahastighedsblænder (hver 4500 omgang/1min)	10 sekunder
Blænder med refererende funktion	
*Anvend ikke den centrifugerende funktionen	

4. APPLICERING AF CEMENTEN
 4.1 Tag kapslen fra blændermaskinen og placer den igen i en G-CAPSULE APPLIER.
 4.2 Pres håndtaget på gange, således at der høres "klik" (Fig. 4). Kapselns spids kan nå ned i den ønskede retning, så ved at hele kapslen drejes i position.
 4.3 Appliker cement direkte fra kapslen i restaureringen (Fig. 5).
 4.4 Omkringgivende lvs kan nedstøbe arbejdstiden. Vi anbefaler derfor, at skruer ved installation eller helt og bemærkingsprocedure.
 4.5 Hvis der er behov for at trykke ind på kapslen med fingrene og herfter kan kapslen tages ud af positionen.

5. **CEMENTERING**
 a) For det første cementer jånd på restaurations retentionsflader og placer umiddelbart dem på præparationen. Arbejdstiden er 2 minutter og 30 sekunder (3:30). Ved brug af temperaturreguleret blænder, vil varme fra blænderen forlænke den tilgængelige arbejdstid. Vi anbefaler at kapslerne opbevares på kold, såfremt længere arbejdstid kræves.
 b) Hold restaureringen på plads med et led og tilspasset tryk.
 c) For at fjerne overskydende cement, så lyshærd med en polymeriseringslampe (helium LED) i 2-4 sekunder (Fig. 6) eller till i cementen at afbryde så længe, indtil den føles gummiagtig.
 d) Fjern overskydende cement med en scaler (Fig. 7).
 e) Lyshærd hver flade i 10 sekunder (enkelt flade occlusal fra tværet; bukkalsal fra tværet; lingual fra tværet; lingual fra tværet; lingual alternativt skal der gå 4 minutter efter placering af restaureringen).
NOTE:
 G-CEM CAPSULE er en dual cement. For at sikre en god hardning af følgende restaureringer, så anbefaler vi at i multistærke blænderis eller kemisk rettet metal, metalundersidele restaureringer
 - Metalundersidele protetik
 - Translucens metal eller optiske restaureringer
 - Restaurations restaureringer med en tjøkkelse som overstiger 2 mm
 - Pøler kantener med et eget instrument.

B. CEMENTERINGSTEKNIK for metal, fiberglass og keramiske stift
 1. **FORBEREDELSE AF TANDEN**
 Forbered præparationen for stiften efter producentens anvisning. Omslut kapslen vore rent og grundigt med gultepakservant.
NOTE:
 1. En sodulmhpochhorte opløsning er anbefalet til dem, der ønsker at styrke og forstærke kapslen.
 2. Brug ikke hydrogenceroxid til kemisk rengøring, da det kan forringe bindingstyrken.
 2. **FORBEREDELSE AF STIFTEN**
 Stiften skal forbehandles og behandles som producenten foreskriver indt i angivne instruktionsmanual.
 3. **AKTIVERING OG BLANDING AF KAPSEL**
 3.1 Følg instruktionerne i afsnittet 4.1.
 4. **DISPENSERING OG CEMENTERING**
NOTE:
 G-CEM CAPSULE direkte fra kjeselkabet kan forlange arbejdstiden og fjern med det samme blandede kapsel fra mikseren og G-CAPSULE APPLIER.
 b) Tryk to gange på applikøren for at klargøre kapselen (Fig. 4). For at sikre intet for spidsen med hjælp af en retentionsriser og spidsen kan bages hvis det er nødvendigt.
 5. **FJERNELSE AF ØVERSKUD**
 a) Oprethold moderat tryk mens overskud fjernes med et velgeet net. 6. **LYSHÆRDE I 4 MINUTTER**
 6.1 Lyshærd alle overflader i 10 sekunder eller lad cementen sætte sig i 4 minutter. (Fig. 10)

OPBEVARENING
 For optimal resultat skal kapslerne skal opbevares i original forlud, et mærk og koldt sted (4-25° C/39-77,0° F).
FARVER
 A2 (Vitræ, farevaskala), A03 (opak), B01 (opak) samt Translucens (Vitræ) er reservede farver til Vite Zahnfabrik, Bad Säckingen, Schweiz.
PAKKING
 1. Enkelt farve pakning: 50 kapsler
 2. Assorteret pakning: 50 kapsler (20 stk. af hver, A2 og Translucens, 10 stk. af hver, A03 og B01).
 3. G-Capsule Elongation tip, 5 stk.
ADVARSEL
 1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløddesvæv eller huden: så fjernes det umiddelbart med en svamp eller bomuldstynde, fugtet med vand. Skyld rigtigt med vand. Hvis der er behov for en yderligere koffersdam og/eller COCCA BUTTER som isolering af operationsområdet.
 2. Hvis materialet kommer i kontakt med øjens: skyld umiddelbart rigeligt med vand og kontakt herefter en læge.
 3. Hvis huden eller det orale bløddesvæv som har været i kontakt med materialet bliver hvidligt, eller får blærer, så instrueres patienten om at lade det berørte område i fred i flere dage, indtil det er helt og forfærlig.

4. Kombination med eugenholdige materialer, som eksempelvis eugenol, kan forstærke G-CEM CAPSULE afbrøde og herde efter forklæring.
 5. Anvend altid beskyttelsesbriller, når der arbejdes med hærdemateriale. 6. Dette produkt er ikke indiceret til brug for fyldninger eller core build.
 7. Hvis G-Capsule Elongation Tip anvendes med alkohol, undgå at det kommer i kontakt eller tillippen. G-Capsule Elongation Tip er til overfladestrukturen og kan ikke bruges med alkohol.
 8. Anvendelse ved overfældighed om G-Capsule Elongation Tip i sjældne tilfælde kan resultere i en øget risiko for alvorlig allergi. Hvis dette skal udføres, så skal anvendelsen af produktet overføre med det samme en læge skal konsulteres.
 9. Personlig værnemidler (personlige handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bides.

Nogle produkter som beskrevet i IFU er avv. klassificeret som farlig iht GHS. Læs altid op på alle arbejdsvejlednings anvisninger som kan findes på <http://www.gepore.com> eller på <http://www.gamcerica.com>. Det kan altid rekvireres hos dit dæpet.
 Uansigtligde bivirkninger:
 Hvis der ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign. som ikke er nævnt i disse instruktioner, så rapporter dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link http://www.ema.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Samt til vores interne overvågningssystem: www.gamcerica.com eller via dette link <http://www.gamcerica.com>.
 Det kan altid rekvireres hos dit dæpet.

**SE venligst EU-Regulatory databasen (<https://ec.europa.eu/euipo/euadmed/>) om overvågning af sikkerhed og klinisk ydeevne (SCSP) eller kontakt os på Regulatory@gce.gd.
 Særligt vigtigt er at læse følgende: 1. Beskrivelse af produktet. 2. Indholdet af produktet. 3. Brug af produktet. 4. Opskrift på produktet. 5. Opskrift på produktet. 6. Opskrift på produktet. 7. Opskrift på produktet. 8. Opskrift på produktet. 9. Opskrift på produktet. 10. Opskrift på produktet. 11. Opskrift på produktet. 12. Opskrift på produktet. 13. Opskrift på produktet. 14. Opskrift på produktet. 15. Opskrift på produktet. 16. Opskrift på produktet. 17. Opskrift på produktet. 18. Opskrift på produktet. 19. Opskrift på produktet. 20. Opskrift på produktet. 21. Opskrift på produktet. 22. Opskrift på produktet. 23. Opskrift på produktet. 24. Opskrift på produktet. 25. Opskrift på produktet. 26. Opskrift på produktet. 27. Opskrift på produktet. 28. Opskrift på produktet. 29. Opskrift på produktet. 30. Opskrift på produktet. 31. Opskrift på produktet. 32. Opskrift på produktet. 33. Opskrift på produktet. 34. Opskrift på produktet. 35. Opskrift på produktet. 36. Opskrift på produktet. 37. Opskrift på produktet. 38. Opskrift på produktet. 39. Opskrift på produktet. 40. Opskrift på produktet. 41. Opskrift på produktet. 42. Opskrift på produktet. 43. Opskrift på produktet. 44. Opskrift på produktet. 45. Opskrift på produktet. 46. Opskrift på produktet. 47. Opskrift på produktet. 48. Opskrift på produktet. 49. Opskrift på produktet. 50. Opskrift på produktet. 51. Opskrift på produktet. 52. Opskrift på produktet. 53. Opskrift på produktet. 54. Opskrift på produktet. 55. Opskrift på produktet. 56. Opskrift på produktet. 57. Opskrift på produktet. 58. Opskrift på produktet. 59. Opskrift på produktet. 60. Opskrift på produktet. 61. Opskrift på produktet. 62. Opskrift på produktet. 63. Opskrift på produktet. 64. Opskrift på produktet. 65. Opskrift på produktet. 66. Opskrift på produktet. 67. Opskrift på produktet. 68. Opskrift på produktet. 69. Opskrift på produktet. 70. Opskrift på produktet. 71. Opskrift på produktet. 72. Opskrift på produktet. 73. Opskrift på produktet. 74. Opskrift på produktet. 75. Opskrift på produktet. 76. Opskrift på produktet. 77. Opskrift på produktet. 78. Opskrift på produktet. 79. Opskrift på produktet. 80. Opskrift på produktet. 81. Opskrift på produktet. 82. Opskrift på produktet. 83. Opskrift på produktet. 84. Opskrift på produktet. 85. Opskrift på produktet. 86. Opskrift på produktet. 87. Opskrift på produktet. 88. Opskrift på produktet. 89. Opskrift på produktet. 90. Opskrift på produktet. 91. Opskrift på produktet. 92. Opskrift på produktet. 93. Opskrift på produktet. 94. Opskrift på produktet. 95. Opskrift på produktet. 96. Opskrift på produktet. 97. Opskrift på produktet. 98. Opskrift på produktet. 99. Opskrift på produktet. 100. Opskrift på produktet. 101. Opskrift på produktet. 102. Opskrift på produktet. 103. Opskrift på produktet. 104. Opskrift på produktet. 105. Opskrift på produktet. 106. Opskrift på produktet. 107. Opskrift på produktet. 108. Opskrift på produktet. 109. Opskrift på produktet. 110. Opskrift på produktet. 111. Opskrift på produktet. 112. Opskrift på produktet. 113. Opskrift på produktet. 114. Opskrift på produktet. 115. Opskrift på produktet. 116. Opskrift på produktet. 117. Opskrift på produktet. 118. Opskrift på produktet. 119. Opskrift på produktet. 120. Opskrift på produktet. 121. Opskrift på produktet. 122. Opskrift på produktet. 123. Opskrift på produktet. 124. Opskrift på produktet. 125. Opskrift på produktet. 126. Opskrift på produktet. 127. Opskrift på produktet. 128. Opskrift på produktet. 129. Opskrift på produktet. 130. Opskrift på produktet. 131. Opskrift på produktet. 132. Opskrift på produktet. 133. Opskrift på produktet. 134. Opskrift på produktet. 135. Opskrift på produktet. 136. Opskrift på produktet. 137. Opskrift på produktet. 138. Opskrift på produktet. 139. Opskrift på produktet. 140. Opskrift på produktet. 141. Opskrift på produktet. 142. Opskrift på produktet. 143. Opskrift på produktet. 144. Opskrift på produktet. 145. Opskrift på produktet. 146. Opskrift på produktet. 147. Opskrift på produktet. 148. Opskrift på produktet. 149. Opskrift på produktet. 150. Opskrift på produktet. 151. Opskrift på produktet. 152. Opskrift på produktet. 153. Opskrift på produktet. 154. Opskrift på produktet. 155. Opskrift på produktet. 156. Opskrift på produktet. 157. Opskrift på produktet. 158. Opskrift på produktet. 159. Opskrift på produktet. 160. Opskrift på produktet. 161. Opskrift på produktet. 162. Opskrift på produktet. 163. Opskrift på produktet. 164. Opskrift på produktet. 165. Opskrift på produktet. 166. Opskrift på produktet. 167. Opskrift på produktet. 168. Opskrift på produktet. 169. Opskrift på produktet. 170. Opskrift på produktet. 171. Opskrift på produktet. 172. Opskrift på produktet. 173. Opskrift på produktet. 174. Opskrift på produktet. 175. Opskrift på produktet. 176. Opskrift på produktet. 177. Opskrift på produktet. 178. Opskrift på produktet. 179. Opskrift på produktet. 180. Opskrift på produktet. 181. Opskrift på produktet. 182. Opskrift på produktet. 183. Opskrift på produktet. 184. Opskrift på produktet. 185. Opskrift på produktet. 186. Opskrift på produktet. 187. Opskrift på produktet. 188. Opskrift på produktet. 189. Opskrift på produktet. 190. Opskrift på produktet. 191. Opskrift på produktet. 192. Opskrift på produktet. 193. Opskrift på produktet. 194. Opskrift på produktet. 195. Opskrift på produktet. 196. Opskrift på produktet. 197. Opskrift på produktet. 198. Opskrift på produktet. 199. Opskrift på produktet. 200. Opskrift på produktet. 201. Opskrift på produktet. 202. Opskrift på produktet. 203. Opskrift på produktet. 204. Opskrift på produktet. 205. Opskrift på produktet. 206. Opskrift på produktet. 207. Opskrift på produktet. 208. Opskrift på produktet. 209. Opskrift på produktet. 210. Opskrift på produktet. 211. Opskrift på produktet. 212. Opskrift på produktet. 213. Opskrift på produktet. 214. Opskrift på produktet. 215. Opskrift på produktet. 216. Opskrift på produktet. 217. Opskrift på produktet. 218. Opskrift på produktet. 219. Opskrift på produktet. 220. Opskrift på produktet. 221. Opskrift på produktet. 222. Opskrift på produktet. 223. Opskrift på produktet. 224. Opskrift på produktet. 225. Opskrift på produktet. 226. Opskrift på produktet. 227. Opskrift på produktet. 228. Opskrift på produktet. 229. Opskrift på produktet. 230. Opskrift på produktet. 231. Opskrift på produktet. 232. Opskrift på produktet. 233. Opskrift på produktet. 234. Opskrift på produktet. 235. Opskrift på produktet. 236. Opskrift på produktet. 237. Opskrift på produktet. 238. Opskrift på produktet. 239. Opskrift på produktet. 240. Opskrift på produktet. 241. Opskrift på produktet. 242. Opskrift på produktet. 243. Opskrift på produktet. 244. Opskrift på produktet. 245. Opskrift på produktet. 246. Opskrift på produktet. 247. Opskrift på produktet. 248. Opskrift på produktet. 249. Opskrift på produktet. 250. Opskrift på produktet. 251. Opskrift på produktet. 252. Opskrift på produktet. 253. Opskrift på produktet. 254. Opskrift på produktet. 255. Opskrift på produktet. 256. Opskrift på produktet. 257. Opskrift på produktet. 258. Opskrift på produktet. 259. Opskrift på produktet. 260. Opskrift på produktet. 261. Opskrift på produktet. 262. Opskrift på produktet. 263. Opskrift på produktet. 264. Opskrift på produktet. 265. Opskrift på produktet. 266. Opskrift på produktet. 267. Opskrift på produktet. 268. Opskrift på produktet. 269. Opskrift på produktet. 270. Opskrift på produktet. 271. Opskrift på produktet. 272. Opskrift på produktet. 273. Opskrift på produktet. 274. Opskrift på produktet. 275. Opskrift på produktet. 276. Opskrift på produktet. 277. Opskrift på produktet. 278. Opskrift på produktet. 279. Opskrift på produktet. 280. Opskrift på produktet. 281. Opskrift på produktet. 282. Opskrift på produktet. 283. Opskrift på produktet. 284. Opskrift på produktet. 285. Opskrift på produktet. 286. Opskrift på produktet. 287. Opskrift på produktet. 288. Opskrift på produktet. 289. Opskrift på produktet. 290. Opskrift på produktet. 291. Opskrift på produktet. 292. Opskrift på produktet. 293. Opskrift på produktet. 294. Opskrift på produktet. 295. Opskrift på produktet. 296. Opskrift på produktet. 297. Opskrift på produktet. 298. Opskrift på produktet. 299. Opskrift på produktet. 300. Opskrift på produktet. 301. Opskrift på produktet. 302. Opskrift på produktet. 303. Opskrift på produktet. 304. Opskrift på produktet. 305. Opskrift på produktet. 306. Opskrift på produktet. 307. Opskrift på produktet. 308. Opskrift på produktet. 309. Opskrift på produktet. 310. Opskrift på produktet. 311. Opskrift på produktet. 312. Opskrift på produktet. 313. Opskrift på produktet. 314. Opskrift på produktet. 315. Opskrift på produktet. 316. Opskrift på produktet. 317. Opskrift på produktet. 318. Opskrift på produktet. 319. Opskrift på produktet. 320. Opskrift på produktet. 321. Opskrift på produktet. 322. Opskrift på produktet. 323. Opskrift på produktet. 324. Opskrift på produktet. 325. Opskrift på produktet. 326. Opskrift på produktet. 327. Opskrift på produktet. 328. Opskrift på produktet. 329. Opskrift på produktet. 330. Opskrift på produktet. 331. Opskrift på produktet. 332. Opskrift på produktet. 333. Opskrift på produktet. 334. Opskrift på produktet. 335. Opskrift på produktet. 336. Opskrift på produktet. 337. Opskrift på produktet. 338. Opskrift på produktet. 339. Opskrift på produktet. 340. Opskrift på produktet. 341. Opskrift på produktet. 342. Opskrift på produktet. 343. Opskrift på produktet. 344. Opskrift på produktet. 345. Opskrift på produktet. 346. Opskrift på produktet. 347. Opskrift på produktet. 348. Opskrift på produktet. 349. Opskrift på produktet. 350. Opskrift på produktet. 351. Opskrift på produktet. 352. Opskrift på produktet. 353. Opskrift på produktet. 354. Opskrift på produktet. 355. Opskrift på produktet. 356. Opskrift på produktet. 357. Opskrift på produktet. 358. Opskrift på produktet. 359. Opskrift på produktet. 360. Opskrift på produktet. 361. Opskrift på produktet. 362. Opskrift på produktet. 363. Opskrift på produktet. 364. Opskrift på produktet. 365. Opskrift på produktet. 366. Opskrift på produktet. 367. Opskrift på produktet. 368. Opskrift på produktet. 369. Opskrift på produktet. 370. Opskrift på produktet. 371. Opskrift på produktet. 372. Opskrift på produktet. 373. Opskrift på produktet. 374. Opskrift på produktet. 375. Opskrift på produktet. 376. Opskrift på produktet. 377. Opskrift på produktet. 378. Opskrift på produktet. 379. Opskrift på produktet. 380. Opskrift på produktet. 381. Opskrift på produktet. 382. Opskrift på produktet. 383. Opskrift på produktet. 384. Opskrift på produktet. 385. Opskrift på produktet. 386. Opskrift på produktet. 387. Opskrift på produktet. 388. Opskrift på produktet. 389. Opskrift på produktet. 390. Opskrift på produktet. 391. Opskrift på produktet. 392. Opskrift på produktet. 393. Opskrift på produktet. 394. Opskrift på produktet. 395. Opskrift på produktet. 396. Opskrift på produktet. 397. Opskrift på produktet. 398. Opskrift på produktet. 399. Opskrift på produktet. 400. Opskrift på produktet. 401. Opskrift på produktet. 402. Opskrift på produktet. 403. Opskrift på produktet. 404. Opskrift på produktet. 405. Opskrift på produktet. 406. Opskrift på produktet. 407. Opskrift på produktet. 408. Opskrift på produktet. 409. Opskrift på produktet. 410. Opskrift på produktet. 411. Opskrift på produktet. 412. Opskrift på produktet. 413. Opskrift på produktet. 414. Opskrift på produktet. 415. Opskrift på produktet. 416. Opskrift på produktet. 417. Opskrift på produktet. 418. Opskrift på produktet. 419. Opskrift på produktet. 420. Opskrift på produktet. 421. Opskrift på produktet. 422. Opskrift på produktet. 423. Opskrift på produktet. 424. Opskrift på produktet. 425. Opskrift på produktet. 426. Opskrift på produktet. 427. Opskrift på produktet. 428. Opskrift på produktet. 429. Opskrift på produktet. 430. Opskrift på produktet. 431. Opskrift på produktet. 432. Opskrift på produktet. 433. Opskrift på produktet. 434. Opskrift på produktet. 435. Opskrift på produktet. 436. Opskrift på produktet. 437. Opskrift på produktet. 438. Opskrift på produktet. 439. Opskrift på produktet. 440. Opskrift på produktet. 441. Opskrift på produktet. 442. Opskrift på produktet. 443. Opskrift på produktet. 444. Opskrift på produktet. 445. Opskrift på produktet. 446. Opskrift på produktet. 447. Opskrift på produktet. 448. Opskrift på produktet. 449. Opskrift på produktet. 450. Opskrift på produktet. 451. Opskrift på produktet. 452. Opskrift på produktet. 453. Opskrift på produktet. 454. Opskrift på produktet. 455. Opskrift på produktet. 456. Opskrift på produktet. 457. Opskrift på produktet. 458. Opskrift på produktet. 459. Opskrift på produktet. 460. Opskrift på produktet. 461. Opskrift på produktet. 462. Opskrift på produktet. 463. Opskrift på produktet. 464. Opskrift på produktet. 465. Opskrift på produktet. 466. Opskrift på produktet. 467. Opskrift på produktet. 468. Opskrift på produktet. 469. Opskrift på produktet. 470. Opskrift på produktet. 471. Opskrift på produktet. 472. Opskrift på produktet. 473. Opskrift på produktet. 474. Opskrift på produktet. 475. Opskrift på produktet. 476. Opskrift på produktet. 477. Opskrift på produktet. 478. Opskrift på produktet. 479. Opskrift på produktet. 480. Opskrift på produktet. 481. Opskrift på produktet. 482. Opskrift på produktet. 483. Opskrift på produktet. 484. Opskrift på produktet. 485. Opskrift på produktet. 486. Opskrift på produktet. 487. Opskrift på produktet. 488. Opskrift på produktet. 489. Opskrift på produktet. 490. Opskrift på produktet. 491. Opskrift på produktet. 492. Opskrift på produktet. 493. Opskrift på produktet. 494. Opskrift på produktet. 495. Opskrift på produktet. 496. Opskrift på produktet. 497. Opskrift på produktet. 498. Opskrift på produktet. 499. Opskrift på produktet. 500. Opskrift på produktet. 501. Opskrift på produktet. 502. Opskrift på produktet. 503. Opskrift på produktet. 504. Opskrift på produktet. 505. Opskrift på produktet. 506. Opskrift på produktet. 507. Opskrift på produktet. 508. Opskrift på produktet. 509. Opskrift på produktet. 510. Opskrift på produktet. 511. Opskrift på produktet. 512. Opskrift på produktet. 513. Opskrift på produktet. 514. Opskrift på produktet. 515. Opskrift på produktet. 516. Opskrift på produktet. 517. Opskrift på produktet. 518. Opskrift på produktet. 519. Opskrift på produktet. 520. Opskrift på produktet. 521. Opskrift på produktet. 522. Opskrift på produktet. 523. Opskrift på produktet. 524. Opskrift på produktet. 525. Opskrift på produktet. 526. Opskrift på produktet. 527. Opskrift på produktet. 528. Opskrift på produktet. 529. Opskrift på produktet. 530. Opskrift på produktet. 531. Opskrift på produktet. 532. Opskrift på produktet. 533. Opskrift på produktet. 534. Opskrift på produktet. 535. Opskrift på produktet. 536. Opskrift på produktet. 537. Opskrift på produktet. 538. Opskrift på produktet. 539. Opskrift på produktet. 540. Opskrift på produktet. 541. Opskrift på produktet. 542. Opskrift på produktet. 543. Opskrift på produktet. 544. Opskrift på produktet. 545. Opskrift på produktet. 546. Opskrift på produktet. 547. Opskrift på produktet. 548. Opskrift på produktet. 549. Opskrift på produktet. 550. Opskrift på produktet. 551. Opskrift på produktet. 552. Opskrift på produktet. 553. Opskrift på produktet. 554. Opskrift på produktet. 555. Opskrift på produktet. 556. Opskrift på produktet. 557. Opskrift på produktet. 558. Opskrift på produktet. 559. Opskrift på produktet. 560. Opskrift på produktet. 561. Opskrift på produktet. 562. Opskrift på produktet. 563. Opskrift på produktet. 564. Opskrift på produktet. 565. Opskrift på produktet. 566. Opskrift på produktet. 567. Opskrift på produktet. 568. Opskrift på produktet. 569. Opskrift på produktet. 570. Opskrift på produktet. 571. Opskrift på produktet. 572. Opskrift på produktet. 573. Opskrift på produktet. 574. Opskrift på produktet. 575. Opskrift på produktet. 576. Opskrift på produktet. 577. Opskrift på produktet. 578. Opskrift på produktet. 579. Opskrift på produktet. 580. Opskrift på produktet. 581. Opskrift på produktet. 582. Opskrift på produktet. 583. Opskrift på produktet. 584. Opskrift på produktet. 585. Opskrift på produktet. 586. Opskrift på produktet. 587. Opskrift på produktet. 588. Opskrift på produktet. 589. Opskrift på produktet. 590. Opskrift på produktet. 591. Opskrift på produktet. 592. Opskrift på produktet. 593. Opskrift på produktet. 594. Opskrift på produktet. 595. Opskrift på produktet. 596. Opskrift på produktet. 597. Opskrift på produktet. 598. Opskrift på produktet. 599. Opskrift på produktet. 600. Opskrift på produktet. 601. Opskrift på produktet. 602. Opskrift på produktet. 603. Opskrift på produktet. 604. Opskrift på produktet. 605. Opskrift på produktet. 606. Opskrift på produktet. 607. Opskrift på produktet. 608. Opskrift på produktet. 609. Opskrift på produktet. 610. Opskrift på produktet. 611. Opskrift på produktet. 612. Opskrift på produktet. 613. Opskrift på produktet. 614. Opskrift på produktet. 615. Opskrift på produktet. 616. Opskrift på produktet. 617. Opskrift på produktet. 618. Opskrift på produktet. 619. Opskrift på produktet. 620. Opskrift på produktet. 621. Opskrift på produktet. 622. Opskrift på produktet. 623. Opskrift på produktet. 624. Opskrift på produktet. 625. Opskrift på produktet. 626. Opskrift på produktet. 627. Opskrift på produktet. 628. Opskrift på produktet. 629. Opskrift på produktet. 630. Opskrift på produktet. 631. Opskrift på produktet. 632. Opskrift på produktet. 633. Opskrift på produktet. 634. Opskrift på produktet. 635. Opskrift på produktet. 636. Opskrift på produktet. 637. Opskrift på produktet. 638. Opskrift på produktet. 639. Opskrift på produktet. 640. Opskrift på produktet. 641. Opskrift på produktet. 642. Opskrift på produktet. 643. Opskrift på produktet. 644. Opskrift på produktet. 645. Opskrift på produktet. 646. Opskrift på produktet. 647. Opskrift på produktet. 648. Opskrift på produktet. 649. Opskrift på produktet. 650. Opskrift på produktet. 651. Opskrift på produktet. 652. Opskrift på produktet. 653. Opskrift på produktet. 654. Opskrift på produktet. 655. Opskrift på produktet. 656. Opskrift på produktet. 657. Opskrift på produktet. 658. Opskrift på produktet. 659. Opskrift på produktet. 660. Opskrift på produktet. 661. Opskrift på produktet. 662. Opskrift på produktet. 663. Opskrift på produktet. 664. Opskrift på produktet. 665. Opskrift på produktet. 666. Opskrift på produktet. 667. Opskrift på produktet. 668. Opskrift på produktet. 669. Opskrift på produktet. 670. Opskrift på produktet. 671. Opskrift på produktet. 672. Opskrift på produktet. 673. Opskrift på produktet. 674. Opskrift på produktet. 675. Opskrift på produktet. 676. Opskrift på produktet. 677. Opskrift på produktet. 678. Opskrift på produktet. 679. Opskrift på produktet. 680. Opskrift på produktet. 681. Opskrift på produktet. 682. Opskrift på produktet. 683. Opskrift på produktet. 684. Opskrift på produktet. 685. Opskrift på produktet. 686. Opskrift på produktet. 687. Opskrift på produktet. 688. Opskrift på produktet. 689. Opskrift på produktet. 690. Opskrift på produktet. 691. Opskrift på produktet. 692. Opskrift på produktet. 693. Opskrift på produktet. 694. Opskrift på produktet. 695. Opskrift på produktet. 696. Opskrift på produktet. 697. Opskrift på produktet. 698. Opskrift på produktet. 699. Opskrift på produktet. 700. Opskrift på produktet. 701. Opskrift på produktet. 702. Opskrift på produktet. 703. Opskrift på produktet. 704. Opskrift på produktet. 705. Opskrift på produktet. 706. Opskrift på produktet. 707. Opskrift på produktet. 708. Opskrift på produktet. 709. Opskrift på produktet. 710. Opskrift på produktet. 711. Opskrift på produktet. 712. Opskrift på produktet. 713. Opskrift på produktet. 714. Opskrift på produktet. 7**