

GRADIA™

SVĚTLONOŠÍ KOMPÓZIT NA KORUNKY A MOSTÍKY, INLEJE A FAZETY

Na použítie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

PODROBNEŠIE INFORMÁCIE NAJDETE V UŽÍVATELSKEJ PRÍRUČKE GRADIA.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

1. Korunky a mostíky (s tvorovou čiapkou)
2. Nekovové náhrady: plátkové korunky (živčiky), inleje, onleje, fazety
3. Suprakrútny implantátov

KONTRAINDIKÁCIE
1. Nepoužívať tento produkt u pacientov so známou alergiou na metakrylátový monómer alebo alkohol.
2. V prípade maloklieže, bruxizmu alebo clenochyru (zatlačenie).

POPS PRODUKTU
GRADIA je svetlonošiaci materiál na klinickú a vnetovú vrchnú okružnú plochu. Veľkosť častíc anorganických plniv sú v rozmedzí 0,01-1,7 µm pre FOUNDATION OPAQUE, MARGIN OPAQUE, 0,02-2,9 µm pre OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT, 0,02-2,9 µm za TEČNÍ KOMPOZIT, STAIN, 0,02-5,5 µm pre FLOWABLE COMPOSITE. Celkové množstvo anorganického plniva je približne 38-46 hmotnostných % pre OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT, 13 mas. % za INTENZIVNÝ BARVO, 13 mas. % za TEČNÍ KOMPOZIT, 13 hmotnostných % pre MAMELON STAIN, 47 hmotnostných % pre FLOWABLE COMPOSITE.

SESTAVA
FOUNDATION OPAQUE, OPAQUE, MARGIN OPAQUE
Dimetrakriát, silíciov dioksid, barvilo, iniciátor, metakrylátolí polymer, multifunkčný monómer, stabilizátor
OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT
Stierací prášok, dimetrakriát, silíciov dioksid, veľčnanový monómer, iniciátor, barvivo, stabilizátor
Feldspár, dimetrakriát, silíciov dioksid, veľčnanový monómer, iniciátor, pigment, stabilizátor
INTENZIVNÝ BARVO, MAMELON STAIN
Živé, dimetrakriát, oxid kremenný, multifunkčný monómer, iniciátor, pigment, stabilizátor
TEČNÍ KOMPOZIT
Dimetrakriát, veľčnanový monómer, silíciov dioksid, feldspár, iniciátor, barvilo, stabilizátor
FLOWABLE COMPOSITE
Dimetrakriát, multifunkčný monómer, oxid kremenný, živce, iniciátor, pigment, stabilizátor

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Fazetové korunky pre frontálny čistýny úsmev.
2. Na čisto vyčistenom zubnom povrchu naneste METALPRIMER I / METALPRIMER Z a nechajte uschnúť.
3. Na kovové keramiky vyvinudajte fazetu v nasledujúcom poradí:
a. FOUNDATION OPAQUE, MARGIN OPAQUE, OPAQUE
Vytvrdzte každú vrstvu osobitne 1 minútu pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
b. Potom naneste INTENSIVE COLOR, OPAQUS DENTIN, DENTIN, MAMELON STAIN, ENAMEL alebo FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL. Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd pomocou STEPLIGHT SL-I / LABOUGHT DUO alebo 10 sekúnd pomocou STEPLIGHT SL-I / LABOUGHT DUO.
4. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
5. Vyleštite pomocou GRADIA DIAPOLISHER na plesťom kontaktní okraj.

II. Plátová (Zivcová) korunka pre frontálny alebo čistýny úsmev
1. A. Zvoř sadrovoú kašu vytvrdte pomocou GRADIA DIE-HARDNER.
2. V prípade potreby naneste vrstvu parafínového vosku ako medzivrstvu.

3. Povrch modelu izobuľte pomocou GRADIA SEPARATOR.
4. Na modely keramiky naneste vrstvu parafínového vosku a) OPAQUE (na labálny povrch), MARGIN OPAQUE (na lingválny povrch) Vytvrdzte každú vrstvu osobitne 1 minútu pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
b. Potom naneste SHOULDER DENTIN, OPAQUS DENTIN, DENTIN, MAMELON STAIN, ENAMEL alebo FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL. Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd pomocou STEPLIGHT SL-I / LABOUGHT DUO.
5. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
6. Vyleštite pomocou GRADIA DIAPOLISHER na plesťom kontaktní okraj.

III. Inleje v sádrovom ústveku
1. A. Sadržku vosku spevnite pomocou GRADIA DIE-HARDNER.
b. Voskok vylozujte požadované miesto.
c. V prípade potreby naneste vrstvu parafínového vosku ako medzivrstvu.
4. Na sadrovom modely zhotovte inleje v nasledujúcom poradí: CERVICAL TRANSLUCENT a ENAMEL INTENSIVE alebo ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL. Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO alebo 10 sekúnd pomocou STEPLIGHT SL-I / LABOUGHT DUO.
5. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
6. Vyleštite pomocou GRADIA DIAPOLISHER na plesťom kontaktní okraj.

IV. COMPOSITE PRIMER
Svetlonoš polymérizujúci adhezív za dodatekne nasmoie smolei a reparatury.

TABELA KOMBINACIJA ODTENK GRADIA je prikazana v príručniku, ki je voľno na <http://www.georpe.com>

SRNANJEVOSTE
Za optimálne lastnosti, hranite na hladnom prostom stran od direktno sočné svetlo.

OPAZORILO
1. Noste zaščitnú očnú a plastické a gumiste rukavice med detom, v spojbí direktnému sluku s pastami ino z zrakov inhibirano plajsko smole.
2. GRADIA SEPARATOR, GRADIA DIE-HARDNER in METALPRIMER I / METALPRIMER Z so viskózn vnetivje in naplajve tekutine. Ne uporabljajte ih ob odprtem oknu. Držite jih stran od vřov žarive. Držite jih stran od direktno sočné svetlo.

3. Ko prilgajate ali polirate površino fasete, uporabljajte sesalce in sprejte zaščitno maslo. Ne za izognite vdihavanje prahu.
4. V primeru škoda s listu voske vnetje ali kžo, takoj odstranite z nosa.
5. V prmeru škoda z očmi, takoj sperite oči z velkio količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
6. Z vsemi odpadki ravnajte v zskladu z lokalnimi predpisi.
7. V redkih primerih lahko izdelave povšilne preobčutljivost pri ljudeh. Če se pojaví takšna reakcija, prenehajte z uporabo izdelka in poiščite zdravniško pomoč.
8. Odstala varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.

Nekateri proizvojdci omejevi v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasifikacijo kot nevarni glede na GHS.
Vedno se poslužite o navodil za namo uporabo na:
https://www.georpe.com

Za prezetek varnosti in klinično učinkovitost (SSCP) ali ogledne baze podatkov EUADMED (https://ec.europa.eu/otools/euadmed) ali nasa kontaktirajte na Regulatory.goe@gc.dental

Reporočo o neželených účinkoch
Če se zavedete neželených neželených účinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijaviť neposredno prek EUADMED (https://ec.europa.eu/otools/euadmed) alebo nasa kontaktirajte na adresu Regulatory.goe@gc.dental

Hlasenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, označte ich priamo oči pri našom informacne systéme, zadáním správnej authority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/otools/sectors/medical-devices/contacts_en
ako na našom vnetovom systéme bezpečnosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispějete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Datum poslednej revízie: 01/2024

GRADIA™

SVĚTLONOŠÍ STRUJÍCÍ KOMPÓZIT ZA PŘEVLEKÉ IN MOSTIČKÉ, INLEJE IN ESTETSKÉ LUSKY

Namje za stružnu stomatologicu upotrebu a indikacijama za upotrebu.

ZA PODROBNEŠIE INFORMACIE PŘEBERITE GRADIA NAVODILA ZA UPOTREBU.

INDIKACIE ZA UPOTREBU

1. Prevleky v mostovine konstrukcie (s kovinami ogrodien)
2. Bezmetalné restaurácie: jacket prevleky, inleje, onleje, estetické lusky
3. Suprakrútny implantátov

KONTRAINDIKACIE
1. Izobuľajte se uporabiť leso prvotvora pri pacientich z znano alergiou na metakrylátové monómer, metakrylátolí polymer a alkohol.
2. V prípade maloklieže, bruxizmu alebo clenochyru (zatlačenie).

OPIS PRODUKTU
GRADIA je svetlonošiaci polymerizujúci materiál za křone in mostičke, vključno z okružnými površinami. Veľkosť častíc anorganických plniva je 0,01–1,7 µm za FOUNDATION OPAQUE, OPAQUE, MARGIN OPAQUE, 0,02–2,9 µm za OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT, 0,02–2,9 µm za TEČNÍ KOMPOZIT, STAIN, 0,02–5,5 µm pre FLOWABLE COMPOSITE. Celkové množstvo anorganického plniva je približne 38–46 hmotnostných % pre OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT, 13 mas. % za INTENZIVNÝ BARVO, 13 mas. % za TEČNÍ KOMPOZIT, 13 hmotnostných % pre MAMELON STAIN, 47 hmotnostných % pre FLOWABLE COMPOSITE.

SESTAVA
FOUNDATION OPAQUE, OPAQUE, MARGIN OPAQUE
Dimetrakriát, silíciov dioksid, barvilo, iniciátor, metakrylátolí polymer, multifunkčný monómer, stabilizátor
OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT
Stierací prášok, dimetrakriát, silíciov dioksid, veľčnanový monómer, iniciátor, barvivo, stabilizátor
Feldspár, dimetrakriát, silíciov dioksid, veľčnanový monómer, iniciátor, pigment, stabilizátor
INTENZIVNÝ BARVO, MAMELON STAIN
Živé, dimetrakriát, oxid kremenný, multifunkčný monómer, iniciátor, pigment, stabilizátor
TEČNÍ KOMPOZIT
Dimetrakriát, veľčnanový monómer, silíciov dioksid, feldspár, iniciátor, barvilo, stabilizátor
FLOWABLE COMPOSITE
Dimetrakriát, multifunkčný monómer, oxid kremenný, živce, iniciátor, pigment, stabilizátor

NAVODILA ZA UPOTREBU

I. Pripraviť očnú korunku ogrodie z METALPRIMER I / METALPRIMER Z in pusťte, da se posuší.
2. Po korákih v naslednem vrstnem redre zgradite faseto na kovinko
3. Na kovové keramiky vyvinudajte fazetu v nasledujúcom poradí:
a. FOUNDATION OPAQUE, MARGIN OPAQUE, OPAQUE
Vytvrdzte každú vrstvu osobitne 1 minútu pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
b. Potom naneste INTENSIVE COLOR, OPAQUS DENTIN, DENTIN, MAMELON STAIN, ENAMEL alebo FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL. Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO alebo 10 sekúnd udrerajem STEPLIGHT SL-I / LABOUGHT DUO.
4. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
5. Vyleštite pomocou GRADIA DIAPOLISHER kolotom na mandrlni itd.

II. Anterioria ali posterioria žakietna prevleka
1. a. Očajiťe površino väčnava medo z GRADIA DIE-HARDNER.
b. Naneste plast parafínovka voska, če je potrebno ko distančnik.
c. Premazajte površino voska ko držača meda.
4. Dokončie polymerizácie z 3 minúte z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
5. Vyleštite z GRADIA DIAPOLISHER kolotom na mandrlni itd.

III. Bočni inleje
1. a. Očajiťe preparaciu na mavčnem medu z GRADIA DIE-HARDNER.
b. Naneste plast parafínovka voska ko vzdrževale prostora, če je potrebno.
c. Premazajte površino sledovava medo z GRADIA SEPARATOR.
2. Zgradite inleje na mavčnem medu po korákih v naslednem vrstnem redre:
a. OPAQUE (na labálny povrch), MARGIN OPAQUE (na lingválny povrch) Vytvrdzte každú vrstvu osobitne 1 minútu z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
b. Potom naneste SHOULDER DENTIN, OPAQUS DENTIN, DENTIN, MAMELON STAIN, ENAMEL alebo FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL. Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd pomocou STEPLIGHT SL-I / LABOUGHT DUO.
5. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
6. Vyleštite z GRADIA DIAPOLISHER, itd.

IV. COMPOSITE PRIMER
Svetlonoš polymerizujúci adhezív za dodatekne nasmoie smolei a reparatury.

TABELA KOMBINACIJA ODTENK GRADIA je prikazana v príručniku, ki je voľno na <http://www.georpe.com>

SRNANJEVOSTE
Za optimálne lastnosti, hranite na hladnem prostom stran od direktno sočné svetlo.

OPAZORILO
1. Noste zaščitnú očnú a plastické a gumiste rukavice med detom, v spojbí direktnému sluku s pastami ino z zrakov inhibirano plajsko smole.
2. GRADIA SEPARATOR, GRADIA DIE-HARDNER in METALPRIMER I / METALPRIMER Z so viskózn vnetivje in naplajve tekutine. Ne uporabljajte ih ob odprtem oknu. Držite jih stran od vřov žarive. Držite jih stran od direktno sočné svetlo.

3. Ko prilgajate ali polirate površino fasete, uporabljajte sesalce in sprejte zaščitno maslo. Ne za izognite vdihavanje prahu.
4. V primeru škoda s listu voske vnetje ali kžo, takoj odstranite z nosa.
5. V prmeru škoda z očmi, takoj sperite oči z velkio količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
6. Z vsemi odpadki ravnajte v zskladu z lokalnimi predpisi.
7. V redkih primerih lahko izdelave povšilne preobčutljivost pri ljudeh. Če se pojaví takšna reakcija, prenehajte z uporabo izdelka in poiščite zdravniško pomoč.
8. Odstala varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.

Nekateri proizvojdci omejevi v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasifikacijo kot nevarni glede na GHS.
Vedno se poslužite o navodil za namo uporabo na:
https://www.georpe.com

Za prezetek varnosti in klinično účinková (SSCP) ali ogledne baze podatkov EUADMED (https://ec.europa.eu/otools/euadmed) ali nasa kontaktirajte na Regulatory.goe@gc.dental

Reporočo o neželených účinkoch
Če se zavedete neželených neželených účinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijaviť neposredno prek EUADMED (https://ec.europa.eu/otools/euadmed) alebo nasa kontaktirajte na adresu Regulatory.goe@gc.dental

Hlasenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, označte ich priamo oči pri našom informacne systéme, zadáním správnej authority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/otools/sectors/medical-devices/contacts_en
ako na našom vnetovom systéme bezpečnosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispějete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Datum poslednej revízie: 01/2024

GRADIA™

SVĚTLONOŠÍ POLYMERIZUJÍCÍ KOMPÓZIT ZA KRUNICE, MOSTOVÉ, INLEJE I FASETY

Samo za stružnu stomatologicu upotrebu a indikacijama za upotrebu.

DETALJNE UPUTSTVO NAVEDENO JE U GRADIA PRIRUČNIKU ZA UPOTREBU.

INDIKACIE ZA UPOTREBU

1. Krunicé i mostovi (sa metalnom osnovom)
2. Bezmetalni radovi: jacket krunicé, inleji, onleji, laminirane fasete
3. Suprakrútny implantátov

KONTRAINDIKACIE
1. Izobuľajte se uporabiť leso prvotvora kod pacijentima s poznatim alergijama na metakrylátové monómer, metakrylátolí polymer, il alkohol.
2. Kod poremežakie okružje, bruxizmu ili stiskanja zuba.

OPIS PRODUKTU
GRADIA je svetlonoš polymerizujúci materiál za krunicé i mostove uključujući okružne površine. Veľkosť častíc čestica anorganických plniva je 0,01–1,7 µm za FOUNDATION OPAQUE, OPAQUE, MARGIN OPAQUE, 0,02–2,9 µm za OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT, 0,02 µm za INTENSIVE COLOR, MAMELON STAIN, 0,02–5,5 µm za TEČNÍ KOMPOZIT. Ukupna količina anorganskoga plniva je približno 38–46 % za FOUNDATION OPAQUE, OPAQUE, MARGIN OPAQUE, 74 % za OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT, 13 % za INTENSIVE COLOR, 13 % za MAMELON STAIN, 47 % za TEČNÍ KOMPOZIT, 13 hmotnostných % pre MAMELON STAIN, 47 hmotnostných % pre FLOWABLE COMPOSITE.

SASTAV
FOUNDATION OPAQUE, OPAQUE, MARGIN OPAQUE
Dimetrakriát, silíciov dioksid, pigment, iniciator, metakrylátolí polymer, multifunkcionalni monomer, stabilizator
OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT
Stierací prášok, dimetrakriát, silíciov dioksid, višenanosi monomer, iniciator, pigment, stabilizator
INTENZIVNI BARVO, MAMELON STAIN
Žive, dimetrakriát, oksid kremeni, multifunkcionalni monomer, siliciov dioksid, pigment, stabilizator
TEČNI KOMPOZIT
Dimetrakriát, višenanosi monomer, siliciov dioksid, feldspat, iniciator, pigment, stabilizator

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

I. Pripremiti bočnu korunku ogrodie z METALPRIMER I / METALPRIMER Z i nastaviti da se suši.
2. Po koracima u narednjem vrstnom redre zgradite faseto na kovinko
3. Na kovové keramiky vyvinudajte fazetu v nasledujúcom poradí:
a. FOUNDATION OPAQUE, MARGIN OPAQUE, OPAQUE
Vytvrdzte každú vrstvu osobitne 1 minútu polymerizovavé LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
b. Potom naneste INTENSIVE COLOR, OPAQUS DENTIN, DENTIN, MAMELON STAIN, ENAMEL alebo FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL. Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO alebo 10 sekúnd udrerajem STEPLIGHT SL-I / LABOUGHT DUO.
4. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
5. Vyleštite pomocou GRADIA DIAPOLISHER nanesenim na ficiani točiek, itd.

II. Prednja ili bočna žakietna krunka
1. a. Gipsanu zubnu površinu spravnijo sredstvom GRADIA DIE-HARDNER.
b. Naneste plast parafinovka voska ko držača meda.
c. Površinu modela premazati sredstvom GRADIA SEPARATOR.
2. Zgradite krunku na mavčnem medu po korákih v naslednjem vrstnem redre:
a. OPAQUE (na labalni povrch), MARGIN OPAQUE (na lingvalni povrch) Vytvrdzte každú vrstvu osobitne 1 minútu polymerizovavé LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
b. Zatim naneste SHOULDER DENTIN, OPAQUS DENTIN, DENTIN, MAMELON STAIN, ENAMEL ili TRANSLUCENT ili FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE i HALO ENAMEL (na labalnu površinu) / MAMELON STAIN, OPAQUS DENTIN, DENTIN, ENAMEL ili FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL (na lingvalni povrch). Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
5. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
6. Vyleštite z GRADIA DIAPOLISHER nanesenim na ficiani točiek, itd.

III. Bočni inleje
1. a. Gipsanu kavitet stvrdnúti sredstvom GRADIA DIE-HARDNER.
b. Prekrijte kavitet parafinovim voskom, ako je potrebno ko distančnik.
c. Površinu modela premazati sredstvom GRADIA SEPARATOR.
4. Dokončie polymerizacije z 3 minúte z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
5. Vyleštite z GRADIA DIAPOLISHER nanesenim na ficiani točiek, itd.

IV. COMPOSITE PRIMER
Koristiť ga kao samostojavajući adheziv za dodatanje nasloje i reparatury.

TABLICA KOMBINACIJA BOJA ZA GRADIA prikazana je u priručniku koji je dostupan na <http://www.georpe.com>

ČUVANJE
Za optimalnu upotrebu preporučuje se čuvanje na hladnom mestu daleko od sunčevog svetla.

UPUTROZENJE
1. Nosiť zaštitu za oči i plastické ili gumiste rukavice tokom rada, posebno kako bi se izbegao direktni dodir sa pastom i vazdušnom inhiracijom sluzavica kompozita.
2. GRADIA SEPARATOR, GRADIA DIE-HARDNER i METALPRIMER I / METALPRIMER Z su viskozni zapaljivi i isparuju tečnosti. Ne koristiti blizu otvorenog plamena. Držati gađ stran od izvora toplote. Držati gađ od direktno sunčevog svetlosti.
3. Pri prilgajavanju ili poliravanju površine estetske fasete, koristiti usisavač prašine i zaštitnu masku kako bi se izbeglo udavanje prašine.
4. U slučaju dodira sa očima, odmah ih isprati velikom količinom vode i potražiti zdravničku pomoć.
5. U slučaju dodira sa oralnim tkivima ili kožom, odmah odstraniti vatu i isprati vodom.
6. Z vsemi odpadki ravnajte v zskladu z lokalnimi predpisi.
7. V redkih primerih lahko izdelave povšilne preobčutljivost pri ljudeh. Če se pojaví takšna reakcija, prenehajte z uporabo izdelka in poiščite zdravniško pomoč.
8. Odstala varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna zaštitna za oči, treba vsek nositi.

Neki proizvojdci omejevi v predhodnih navodilih za uporabo mogu da se klasifikiraju kao opasni prema GHS.
Vedno se poslužite o navodilima za upotrebu na:
http://www.georpe.com

Za reime sigurnosti i kliničko účinková (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUADMED (https://ec.europa.eu/otools/euadmed) ili nasa kontaktirajte na Regulatory.goe@gc.dental

Obavestavanje o neželenim dejstvima
Ako postanete svesni bilo kakvih neželenih dejstava, reakcija ili slinžih događaja od kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijaviće direktno kroz odgovarajućí sistem nadzora, odabiramo odgovarajućí adretno i vašu državu, dostupno na:
https://ec.europa.eu/otools/sectors/medical-devices/contacts_en
kao na našim besplatnim priručnicima sigurnosti ovog proizvoda.

Hlasenje nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, označte ich priamo oči pri našom informacne systéme, zadáním správnej authority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/otools/sectors/medical-devices/contacts_en
ako na našom vnetovom systéme bezpečnosti: vigilance@gc.dental

Datum poslednej revízie: 01/2024

GRADIA™

COMPOSITION MATÉRIEL SÉRIE/OTOLÉ POLYMERIZACIJA ZA KORONKI I MOSTIĆ, VKLJAKO ZA VIVIRI

За використання лише лікарями-стоматологами у видах, що описані в даній інструкції.

За більш ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ВКЛJAKOК ДО ВКРПЮЮЧІ (металні огорожені).

ПОКАЗАННЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ

ПРОТИПОКАЗАННЯ

OPIS PRODUKTU
GRADIA (GRADIA™) – materijal svetlonošnog vezivanja za koronki i mostoplošne površine. Većnosć čestica anorganskoga plniva je 0,01–1,7 µm za FOUNDATION OPAQUE, MARGIN OPAQUE, 0,02–2,9 µm za OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT, 0,02 µm za INTENSIVE COLOR, MAMELON STAIN, 0,02–5,5 µm za TEČNI KOMPOZIT. Ukupna količina anorganskoga plniva je približno 38–46 % za FOUNDATION OPAQUE, MARGIN OPAQUE, 74 % za OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT, 13 % za INTENSIVE COLOR, 13 % za MAMELON STAIN, 47 % za TEČNI KOMPOZIT, 13 hmotnostných % pre MAMELON STAIN, 47 hmotnostných % pre FLOWABLE COMPOSITE.

SKLAD
FOUNDATION OPAQUE, OPAQUE, MARGIN OPAQUE
Dimetrakriát, siliciov dioksid, pigment, inisajator, metakrylatolij polymer, multifunkcionalni monomer, stabilizator
OPAQUS DENTIN, SHOULDER DENTIN, DENTIN, ENAMEL, HALO ENAMEL, PEARL ENAMEL, ENAMEL INTENSIVE, TRANSLUCENT, CERVICAL TRANSLUCENT
Stierací prášok, dimetrakriát, siliciov dioksid, kremeno, multifunkcionalni monomer, siliciov dioksid, pigment, stabilizator
INTENZIVNI BARVO, MAMELON STAIN
Žive, dimetrakriát, oksid kremeni, multifunkcionalni monomer, siliciov dioksid, pigment, stabilizator
TEČNI KOMPOZIT
Dimetrakriát, multifunkcionalni monomer, siliciov dioksid, feldspat, inisajator, pigment, stabilizator

VKLJAKO ZA VIKORISZANJE

I. Pripremiti bočnu korunku ogrodie z METALPRIMER I / METALPRIMER Z i nastaviti da se suši.
2. Po koracima u narednjem vrstnom redre zgradite faseto na kovinko
3. Na kovové keramiky vyvinudajte fazetu v nasledujúcom poradí:
a. FOUNDATION OPAQUE, MARGIN OPAQUE, OPAQUE
Vytvrdzte každú vrstvu osobitne 1 minútu polymerizovavé LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
b. Potom naneste INTENSIVE COLOR, OPAQUS DENTIN, DENTIN, MAMELON STAIN, ENAMEL alebo FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL. Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
4. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
5. Vyleštite pomocou GRADIA DIAPOLISHER nanesenim na ficiani točiek, itd.

II. Prednja ili bočna žakietna krunka
1. a. Gipsanu zubnu površinu spravnijo sredstvom GRADIA DIE-HARDNER.
b. Naneste plast parafinovka voska ko držača meda.
c. Površinu modela premazati sredstvom GRADIA SEPARATOR.
2. Zgradite krunku na mavčnem medu po korákih v naslednjem vrstnem redre:
a. OPAQUE (na labalni povrch), MARGIN OPAQUE (na lingvalni povrch) Vytvrdzte každú vrstvu osobitne 1 minútu polymerizovavé LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
b. Zatim naneste SHOULDER DENTIN, OPAQUS DENTIN, DENTIN, MAMELON STAIN, ENAMEL ili TRANSLUCENT ili FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE i HALO ENAMEL (na labalnu površinu) / MAMELON STAIN, OPAQUS DENTIN, DENTIN, ENAMEL ili FLOWABLE COMPOSITE, CERVICAL TRANSLUCENT, ENAMEL INTENSIVE a HALO ENAMEL (na lingvalni povrch). Každú vrstvu osobitne vytvrdzte 30 sekúnd z LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
5. Nakoniec vytvrdzovanie vykonajte 3 minúty pomocou LABOUGHT LV-II, II / LABOUGHT DUO.
6. Vyleštite z GRADIA DIAPOLISHER nanesenim na ficiani točiek, itd.