

Kirkas näkymä



EXACLEAR GC:ltä

Kirkas
vinyylipolysiloksaanisilikoni

GRADIA® PLUS -tuotteen
kumppani läpinäkyvään
työskentelyyn

- Erinomainen yksityiskohtien hallinta
- Helppo käsitellä
- Kovettuu nopeasti

GC

EXACLEAR ja GRADIA PLUS

GC:ltä

EXACLEAR on todella käyttökelpoinen materiaali väliaikaisten kruunujen ja laminaattien valmistukseen. Kun käytät GC GRADIA PLUS Light Body -muovia akrylin sijasta, työ sujuu helpommin, eikä tekniikka ole yhtä ratkaiseva. Voit injektoida materiaalin helposti suoraan EXACLEAR-muottiin.

Koska materiaali on erittäin läpinäkyvää, pystyt koko ajan seuraamaan työn etenemistä, ja materiaali polymerisoituu tehokkaasti, kun sitä valokovetetaan muotin läpi. Materiaali on kiinteää, mutta joustavaa, ja se irtoaa ja asettuu uudelleen paikoilleen helposti ja repeytymättä.

Työhön voi myös jättää tilaa Heavy Body Enamel HB-E -kerokselle. Lopullinen maalaus ja kiilto Lustre Paint -maaliväreillä on kuin piste i:n päälle!



EXACLEAR injektoidaan vakuumuotittuun muottiin, joka on tehty vahatun mallin päällä.



Malli, jossa hiottuja hampaita peittää silikonieristys ja muita alueita GC GRADIA PLUS-eriste.



Light Body -muovin injektioiminen.



Yhdistelmämuovi kovetetaan äärimmäisen kirkkaan EXACLEAR-muotin läpi.



Tulos silikonin poistamisen ja kanavien puhdistuksen jälkeen.



Lustre Paint -maaliväreillä viimeistellyt väliaikaiset työt.

Luottokumppanisi hankaliin klinisiin tilanteisiin



Väliaikaiset implantin abutmentit, joissa on opaakki GRADIA PLUS -kerros ja GC Stick -kuitulujite.



Injektioitu ja kovetettu Light Body.



Tilanne työn puhdistamisen ja redusoimisen jälkeen.



Pinnan modifiointi Lustre Paint -maaliväreillä, jonka päällä vielä Heavy Body Enamel HB-E.



Lustre Paint CLF -pinnoitteella viimeistelytyö.



Potilastapaukset: Stephen Lusty, Iso-Britannia
EXACLEAR, GC Stick ja GRADIA PLUS ovat GC:n tavaramerkkejä.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)
FIN-02600 Espoo
Tel: +358 40 9000 757
info.finland@gc.dental
<http://finland.gceurope.com>
<http://www.gceurope.com>

GC