



Gestalten Sie Ihre Welt mit **Initial** von **GC.**

Das Allround-Keramiksistem für jede Indikation

Bleaching-Farben

GC Initial Bleach Set MC • GC Initial Bleach Set LF • GC Initial Bleach Set Ti
GC Initial Bleach Set AL • GC Initial Bleach Set Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

Das GC Initial System besteht aus sechs spezialisierten Keramiklinien für alle Metall- und Vollkeramiken – für jede Indikation und alle Gerüstmaterialien. Für weitere Informationen zum kompletten GC Initial System fordern Sie bitte unsere Broschüre an.

In Erweiterung des einzigartig aufeinander abgestimmten Farbsystems von GC Initial erweitern wir die Palette der verfügbaren Massen um die aktuellen, sehr hellen Bleaching-Farbtöne. Damit lassen sich auch die Anforderungen modernster Ästhetik mit jedem GC Initial System perfekt ästhetisch erfüllen.



GC



GC Initial Bleaching-Farben

So verwenden Sie GC Initial Bleaching-Farben

Da natürlicher Zahnschmelz individuell auf ein Bleaching reagiert, sollte die Farbbestimmung erst sechs Wochen nach dem letzten Bleaching erfolgen, um eine Farbtonveränderung auszuschließen. Die GC Initial Bleachingfarben wurden speziell zur Verwendung mit den GC Initial Keramiklinien entwickelt (siehe Tabelle rechts). Um eine farbgetreue Restauration zu erzielen sollte darauf geachtet werden, daß weiße Opaker bzw. Opakerdentinmassen nur sehr dünn geschichtet werden sollten, um einen natürlichen Farbeffekt zu erzielen.

Ein modulares System

Die GC Initial Bleachingfarben sind Teil des modularen GC Initial – Systems und als zusätzliche Sets erhältlich. Jedes GC Initial Bleachingset enthält verschiedene Komponenten mit denen auf einfache Weise ästhetisch hochwertige Restaurationen erstellt werden können.

Weitere Informationen über die verschiedenen Sets entnehmen Sie bitte unseren jeweiligen Produktbroschüren.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
Opaker Liner Frame Modifier	OM-1 Bedeckt die Metalloberfläche und kann pur oder zusammen mit Standardopakern verwendet werden.	BL-Lin Als Basis auf Aluminiumoxidgerüsten. Hohe Fluoreszenz und perfekte Benetzbarkeit für eine einfache Anwendung.	BL-FM Als Basis auf Zirkonoxidgerüsten. Hohe Fluoreszenz und perfekte Benetzbarkeit für eine einfache Anwendung.
Dentin	BLD – 1 Bleach dentin light (heller als der Vita* Classical A1 Farbton))		
	BLD – 2 Bleach dentin white (weißer als der Vita* Classical B1 Farbton)		
	BLD – 3 Bleach dentin X-white, extra Weiß		
	FD-91 Weißer, hoch-fluoreszenter Dentinopaker. Zur Lichtbrechung auf dem Schichtaufbau. Anwendung für strahlend weiße Mamelon-Strukturen.		
Schmelz	BL-E Standard – Schmelzfarbe. Hellweiß mit normaler Fluoreszenz.		
	EOP-1 Sehr heller, sehr stark opaleszenter Schmelzfarbton mit einem leichten Kaltlichteffekt. Für Restaurationen nach häufigen oder regelmäßigen Bleaching-Therapien.		
Flüssig- keiten	Modellierflüssigkeit 2 x 25 ml		
	Opaker-Flüssigkeit 1 x 25 ml		
Zur Farbindividualisierung können die Bleaching - Dentinmassen sowie die Massen BL-E, EOP-1 und FD-91 mit allen Pulvermassen des jeweiligen GC Initial Systems gemischt werden. Die untenstehende Tabelle gibt einige Empfehlungen; die dort angegebenen Massen sind in allen fünf GC Initial Keramiklinien einzeln oder im Set erhältlich.			
ODM1	weißer Dentinopaker		
EOP-2	milchig-weiße opaleszente Schmelzmasse		
EOP-3	leicht bläuliche opaleszente Schmelzmasse		
EOP-4	hellgraue opaleszente Schmelzmasse		
EO-15/16	gelblich-weißer Schmelz-Opaker		
TO	transluzente und opaleszente Keramikmasse		
CLF	fluoreszente und transluzente Keramikmasse		
ST-30	weiße, transluzente Schultermasse		
SO-37	weiße, opaleszente Schultermasse		
Alle Bleachfarben sind in 20 g Nachfüllflaschen erhältlich.			

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC GERMANY GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
D – 81245 München
Tel. +49.89.89.66.74.0
Fax. +49.89.89.66.74.29
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Austrian Office
Tallak 124
A – 8103 Rein bei Graz
Tel. +43.3124.54020
Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com
www.austria.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Swiss Office
Wilerstrasse 3
CH – 9545 Wängi
Tel. +41.52.366.46.46
Fax. +41.52.366.46.26
info@switzerland.gceurope.com
www.switzerland.gceurope.com

*Vita ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik Bad Säckingen, Deutschland.

