



Oblikuj svoj svijet keramikom **GC Initial.**

Univerzalni keramički sustav za svaku indikaciju

Boje za bijeljenje

GC Initial Bleach Set MC • GC Initial Bleach Set LF • GC Initial Bleach Set Ti
GC Initial Bleach Set AL • GC Initial Bleach Set Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

GC Initial sustav je linija od šest specijaliziranih keramika koje se mogu koristiti za izradu metal-keramičkih i potpunih keramičkih nadomjestaka za svaku indikaciju putem bilo kojeg načina izrade i osnove. Za više informacija o cijelom GC Initial sustavu molimo zatražite našu brošuru.

Za proširenje jedinstvenog usklađenog sustava boja GC Initial te slijedeći trend vrlo svijetlih boja zuba, GC je predstavio GC Initial Bleach Shades, jedinstveni komplet boja koji omogućuje postizanje i najsvjetlijih nijansi zuba bez obzira koji se keramički restorativni sustav koristi.



GC

GC Initial Bleach Shades

Kako koristiti GC Initial Bleach Shades

Prirodna caklina individualno reagira na tretmane bijeljenja tako da se ocjena translucencije obavlja šest tjedana nakon završnog bijeljenja kako bi se osigurala postojanost boje. GC Initial Bleach Shades posebno su razvijene za korištenje s pet GC Initial keramičkih sustava (vidi donju tablicu). Valja naglasiti da se kod bojom usklađenih nadomjestaka bijeli opaker/dentinski opaker treba nanositi samo u slučaju minimalne debljine sloja kako bi odgovaralo originalnoj boji zuba.

Modularni sustav

GC Initial Bleach Shades dio su GC Initial modularnog keramičkog sustava te su raspoložive kao posebni kompleti. Svaki GC Initial Bleach komplet sadrži različite komponente te se njihovim kombiniranjem mogu izraditi nadomjestci visoke estetike.

Za detaljnije informacije o različitim kombinacijama kompleta molimo zatražite našu brošuru.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
Opaker Premaz Modifikator osnove	OM-1 Opakerski prašak za prekrivanje metalnih izdjeljaka koji se može koristiti sam ili u kombinaciji sa standardnim opakerima	BL-Lin Premaz za materijale za osnove iz aluminij-oksida. Ima visoki stupanj fluorescencije i visoku sposobnost vlaženja za jednostavno nanošenje	BL-FM Modifikator osnove za materijale za osnove iz cirkonij-oksida. Ima visoki stupanj fluorescencije i visoku sposobnost vlaženja za jednostavno nanošenje
Dentin	BLD - 1 Dentinska boja za bijeljenje svijetla (bjelija od Vita* Classical A1 dentinske boje)		
	BLD - 2 Dentinska boja za bijeljenje bijela (bjelija od Vita* Classical B1 dentinske boje)		
	BLD - 3 Dentinska boja za bijeljenje ekstra bijela, ekstremno bijela		
	FD-91 Bijeli, visoko fluorescentni dentinski opaker. Za pokrivanje loma svjetla sa substrukture / slojevane nadogradnje. Pogodan je za svijetlo bijele strukture centara maturacije cakline.		
Caklina	BL-E Standardna caklinska boja. Svijetlo bijela osnova s prosječnom razinom translucencije.		
	EOP-1 Vrlo svijetla, izrazito opalescentna caklinska boja s blagim efektom hladne bijele boje. Česti efekt boje kod ponovljenih i/ili vrlo intenzivnih tretmana bijeljenja.		
Tekućina	Tekućina za modeliranje 2 x 25 ml		
	Opakerska tekućina 1 x 25 ml		
<p>Za individualizaciju bojom, boje Bleach Dentin, BL-E, EOP-1, FD-91 mogu se miješati sa svim prašcima. U nastavku se nalaze preporuke vezano uz odgovarajući GC Initial asortiman. Raspoloživi su uz svih pet GC Initial keramičkih sustava kao nadopuna ili dio modularnih kompleta.</p>			
ODM1	Bijeli dentinski opaker		
EOP-2	Mliječno bijela opalescentna caklinska boja		
EOP-3	Lagano plavkasta opalescentna caklinska boja		
EOP-4	Svijetlo siva opalescentna caklinska boja		
EO-15/16	Žućkasto bijeli caklinski opaker		
TO	Opalescentna transludentna keramika		
CLF	Fluorescentna transludentna keramika		
ST-30	Bijeli, transludentni materijal za izradu stepenice		
SO-37	Bijeli, opakni materijal za izradu stepenice		
Sve boje za bijeljenje raspoložive su u bočicama od 20 g za nadopunu.			

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Croatia
Čazmanska 8
HR - 10000 Zagreb
Tel. +385.1.46.77.251
Fax. +385.1.46.78.473
croatia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com