

Passez à la stratification facile des composites avec GC Modeling Liquid & les pinceaux Gradia



10001380 **GC Modeling Liquid, Refill 6mL**

10000240 **GC GRADIA, Brush Round, n°1 x10**

10000241 **GC GRADIA, Brush Flat, n°1 x10**

10000242 **GC GRADIA, Brush Holder x2**



10003387 **GC Composite Modeling Kit**

Including GC Modeling Liquid,
Gradia Brush Flat (x5), Gradia Brush Round (x5),
Gradia Brush Holder (x2) & Mixing Pads.

Alliez facilité de manipulation et esthétique avec les composites GC



Gradia Direct Anterior / Posterior / X



G-æniel Anterior / Posterior



Essentia

GC Modeling Liquid, indications : liquide à modeler des matériaux composites pour restaurations directes. Classe IIa
Dispositif médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans le mode d'emploi avant toute utilisation. Organisme certificateur : n°0086 - Distribué par GC France

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tél. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/fr-FR>

Modeling Liquid

La stratification des composites désormais plus facile

Appliquez,
mettez en forme,
lissez,
appréciez !



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Simplifiez vos composites avec la technique au pinceau

Les composites directs peuvent être délicats : ils collent parfois à vos instruments, peuvent être difficiles à modeler ou à lisser comme vous le souhaitez, et vous vous retrouvez parfois avec des marges visibles ...

L'utilisation d'un pinceau et d'une résine à modeler pour appliquer des composites change la donne.



Application et modelage rapide & facile

L'utilisation d'un pinceau imbibé de GC Modeling Liquid rend les composites moins collants et par conséquent plus faciles et plus rapides à appliquer et à modeler.



Un résultat lisse avec une procédure de finition plus courte

L'application de la dernière couche à l'aide d'un pinceau imbibé de GC Modeling Liquid permet également de la lisser efficacement et d'obtenir une très belle surface. Cela simplifie la procédure de finition et permet d'économiser un temps précieux !



Invisible pour de meilleurs résultats esthétiques

Bien que légèrement jaunâtre lors de l'application, il devient totalement transparent après photopolymérisation, garantissant les meilleurs résultats esthétiques. Il peut être utilisé avec n'importe quel composite, y compris les gammes esthétiques GC G-ænial & Essentia.

GC Modeling Liquid la résine idéale pour la technique au pinceau :



• Faible viscosité

• Invisible après photopolymérisation

• Procédure simple et rapide

• 350 gouttes par flacon pour 350 restaurations !

• Compatible avec tous les composites directs

• Conservation à température ambiante



La fin des composites collants

Appliquez, mettez en forme, lissez, appréciez !



Déposez une goutte de GC Modeling Liquid sur le plateau



Utilisez-la rapidement et protégez-la de la lumière avec un couvercle.



Humidifiez le pinceau.



Retirez soigneusement les excès avec un mouchoir en papier.



Utilisez un pinceau plat pour créer la face palatine en émail.



Le pinceau rond sera très utile pour créer la partie proximale.



Appliquez la pâte dentine avec un pinceau plat.



Modelez le mamelon dentinaire avec un pinceau rond.



Grâce à ce pinceau, la couche finale aura une surface lisse.

Egalement optimal pour les cas postérieurs

Le pinceau rond permet de monter les cuspidés et affiner la forme des fissures



Le pinceau se plie facilement pour un meilleur accès en postérieur.



Le pinceau peut être utilisé pour appliquer le matériau cuspidé par cuspidé.



Optimal pour créer les fissures & affiner la forme.