

Nakładanie kompozytu jest dużo łatwiejsze

z GC Modeling Liquid i pędzelkami GC GRADIA



012244 - GC Modeling Liquid, uzupełnienie 6 ml EEP

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP

001533 - GC GRADIA, pędzelek okrągły, n°1 x10

001534 - GC GRADIA, pędzelek płaski, n°1 x10

001535 - GC GRADIA, uchwyt do pędzelków x2

Zestaw zawiera płyn do modelowania - GC Modeling Liquid, pędzelek płaski - Gradia Brush Flat (x5), pędzelek okrągły - Gradia Brush Round (x5), uchwyt do pędzelków Gradia (x2) i bloczki do mieszania

Odkryj połączenie łatwej procedury i estetyki

z kompozytami GC



Gradia Direct Anterior / Posterior / X



G-aenial Anterior / Posterior



Essentia

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE Spółka Akcyjna

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

zOLF882 PL.01/18



Nałoż,

wymodeluj,
wygładź
- gotowe!

Nakładanie
warstw
kompozytu
jest już
łatwiejsze

z GC Modeling Liquid
i pędzelkami GC

Uprość sobie prace kompozytem stosując technikę z pędzelkiem

Kompozyty do bezpośredniej odbudowy mogą sprawiać trudności: czasami przywierają do instrumentów, mogą być trudne do ukształtowania lub wygładzenia w taki sposób, jaki chcesz, a czasami na koniec widoczne są brzegi wypełnienia...

Użycie pędzelka i żywicy modelującej do nakładania kompozytów całkowicie to zmienia.



Szybkie i łatwe nakładanie i kształtowanie

Użycie **pędzelka zwilżonego płynem modelującym** sprawia, że kompozyty są mniej kleiste, powoduje **łatwiejsze i szybsze nakładanie i kształtowanie**.



Gładka powierzchnia skraca procedurę wykańczania

Nałożenie ostatniej warstwy za pomocą zwilżonego pędzelka umożliwia również **jej efektywne wygładzenie** i uzyskanie bardzo ładnej powierzchni. **Upraszcza to procedurę wykańczania i oszczędza cenny czas.**



Niewidoczny dla uzyskania najlepszego estetycznego rezultatu

Chociaż GC Modeling Liquid jest lekko żółtawy podczas aplikacji, staje się **całkowicie przezroczysty po utwardzeniu światłem**, gwarantując **najlepsze rezultaty estetyczne**.

GC Modeling Liquid to idealna żywica zwilżająca do techniki z użyciem pędzelka:

- Optymalna **niska lepkość**
- **Niewidoczna** po utwardzeniu światłem
- Prosta i **oszczędzająca czas** procedura
- 350 kropli w butelce do **350 wypełnień!**
- Kompatybilna ze **wszystkimi kompozytami do bezpośredniej odbudowy**
- Przechowywanie w **temperaturze pokojowej**



Nałóż, wymodeluj, wygładź - gotowe!



Odmierzyć jedną kroplę GC Modeling Liquid na podkładce.



Szybko zastosować i chronić przed światłem pod przykryciem.



Zwilżyć pędzelek zanurzając go w kropli płynu.



Usunąć starannie nadmiar używając papierowej chusteczki.



Używać płaskiego pędzelka do tworzenia powłoki szkliva na powierzchni podniebiennej.



Okrągły pędzelek może być przydatny do tworzenia powierzchni stycznej.



Do nakładania pasty zębinowej używać pędzelka płaskiego.



Mamelony zębiny modelować przy użyciu okrągłego pędzelka.



Dzięki pędzelkowi warstwa końcowa będzie miała gładką powierzchnię.

Również optymalny do zębów bocznych

Okrągły pędzelek pomaga przy odbudowie guzków i kształtowaniu bruzd.



Pędzelek można łatwo wygiąć, aby uzyskać lepszy dostęp do bocznych zębów.



Pędzelek może być użyty do nakładania materiału na guzki.



Optymalny do odtworzenia bruzd i anatomicznych szczegółów.