

GC Tooth Mousse™

TOPICAL CREME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM AND PHOSPHATE

For use by or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

Description
GC Tooth Mousse is a water based creme containing RECALDENT™ (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate). When CPP-ACP is applied in the oral environment, it will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium and phosphate.

Important:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

A topical paste containing bio-available calcium and phosphate

1. Provides extra protection for teeth.
2. Helps neutralize acid challenges from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS

RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

DIRECTIONS FOR USE

INDICATIONS

- a. Prior to and following in-office bleaching.
- b. After ultrasonic, hand scaling or root planing.
- c. Following professional tooth whitening (P.T.C.).
- d. After application of topical fluoride.
- e. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
- f. During orthodontic treatment.
- g. For high risk caries patients.
- h. For special needs patients.

In-office application:

I. Custom tray application

1. Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC Tooth Mousse into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (1- 2 minutes) avoiding excretion and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
6. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual GC Tooth Mousse in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

II. Non tray application:

1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or pellet. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger or in difficult interproximal areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1 – 2 minutes) avoiding excretion and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective it results.
5. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At home application:

III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 - 2 minutes) avoiding excretion (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 - 2 minutes) avoiding excretion (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVORS

Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti
STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C) (46.4-77.0°F).

PACKAGES

- Tube containing 40g (35mL)
1. Assorted Package
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti)
 2. Single Flavor Package
10 x 40g in each flavor Vanilla, Strawberry, Melon**, Tutti-Frutti**, Mint
**available in Europe only
 3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavor

NOTE

GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia.

*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

CAUTION

1. Always replace cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. In any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product such as a flavoring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the Safety Data Sheets available at: <http://www.gceurope.com>

They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 04/2018

IGC **CE** **R** Only
MANUFACTURED BY
GC AMERICA INC.
1000 West 172nd Street, Aliso Viejo, CA 92683 U.S.A.
TEL : +1-708-597-0900
DISTRIBUTED BY
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Aliso, IL 60803 U.S.A.
TEL : +1-708-597-0900
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

IGC **EU** **GC EUROPE N.V.**
Researchpark Hasselrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00
disponibles en
GC ASIA DENTAL PTE. LTD
11 Tampines Concourse, #03-05 Singapore 528729
TEL: +65 6546 7560
GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 8200
PRINTED IN THE USA

GC Tooth Mousse™

CREME MIT BIOVERFÜGBAREM KALZIUM UND PHOSPHAT

Zur Anwendung durch oder unter der Kontrolle durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die angegebenen Indikationen.

BESCHREIBUNG

GC Tooth Mousse ist eine wasserbasierte Creme, die RECALDENT™ *, (ein CPP-ACP: Casein Phosphopeptide–Amorphous Calcium Phosphate) enthält. Bei der Anwendung von CPP-ACP lagert sich dieses an Plaque, Biofilmen, Bakterien, Hydroxyapatiten und Weichgewebe an und gibt bioverfügbares Calcium und Phosphat ab.

WICHTIG

Ein Speichelwird die Wirkung der CPP-ACP erhöht; der Geschmack fördert die Speichelbildung. Je länger CPP-ACP und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird das Ergebnis.

GC Tooth Mousse ist eine neue Crème, die bioverfügbares Calcium und

- Phosphate enthält, und somit eine Allergie / Sensibilisierung auf**
1. einen Extra-Schutz für die Zähne erzeugt.
 2. dabei hilft, Säuren von säurebildenden Bakterien im Plaque zu neutralisieren.
 3. bei der Neutralisation von anderen Säuren im Mund unterstützt.

EIGENANZEIGEN

RECALDENT™ (CPP-ACP) ist ein Milch-Casein-Derivat. GC Tooth Mousse nicht bei Patienten mit einer Allergie / Sensibilisierung auf bezogenhaltige Konservierungsmittel anwenden.

VERWENDUNG

INDIKATIONEN

- a. Vor und nach dem Bleaching in der Praxis.
- b. Après ultrasonal- oder manueller Zahnreinigung und nach Zahnhalsbehandlungen.
- c. Nach der professionellen Zahnreinigung, die dabei zu Inhalieren oder zu verschlucken. Je länger GC Tooth Mousse und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird der Behandlungserfolg!
- e. Als Oberflächenschutz für Patienten, bei denen Erosionen, Xerostomia oder Sjögren's Syndrom auftreten.
- f. Während einer kieferorthopädischen Behandlung.
- g. Bei hohem Kariesrisiko.
- h. Für Patienten mit speziellen Bedürfnissen.

Praxisanwendung:

I. Anwendung mit individuellem Löffel

1. Avant utilisation, rincer abondamment à l'eau courante le porte-empreinte individuel.
2. Appliquer une couche généreuse de GC Tooth Mousse dans le porte empreinte et appliquer sur les dents supérieures et inférieures.
3. Laisser en bouche au minimum 3 minutes.
4. Retirer le porte-empreinte.
5. Demander au patient de d'élater les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1 - 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler.
6. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.
7. Les résidus de GC Tooth Mousse dans le porte-empreinte doivent être rincés ou brossés sous eau courante aussitôt après utilisation.
8. Demander au patient de d'élater les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1 - 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler.
9. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

II. Application sans porte-empreinte

1. Si nécessaire, retirer les excès de salive de la surface des dents avec une boussette de coton. Toutefois, il n'est PAS nécessaire de sécher les dents avec de l'air comprimé.
2. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les surfaces des dents avec un tampon, un doigt ganté ou avec une brosse interproximale dans les zones difficiles d'accès.
3. Laisser GC Tooth Mousse en place au minimum 3 minutes.
4. Demander au patient de d'élater les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1 - 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler.
5. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

III. Application sans porte-empreinte

III. Application quotidienne après le brossage des dents comme recommandée par votre dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois doit être appliquée sur chaque arcade. Étaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

IV. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

V. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

VI. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

VII. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich dafür bewusst, dass die Sicherheitsdatenblätter vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind: <http://www.gceurope.com/>

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Zuletzt aktualisiert: 04/2018

GC Tooth Mousse™

CRÈME AU CALCIUM ET PHOSPHATE BIO-DISPONIBLES POUR APPLICATION TOPIQUE

Utilisation sous la tutelle d'un professionnel dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

DESCRIPTION

GC Tooth Mousse est une crème à base d'eau contenant du RECALDENT™ (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate). Lorsque le CPP-ACP est appliqué en bouche, il va se lier aux bio films, à la plaque dentaire, aux bactéries, à l'hydroxyapatite et aux tissus mous localisant le calcium et le phosphate bio-disponibles.

IMPORTANT

La salive va améliorer l'efficacité du CPP-ACP et le goût stimuler le flux salivaire. Plus le CPP-ACP et la salive sont maintenus en bouche, plus le résultat sera efficace.

Une pâte topique contenant calcium et phosphate bio disponibles :

1. Procure une meilleure protection des dents.
2. Aide à neutraliser les attaques acides des bactéries de la plaque dentaire.
3. Aide à neutraliser les attaques acides d'autres origines internes ou externes.

CONTRE-INDICATIONS

RECALDENT™ (CPP-ACP) est un dérivé de la caséine de lait. Ne pas utiliser chez des patients allergiques ou présentant une éventuelle allergie à la caséine du lait de vache et /ou aux conservateurs benzoate.

MODE D'EMPLOI

INDICATIONS

- a. Avant et après traitement de blanchiment.
- b. Après un détartrage à la main ou aux ultrasons et après surfaçage radiculaire.
- c. A la suite d'un traitement de blanchiment professionnel.
- d. Après application de pâte fluorée.
- e. Pour soulager les patients souffrant d'érosion, xérostomie ou syndrome de Sjögrens.
- f. Au cours d'un traitement orthodontique.
- g. Pour les patients à haut risque carieux.
- h. Pour patients présentant des exigences particulières.

Application au Cabinet :

1. Application avec un porte empreinte
a. Avant utilisation, rincer abondamment à l'eau courante le porte-empreinte individuel.
2. Appliquer une couche généreuse de GC Tooth Mousse dans le porte empreinte et appliquer sur les dents supérieures et inférieures.
3. Laisser en bouche au minimum 3 minutes.
4. Retirer le porte-empreinte.
5. Demander au patient de d'élater les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1 - 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler.
6. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.
7. Les résidus de GC Tooth Mousse dans le porte-empreinte doivent être rincés ou brossés sous eau courante aussitôt après utilisation.

II. Application sans porte-empreinte

1. Si nécessaire, retirer les excès de salive de la surface des dents avec une boussette de coton. Toutefois, il n'est PAS nécessaire de sécher les dents avec de l'air comprimé.
2. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les surfaces des dents avec un tampon, un doigt ganté ou avec une brosse interproximale dans les zones difficiles d'accès.
3. Laisser GC Tooth Mousse en place au minimum 3 minutes.
4. Demander au patient de d'élater les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1 - 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler.
5. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

III. Application sans porte-empreinte

III. Application quotidienne après le brossage des dents comme recommandée par votre dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois doit être appliquée sur chaque arcade. Étaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

IV. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

V. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

VI. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

VII. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse au moins pendant 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissipent progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur: <http://www.gceurope.com/>

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour : 04/2018

GC Tooth Mousse™

CREMA PER USO TOPICO CONTENENTE CALCIO E FOSFATO BIODISPONIBILI

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista dentale o sotto la sua supervisione, nelle indicazioni raccomandate.

DESCRIZIONE

GC Tooth Mousse è una crema a base di acqua contenente RECALDENT™ (CPP-ACP: Fosfopeptide caseinico-Calcio fosfato amorfo). Quando il CPP-ACP viene applicato in ambiente orale, si lega ai biofilm, alla placca, ai batteri, all'idrossiapatite e al tessuto molle, localizzando il calcio e il fosfato biodisponibili.

AVVERTENZA

La saliva incrementa l'efficacia del CPP-ACP e l'aroma contribuisce a stimolare la produzione di saliva. Maggiore il tempo di permanenza in bocca del CPP-ACP e della saliva e migliori saranno i risultati.

Una pasta per uso topico contenente calcio e fosfato biodisponibili:

1. Fornisce una protezione extra per i denti.
2. Contribuisce a neutralizzare le stimolazioni acide in risposta alla presenza di batteri acidogeni nella placca.
3. Contribuisce a neutralizzare le stimolazioni acide in risposta alla presenza di altre fonti acide interne ed esterne.

CONTRAINDICAZIONI

RECALDENT™ (CPP-ACP) deriva dalla caseina del latte. Evitare di usare questo materiale su pazienti notoriamente o probabilmente affettida allergia alla proteina del latte e/o con sensibilità o allergia ai conservanti benzoati.

ISTRUZIONI PER L'USO

INDICAZIONI

- a. Prima e dopo biancamenti in studio.
- b. Immediatamente dopo detartraggio manuale o con ultrasuoni o dopo il planing delle radici.
- c. Dopo un intervento di igiene orale professionale.
- d. Dopo l'applicazione topica di fluoro.
- e. Per realizzare una protezione topica in pazienti affetti da erosione, xerostomia o sindrome di Sjögren.
- f. Durante il trattamento ortodontico.
- g. Per pazienti ad alto rischio di carie.
- h. Per pazienti con esigenze speciali.

Applicazione in studio:

I. Applicazione con portaempronta individuale

1. Siciacuare accuratamente sotto acqua corrente il portaempronta prima dell'uso.
2. Stendere uno strato abbondante di GC Tooth Mousse nel portaempronta e applicare sull'arcata superiore e/o inferiore.
3. Lasciare riposare il prodotto in bocca per un minimo di tre minuti.
4. Estrarre il portaempronta.
5. Chiedere al paziente di stendere con la lingua la quantità residua di GC Tooth Mousse in tutta la bocca e di trattenersi il più a lungo possibile (1-2 minuti) evitando di e expectorare o di deglutire. Maggiore il tempo di permanenza in bocca di GC Tooth Mousse e della saliva e migliori saranno i risultati.
6. Chiedere al paziente di espellere bene tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciaguare la bocca. Ogni ulteriore residuo di GC Tooth Mousse si dissolverà da solo gradualmente. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.
7. Gli eventuali residui di GC Tooth Mousse rimasti nel portaempronta dovrebbero essere eliminati immediatamente dopo l'uso sotto l'acqua corrente utilizzando una spazzola o acqua sterile.

II. Applicazione senza portaempronta

1. Se necessario, eliminare la saliva in eccesso presente sulla superficie dei denti utilizzando un batuffolo o un tampone di cotone. NON è comunque necessario asciugare i denti con aria compressa.
2. Applicare una quantità sufficiente di GC Tooth Mousse sulle superfici dentali usando un tampone, un diti - indossando i guanti, o uno scovolino

GC Tooth Mousse™

LAVVISKÖS PASTA MED KALCIUM OG FOSFAT TIL LOKAL INTERORAL BRUG

Anvendes af eller under vejledning af det professionelle tandlægeteam til de anbefalede indikationer.

BESKRIVELSE

GC Tooth Mousse er en vandbaseret lavviskøs pasta der indeholder RECALDENT™ CPP-ACP (Casein Phosphopeptide–Amorphous Calcium Phosphate). Når CPP-ACP anvendes intraoralt (oral) neutraliserer det sure miljø, hydratiser bakterier, hydratiser og samtl bløddede. Dette sker ved at pasten binder til tilgængeligt kalcium og fosfater hos disse substanser.

VIKTIGT!

Spyt vil forøge effektiviteten af CPP-ACP og smagen vil stimulere spytksekretionen. Jo længere CPP-ACP og spytet forbliver i munden, jo bedre et resultat opnås.

Lavviskøse pasta med biologisk tilgængeligt kalcium og fosfat til lokal intraoralt brug:

- Giver ekstra beskyttelse af tænderne.
- Hjælper til med at neutralisere syreangreb fra bakterier i plaque.
- Hjælper til med at neutralisere syreangreb fra andre interne og eksterne syreholdige kilder.

KONTRAINDIKATIONER

RECALDENT™ (CPP-ACP) er et derivat fra mælkekasein. Anvend ikke produktet til personer med konstateter mælkeallergi eller mistænkth herfor og/eller med allergi eller følsomhed for benzoater.

BRUGSANVISNING

INDIKATIONER

- Før og efter klinkblegning.
- Efter ultraludsbehandling, depuration eller rodbehandling.
- Efter professionell tandrensning (P.T.C.).
- Efter applicering af fluorbehandling.
- E for at øge beskyttelse hos patienter der lider af erosion, xerostomi eller Sjögrens syndrome.
- Under ortodontisk behandling.
- Til patienter med høj kariesaktivitet.
- Til patienter med specielle behov.

Til anvendelse på klinikken:

1. Applicering med standardskede

- Inden brug skylles skeden under rindende vand.
- Fyld et lag af GC Tooth Mousse i skéen og sæt den på plads i over eller undermund.
- Lad skéen være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
- Fjern skéen.
- Bed patienten i at fordele resterne af GC Tooth Mousse rundt i munden med tungen. Instruer også patienten om ikke at synke eller spytte ud, så lang tid som muligt (1–2 minutter). Jo længere GC Tooth Mousse og saliv er i munden jo mere effektiv bliver slureslutet.
- Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Yderligere rester af GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise eller drikke 30 minutter efter behandlingen.
- Overskydende GC Tooth Mousse i skéen skylles væk under rindende vand.

II. Applikation uden ske

- Ved store mængder saliv på tandfladen, så fjernes dette med en bomuldsrulle eller en pletlet. Det er ikke nødvendigt at tørre tandfladen med komprimeret luft.
- Applcier en sufficient mængde GC Tooth Mousse til tandfladen med en serviet, behandlsc fingr eller i vanskelig tilgængelige interproximale rum en interdental børste.
- Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
- Instruer patienten i at lade tungen fordele resterende GC Tooth Mousse rundt i hele munden. Patienten instrueres også i det nødvendige i at holde spyt og det nødvendige i at holde spyt og mousse så lang tid som muligt i munden (1-2 minutter) uden at synke eller spytte ud. Jo længere GC Tooth Mousse og saliv er GC Tooth Mousse og saliv er i munden, jo mere effektiv er slureslutet.
- Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Yderligere rester af GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

Til anvendelse hjemme:

III.Daglig applicering efter tandbørstning som anbefalet af tandlæge/tandplejer

- Applcier en sufficient mængde GC Tooth Mousse Plus til tænderne i under og overmundem. Ca 1/2 cm. pasta til henholdsvis under og overkæbe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blad børste. Til vanskelige tilgængelige interproximale rum en mellemnemsbørste tandtråd påført GC Tooth Mousse Plus.
- Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
- Anvend tungen til at fordel overskydende GC Tooth Mousse Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1 – 2 minutter) undgå at spytte pasten ud eller synke den. Jo længere GC Tooth Mousse og saliv er i munden, jo mere effektiv er slureslutet.
- Spyt herefter materialet ud og lad være med at skylle efter. Overskydende GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflade og vil gradvis forsvinde. Undgå at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

IV.Nat behandling efter tandbørstning som anbefalet af tandlæge/tandplejer

- Applcier en sufficient mængde GC Tooth Mousse Plus til tænderne i under og overmundem. Ca 1/2 cm. pasta til henholdsvis under og overkæbe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blad børste. Til vanskelige tilgængelige interproximale rum en mellemnemsbørste tandtråd påført GC Tooth Mousse Plus.
- Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
- Anvend tungen til at fordel overskydende GC Tooth Mousse Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1 – 2 minutter) undgå at spytte pasten ud eller synke den. Jo lægere GC Tooth Mousse og saliv er i munden, jo mere effektiv er slureslutet.
- Spyt herefter materialet ud og lad være med at skylle efter. Overskydende GC Tooth Mousse kan efterlades på overfladen og vil gradvis forsvinde under nattens forløb. Undgå at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

SMAG

Jordbær, Melon, Vanilje, Mint, Tutti-Frutti

OPBEVARING

For optimalt resultat skal, opbevares i et koldt ventileret rum uden direkte sollys (8–25°C; 46,4–77,0°F).

FORPÅKNING

- Tube net 40g (35ml).
- Assorteret Påkning
 - 10 x 40g tuber (2 stk. Af hver Jordbær, Melon, Vanilje, Mint, Tutti-Frutti)
- Påkning med en smagsvariant
 - 10 x 40g tuber i hver af følgende smagsvarianter Vanilje, Jordbær, Melon**, Tutti-Frutti**, Mint
 - **Kun tilgængelig i Europa
- Refill Påkning
 - 1 x 40g tube i hver smag

BEMÆRK

GC Tooth Mousse Plus med sin unikke CPP-ACP formulæ er udviklet af: The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT er et varemærke og anvendes med licens. CPP-ACP teknologien er patenteret og omfattet af patenter i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

BEMÆRK

- Sæt altid hæften på et brug og fjern overskydende pasta efter grund rund om tubens åbning og indeni hæften.
- Tilfælde af at materialet kommer i øjnene så skal skylles grundigt med vand og herefter skal der søges lægehjælp.
- Materialet er ikke beregnet på tål, vaskes bort med vand.
- Om nogle symptomer med angiodema opstår som kan dette være et allergi mot konserveringsmedel som anvands, eller mot nogle andre komponenter i produktet såsom något smaksættingsämne. Om så sker afbryt anvendning av produkten och remitera till läkare.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga enligt produkt med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på: <http://www.gecource.com/>

De kan alltid rekvireras från dit depot.

Sidst revideret: 04/2018

GC Tooth Mousse™

LÄGVISKÖS PASTA MED FRITT KALCIUM OCH FOSFAT FÖR LOKALT INTRA-ORALT BRUK

Används av eller under överinseende av utbildad tandvårdspersonal inom de rekommenderade indikationerna.

BESKRIVNING

GC Tooth Mousse är en vattenbaserad lägviskös pasta som innehåller RECALDENT™ (CPP-ACP: Casein Fosfopopeptid–Amorf Kalcium Fosfat). När CPP-ACP appliceras i den orala miljön, kommer den att binda till biofilmer, plaque, bakterier, hydroxyapatit samt mjukvävnad. Det kommer i sin tur att lokalisera tillgängligt kalcium och fosfater hos dessa substanser.

VIKTIGT!

Saliv ökar effektiviteten av CPP-ACP och smaken kommer att stimulera salivflödet. Jo längre CPP-ACP och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare resultat.

Lägviskös pasta med fritt kalcium och fria fosfater för lokalt intraoralt bruk:

- Ger extra skydd för tänderna.
- Hjälper till att neutralisera syraattacker från bakterierna i plaque.
- Hjälper till att neutralisera syraattacker från andra interna och externa källor innehållande syra.

KONTRAINDIKATIONER

RECALDENT™ (CPP-ACP) är ett derivat från mjölkcasein. Använd ej på patienter som lider av mjölkproteinallergi och/eller med en känslighet eller allergi mot konserveringsmedel med benzoatnåehåll.

BRUKSANVISNING

INDIKATIONER

- a. Innan och efter klinkblegning.
- b. Efter ultraludsbehandling, depuration eller rotplaning.
- c. Efter professionell tandrensning (P.T.C.).
- d. Efter applicering av fluorlösning.
- e. För att öka skyddet hos patienter som lider av, xerostomi eller Sjögrens syndrom.
- f. Under ortodontisk behandling.
- g. För hogkariesaktiva patienter.
- h. För patienter med speciella behov.

Professional applicing:

1. Applicering med standardskedd

- Skölj den vanliga skeden noggrant under rinnande vatten innan användning.
- Tryck ut en generös mängd GC Tooth Mousse i skeden och sätt den på plats i över-och / eller underkäben.
- Låt GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munnen.
- Avlägsna skeden.
- Instruera patienten att använda tungan för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munden. Instruera också patienten att hålla kvar pastan så länge som möjligt där (1-2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Jo längre GC Tooth Mousse och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slureslutet.
- Be patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas yta. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte ata eller dricka under de närmaste 30 minuter efter applicering.
- Efter användning, skölj bort resterna av GC Tooth Mousse som kan finnas kvar i skeden under rinnande vatten.

II. Applicering utan sked

- Om nödvändigt, avlägsna överskottssaliv på tandytan med en bomulls-rulle eller pletlet. Det er ikke nødvendigt at tørre tandfladen med komprimert luft.
- Applcieren en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tandytan genom att använda ett lämpligt appliceringsverktyg, handsbeklätt finger eller en bomullsspinne. För svåråtkomliga områden (mellan tänderna) används en mellanmumsbørste eller tandtråd täckt med GC Tooth Mousse.
- Lad GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munnen.
- Använd tungen för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munden. Håll kvar pastan i munnen så länge som möjligt (1-2 minuter) och undvik att spotta ut. Jo längre GC Tooth Mousse och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slureslutet.
- Spotta ut och om möjligt undvik att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas yta. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

III.Daglig applicering efter tandbørstning som anbefalet af tandlæge/tandplejer

- Applcieren en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tänderna i både över-och underkäben. En ärlas storlek rekommenderas för varje käke. Materialet appliceras på tandytan med ett rent tørt finger eller en bomullsspinne. För svåråtkomliga områden (mellan tänderna) används en mellemnemsbørste eller tandtråd täckt med GC Tooth Mousse.
- Lad GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munnen.
- Använd tungen för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munden. Håll kvar pastan i munnen så länge som möjligt (1-2 minuter) och undvik att spotta ut. Jo längre GC Tooth Mousse och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slureslutet.
- Spotta ut och om möjligt undvik att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas yta. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

IV.Applicering inför natten efter tandbørstning rekommenderet av tandvårdspersonal

- Applcieren en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tänderna i både över-och underkäben. En ärlas storlek rekommenderas för varje käke. Materialet appliceras på tandytan med ett rent tørt finger eller en bomullsspinne. För svåråtkomliga områden (mellan tänderna) används en mellemnemsbørste eller tandtråd täckt med GC Tooth Mousse.
- Lad GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munnen.
- Använd tungen för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munden. Håll kvar pastan i munnen så länge som möjligt (1-2 minuter) och undvik att spotta ut. Jo längre GC Tooth Mousse och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slureslutet.
- Spotta ut och om möjligt undvik att skölja. GC Tooth Mousse som finns kvar på tandytan kan lämnas där för att gradvis försvinna under natten. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

SMAKER

Jordgub, Melon, Vanilji, Mint, Tutti-Frutti

FÖRVARING

For optimala resultat, förvaras på en sval och torr plats med låg luftfuktighet.

Förvaras i ett koldt ventileret rum med en relativ luftfuktighet (8–25°C; 46,4–77,0°F).

FÖRPACKNINGAR

- Tube innehållande 40g (35ml)
- Sorterad förpackning
 - 10 x 40g tuber (2 st af varandra Jordgubbe, Melon, Vanilji, Mint, Tutti-Frutti)
- Emballering med en smagvariant
 - 10 x 40g tuber av en smak Vanilji, Jordgubbe, Melon**, Tutti-Frutti**, Mint
 - **Endast tillgänglig i Europa
- Refillförpackning
 - 1 x 40g tube i varje smak

NOTERA

GC Tooth Mousse med dess unica CPP-ACP formula utvecklades på The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien.
*RECALDENT är ett varumärke och används med licens. CPP-ACP-teknologi är patenterad eller har eller patentsökts i Australien, Nya Zeeland, Europa, Kanada, och USA.

VIKTIGT!

- Avlägsna eventuellt spill runt tubens öppning eller på insidan av hatten och skruva sedan på hatten direkt efter användning.
- İfallı gogonkontaktı skulle uppkomma, skölja omedelbart med vatten och uppsök läkare.
- İfallı nedstänkta kildar, tvätta bort med vatten.
- Om några symptom med angiodema uppträder, som kan detta være et allergi mot konserveringsmedel som anvands, eller mot några andra komponenter i produktet såsom något smaksättingsämne. Om så sker avbryt användning av produkten och remitera till läkare.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga enligt produkt med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på: <http://www.gecource.com/>

Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Reviderad senast: 04/2018

GC Tooth Mousse™

CREME TÓPICO COM CÁLCIO E FOSFATO BIODISPONÍVEIS

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações recomendadas.

Descrição

A GC Tooth Mousse é um creme aguçoso que contém RECALDENT™ (CPP-ACP: Fosfopeptídeo de Caseína – Fosfato de Cálcio Amorfo). Ao ser aplicado no ambiente oral, o CPP-ACP liga-se a biofilmes, à placa dentária, a bactérias, à hidroxiapatita e ao tecido mole, localizando o cálcio e o fosfato biodisponíveis.

Importante:

A saliva aumenta a eficácia do CPP-ACP e o sabor ajuda a estimular a produção de saliva. Quanto mais tempo se mantiver o CPP-ACP e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.

Pasta tópic com cálcio e fosfato biodisponíveis

- Fornecer proteção extra aos dentes.
- Ajudar a neutralizar as agressões dos ácidos produzidos pelas bactérias acidogênicas na placa bacteriana.
- Ajudar a neutralizar as agressões dos ácidos de outras fontes internas e externas.

CONTRA-INDICAÇÕES

O RECALDENT™ (CPP-ACP) é derivado da caseína do leite. Não utilizar este material em doentes com suspeita de ou alergia comprovada à proteína do leite e/ou que apresentem sensibilidade ou alergia à conservantes à base de benzoato.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INDICAÇÕES

- a. Antes e depois do branqueamento no consultório.
- b. Após a destaratarização ultrassônica, a curetagem ou o alisamento radicular.
- c. Após a limpeza profissional dos dentes.
- d. Após a aplicação tópica de flúor.
- e. Para providenciar um revestimento tópico em doentes que sofram de erosão dentária, xerostomia ou síndrome de Sjögrens.
- f. Durante o tratamento ortodôntico.
- g. Para doentes com alto risco de desenvolver lesões de cárie.
- h. Em doentes com necessidades especiais.

Aplicação no consultório:

1. Aplicação com moldeira individual

- Antes de utilizar, lave bem a moldeira individual com água corrente.
- Esprema uma camada generosa de GC Tooth Mousse para dentro da moldeira e aplique aos dentes superiores e/ou inferiores.
- Mantenha a moldeira na boca durante pelo menos 3 minutos.
- Retire a moldeira.
- Diga ao doente que use a língua para espalhar a restante GC Tooth Mousse na boca. Diga ao doente que mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (1 – 2 minutos) evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
- Peça ao doente que cuspa e evite lavar a boca com água, se possível. Pode deixar dissipar gradualmente os resíduos de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Aconselhe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.
- Os resíduos de GC Tooth Mousse presentes na moldeira devem ser lavados ou escovados sob água corrente imediatamente após a utilização.

II. Aplicação sem moldeira:

- Aplicue uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse aos dentes superiores e inferiores. É necessário pelo menos uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado sobre as superfícies dos dentes com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC Tooth Mousse.
- Mantenha assim a GC Tooth Mousse nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
- Depois, use a língua para espalhar o resto da GC Tooth Mousse na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1 – 2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
- Peça ao doente que cuspa e evite lavar a boca com água, se possível. Pode deixar dissipar gradualmente os resíduos de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Aconselhe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.

Aplicação em casa:

III.Aplicação durante o dia após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário

- Aplique uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse aos dentes superiores e inferiores. É necessária pelo menos uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado sobre as superfícies dos dentes com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC Tooth Mousse.
- Mantenha assim a GC Tooth Mousse nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
- Depois, use a língua para espalhar o resto da GC Tooth Mousse na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1 – 2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
- Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC Tooth Mousse que reste na superfície. Não coma nem beba nos 30 minutos após a aplicação.

IV.Aplicação à noite, após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário

- Aplique uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse aos dentes superiores e inferiores. É necessária pelo menos uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado sobre as superfícies dos dentes com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC Tooth Mousse.
- Mantenha assim a GC Tooth Mousse nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
- Depois, use a língua para espalhar o resto de GC Tooth Mousse na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1 – 2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
- Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC Tooth Mousse que reste na superfície. Não coma nem beba nos 30 minutos após a aplicação.

SABORES

Morango, Melão, Baunilha, Menta, Tutti-Frutti

ARMAZENAMENTO

Para uma ótima performance, conservar em local seco e fresco, com baixa humidade, protegido da luz directa do sol (8-25°C; 46,4-77,0°F).

EMBALAGENS

- Tubo com 40g (35mL)
- Embalagem Variada
 - 10 x 40g (2 de cada: morango, melão, baunilha, menta e tutti-frutti)
- Embalagem de Um Sabor
 - 10 x 40g de cada sabor: vanilha, morango, morango, melão**, tutti-frutti**, menta
 - **Somente disponível em Europa
- Refil/forpackning
 - 1 x tubo de 40g de cada sabor

NOTA

A GC Tooth Mousse com a sua formulação exclusiva CPP-ACP foi desenvolvida na School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Austrália.
*RECALDENT é uma marca comercial licenciada. A tecnologia CPP-ACP tem patentes relacionadas ou patentes pendentes na Austrália, NZ, Europa, Canada e EUA.

CUIDADO

- Reponha sempre a tampa depois de usar e remova resíduos de pasta ou de humidade em volta do bocal do tubo ou do interior da tampa.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
- No caso de derramar sobre o vestuário, lave com água.
- Se detectar sintomas de angioedema, estes podem indicar sensibilidade ou alergia aos conservantes à base de benzoato ou a qualquer outro componente do produto, como o agente aromatizante. Nesse caso, interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre utilize-os com as fichas de informação de segurança disponíveis em: <http://www.gecource.com/>

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão: 04/2018

GC Tooth Mousse™

ΚΡΕΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

Περιγραφή

Το υαλικό GC Tooth Mousse είναι μία κρέμα με βάση το νερό που περιέχει RECALDENT™ (CPP-ACP: Φωσφοπεπτίδιο της κείσενης – Αμορφo φωσφορo ασβεστίo). Όταν εφαρμόζεται το CPP-ACP σε στοματικό περιβάλλον συνδέεται με βιομμένες, πλάκα, βακτήρια, υδροξυαπατίτη και μαλακόμοιο ιστούς συγκεντρώνοντας στις περιοχές αυτές το βιοδραστικό ασβέστιο και το φωσφόρο.

Το σάλιο επιτείνει την αποτελεσματικότητα του CPP-ACP και η γέυση του διευχερίν η παραγωγή σάλιου. Όσο περισσότερο παραμένει το CPP-ACP και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποδοτικότερη η διαδικασία.

Μετα πόσα τοπικές εφαρμογές
Το RECALDENT™ (CPP-ACP) er et derivat fra mælkekasein. Anvend ikke produktet til personer med konstateter mælkeallergi eller mistænkth herfor og/eller med allergi eller følsomhed for benzoater.

- Ανταίστηση για tænderne.
- Udtaet neutralisere syreangreb fra bakterierne i plak.
- Udtaet neutralisere syreangreb fra andre interne og eksterne syreholdige kilder.

Αντενδείξεις
Το RECALDENT™ (CPP-ACP) προέρχεται από τη κγάση του γάλακτος. Μην χρησιμοποιείτε το υλικό αυτό σε ασθενείς με αποδοτικότητα ή υποαλιεσία αλλεργία στις πρωτεΐνες του γάλακτος, και/ή αλλεργία ή υπερευαισθησία σε βενζοϊκό παράγωγο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- a. Πριν ή μετά τη διαδικασία λεύκανσης στο ιατρείο.
- β. Μετά τη χρήση σκευικής υπέρηχου, απορρύθμιση ή ριζικής απόξεσης.
- γ. Μετά από επεγνευματικό καθαρισμό των δοντιών.
- δ. Μετά από τοπική φθορίωση.
- e. Για τοντομή επιτάχυνση σε ασθενείς που υποφέρουν από διαβρωτικές, ξηροστομία ή xerostomia.
- ε. Μετά από ορθodontική θεραπεία.
- ζ. Σε ασθενείς με ελκώδεις αλλοιώσεις.
- η. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προστασία του στόματος για ελάχιστο διάστημα 3 λεπτών.

Εφαρμογή στο σπίτι:

1. Εφαρμογή με προκατασκευασμένο νάρθηκα

- Πριν από τη χρήση ξεπλύνετε το δονκό κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Εξυψώστε και καθαρίστε τη στοματική κοιλότητα του υαλικού GC Tooth Mousse στο δισκο και τοποθετήστε το στο άνω και/ή κάτω δόντια.
- Αφήστε το δονκό χωρίς ενόχληση στο στόμα για ελάχιστο διάστημα 3 λεπτών.
- Αφαιρέστε το δονκό.
- Συμβουλευτείτε τον ασθενή να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του για να διασκορπίσει το GC Tooth Mousse σε όλο το στόμα. Συμβουλευτείτε τον ασθενή να κρατήσει το υαλικό για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο (1-2 λεπτά) χωρίς αποχώρηση ή καθυστερήσεις της κατάποσης. Όσο περισσότερο παραμένει το GC Tooth Mousse και το σάλιο στο στόμα τόσο αποδοτικότερο το αποτέλεσμα.
- Ζητήστε από τον ασθενή να φτύσει και αν είναι δυνατόν να απορρίψει το ξέλυμα. Περιορίστε υαλικού GC Tooth Mousse μπορεί να παραμείνουν στις οδοντικές επιφάνειες να διαλυθούν σταδιακά. Συμβουλευτείτε τον ασθενή να μην φάει ή πει για 30 λεπτά.</