

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”軟敷龍襯底樹脂	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	-------------	------	------------

“而至”軟敷龍襯底樹脂

許可證：衛署醫器輸字第 012050 號

製造日期：批號：

有效期限：二年

台灣而至股份有限公司

台北市民生東路三段 156 號 14 樓

“而至”軟敷龍襯底樹脂 “GC” SOFT-LINER Soft Denture Reline Material

衛署醫器輸字第 012050 號

Prior to use, carefully read
the instructions for use.

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
有關適應症、禁忌症與注意事項等請參考原廠資料

SOFT-LINER

SOFT DENTURE RELINE MATERIAL

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

For the temporary rebasing (relining) of acrylic dentures.
Tissue conditioning.

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

1. PREPARATION

Clean the contact surface thoroughly using pumice and water and abrade the area to be relined.

2. MIXING

a) The standard powder/liquid ratio is 2.2 g/1.8 g, (first graduation on powder measure to 4 graduations of the liquid syringe).

Note:

Consistency may be varied by changing powder/ liquid ratio.

b) Measure into the glass jar and mix for 30-60 seconds.

3. RELINING

a) Coat the mixture onto the denture as evenly as possible.

b) Insert the denture in the mouth, muscle trim and retain it in the centric occlusal position for 4-5 minutes.

c) Remove and inspect for defects.

d) Dip the denture into cold water, and trim away excess at the periphery with a heated sharp instrument.

STORAGE

Store in a cool dark place away from direct sunlight.
(Shelf life : 3 years from date of manufacture)

PACKAGES

1-1 package : 100 g powder, 100 g (97 mL) liquid, plus accessories.

NOTE

Close bottles immediately after use.

WARNING

In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

僅限牙科專業人員使用於建議的適應症。

建議適應症

用於壓克力義齒的暫時置換牙基（襯底）。

組織處理。

儲存

儲存於陰涼處，避免日光直射。

（保存期限：3 年）

包裝

1-1 包裝：100 公克粉末，100 公克(97 毫升)液體，外加附件。

訂購號碼：003626

附註

使用後請立即閉緊瓶蓋。

警語

如果接觸到眼睛時，請立即以清水沖洗並尋求醫療處理。

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation Kachigawa Plant

製造廠地址：1-3-3 Kachigawa-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0945, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

GC

MANUFACTURED by

GC Dental Products Corporation Kachigawa Plant
1-3-3 Kachigawa-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0945, Japan

GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC KOREA CO., LTD.
222 CHUNGJEONGNO 3-GA, SEODAEMUN-GU, SEOUL, KOREA

GC TAIWAN DENTAL CORP.
16F, No. 176, Jian Yi RD., Chung Ho City, Taipei Hsien, Taiwan R.O.C.

GC DENTAL (SUZHOU) CO., LTD.
902 Tongquan Building, No. 678 Gubei Road, Shanghai, 200336 P.R. China

PRINTED IN JAPAN