

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”派克黏著膏	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	-----------	------	------------

“而至”派克黏著膏

許可證：衛署醫器輸字第 012785 號
製造日期：批號：
有效期限：如外包裝所示
台灣而至股份有限公司
台北市民生東路三段 156 號 14 樓

94. 12. 19



FREEGENOL TEMPORARY PACK

Prior to use, carefully read the instructions for use.



EUGENOL FREE TEMPORARY CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

Cementation of temporary crowns and bridges.

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

1. Squeeze equal lengths of Base and Accelerator pastes onto the mixing pad.
2. Mix thoroughly for 20-30 seconds.
3. Insert paste into (temporary) crown or bridge and seat onto the prepared dry tooth.
4. Allow to set (3 minutes from start of mixing) and trim excess.

NOTES

1. Setting time can be adjusted by using more or less Base (More Base-faster set ; less Base-slower set). Do not go outside Base / Accelerator ratio range 3 : 2 to 2 : 3).
2. If material sticks to tooth or metal, Vaseline may be added up to 25% of total mix.

STORAGE

Store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Shelf life : 3 years)

PACKAGES

1-1 pkg : 55g Base, 20g Accelerator, Cleaner and mixing pad.

CAUTION

In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

“而至”派克黏著膏

“GC”FREEGENOL TEMPORARY PACK
Temporay Cement

衛署醫器輸字第 012785 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料

僅供牙科專業人員使用於建議用途。

產品敘述

本產品為不含丁香油的牙科用暫時性水泥填補材。不對牙齒結構或是軟組織造成敏感反應，對塑膠修復材或是自凝性硬化樹脂亦無影響。

產品用途

製作牙冠或牙橋時之暫時性填補。

儲存

儲存在攝氏 4-25 度間之陰暗涼爽處。(有效期限：從製造日期起三年)

包裝

1-1 包裝：55g 基底，20g 催化劑，清潔劑與攪拌碗。

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation

製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi,
Japan 486-0844

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產
- 製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於

