


Aadva®

GC Implant Aadva

[INDEX]

インプラント	スタンダードインプラント	4
	テーパードインプラント	4
	カバースクリュー	5
	ヒーリングスクリュー	5
ドリル・ インスツルメント	サージカルボックス (スタンダード)	6
	ドリル (スタンダード)	8
	サージカルボックス (テーパード)	10
	ドリル (テーパード)	12
	インスツルメント	14
	補綴用インスツルメント	16
アバットメント システム	インプラントインプレッションコーピング	17
	アバットメント一覧	18
	プロビアバットメント	19
	プレップアバットメント	19
	スマートアバットメント	20
	CAD/CAM ツール	21
	レディアバットメント	22
	SRアバットメント	24
	ボールアバットメント	28
	ロケーターシステム	29

スタンダード インプラント



【滅菌済】 単回使用

スタンダードインプラント

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】Ti-6Al-4V合金


2条ネジ

対応ドライバー: Narrow インプラントドライバーNarrow (P14)
Regular インプラントドライバーRegular/Wide (P14)
Wide インプラントドライバーRegular/Wide (P14)

※カバースクリュー別売

※セレクトサービス対応

テーパード インプラント



【滅菌済】 単回使用

テーパードインプラント

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】Ti-6Al-4V合金

2条ネジ

対応ドライバー: Narrow インプラントドライバーNarrow (P14)
Regular インプラントドライバーRegular/Wide (P14)
Wide インプラントドライバーRegular/Wide (P14)

※カバースクリュー別売

※セレクトサービス対応

Narrow

パープル



Regular

イエロー



Wide

グリーン



種類	長さ (mm)	製品 No.	寸法 (mm)			
			A	B	C	D
Narrow	8	6B724	3.3	2.7	2	2.5
	10	6B725				
	12	6B726				
	14	6B727				
Regular	8	6B728	4	3.4	2.7	1.8
	10	6B729				
	12	6B730				
	14	6B731				
Wide	8	6B732	5	4.4	3.7	
	10	6B733				
	12	6B734				


Narrow Ø3.3



Regular Ø4.0




Wide Ø5.0



種類	長さ (mm)	製品 No.	寸法 (mm)				
			A	B	C	D	E
Narrow	8	7B136	3.3	2.7	1.3	2.5	1.2
	10	7B137					
	12	7B138					
	14	7B139					
Regular	8	7B140	4	3.4	1.8	1.8	
	10	7B141					
	12	7B142					
	14	7B143					
Wide	8	7B144	5	4.4	2.8		1.6
	10	7B145					
	12	7B146					


Narrow Ø3.3



Regular Ø4.0



Wide Ø5.0



滅菌済 単回使用

Aadva カバースクリュー

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P14)

※セレクトサービス対応



種類		製品No.	色
Narrow		6B 735	パープル
	H 1.5mm	7B 343	
Regular		6B 736	イエロー
	H 1.5mm	7B 344	
Wide		6B 737	グリーン
	H 1.5mm	7B 345	

Narrow



H 1.5mm



Regular



H 1.5mm



Wide




H 1.5mm




1.5mm

ヒーリングスクリュー



例) : 径 = φ 5.0mm、EPH = 2.5mm



滅菌済 単回使用


ヒーリングスクリュー

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P14)

※セレクトサービス対応



種類	寸法 (mm)			製品No.	色
	φ	EPH	H		
Narrow	4	1.0	3	6B 760	パープル
		2.5	4.5	6B 761	
		4.0	6	6B 762	
		4.0	7.5	7B 339	
Regular	4	1.0	3	6B 763	メタリック
		2.5	4.5	6B 764	
		4.0	6	6B 765	
		4.0	7.5	7B 340	
	5	1.0	3	6B 766	イエロー
		2.5	4.5	6B 767	
		4.0	6	6B 768	
		4.0	7.5	7B 341	
Wide	6	1.0	3	6B 769	グリーン
		2.5	4.5	6B 770	
		4.0	6	6B 771	
		4.0	7.5	7B 342	

Narrow Ø4.0

EPH 1.0mm
H 3mm



EPH 2.5mm
H 4.5mm



EPH 4.0mm
H 6mm



EPH 4.0mm
H 7.5mm



Regular Ø4.0

EPH 1.0mm
H 3mm



EPH 2.5mm
H 4.5mm



EPH 4.0mm
H 6mm



EPH 4.0mm
H 7.5mm



Regular Ø5.0

EPH 1.0mm
H 3mm



EPH 2.5mm
H 4.5mm



EPH 4.0mm
H 6mm



EPH 4.0mm
H 7.5mm



Wide Ø6.0

EPH 1.0mm
H 3mm



EPH 2.5mm
H 4.5mm



EPH 4.0mm
H 6mm



EPH 4.0mm
H 7.5mm



サージカルボックス (スタンダード) ★はインプラント Re との共通品

サージカルボックス(スタンダード)

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ポリフェニルサルフォン・シリコーン

【外形寸法】W190mm×D145mm×H75mm

●オートクレープ滅菌可(耐熱温度200℃)

※ドリル、インスツルメントは含まれません

種類	製品No.
1種類	7B029



トルクレンチ ★


Aadva デプスゲージ

6B827

スタートバー

Short
6B973

Long
6B974



Aadva ツイストドリル

Ø2.0
Short Long
6B975 6B976



Ø2.7
Short Long
6B977 6B978



Ø2.9
Short Long
6B979 6B980



Ø3.1
Short Long
6B981 6B982



Ø3.4
Short Long
6B983 6B984



Ø3.6
Short Long
6B985 6B986



Ø3.9
Short Long
6B987 6B988



Ø4.1
Short Long
6B989 6B990




Ø4.4
Short Long
6B991 6B992




Ø4.6
Short Long
6B993 6B994





オプション




ドリル (スタンダード)

スタートバー

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.	寸法 (mm)
		長さL
Short	6B973	26.5
Long	6B974	35



マイジニングスタートドリル

【包装・希望医院価格】1函=5本

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.	寸法 (mm)
		長さL
1種類	7B279	28



Aadva ツイストドリル

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類		製品No.	寸法 (mm)
			長さL
φ2	Short	6B975	32.5
	Long	6B976	38.5
φ2.7	Short	6B977	32.5
	Long	6B978	38.5
φ2.9	Short	6B979	32.5
	Long	6B980	38.5
φ3.1	Short	6B981	32.5
	Long	6B982	38.5
φ3.4	Short	6B983	32.5
	Long	6B984	38.5
φ3.6	Short	6B985	32.5
	Long	6B986	38.5
φ3.9	Short	6B987	32.5
	Long	6B988	38.5
φ4.1	Short	6B989	32.5
	Long	6B990	38.5
φ4.4	Short	6B991	32.5
	Long	6B992	38.5
φ4.6	Short	6B993	32.5
	Long	6B994	38.5
φ4.8	Short	7B292	32.5

Ø2.0
Short Long



Ø2.7
Short Long



Ø2.9
Short Long



Ø3.1
Short Long



Ø3.4
Short Long



Ø3.6
Short Long



Ø3.9
Short Long



Ø4.1
Short Long



Ø4.4

Short

Long



Ø4.6


Short

Long



Ø4.8

Short



Aadva パイロットドリル

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)


種類	製品No.	寸法 (mm)
		長さL
φ2.7	7B293	26.5
φ3.4	7B294	26.5
φ3.9	7B295	26.5
φ4.4	7B296	26.5

Ø2.7

Ø3.4

Ø3.9

Ø4.4



Aadva カウンターボアードリル (コーティカルドリル)

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		長さL	φ
Narrow	7B272	24.8	3.3
Regular	7B273	24.8	4
Wide	7B274	24.8	5

Narrow

Regular

Wide



Aadva スタンダードインプラントタップ

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類		製品No.	寸法 (mm)	
			長さL	φ
Narrow	Short	7B297	31.7	3.3
	Long	7B314	37.7	
Regular	Short	7B298	31.7	4
	Long	7B315	37.7	
Wide	Short	7B299	31.7	5
	Long	7B316	37.7	

Narrow

Regular

Short

Long

Short

Long



Wide

Short

Long



サージカルボックス (テーパード) ★はインプラント Re との共通品

サージカルボックス(テーパード)

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ポリフェニルサルホン・シリコーン

【外形寸法】W190mm×D145mm×H75mm

●オートクレープ滅菌可(耐熱温度200℃)

※ドリル、インスツルメントは含まれません

種類	製品No.
1種類	7B275



トルクレンチ ★


Aadva デプスゲージ

6B827

スタートバー

Short
6B973

Long
6B974



Aadva ツイストドリル

Ø2.0
Short 6B975 Long 6B976



Ø2.7
Short 6B977 Long 6B978



Aadva テーパードインプラントドリル

Narrow
(8mm)
Short 7B280 Long 7B281



Regular
(8mm)
Short 7B284 Long 7B285



Wide
(8mm)
Short 7B288 Long 7B289



Narrow
(10-14mm)
Short 7B282 Long 7B283



Regular
(10-14mm)
Short 7B286 Long 7B287



Wide
(10-14mm)
Short 7B290 Long 7B291






レンチ用インプラントドライバー



Aadva ディレクション インジケータ




マシン用インプラントドライバー



マシン用スキルドライバーPlus ★

スキルドライバーPlus ★



オプション

マイジンガースタートドリル



Aadva パイロットドリル



Aadva カウンターボードドリル (コーティカルドリル)



Aadva テーパーインプラントタップ




ドリル (テーパード)

スタートバー

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.	寸法 (mm)
		長さL
Short	6B973	26.5
Long	6B974	35



マイジンガースタートドリル

【包装・希望医院価格】1函=5本

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.	寸法 (mm)
		長さL
1種類	7B279	28




Aadva ツイストドリル

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類		製品No.	寸法 (mm)
			長さL
φ2	Short	6B975	32.5
	Long	6B976	38.5
φ2.7	Short	6B977	32.5
	Long	6B978	38.5




Aadva テーパードインプラントドリル

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類			製品No.	寸法 (mm)
				長さL
Narrow	8 mm	Short	7B280	25.7
		Long	7B281	31.7
	10-14 mm	Short	7B282	31.7
		Long	7B283	37.7
Regular	8 mm	Short	7B284	25.7
		Long	7B285	31.7
	10-14 mm	Short	7B286	31.7
		Long	7B287	37.7
Wide	8 mm	Short	7B288	25.7
		Long	7B289	31.7
	10-14 mm	Short	7B290	31.7
		Long	7B291	37.7



Regular (8mm)

Short Long



Regular (10-14mm)

Short Long



Wide (8mm)

Short Long



Wide (10-14mm)

Short Long




Aadva パイロットドリル

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		長さL	
φ2.7	7B293	26.5	




Aadva カウンターボアードリル (コーティカルドリル)

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		長さL	φ
Narrow	7B272	24.8	3.3
Regular	7B273	24.8	4
Wide	7B274	24.8	5





Aadva テーパーードインプラントタップ


【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類		製品No.	寸法 (mm)	
			長さL	φ
Narrow	Short	7B266	31.7	3.5
	Long	7B269	37.7	
Regular	Short	7B267	31.7	4.2
	Long	7B270	37.7	
Wide	Short	7B268	31.7	5.2
	Long	7B271	37.7	




インスツルメント ★はインプラント Re との共通品



マシン用スキルドライバーPlus ★

【包装・希望医院価格】1函=1本 【材質】ステンレス鋼


種類	製品No.	寸法 (mm)
		L
6mm	6B719	6
12mm	6B720	12
18mm	6B721	18



スキルドライバーPlus ★

【包装・希望医院価格】1函=1本 【材質】ステンレス鋼
●トルクレンチに直接装着可能

種類	製品No.	寸法 (mm)
		L
6mm	6B716	6
12mm	6B717	12
18mm	6B718	18




種類			製品No.	寸法 (mm)
				L
マシン	Narrow	Middle	6B858	24
		Long	6B859	34
レンチ		Middle	7B031	16
		Long	7B032	26
マシン	Regular/ Wide	Short	6B860	19
		Middle	6B861	24
		Long	6B862	34
レンチ		Short	7B033	11
		Middle	7B034	16
		Long	7B035	26

※Narrow用に赤色のOリング
Regular/Wide用には白色の
Oリングが装着されています。

マシン用インプラントドライバー


【包装・希望医院価格】1函=1本
【材質】ステンレス鋼 (DLCコーティング) シリコン



- 交換用Oリング5個付
先端部はカバースクリューの仮締結にご使用いただけます。
- トルクレンチを用いた埋入にはご使用できません

レンチ用インプラントドライバー

【包装・希望医院価格】1函=1本 **¥20,000**
【材質】ステンレス鋼 (DLCコーティング)




- 交換用Oリング5個付
- トルクレンチに直接装着可能

Aadva ディレクション インジケーター

【希望医院価格】1函=1個

【材質】純チタン

種類	製品No.
1種類	6B 828




Aadva デプスゲージ

【希望医院価格】1函=1個

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類	製品No.
1種類	6B 827



トルクレンチPlus ★

【包装・希望医院価格】

1函

【材質】ステンレス鋼・ニッケルチタン合金
インプラント体埋入の最終確認やコンポーネント締結時に使用。適正なトルク値での作業が容易に行えます。

●トルク目盛り: 10、20、30、50N・cm

●トルクレンチアダプターは別売

種類	製品No.
1種類	7B 353



トルクレンチアダプター ★


【包装・希望医院価格】

1函

【材質】ステンレス鋼

●フィクスチャードライバーへの装着・使用は不可

種類	製品No.
1種類	5B 824



補綴用インスツルメント ★はインプラント Re との共通品


補綴用ボックス

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ポリフェニルサルフォン・シリコン

※インスツルメントは含まれません

種類	製品No.
1種類	7B028




マシンアバットメントドライバー ★

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼

●SRアバットメント、ボールアバットメントの締結に使用

種類	製品No.	寸法 (mm)
		L
8mm	5B324	8
12mm	5B230	12



アバットメントドライバー ★

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼

●SRアバットメント、ボールアバットメントの締結に使用

●トルクレンチに直接装着可能

種類	製品No.	寸法 (mm)
		L
8mm	7B040	8
14mm	7B041	14


アバットメントリムーバー

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼 シリコンゴム

●アバットメントをインプラント体から取り外す際に使用

種類	製品No.
1種類	7B036



トランスファー タイプ (クローズドトレイ用)

トランスファーキャップ

【包装・希望医院価格】1函=10個

【材質】ポリオキシメチレン

Narrow



Regular



Wide




種類	製品No.
Narrow	6B911
Regular	6B912
Wide	6B913

インプラント インプレッションコーピングトランスファー


【包装・希望医院価格】1函=インプレッションコーピングトランスファー1個、トランスファースクリュー1個、トランスファーキャップ5個

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P14)



Narrow



Regular



Wide



種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
Narrow	6B889	4.0	9.4
Regular	6B890	4.0	9.4
Wide	6B891	4.0	9.4

ピックアップ タイプ (オープントレイ用)

インプラント インプレッションコーピングピックアップ


【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

インプラント ガイドピン別売

種類		製品No.	寸法 (mm)	
			φ	H
Narrow		6B895	4.0	9.3
	Long	7B346		12.3
Regular		6B896	4.5	9.3
	Long	7B347		12.3
Wide		6B897	4.5	9.3
	Long	7B348		12.3

Narrow



Regular



Wide



インプラント ガイドピン

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ステンレス鋼

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P14)



種類	製品No.	寸法 (mm)	
			Long
		A	
6mm	6B901	-	-
12mm	6B902	4	1
15mm	6B903	7	4
23mm	6B904	15	12

6mm



12mm



15mm



23mm




インプラント アナログ

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
Narrow	6B835	3.3	12
Regular	6B836	4	12
Wide	6B837	5	12

Narrow



























Regular



Wide



アバットメント 一覧

セメント固定					スクリュー固定		
スマート アバットメント	スマート アバットメント 15°	ブレップ アバットメント	レディ アバットメント	FDアバットメント チタンベース	FDアバットメント チタンベース	SR アバットメント	SR アバットメント 17° /30°
							
							
							

スタンダードインプラント



テーパードインプラント

IOD (インプラントオーバーデンチャー)

ボールアバットメント



ロケータアバットメント



プロビアバットメント Narrow 六角付




【包装・希望医院価格】

1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P14)

プロビアバットメント Regular/Wide 六角付



六角付

プロビアバットメント Narrow 六角なし




【包装・希望医院価格】

1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P14)

プロビアバットメント Regular/Wide 六角なし



六角なし

種類	製品No.
Narrow	6B 785
Regular/Wide	6B 787

種類	製品No.
Narrow	6B 786
Regular/Wide	6B 788

Aadva ポリッシングキャップ Narrow



【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】ステンレス鋼

Aadva ポリッシングキャップ Regular/Wide



種類	製品No.
Narrow	6B 843
Regular/Wide	6B 844

Aadva アバットメントスクリュー




【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P14)

種類	製品No.
1種類	6B 819

プレップアバットメント



六角付


プレップアバットメント

【包装・希望医院価格】

1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P14)



種類	製品No.	寸法 (mm)		色
		φ		
Narrow	6B 806	4.5		パープル
Regular/Wide	6B 807	6.5		メタリック


Narrow



Regular/Wide



スマートアバットメント



スマートアバットメント


【包装・希望医院価格】

1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P14)

六角付



種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	寸法 (mm)		色
				A	B	
Narrow	1.0	4.5	6B789	2.2	3.5	パープル
	2.5		6B790	3.7	6	
	4.0		6B791	5.2	6.5	
Regular/Wide	1.0	4.5	6B792	2.2	3.5	メタリック
	2.5		6B793	3.7	6	
	4.0		6B794	5.2	6.5	
	1.0	6.5	6B795	2.2	3.5	
	2.5		6B796	3.7	6	
	4.0		6B797	5.2	6.5	

Narrow Ø4.5

EPH1.0mm

EPH2.5mm

EPH4.0mm



Regular/Wide Ø4.5

EPH1.0mm

EPH2.5mm

EPH4.0mm




Regular/Wide Ø6.5

EPH1.0mm

EPH2.5mm

EPH4.0mm



スマートアバットメント 15°


【包装・希望医院価格】

1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P14)

六角付



種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	寸法 (mm)		色
				A	B	
Narrow	1.0	4.5	6B798	2.2	3.5	パープル
	2.5		6B799	3.7	5	
	4.0		6B800	5.2	6.5	
Regular/Wide	1.0	4.5	6B801	2.2	3.5	メタリック
	2.5		6B971	3.7	5	
	4.0		6B802	5.2	6.5	
	1.0	6.5	6B803	2.2	3.5	
	2.5		6B804	3.7	5	
	4.0		6B805	5.2	6.5	

Narrow Ø4.5

EPH1.0mm

EPH2.5mm

EPH4.0mm



Regular/Wide Ø4.5

EPH1.0mm

EPH2.5mm

EPH4.0mm



Regular/Wide Ø6.5


EPH1.0mm

EPH2.5mm


EPH4.0mm



チタンアバットメント用



Narrow Regular/Wide



CAD/CAMワキシングベース

【包装・希望医院価格】
1函=ワキシングベース1個、ワキシングスリーブ1本
【材質】ステンレス鋼、ポリオキシメチレン
※Aadvaアバットメントスクリュー別売

種類	製品 No.
Narrow	6B833
Regular/Wide	6B834

ワキシングスリーブ


【包装・希望医院価格】1函=5個
【材質】ポリオキシメチレン

種類	製品 No.
1種類	6B848


2ピースジルコニアアバットメント用

チタンベース

【包装・希望医院価格】
1函=1個 Aadvaアバットメントスクリュー付
【材質】Ti-6Al-4V
対応ドライバー: スキルドライバーPlus (P14)




種類	製品 No.
Narrow	7B325
Regular/Wide	7B326




2ピースジルコニアアバットメント製作ワークフロー

●データ送り



●模型送り




模型送りの際は下記QRコードより注文書をダウンロードし、ご記入の上パターン郵送時に同封してください。



※模型送りの場合にはチタンベースの事前購入が必要となります。

レディアバットメント




滅菌済 単回使用

レディアバットメント 六角付

【包装・希望医院価格】1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P14)

種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	H	色
Narrow	1.0	4.5	6B 742	2	パープル
	2.5		6B 743	3.5	
	4.0		6B 744	5	
Regular/ Wide	1.0	4.5	6B 745	2	メタリック
	2.5		6B 746	3.5	
	4.0		6B 747	5	
	1.0	6.5	6B 748	2	
	2.5		6B 749	3.5	
	4.0		6B 750	5	



Narrow Ø4.5



Regular/Wide Ø4.5



Regular/Wide Ø6.5




滅菌済 単回使用

レディアバットメント 六角なし

【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】Ti-6Al-4V合金
スクリューー体型アバットメント
対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P14)

六角なし



種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	H	色
Narrow	1.0	4.5	6B 751	2	パープル
	2.5		6B 752	3.5	
	4.0		6B 753	5	
Regular/ Wide	1.0	4.5	6B 754	2	メタリック
	2.5		6B 755	3.5	
	4.0		6B 756	5	
	1.0	6.5	6B 757	2	
	2.5		6B 758	3.5	
	4.0		6B 759	5	

Narrow Ø4.5



Regular/Wide Ø4.5



Regular/Wide Ø6.5



レディアバットメント インプレッションキャップ

【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】ポリオキシメチレン

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕA	H
$\phi 4.5$	6B909	5.5	11
$\phi 6.5$	6B910	7.2	11

Ø4.5



Ø6.5




レディアバットメント アナログ

【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕA	H
$\phi 4.5$	6B838	4.5	16.5
$\phi 6.5$	6B839	6.5	16.5

Ø4.5



Ø6.5



レディアバットメント プロテクティブキャップ

【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】ポリオキシメチレン

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕA	H
$\phi 4.5$	6B887	5.7	6.3
$\phi 6.5$	6B888	7.4	6.3

Ø4.5



Ø6.5



レディアバットメント バーンアウトキャップ クラウン

【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】ポリオキシメチレン

・回転止めあり

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕA	H
$\phi 4.5$	6B853	5	5.8
$\phi 6.5$	6B854	7	5.8

Ø4.5



Ø6.5



レディアバットメント バーンアウトキャップ ブリッジ

【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】ポリオキシメチレン

・回転止めなし

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕA	H
$\phi 4.5$	6B855	5	5.8
$\phi 6.5$	6B856	7	5.8


Ø4.5



Ø6.5



SRアバットメント



滅菌済 単回使用

SRアバットメント


【包装・希望医院価格】1函=1個、ホルダー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー：アバットメントドライバー (P16)

スクリュー一体型アバットメント

六角なし



種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	色
Narrow	1.0	3.8	6B 808	パープル
	2.5		6B 809	
	4.0		6B 810	
Regular	1.0	3.8	6B 811	メタリック
	2.5		6B 812	
	4.0		6B 813	
	1.0	4.8	6B 972	
	2.5		6B 814	
	4.0		6B 815	
Wide	1.0	6	6B 816	メタリック
	2.5		6B 817	
	4.0		6B 818	

Narrow

・ホルダー 同梱



←パープル

Ø3.8

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



Regular

・ホルダー 同梱

Ø3.8



←メタリック

Ø3.8

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



Ø4.8



←メタリック

Ø4.8

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



Wide


・ホルダー 同梱



←メタリック

Ø6.0

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



滅菌済 単回使用

SRアバットメント 17°, 30°


【包装・希望医院価格】

1函=1個、アングルスクリュー、アングルホルダー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー：スキルドライバーPlus (P14)

六角付



種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	寸法 (mm)	
				A	B
17°	1.0	4.8	6B 738	3.5	2.1
	2.5		6B 739	5	3.6
30°	1.0		6B 740	4.5	2.1
	2.5		6B 741	6	3.6

17°

EPH1.0mm EPH2.5mm



30°

EPH1.0mm EPH2.5mm



SRゴールドシリンダー

【包装・希望医院価格】1函=1個、スリーブ付
【材質】金合金、ポリオキシメチレン

種類	製品No.	寸法 (mm)
		H
φ 3.8	6B 873	3.25
φ 4.8	6B 874	3.75
φ 6	6B 875	3.75



SRプラスチックシリンダー

【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】PMMA


種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	6B 850	3.8	14
φ 4.8	6B 851	4.8	14
φ 6	6B 852	6	14



SRゴールドスクリュー



【包装・希望医院価格】
1函=1個
【材質】金合金
対応ドライバー:
スキルドライバーPlus(P14)




種類	製品No.
1種類	6B 876

SRチタンスクリュー



【包装・希望医院価格】
1函=1個
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー:
スキルドライバーPlus(P14)



種類	製品No.
1種類	6B 877


SRアバットメントプロテクティブキャップ

【包装・希望医院価格】1函=1個


【材質】純チタン

対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P14)

例: 径 = φ 4.8mm



38=φ 3.8mm
48=φ 4.8mm
60=φ 6.0mm



種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	6B 878	3.8	3.5
φ 4.8	6B 879	4.8	3.95
φ 6	6B 880	6.0	3.95

SRアバットメント

SRアバットメント プロビコーピング チタン

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	6B881	3.8	13.3
φ 4.8	6B882	4.8	14
φ 6	6B883	6	14




SRアバットメント プロビコーピング プラスチック

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】PEEK樹脂

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	6B884	3.8	14
φ 4.8	6B885	4.8	14
φ 6	6B886	6	14




SRアバットメント インプレッションコーピング トランスファー

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	6B892	3.8	7.6
φ 4.8	6B893	4.8	7.6
φ 6	6B894	6	7.6




SRアバットメント インプレッションコーピング ピックアップ

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

SRアバットメントガイドピン別売

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	6B898	3.8	7.8
φ 4.8	6B899	4.8	7.8
φ 6	6B900	6	7.8



SRアバットメント ガイドピン


【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ステンレス鋼

対応ドライバー: スキルドライバー Plus (P14)



種類	製品No.	寸法 (mm)
		A
7mm	6B905	1.85
12mm	6B906	6.85
17mm	6B907	11.85
23mm	6B908	17.85



ラボ専用




SRラボスクリュー

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ステンレス鋼

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P14)

種類	製品No.
1種類	6B849




SRアバットメント アナログ

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	6B840	3.8	14
φ 4.8	6B841	4.8	14.5
φ 6	6B842	6	14.5




SRアバットメント ポリッシングキャップ


【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	6B845	3.8	3.45
φ 4.8	6B846	4.8	3.8
φ 6	6B847	6	3.8



ボールアバットメント ★はインプラント Re との共通品




滅菌済 単回使用

Aadva ボールアバットメント

【包装・希望医院価格】1函=1個、ホルダー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー：アバットメントドライバー (P16)



種類	H (mm)	製品 No.	色
Narrow	1.0	6B 820	パープル
	3.0	6B 821	
	5.0	6B 822	
Regular/Wide	1.0	6B 823	メタリック
	3.0	6B 824	
	5.0	6B 825	

ボールアバットメント

・ホルダー 同梱



Narrow

H1.0mm



H3.0mm



H5.0mm



ボールアバットメント

・ホルダー 同梱



Regular/Wide


H1.0mm



H3.0mm



H5.0mm




メタルハウジング ★

【包装・希望医院価格】1函=OリングN付1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

●メタルハウジング緩衝スペース:0.3mm、0.5mm

品名	製品 No.
メタルハウジング3	6B 964
メタルハウジング5	6B 965



Aadva ボールアバットメント アナログ

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ステンレス鋼

種類	製品 No.
1種類	6B 857




OリングN ★

【包装・希望医院価格】1函=10個

【材質】ニトリルゴム

種類	製品 No.
1種類	6B 968




Oリングインサーター ★

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】ハンドル部分:ステンレス鋼 キャップ、スティック部分:PEEK樹脂

種類	製品 No.
1種類	7B 042



Narrow

EPH1.0mm EPH2.0mm EPH3.0mm EPH4.0mm EPH5.0mm EPH6.0mm




Aadva ロケーターアバットメント

【包装・希望医院価格】1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー:ロケーターアバットメントドライバー (P29)、コアツール (P30)




Regular/Wide

EPH1.0mm EPH2.0mm EPH3.0mm EPH4.0mm EPH5.0mm EPH6.0mm



種類	EPH	製品No.
Narrow	1.0	6B773
	2.0	6B774
	3.0	6B775
	4.0	6B776
	5.0	6B777
	6.0	6B778
Regular/Wide	1.0	6B779
	2.0	6B780
	3.0	6B781
	4.0	6B782
	5.0	6B783
	6.0	6B784



ロケーターアタッチメント★

【包装・希望医院価格】1函=2パック (セット包装)、1函=4個 (単品包装)

【材質】メーラ:ポリアミド

デンチャーキャップ (ブラックプロセシングメーラ付):Ti-6Al-4V合金、ポリエチレン

ブロックアウトスペーサー:シリコーン

セット包装


種類	製品No	仕様
メーラプロセシング パッケージ 2パック	6B706	デンチャーキャップ、ブロックアウトスペーサー各2個 メーラ (ブルー、ピンク、クリア) 各2個
メーラプロセシング パッケージ (角度対応) 2パック	6B707	デンチャーキャップ、ブロックアウトスペーサー各2個 メーラ (レッド、オレンジ、グリーン) 各2個

※1パック包装の販売はございません。デンチャーキャップ単品販売はございません。

単品包装

種類	製品No	維持力 (kgf)	使用角度*	仕様
メール (ブルー)	6B708	0.7	0～10°	各4個
メール (ピンク)	6B709	1.4		
メール (クリア)	6B710	2.3		
メール (レッド)	6B712	0.5	10～20°	
メール (オレンジ)	6B713	0.9		
メール (グリーン)	6B714	1.8		
メール (グレー)	6B711	0	0～20°	

※使用角度は1本あたり、インプラント間の角度は2倍になります。



ロケーターアバットメントドライバー★

【包装・希望医院価格】1函=1本

【材質】ステンレス鋼

製品No.	長さ (mm)
6B697	23
6B698	29

ロケータシステム ★はインプラント Re との共通品

補綴用コンポーネント



インプレッションコーピング ★

【包装・希望医院価格】1函=4個
【材質】アルミニウム合金、ポリエチレン
アバットメントレベルでの印象採得用

種類	製品No.
1種類	6B 699



ブラックプロセッシングメール ★

【包装・希望医院価格】1函=4個
【材質】ポリエチレン
デンチャー装着作業用

種類	製品No.
1種類	6B 700



ロケータアバットメントリテイニングスリーブ ★

【包装・希望医院価格】1函=4個
【材質】ポリサルフォン
アバットメント運搬時のホルダー


種類	製品No.
1種類	6B 705



ロケータブロックアウトスパーサー ★

【包装・希望医院価格】1函=20個
【材質】シリコン
デンチャーキャップ取込み時にアバットメントにレジンを巻き込ませないためのスパーサー


種類	製品No.
1種類	6B 703



ロケータパラレルポスト ★

【包装】1函=4個
【材質】ポリエチレン
ロケータアバットメントに装着し、インプラント間の角度確認で使用


種類	製品No.
1種類	6B 701



ロケータコイル ★

【包装・希望医院価格】1函=1本
【材質】ステンレス鋼
メール類の着脱およびアバットメント着脱に使用

種類	製品No.
1種類	6B 704




ロケータアングルメジャーメントガイド ★

【包装・希望医院価格】1函=1個
【材質】ステンレス鋼
パラレルポストを立てて角度を確認

種類	製品No.
1種類	6B 702

技工用コンポーネント



ロケータアナログ ★

【包装・希望医院価格】1函=4個
【材質】アルミニウム合金

種類	製品No.
φ 4mm	7B 009



ロケータプロセッシングスパーサー ★

【包装・希望医院価格】1函=4個
【材質】ポリオキシメチレン
デンチャーキャップのスペースを確保

種類	製品No.
1種類	7B 011

・ジーシー インプラント Aadva
高度管理医療機器 22600BZX00155000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントHRD
高度管理医療機器 22600BZX00157000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントSPSR
高度管理医療機器 22600BZX00509000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントASR
高度管理医療機器 22700BZX00156000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントB
高度管理医療機器 22700BZX00027000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントL
高度管理医療機器 22700BZX00066000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントFD
高度管理医療機器 22800BZX00059000
・ジーシー インプラント Aadva チタンベース
高度管理医療機器 22900BZX00132000
・ジーシー インプラント Aadva 上部構造材
管理医療機器 223AKBZX00222000
・ジーシー インプラント MS II
管理医療機器 223AKBZX00066000
・ジーシー インプラント ロケータアタッチメント
管理医療機器 225AKBZX00074000
・ジーシー インプラント Aadva ドリルシステム
管理医療機器 227AFBZX00061000
・インプラントマイジנגスタートドリル
管理医療機器 229AFBZX00065000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用器具
一般医療機器 13B1X00155000228
・ジーシー インプラント Aadva 技工用器材
一般医療機器 13B1X00155000229
・ジーシー インプラント・ホルダー
一般医療機器 13B1X00155000213
・ジーシー インプラント ロケータアタッチメント ドライバー
一般医療機器 13B1X00155000247
・ジーシー インプラント ロケータアタッチメント 補綴用コンポーネント
一般医療機器 13B1X00155000248
・ジーシー インプラント ロケータアタッチメント 技工用コンポーネント
一般医療機器 13B1X00155000246
発売元・製造販売元 / 株式会社ジーシー

・ジーシー インプラント Aadva インスツルメント
一般医療機器 09B2X00010G000061
・ジーシー インプラント Aadva マシン用インプラントドライバー
一般医療機器 223AGBZX00172000
・ジーシー インプラント・補綴用インスツルメント マシンアバットメントドライバー
一般医療機器 09B2X00010G000047
・ジーシー インプラント・補綴用インスツルメント アバットメントスクリュードライバー
一般医療機器 09B2X00010G000027
・ジーシー インプラントRe・補綴用インスツルメント マシン用スキルドライバーPlus
一般医療機器 09B2X00010G000008
・ジーシー インプラントRe・補綴用インスツルメント スキルドライバーPlus
一般医療機器 09B2X00010G000006
・ジーシー インプラントRe・外科用インスツルメント トルクレンチ/トルクレンチアダプター
一般医療機器 09B2X00010G000002
・ジーシー インプラントRe・外科用インスツルメント トルクレンチアダプターハンドル
一般医療機器 09B2X00010G000003
・ジーシー インプラント MS II・技工用インスツルメント
一般医療機器 09B2X00010G000072
発売元 / 株式会社ジーシー 製造販売元 / 株式会社シオダ

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実測データは、2019年3月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ずマニュアル
および添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町 76 番 1 号

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支 店
●東 京 (03) 3813-5751 ●大 阪 (06) 4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東 北 (022) 207-3370 ●九 州 (092) 441-1286

ご注文いただく前にご確認ください

インプラント体

- (1) カバースクリュー(P5)は別売です。
2回法の際はカバースクリュー(P5)を1回法の際にはヒーリングスクリュー(P5)を必ずご準備ください。

インスツルメント


- (1) インプラントドライバー(P14)はそれぞれ専用の製品があります。




異なるドライバーではインプラントを**埋入できません**。

アバットメント

- (1) EPHはEmergence Profile Heightの略です。
症例に応じて適切なEPHのアバットメントを選択してください。




- (2) CAD/CAM ワキシングベース (P21) にワックスアップする際は所定の始点よりワックスアップしてください。
(3) CAD/CAM ワキシングベース Narrow (P21) には識別用の溝が付与されています。



- (4) レディアバットメント (P22) は削合せずにご使用してください。
(5) ラボスクリュー(P27)は模型上のみでご使用ください。ラボスクリューを口腔内で使用すると**錆びる恐れ**があります。
(6) 各アバットメント締結の際は、製品の推奨締結トルク値をご確認ください。
過剰なトルク、低すぎるトルクはスクリューの緩み、破折につながる恐れがあります。

その他

- (1) ドリルエクステンションは、ドリル以外には使用しないでください。ドリル以外に使用した場合、**破損につながる恐れ**があります。





FAXでのご注文

ジーシー受注センター



0120-248117

FAX注文用紙は、インプラントサイトよりダウンロードしてご利用いただけます。
または、裏表紙のFAX注文用紙をコピーしてご利用いただくことも可能です。

セレクトサービスについて

サービス対象製品

- ① インプラント体（フィクスチャー）
- ② カバースクリュー
- ③ ヒーリングスクリュー

セレクトサービスは手術で使用するインプラント体に加え、使用する可能性のある製品も併せて一旦ご購入いただき、治療後に未使用分をご返品いただくものです。

※本サービスは、インプラントクラブ会員様のみご利用いただけるサービスです。
※ご注文の場合は**セレクトサービス専用の注文用紙**が必要になります。

返品について

通常のご注文では返品は受け付けておりません。
セレクトサービスで、返品条件にあった製品のみ受け付けております。

お届けについて

当日発送の受付締切時間は
13時30分です。

- 13時30分以降のご注文につきましては、翌営業日の発送とさせていただきます。
（※手術日の2～3日前までの到着を目安に早めのご注文をお願いします。）
- 宅急便にて配送いたしますが、配達時刻の指定はできません。
- 天候・交通事情等により製品の到着に時間がかかる場合があります。
- 土・日・祝日・夏季休業・年末年始のご注文は翌営業日の発送とさせていただきます。

製品のお届け目安

●：配達可能 △：一部地域

配達エリア	ご注文 受付時刻	翌日 午前中	翌日 午後	翌々日 午前中
本州・四国	月～金 13時30分 まで	●	△	△
九州		△ 福岡のみ	●	△
北海道・沖縄		×	×	●

お問合せ先一覧

製品のご注文・配送に関するお問合せ

株式会社ジーシー 受注センター

〒174-8585 東京都板橋区蓮沼町76-1 TEL：03-3558-1204（平日9：00～17：00）

製品に関するお問合せ

株式会社ジーシー 営業部 インプラントセンター

〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14 TEL：03-3815-1720（平日9：00～17：00）

CAD/CAM加工製品に関するお問合せ

株式会社ジーシー（お客様窓口）

〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14 TEL：0120-416480（平日9：00～17：00）
<http://www.gcdental.co.jp/cadcam/>

下記用紙をコピーしてご使用ください

※セレクトサービスのご注文は別途専用の注文用紙が必要になります。

【ご注文日】 月 日 【送信枚数】 枚目/ 枚中



ジーシーインプラント
FAX 注文用紙

FAX フリーダイヤル 0120-248117
番号のおかけ間違いにご注意ください

ご請求先 ※印は必ずご記入ください。

貴医院名/技工所名	
※	
貴医院/技工所	電話番号
※	
お取引販売店	
※	支店

備考欄	
-----	--

お届け先 ご請求先とお届け先が異なる場合はご記入ください。

貴医院名/技工所名	
貴医院/技工所	電話番号
貴医院/技工所	ご住所
〒	
ご記入 担当者	
GC 記入欄（お客様コード）	

	製品番号	発注数量	製品名
1	B		
2	B		
3	B		
4	B		
5	B		
6	B		
7	B		
8	B		

製品のお届け

当日発送の締切時間は13時30分です。
13時30分以降のご注文につきましては
翌営業日の発送とさせていただきます。

手術日の2～3日前までの到着を目安に早めのご注文をお願いします。
● 宅配便にて配達いたしますが、配達時刻の指定はできません。
● 交通事情等により製品の到着に時間がかかる場合があります。
● 土・日・祝日・夏季休暇・年末年始のご注文は翌営業日の
発送とさせていただきます。

製品のお届け目安

配達エリア	ご注文 受付時刻	翌日 午前中	翌日 午後	翌々日 午前中
本州・四国	月～金	●	△	△
九州	13時30分	△	●	△
北海道・沖縄	まで	福岡のみ ×	×	●

●：配達可能 △：一部地域

FAX

フリーダイヤル 0120-248117

製品の配送に関する
お問い合わせ
（株）ジーシー受注センター
TEL:03-3558-1204

ジーシーは イ イ ナ

製品に関するお問い合わせ
お取引販売店様もしくは
（株）ジーシー営業部
TEL: 03-3815-1720