





UNIFAST III
FOR CONVENIENT USE



EN

1. LIQUID BOTTLE

After refilling the liquid bottle, make sure to close the bottle tightly.

2. TRAYS

Upper or lower trays can be used in various ways for convenient use.

3. DISPOSABLE DISPENSING DISH

The corrugated surface of the dispensing dish is for cleaning the brush. The resin sticking on the brush can be cleaned off by rubbing the brush on the corrugated surface. Repeat this by rotating the brush to clean thoroughly.

DE

1. FLÜSSIGKEITSFLASCHE

Nach dem Nachfüllen die Flasche umgehend fest verschließen.

2. TRAYS

Trays können auf verschiedene Art und Weise zur Arbeitserleichterung verwendet werden.

3. EINWEG DISPENSERSCHÄLCHEN

Die raue Oberfläche ist zum Pinselreinigen gedacht; Anhaftungen am Pinsel können dort abgestreift werden. Durch Drehen des Pinsels wird dieser gründlich gereinigt.

FR

1. FLACON DE LIQUIDE

Après avoir rempli le flacon, assurez vous que l'embout verseur soit bien serré au flacon.

2. PLATEAUX

Les plateaux hauts et bas peuvent-être utilisés de différentes manières pour un emploi pratique.

3. PALETTE D'APPLICATION JETABLE

La surface ondulée de la palette d'application est faite pour nettoyer la brosse. La résine qui colle à la brosse peut être nettoyée en frottant la brosse sur la surface ondulée. Répétez cette opération en tournant la brosse pour la nettoyer complètement.

IT

1. BOTTIGLIA PER LIQUIDO

Dopo aver riempito la bottiglia di liquido, assicurarsi di chiudere la bottiglia fermamente.

2. VASSOIETTI

I vassoietti possono essere usati convenientemente in vari modi.

3. PIATTINO DISPENSER MONOUSO

La superficie corrugata del piattino serve per pulire il pennello. La resina che resta incollata al pennello può essere asportata sfregando il pennello sulla superficie corrugata. Per una pulizia accurata ripetere l'operazione ruotando il pennello.

ES

1. BOTELLA DEL LÍQUIDO

Después de echar nuevamente el líquido en la botella, hay que estar seguro de haber cerrado bien la botella.

2. BANDEJAS

Las bandejas de abajo y de arriba se pueden usar para un uso cómodo y práctico en varias formas.

3. PLATILLO DESECHABLE

La superficie ondulada del platillo es para limpiar el pincel. La resina pegada en el pincel, se puede quitar frotando el pincel en la superficie ondulada. Hay que frotar el pincel hasta que esté bien limpio.

NL

1. VLOEISTOF FLESJE

Verzeker u ervan dat het vloeistofflesje goed wordt afgesloten na het hervullen.

2. STANDAARD

De boven- en onderstandaards kunnen op verschillende manieren praktisch worden gebruikt.

3. WEGWERP DAPPENSCHAALTJES

Het geribbelde deel van het dappenschaaltje is voor het reinigen van het penseel. De kunstharz welke aan het penseel kleeft, kan worden verwijderd door het penseel over het geribbelde deel te wrijven. Om grondig te reinigen dit herhalen en het penseel tegelijkertijd roteren.

DA

1. FLASKEN MED VÆSKE

Efter opfyldning af flasken, sørg for at den er ordentlig lukket.





2. OPBEVARING

Opbevaring kan ske på flere måder.

3. ENGANGS DAPPENBÆGERE

Den rufede del anvendes til at rengøre penslen på. Den del af penslen som dyppes i akrylatet kan rengøres på den rufede flade. Gentag rengøringsprocessen ved at føre penslen et antal gange henover rillerne.

UNIFAST III FOR CONVENIENT USE



SV

1. VÄTSKEFLASKA

Efter påfyllning av flaskan, se till att flaskan är ordentligt tillsluten.

2. FÖRVARING

Förvaring kan ske på flera olika sätt.

3. ENGÅNGS DAPPENBÄGARE

Den korrugerade delen används för att använda rengöra penseln. Den del av penseln som doppas i akrylatet kan rengöras på den korrugerade delen. Repetera rengöringsprocessen genom att rotera penseln ett flertal gånger.

PT

1. FRASCO DE LÍQUIDO

Depois de encher o frasco de líquido, feche bem o frasco.

2. TABULEIROS

Os tabuleiros superior e inferior podem ser utilizados de diferentes formas para maior conveniência.

3. PRATO DESCARTÁVEL

A superfície ondulada do prato serve para limpar o pincel. A resina que fica colada ao pincel pode ser limpa esfregando o pincel na superfície ondulada. Repita o movimento rodando o pincel para limpar completamente.

EL

1. ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΥΓΡΟΥ

Μετά το γέμισμα του μπουκαλιού με υγρό, βεβαιωθείτε ότι κλείσατε καλά το καπάκι του.

2. ΔΙΣΚΑΡΙΑ

Το επάνω ή κάτω δισκάριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους για βολική χρήση.

3. ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η αυλακωτή επιφάνεια του δοχείου ανάμειξης είναι για τον καθαρισμό του πινέλου. Η ρητίνη που κολλάει στο πινέλο μπορεί να καθαριστεί τρίβοντάς το στην αυλακωτή επιφάνεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία στρίβοντας το πινέλο ώστε να καθαριστεί πλήρως.

RU

1. Флакон для жидкости

После повторного наполнения флакона для жидкости убедитесь, что Вы плотно закрыли крышку флакона.

2. Лотки

Верхние и нижние лотки могут использоваться различным образом, облегчая Вам работу.

3. Одноразовый блок для замешивания

Рифлёная поверхность блока для замешивания предназначена для очистки кисти. Материал, прилипший к кисти, можно счищать, проводя кистью по рифлёной поверхности. Для наиболее эффективной очистки проведите по рифлёной поверхности кистью несколько раз, при этом поворачивая её.

TR

1. SIVI ŞİŞESİ

Sıvı şişesini yeniden doldurduktan sonra şişeyi sıkıca kapattığınızdan emin olun.

2. TEPSİLER

Üst veya alt tepşiler uygun kullanım için çeşitli şekillerde kullanılabilir.

3. TEK KULLANIMLIK HAZIRLAMA KABİ

Fırçayı temizlemek için hazırlama kabının kıvrımlı yüzeyini kullanın. Fırçayı kıvrımlı yüzeyde ovalayarak fırçayı yapışan reçineyi temizleyebilirsiniz. İyice temizlemek için fırçayı çevirerek bu işlemi tekrarlayın.

PL

1. BUTELKA NA PŁYN

Po powtórnyim napełnieniu butelki płynem upewnij się, że butelka jest szczelnie zamknięta.

2. TACKI

Górna i dolna tacka może być wykorzystana w różny sposób dla ułatwienia pracy.

3. Jednorazowe pojemniki do odmierzania

Powierzchnia karbowana pojemnika do odmierzania służy do oczyszczania pędzelka. Żywicę przyklejoną do pędzelka można usunąć przez ocieranie pędzelka o karbowaną powierzchnię. Powtarzając to i obracając pędzelek można go dokładnie oczyścić.