



GC Austria GmbH  
Swiss Office

# LABORATOIRE TOP NEWS & HIGHLIGHTS

Offres valable jusqu'au 31.12.2020

**GC**

# NOUVEAU

## Aadva® ALS 2

Aadva Lab Scanner avec un flux de travail intuitif unique

Simplicité. Précision. Productivité.

### Scan hybride

Vous permet d'améliorer la numérisation des modèles : numérisez simplement l'empreinte et le modèle en plâtre et le logiciel les combinera pour vous fournir un modèle de travail numérique détaillés.



Scan hybride

### Numérisation intelligente

Pour réduire, voire éliminer le recours à de nouvelles étapes de scannage, cette fonctionnalité créera une stratégie de numérisation spécifique.



Numérisation intelligente

### Scan de l'occlusion

Cette fonctionnalité favorise l'enregistrement complet de l'occlusion, en scannant simplement un ensemble des points de référence sur les modèles en plâtre.



Scan de l'occlusion

**Flux de travail de Aadva ALS 2 par rapport au flux conventionnel**  
La réduction du nombre de balayage augmente ainsi votre productivité.

### Flux de Aadva


Scan de l'empreinte → Scan du modèle → Scan de l'antagoniste

### Flux d'un scan conventionnel

Scan du modèle → Scan du die → ... → Scan de l'antagoniste → Scan du mordu



Aux vidéos



## Êtes-vous intéressé ?

Votre spécialiste GC se tient à votre disposition pour des conseils personnalisés.

## Aadva ALS 2

MAINTENANT À PARTIR DE 14.790,- CHF ~~18.480,- CHF~~



### Couleur complète

Numérisation de texture ; contraste élevée et résolution



### Vitesse et qualité

Axe z automatisé et écran tactile



### Caméra Full HD 5MP

Triangulation de lumière frangée, LED de lumière bleue



### Précision constante

4µm précision selon la norme ISO 12836



### Intégration complète d'exocad

et export STL ouvert

**exocad**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### Mesure ( X × Y × Z ) mm

80 × 60 × 85  
Caméra 5MP  
Précision de 4 µm selon ISO 12836  
Technologie de capteur  
Triangulation à la lumière rayée  
LED bleue  
Numérisation de texture monochrome  
Scan de texture couleur  
Écran tactile  
Axe Z entièrement automatisé  
Articulator scan  
Multi die scan  
TripleTray scan  
Impression scan

#### Spécifications informatiques recommandées pour ALS 2 et Aadva Scan :

Windows 10 64-Bit  
i7 avec 6 × 4.7 GHz  
32 GB RAM  
USB 3.0 Port  
100 – 250 GB SSD  
Carte graphique avec 6 GB RAM  
Temps de numérisation  
Mâchoire complète 33 secondes  
Dent unitaire 36 secondes  
Bridge 3 unités 36 secondes



## Initial™ LiSi Press

Nouvelle céramique pressée révolutionnaire –  
pour une solidité unique alliée  
à une esthétique exceptionnelle

GC étend les frontières  
Initial LiSi press avec des  
nouvelles teintes.

## OFFRE 1

4 AU PRIX  
DE 3!7 AU PRIX  
DE 5!93,60 CHF  
Prix par paquet

Recevez 4 paquets Initial LiSi Press Ingots (à 5 x 3 g)  
au prix de 3 !  
Recevez 7 paquets Initial LiSi Press Ingots (à 5 x 3 g)  
au prix de 5 !

Mélange de teintes possible.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

- Résistance incomparable à la flexion grâce à la technologie HDM
- Esthétique inégalée en combinaison avec la céramique de stratification LiSi et l'Initial Lustre Pastes NF
- Vaste choix de couleurs chaudes et éclatantes avec une excellente fluorescence
- Pratiquement aucune couche de réaction après le démoulage

Informez-vous auprès de votre conseiller personnel GC sur la céramique pressée unique et révolutionnaire Initial LiSi et consultez nos offres spéciales Initial LiSi Press !

Aux  
vidéos

## RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ !

Il s'agit en outre d'une offre « satisfait ou remboursé ».  
Si le produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez retourner le paquet à votre distributeur et vous faire rembourser le prix d'achat (valable seulement 4 semaines à compter de la date de livraison du distributeur).

## OFFRE 2

LISI PRESSVEST  
INTRO GRATUIT !93,60 CHF  
Prix par paquet

Commandez 5 x Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) + 2 x LiSi PressVest Intro Kit **gratuit** !  
(N°art. 901427; 6 x 100 g Powder, 135 ml Liquid, 30 ml SR Liquid) id'une valeur de à 58,60 CHF.

Mélange de teintes possible.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez dès maintenant un kit  
de calibrage !

Unités d'emballage : 5 x 3 g à 93,60 CHF

N°art. 901428 HT-EXW  
N°art. 901429 HT-BLE  
N°art. 901430 HT-E57  
N°art. 901431 HT-E58  
N°art. 901432 HT-E59  
N°art. 901433 HT-E60  
N°art. 901434 MT-B00  
N°art. 901435 MT-B0

N°art. 901436 MT-A1  
N°art. 901437 MT-A2  
N°art. 901438 MT-A3  
N°art. 901439 MT-B1  
N°art. 901440 MT-B2  
N°art. 901441 MT-C1  
N°art. 901442 MT-C2  
N°art. 901443 MT-D2

N°art. 901538 LT-A1  
N°art. 901539 LT-A2  
N°art. 901540 LT-A3  
N°art. 901543 LT-B1  
N°art. 901544 LT-B2  
N°art. 901545 LT-C1  
N°art. 901546 LT-C2  
N°art. 901547 LT-D2

N°art. 901444 LT-A  
N°art. 901445 LT-B  
N°art. 901446 LT-C  
N°art. 901447 LT-D  
N°art. 901448 MO-0  
N°art. 901449 MO-1  
N°art. 901450 MO-2  
N°art. 901541 LT-B00  
N°art. 901542 LT-B0

## Initial™ LiSi

Céramique pour disilicate de lithium.  
Un système de teintes –  
un système de stratification

Aux  
vidéos

Demandez votre  
offre spéciale !

## OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 810,80 CHF

N°art. 877086 **Initial LiSi Basic Set** 733,20 CHF  
Initial LiSi, Dentine, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g  
Initial LiSi, Email, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g  
Initial LiSi, Fluorescence claire, CL-F, 20 g  
Initial LiSi, Translucide, TN/TO, 20 g  
Initial LiSi, Bleach dentine, BLD-2, 20 g  
Initial LiSi, Bleach email, BL-E, 20 g  
Initial LiSi, Modificateur translucide, TM-01/TM-05, 20 g  
Initial AL,Zr,Ti/Glacage INvivo-INSitu, GL, 10 g  
Initial AL,Zr,Ti /Liquide de glacage INvivo-INSitu, GL, 10 g  
Initial LiSi, Liquide de modelage, 50 ml  
Initial LiSi, Nuancier  
C Initial LiSi, Manuel technique

N°art. 877087 **Initial LiSi Advanced Set** 888,60 CHF  
Initial LiSi, Email occlusal, EO-15, 20 g  
Initial LiSi, Fluo-dentine, FD-91/ FD-92/FD-93, 20 g  
Initial LiSi, Email opale, EOP-2/ EOP-3/EOP-4, 20 g  
Initial LiSi, Cervical-translucide, CT-22/ CT-23/CT-24/CT-25, 20 g  
Initial LiSi, Face interieure, IN-41/ IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/ IN-50/IN-51, 20 g  
Initial LiSi, Liquide de modelage, 50 ml  
Initial LiSi, Nuancier

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

## GC LiSi PressVest

Le secret du GC LiSi PressVest :  
Moins de couche de réaction  
et un retrait plus facile

## LISI PRESSVEST

1 LIQUIDE GRATUIT !

À PARTIR DE 210,80 CHF  
Prix par paquet

Commandez 1 paquet LiSi PressVest  
+ 1 liquide gratuit !

Valable pour les unités d'emballage suivantes :  
N°art. 901424 **LiSi PressVest**  
210,80 CHF\* | 6 kg poudre (60 x 100 g)  
+ N°art. 901425 **LiSi PressVest Liquid**  
42,50 CHF\*, 900 ml liquide gratuit !

Accessoires :  
N°art. 901426 **LiSi PressVest SR Liquid**,  
100 ml; 64,40 CHF

Mise en revêtement  
& pressée

- Retrait aisé de la couche de réaction avec la LiSi Press
- Fluidité très élevée
- Plus de temps pour la mise en revêtement
- Temps de prise stable

La combinaison de l'agent séparateur unique inclus dans la poudre du revêtement avec le Liquide GC LiSi PressVest SR permettent de créer un vide ou « ligne de séparation » qui fragilise la couche de réaction.



## Initial™ Zr-FS

Système céramique  
aux indications multiples

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 1900,40 CHF

Initial ZR-FS Basic + Advanced Set

N°art. 877010 **Basic Set**; 1900,40 CHF\*  
N°art. 877011 **Advanced Set**; 1900,40 CHF\*N°art. 877068 **Bleach Set**; 351,00 CHF\*  
N°art. 877072 **Gum Shades Set**; 317,70 CHF\*Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.Demandez votre  
offre spéciale !

## Initial™ MC

„State of the art“ –  
Céramo-métal

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 2041,30 CHF

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set

N°art. 877045 **Basic Set mit Opaquer Poudre** 1668,90 CHF  
N°art. 877001 **Basic Set mit Opaquer Paste** 1509,50 CHF  
N°art. 877046 **Basic Plus Set mit Opaquer Poudre** 1660,30 CHF  
N°art. 877002 **Basic Plus Set mit Opaquer Paste** 1552,30 CHF  
N°art. 877003 **Advanced Set** 1020,20 CHFN°art. 877070 **Gum Shade Set (Opaquer Poudre)** 279,90 CHF  
N°art. 877071 **Gum Shade Set (Opaquer Paste)** 249,20 CHF  
N°art. 877065 **Bleach Set** 343,40 CHF\*  
N°art. 877083 **Initial MC Classic Line Paste Opaque Set** 575,50 CHFToutes les teintes sont également disponibles en recharge.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.Demandez votre  
offre spéciale !initial™  
Painting Solutions

## Initial™ Spectrum Stains

L'art de peindre les céramiques –  
solutions céramique 2D et 3D  
... de GCCouronne à  
texture fine prête  
à être glacéeGlaçage avec  
la consistance  
liquide ou pâteAprès cuisson :  
coloration et  
glaçage préservant  
la fine texture

Coloration interne ...



... ou externe

PRIX SPECIAL!  
RISK FREE

MAINTENANT AB 460,90 CHF

N°art. 877094 **Initial Spectrum Stain Set**  
16 x GC Initial Spectrum Stain; SPS1 – SPS16, 3 g; 1 x Initial  
Spectrum Glaze powder GL, 10 g; 1 x Initial Spectrum  
Glaze- Liquid, 25 ml; 1 x Initial; Spectrum Glaze-Pasten-Liquid,  
8 ml; 1 x Initial Spectrum color chart

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.

Prix promotionnel valable après consultation d'un  
consultant GC et en combinaison avec l'achat de la  
promotion de transfert initiale.

## Une large gamme d'applications

- Caractérisation et individualisation des céramiques
- Individualisation de la céramique stratifiée
- CET adapté et compatible avec toutes les céramiques dentaires
- Un coffret pour tous les systèmes

## Une large gamme de couleurs

- Masses en poudre
- 16 couleurs

NOUVEAU

manuel  
technique :Painting  
Solution :Laissez votre consultant  
GC personnel vous  
conseiller sur **les  
colorations uniques et  
révolutionnaires du  
spectre Initial™** et  
**obtenez vos offres  
spéciales !**

## GC FUJIROCK® EP

Nouvelle gamme de produits utilisé  
pour la réalisation de toutes sortes de  
prothèses dentaires

OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !

Recevez 5 paquets de Fujirock EP au prix de 4 !

N°art. 890226 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 12 kg; 99,70 CHF  
N°art. 890222 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 5 kg; 51,70 CHF  
N°art. 890225 **FUJIROCK EP, Classic Line, Topaz Beige** 5 kg; 57,00 CHFN°art. 890365 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 11 kg; 101,70 CHF  
N°art. 890364 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 4 kg; 46,70 CHF  
N°art. 890366 **FUJIROCK EP, Premium Line, Polar White**, 4 kg; 46,70 CHF  
N°art. 890367 **FUJIROCK EP, Premium Line, Inca Brown**, 4 kg; 46,70 CHF  
N°art. 890368 **FUJIROCK EP, Premium Line, Titanium Grey**, 4 kg; 46,70 CHFOffre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC  
et seulement valable dans la même unité d'emballage.  
Prix par paquet.

## GC Fujirock EP Premium

Une version spéciale du GC Fujirock EP déve-  
loppée pour les techniques exigeantes telles  
que les travaux implantaires étendus et les  
indications complexes des travaux céramiques.La composition améliorée de la poudre et ses couleurs  
raffinées offrent à ce nouveau plâtre une variété  
d'applications. Les cas esthétiques exigeants passent par  
plusieurs procédures au laboratoire ... modèle en cire,  
fausse gencive, balayage numérique, finition et polissage ...  
et le modèle en plâtre est bien le fondement de la qualité.  
Pour une parfaite présentation de vos travaux esthétiques.

Ratio P/L	20 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.
Temps de prise	9-12 min.
Temps de retrait	25-35 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.09 %
Résistance à la compression	≈ 60 Mpa



## GC Fujirock EP Classic

Le plâtre de type 4 les plus populaire  
au mondeFujirock EP – des plâtres « classiques » parfaits pour  
toutes sortes de prothèses. Ils combinent précision  
élevée, dureté des bords exceptionnelle et stabilité  
à haute pression. Fujirock EP est très fluide tout en  
restant thixotrope pour une manipulation facilitée et  
sans bulles d'air.

Ratio P/L	20 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.
Temps de prise	10-13 min.
Temps de retrait	30-40 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.09 %
Résistance à la compression	≈ 53 Mpa



# NOUVEAU

## GRADIA® PLUS

Système Composite Modulaire pour les restaurations indirectes

Un nouveau standard dans le réalisme et la stratification des teintes

- La rencontre de l'innovation et de l'indication
- Technologie polymère céramique de pointe
- Esthétique rouge et blanc en parfaite harmonie
- Consistance pâteuse ou fluide
- Rationnel et modulaire
- Polymérisation à la vitesse de la lumière

**ECONOMISEZ 35 %**

**A** 1567,60 CHF ~~2411,60 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set A  
N°art. 901048 **Layer Set** 1096,10 CHF  
N°art. 901050 **Paint Set** 692,30 CHF  
N°art. 901053 **Accessory Set** 623,00 CHF

**ECONOMISEZ 35 %**

**B** 2212,60 CHF ~~3403,90 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set B  
N°art. 901048 **Layer Set** 1096,10 CHF  
N°art. 901409 **Layer Pro Set** 992,30 CHF  
N°art. 901050 **Paint Set** 692,30 CHF  
N°art. 901053 **Accessory Set** 623,00 CHF

**ECONOMISEZ 35 %**

**C** 1252,50 CHF ~~1926,90 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set C  
N°art. 901052 **One Body Set** 611,50 CHF  
N°art. 901050 **Paint Set** 692,30 CHF  
N°art. 901053 **Accessory Set** 623,00 CHF

**ECONOMISEZ 35 %**

**D** 870,- CHF ~~1338,50 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set D  
N°art. 901051 **GUM Set** 704,10 CHF  
N°art. 901053 **Accessory Set** 623,00 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Maintenant avec une nouvelle cuvette pour la technique d'injection.



Contactez votre distributeur GC personnel pour plus d'informations.



Voir le tableau de couleurs complet Gradia Plus ici :



Cliquez ici pour le manuel technique Gradia Plus :



Vous pouvez voir ici divers retour d'information sur l'utilisation :



## EXACLEAR

Votre partenaire pour les situations cliniques exigeantes



Silicon EXACLEAR sur le wax



Injection du composite



Polymériser



Finition avec Lustre Paint CLF



Piliers implantaires temporaires avec GRADIA PLUS opaque et Fibre de verre renforcée avec GC Stick



Injection



Finissage avec Lustre Paint CLF

Cas cliniques: Stephen Lusty, Royaume-Uni EXACLEAR, GC Stick et GRADIA PLUS sont des marques commerciales de GC.



Aux vidéos



Vous trouverez plus d'informations sur Exaclear dans la partie pratique page 23.

# NOUVEAU

**OFFRE**

**6 AU PRIX DE 5 !** 77,30 CHF

Prix par paquet

Recevez 6 paquets EXACLEAR au prix de 5 !

N°art. 012792 **EXACLEAR**  
2 cartouches (48 ml), 6 Mixing tips II taille S

Accessoires :  
N°art. 900114 60 **Mixing tips II** taille L; 81,80 CHF

**Vinyl Polysiloxane transparent – votre partenaire pour la technique d'injection en combinaison avec GRADIA PLUS**

- Manipulation facile
- réglage rapide
- excellent contrôle des détails

## Labolight DUO

Unité de polymérisation LED mode duale pour résine composite indirecte 2 appareils en 1 !

Pré-photopolymérisation (mode step)  
Mode de photo-polymérisation finale (mode full)

### Avantages

- La technologie LED
- Technologie LED double longueur d'ondes
- LED bleues : 465 nm - 485 nm
- LED violettes : 390 nm - 400 nm
- Photo-polymérisation optimale de tous les matériaux dentaires photo-polymérisables
- Temps réduit du cycle de lumière
- Longue durée de vie des LED

**OFFRE**

**LABOLIGHT & GRADIA PLUS** À PARTIR DE 2182,90 CHF

Labolight DUO Kombi-Set avec GRADIA PLUS Sets

N°art. 009137 **Labolight DUO Kombi-Set**  
Labolight DUO prix special lors de l'achat d'un Combi set  
Gradia PLUS : 2182,90 CHF  
Labolight DUO prix normal : 3222,90 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

**PRIX SPECIAL !**

**OFFRE DUO** À PARTIR DE 2238,90 CHF

N°art. 009137 **Labolight DUO**  
Prix normal 3222,90 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



## Pattern Resin LS

Résine acrylique pour maquette  
à faible rétraction

Une résine appréciée et reconnue pour la réalisation de tous types  
d'attachements, couronnes coniques et télescopiques, suprastructures  
d'implants etc.

- Rétraction minimale : Précision des  
maquettes et des coulées
- Dureté et résistance élevées : Stabilité  
même en cas de parois très fines
- Totalement calcinable, sans résidus :  
Surface de coulée lisse et nette



PATTERN RESIN LS

SUPPORT EN MÉTAL GRATUIT !

102,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 890076 **Pattern Resin LS Stand Promo**  
+ Support en métal gratuit !


Contenu: 100 g powder, 105 ml liquid, 2 mixing cups,  
1 brush no.4, 1 pipette



NEU

## Get Connected SMILE Program

Soyez prêt à gagner des Smiles



Le liquide de votre  
revêtement est gratuit !



FUJIVEST  
PREMIUM

1 LIQUIDE GRATUIT !

AB 142,20 CHF

Prix par paquet

Acheter 1 paquet de poudre valable  
pour les emballages suivants :  
N°art. 890182 **FujiVest Premium**  
169,10 CHF | 6 kg poudre (100 x 60 g)  
N°art. 890183 **FujiVest Premium**  
142,20 CHF | 6 kg poudre (40 x 150 g)  
N°art. 890184 **FujiVest Premium**  
162,40 CHF | 6 kg poudre (67 x 90 g)  
+ N°art. 890186 **FujiVest Premium Liquid**  
34,50 CHF | 900 ml liquide **gratuit** !

Prenez de l'avance  
et commandez votre  
revêtement avant  
l'hiver et évitez le  
risque de gel !



FUJIVEST PLATINUM  
II

1 LIQUIDE GRATUIT !

AB 171,30 CHF

Prix par paquet

Acheter 1 paquet de poudre valable  
pour les emballages suivants :  
N°art. 900671 **FujiVest Platinum II**  
204,60 CHF | 6 kg poudre (100 x 60 g)  
N°art. 900672 **FujiVest Platinum II**  
200,70CHF | 6 kg poudre (67 x 90 g)  
N°art. 900673 **FujiVest Platinum II**  
171,30 CHF | 6 kg poudre (40 x 150 g)  
+ N°art. 900676 **FujiVest Platinum II Liquid**  
34,50 CHF, 900 ml liquide **gratuit** !



FUJIVEST SUPER

1 LIQUIDE GRATUIT !

AB 175,60 CHF

Prix par paquet

Acheter 1 paquet de poudre valable  
pour les emballages suivants :  
N°art. 800023 **FujiVest Super**  
197,90 CHF | 6 kg poudre (100 x 60 g)  
N°art. 800024 **FujiVest Super**  
175,60CHF | 6 kg poudre (40 x 150 g)  
N°art. 800026 **FujiVest Super**  
192,50 CHF | 6 kg poudre (67 x 90 g)  
+ N°art. 800025 **FujiVest Super Liquid**  
35,60 CHF, 900 ml liquide **gratuit** !  
ou  
+ N°art. 800029 **FujiVest Super High Expansion**  
35,60 CHF, 900 ml liquide **gratuit** !



LISI PRESSVEST

1 LIQUIDE GRATUIT !

À PARTIR DE 210,80 CHF

Prix par paquet

Acheter 1 paquet LiSi PressVest Poudre  
N°art. 901424 **LiSi PressVest**  
210,80 CHF | 6 kg poudre (60 x 100 g)  
+ N°art. 901425 **LiSi PressVest Liquid**  
42,50 CHF, 900 ml liquide **gratuit** !  
N°art. 901426 **LiSi PressVest SR Liquid**  
64,40 CHF | 100 ml liquide

# NOUVEAU

## GC Temp PRINT

Composite photopolymérisable imprimable en 3D pour couronnes et ponts provisoires

Construire des ponts pour l'avenir

**Impression plus facile de restaurations complexes** sans gaspillage de matériau ! GC Temp PRINT est un **matériau biocompatible** de classe II pour les couronnes et ponts temporaires sans méthacrylate de méthyle (MMA). Il est conçu pour être utilisé avec les systèmes d'impression 3D fonctionnant à une longueur d'onde de 385 et 405 nm, respectivement. Il a des **excellentes propriétés mécaniques** et reste de cette façon stable pendant le stockage. Pour les restaurations provisoires, il est compatible avec l'optiglaze color.



### TEMP PRINT

OPTIGLAZE COLOR GRATUIT !

280,- CHF

Prix par paquet

Commandez 1 x Temp PRINT light 500 g ou medium 500 g + 2 x Optiglaze color Refill gratuit !

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art. 901595 **Temp PRINT light**, 500g  
N°art. 901596 **Temp PRINT medium**, 500g

## OPTIGLAZE® color

Caractérisation de surface photopolymérisable pour les restaurations indirectes acryliques et composites

Teintes de caractérisation photopolymérisables à utiliser avec

- Cerasmart – matériau hybride
- Restaurations en composite – Facettes – Inlays – Onlays
- Résines pour prothèses – individualisations et modifications
- Dents du commerce – individualisation
- Résines provisoires



### OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !

61,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 Optiglaze color paquet de recharge au prix de 4 !

OPTIGLAZE® color paquet de recharge  
N°art. 008409 **OPTIGLAZE Color, A plus**  
N°art. 008410 **OPTIGLAZE Color, B plus**  
N°art. 008411 **OPTIGLAZE Color, C plus**  
N°art. 008412 **OPTIGLAZE Color, White**  
N°art. 008413 **OPTIGLAZE Color, Ivory White**  
N°art. 008414 **OPTIGLAZE Color, Yellow**  
N°art. 008415 **OPTIGLAZE Color, Orange**  
N°art. 008416 **OPTIGLAZE Color, Pink Orange**  
N°art. 008417 **OPTIGLAZE Color, Red Brown**  
N°art. 008418 **OPTIGLAZE Color, Olive**  
N°art. 008419 **OPTIGLAZE Color, Grey**  
N°art. 008420 **OPTIGLAZE Color, Blue**  
N°art. 008421 **OPTIGLAZE Color, Lavender**  
N°art. 008422 **OPTIGLAZE Color, Pink**  
N°art. 008423 **OPTIGLAZE Color, Red**  
Prix par paquet : 61,90 CHF à 2,6 ml

N°art. 008424 **OPTIGLAZE Color, Clear**  
N°art. 008425 **OPTIGLAZE Color, Clear HV**  
Prix par paquet : 61,90 CHF à 5 ml

Valable pour tous numéros d'article.

### GET THE APP

Pour rester informé de nos dernières actualités, publications, cours ...  
Et collectez des Smiles !



Painting solution Workshop

## Utilisation de colorations GC en 2D et 3D sur des couronnes monolithiques/partiellement réduites

Après l'envoi d'un modèle, les participants fabriquent 2 couronnes à l'avance au laboratoire.

1 x monolithique et 1 x réduit en Zr ou disilicate de lithium. Lors du TP, la couronne monolithique est peinte en une seule étape avec Luster Paste en combinaison avec Spectrum Stains. La couronne réduite est réalisée avec des colorations internes et des micro couches.

Apportez les deux couronnes ainsi que des outils de stratification et des instruments de meulage.

Le cours se déroule en allemand.



### RÉFÉRENTS

ZTM Stefan M. Roozen  
ZTM Michael Gross

### QUAND

Pour les dates, veuillez consulter notre page Web :  
<https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses>

### ORGANISATEUR

GC Austria GmbH

### CONTACTEZ

GC Austria GmbH  
Swiss Office  
T: 081.7340270  
F: 081.7340271  
[info.switzerland@gc.dental](mailto:info.switzerland@gc.dental)  
ou contactez votre conseiller personnel GC  
Milena Mices  
M: 079 950 09 50  
[milena.mices@gc.dental](mailto:milena.mices@gc.dental)  
ou Rui Barreiros  
M: 079 889 39 74  
[rui.barreiros@gc.dental](mailto:rui.barreiros@gc.dental)

Workshop céramique

## Initial Hands-on-Kurs

Avec Initial de GC vous serez toujours en mesure de trouver une solution pour chaque restauration prothétique, quel que soit le type de l'armature ou la procédure de stratification. Reproduction d'une dent par un schéma de stratification spécifique GC Initial. Finalisation avec GC Luster Pastes NF.

*initial*

Créez votre monde avec la céramique Initial LiSi Press, Initial LiSi Ceram stratification, Initial IQ Lustre Paste NF maquillage

GC Initial. Le système de céramique le plus complet pour toutes les indications.

Le cours se déroule en allemand.


GRADIA PLUS Workshop

## Workshop présentation du nouveau composite nanohybride

La » céramique photopolymérisable « Gradia Plus – un nouveau composite modulaire

De la couronne au bridge monolithique avec utilisation de la technique d'injection, stratification standard ou multi-chromatique avec des nouvelles teintes et finition de restaurations en composite de haute qualité. Lors du workshop, apprenez tout sur la nouvelle génération d'appareils de photo polymérisation en théorie et dans la pratique.

Le cours se déroule en allemand.

  
GRADIA

Vous pouvez trouver les dates actuelles des cours sur :  
<https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses>



## G-ænia A'CHORD : une révolution signée GC

Avec plus de 100 ans d'expérience au service de la dentisterie et plus d'un milliard de restaurations composites dans le monde entier, GC présente des innovations exclusives pour le traitement et l'équilibre des charges (FSC Full Coverage Silane Coating et HPC High-Performance Pulverized), ainsi qu'une nouvelle technologie de monomères. Avec son nouveau composite universel simplifié, le G-ænia A'CHORD vous offre en une seule seringue un composite simplifié, non collant, facile à polir, très résistant et à l'esthétique unique.

### La simplification selon A'CHORD

- système simplifié de teinte unique
- manipulation simplifiée
- système universel, tout simplement

### L'esthétique selon A'CHORD

- fluorescence naturelle
- brillance longue durée
- cas les plus complexes



# G-ænia A'CHORD

### La technologie révolutionnaire selon A'CHORD

- haute résistance dans le temps et à l'usure
- radio-opacité excellente

G-ænia A'CHORD est un composite universel qui permet de réaliser des restaurations invisibles durables. Conçu pour économiser du temps et ainsi de l'argent, ce produit est simple mais efficace grâce à sa technologie de pointe. Vous pouvez désormais utiliser en toute confiance un matériau facile à manipuler, même dans les cas complexes.

Impressionnez vos patients grâce à cette solution simplifiée.

Pour plus de détails voir page 2 et 3.



Première entreprise dentaire à être lauréate d'un prix d'excellence mondial !

GC se voit décerner en 2019 la plus haute distinction comme la 1ère entreprise dentaire pour la qualité de son management.



### Spécialistes GC

Votre spécialiste GC se tient à votre disposition pour des conseils personnalisés.



**RONALD DÖRFLINGER**  
Gérant GC Austria GmbH  
M: +43.664.3085320  
ronald.doerflinger@gc.dental



**PHILIP ELFORD**  
Assistant Country Manager  
Switzerland  
M: 079 172 19 85  
philip.elford@gc.dental



**EVELINE WANGLER**  
Conseillère spécialisée dans les produits dentaires; Zurich, suisse centrale et plateau suisse  
M: 079 737 41 94  
eveline.wangler@gc.dental



**RUI BARREIROS**  
Dental Technician, Product Specialist Operator & Laboratory; Zurich, suisse orientale et Tessin  
M: 079 889 39 74  
rui.barreiros@gc.dental



**MILENA MICES**  
Prothésiste dentaire, conseillère spécialisée dans les produits dentaires; Suisse Romande  
M: 079 950 09 50  
milena.mices@gc.dental



**NIKOLINA CREPULJA**  
Conseillère spécialisée dans les produits dentaires; Suisse Orientale  
M: 079 367 73 32  
nikolina.crepulja@gc.dental



Visitez-nous sur Facebook :  
[www.facebook.com/gcaustriagmbh](https://www.facebook.com/gcaustriagmbh)



Visitez-nous sur :  
<https://europe.gc.dental/fr-CH>



Visitez-nous sur Youtube :  
[www.youtube.com/user/GceuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GceuropeProducts)



Visitez-nous sur Instagram :  
[gc\\_austria\\_switzerland](https://www.instagram.com/gc_austria_switzerland)

## NOUVEAU

Get Connected SMILE Program  
Soyez prêt à gagner des Smiles


## GET THE APP

Pour rester informé de nos dernières actualités, publications, cours ...  
Et collectez des Smiles !



## Minimum intervention dentistry for your life

GCs 1. MIH Symposium Online

ONLINE EVENT  
28.09. – 02.10.2020

In promotion of the 100th anniversary  
of GC Corporation

28.09.2020 | 19:00 h  
Prof. Dr. Jan Kühnisch  
**MIH – causes et origines**

29.09.2020 | 19:00 h  
Ass. Prof. Dr. Richard Steffen  
**Thérapie de contrôle de la douleur  
et soins immédiats pour MIH**

30.09.2020 | 19:00 h  
Prof. Dr. Katrin Bekes et  
Prof. Dr. Dr. Norbert Krämer  
**Un aperçu des diagnostics et traitements  
actuels selon le concept de Würzburg –  
de la prophylaxie à la restauration**

01.10.2020 | 19:00 h  
Cand. med. dent. Salim Doueiri  
**MIH de l'apparence clinique à la thérapie –  
« Keep it simple Go easy »**

02.10.2020 | 17:00 h  
Prof. Dr. Falk Schwendicke  
**Et maintenant?  
Conclusions pratiques sur le développement,  
la fréquence et le traitement du MIH**

Modération de l'événement en ligne :  
Prof. Dr. Falk Schwendicke

🇬🇧 German with simultaneous translation in English



Inscrivez-vous maintenant à :  
[www.gceuropecampus.com](http://www.gceuropecampus.com)

Souhaitez-vous vous inscrire et participer aux webinaires ou avez-vous manqué cet événement?  
Les webinaires peuvent être téléchargés sur  
<https://www.gceuropecampus.com> (marqués de points CE). Créez votre compte en ligne gratuitement.

## Restaurations en composite direct

### Restaurations en composite direct avec démonstrations 3D

Grâce à cet atelier, vous n’aurez plus des craintes dans votre travail quotidien. Après une brève introduction aux composite, nous débiterons avec la pratique. En premier lieu, nous commencerons par l’adhésion non invasive à la structure de la dent, suivi du modelage dans les cavités étendues et marges sous gingivales. Prof. Krejci montrera sur modèle la technique de A à Z avec l’aide d’un microscope 3D. Ensuite, les participants mettront en oeuvre étape par étape chaque technique sur un modèle de travail. L’utilisation d’une loupe est fortement conseillée lors de cet atelier.



Les places disponibles sont limitées à 14 participants. L’annulation est gratuite jusqu’à une semaine avant le début du cours. Par la suite, les frais de cours ne peuvent plus être remboursés. Votre inscription n’est valable qu’après réception du paiement.

Le cours se déroule en allemand.



#### WORKSHOP I RÉFÉRENT

Prof. Dr. Ivo Krejci

**QUAND**  
12.11.2020 | 09:00 - 17:00 h

**OU**  
GC International AG  
Zürichstrasse 31  
CH-6004 Luzern

**PARTICIPANTS** max. 14

**FRAIS DE COURS** 490,- CHF

**ORGANISATEUR** GC Austria

**POUR PLUS D’INFORMATION**  
Milena Mices  
M: 079 950 09 50  
milena.mices@gc.dental

#### WORKSHOP II RÉFÉRENT

Prof. Dr. Ivo Krejci

**04. QUAND.2021** | 09:00 - 17:00 Uhr

**OU**  
Einstein St. Gallen  
Hotel Congress Spa  
Berneggstrasse 2  
CH-9000 St. Gallen  
www.einstein.ch

**PARTICIPANTS** max. 14

**FRAIS DE COURS** 490,- CHF

**ORGANISATEUR** GC Austria

**POUR PLUS D’INFORMATION**  
Milena Mices  
M: 079 950 09 50  
milena.mices@gc.dental



Vous pouvez trouver les dates actuelles des cours sur :  
<https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses>

### Workshop Injection Moulding Technique

## Les composites directs par technique d’injection : une nouvelle norme ?

#### OBJECTIFS

- Comprendre et appliquer les concepts de la dentisterie adhésive · Connaître les indications cliniques des composites directs
- Apprendre une nouvelle technique de « stratification » de composite

#### PROGRAMME

- Matin 9 h–12 h
- Philosophie de traitement et préservation tissulaire
  - Les multiples applications et indications de la dentisterie adhésive contemporaine
  - Présentation de la technique d’injection et de ses indications
- 12 h–13 h Pause déjeuner
- Après-midi 13 h–17 h
- Travaux pratiques:
- Réalisation d’une facette par technique d’injection simple.
  - Gestion d’un cas antérieur étendu : 4 facettes sur incisives avec la technique des dents alternées.
  - Technique de double injection : dentine et émail.
  - Ouverture sur le champ des indications.



#### Dr. Alexandre Richard

- Diplôme de Chirurgien dentiste : Paris Descartes 2012
- Assistant-Tuteur à l’Université de Genève au sein du Master de dentisterie esthétique et micro-invasive
- Postgraduate Program in Esthetic Dentistry, New York University
- Master de dentisterie esthétique et micro-invasive, Université de Genève
- Membre de Bioémulation Suisse
- Co-rédacteur-en-chef du journal QDRP (Quintessence France)
- Exercice privé à Lausanne



**RÉFÉRENT**  
Dr. Alexandre Richard

**QUAND**  
06.11.2020 | 09:00 – 17.00 Uhr

**OU**  
CH-1023 Crissier

**PARTICIPANTS** max. 10

**FRAIS DE COURS**  
490,- EUR  
Le prix du cours comprend :  
Déjeuner, pauses cafés.  
1 Kit d’injection incluant silicon transparent, 1 seringue G-ænial Universal Injectable A2, A3, A3.5 et 1 G-Premio Bond flacon

**ORGANISATEUR**  
GC Austria GmbH

**POUR PLUS D’INFORMATION**  
Milena Mices  
M: 079 950 09 50  
milena.mices@gc.dental





## Hypominéralisation des molaires et incisives (MIH)

Une situation alarmante au niveau mondial  
qui concerne 1 enfant sur 7

Le MIH est une affection commune touchant principalement une  
ou plusieurs premières molaires définitives. Une hypominéralisation  
des secondes molaires lactéales (HSPM) ou des canines peut  
également se produire.

## NOUVEAU

### Kit MIH

Le kit MIH de GC rassemble  
tous les outils nécessaires pour traiter  
les patients atteints de MIH.


#### Traitement initial en ambulatoire ou au cabinet

- Renforcer et désensibiliser avec GC MI Paste Plus  
(crèmes désensibilisantes et reminéralisantes avec la technologie  
Recaldent) et MI Varnish (Vernis à 22600 ppm de fluor avec  
Recaldent)
- Stabiliser et protéger les surfaces des caries et des hyper-  
sensibilités avec GC Fuji TRIAGE, le verre-ionomère fluide qui  
peut être utilisé sans mordançage ni adhésif.

#### Restauration

- Les lésions de tailles modérées peuvent être traitées avec un  
verre-ionomère modifié par adjonction de résine :  
FUJI II LC est une solution photopolymérisable parfaite,  
permettant une mise en place rapide.
- Le verre-ionomère hybride haute densité EQUIA Forte HT est  
adapté pour les restaurations minimales invasives long terme.  
Le placement est rapide en bulk et la tolérance à l'humidité est un  
énorme avantage pour des patients jeunes et anxieux. Son  
adhésion chimique est également idéale pour adhérer à l'email  
hypominéralisé.
- Un composite peut être placé lorsque les lésions sont très  
marquées et ne nécessitent pas trop de retrait de tissus dentaire.  
G-aenial Universal Injectable présente une très haute résistance  
à l'usure grâce à la technologie FSC, devenant ainsi le composite  
le plus résistant.
- Pour un placement rapide du composite, utilisez l'adhésif  
universel G-Premio BOND, contenant MDP et 4-MET pour  
une haute performance.

Demandez des informations sur le patient concernant le thème MIH ou une affiche MIH pour votre salle d'attente directement auprès  
de GC Austria ou de votre consultant GC personnel !



OFFRE

162,40 CHF 306,90 CHF

N°art. 900761 MIH Kit

Contenu : MI Varnish Mint 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3,  
MI Varnish Fraise 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3,  
GC MI Paste Plus Mint 40 g (35 ml) x 1, MI Paste Plus  
Fraise 40 g (35 ml) x 1, G-aenial Universal Injectable A1  
Seringue, 1,7 g (1,0 ml) x 1, G-Premio BOND Unit-Dose  
(0,1 ml) x 5, EQUIA FORTE HT Fil A2 Capsule (0,10 ml) x 5,  
EQUIA Forte Coat 0,1 ml par Unit-Dose x 5,  
Fuji II LC A2 Capsule (0,085 ml) x 5, Fuji TRIAGE Pink  
Capsule (0,12 ml) x 5, Dispensing Long Needle Tip x 10,  
Flowchart x 1



Aux  
Vidéos :



## GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Pâtes protectrices reminéralisantes à triple action :  
Renforce. Protège. Recharge.

OFFRE

4 AU PRIX  
DE 3!

207,20 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 paquet à 10 tubes de MI Paste Plus au prix de 3!

Valable pour tous les 10 packs disponibles de Tooth Mousse  
ou MI Paste Plus. Action valide au près d'un consultant du  
GC et uniquement au sein de la même unité d'emballage.

OFFRE

4 AU PRIX  
DE 3!

187,20 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 paquet à 10 tubes de Tooth Mousse au prix de 3!

Valable pour tous les 10 packs disponibles de Tooth Mousse  
ou MI Paste Plus. Action valide au près d'un consultant du  
GC et uniquement au sein de la même unité d'emballage.

#### Tooth Mousse Tube 40 g (35 ml)

Contenu : 10 tubes Tooth Mousse (2 parfums de chaque :  
(Melon, Fraise, Tutti-Frutti, Menthe, Vanille); paquets de Tooth  
Mousse (à 10 tubes) aussi disponibles dans un seul parfum.

#### MI Paste Plus Tube 40 g (35 ml)

Contenu : 10 tubes MI Paste Plus (2 parfums de chaque :  
(Melon, Fraise, Tutti-Frutti, Menthe, Vanille); paquets de MI  
Paste Plus (à 10 tubes) aussi disponibles dans un seul parfum.



#### MI Paste Plus & Tooth Mousse

- La première crème dentaire protectrice  
avec la substance active brevetée  
Recaldent™, éprouvée des millions de fois
- Apporte aux dents la quantité nécessaire  
de calcium, phosphate et fluor\*
- Élimine les hypersensibilités
- Santé dentaire parfaite – protège, renforce  
et soigne durablement
- Agit rapidement et avec efficacité
- Protection dentaire sans sucre

\* MI Paste Plus contient en plus 900 ppm de fluor

#### Tooth Mousse ou MI Paste Plus?

Tooth Mousse et MI Paste Plus peuvent être utilisés pour les mêmes  
indications. Tooth Mousse est recommandé avant l'âge de 6 ans pour éviter  
le risque de fluorose et de sur-fluoruration. Pour l'application nocturne, Tooth  
Mousse est recommandé jusqu'à l'âge de 12 ans. MI Paste Plus peut être  
utilisé au-delà de cet âge.



Le CPP-ACPF (phosphopeptide de caséine et phosphate de calcium amorphe et fluorure) a été  
développé par la faculté de science dentaire de l'université de Melbourne, Victoria, Australie.  
RECALDENT™ est une marque déposée sous licence de la société RECALDENT™ Pty. Ltd.  
RECALDENT™ CPP-ACPF est dérivé de la caséine du lait. Il ne doit pas être utilisé chez les patients  
allergiques aux protéines de lait de vache et/ou aux hydroxybenzoates.

## GC Fuji TRIAGE®

La solution verre ionomère pour la protection  
de molaires partiellement recouvertes de tissus

Certains avantages observés dans le traitement du matériau en font également  
le traitement optimal pour les molaires pendant ou après leur éruption :  
l'absence de mordançage et collage rend l'utilisation extrêmement facile et  
rapide et, grâce à sa fluidité, Fuji TRIAGE s'écoule aussi facilement dans les  
fissures profondes. Le durcissement autonome de Fuji TRIAGE peut, dans la  
version Fuji TRIAGE Pink, être accéléré par la chaleur d'une lampe de polymé-  
risation. Fuji TRIAGE est proposé également en blanc pour plus d'esthétique.



OFFRE

5 AU PRIX  
DE 4!

167,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 002495 Fuji TRIAGE Capsules PINK

N°art. 002496 Fuji TRIAGE Capsules WEISS

Contenu : 1 paquet à 50 capsules (0,30 g poudre et 0,15 g  
(0,12 ml) liquide. Contenu mélangé par capsule (0,13 ml)

Recevez 5 paquets de Capsules Fuji TRIAGE au prix de 4!  
Mélange de teintes possible.

NOUVEAU

TEMPSMART® DC

Vers votre restauration définitive... en toute sérénité

### Composite dual pour couronnes et bridges provisoires

Les restaurations provisoires jouent un rôle important en dentisterie prothétique. Non seulement elles protègent les dents préparées mais elles apportent confort et esthétique à votre patient en attendant la restauration finale. GC innove avec TEMPSMART DC, le premier matériau temporaire sans plastifiant, à prise duale qui rend votre travail plus facile et plus agréable.

Contactez votre conseiller GC pour plus de détails de nos nouveautés TEMPSMART DC !

#### PRENEZ LE BON CHEMIN

- une procédure courte grâce à la photopolymérisation

#### PRENEZ LE CHEMIN SANS ENCOMBRE

- des restaurations non collantes pour une brillance élevée en quelques étapes

#### PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS BEAU

- fluorescence et brillance à long terme pour des patients souriants

#### PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS SÛR

- une résistance à la fracture élevée pour des provisoires qui durent



OFFRE

3 AU PRIX DE 2! 110,90 CHF  
Prix par paquet

#### TEMPSMART DC cartouche 48 ml

Recevez 3 paquets de TEMPSMART DC cartouche 48 ml au prix de 2!

Offre valable pour toutes les teintes disponibles, mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Accessoires : N°art. 901537 **Mixing Tips II Taille SSS** (60 pcs.) 64,80 CHF

cartouche 148 ml, 16 embouts de mélange 48 ml

N°art.	12760	12761	12762	12763	12764	12765
Teinte	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW



OFFRE

3 AU PRIX DE 2! 66,- CHF  
Prix par paquet

#### TEMPSMART DC cartouche 10 ml

Recevez 3 paquets de TEMPSMART DC cartouche 10 ml au prix de 2!

Offre valable pour toutes les teintes disponibles, mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.


Accessoires : N°art. 900668 **GC Automix Tip Regular** (10 pcs.) 11,80 CHF

cartouche 10 ml, 10 embouts de mélange

N°art.	12766	12767	12768	12769
Teinte	A1	A2	A3	B1



TEMPSMART DC, temps de la procédure par rapport à la concurrence



Source: GC R&D, Japon, 2018. Données sur demande.

EXACLEAR

Injection Moulding Technik – voyez clair

Vinyl Polysiloxane transparent – votre partenaire pour vos cas esthétiques en toute transparence. EXACLEAR, un matériau silicone innovant et transparent qui répond aux besoins des cas esthétiques exigeants et facilite l'obtention de résultats exceptionnels.

OFFRE

6 AU PRIX DE 5! 77,30 CHF  
Prix par paquet

Recevez 6 paquets EXACLEAR au prix de 5!

N°art. 012792 **EXACLEAR**  
2 cartouches (48 ml), 6 Mixing tips II size S

Accessoires:  
N°art. 900114 60 **Mixing tips II Taille L**; 81,80 CHF



Aux Vidéos :

#### Une vision claire comme du cristal

- La haute transparence offre un excellent contrôle visuel des détails.
- La transparence inégalée permet une photopolymérisation très efficace à travers le silicone.

#### Manipulation optimale

- La consistance optimale permet un placement facile dans le porte empreinte.
- Il est très facile de couper ou percer le silicone pour la technique de modelage par injection

#### Performance

- Le produit est fluide lors de l'insertion, reproduisant ainsi parfaitement les détails.
- Le matériau silicone a une dureté et une résistance à la déchirure optimales pour un transfert efficace du modèle en bouche.

#### En tant que tel, il convient parfaitement pour :

- Technique de modelage par injection** : contrôle facile de l'injection et photopolymérisation parfaite
- Couronnes et bridges temporaires** : photopolymérisation efficace de matériaux à double polymérisation tels que TEMPSMART DC
- Stratification de composites** : photopolymérisation aisée de la face palatine
- Placement des fibres ou des brackets** : transfert facile du modèle en bouche




**Fluidité sans pression**  
Consistance optimale pour un placement facile dans le porte-empreinte



Contactez votre conseiller GC pour plus de détails de nos nouveautés EXACLEAR !

**Fluidité sous pression**  
Fluide lors de l'insertion pour une adaptation parfaite à la préparation et une reproduction précise des détails



**Facile à fraiser**  
Rigide et résistant après la prise mais facile à couper ou percer pour la technique de modelage par injection



**Ne se déchire pas**  
Suffisamment souple pour un retrait sans déchirure ni déformation

Injection Moulding Kit

144,50 CHF  
Prix par paquet

#### Injection Moulding Kit

N°art. 901532 **Injection Moulding Kit**  
Contenu : 1 seringue G-aenial Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear cartouche 48 ml




NOUVEAU


## GC Initial® LRF BLOCK

Le bloc en céramique feldspathique CFAO renforcé en leucite pour les restaurations indirectes entièrement anatomiques tout céramique

Usiner ... polir ... coller ... tout simplement



## Teintes



OFFRE

5 AU PRIX  
DE 4!79,60 CHF  
Prix par paquet

Recevez 5 paquets Initial LRF Blocks  
(à 5 pcs.) au prix de 4!

Offre valable pour toutes les références disponibles,  
mais uniquement dans le même groupe de produits.  
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach  
Taille 12: 79,60 CHF par paquet  
Taille 14: 79,60 CHF par paquet  
Taille 14L: 79,60 CHF par paquet  
Emballage : 5 Blocs par paquet


Glaze Paste & liquide 51,90 CHF

Les blocs LRF pour CEREC  
sont disponibles chez votre  
fournisseur agréé.


## CERASMART®270

Bloc céramique hybride amortissant les forces masticatoires CAD/CAM

Ajustage naturel et flexibilité.  
Précision, force et flexibilité associées à un vernis  
de caractérisation facile à utiliser



## Teintes



OFFRE

5 AU PRIX  
DE 4!AB 126,70 CHF  
Prix par paquet

Recevez 5 paquets CERASMART 270 CAD/CAM  
Blocks (à 5 pcs.) au prix de 4!

Offre valable pour toutes les références disponibles,  
mais uniquement dans le même groupe de produits.  
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach  
Taille 12: 126,70 CHF par paquet  
Taille 14: 138,30 CHF par paquet  
Taille 14L: 150,00 CHF par paquet  
Emballage : 5 Blocs par paquet

Les blocs CERASMARTTM 270 sont  
compatibles avec CEREC et listés  
dans la mise à jour logicielle  
actuelle de CEREC. Disponible à  
la commande auprès de vendeurs  
CEREC autorisés.

NOUVEAU



- Flexibilité pour absorber les chocs
- Résistance à l'usure pour les restaurations de longue durée
- Des marges nettes qui assurent une transition en douceur
- Polissage facile permettant d'obtenir rapidement un brillant super
- Fluorescence et translucidité optimales
- Couronne sur implant, Couronne complète, Inlay, Onlay, Facette laminée

## G-CEM LinkForce®

Colle composite à prise duale pour toutes les indications, tous les substrats

La solution puissante et universelle pour tous vos collages

Pour plus de détails voir page 14.



LA COMBINAISON OPTIMALE AVEC ...

## G-CEM® Veneer

Colle composite photopolymérisable, facile et esthétique

Pour plus de détails voir page 12.



Essentia®



6 options pour couvrir  
tous vos cas cliniques

Dans la zone  
antérieure :

Adaptez votre stratification  
à l'âge de votre patient  
pour correspondre  
au processus de  
vieillessement naturel.

Dans la zone  
postérieure :

Restauration avec une ou  
deux teintes

**Demandez dès maintenant un échantillon !**

OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !  
14 AU PRIX DE 10 !



**Essentia Unitip ou Seringue**

Recevez 5 paquets Essentia Seringues ou Unitips au prix de 4 !

Recevez 14 paquets Essentia Seringues ou Unitips au prix de 10 !

Essentia Seringue 1 x 2 ml; 58,50 CHF | Teintes : LD, MD, DD, LE, DE, U, ML, OM

Essentia Seringue 1 x 2,4 ml; 55,60 CHF | Teintes : RBM, BM, WM

Essentia Unitips 15 x 0,16 ml; 65,60 CHF | Teintes : LD, MD, DD, LE, DE, U

Mélange de teintes possible. Valable uniquement dans la même unité  
d'emballage et après consultation d'un consultant de GC.



Aux  
vidéos :

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ\*

ESSENTIA STARTER  
KIT UNITIP

207,30 CHF

N°art. 900991 **Essentia Starter Kit Unitip**;  
30 Unitips (5 unitips en 6 nuances : LD; MD; DD; LE; DE; U);  
1 Seringue ML; 20 embouts III en plastique

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ\*

ESSENTIA STARTER  
KIT SPRITZEN

367,80 CHF

N°art. 900963 **Essentia Starter Kit Seringue**  
7 Seringue, une par teinte : LD, MD, DD, LE, DE, U, ML;  
20 embouts III en plastique

\* Il s'agit en outre d'une offre « satisfait ou remboursé ». Si le produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez retourner le paquet à votre distributeur et vous faire rembourser  
le prix d'achat (valable seulement 4 semaines à compter de la date de livraison du distributeur).

Essentia® Universal Shade

Composite de restauration radio-opaque  
universel photopolymérisable

Une teinte universelle – toujours appropriée



OFFRE

SERINGUE

5 AU PRIX DE 4 !  
14 AU PRIX DE 10 !

Recevez 5 paquets Essentia HiFlo, LoFlo,  
Seringues au prix de 4 !

Recevez 14 paquets Essentia HiFlo, LoFlo,  
Seringues au prix de 10 !

Valable dans la même unité d'emballage.  
Prix par paquet.

N°art. 900739 **Essentia HiFlo Seringue**

1 x 2 ml (3,6 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 58,50 CHF

N°art. 900741 **Essentia LoFlo Seringue**

1 x 2 ml (3,4 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 58,50 CHF

OFFRE

BUNDLEPACK

4 AU PRIX DE 3 !

N°art. 901464 **Essentia Universal Seringues Bundlepack**

Essentia Universal Seringues; 4 au prix de 3 !

Contenu : 4 x Essentia Seringue teinte Universal à 2 ml

175,30 CHF anstatt 233,70 CHF;

Les produits gratuits sont déjà inclus dans l'emballage.

N°art. 901465 **Essentia Universal Unitips Bundlepack**

Essentia Universal Unitips; 4 au prix de 3 !

Contenu : 4 x Essentia Unitips teinte Universal

à 15 Unitips (0,16 ml)

196,80 CHF à la place 262,30 CHF;

Les produits gratuits sont déjà inclus dans l'emballage.



**Essentia HiFlo U**  
Composite universel  
photopolymérisable  
fluide



**Essentia LoFlo U**  
Composite universel  
photopolymérisable  
injectable



**Essentia U**  
Composite universel  
photopolymérisable  
condensable

D-Light® Pro


Voir plus loin que ce qui est visible à l'oeil nu ...

Lampe à photopolymériser à large spectre  
avec un mode détection en plus



Maintenant avec :

- **nouveau guide  
de lumière en  
verre de sécurité**
- **augmentation  
de la puissance  
de la batterie** ⚡



Visualisation  
de la plaque  
active



Visualiser  
la dentine  
infectée



Visualiser le  
hiatus marginal



Evaluer l'activité  
bactérienne  
dans les fissures



Visualiser les  
restaurations  
et les excès  
de ciment



Evaluer la  
profondeur  
des fissures

**Photopolymériser**

- HP Mode – High Power  
1400mW/cm<sup>2</sup>
- La LED bleue permet une activa-  
tion optimale de la camphorqui-  
none avec une longueur d'onde  
de 460 - 465 nm
- Les LED violettes émettant à  
400 - 405 nm permettent une  
photopolymérisation efficace  
avec des autres photo-initiateurs

**Protéger**

- LP Mode – Low Power  
une puissance réduite de  
700 mW/cm<sup>2</sup> par exemple dans  
les cavités profondes lorsque la  
préparation est proche de  
la pulpe

**Détecter**

- DT Mode – Detection Mode  
qui utilise seulement les UV
- Visualisation de la plaque active
- Visualiser la dentine infectée
- Evaluer l'activité bactérienne  
dans les fissures
- Visualiser les restaurations  
et les excès de ciment
- Evaluer la profondeur des fissures

**Autoclavable**

D-LIGHT PRO

OFFRE

999,- CHF

1400,- CHF

N°art. 901412 **D-Light Pro**

Contenu : D-Light Pro pièce à main & module électronique, embout  
lumineux 8 mm, packs de batterie (x 2), station de charge, chargeurs,  
adaptateur EU/UK, dispositif pour la protection des yeux, et protections  
souples (3 x)

## G-ænia®

Un composite universel  
pour des restaurations  
invisibles et exceptionnelles.

### PROMO SERINGUES

5 AU PRIX  
DE 4!

14 AU PRIX  
DE 10!

72,- CHF  
Prix par seringue

Recevez 5 paquets G-ænia Anterior / Posterior  
Seringues au prix de 4!

Recevez 14 paquets G-ænia Anterior / Posterior  
Seringues au prix de 10!

N°art. 003941 **A&P Seringues A2**  
N°art. 003942 **A&P Seringues A3**  
N°art. 003962 **A&P Seringues PA2**  
N°art. 003963 **A&P Seringues PA3**

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD,  
AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW,  
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

### OFFRE

5 AU PRIX DE 4!  
14 AU PRIX DE 10!

Faites votre choix parmi les offres G-ænia Anterior et  
Posterior et composez votre « bouquet » de teintes  
selon vos besoins. Recevez 5 paquets de G-ænia Anterior  
ou Posterior au prix de 4! Ou recevez 14 paquets de  
G-ænia Anterior ou Posterior au prix de 10!  
Seulement valable dans la même unité d'emballage.



Aux  
vidéos :

### PROMO UNITIP

5 AU PRIX  
DE 4!

14 AU PRIX  
DE 10!

102,50 CHF  
Prix par Pack à 20 pcs.

Recevez 5 paquets G-ænia Anterior / Posterior  
Unitips au prix de 4!

Recevez 14 paquets G-ænia Anterior / Posterior  
Unitips au prix de 10!

Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 003912 **A&P Unitip A2**  
N°art. 003913 **A&P Unitip A3**  
N°art. 003934 **A&P Unitip PA2**  
N°art. 003935 **A&P Unitip PA3**

Teintes : Anterior Pack avec 20 Unitips A1, A2, A3, A3.5,  
AO3, CV, AE, IE; Anterior Pack avec 10 Unitips :  
BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE,  
CVE, XBW; Posterior Pack avec 20 Unitips : PA1, PA2,  
PA3, PA3.5, PJE, PIE



G-ænia Anterior convainc par :

- son esthétique & sa radio-opacité
- ses nombreuses applications possibles
- son système de teintes adapté à l'âge
- sa manipulation facile



G-ænia Posterior convainc par :

- son système de teintes adapté
- une très bonne radioopacité
- sa très bonne consistance
- sa résistance et sa durabilité exceptionnelles



Visitez l'un de nos  
ateliers composites !  
Pour plus de détails  
voir page 26!

Ou contactez votre  
conseiller personnel du GC !



Configurateur 3D GC  
Restorative Dentistry Guide  
téléchargement gratuit :  
[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)



## G-ænia® Flo X

L'art de créer les bases d'une esthétique parfaite !

G-ænia Flo X contient des particules ultra-fines distribuées de manière homogène de taille moyenne (particules de verre de baryum) et se caractérise par sa faible viscosité et en particulier par sa très bonne radio-opacité (300 % à 1 mm, 284 % à 0,5 mm d'épaisseur), ce qui facilite notamment le diagnostic de caries secondaires.



5 AU PRIX DE 4!  
14 AU PRIX DE 10!

73,10 CHF  
Prix par seringue

Recevez 5 paquets G-ænia FloX Seringues au prix de 4!  
Recevez 14 paquets G-ænia FloX Seringues au prix de 10!

N°art. 900712 **G-ænia Flo X A2**  
N°art. 900713 **G-ænia Flo X A3**  
Seringue 3,6 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 et AO3



## G-ænia® Universal Injectable

Composite de restauration  
haute résistance – solide comme un roc

G-ænia Universal Injectable est un composite de restauration universel présentant une solidité et une résistance exceptionnelles pour des restaurations esthétiques de longue durée. Doté de charges de baryum ultra-fines et de la technologie FSC (Full-coverage Silane Coating/recouvrement total au silane) de GC, G-ænia Universal Injectable est incroyablement résistant, même plus résistant que les principaux composites de restauration présents sur le marché.



NOUVEAU



5 AU PRIX DE 4!  
14 AU PRIX DE 10!

40,80 CHF  
Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia Universal Injectable Seringues au prix de 4!  
Recevez 14 paquets G-ænia Universal Injectable Seringues au prix de 10!

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art. 901471 <b>XBW</b>	N°art. 901477 <b>A4</b>	N°art. 901482 <b>AO1</b>
N°art. 901472 <b>BW</b>	N°art. 901478 <b>B1</b>	N°art. 901483 <b>AO2</b>
N°art. 901473 <b>A1</b>	N°art. 901479 <b>B2</b>	N°art. 901484 <b>AO3</b>
N°art. 901474 <b>A2</b>	N°art. 901480 <b>CV</b>	N°art. 901485 <b>JE</b>
N°art. 901475 <b>A3</b>	N°art. 901481 <b>CVD</b>	N°art. 901486 <b>AE</b>
N°art. 901476 <b>A3.5</b>		



Informations complémentaires et actions spéciales pour  
G-ænia Universal Injectable en page 4 dans la partie pratique.

## G-ænia® Universal Flo

Un vrai matériau fluide  
pour toutes les indications



Grâce à sa fluidité contrôlée, G-ænia Universal Flo peut être appliqué comme un fluide tout en présentant la stabilité d'un composite traditionnel. Il est adapté à toutes les classes de cavité et se caractérise par une résistance, un polissage et une polyvalence exceptionnelles.

5 AU PRIX DE 4!  
14 AU PRIX DE 10!

74,80 CHF  
Prix par seringue

Recevez 5 paquets G-ænia Universal Flo Seringues au prix de 4!  
Recevez 14 paquets G-ænia Universal Flo Seringues au prix de 10!

N°art. 004203 **G-ænia Universal Flo A2**  
N°art. 004204 **G-ænia Universal Flo A3**  
Seringue 3,4 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;  
AO2, AO3; AußenTeintes : JE, AE



### OFFRE

5 AU PRIX DE 4!  
14 AU PRIX DE 10!

Faites votre choix parmi les offres G-ænia Flo X,  
G-ænia Universal Flo et G-ænia Universal Injectable et  
composez votre « bouquet » de teintes selon vos besoins.  
Recevez 5 paquets de G-ænia FloX, Universal Injectable  
ou Universal Flo au prix de 4! Ou recevez 14 paquets  
de G-ænia FloX, Universal Injectable ou Universal Flo  
au prix de 10! Seulement valable pour une même  
unité d'emballage.

## G-CEM LinkForce®

Colle composite à prise duale pour toutes les indications, tous les substrats

Un système, trois produits : Il n'en faut pas plus pour assurer la puissance d'adhésion dans toutes les situations.



### G-CEM LINKFORCE SYSTEM KIT

**383,50 CHF**

Prix par paquet

N°art. 009540 **G-CEM LinkForce System Kit**  
2 x G-CEM LinkForce Cartouche A2+TR 8,7 g (5 ml);  
30 x GC Automix Tip Regular; 5 x GC Automix Tip für Endo;  
1 x G-Multi PRIMER, 1 x G-Premio BOND,  
1 x G-Premio BOND DCA, 1 x GC ETCHANT,  
2 x G-CEM Try-In Paste A2 + TR 1,5 g (1,2 ml); Accessoires



**Opaque**  
Utilisée pour réchauffer la teinte et masquer légèrement les substrats colorés.



**Bleach**  
Utilisée pour masquer les dyschromies de la dentine, et augmenter la luminosité.



**A2**  
La norme pour coller la plupart de vos pièces prothétiques.



**Translucide**  
Parfaite pour les restaurations très fines afin de préserver la teinte naturelle.

## OFFRE

**4 AU PRIX DE 3!**

Recevez 4 paquets G-CEM LinkForce Refill au prix de 3!

G-CEM LinkForce Refill à 168,10 CHF;  
Contenu : 1 Seringue 8,7 g (5 ml)  
N°art. 009544 **G-CEM LinkForce Cement Refill A2**  
N°art. 009545 **G-CEM LinkForce Cement Refill TR**  
N°art. 009546 **G-CEM LinkForce Cement Refill Opaque**  
N°art. 009547 **G-CEM LinkForce Cement Refill Bleach**



### G-CEM LINKFORCE STARTER KIT

**213,- CHF**

Prix par paquet

N°art. 009542 **G-CEM LinkForce Starter Kit A2**  
N°art. 009543 **G-CEM LinkForce Starter Kit TR**  
Contenu Starter Kit : 1 x Cartouche 8,7g (5 ml),  
20 x GC Automix Tip Regular, 1 x G-Multi PRIMER (5 ml), 1 x G-Premio BOND (5 ml), Accessoires

Accessoires :  
G-CEM Try-in paste à 41,20 CHF;  
Contenu : 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g)  
N°art. 012803 **G-CEM Try-in Paste A2**  
N°art. 012804 **G-CEM Try-in Paste Translucide**  
N°art. 012805 **G-CEM Try-In Paste Opaque**  
N°art. 012806 **G-CEM Try-in Paste Bleach**

N°art. 012694 **G-Premio BOND**  
5 ml flacon; 102,90 CHF

N°art. 009552 **G-Premio BOND DCA**  
3 ml flacon; 53,80 CHF

N°art. 009553 **G-Multi PRIMER**  
5 ml flacon; 72,70 CHF



Aux vidéos :



**Demandez le dépliant de nos ciments !**



Téléchargez gratuitement notre nouvelle appli pour le scellement. Également pour Android sur : [luting.gceurope.com](http://luting.gceurope.com)



## G-CEM LinkAce®

Avec une nouvelle technologie, qui offre des solutions fiables pour un grand nombre d'indications



## OFFRE

**3 AU PRIX DE 2!**

**163,70 CHF**

Prix par Bundle-Pack

Recevez 3 paquets G-CEM LinkAce (à 2 seringues) au prix de 2!

N°art. 004857 **G-CEM LinkAce A2** 2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)  
N°art. 004858 **G-CEM LinkAce Translucide** 2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)  
N°art. 004859 **G-CEM LinkAce AO3** 2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)  
N°art. 004860 **G-CEM LinkAce BO1** 2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)

Offre valable pour toutes les teintes et après consultation d'un consultant du GC.

Accessoires :  
N°art. 900495 **Automix Tip for Endo**  
10 pcs. avec rallonge; 12,90 CHF  
N°art. 900668 **Automix Tip Regular**  
10 pcs.; 11,80 CHF

### Avantages

- Excellente adhérence avec tous les matériaux de restauration modernes
- Haute résistance de la liaison avec la dentine et l'émail, dans le mode de polymérisation chimique et dans le mode de photopolymérisation
- Aucun conditionnement préparatoire de la substance dentaire nécessaire
- Cimentation de tous types d'inlays, onlays, couronnes et ponts à base de métal et de résine
- Collage de tenons fibrés, métalliques, céramiques et coulés

Métal

0 mW/cm²



Disque en métal d'1 mm d'épaisseur.

Zircone

50 mW/cm²



Disque zircone de 4 mm d'épaisseur avec couche de céramique jusqu'à 1,6 mm.



## NOUVEAU

## G-CEM® Veneer

La colle composite photopolymérisable,  
facile et esthétique

## La fluidité parfaite

Une colle esthétique avec une application simple et des propriétés mécaniques de qualité. G-CEM Veneer dispose de tous les ingrédients pour assurer le résultat final le plus impressionnant pour un sourire confiant. Le secret réside dans sa formule parfaitement équilibrée avec la technologie de recouvrement total au silane (FSC). Ce traitement de charge innovant permet d'atteindre un taux des charges élevées avec une répartition homogène de celles-ci dans la matrice. Le résultat : une manipulation unique et d'excellentes propriétés physiques. G-CEM Veneer peut être photopolymérisé efficacement à travers des restaurations de moins de 2 mm avec une translucidité suffisante. Indiqué pour les facettes, inlays et onlays composites et céramiques.

G-CEM VENEER  
STARTER KIT

279,90 CHF  
Prix par paquet

N°art. 012383 **G-CEM Veneer Starter Kit**  
Contenu : 2 x G-CEM Veneer Recharge (1 ml; 1,7 g) A2 & TR, 2 x Try-in Paste Recharge (2 ml; 1,5 g) A2 & TR, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, 1 x G-Premio BOND 5 ml, 45 x Dispensing Tips Metall

## Autres unités d'emballage :

**G-CEM Veneer Recharge**  
Contenu : 1 Seringue 1 ml (1,7 g) + 10 Dispensing Tips Metall 40,20 CHF  
N°art. 012384 G-CEM Veneer A2  
N°art. 012385 G-CEM Veneer Translucide (TR)  
N°art. 012386 G-CEM Veneer Opaque (OP)  
N°art. 012387 G-CEM Veneer Bleach (BL)  
**G-CEM Try-in Paste**  
Contenu : 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g) 41,20 CHF  
N°art. 012803 G-CEM Try-in Paste A2  
N°art. 012804 G-CEM Try-in Paste Translucide  
N°art. 012805 G-CEM Try-In Paste Opaque  
N°art. 012806 G-CEM Try-in Paste Bleach

## Embouts de distribution :

N°art. 001926 **Dispensing-Tips Needle**  
Metall 20 Pcs., 2 Lichtschutzverschluss; 20,70 CHF  
N°art. 901503 **Dispensing-Tips Long Needle**  
Metall 30 Pcs.; 33,90 CHF  
N°art. 009553 **G-Multi PRIMER** 5 ml; 72,70 CHF  
N°art. 012694 **G-Premio BOND**  
Recharge 5 ml Flacon; 102,90 CHF  
N°art. 009552 **G-Premio Bond DCA**  
3 ml Flacon; 53,80 CHF



**A2**  
La norme pour coller la plupart de vos pièces prothétiques.



**Translucide**  
Parfaite pour les restaurations très fines afin de préserver la teinte naturelle.



**Opaque**  
Utilisée pour réchauffer la teinte et masquer légèrement les substrats colorés.



**Bleach**  
Utilisée pour masquer les dyschromies de la dentine, et augmenter la luminosité.

- Recouvrement total au silane (FSC)
- Consistance thixotrope
- Ajustement parfait
- Facilité d'élimination des excès
- Polymérisation excellente
- Extrêmement résistant à l'usure
- Faible épaisseur de film
- Esthétique naturelle



Téléchargez notre application  
GC Luting Guide : Un mode  
d'emploi étape par étape  
pour toutes les options en  
matière d'adhésion.

## GC FujiCEM® Evolve

Le CVIMAR dernière génération  
ergonomique et fiable

## Un pas en avant

FujiCEM Evolve est une solution de fixation polyvalente pour votre travail quotidien, un protocole simple avec les propriétés exceptionnelles d'un verre ionomère GC. Un nouveau système de dosage et la possibilité de faire un « tack cure » pour un retrait d'excès simple. Une cimentation aisée plus que jamais. En outre, FujiCEM Evolve impressionne par une radio-opacité plus élevée et une liaison adhésive plus durable – principalement sur zircone.

## NOUVEAU



## ENTREZ MAINTENANT

5 AU PRIX  
DE 4!

103,90 CHF  
Prix par paquet

Recevez 5 paquets FujiCEM Evolve Single Pack  
au prix de 4!

N°art. 012948 **FujiCEM Evolve Single Pack**  
Contenu : 1 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mixing Tips Regular

## Autres unités valables :


N°art. 012949 **FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**  
Contenu par Triple Pack Handmix:  
3 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml),  
1 x Mixing Pad #22; 226,50 CHF par paquet

N°art. 012950 **FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**  
Contenu par Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular; 265,30 CHF par paquet

## Accessoires :

N°art. 012954 Push and Click Mixing Tips Regular (15 pcs.); 20,10 CHF

N°art. 012955 Push and Click Mixing Tips Endo (15 pcs.); 30,20 CHF



Aux vidéos :

- Mélange manuel ou automix
- Pas besoin de prétraitement
- Temps de travail long, temps de prise court
- Tolérant à l'humidité : la digue n'est pas nécessaire
- Excellente étanchéité et adaptation marginale
- Viscosité optimale
- Faible épaisseur du film et adaptation précise
- Option « tack cure » pour un retrait plus facile
- Adhésion optimisée à la zircone



## GRADIA® CORE

Composite à prise duale pour le collage de tenon et la reconstitution coronaire

Ancré à toutes les profondeurs

GRADIA CORE  
INTRO PACKAGE

G-PREMIO BOND GRATUIT !

236,90 CHF  
Prix par paquet

Achetez 1 x EverStick Starter Kit et recevez gratuitement 1 x G-Premio BOND 5 ml (d'une valeur de 102,90 CHF) !

N°art. 900784 **GRADIA CORE Intro package**  
Contenu : 1 Starter Kit; 1 distributeur de cartouche,, 236,90 CHF

Autres unités disponibles :  
N°art. 013046 **GRADIA CORE Kit**  
(1 cartouche GRADIA CORE, 1 G-Premio BOND ;  
1 G-Premio BOND DCA); 228,40 CHF  
N°art. 003652 **GRADIA CORE Cartouche Refill**  
1 x 10ml (20g); 10ml recharge cartouche; 114,00 CHF

Accessoires :  
N°art. 012694 **G-Premio BOND**, flacon, 5ml; 102,90 CHF  
N°art. 009552 **G-Premio BOND DCA**, 3 ml flacon; 53,80 CHF  
N°art. 900495 **Embout Automix pour Endo**, 10 pcs.; 12,90 CHF  
N°art. 900511 **GRADIA CORE Distributeur de cartouche**; 65,70 CHF  
N°art. 001914 **Micro Tip Applicator Red**, 50 pcs.; 6,80 CHF



Sensation de taille  
similaire à la dentine

Dureté\* (Hv) 66

\*mode dual  
Source : GCC R&D  
Données sur demande



Collage de tenons et  
reconstitution coronaire  
avec un seul matériau  
thixotrope



Force d'adhésion à la dentine (MPa), prise duale 21



Une rétention sûre grâce  
à son adhésif universel

Source : GCC R&D – Données sur demande

Polymérisation optimale de tous les composants



GRADIA CORE (DC) 154

GRADIA CORE (SC) 135

Rebilda DC (DC) 139

Rebilda DC (SC) 128

Luxacore Z Dual (DC) 132

Luxacore Z Dual (SC) 98

Résistance  
à la flexion  
(MPa)

(DC) Mode dual ; (SC) mode chimopolymérisable  
Source : GCC R&D – Données sur demande



## everStick®

Renforcements en fibres de verre  
pour la dentisterie quotidienne



EVERSTICK  
STARTER KIT

G-PREMIO BOND GRATUIT !

584,50 CHF  
Prix par paquet

Achetez 1 x EverStick Starter Kit et recevez gratuitement 1 x G-Premio BOND 5 ml (d'une valeur de 102,90 CHF) !

N°art. 900819 **everStick, Starter Kit**  
8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;  
30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2;  
5 ml StickRESIN bottle; 2 ml G-aenial Universal Flo  
syringue; 1 x StickREFIX D silicone instrument;  
1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER  
+ G-Premio Bond 5 ml flacon gratuit !

Autres unités disponibles :

N°art. 900836 **everStick COMBI Kit**  
8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO,  
30 cm² everStickNET, 5 x everStickPOST Ø 1.2  
1 x StickSTEPPER hand instrument  
1 x StickREFIX D silicone instrument; 316,50 CHF

N°art. 900835 **everStick Intro Kit**  
8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO,  
1 x StickREFIX D silicone instrument; 126,70 CHF

Autres unités disponibles :

N°art. 900834 **everStick C&B, 1 x 8 cm Refill**; 97,40 CHF  
N°art. 900833 **everStick C&B, 2 x 12 cm Refill**; 268,70 CHF  
N°art. 900818 **everStick NET 30 cm²**; 268,70 CHF  
N°art. 900831 **everStick ORTHO, 2 x 12cm Refill**; 228,90 CHF  
N°art. 900832 **everStick PERIO, 1 x 8 cm Refill**; 90,00 CHF  
N°art. 900822 **everStick PERIO, 2 x 12cm Refill**; 250,90 CHF  
N°art. 900827 **everStick POST, Intro** 5x post Ø 0,9, 5x posts Ø 1,2,  
5x posts Ø 1,5 & 5ml StickRESIN; 253,20 CHF  
N°art. 900828 **everStick POST, 10 x 0,9 Refill**; 158,30 CHF  
N°art. 900829 **everStick POST, 10 x 1,2 Refill**; 158,30 CHF  
N°art. 900830 **everStick POST, 10 x 1,5 Refill**; 158,30 CHF  
N°art. 900820 **Stick, 15cm Refill**, 4 Pcs.; 264,10 CHF  
N°art. 900821 **Stick NET, 30cm Refill**, 3 Pcs. 90cm2 fibre mesh; 264,10 CHF  
N°art. 900826 **Stick Carrier**; 58,50 CHF  
N°art. 900825 **Stick Stepper**; 58,50 CHF  
N°art. 900824 **StickREFIX L 3 + 3 silicone instruments**; 69,90 CHF  
N°art. 900823 **StickRESIN**; 70,60 CHF

## GC FIBER POST

Tenon en fibre de verre dure

GC Fiber Post est une fibre de verre dure conventionnelle fournissant un support parfait pour les reconstitutions corono-radicaire. Les tenons GC Fiber Posts sont des tenons rigides conventionnels fournissant résistance, radio-opacité et conduction de lumière pour des performances optimales dans les canaux droits.



**FIBER POST Drill Refill** à 43,90 CHF  
N°art. 400107 **1 x 1,2 mm**  
N°art. 400108 **1 x 1,4 mm**  
N°art. 400109 **1 x 1,6 mm**

**FIBER POST Refill** à 158,00 CHF  
N°art. 400102 **0,8 mm**, 10 pcs.  
N°art. 400103 **1,0 mm**, 10 pcs.  
N°art. 400104 **1,2 mm**, 10 pcs.  
N°art. 400105 **1,4 mm**, 10 pcs.  
N°art. 400106 **1,6 mm**, 10 pcs.

Accessoires  
N°art. 009553 **G-Multi Primer**,  
5 ml liquid; 73,80 CHF

N°art. 400101 **GC FIBER POST Assortment Kit**  
(3 x 5 FIBER POST) 15 Fiber Posts : 5 x 1,0 mm;  
5 x 1,2 mm; 5 x 1,4 mm; 2 Drills : 1 x 1,2 mm; 1 x 1,4 mm;  
316,10 CHF



- Disponibles en 5 diamètres, y compris de très petits tenons de 0,8 et 1 mm
- Répartition régulière et dense des fibres dans le tenon (77 % du poids) garantissant une résistance élevée à la charge et une résistance à la flexion similaire à celle du métal
- Transmission unique de la lumière afin d'assurer une meilleure polymérisation du composite de scellement
- Radio-opacité facilitant le diagnostic

## G-Premio BOND

Un matériau d'adhésion pour tout ...



Au GC Europe  
You tube Channel :  
[www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)



Configurateur 3D GC  
Restorative Dentistry Guide  
téléchargement gratuit :  
[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)

## G-Premio BOND


Objectif : Zéro compromis sur les performances !  
Objectif : Zéro décollement !



### » FLIP-TOP « FERMETURE

Profitez de sa performance habituelle et découvrez en même temps une manipulation simple

300 applications par 5 ml flacon



### OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !

Recevez 5 paquets de G-Premio BOND (3-Bottle-Pack) au prix de 4 !

N°art. 012688 **G-Premio BOND 3-Bottle-Pack**  
3 flacons à 5 ml; 263,80 CHF  
Offre uniquement valable pour le 3-Bottle-Pack.

Autres unités valables:  
N°art. 009034 **G-Premio BOND Unitdose**  
50 pcs. à 0,1 ml, accessoires; 129,50 CHF  
N°art. 012687 **G-Premio BOND Kit**  
1 flacon à 5 ml, accessoires; 130,60 CHF  
N°art. 012694 **G-Premio BOND Bottle**  
1 flacon à 5 ml, 102,90 CHF  
N°art. 009552 **G-Premio BOND DCA**  
1 flacon à 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 53,80 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



G-Premio BOND DCA =  
Dual-cure Activator –  
facultatif

- Excellente adhésion sur l'émail et la dentine, quel que soit la technique de mordantage choisie
- Manipulation simple et précise
- Consistance et mouillabilité excellentes
- Utilisable pour composites, zircone, oxyde d'alumine et métaux (précieux & nonprécieux) et pour toutes les céramiques vitreuses (feldspathiques, renforcées à la leucite et au disilicate de lithium) et les céramiques hybrides combinées p. ex., avec le G-Multi Primer la polymérisation duale (en mélange avec l'activateur G-Premio BOND DCA)
- Objectif zéro coloration !
- Objectif zéro sensibilité post-opératoire !

**Demandez dès maintenant un échantillon !**

### GC MATERIAUX COMPOSITE (5 PAQUETS)

**G-PREMIO BOND GRATUIT !**

Achetez 5 paquets de matériau composite GC (G-ænial, Essentia, everX Flow) + 1 recharge G-Premio Bond (5 ml pour une valeur de 102,90 CHF) gratuit !

Action valable pour les seringues et unitips G-ænial, Essentia et everX Flow. Valable uniquement dans la même unité d'emballage et après consultation d'un consultant du GC.



# NOUVEAU

## EQUIA Forte® HT

Système de restauration verre hybride haute densité –  
des restaurations postérieures longue durée faciles à réaliser

### EQUIA Forte HT – Technologie hybride

- amélioration de la translucidité
- traitement encore plus facile

Demandez dès maintenant un échantillon !

## OFFRE

### 5 AU PRIX DE 4 !

Recevez 5 paquets EQUIA Forte HT Refill au prix de 4 !

N°art. 901585 **EQUIA Forte HT, Recharge A2**, 185,90 CHF  
N°art. 901586 **EQUIA Forte HT, Recharge A3**, 185,90 CHF  
Contenu : 50 x Equia Forte HT capsules, volume mélange  
0,14 ml par capsule

Uniquement valable pour les paquets de recharge.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Autres unités valables:

**EQUIA Forte HT Intro Pack**; 104,70 CHF  
(20 capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose): A2, A3, B2  
**EQUIA Forte HT Promo Pack**; 362,70 CHF  
(100 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml): A2, A2-A3, A3, A3-B2  
**EQUIA Forte HT Recharge**; 185,90 CHF  
(50 capsules): assortiment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4  
**EQUIA Forte HT Clinic Pack**; 613,70 CHF  
(200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml): A2, A3, B2

N°art. 901593 **EQUIA Forte Coat FlipCap**  
4 ml flacon, accessoires, 90,90 CHF  
N°art. 900959 **EQUIA Forte Coat, Unitdose Pack**  
50 Unitdose (à 0,1 ml) 120,40 CHF



#### INDICATIONS

- Restaurations de classe I
- Restaurations occlusales de classe II
- Restaurations non-occlusales de classe II
- Restaurations immédiates
- Restaurations de classe V et de surfaces radiculaires
- Reconstitution de moignons

- Matériau **plus solide** et non collant,
- Translucidité **accrue**
- Excellente biocompatibilité
- Résistance prouvée sur le long terme
- Restaurations postérieures simples en quelques étapes – pas d'isolation requise
- Restauration de dents MIH hypominéralisées sensibles chez les patients jeunes

### Méthode d'activation de la capsule simplifiée !

Pour plus de détails voir page 7 !

Configurateur 3D GC  
Restorative Dentistry Guide  
téléchargement gratuit :  
[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)



## GC Fuji® IX GP FAST

Verres Ionomères condensables  
de restauration

GC Fuji IX GP est idéal pour les restaurations permanentes ou provisoires de classe I et II chez l'enfant, les restaurations de classe I et II non chargées chez l'adulte, les restaurations de classe V et de surface radiculaire, la stratification coronaire, mais également pour une utilisation avec un composite ou un inlay en technique sandwich immédiate ou différée.

- Multiples indications
- Adhésion chimique
- Placement rapide en une fois
- Sans hiatus marginal
- Résistance à la compression et dureté de surface exceptionnelles
- Protection par le fluor
- Biocompatible



## OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !

171,60 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets de capsules Fuji IX GP Fast au prix de 4 !

N°art. 000212 **Fuji IX GP FAST capsules A2**  
N°art. 000213 **Fuji IX GP FAST capsules A3**  
Contenu : à 50 Capsules (0,40 g Poudre et 0,11 g (0,09 ml) Liquid. Mélange par capsule 0,14 ml  
Action valable pour toutes les teintes.  
Teintes: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

## GC Fuji® II LC

Le premier CVI photopolymérisable  
au monde

Fuji II LC Improved, Ciment Verre Ionomère photopolymérisable, est le ciment verre ionomère le plus utilisé au monde. Bien qu'ayant été conçu à l'origine comme un matériau de restauration pour les cavités de Classes III et V, ainsi que pour les dents de lait, Fuji II LC Improved est un matériau à usages multiples comme liner, base ou pour la reconstitution de moignons.

- Polymérisation duale
- Esthétique exceptionnelle
- Comme base ou liner dans la technique sandwich
- Fuji II LC permet à la restauration de durer plus longtemps en prévenant le hiatus marginal
- Performance clinique prouvée 100% de rétention après 5 ans



## OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !

194,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets de capsules Fuji II LC au prix de 4 !

N°art. 000139 **Fuji II LC capsules A2**  
N°art. 000140 **Fuji II LC capsules A3**  
Contenu : à 50 Capsules (0,33 g poudre et 0,10 g (0,085 ml) Liquide. Mélange par capsule 0,10 ml.  
Action valable pour toutes les teintes.  
Teintes: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez à votre conseiller GC pour vos offres individuelles !


### Matériaux GC de restauration & de scellement en capsule

GC améliore son expérience en matière de capsule avec une technique d'activation plus rapide et plus facile pour toutes ses capsules ! Contacter votre représentant ou votre distributeur pour plus d'informations.

### Changez pour Push & Mix !



1 Tapoter la capsule sur une surface dure pour détacher la poudre



2 Enfoncer le piston et maintenir fermement pendant 2 s



3 Ne pas cliquer avant de mélanger



4 Mélanger pendant 10 s



5 Double-cliquer pour activer la capsule ... mettre en place doucement

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n'est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu'au 31.12.2020. Erreurs d'impression et de composition réservées.

# NOUVEAU

## G-ænial® Universal Injectable

Injectez avec notre matériau de restauration direct le plus résistant

Composite de restauration haute résistance  
Transformez votre façon de travailler!




- Charges de Baryum ultra-fines (150 µm)
- taux de charge élevée
- Technologie de recouvrement total au silane (FSC) améliorant la dispersion et l'adhérence des charges dans la matrice
- Propriétés exceptionnelles non collant
- Faible pression d'extrusion
- Radio-opacité élevée



Extrusion facile pour un confort maximum



Ne s'effondre pas :  
reste en place



Parfaitement conçu :  
pas d'écoulement incontrôlé  
et séparation facile de l'embout



Embouts flexibles pour un accès facile à toutes les cavités

OFFRE

5 AU PRIX DE 4!

14 AU PRIX DE 10!

40,80 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets de G-ænial Universal Injectable au prix de 4!  
Recevez 14 paquets de G-ænial Universal Injectable au prix de 10!

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

### G-ænial Universal Injectable

N°art. 901471 <b>XBW</b>	N°art. 901477 <b>A4</b>	N°art. 901482 <b>AO1</b>
N°art. 901472 <b>BW</b>	N°art. 901478 <b>B1</b>	N°art. 901483 <b>AO2</b>
N°art. 901473 <b>A1</b>	N°art. 901479 <b>B2</b>	N°art. 901484 <b>AO3</b>
N°art. 901474 <b>A2</b>	N°art. 901480 <b>CV</b>	N°art. 901485 <b>JE</b>
N°art. 901475 <b>A3</b>	N°art. 901481 <b>CVD</b>	N°art. 901486 <b>AE</b>
N°art. 901476 <b>A3.5</b>		



## Injection Moulding Kit

144,50 CHF

Aux vidéos :



**Injection Moulding Kit**  
N°art. 901532 Injection Moulding Kit  
Inclus : 1 Seringue G-ænial Universal Injectable (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3, 1 Exaclear cartouche 48 ml




## everX Flow®

Composite fluide fibro-renforcé pour le remplacement dentinaire

### Fort de l'intérieur

Découvrez everX Flow, un composite fluide renforcé de fibres courtes conçu pour remplacer la dentine et renforcer les restaurations. Suivant le même principe que les barres de fer dans la construction, les fibres de verre dans everX Flow renforcent les restaurations et les empêchent de se fissurer. Facile à manipuler, avec deux teintes et une résistance à la fracture très élevée, everX Flow est sur le point de devenir votre nouveau produit de choix pour toutes les restaurations nécessitant un noyau fort, et pour vos préparations de reconstitutions de moignon.



par collage  
① everX Flow Bulk  
② stratification - Composite universel

par collage  
① Composite Base-Liner  
② 1<sup>re</sup> stratification - Composite universel  
③ 2<sup>e</sup> stratification - Composite universel  
④ 3<sup>e</sup> stratification - Composite universel

OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

66,- CHF

Prix par paquet

N°art. 012898 **everX Flow Bulk**  
Seringue 2 ml (3,7 g)  
Bulk, 20 Dispensing Tip III

N°art. 012899 **everX Flow Dentin**  
Seringue 2 ml (3,7 g)  
Dentine, 20 Dispensing Tip III

Recevez 4 paquets everX Flow au prix de 3!

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

OFFRE

157,90 CHF

248,60 CHF

N°art. 901533 **everX Flow™ / Essentia Starter Kit Syringe**  
Contenu : everX Flow Seringue 2 ml Bulk x 1,  
everX Flow Seringue 2 ml; Dentine x 1, Essentia  
Seringue 2 ml; Universal x 1, Dispensing Tip III x 40



OFFRE

166,90 CHF

212,80 CHF

N°art. 890475 **everX Flow™ / G-ænial Universal Injectable Starter Kit**  
Contenu : everX Flow Seringue 2 ml; Bulk x 1,  
everX Flow Seringue 2 ml; Dentine x 1, G-ænial Universal  
Injectable 1ml A2 & A3, Dispensing Tip III x 40



Deux teintes pour répondre à tous vos besoins

- Teinte Translucide (bulk)**  
Optimale pour les cavités postérieures profondes (Profondeur de polymérisation 5,5 mm)
- Teinte Dentine**  
Optimale pour des résultats plus esthétiques et pour les reconstitutions de moignons (Profondeur de polymérisation 2,0 mm)

- Une résistance à la fracture supérieure pour des restaurations durables
- Thixotropie parfaite pour un placement facile et une adaptation marginale parfaite



Aux vidéos :



## everX Posterior®

Renforcement, longévité et esthétique pour les grandes cavités

- Une résistance à la rupture presque deux fois supérieure à celle d'un composite traditionnel
- Adhésion fiable au composite de recouvrement ainsi qu'aux tissus dentaires

- Des couches de 4 mm pouvant être simultanément mises en place
- Une alternative parfaite à la dentine, en particulier dans les cavités grandes / profondes



OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

Recevez 4 paquets everX Posterior au prix de 3!

N°art. 005117 **everX Posterior**; 84,10 CHF par paquet  
15 x 0,13 ml (0,25 g) unitips

N°art. 005273 **everX Posterior**; 252,30 CHF par paquet  
50 x 0,13 ml (0,25 g) unitips


Valable uniquement dans la même unité d'emballage et après consultation d'un consultant du GC.

NOUVEAU

## G-æNial® A'CHORD

Le composite universel premium simplifié  
La simplicité, l'esthétique et la performance entre vos mains

Avec plus de 100 ans d'expérience au service de la dentisterie et plus d'un milliard de restaurations composites dans le monde entier, GC présente des innovations exclusives pour le traitement et l'équilibre des charges (FSC Full Coverage Silane Coating et HPC High-Performance Pulverized), ainsi qu'une nouvelle technologie de monomères. Avec son nouveau composite universel simplifié, le G-æNial A'CHORD vous offre en une seule seringue un composite simplifié, non collant, facile à polir, très résistant et à l'esthétique invisible.



## Fluorescence naturelle

G-æNial A'CHORD crée un résultat final parfaitement invisible et naturellement fluorescent dans toutes les conditions d'éclairage, y compris la lumière noire, pour que vos patients ressortent avec un sourire empreint de confiance.



© Dr. J. Tapia Guadix, Espagne



Facette composite conventionnelle

## La simplification selon A'CHORD

- système simplifié de teinte unique
- manipulation simplifiée
- système universel, tout simplement

## L'esthétique selon A'CHORD

- fluorescence naturelle
- brillance longue durée
- cas les plus complexes

## La technologie révolutionnaire selon A'CHORD

- haute résistance dans le temps et à l'usure
- radio-opacité excellente

Disponible à partir du 1er octobre – sous forme de seringue et unitip!

## Manipulation simplifiée

G-æNial A'CHORD simplifie encore la manipulation, qu'elle soit réalisée avec un instrument manuel ou au pinceau. Cela est possible grâce à l'association du monomère Bis-MEPP non collant et au matériau aux 2 technologies exclusives de traitement et dispersion des charges FSC & HPC. (données internes GC)

## Brillance longue durée

G-æNial A'CHORD offre un polissage exceptionnel et permet de conserver une brillance élevée grâce à sa technologie exclusive spécialisée, caractérisée par une répartition uniforme des nanocharges et un taux de remplissage élevé.



Des résultats qui font gagner du temps : une brillance remarquablement élevée avec un polissage minimal

## Layering Kit Seringues

276,70 CHF  
Prix par paquet

N°art. 10006767

G-æNial A'CHORD Layering Kit

1 Seringue / Teinte : A2; A3; AO2; AE; JE (à 2,1 ml/4 g)

## Core Kit Seringues

276,70 CHF  
Prix par paquet

N°art. 10006768

G-æNial A'CHORD Core Kit

1 Seringue / Teinte : A1; A2; A3; A3,5; A4 (à 2,1 ml/4 g)

## Trial Kit Seringues

166,90 CHF  
Prix par paquet

N°art. 10006769

G-æNial A'CHORD Trial KIT A

3 Spritzen, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)

N°art. 10006770

G-æNial A'CHORD Trial KIT B

3 Seringues, (2 x A3, 1 x A2) à 2,1 ml (4 g)

## Bleach Kit Seringues

166,90 CHF  
Prix par paquet

N°art. 10006771

G-æNial A'CHORD Bleach Kit

1 Seringue / Teinte : BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4 g)  
G-æNial A'CHORD Bleach KIT uniquement disponible sous forme de seringue. Nuances bleach pour Unitips disponibles en recharge.

## Refill Seringues

61,50 CHF  
Prix par paquet

Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; (à 2,1 ml/4 g)

Opaque AO1, O1, AO2, AO3; (à 2,1 ml/4 g)

Enamel JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel); (à 2,1 ml/4 g)

Bleach BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); (à 2,1 ml/4 g)



## Layering Kit Unitips

296,80 CHF  
Prix par paquet

N°art. 10006772

G-æNial A'CHORD Layering Kit Unitips

15 Unitips / Teinte : A2, A3, AO2, AE, JE (15 x 0,16 ml)

## Core Kit Unitips

296,80 CHF  
Prix par paquet

N°art. 10006773

G-æNial A'CHORD Core Kit Unitips

15 Unitips / Teinte : A1, A2, A3, A3.5, A4 (15 x 0,16 ml)

## Trial Kit Unitips

178,10 CHF  
Prix par paquet

N°art. 10006774

G-æNial A'CHORD Trial KIT A (15 x 0,16 ml)

15 Unitips / Farben 2 x A2, 1 x A3  
Art-Nr. 10006775G-æNial A'CHORD Trial KIT B (15 x 0,16 ml)  
15 Unitips / Teinte : 2 x A3, 1 x A2

## Refill Unitips

66,- CHF  
Prix par paquet

Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; (à 15 x 0,16 ml)

Opaque AO1, AO2, AO3; (à 15 x 0,16 ml)

Enamel JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel); (à 15 x 0,16 ml)

Bleach BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); (à 15 x 0,16 ml)

OFFRE  
5 AU PRIX DE 4!

Recevez 5 paquets de G-æNial A'CHORD seringues ou unitips au prix de 4!

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Seulement valable pour une même unité d'emballage.

OFFRE  
14 AU PRIX DE 10!

Recevez 14 paquets de G-æNial A'CHORD seringues ou unitips au prix de 10!

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Seulement valable pour une même unité d'emballage.



GC Austria GmbH  
Swiss Office

# CABINET TOP NEWS & HIGHLIGHTS

Offres valable jusqu'au 31.12.2020

NOUVEAU

G-ænia!®  
A'CHORD

Page 2-3

**GC**