



Initial Zirconia Solutions
Pour plus d'information voir page 6

LABORATOIRE TOP NEWS & HIGHLIGHTS

GC Austria GmbH
Swiss Office

Offres valable jusqu'au 30.04.2021


GC

NOUVEAU

Aadva® ALS 2


Aadva Lab Scanner avec un flux de travail intuitif unique

Simplicité. Précision. Productivité.



Scan hybride

Vous permet d'améliorer la numérisation des modèles : numérisez simplement l'empreinte et le modèle en plâtre et le logiciel les combinera pour vous fournir un modèle de travail numérique détaillés.



Scan hybride

Numérisation intelligente

Pour réduire, voire éliminer le recours à de nouvelles étapes de scannage, cette fonctionnalité créera une stratégie de numérisation spécifique.



Numérisation intelligente

Scan de l'occlusion

Cette fonctionnalité favorise l'enregistrement complet de l'occlusion, en scannant simplement un ensemble des points de référence sur les modèles en plâtre.



Scan de l'occlusion

Flux de travail de Aadva ALS 2 par rapport au flux conventionnel
La réduction du nombre de balayage augmente ainsi votre productivité.

Flux de Aadva

Scan de l'empreinte → Scan du modèle → Scan de l'antagoniste

Flux d'un scan conventionnel

Scan du modèle → Scan du die → ... → Scan de l'antagoniste → Scan du mordu

Aadva ALS 2

MAINTENANT

À PARTIR DE 14.790,- CHF ~~18.480,- CHF~~

Offre Leasing

MAINTENANT

À PARTIR DE 268,- CHF /mois

(Calcul du leasing exemple basé sur ALS 2 avec ScanSW, 60 mois sans acompte, calcul par la Banque Migros, hors TVA)

Êtes-vous intéressé ?

Votre spécialiste GC se tient à votre disposition pour des conseils personnalisés.



Couleur complète

Numérisation de texture ; contraste élevée et résolution



Vitesse et qualité

Axe z automatisé et écran tactile



Caméra Full HD 5MP

Triangulation de lumière frangée, LED de lumière bleue



Précision constante

4µm précision selon la norme ISO 12836



Intégration complète d'exocad

et export STL ouvert

exocad



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure (X × Y × Z) mm

80 × 60 × 85
Caméra 5MP
Précision de 4 µm selon ISO 12836
Technologie de capteur
Triangulation à la lumière rayée
LED bleue
Numérisation de texture monochrome
Scan de texture couleur
Écran tactile
Axe Z entièrement automatisé
Articulator scan
Multi die scan
TripleTray scan
Impression scan

Spécifications informatiques recommandées pour ALS 2 et Aadva Scan :

Windows 10 64-Bit
i7 avec 6 × 4.7 GHz
32 GB RAM
USB 3.0 Port
100 – 250 GB SSD
Carte graphique avec 6 GB RAM
Temps de numérisation
Mâchoire complète 33 secondes
Dent unitaire 36 secondes
Bridge 3 unités 36 secondes



Initial™ LiSi Press

Nouvelle céramique pressée révolutionnaire –
pour une solidité unique alliée
à une esthétique exceptionnelle

GC étend les frontières Initial LiSi
press avec des nouvelles teintes.

OFFRE 1

4 AU PRIX
DE 3!

7 AU PRIX
DE 5!

93,60 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 paquets Initial LiSi Press Ingots (à 5 x 3 g)
au prix de 3 !
Recevez 7 paquets Initial LiSi Press Ingots (à 5 x 3 g)
au prix de 5 !

Mélange de teintes possible.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

- Résistance incomparable à la flexion grâce à la technologie HDM
- Esthétique inégalée en combinaison avec la céramique de stratification LiSi et l'Initial Lustre Pastes NF
- Vaste choix de couleurs chaudes et éclatantes avec une excellente fluorescence
- Pratiquement aucune couche de réaction après le démoulage

Informez-vous auprès de votre conseiller personnel GC sur la céramique pressée unique et révolutionnaire Initial LiSi et consultez nos offres spéciales Initial LiSi Press !



Aux vidéos :



RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ !

Il s'agit en outre d'une offre « satisfait ou remboursé ».
Si le produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez retourner le paquet à votre distributeur et vous faire rembourser le prix d'achat (valable seulement 4 semaines à compter de la date de livraison du distributeur).

OFFRE 2

LISI PRESSVEST
INTRO GRATUIT !

93,60 CHF

Prix par paquet

Commandez 5 x Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) + 2 x LiSi PressVest Intro Kit **gratuit** !
(N°art. 10003664; 6 x 100 g Powder, 135 ml Liquid, 30 ml SR Liquid) id'une valeur de à 58,60 CHF.

Mélange de teintes possible.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez dès maintenant un kit de calibrage !

Unités d'emballage : 5 x 3 g à 93,60 CHF

N°art. 10003665 HT-EXW
N°art. 10003666 HT-BLE
N°art. 10003667 HT-E57
N°art. 10003668 HT-E58
N°art. 10003669 HT-E59
N°art. 10003670 HT-E60
N°art. 10003671 MT-B00
N°art. 10003672 MT-B0

N°art. 10003673 MT-A1
N°art. 10003674 MT-A2
N°art. 10003675 MT-A3
N°art. 10003676 MT-B1
N°art. 10003677 MT-B2
N°art. 10003678 MT-C1
N°art. 10003679 MT-C2
N°art. 10003680 MT-D2

N°art. 10004824 LT-A1
N°art. 10004962 LT-A2
N°art. 10004831 LT-A3
N°art. 10004854 LT-B1
N°art. 10004857 LT-B2
N°art. 10004815 LT-C1
N°art. 10004842 LT-C2
N°art. 10004860 LT-D2

N°art. 10003681 LT-A
N°art. 10003682 LT-B
N°art. 10003683 LT-C
N°art. 10003684 LT-D
N°art. 10003685 MO-0
N°art. 10003686 MO-1
N°art. 10003687 MO-2
N°art. 10004833 LT-B00
N°art. 10004853 LT-B0

Initial™ LiSi

Céramique pour disilicate de lithium.
Un système de teintes –
un système de stratification



Aux vidéos :



Demandez votre offre spéciale !

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 810,80 CHF

N°art. 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 733,20 CHF
Initial LiSi, Dentine, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g
Initial LiSi, Email, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g
Initial LiSi, Fluorescence claire, CL-F, 20 g
Initial LiSi, Translucide, TN/TO, 20 g
Initial LiSi, Bleach dentine, BLD-2, 20 g
Initial LiSi, Bleach email, BL-E, 20 g
Initial LiSi, Modificateur translucide, TM-01/TM-05, 20 g
Initial AL,Zr,Ti/Glaccage INvivo-INSitu, GL, 10 g
Initial AL,Zr,Ti /Liquide de glaccage INvivo-INSitu, GL, 10 g
Initial LiSi, Liquide de modelage, 50 ml
Initial LiSi, Nuancier
C Initial LiSi, Manuel technique

N°art. 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 888,60 CHF
Initial LiSi, Email occlusal, EO-15, 20 g
Initial LiSi, Fluo-dentine, FD-91/ FD-92/FD-93, 20 g
Initial LiSi, Email opale, EOP-2/ EOP-3/EOP-4, 20 g
Initial LiSi, Cervical-translucide, CT-22/ CT-23/CT-24/CT-25, 20 g
Initial LiSi, Face interieure, IN-41/ IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/ IN-50/IN-51, 20 g
Initial LiSi, Liquide de modelage, 50 ml
Initial LiSi, Nuancier

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



GC LiSi PressVest

Le secret du GC LiSi PressVest :
Moins de couche de réaction
et un retrait plus facile

LIQUID

42,50 CHF

N°art. 10003662
LiSi PressVest Liquid;
900 ml, EU/US

POWDER

210,80 CHF

N°art. 10003661
LiSi PressVest Powder;
60 x 100 g, EU/US

Zubehör:
N°art. 10003663
LiSi PressVest SR Liquid
100 ml; 64,40 CHF

- Retrait aisé de la couche de réaction avec la LiSi Press
- Fluidité très élevée
- Plus de temps pour la mise en revêtement
- Temps de prise stable



Mise en revêtement & pressée

La combinaison de l'agent séparateur unique inclus dans la poudre du revêtement avec le Liquide GC LiSi PressVest SR permettent de créer un vide ou « ligne de séparation » qui fragilise la couche de réaction.

Initial™ MC

„State of the art“ –
Céramo-métal

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 2041,30 CHF

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set

N°art. 10003150 **Basic Set avec Opaquer Poudre** 1668,90 CHF
 N°art. 10003111 **Basic Set avec Opaquer Paste** 1509,50 CHF
 N°art. 10003151 **Basic Plus Set avec Opaquer Poudre** 1660,30 CHF
 N°art. 10003112 **Basic Plus Set avec Opaquer Paste** 1552,30 CHF
 N°art. 10003113 **Advanced Set** 1020,20 CHF

N°art. 10003170 **Gum Shade Set (Opaquer Poudre)** 279,90 CHF
 N°art. 10003171 **Gum Shade Set (Opaquer Paste)** 249,20 CHF
 N°art. 10003165 **Bleach Set** 343,40 CHF*
 N°art. 10003181 **Initial MC Classic Line Opaquer Paste Set** 575,50 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
 Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez votre
offre spéciale !

Initial™ Zr-FS

Système céramique
aux indications multiples

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 1900,40 CHF

Initial ZR-FS Basic + Advanced Set

N°art. 10003119 **Basic Set**; 1900,40 CHF*
 N°art. 10003120 **Advanced Set**; 1900,40 CHF*

N°art. 10003168 **Bleach Set**; 351,00 CHF*
 N°art. 10003172 **Gum Shades Set**; 317,70 CHF*

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
 Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez votre
offre spéciale !initial™
Painting Solutions

Initial™ Spectrum Stains

L'art de peindre les céramiques –
solutions céramique 2D et 3D
... de GCPRIX SPECIAL !
RISK FREE

MAINTENANT À PARTIR DE 460,90 CHF

N°art. 10003190 **Initial Spectrum Stain Set**

16 x GC Initial Spectrum Stain; SPS1 – SPS16, 3 g; 1 x Initial Spectrum Glaze powder GL, 10 g; 1 x Initial Spectrum Glaze- Liquid, 25 ml; 1 x Initial; Spectrum Glaze-Pasten-Liquid, 8 ml; 1 x Initial Spectrum color chart

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.

Prix promotionnel valable après consultation d'un consultant GC et en combinaison avec l'achat de la promotion de transfert initiale.

Une large gamme d'applications

- Caractérisation et individualisation des céramiques
- Individualisation de la céramique stratifiée
- CET adapté et compatible avec toutes les céramiques dentaires
- Un coffret pour tous les systèmes

Une large gamme de couleurs

- Masses en poudre
- 16 couleurs

manuel
technique :Painting
Solution :

Laissez votre consultant GC personnel vous conseiller sur **les colorations uniques et révolutionnaires du spectre Initial™** et obtenez vos offres spéciales !

Initial™ IQ Lustre Pastes NF &
Initial™ IQ Lustre Pastes NF GUMUne pâte, de nombreuses possibilités !
La finition parfaite pour vos restaurations ...

Ces pâtes universelles tridimensionnelles confèrent à toutes les céramiques Initial une profondeur de teinte et une translucidité naturelle. Conviennent à toutes les céramiques quel que soit le fabricant !



Point de départ



Application des différentes teintes Initial Lustre Pastes NF Gum



Caractérisation avec V-Shades



Résultat final



N°art. 10003186

GC Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shades Set; 448,60 CHF

Inhalt: 5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g),
 4 x StainModifier (LP-M1,M2,M3M4) (3 g), 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml),
 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml), 1 x IQ LP NF mixing dish,
 1 x IQ LP NF Brush A, 1 x IQ LP NF Brush B, 1 x IQ LP NF Plastic Cover,
 1 x IQ LP NF, Color Chart, 1 x IQ LP NF, Technical Manual

N°art. 10003176

GC Initial IQ, One Body, LP NF, V-Shades Set; 810,90 CHF

Inhalt: 1 x Neutral L-N (4 g), 1 x Value L-V (4 g),
 4 x Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) (4 g),
 8 x Enamel Effect Shades (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8) (4 g),
 1 x Diluting Liquid (8 ml), 1 x Refresh Liquid (8 ml),
 1 x Mixing Dish, 1 x Brush 00, 1 x Brush 2, 1 x Plastic Cover

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.



La première appli au monde de formation interactive sur l'utilisation du système céramique Initial. Téléchargement gratuit dans l'iTunes App Store. Pour iPhone et iPad !



- Un kit est compatible à lui seul avec toute la gamme des céramiques Initial
- Le large plage de CET de 6,9 à 13,3 permet de travailler avec presque tous les types de céramique
- Pâtes améliorées avec des propriétés thixotropes plus fines pour une application aisée et précise
- Les liquides de dilution et de rafraîchissement garantissent toujours une consistance optimale

NOUVEAU

GRADIA® PLUS

Système Composite Modulaire pour les restaurations indirectes

Un nouveau standard dans le réalisme et la stratification des teintes

- La rencontre de l'innovation et de l'indication
- Technologie polymère céramique de pointe
- Esthétique rouge et blanc en parfaite harmonie
- Consistance pâteuse ou fluide
- Rationnel et modulaire
- Polymérisation à la vitesse de la lumière

ECONOMISEZ 35 %

A 1567,60 CHF ~~2411,60 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set A
N°art. 10003559 **Layer Set** 1096,10 CHF
N°art. 10003560 **Paint Set** 692,30 CHF
N°art. 10003563 **Accessory Set** 623,00 CHF

ECONOMISEZ 35 %

B 2212,60 CHF ~~3403,90 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set B
N°art. 10003559 **Layer Set** 1096,10 CHF
N°art. 10003652 **Layer Pro Set** 992,30 CHF
N°art. 10003560 **Paint Set** 692,30 CHF
N°art. 10003563 **Accessory Set** 623,00 CHF

ECONOMISEZ 35 %

C 1252,50 CHF ~~1926,90 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set C
N°art. 10003562 **One Body Set** 611,50 CHF
N°art. 10003560 **Paint Set** 692,30 CHF
N°art. 10003563 **Accessory Set** 623,00 CHF

ECONOMISEZ 35 %

D 870,- CHF ~~1338,50 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set D
N°art. 10003561 **GUM Set** 704,10 CHF
N°art. 10003563 **Accessory Set** 623,00 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Maintenant avec une nouvelle cuvette pour la technique d'injection.



Contactez votre distributeur GC personnel pour plus d'informations.



Voir le tableau de couleurs complet Gradia Plus ici :



Cliquez ici pour le manuel technique Gradia Plus :



Vous pouvez voir ici divers retour d'information sur l'utilisation :



EXACLEAR

Votre partenaire pour les situations cliniques exigeantes



Silicon EXACLEAR sur le wax



Piliers implantaires temporaires avec GRADIA PLUS opaque et Fibre de verre renforcée avec GC Stick



Injection du composite



Injection




Polymériser



Finissage avec Lustre Paint CLF



Finition avec Lustre Paint CLF



Cas cliniques: Stephen Lusty, Royaume-Uni EXACLEAR, GC Stick et GRADIA PLUS sont des marques commerciales de GC.



Aux vidéos

Vous trouverez plus d'informations sur Exaclear dans la partie pratique page 25.

OFFRE

4 AU PRIX DE 3! 77,30 CHF
Prix par paquet

Recevez 4 paquets EXACLEAR au prix de 3 !

N°art. 10001483 **EXACLEAR**
2 cartouches (48 ml), 6 Mixing tips II taille S

Accessoires :
N°art. 10003262 **Mixing tips II** taille L; 81,80 CHF

Vinyl Polysiloxane transparent – votre partenaire pour la technique d'injection en combinaison avec GRADIA PLUS

- Manipulation facile
- réglage rapide
- excellent contrôle des détails

Labolight DUO

Unité de polymérisation LED mode duale pour résine composite indirecte 2 appareils en 1 !

Pré-photopolymérisation (mode step)
Mode de photo-polymérisation finale (mode full)

Avantages

- La technologie LED
- Technologie LED double longueur d'ondes
- LED bleues : 465 nm - 485 nm
- LED violettes : 390 nm - 400 nm
- Photo-polymérisation optimale de tous les matériaux dentaires photo-polymérisables
- Temps réduit du cycle de lumière
- Longue durée de vie des LED

PRIX SPECIAL !

OFFRE DUO À PARTIR DE 2238,90 CHF

N°art. 10001246 **Labolight DUO**
Prix normal 3222,90 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



OFFRE

LABOLIGHT & GRADIA PLUS À PARTIR DE 2182,90 CHF

Labolight DUO Kombi-Set avec GRADIA PLUS Sets

N°art. 10001246 **Labolight DUO Kombi-Set**
Labolight DUO prix special lors de l'achat d'un Combi set
Gradia PLUS : 2182,90 CHF
Labolight DUO prix normal : 3222,90 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

GC FUJIROCK® EP

Nouvelle gamme de produits
utilisé pour la réalisation
de toutes sortes de
prothèses dentaires

OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !

Recevez 5 paquets de Fujirock EP au prix de 4 !

N°art. 10003220 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 12 kg; 99,70 CHF
N°art. 10003218 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 5 kg; 51,70 CHF
N°art. 10003219 **FUJIROCK EP, Classic Line, Topaz Beige** 5 kg; 57,00 CHF

N°art. 10003243 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 11 kg; 101,70 CHF
N°art. 10003242 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 4 kg; 46,70 CHF
N°art. 10003244 **FUJIROCK EP, Premium Line, Polar White**, 4 kg; 46,70 CHF
N°art. 10003245 **FUJIROCK EP, Premium Line, Inca Brown**, 4 kg; 46,70 CHF
N°art. 10003246 **FUJIROCK EP, Premium Line, Titanium Grey**, 4 kg; 46,70 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC
et seulement valable dans la même unité d'emballage.
Prix par paquet.

GC Fujirock EP Premium

Une version spéciale du GC Fujirock EP déve-
loppée pour les techniques exigeantes telles
que les travaux implantaires étendus et les
indications complexes des travaux céramiques.

La composition améliorée de la poudre et ses couleurs
raffinées offrent à ce nouveau plâtre une variété
d'applications. Les cas esthétiques exigeants passent par
plusieurs procédures au laboratoire ... modèle en cire,
fausse gencive, balayage numérique, finition et polissage ...
et le modèle en plâtre est bien le fondement de la qualité.
Pour une parfaite présentation de vos travaux esthétiques.

Ratio P/L	20 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.
Temps de prise	9-12 min.
Temps de retrait	25-35 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.09 %
Résistance à la compression	≈ 60 Mpa



GC Fujirock EP Classic

Le plâtre de type 4 les plus populaire
au monde

Fujirock EP – des plâtres « classiques » parfaits pour
toutes sortes de prothèses. Ils combinent précision
élevée, dureté des bords exceptionnelle et stabilité
à haute pression. Fujirock EP est très fluide tout en
restant thixotrope pour une manipulation facilitée et
sans bulles d'air.

Ratio P/L	20 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.
Temps de prise	10-13 min.
Temps de retrait	30-40 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.09 %
Résistance à la compression	≈ 53 Mpa



GET THE APP

Pour rester informé de nos dernières
actualités, publications, cours ...
Et collectez des Smiles !



GC Temp PRINT

Composite photopolymérisable imprimable en 3D
pour couronnes et ponts provisoirs

Construire des ponts pour l'avenir

Impression plus facile de restaurations complexes sans gaspillage de matériau !

GC Temp PRINT est un **matériau biocompatible** de classe II pour les couronnes et
ponts temporaires sans méthacrylate de méthyle (MMA). Il est conçu pour être utilisé
avec les systèmes d'impression 3D fonctionnant à une longueur d'onde de 385 et 405
nm, respectivement. Il a des **excellentes propriétés mécaniques** et reste de cette
façon stable pendant le stockage. Pour les restaurations provisoires, il est compatible
avec l'optiglaze color.



TEMP PRINT

OPTIGLAZE COLOR GRATUIT !

280,- CHF

Prix par paquet

Commandez 1 x Temp PRINT light 500 g ou medium 500 g
+ 2 x Optiglaze color Refill gratuit !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art. 10004798 **Temp PRINT light**, 500g
N°art. 10004797 **Temp PRINT medium**, 500g

OPTIGLAZE® color

Caractérisation de surface
photopolymérisable pour les restaurations
indirectes acryliques et composites

Teintes de caractérisation
photopolymérisables à utiliser avec

- Cerasmart – matériau hybride
- Restaurations en composite – Facettes – Inlays – Onlays
- Résines pour prothèses – individualisations et modifications
- Dents du commerce – individualisation
- Résines provisoires



N°art. 10001150 **OPTIGLAZE color Set**; 751,70 CHF
Inhalt: 1x OPTIGLAZE color A plus, 1x B plus,
1x C plus, 1x white, 1x ivory white, 1x yellow,
1x orange, 1x pink orange, 1x red brown, 1x olive,
1x grey, 1x blue, 1x lavender, 1x pink, 1x red
(2,6 ml par teinte); 1x OPTIGLAZE color clear,
1x clear HV, (5 ml par teinte); 5x disposable pallet,
1x protective cover, 1x brush round 5 Stk. (N°1B),
1x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2x brush holder
(1 each ivory, white), 1x OPTIGLAZE color IFU,
1x OPTIGLAZE color Technique Card

OFFRE

5 AU PRIX
DE 4 !

61,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 Optiglaze color paquet de recharge
au prix de 4 !

OPTIGLAZE® color paquet de recharge
N°art. 10001151 **OPTIGLAZE Color, A plus**
N°art. 10001152 **OPTIGLAZE Color, B plus**
N°art. 10001153 **OPTIGLAZE Color, C plus**
N°art. 10001154 **OPTIGLAZE Color, White**
N°art. 10001155 **OPTIGLAZE Color, Ivory White**
N°art. 10001156 **OPTIGLAZE Color, Yellow**
N°art. 10001157 **OPTIGLAZE Color, Orange**
N°art. 10001158 **OPTIGLAZE Color, Pink Orange**
N°art. 10001159 **OPTIGLAZE Color, Red Brown**
N°art. 10001160 **OPTIGLAZE Color, Olive**
N°art. 10001161 **OPTIGLAZE Color, Grey**
N°art. 10001162 **OPTIGLAZE Color, Blue**
N°art. 10001163 **OPTIGLAZE Color, Lavender**
N°art. 10001164 **OPTIGLAZE Color, Pink**
N°art. 10001165 **OPTIGLAZE Color, Red**
Prix par paquet : 61,90 CHF à 2,6 ml

N°art. 10001166 **OPTIGLAZE Color, Clear**
N°art. 10001167 **OPTIGLAZE Color, Clear HV**
Prix par paquet : 61,90 CHF à 5 ml

Valable pour tous numéros d'article.

Simplicité,
Précision,
Productivité



Aadva™

ALS 2

Aadva Lab Scanner avec
un flux de travail
intuitif unique à GC



GC

GC Austria GmbH
T: +43.3124.54020
info.austria@gc.dental
http://austria.gceurope.com

GC Austria GmbH SWISS Office
T: +41.41.520.01.78
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com

MAINTENANT
à partir de 268,00 CHF par mois

(Calcul du leasing basé sur ALS 2 avec ScanSW,
60 mois sans acompte, calcul par la Banque
Migros, hors TVA)

GET THE APP

Pour rester informé de nos dernières
actualités, publications, cours ...
Et collectez des Smiles !



Painting solution Workshop

Utilisation de colorations GC en 2D et 3D sur des couronnes monolithiques /partiellement réduites

Après l'envoi d'un modèle, les participants
fabriquent 2 couronnes à l'avance au
laboratoire.

1 x monolithique et 1 x réduit en Zr ou
disilicate de lithium. Lors du TP, la couronne
monolithique est peinte en une seule étape
avec Luster Paste en combinaison avec
Spectrum Stains. La couronne réduite est
réalisée avec des colorations internes
et des micro couches.

Apportez les deux couronnes ainsi que
des outils de stratification et des instruments
de meulage.



Workshop céramique

Initial Hands-on-Kurs

Avec Initial de GC vous serez toujours en
mesure de trouver une solution pour chaque
restauration prothétique, quel que soit le
type de l'armature ou la procédure de
stratification. Reproduction d'une dent par
un schéma de stratification spécifique GC
Initial. Finalisation avec GC Luster Pastes NF.

initial

Créez votre monde avec la céramique
Initial LiSi Press, Initial LiSi Ceram
stratification, Initial IQ Lustre Paste NF
maquillage

GC Initial. Le système de céramique le
plus complet pour toutes les indications.

GRADIA PLUS Workshop

Workshop présentation du nouveau composite nanohybride

La » céramique photopolymérisable « Gradia Plus –
un nouveau composite modulaire

De la couronne au bridge monolithique
avec utilisation de la technique d'injection,
stratification standard ou multi-chroma-
tique avec des nouvelles teintes et finition
de restaurations en composite de haute
qualité. Lors du workshop, apprenez
tout sur la nouvelle génération d'appareils
de photo polymérisation en théorie et
dans la pratique.


GRADIA

Vous pouvez trouver les dates
actuelles des cours sur :
[https://europe.gc.dental/
fr-CH/education/courses](https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses)



WORKSHOPS

RÉFÉRENTS

CDT Stefan M. Roozen
CDT Michael Gross

QUAND

Pour les dates, veuillez
consulter notre page Web :
[https://europe.gc.dental/
fr-CH/education/courses](https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses)

ORGANISATEUR

GC Austria GmbH

CONTACTEZ

GC Austria GmbH
Swiss Office
T: 081.7340270
F: 081.7340271
info.switzerland@gc.dental
ou contactez votre
conseiller personnel GC
Milena Mices
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental
ou Rui Barreiros
M: 079 889 39 74
rui.barreiros@gc.dental

LANGUE

Allemand

G-ænial® A'CHORD

Le composite universel
premium simplifié

G-aenial A'chord est online maintenant !

GC a lancé un site Web dédié uniquement au G-ænial A'chord pour le partager d'information et du savoir-faire aux dentistes.

La simplicité, l'esthétique et la performance sont les valeurs qui caractérisent le G-ænial A'chord. Ces mêmes valeurs vous les retrouverez sur le site. Les atouts du G-ænial A'chord sont explicites sur ce site. La simplification et l'esthétique y est détaillée dans le cas de stratification antérieur. Ainsi que des cas cliniques de dentistes de renom d'Allemagne, France et Australie, montrent comme l'esthétique et la solidité s'unissent dans un seul composite, le G-ænial A'chord. Vous y verrez combien G-ænial A'chord est résistante dans le temps. Des vidéos montrant l'application. Ce site vous plaira ! Vous pouvez le visionner également sur votre téléphone portable ou tablette.



Au webpage G-ænial A'CHORD
<http://gaenialachord.com>



Spécialistes GC

Votre spécialiste GC se tient à votre disposition
pour des conseils personnalisés.




RUI BARREIROS
Dental Technician,
Product Specialist
Operator & Laboratory;
Zurich, suisse orientale
et Tessin
M: 079 889 39 74
rui.barreiros@gc.dental

Codes postals : 6, 8

NIKOLINA CREPULJA
Conseillère spécialisée
dans les produits
dentaires;
Suisse Orientale
M: 079 367 73 32
nikolina.crepulja@gc.dental

Codes postals : 7, 8, 9



MILENA MICES
Prothésiste dentaire,
conseillère spécialisée
dans les produits dentaires;
Suisse Romande
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental

Codes postals : 1, 2



RONALD DÖRFLINGER
Gérant GC Austria GmbH
M: +43.664.3085320
ronald.doerflinger@gc.dental



PHILIP ELFORD
Assistant Country Manager
Switzerland
M: 079 172 19 85
philip.elford@gc.dental

EVELINE WANGLER
Conseillère spécialisée
dans les produits dentaires;
Zurich, suisse centrale
et plateau suisse
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

Codes postals : 3, 4, 5, 6



Visitez-nous sur :
<https://europe.gc.dental/fr-CH>



Visitez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/gcaustriagmbh



Visitez-nous sur Youtube :
www.youtube.com/user/GceuropeProducts



Visitez-nous sur Instagram :
[gc_austria_switzerland](https://www.instagram.com/gc_austria_switzerland)

Composite-Workshop



WORKSHOP

RÉFÉRENT

Dr. Alexandre Richard

QUAND

12.03.2021
09.00 – 17.00 h

FRAIS DE COURS

490,- CHF

ORGANISATEUR

GC Austria

POUR PLUS
D'INFORMATIONMilena Mices
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental

Injection Moulding Technique

Les composites directs par technique
d'injection : une nouvelle norme ?

- Comprendre et appliquer les concepts de la dentisterie adhésive
- Connaître les indications cliniques des composites directs
- Apprendre une nouvelle technique de « stratification » de composite

PROGRAMME

Matin 9 h – 12 h

- Philosophie de traitement et préservation tissulaire
- Les multiples applications et indications de la dentisterie adhésive contemporaine
- Présentation de la technique d'injection et de ses indications

12 h – 13 h Pause déjeuner

Après-midi 13 h – 17 h

Travaux pratiques:

- Réalisation d'une facette par technique d'injection simple.
- Gestion d'un cas antérieur étendu : 4 facettes sur incisives avec la technique des dents alternées.
- Technique de double injection : dentine et émail.
- Ouverture sur le champ des indications.



Cours Hands-on

Injectable Moulding

Easy aesthetics, predictable outcome

TAKE AWAYS

- Bring your composite restorations to a higher level with the use of a transparent silicone and a high flexural strength injectable composite.
- How to achieve easy and predictable aesthetics in a quicker and more affordable way while using non-invasive preparations.

Avec HANDS-ON
(seulement 10 places disponibles)Le matériel nécessaire au cours
vous sera remis à l'avance envoyé
(travail en toute sécurité)

Price includes ALL MATERIALS & Models
(that will be delivered at your place):
Injection Moulding Technique kit
1 extra syringe G-aenial Universal Injectable
1 impression metal tray
1 set of EVE Diacomp Twist rubber polishers
1 high end model
1 roll of Teflon tape
Total sum of the materials RRP CHF 250



PROGRAM

Lecture:

- Technique description for anterior and posterior cases

- Clinical cases with tips and tricks

Hands-on:

- Step by Step Injection Moulding Technique
- Combination Injection + Layering for higher aesthetics
- Posterior cases: alternated technique

WEBINAR
HANDS-
ON-KURS

RÉFÉRENT

Dr. Adriano Teixeira

QUAND

03.03.2021
14.00 – 18.00 h

ORGANISATEUR

GC

FRAIS DE COURS

250,- EUR

PARTICIPANTS

max. 10

POUR PLUS
D'INFORMATIONMilena Mices
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental

LANGUE

Anglais



Vous pouvez trouver les dates
actuelles des cours sur :
[https://europe.gc.dental/
fr-CH/education/courses](https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses)

GC Europe Campus
meeting & education centre

Vous pouvez trouver les dates
actuelles des cours sur :
[https://europe.gc.dental/
fr-CH/education/courses](https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses)



GC Portes-empreintes

Porte-empreinte adapté. Empreinte précise.

Tous les praticiens savent combien il est important de prendre une empreinte précise. Un matériau d'empreinte adapté et une bonne technique de prise d'empreinte sont encore les meilleurs moyens d'assurer d'excellents résultats. Quel est le rôle du porteempreinte dans tout cela ? Le porte-empreinte est la base d'une empreinte précise. Utiliser un porteempreinte inadapté, c'est comme prendre des mesures avec une règle mal graduée. Vous pouvez toujours le faire !

GC DENTULOUS TRAYS

spécialement adaptés aux édentés partiels et disponibles en une multitude de formes, de tailles et de types.

Avantages :

- Porte-empreintes en métal plaqué rigides mais façonnables pour un ajustage individuel plus précis
- Porte-empreintes en acier inoxydable avec bords de sûreté soudés permettant une montée en pression pendant la prise d'empreinte
- Porte-empreintes en plastique avec espaceur en zigzag unique minimisant le contact avec les cuspides




GC EDENTULOUS TRAYS

spécialement conçus pour s'adapter aux caractéristiques anatomiques des patients édentés. Faites votre choix parmi les porte-empreintes Edentulous standard pour les procédures quotidiennes de routine, les porte-empreintes STO-K pour vous adapter aux caractéristiques anatomiques spécifiques du patient ou les porte-empreintes McGowan pour réaliser des prothèses immédiates

Avantages :

- Gouttière rigide pour une plus grande précision en métal façonnable pour un ajustage individuel plus précis
- Perforations et bords soudés (à l'extérieur du porte-empreintes) pour une rétention optimale de l'alginate



OFFRE 15 %

Offre valable pour tous
portes-impreintes GC

Contactez votre conseiller CG
pour plus de détails !

GC CLOSED-BITE TRAYS

porte-empreintes triple fonction et enregistrements d'occlusion. Les porte-empreintes Check-Bite Triple Function sont utilisés pour prendre une empreinte de travail, l'antagoniste et l'enregistrement du mordu en une seule opération. Les porte-empreintes Sideless Triple Function sans rebord s'adaptent aux arcades complètes. Le porte-empreintes Double Arch produit une paire de modèles complémentaires avec une relation occlusale véritable.

Avantages :

- Modèles antérieurs et postérieurs avec maille flexible très fine qui ne touche pas la zone rétromolaire et ne gêne pas la fermeture complète



EXA'lence

Matériau d'empreinte vinyl polyéther silicone

Associant sa vaste expérience en chimie et celle de la création de solutions originales pour la dentisterie, GC Europe a exploité les meilleures qualités de deux grands matériaux pour mettre au point la prochaine génération de matériau d'empreinte: le Vinyl PolyEther Silicone (VPESTM). EXA'lence est la solution de GC Europe pour des reproductions précises et détaillées. En bouche, l'environnement peut être imprévisible et humide... mais vous pouvez toujours compter sur EXA'lence pour obtenir à chaque fois, des empreintes de la plus haute précision.



OFFRE

5 AU PRIX
DE 4 !

À PARTIR DE **73,60** CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets EXA'lence au prix de 4 !

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d'emballage.

Unités valables :

EXA'lence Recharge,

2 x 48 ml pro Recharge, Mixing tips à 73,60 CHF;
EXA'lence ExtraLight Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow);
N°art. 10001524 Regular Set I N°art. 10001529 Fast Set
EXA'lence Light Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow)
N°art. 10001525 Regular Set I N°art. 10001530 Fast Set
EXA'lence Medium Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001531 Regular Set I N°art. 10001528 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001522 Regular Set I N°art. 10001526 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Rigid Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001527 Fast Set

EXA'lence Recharge, 2 x 370 ml Cartouche à 222,30 CHF;

N°art. 10001507 Medium Body Regular Set;
N°art. 10001506 Heavy Body Regular Set;
N°art. 10001504 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Standard Kit, 370 ml Cartouche à 159,80 CHF;

10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring;
N°art. 10001518 Medium Body Regular Set
N°art. 10001519 Heavy Body Regular Set
N°art. 10001520 Heavy Body Fast Set

N°art. 10001512 EXA'lence, Putty 1-1 Pack à 143,90 CHF

(500 g / 278 ml Base, 500 g / 278 ml catalyseur, accessoires);

N°art. 10001514 EXA'lence, Putty 5-5 Clinic Pack à 419,00 CHF

(5 x 500 g / 278 ml Base, 5 x 500 g / 278 ml catalyseur, accessoires)

EXA'lence, Clinic Pack, 6 x 370 ml Cartouche à 655,70 CHF;

N°art. 10001516 Medium Body Regular Set
N°art. 10001515 Heavy Body Regular Set;
N°art. 10001517 Heavy Body Fast Set

- Intrinsèquement hydrophile
- Fluidité optimale
- Excellente élasticité et résistance au déchirement
- Goût de menthe agréable
- Empreintes parfaites, même dans des conditions difficiles
- Reste hydrophile après la prise, pour une précision optimal lors de la coulée du modèle



OFFRE MATÉRIAU D'IMPREINTE

RENFERT SYMPRESS MIX GRATUIT !

Commandez de matériel d'empreinte GC (EXA'lence)
en valeur de 1790,- CHF et recevez le Renfert Sympress Mix
(en valeur de 999,- CHF) gratuitement !



NEW METAL STRIPS

Strips de finition et polissage

Pour le contourage, la finition et le polissage de surface interproximale composite, compomère et verre ionomère.



OFFRE

7 AU PRIX DE 6!

104,80 CHF

Prix par paquet

Recevez 7 packets Metal Strips au prix de 6!

N°art. 10000096 **Metal Strips, Assortment**
Boîte de 12 strips : 1 pièce de chaque largeur et de chaque granulométrie

Paquets assortis | Contenu : 12 pcs. à 4 pcs. de chaque largeur (2,6 mm / 3,3 mm / 4,0 mm)

N°art. 10000092 **Metal Strips, Red Mesh**
Rough preparation; (4 x 3) x N° 200 Assortment
N°art. 10000093 **Metal Strips, Blue Mesh**
Preparation; (4 x 3) x N° 300 Assortment
N°art. 10000094 **Metal Strips, Green Mesh**
Finishing; (4 x 3) x N° 600 Assortment
N°art. 10000095 **Metal Strips, Yellow Mesh**
Polishing; (4 x 3) x N° 1000 Assortment

Paquet 6 mm
Contenu : 12 Pcs. à 6 mm de même granulométrie

N°art. 10000097 **Metal Strips, Red Mesh**
Rough preparation; 12 x N° 200
N°art. 10000098 **Metal Strips, Blue Mesh**
Preparation; 12 x N° 300
N°art. 10000099 **Metal Strips, Green Mesh**
Finishing; 12 x N° 600
N°art. 10000100 **Metal Strips, Yellow Mesh**
Polishing; 12 x N° 1000

- Matériaux extrêmement fins et flexibles
- Haute résistance à l'usure
- Quatre grains
- Autoclavables et faciles à nettoyer

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Seulement valable pour une même unité d'emballage.

EPITEX

Strips de finition et polissage

Pour le contourage, la finition et le polissage de surface interproximale composite, compomère et verre ionomère.



OFFRE

7 AU PRIX DE 6!

À PARTIR DE 39,70 CHF

Prix par paquet

Recevez 7 paquets EPITEX au prix de 6!

Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000117 **EPITEX Starter Kit**; 196,70 CHF
Contenu : rouleau (10 m) de chaque grain et une matrice, 1 distributeur

Emballage individuel (Contenu : 10 m); 39,70 CHF
N°art. 10000122 **EPITEX Refill, Matrice (translucide)**
N°art. 10000118 **EPITEX Refill, Gros (leu)**
N°art. 10000120 **EPITEX Refill, Moyen (vert)**
N°art. 10000119 **EPITEX Refill, Fin (gris)**
N°art. 10000121 **EPITEX Refill, Extra-Fin (rose)**

- Matériaux extrêmement fins et flexibles
- Haute résistance à l'usure
- Quatre grains
- Les particules abrasives sont solidement ancrées à la surface du strip
- Distributeur pratique
- Également disponible en strips matrices

Get Connected SMILE Program

Soyez prêt à gagner des Smiles

Saisissez l'occasion de vous informer à tout moment sur GC et nos produits à tout moment – téléchargez l'application Get Connected de GC sur votre téléphone portable. Parcourez notre bibliothèque en ligne, regardez les vidéos des utilisateurs, apprenez-en plus sur vidéos, pour en savoir plus sur les cours ou les événements de formation et obtenir des informations sur nos produits.

Gagnez des sourires en partageant des articles, en réalisant des enquêtes et en s'inscrivant à des événements éducatifs. Au GC, les sourires sont valent plus - apprendre, partager, profiter. Téléchargez le le programme Get Connected Smile à votre téléphone portable.



GET THE APP

Pour rester informé de nos dernières actualités, publications, cours ... Et collectez des Smiles !



Hypominéralisation des molaires et incisives (MIH)

Une situation alarmante au niveau mondial qui concerne 1 enfant sur 7

NOUVEAU

Kit MIH

Le kit MIH de GC rassemble tous les outils nécessaires pour traiter les patients atteints de MIH.

Traitement initial en ambulatoire ou au cabinet

- Renforcer et désensibiliser avec GC MI Paste Plus (crèmes désensibilisantes et reminéralisantes avec la technologie Recaldent) et MI Varnish (Vernis à 22600 ppm de fluor avec Recaldent)
- Stabiliser et protéger les surfaces des caries et des hypersensibilités avec GC Fuji TRIAGE, le verre-ionomère fluide qui peut être utilisé sans mordantage ni adhésif.

Restauration


- Les lésions de tailles modérées peuvent être traitées avec un verre-ionomère modifié par adjonction de résine : FUJI II LC est une solution photopolymérisable parfaite, permettant une mise en place rapide.
- Le verre-ionomère hybride haute densité EQUIA Forte HT est adapté pour les restaurations minimales invasives long terme. Le placement est rapide en bulk et la tolérance à l'humidité est un énorme avantage pour des patients jeunes et anxieux. Son adhésion chimique est également idéale pour adhérer à l'email hypominéralisé.
- Un composite peut être placé lorsque les lésions sont très marquées et ne nécessitent pas trop de retrait de tissus dentaire. G-aenial Universal Injectable présente une très haute résistance à l'usure grâce à la technologie FSC, devenant ainsi le composite le plus résistant.
- Pour un placement rapide du composite, utilisez l'adhésif universel G-Premio BOND, contenant MDP et 4-MET pour une haute performance.



MIH légère MIH modérée MIH sur incisives MIH sévère

1 © Prof. van Amerongen, Pays Bas; 2 - 4 © Prof. Baroni, Italie

Demandez des informations sur le patient concernant le thème MIH ou une affiche MIH pour votre salle d'attente directement auprès de GC Austria ou de votre consultant GC personnel !



OFFRE

162,40 CHF 306,90 CHF

N°art. 10004924 **MIH Kit**
Contenu : MI Varnish Mint 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3, MI Varnish Fraise 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3, GC MI Paste Plus Mint 40 g (35 ml) x 1, MI Paste Plus Fraise 40 g (35 ml) x 1, G-aenial Universal Injectable A1 Seringue, 1,7 g (1,0 ml) x 1, G-Premio BOND Unit-Dose (0,1 ml) x 5, EQUIA FORTE HT Fil A2 Capsule (0,10 ml) x 5, EQUIA Forte Coat 0,1 ml par Unit-Dose x 5, Fuji II LC A2 Capsule (0,085 ml) x 5, Fuji TRIAGE Pink Capsule (0,12 ml) x 5, Dispensing Long Needle Tip x 10, Flowchart x 1



Aux vidéos :



LES SOLUTIONS DE TRAITEMENT MI PAR GC

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Pâtes protectrices reminéralisantes à triple action : Renforce. Protège. Recharge.

OFFRE

4 AU PRIX DE 3! 207,20 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 paquet à 10 tubes de MI Paste Plus au prix de 3!

Valable pour tous les 10 packs disponibles de Tooth Mousse ou MI Paste Plus. Action valide au près d'un consultant du GC et uniquement au sein de la même unité d'emballage.

OFFRE

4 AU PRIX DE 3! 187,20 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 paquet à 10 tubes de Tooth Mousse au prix de 3!

Valable pour tous les 10 packs disponibles de Tooth Mousse ou MI Paste Plus. Action valide au près d'un consultant du GC et uniquement au sein de la même unité d'emballage.

Tooth Mousse Tube 40g (35 ml)

Contenu : 10 tubes Tooth Mousse (2 parfums de chaque : (Melon, Fraise, Tutti-Frutti, Menthe, Vanille); paquets de Tooth Mousse (à 10 tubes) aussi disponibles dans un seul parfum.

MI Paste Plus Tube 40g (35 ml)

Contenu : 10 tubes MI Paste Plus (2 parfums de chaque : (Melon, Fraise, Tutti-Frutti, Menthe, Vanille); paquets de MI Paste Plus (à 10 tubes) aussi disponibles dans un seul parfum.



MI Paste Plus & Tooth Mousse

- La première crème dentaire protectrice avec la substance active brevetée Recaldent™, éprouvée des millions de fois
- Apporte aux dents la quantité nécessaire de calcium, phosphate et fluor*
- Élimine les hypersensibilités
- Santé dentaire parfaite – protège, renforce et soigne durablement
- Agit rapidement et avec efficacité
- Protection dentaire sans sucre

* MI Paste Plus contient en plus 900 ppm de fluor

Tooth Mousse ou MI Paste Plus?

Tooth Mousse et MI Paste Plus peuvent être utilisés pour les mêmes indications. Tooth Mousse est recommandé avant l'âge de 6 ans pour éviter le risque de fluorose et de sur-fluoruration. Pour l'application nocturne, Tooth Mousse est recommandé jusqu'à l'âge de 12 ans. MI Paste Plus peut être utilisé au-delà de cet âge.



Le CPP-ACPF (phosphopeptide de caséine et phosphate de calcium amorphe et fluorure) a été développé par la faculté de science dentaire de l'université de Melbourne, Victoria, Australie. RECALDENT™ est une marque déposée sous licence de la société RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACPF est dérivé de la caséine du lait. Il ne doit pas être utilisé chez les patients allergiques aux protéines de lait de vache et/ou aux hydroxybenzoates.

GC Fuji TRIAGE®

La solution verre ionomère pour la protection de molaires partiellement recouvertes de tissus

Certains avantages observés dans le traitement du matériau en font également le traitement optimal pour les molaires pendant ou après leur éruption : l'absence de mordantage et collage rend l'utilisation extrêmement facile et rapide et, grâce à sa fluidité, Fuji TRIAGE s'écoule aussi facilement dans les fissures profondes. Le durcissement autonome de Fuji TRIAGE peut, dans la version Fuji TRIAGE Pink, être accéléré par la chaleur d'une lampe de polymérisation. Fuji TRIAGE est proposé également en blanc pour plus d'esthétique.



OFFRE

5 AU PRIX DE 4! 167,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 10000389 **Fuji TRIAGE Capsules PINK**
N°art. 10000390 **Fuji TRIAGE Capsules WEISS**
Contenu : 1 paquet à 50 capsules (0,30 g poudre et 0,15 g (0,12 ml) liquide. Contenu mélangé par capsule (0,13 ml)

Recevez 5 paquets de Capsules Fuji TRIAGE au prix de 4!

Mélange de teintes possible.



NOUVEAU

TEMPSMART® DC

Vers votre restauration définitive... en toute sérénité



Composite dual pour couronnes et bridges provisoires

Les restaurations provisoires jouent un rôle important en dentisterie prothétique. Non seulement elles protègent les dents préparées mais elles apportent confort et esthétique à votre patient en attendant la restauration finale. GC innove avec TEMPSMART DC, le premier matériau temporaire sans plastifiant, à prise duale qui rend votre travail plus facile et plus agréable.

PRENEZ LE BON CHEMIN

une procédure courte grâce à la photopolymérisation

PRENEZ LE CHEMIN SANS ENCOMBRE

des restaurations non collantes pour une brillance élevée en quelques étapes

PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS BEAU

fluorescence et brillance à long terme pour des patients souriants

PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS SÛR

une résistance à la fracture élevée pour des provisoires qui durent

OFFRE

4 AU PRIX DE 3 !

66,- CHF

Prix par paquet

TEMPSMART DC cartouche 10 ml

Recevez 4 paquets de TEMPSMART DC cartouche 10 ml au prix de 3 !

Offre valable pour toutes les teintes disponibles, mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.


Accessoires : N°art. 10003335 GC Automix Tip Regular (10 pcs.) 11,80 CHF

Cartouche 10 ml, 10 embouts de mélange

N°art.	10001469	10001470	10001471	10001472
Teinte	A1	A2	A3	B3



TEMPSMART DC, temps de la procédure par rapport à la concurrence



Source: GC R&D, Japon, 2018. Données sur demande.

EXACLEAR

voyez clair

Vinyl Polysiloxane transparent – votre partenaire pour vos cas esthétiques en toute transparence. EXACLEAR, un matériau silicone innovant et transparent qui répond aux besoins des cas esthétiques exigeants et facilite l'obtention de résultats exceptionnels.

Une vision claire comme du cristal

- La haute transparence offre un excellent contrôle visuel des détails.
- La transparence inégalée permet une photopolymérisation très efficace à travers le silicone.

Manipulation optimale

- La consistance optimale permet un placement facile dans le porte empreinte.
- Il est très facile de couper ou percer le silicone pour la technique de modelage par injection

Performance

- Le produit est fluide lors de l'insertion, reproduisant ainsi parfaitement les détails.
- Le matériau silicone a une dureté et une résistance à la déchirure optimales pour un transfert efficace du modèle en bouche.

Ne manquez pas notre cours pratique intéressant avec Dr Alexandre Richard ou notre webinaire avec un cours pratique dans le cadre du dirigé par Dr Adriano Teixeira sur le thème de l'injection Moulding Technique.

Plus d'informations aux pages 33 et 36

Injection Moulding Technik



OFFRE

129,90 CHF

144,50 CHF

Prix par paquet

Injection Moulding Kit

N°art. 10003753 Injection Moulding Kit
Contenu : 1 seringue G-aenial Universal Injectable (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3; 1 cartouche Exaclear 48 ml



Contactez votre conseiller GC pour plus de détails de nos nouveautés EXACLEAR !

OFFRE

4 AU PRIX DE 3 !

77,30 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 paquets EXACLEAR au prix de 3 !

N°art. 10001483 EXACLEAR
2 cartouches (48 ml), 6 Mixing tips II Taille S


Accessoires :
N°art. 10003262 Mixing tips II taille L; 81,80 CHF




GC Initial® LRF BLOCK

Le bloc en céramique feldspathique CFAO renforcé en leucite pour les restaurations indirectes entièrement anatomiques tout céramique

Usiner ... polir ... coller ... tout simplement



Teintes



OFFRE

5 AU PRIX
DE 4!

79,60 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets Initial LRF Blocks
(à 5 pcs.) au prix de 4!

Offre valable pour toutes les références disponibles,
mais uniquement dans le même groupe de produits.
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Taille 12: 79,60 CHF par paquet
Taille 14: 79,60 CHF par paquet
Taille 14L: 79,60 CHF par paquet
Emballage : 5 Blocs par paquet


Glaze Paste & liquide 51,90 CHF

Les blocs LRF pour CEREC
sont disponibles chez votre
fournisseur agréé.


CERASMART®270

Bloc céramique hybride amortissant les forces masticatoires CAD/CAM

Ajustage naturel et flexibilité.
Précision, force et flexibilité associées à un vernis
de caractérisation facile à utiliser



Teintes



OFFRE

5 AU PRIX
DE 4!

À PARTIR DE 126,70 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets CERASMART 270 CAD/CAM
Blocks (à 5 pcs.) au prix de 4!

Offre valable pour toutes les références disponibles,
mais uniquement dans le même groupe de produits.
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Taille 12: 126,70 CHF par paquet
Taille 14: 138,30 CHF par paquet
Taille 14L: 150,00 CHF par paquet
Emballage : 5 blocs par paquet

Les blocs CERASMARTTM 270 sont
compatibles avec CEREC et listés
dans la mise à jour logicielle
actuelle de CEREC. Disponible à
la commande auprès de vendeurs
CEREC autorisés.

NOUVEAU



- Flexibilité pour absorber les chocs
- Résistance à l'usure pour les restaurations de longue durée
- Des marges nettes qui assurent une transition en douceur
- Polissage facile permettant d'obtenir rapidement un brillant super
- Fluorescence et translucidité optimales
- Couronne sur implant, Couronne complète, Inlay, Onlay, Facette laminée

G-CEM LinkForce®

Colle composite à prise duale pour toutes les indications, tous les substrats

La solution puissante et universelle pour tous vos collages

Pour plus de détails voir page 21.



LA COMBINAISON OPTIMALE AVEC ...

G-CEM® Veneer

Colle composite photopolymérisable, facile et esthétique

Pour plus de détails voir page 19.



G-CEM LinkAce®

Avec une nouvelle technologie,
qui offre des solutions fiables
pour un grand nombre d'indications



OFFRE

4 AU PRIX
DE 3!

163,70 CHF
Prix par Bundle Pack

Recevez 4 paquets G-CEM LinkAce (à 2 seringues)
au prix de 3!

N°art. 10001016 **G-CEM LinkAce A2** 2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)
N°art. 10001017 **G-CEM LinkAce Translucent** 2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)
N°art. 10001018 **G-CEM LinkAce AO3** 2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)
N°art. 10001019 **G-CEM LinkAce BO1** 2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)

Offre valable pour toutes les teintes et après consultation
d'un consultant du GC.

Accessoires :
N°art. 10003289 **Automix Tip for Endo**
10 pcs. avec rallonge; 12,90 CHF
N°art. 10003335 **Automix Tip Regular**
10 pcs.; 11,80 CHF

Avantages

- Excellente adhérence avec tous les matériaux de restauration modernes
- Haute résistance de la liaison avec la dentine et l'émail, dans le mode de polymérisation chimique et dans le mode de photopolymérisation
- Aucun conditionnement préparatoire de la substance dentaire nécessaire
- Cimentation de tous types d'inlays, onlays, couronnes et ponts à base de métal et de résine
- Collage de tenons fibrés, métalliques, céramiques et coulés

Disque zircone de
4 mm d'épaisseur avec
couche de céramique
jusqu'à 1,6 mm.



Disque
en métal
d'1 mm
d'épaisseur.



G-CEM LinkForce®

Colle composite à prise duale pour toutes
les indications, tous les substrats

Un système, trois produits : Il n'en faut pas
plus pour assurer la puissance d'adhésion dans
toutes les situations.



OFFRE

4 AU PRIX DE 3!



Recevez 4 paquets G-CEM LinkForce Refill
au prix de 3!

G-CEM LinkForce Refill à 168,10 CHF;
Contenu : 1 Seringue 8,7 g (5 ml)
N°art. 10001341 **G-CEM LinkForce Cement Refill A2**
N°art. 10001342 **G-CEM LinkForce Cement Refill TR**
N°art. 10001343 **G-CEM LinkForce Cement Refill Opaque**
N°art. 10001344 **G-CEM LinkForce Cement Refill Bleach**



G-CEM LINKFORCE SYSTEM KIT

383,50 CHF
Prix par paquet

N°art. 10001338 **G-CEM LinkForce System Kit**
2 x G-CEM LinkForce Cartouche A2+TR 8,7 g (5 ml);
30 x GC Automix Tip Regular; 5 x GC Automix Tip
pour Endo; 1 x G-Multi PRIMER, 1 x G-Premio BOND,
1 x G-Premio BOND DCA, 1 x GC ETCHANT,
2 x G-CEM Try-In Paste A2 + TR 1,5 g (1,2 ml); accessoires



Opaque
Utilisée pour
réchauffer la teinte et
masquer légèrement
les substrats colorés.



Bleach
Utilisée pour masquer
les dyschromies de la
dentine, et augmenter
la luminosité.



A2
La norme pour coller
la plupart de vos
pièces prothétiques.



Translucide
Parfaite pour les
restaurations très fines
afin de préserver la
teinte naturelle.

G-CEM LINKFORCE STARTER KIT

213,- CHF
Prix par paquet

N°art. 10001339 **G-CEM LinkForce Starter Kit A2**
N°art. 10001340 **G-CEM LinkForce Starter Kit TR**
contenu Starter Kit : 1 x cartouche 8,7 g (5 ml),
20 x GC Automix Tip Regular, 1 x G-Multi PRIMER
(5 ml), 1 x G-Premio BOND (5 ml), accessoires

Accessoires :
G-CEM Try-in paste à 41,20 CHF;
Contenu : 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g)
N°art. 10001484 **G-CEM Try-in Paste A2**
N°art. 10001485 **G-CEM Try-in Paste Translucide**
N°art. 10001486 **G-CEM Try-In Paste Opaque**
N°art. 10001487 **G-CEM Try-in Paste Bleach**

N°art. 10001461 **G-Premio BOND**
5 ml flacon; 102,90 CHF

N°art. 10001349 **G-Premio BOND DCA**
3 ml flacon; 53,80 CHF

N°art. 10001350 **G-Multi PRIMER**
5 ml flacon; 72,70 CHF



Aux
vidéos :



Demandez
le dépliant
de nos
ciments !



Téléchargez gratuitement
notre nouvelle appli pour le
scellement. Également pour
Android sur:
luting.gceurope.com



NOUVEAU

FujiCEM® Evolve

Le CVIMAR dernière génération ergonomique et fiable

Un pas en avant

FujiCEM Evolve est une solution de fixation polyvalente pour votre travail quotidien, un protocole simple avec les propriétés exceptionnelles d'un verre ionomère GC. Un nouveau système de dosage et la possibilité de faire un « tack cure » pour un retrait d'excès simple. Une cimentation aisée plus que jamais. En outre, FujiCEM Evolve impressionne par une radio-opacité plus élevée et une liaison adhésive plus durable – principalement sur zircone.

Idéale pour restaurations zircons et métaux



OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

Recevez 5 paquets FujiCEM Evolve Single Pack au prix de 4!

N°art. 10004926 **FujiCEM Evolve Single Pack**
Contenu : 1 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mixing Tips Regular

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC et seulement valable pour FujiCEM Evolve Single Pack.

Autres unités valables :

N°art. 10004916 **FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**
Contenu par Triple Pack Handmix : 3 x GC FujiCEM Evolve Seringues (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 226,50 CHF

N°art. 10004928 **FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**
Contenu par Triple Pack Automix : 3 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mixing Tips Regular; 265,30 CHF

N°art. 10006621 **FujiCEM Evolve Clinic Pack**
Contenu : 8 x GC FujiCEM Evolve syringue (9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 536,50 CHF

Accessoires:

N°art. 10004917 Push and Click Mixing Tips Regular (15 pcs.); 20,10 CHF

N°art. 10004929 Push and Click Mixing Tips Endo (15 pcs.); 30,20 CHF

ENTREZ MAINTENANT

OFFRE

AB 93,60 CHF

Prix par paquet



- Mélange manuel ou automix
- Pas besoin de prétraitement
- Temps de travail long, temps de prise court
- Tolérant à l'humidité : la digue n'est pas nécessaire
- Excellente étanchéité et adaptation marginale
- Viscosité optimale
- Faible épaisseur du film et adaptation précise
- Option « tack cure » pour un retrait plus facile
- Adhésion optimisée à la zircone



Aux vidéos :



G-CEM® Veneer

La colle composite photopolymérisable, facile et esthétique

La fluidité parfaite

Une colle esthétique avec une application simple et des propriétés mécaniques de qualité. G-CEM Veneer dispose de tous les ingrédients pour assurer le résultat final le plus impressionnant pour un sourire confiant. Le secret réside dans sa formule parfaitement équilibrée avec la technologie de recouvrement total au silane (FSC). Ce traitement de charge innovant permet d'atteindre un taux des charges élevées avec une répartition homogène de celles-ci dans la matrice. Le résultat : une manipulation unique et d'excellentes propriétés physiques. G-CEM Veneer peut être photopolymérisé efficacement à travers des restaurations de moins de 2 mm avec une translucidité suffisante. Indiqué pour les facettes, inlays et onlays composites et céramiques.



G-CEM VENEER STARTER KIT

279,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 10001382 **G-CEM Veneer Starter Kit**
Contenu : 2 x G-CEM Veneer Recharge (1 ml; 1,7 g) A2 & TR, 2 x Try-in Paste Recharge (2 ml; 1,5 g) A2 & TR, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, 1 x G-Premio BOND 5 ml, 45 x Dispensing Tips Métal

Autres unités valables :

G-CEM Veneer Recharge
Contenu : 1 Seringue 1 ml (1,7 g) + 10 Dispensing Tips Métal 40,20 CHF

N°art. 10001383 G-CEM Veneer A2
N°art. 10001384 G-CEM Veneer Translucide (TR)
N°art. 10001385 G-CEM Veneer Opaque (OP)
N°art. 10001386 G-CEM Veneer Bleach (BL)

G-CEM Try-in Paste
Contenu : 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g) 41,20 CHF
N°art. 10001484 G-CEM Try-in Paste A2
N°art. 10001485 G-CEM Try-in Paste Translucide
N°art. 10001486 G-CEM Try-In Paste Opaque
N°art. 10001487 G-CEM Try-in Paste Bleach

Embouts de distribution :

N°art. 10000283 **Dispensing-Tips Needle**
Métal 20 pcs.; 20,70 CHF

N°art. 10003735 **Dispensing-Tips Long Needle**
Métal 30 pcs.; 33,90 CHF

N°art. 10001350 **G-Multi PRIMER** 5 ml; 72,70 CHF
N°art. 10001461 **G-Premio BOND**

Recharge 5 ml flacon; 102,90 CHF
N°art. 10001349 **G-Premio Bond DCA**

3 ml flacon; 53,80 CHF



A2
La norme pour coller la plupart de vos pièces prothétiques.



Translucide
Parfaite pour les restaurations très fines afin de préserver la teinte naturelle.



Opaque
Utilisée pour réchauffer la teinte et masquer légèrement les substrats colorés.



Bleach
Utilisée pour masquer les dyschromies de la dentine, et augmenter la luminosité.

- Recouvrement total au silane (FSC)
- Consistance thixotrope
- Ajustement parfait
- Facilité d'élimination des excès
- Polymérisation excellente
- Extrêmement résistant à l'usure
- Faible épaisseur de film
- Esthétique naturelle



Téléchargez notre application GC Luting Guide : Un mode d'emploi étape par étape pour toutes les options en matière d'adhésion.

GC Fuji® IX GP FAST

Verres Ionomères condensables de restauration

GC Fuji IX GP est idéal pour les restaurations permanentes ou provisoires de classe I et II chez l'enfant, les restaurations de classe I et II non chargées chez l'adulte, les restaurations de classe V et de surface radiculaire, la stratification coronaire, mais également pour une utilisation avec un composite ou un inlay en technique sandwich immédiate ou différée.

- Multiples indications
- Adhésion chimique
- Placement rapide en une fois
- Sans hiatus marginal
- Résistance à la compression et dureté de surface exceptionnelles
- Protection par le fluor
- Biocompatible



OFFRE

5 AU PRIX DE 4! 171,60 CHF

Preis pro Kapselpackung

Recevez 5 paquets de capsules Fuji IX GP Fast au prix de 4!

N°art. 10000078 **Fuji IX GP FAST Capsules A2**
N°art. 10000079 **Fuji IX GP FAST Capsules A3**
Contenu : à 50 Capsules (0,40 g Poudre et 0,11 g (0,09 ml) Liquide.
Mélange par capsule 0,14 ml
Action valable pour toutes les teintes.
Teintes: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

GC Fuji® II LC

Le premier CVI photopolymérisable au monde

Fuji II LC Improved, Ciment Verre Ionomère photopolymérisable, est le ciment verre ionomère le plus utilisé au monde. Bien qu'ayant été conçu à l'origine comme un matériau de restauration pour les cavités de Classes III et V, ainsi que pour les dents de lait, Fuji II LC Improved est un matériau à usages multiples comme liner, base ou pour la reconstitution de moignons.

- Polymérisation duale
- Esthétique exceptionnelle
- Comme base ou liner dans la technique sandwich
- Fuji II LC permet à la restauration de durer plus longtemps en prévenant le hiatus marginal
- Performance clinique prouvée 100% de rétention après 5 ans



OFFRE

5 AU PRIX DE 4! 194,90 CHF

Preis pro Kapselpackung

Recevez 5 paquets de capsules Fuji II LC au prix de 4!

N°art. 10000035 **Fuji II LC Capsules A2**
N°art. 10000036 **Fuji II LC Capsules A3**
Contenu : à 50 Capsules (0,33 g poudre et 0,10 g (0,085 ml) Liquide. Mélange par capsule 0,10 ml.
Action valable pour toutes les teintes.
Teintes: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez à votre conseiller GC pour vos offres individuelles !

Matériaux GC de restauration & scellement en capsule

GC améliore son expérience en matière de capsule avec une technique d'activation plus rapide et plus facile pour toutes ses capsules ! Contacter votre représentant ou votre distributeur pour plus d'informations.

Changez pour Push & Mix !



1 Tapoter la capsule sur une surface dure pour détacher la poudre



2 Enfoncer le piston et maintenir fermement pendant 2 s



3 Ne pas cliquer avant de mélanger



4 Mélanger pendant 10 s



5 Double-cliquer pour activer la capsule ... mettre en place doucement

Nouvelle méthode d'activation de la capsule

EQUIA Forte® HT

Système de restauration verre hybride haute densité – des restaurations postérieures longue durée faciles à réaliser

EQUIA Forte HT – Technologie hybride

- amélioration de la translucidité
- traitement encore plus facile

Demandez dès maintenant un échantillon !



OFFRE

5 AU PRIX DE 4! À PARTIR DE 185,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets EQUIA Forte HT Refill au prix de 4!

N°art. 10004841 **EQUIA Forte HT, Recharge A2**, 185,90 CHF
N°art. 10004901 **EQUIA Forte HT, Recharge A3**, 185,90 CHF
Contenu : 50 x Equia Forte HT capsules, volume mélangé 0,14 ml par capsule

Uniquement valable pour les paquets de recharge.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Autres unités valables :

EQUIA Forte HT Intro Pack; 104,70 CHF
(20 capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose): A2, A3, B2
EQUIA Forte HT Promo Pack; 362,70 CHF
(100 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) : A2, A2-A3, A3, A3-B2
EQUIA Forte HT Recharge; 185,90 CHF
(50 capsules) : assortiment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
EQUIA Forte HT Clinic Pack; 613,70 CHF
(200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) : A2, A3, B2

N°art. 10004885 **EQUIA Forte Coat FlipCap**
4 ml flacon, accessoires, 90,90 CHF
N°art. 10003513 **EQUIA Forte Coat, Unitdose-Pack**
50 Unitdose (à 0,1 ml) 120,40 CHF

NOUVEAU

INDICATIONS

- Restaurations de classe I
- Restaurations occlusales de classe II
- Restaurations non-occlusales de classe II
- Restaurations immédiates
- Restaurations de classe V et de surfaces radiculaires
- Reconstitution de moignons

- Matériau plus solide et non collant,
- Translucidité accrue
- Excellente biocompatibilité
- Résistance prouvée sur le long terme
- Restaurations postérieures simples en quelques étapes – pas d'isolation requise
- Restauration de dents MIH hypominéralisées sensibles chez les patients jeunes

Méthode d'activation de la capsule simplifiée!

Pour plus de détails voir page 16 !



Application



Façonnage



Contour et finition



Application de Coating



Photopolymérisation



Résultat final



Aux vidéos :



Configurateur 3D GC Restorative Dentistry Guide téléchargement gratuit : www.gceurope.com



everStick®

Renforcements en fibres de verre
pour la dentisterie quotidienneEVERSTICK
STARTER KIT

G-PREMIO BOND GRATUIT !

584,50 CHF

Prix par paquet

Achetez 1 x EverStick Starter Kit et recevez gratuitement
1 x G-Premio BOND 5 ml (d'une valeur 91,90 CHF) gratuit !

N°art. 10003404 **everStick, Starter Kit**
Contenu : 8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
30cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø1.2;
5 ml StickRESIN Flaçon;
2 ml G-aenial Universal Flo Seringue;
1 x StickREFIX D Silikoninstrument;
1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Autres unités valables :

N°art. 10003421 **everStick COMBI Kit**
8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPERIO,
30cm² everStickNET, 5 x everStickPOST Ø 1.2
1 x StickSTEPPER hand instrument
1 x StickREFIX D silicone instrument; 316,50 CHF

N°art. 10003420 **everStick Intro Kit**
8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPERIO,
1 x StickREFIX D silicone instrument; 126,70 CHF

- Peu invasives et réversibles : les autres options de traitement demeurent possibles
- Propriétés mécaniques exceptionnelles
- Liaison brevetée unique
- Solide comme le métal
- Élasticité comparable à celle de la dentine
- Grandes données issues de la recherche
- Plus de 300 publications et toute une série de thèses
- Données cliniques à long terme et résultats exceptionnels

Autres unités valables :

N°art. 10003419 **everStick C&B, 1 x 8 cm Refill**; 97,40 CHF
N°art. 10003418 **everStick C&B, 2 x 12 cm Refill**; 268,70 CHF
N°art. 10003403 **everStick NET 30 cm²**; 268,70 CHF
N°art. 10003416 **everStick ORTHO, 2 x 12cm Refill**; 228,90 CHF
N°art. 10003417 **everStick PERIO, 1 x 8 cm Refill**; 90,00 CHF
N°art. 10003407 **everStick PERIO, 2 x 12cm Refill**; 250,90 CHF
N°art. 10003412 **everStick POST, Intro** 5x post Ø 0,9, 5x posts Ø 1,2, 5x posts Ø 1,5 & 5ml StickRESIN; 253,20 CHF
N°art. 10003413 **everStick POST, 10 x 0,9 Refill**; 158,30 CHF
N°art. 10003414 **everStick POST, 10 x 1,2 Refill**; 158,30 CHF
N°art. 10003415 **everStick POST, 10 x 1,5 Refill**; 158,30 CHF
N°art. 10003405 **Stick, 15cm Refill**, 4 Pcs.; 264,10 CHF
N°art. 10003406 **Stick NET, 30 cm Refill**, 3 Pcs. 90cm2 fibre mesh; 264,10 CHF
N°art. 10003411 **Stick Carrier**; 58,50 CHF
N°art. 10003410 **Stick Stepper**; 58,50 CHF
N°art. 10003409 **StickREFIX L 3 + 3** silicone instruments; 69,90 CHF
N°art. 10003408 **StickRESIN**; 70,60 CHF

GRADIA® CORE

Composite à prise duale pour le collage
de tenon et la reconstitution coronaire

Ancré à toutes les profondeurs

GRADIA CORE
INTRO PACKAGE

G-PREMIO BOND GRATUIT !

236,90 CHF

Prix par paquet

Achetez 1 x Gradia Core Intro Package et recevez gratuitement
1 x G-Premio BOND 5 ml (d'une valeur den 91,90 CHF) gratuit !

N°art. 10004896 **GRADIA CORE Intro Package**
Contenu : GRADIA CORE Kit, GRADIA CORE Dispenser, 236,90 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Autres unités valables :

N°art. 10004816 **GRADIA CORE Kit**
GRADIA CORE Cartouche 10ml (20g), G-Premio BOND 5ml flaçon,
G-Premio Bond DCA 3ml flaçon; 228,40 CHF
N°art. 10000765 **GRADIA CORE Cartouche Refill**
1 x 10ml (20g); 1 GRADIA CORE Cartouche 10ml (20g)
& 20 x GC Automix Tips for Endo; 114,00 CHF

Accessoires:

N°art. 10001461 **G-Premio BOND**, flaçon, 5ml; 102,90 CHF
N°art. 10001349 **G-Premio BOND DCA**, 3 ml flaçon recharge; 53,80 CHF
N°art. 10003289 **Automix Tip for Endo**, 10pcs.; 12,90 CHF
N°art. 70000068 **GRADIA CORE Dispenser Cartouche**; 65,70 CHF
N°art. 10006720 **Micro Tip Applicator Red**, 50pcs.; 6,80 CHF

Sensation de taille
similaire à la dentine

Dureté* (Hv) 66


*mode dual
Source : GCC R&D
Données sur demandeCollage de tenons et
reconstitution coronaire
avec un seul matériau
thixotrope

Force d'adhésion à la dentine (MPa), prise duale 21

Une rétention sûre grâce
à son adhésif universel

Source : GCC R&D – Données sur demande

Polymérisation optimale de tous les composants

Résistance
à la flexion
(MPa)(DC) Mode dual; (SC) mode chémo polymérisable
Source : GCC R&D – Données sur demande

GC FIBER POST

Tenon en fibre de verre dure

GC Fiber Post est une fibre de verre dure conventionnelle fournissant un support parfait pour les reconstitutions corono-radicaire. Les tenons GC Fiber Posts sont des tenons rigides conventionnels fournissant résistance, radio-opacité et conduction de lumière pour des performances optimales dans les canaux droits.



FIBER POST Drill Refill à 43,90 CHF

N°art. 10001740 **1 x 1,2 mm**
N°art. 10001741 **1 x 1,4 mm**
N°art. 10001742 **1 x 1,6 mm**

FIBER POST Refill à 158,00 CHF

N°art. 10001735 **0,8 mm**, 10 Pcs.
N°art. 10001736 **1,0 mm**, 10 Pcs.
N°art. 10001737 **1,2 mm**, 10 Pcs.
N°art. 10001738 **1,4 mm**, 10 Pcs.
N°art. 10001739 **1,6 mm**, 10 Pcs.

Accessoires

N°art. 10001350 **G-Multi Primer**,
5 ml liquide; 73,80 CHF

N°art. 10001734 **GC FIBER POST**

Assortiment Kit (3 x 5 FIBER POST) 15 Fiber Posts:
5 x 1,0 mm; 5 x 1,2 mm; 5 x 1,4 mm;
2 Drills: 1 x 1,2 mm; 1 x 1,4 mm; 316,10 CHF



- Disponibles en 5 diamètres, y compris de très petits tenons de 0,8 et 1 mm
- Répartition régulière et dense des fibres dans le tenon (77 % du poids) garantissant une résistance élevée à la charge et une résistance à la flexion similaire à celle du métal
- Transmission unique de la lumière afin d'assurer une meilleure polymérisation du composite de scellement
- Radio-opacité facilitant le diagnostic

Essentia®



Aux vidéos :



6 options pour couvrir tous vos cas cliniques

Dans la zone antérieure :
Adaptez votre stratification à l'âge de votre patient pour correspondre au processus de vieillissement naturel.

Dans la zone postérieure :
Restauration avec une ou deux teintes



Demandez dès maintenant un échantillon !

OFFRE

5 AU PRIX DE 4!
14 AU PRIX DE 10!

Essentia Unitip ou Seringue

Recevez 5 paquets Essentia Seringues ou Unitips au prix de 4!
Recevez 14 paquets Essentia Seringues ou Unitips au prix de 10!
Essentia Seringue 1 x 2 ml; 58,50 CHF | Teintes : LD, MD, DD, LE, DE, U, ML, OM
Essentia Seringue 1 x 2,4 ml; 55,60 CHF | Teintes : RBM, BM, WM
Essentia Unitips 15 x 0,16 ml; 65,60 CHF | Teintes : LD, MD, DD, LE, DE, U

Mélange de teintes possible.
Valable uniquement dans la même unité d'emballage et après consultation d'un consultant de GC.

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ*

ESSENTIA STARTER KIT UNITIP 207,30 CHF

N°art. 10003543 **Essentia Starter Kit Unitip**;
30 Unitips (5 unitips en 6 nuances : LD; MD; DD; LE; DE; U);
1 Seringue ML; 20 embouts III en plastique

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ*

ESSENTIA STARTER KIT SERINGUE 367,80 CHF

N°art. 10003517 **Essentia Starter Kit Seringue**
7 Seringue, une par teinte : LD, MD, DD, LE, DE, U, ML;
20 embouts III en plastique

* Il s'agit en outre d'une offre « satisfait ou remboursé ». Si le produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez retourner le paquet à votre distributeur et vous faire rembourser le prix d'achat (valable seulement 4 semaines à compter de la date de livraison du distributeur).



Essentia® Universal Shade

Composite de restauration radio-opaque universel photopolymérisable

Une teinte universelle – toujours appropriée

OFFRE

SERINGUE

5 AU PRIX DE 4!
14 AU PRIX DE 10!

Recevez 5 paquets Essentia HiFlo, LoFlo, Seringues au prix de 4!
Recevez 14 paquets Essentia HiFlo, LoFlo, Seringues au prix de 10!

Valable dans la même unité d'emballage.
Prix par paquet.
N°art. 10003383 **Essentia HiFlo Seringue**
1 x 2 ml (3,6 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 58,50 CHF
N°art. 10003385 **Essentia LoFlo Seringue**
1 x 2 ml (3,4 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 58,50 CHF



Essentia HiFlo U
Composite universel photopolymérisable fluide

Essentia LoFlo U
Composite universel photopolymérisable injectable




Essentia U
Composite universel photopolymérisable condensable



D-Light® Pro

Voir plus loin que ce qui est visible à l'oeil nu ...
Lampe à photopolymériser à large spectre avec un mode détection en plus



G-ænia® A'CHORD

G-ænia® Family

everX Flow®

Essentia® Family

CERASMART® 270

EQUIA Forte® HT

Maintenant avec :

- nouveau guide de lumière en verre de sécurité
- augmentation de la puissance de la batterie ⚡

Photopolymériser

- HP Mode – High Power 1400mW/cm²
- La LED bleue permet une activation optimale de la camphorqui-none avec une longueur d'onde de 460 à 465 nm
- Les LED violettes émettant à 400 - 405 nm permettent une photopolymérisation efficace avec des autres photo-initiateurs

Protéger

- LP Mode – Low Power une puissance réduite de 700 mW/cm² par exemple dans les cavités profondes lorsque la préparation est proche de la pulpe

Détecter

- DT Mode – Detection Mode qui utilise seulement les UV
- Visualisation de la plaque active
- Visualiser la dentine infectée
- Evaluer l'activité bactérienne dans les fissures
- Visualiser les restaurations et les excès de ciment
- Evaluer la profondeur des fissures

Autoclavable

OFFRE

999,- CHF 1400,- CHF

N°art. 70000008 **D-Light Pro**
Contenu : D-Light Pro pièce à main & module électronique, embout lumineux 8 mm, packs de batterie (x 2), station de charge, chargeurs, adaptateur EU/UK, dispositif pour la protection des yeux, et protections souples (3 x)

OFFRE
PRODUITS GC

D-LIGHT PRO GRATUIT!

Achetez des produits GC (G-ænia, Essentia, EverX Flow, Cerasmart270 ou Equia Forte HT) d'une valeur de 3248,- CHF et recevez le D-Light Pro gratuitement !

Mélange de produits possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

G-ænia®

Un composite universel pour des restaurations invisibles et exceptionnelles.



- G-ænia Anterior convainc par :
- son esthétique & sa radio-opacité
 - ses nombreuses applications possibles
 - son système de teintes adapté à l'âge
 - sa manipulation facile



OFFRE

5 AU PRIX DE 4!
14 AU PRIX DE 10!

Faites votre choix parmi les offres G-ænia Anterior et Posterior et composez votre « bouquet » de teintes selon vos besoins. Recevez 5 paquets de G-ænia Anterior ou Posterior au prix de 4! Ou recevez 14 paquets de G-ænia Anterior ou Posterior au prix de 10! Seulement valable dans la même unité d'emballage.



Aux vidéos :



- G-ænia Posterior convainc par :
- son système de teintes adapté
 - une très bonne radioopacité
 - sa très bonne consistance
 - sa résistance et sa durabilité exceptionnelles

PROMO SERINGUES

5 AU PRIX DE 4!

14 AU PRIX DE 10!

72,- CHF
Prix par seringue

Recevez 5 paquets G-ænia Anterior/Posterior Seringues au prix de 4!

Recevez 14 paquets G-ænia Anterior/Posterior Seringues au prix de 10!

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000805 **Seringues Anterior A2**
N°art. 10000806 **Seringues Anterior A3**
N°art. 10000826 **Seringues Posterior PA2**
N°art. 10000827 **Seringues Posterior PA3**

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

PROMO UNITIP

5 AU PRIX DE 4!

14 AU PRIX DE 10!

102,50 CHF
Prix par Pack à 20 pcs.

Recevez 5 paquets G-ænia Anterior/Posterior Unitips au prix de 4!

Recevez 14 paquets G-ænia Anterior/Posterior Unitips au prix de 10!

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000776 **Unitip Anterior A2**
N°art. 10000777 **Unitip Anterior A3**
N°art. 10000798 **Unitip Posterior PA2**
N°art. 10000799 **Unitip Posterior PA3**

Teintes : Anterior Pack avec 20 unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Pack avec 20 unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE



Visitez l'un de nos ateliers composites ! Pour plus de détails voir page 26!

Ou contactez votre conseiller personnel du GC !



Configurateur 3D GC Restorative Dentistry Guide téléchargement gratuit : www.gceurope.com



G-ænia® Flo X

L'art de créer les bases d'une esthétique parfaite !

G-ænia Flo X contient des particules ultra-fines distribuées de manière homogène de taille moyenne (particules de verre de baryum) et se caractérise par sa faible viscosité et en particulier par sa très bonne radio-opacité (300 % à 1 mm, 284 % à 0,5 mm d'épaisseur), ce qui facilite notamment le diagnostic de caries secondaires.



5 AU PRIX DE 4!
14 AU PRIX DE 10!

73,10 CHF
Prix par Seringue

Recevez 5 paquets G-ænia FloX seringues au prix de 4!
Recevez 14 paquets G-ænia FloX seringues au prix de 10!

N°art. 10003362 **G-ænia Flo X A2**
N°art. 10003363 **G-ænia Flo X A3**
Seringue 3,6 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 et AO3

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



G-ænia® Universal Injectable

Composite de restauration haute résistance – solide comme un roc

G-ænia Universal Injectable est un composite de restauration universel présentant une solidité et une résistance exceptionnelles pour des restaurations esthétiques de longue durée. Doté de charges de baryum ultra-fines et de la technologie FSC (Full-coverage Silane Coating/recouvrement total au silane) de GC, G-ænia Universal Injectable est incroyablement résistant, même plus résistant que les principaux composites de restauration présents sur le marché.



NOUVEAU



5 AU PRIX DE 4!
14 AU PRIX DE 10!

À PARTIR DE 40,80 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia Universal Injectable seringues ou unitips au prix de 4!

Recevez 14 paquets G-ænia Universal Injectable seringues ou unitips au prix de 10!

MAINTENANT AUSSI DISPONIBLE EN UNITIP!

Prix par paquet de seringues 40,80 CHF
N°art. 10003706 **A2 Seringue**
N°art. 10003707 **A3 Seringue**

Prix par paquet d'unitips 61,60 CHF
N°art. 10006897 **A2 Unitip**
N°art. 10006898 **A3 Unitip**

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



Informations complémentaires et actions spéciales pour G-ænia Universal Injectable en page 7 dans la partie pratique.

G-ænia® Universal Flo

Un vrai matériau fluide pour toutes les indications



Grâce à sa fluidité contrôlée, G-ænia Universal Flo peut être appliqué comme un fluide tout en présentant la stabilité d'un composite traditionnel. Il est adapté à toutes les classes de cavité et se caractérise par une résistance, un polissage et une polyvalence exceptionnelles.

5 AU PRIX DE 4!
14 AU PRIX DE 10!

74,80 CHF
Prix par Seringue

Recevez 5 paquets G-ænia Universal Flo seringues au prix de 4!
Recevez 14 paquets G-ænia Universal Flo seringues au prix de 10!

N°art. 10000839 **G-ænia Universal Flo A2**
N°art. 10000840 **G-ænia Universal Flo A3**
Seringue 3,4 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,
Teintes standard : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV; AO2, AO3; JE, AE

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



G-Premio BOND

Un matériau d'adhésion
pour tout ...



Au GC Europe
You tube Channel :
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Configurateur 3D GC
Restorative Dentistry Guide
téléchargement gratuit
www.gceurope.com

G-Premio BOND

Objectif : Zéro compromis
sur les performances !
Objectif : Zéro décollement !



» FLIP-TOP « FERMETURE

Profitez de sa performance habituelle
et découvrez en même temps
une manipulation simple –
300 applications par 5 ml flacon



4-MET

MDP

MDTP

G-PREMIO BOND

À PARTIR DE **102,90 CHF**
Prix par paquet

N°art. 10001458 **G-Premio BOND 3-Bottle-Pack**
3 flacons à 5 ml; 263,80 CHF
N°art. 10001461 **G-Premio BOND Bottle**
1 flacon à 5 ml, 102,90 CHF

G-Premio BOND DCA =
Dual-cure Activator –
facultatif

OFFRE

À PARTIR DE **184,80 CHF**
~~247,40 CHF~~
Prix par paquet

**G-ænial Universal Injectable
+ G-Premio Bond Promo Pack**
N°art. 10003741
Contenu : 1 x G-ænial Universal Injectable
Seringue (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3,
G-Premio Bond 5 ml flacon, accessoires

Offre valide par l'intermédiaire de votre
consultant GC.

Autres unités valables :
N°art. 10001242 **G-Premio BOND Unitdose**
50 Stück à 0,1 ml, accessoires; 129,50 CHF
N°art. 10001457 **G-Premio BOND Kit**
1 Flacon à 5 ml, accessoires; 130,60 CHF
N°art. 10001349 **G-Premio BOND DCA**
1 Flacon à 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 53,80 CHF



- Excellente adhésion sur l'émail et la dentine, quel que soit la technique de mordantage choisie
- Manipulation simple et précise
- Consistance et mouillabilité excellentes
- Utilisable pour composites, zircone, oxyde d'alumine et métaux (précieux & nonprécieux) et pour toutes les céramiques vitreuses (feldspathiques, renforcées à la leucite et au disilicate de lithium) et les céramique hybrides combinées p. ex., avec le G-Multi Primer la polymérisation duale (en mélange avec l'activateur G-Premio BOND DCA)
- Objectif zéro coloration !
- Objectif zéro sensibilité post-opératoire !

**Demandez dès maintenant
un échantillon !**

GC MATERIAUX COMPOSITE (5 PAQUETS)

G-PREMIO BOND GRATUIT !

Achetez 5 paquets de matériau composite GC
(G-ænial, Essentia, everX Flow) + 1 recharge G-Premio
Bond (5 ml pour une valeur de 102,90 CHF) gratuit !

Action valable pour les seringues & unitips G-ænial,
Essentia et everX Flow. Valable uniquement dans
la même unité d'emballage et après consultation
d'un consultant du GC.




everX Flow®

Composite fluide fibro-renforcé pour le remplacement dentinaire

Fort de l'intérieur

Découvrez everX Flow, un composite fluide renforcé de fibres courtes conçu pour remplacer la dentine et renforcer les restaurations. Suivant le même principe que les barres de fer dans la construction, les fibres de verre dans everX Flow renforcent les restaurations et les empêchent de se fissurer. Facile à manipuler, avec deux teintes et une résistance à la fracture très élevée, everX Flow est sur le point de devenir votre nouveau produit de choix pour toutes les restaurations nécessitant un noyau fort, et pour vos préparations de reconstitutions de moignon.



OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

66,- CHF
Prix par paquet

N°art. 10001488 **everX Flow Bulk**
Seringue 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing Tip III

N°art. 10001489 **everX Flow Dentin**
Seringue 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III

Recevez 4 paquets everX Flow au prix de 3!

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Deux teintes pour répondre à tous vos besoins

- **Teinte Translucide (bulk)**
Optimale pour les cavités postérieures profondes (Profondeur de polymérisation 5,5 mm)
- **Teinte Dentine**
Optimale pour des résultats plus esthétiques et pour les reconstitutions de moignons (Profondeur de polymérisation 2,0 mm)

- Une résistance à la fracture supérieure pour des restaurations durables
- Thixotropie parfaite pour un placement facile et une adaptation marginale parfaite

everX Posterior®

Renforcement, longévité et esthétique pour les grandes cavités

- Une résistance à la rupture presque deux fois supérieure à celle d'un composite traditionnel
- Adhésion fiable au composite de recouvrement ainsi qu'aux tissus dentaires
- Des couches de 4 mm pouvant être simultanément mises en place
- Une alternative parfaite à la dentine, en particulier dans les cavités grandes / profondes



OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

Recevez 4 paquets everX Posterior au prix de 3!

N°art. 10001048 **everX Posterior**; 85,30 CHF par paquet
15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

N°art. 10001148 **everX Posterior**; 256,30 CHF par paquet
50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Valable uniquement dans la même unité d'emballage et après consultation d'un consultant du GC.

G-ænia® Universal Injectable

Injectez avec notre matériau de restauration direct le plus résistant

Composite de restauration haute résistance
Transformez votre façon de travailler!



NOUVEAU

MAINTENANT
AUSSI DISPONIBLE
EN UNITIP!



La conception innovante, permet une utilisation facile et sans affaissement

Grâce à l'extrusion sans effort, notre seringue et nos unitips sont agréables à utiliser – la distribution est facile.




Aux vidéos :



Un embout fin pour une extrusion contrôlée



Ni filament, ni effondrement, pas de stress



Embout flexible pour une adaptation supérieure à la cavité



Extrusion facile pour un confort maximal



OFFRE

184,80 CHF

~~247,40 CHF~~
Prix par paquet

G-ænia Universal Injectable + G-Premio Bond Promo Pack
N°art. 10003741

Contenu : je 1 x G-ænia Universal Injectable
Seringue (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3,
G-Premio Bond 5 ml flacon, accessoires



OFFRE

129,90 CHF

~~144,50 CHF~~
Prix par paquet

Injection Moulding Kit

N°art. 10003753 Injection Moulding Kit
Contenu : je 1 Seringue G-ænia Universal Injectable
(1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Cartouche 48 ml



OFFRE

5 AU PRIX DE 4!

14 AU PRIX DE 10!

À PARTIR DE 40,80 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets de G-ænia Universal Injectable au prix de 4!
Recevez 14 paquets de G-ænia Universal Injectable au prix de 10!

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

G-ænia Universal Injectable Seringue 1 ml (1,7 g); 40,80 CHF par paquet

N°art. 10003705 A1	N°art. 10003714 AO1	N°art. 10003712 CV
N°art. 10003706 A2	N°art. 10003715 AO2	N°art. 10003713 CVD
N°art. 10003707 A3	N°art. 10003716 AO3	N°art. 10003717 JE
N°art. 10003708 A3.5	N°art. 10003710 B1	N°art. 10003703 XBW
N°art. 10003709 A4	N°art. 10003711 B2	
N°art. 10003718 AE	N°art. 10003704 BW	

MAINTENANT AUSSI DISPONIBLE EN UNITIP!

G-ænia Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 61,60 CHF par paquet

N°art. 10006896 A1E	N°art. 10006905 AO1E	N°art. 10006903 CVE
N°art. 10006897 A2E	N°art. 10006906 AO2E	N°art. 10006904 CVE
N°art. 10006898 A3E	N°art. 10006907 AO3	N°art. 10006908 JE
N°art. 10006899 A3.5	N°art. 10006901 B1E	N°art. 10006910 XBW
N°art. 10006900 A4E	N°art. 10006902 B2E	
N°art. 10006909 AE	N°art. 10006911 BWE	

G-æniai® A'CHORD

Le composite universel premium simplifié
La simplicité, l'esthétique et la performance entre vos mains

Fluorescence naturelle

G-æniai A'CHORD crée un résultat final parfaitement invisible et naturellement fluorescent dans toutes les conditions d'éclairage, y compris la lumière noire, pour que vos patients ressortent avec un sourire empreint de confiance.

Manipulation simplifiée

G-æniai A'CHORD simplifie encore la manipulation, qu'elle soit réalisée avec un instrument manuel ou au pinceau. Cela est possible grâce à l'association du monomère Bis-MEPP non collant et au matériau aux 2 technologies exclusives de traitement et dispersion des charges FSC & HPC. (données internes GC)

Brillance longue durée

G-æniai A'CHORD offre un polissage exceptionnel et permet de conserver une brillance élevée grâce à sa technologie exclusive spécialisée, caractérisée par une répartition uniforme des nanocharges et un taux de remplissage élevé.

Des résultats qui font gagner du temps :


une brillance remarquablement élevée avec un polissage minimal



© Dr. J. Tapia Guadix, Espagne



Avant le polissage Après le polissage



Au webpage
G-æniai A'CHORD :
<http://gaenialachord.com>



SERINGUES



N°art. 10006767
G-æniai A'CHORD Layering Kit
1 Seringue / Teinte: A2; A3; AO2; AE; JE
(à 2,1 ml/4 g)
276,70 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006768
G-æniai A'CHORD Core Kit
1 Seringue / Teinte: A1; A2; A3; A3,5; A4
(à 2,1 ml/4 g)
276,70 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006769 **Trial KIT A**
3 Seringues, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)
N°art. 10006770 **Trial KIT B**
3 Seringues, (2 x A3, 1 x A2) à 2,1 ml (4 g)
166,90 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006771
G-æniai A'CHORD Bleach Kit
1 Seringue/Teinte: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4 g)
166,90 CHF (Prix par paquet)
G-æniai A'CHORD Bleach KIT uniquement disponible sous forme de seringue. Nuances bleach pour Unitips disponibles en recharge.

Seringues Refill
Dentin A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, A6;
(à 2,1 ml/4 g)
Opaque AO1, O1, AO2, AO3; (à 2,1 ml/4 g)
Enamel JE (Junior Enamel),
AE (Adult Enamel); (à 2,1 ml/4 g)
Bleach BW (Bleach),
BOW (Opaque Bleach); (à 2,1 ml/4 g)
61,50 CHF (Prix par paquet)

UNITIPS



N°art. 10006772
G-æniai A'CHORD Layering Kit Unitips
15 Unitips / Teinte: A2, A3, AO2, AE, JE
(à 15 x 0,16 ml)
296,80 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006773
G-æniai A'CHORD Core Kit Unitips
15 Unitips / Teinte: A1, A2, A3, A3,5, A4
(à 15 x 0,16 ml)
296,80 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006774 **Trial KIT A** (à 15 x 0,16 ml)
15 Unitips / Teinte: 2 x A2, 1 x A3
Art-Nr. 10006775 **Trial KIT B** (à 15 x 0,16 ml)
15 Unitips / Teinte: 2 x A3, 1 x A2
178,10 CHF (Prix par paquet)

Unitips Refill
Dentin A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, A6;
(à 15 x 0,16 ml)
Opaque AO1, AO2, AO3; (à 15 x 0,16 ml)
Enamel JE (Junior Enamel),
AE (Adult Enamel); (à 15 x 0,16 ml)
Bleach BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); (à 15 x 0,16 ml)
66,- CHF (Prix par paquet)

La simplification selon A'CHORD

- système simplifié de teinte unique
- manipulation simplifiée
- système universel, tout simplement

L'esthétique selon A'CHORD

- fluorescence naturelle
- brillance longue durée
- cas les plus complexes



La technologie révolutionnaire selon A'CHORD

- haute résistance dans le temps et à l'usure
- radio-opacité excellente

OFFRE

5 AU PRIX DE 4!

14 AU PRIX DE 10!

À PARTIR DE 61,50 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets de G-æniai A'CHORD seringues ou unitips au prix de 4 !

Recevez 14 paquets de G-æniai A'CHORD seringues ou unitips au prix de 10 !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Seulement valable pour une même unité d'emballage.



Aux vidéos :



G2-BOND Universal

Adhésif universel en 2 flacons

Le nouveau standard de l'adhésion

Grâce à sa technologie Dual H exclusive – optimisation avancée de la liaison entre la dent et le composite - G2-BOND Universal est un système universel complet en deux flacons qui combine ce que les cliniciens attendent des gold standards en matière d'automordançage (SAM & Universels) et de mordançage/rinçage (MR), et même plus :

- Le choix du mode de mordançage
- Durabilité supérieure et force d'adhésion
- Résistance supérieure à la décoloration marginale
- Distribution aisée et peu sensible à la technique
- Multiples indications¹
- Une conception moderne, intelligente et ergonomique : 1-PRIMER / 2-BOND



¹ Indications : Composites directs | Réparation intra orale | Technique de scellement immédiat de la dentine (IDS) | Traitement des dents hypersensibles | Traitement des surfaces radiculaires exposées | Collage des restaurations indirectes (avec G-CEM LinkForce) | Reconstitution corona radiculaire (avec GRADIA CORE & GPB DCA).

Vers une manipulation supérieure

Un nouveau standard en 2 flacons pour tous les modes de mordançage

Technique IDS (Immediate Dentin Sealing)



Mordançage de la structure dentaire



Application du 1-PRIMER



Application du 2-BOND



Après photopolymérisation, la dentine scellée est prête pour l'empreinte numérique.

Restauration Classe II



Mordançage sélectif de l'émail



Application du 1-PRIMER




Application du 2-BOND




Après photopolymérisation, le matériau de restauration

Photos en haut © Dr. Jean Meyer, France | Photos en bas © Dr. David Gerdolle, Suisse

G2-BOND Universal Clearfil SE Bond 2



G2-BOND Universal OptiBond FL



Pour une satisfaction et un confort total de vos patients !

G2-BOND Universal Technologie-Dual H

Dans le but d'améliorer les standards des adhésifs en 2 flacons, les chercheurs GC se sont concentrés sur le renforcement de la couche adhésive et la réduction significative du potentiel de dégradation dans le temps. La nouvelle technologie Dual-H exclusive de GC permet une transition en douceur des caractéristiques hydrophiles aux caractéristiques hydrophobes de la surface préparée, renforcée par la suite par une couche adhésive protectrice véritablement hydrophobe.¹

¹ GC R&D Date, Japon, 2020, Flacon.

Performance globale d'une composition exclusive

- 4-MET pour une adhésion fiable à l'émail et à la dentine
- MDP pour une adhésion excellente à l'émail et à la dentine, à la zircone, à l'alumine et aux métaux non précieux
- MDTP se lie aux métaux précieux
- Système sans HEMA pour une durabilité exceptionnelle cliniquement prouvée²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

ENTREZ
MAINTENANT

159,- CHF

Prix par Flacons Kit

Contactez votre conseiller GC pour plus d'information !

N°art. 10006819
G2-BOND Universal Flacon Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml, accessoires; 159,- CHF

ENTREZ
MAINTENANT

À PARTIR DE 49,30 CHF

Prix par paquet

Recharge

N°art. 10006821
G2-BOND Universal 1-PRIMER recharge
1 x Flacon 5 ml; 116,50 CHF
N°art. 10006822
G2-BOND Universal 2-BOND recharge
1 x flacon 5 ml; 49,30 CHF





NOUVEAU G2-BOND Universal
Pour plus d'information voir page 2-3

CABINET TOP NEWS & HIGHLIGHTS

GC Austria GmbH
Swiss Office

Offres valable jusqu'au 30.04.2021

GC