

En 2021, nous célébrerons
«100 ans de qualité en dentisterie»



TOP NEWS & HIGHLIGHTS

LABORATOIRE
GC Austria GmbH Swiss Office

Offres valable jusqu'au 31.08.2021



Since 1921
100 years of Quality in Dental

NOUVEAU


Aadva® ALS 2

Aadva Lab Scanner avec un flux de travail intuitif unique

Simplicité. Précision. Productivité.

Scan hybride

Vous permet d'améliorer la numérisation des modèles : numérisez simplement l'empreinte et le modèle en plâtre et le logiciel les combinera pour vous fournir un modèle de travail numérique détaillés.



Scan hybride

Numérisation intelligente


Pour réduire, voire éliminer le recours à de nouvelles étapes de scannage, cette fonctionnalité créera une stratégie de numérisation spécifique.



Numérisation intelligente

Scan de l'occlusion

Cette fonctionnalité favorise l'enregistrement complet de l'occlusion, en scannant simplement un ensemble des points de référence sur les modèles en plâtre.



Scan de l'occlusion


Flux de travail de Aadva ALS 2 par rapport au flux conventionnel
La réduction du nombre de balayage augmente ainsi votre productivité.

Flux de Aadva


Scan de l'empreinte → Scan du modèle → Scan de l'antagoniste

Flux d'un scan conventionnel

Scan du modèle → Scan du die → ... → Scan de l'antagoniste → Scan du mordu



Aux vidéos



Aadva ALS 2

MAINTENANT

À PARTIR DE 14.790,- CHF ~~18.480,- CHF~~

Offre Leasing

MAINTENANT

À PARTIR DE 268,- CHF /mois

(Calcul du leasing exemple basé sur ALS 2 avec ScanSW, 60 mois sans acompte, calcul par la Banque Migros, hors TVA)

Êtes-vous intéressé ?

Votre spécialiste GC se tient à votre disposition pour des conseils personnalisés.



Aux vidéos

Couleur complète

Numérisation de texture ; contraste élevée et résolution



Vitesse et qualité

Axe z automatisé et écran tactile



Caméra Full HD 5MP

Triangulation de lumière frangée, LED de lumière bleue



Précision constante

4µm précision selon la norme ISO 12836



Intégration complète d'exocad

et export STL ouvert

exocad



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure (X × Y × Z) mm

80 × 60 × 85
Caméra 5MP
Précision de 4 µm selon ISO 12836
Technologie de capteur
Triangulation à la lumière rayée
LED bleue
Numérisation de texture monochrome
Scan de texture couleur
Écran tactile
Axe Z entièrement automatisé
Articulator scan
Multi die scan
TripleTray scan
Impression scan

Spécifications informatiques recommandées pour ALS 2 et Aadva Scan :

Windows 10 64-Bit
i7 avec 6 × 4.7 GHz
32 GB RAM
USB 3.0 Port
100 – 250 GB SSD
Carte graphique avec 6 GB RAM
Temps de numérisation
Mâchoire complète 33 secondes
Dent unitaire 36 secondes
Bridge 3 unités 36 secondes



Initial™ LiSi Press

Nouvelle céramique pressée révolutionnaire – pour une solidité unique alliée à une esthétique exceptionnelle

GC étend les frontières Initial LiSi press avec des nouvelles teintes.



OFFRE 1

4 AU PRIX DE 3!

7 AU PRIX DE 5!

93,60 CHF

Prix par paquet


Recevez 4 paquets Initial LiSi Press Ingots (à 5 x 3 g) au prix de 3 !
Recevez 7 paquets Initial LiSi Press Ingots (à 5 x 3 g) au prix de 5 !

Mélange de teintes possible.


Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez dès maintenant un kit de calibrage !


High Translucency (HT)




Medium Translucency (MT)



Low Translucency (LT)




Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Ce teintier ne constitue qu'une proposition de guide de référence.

Medium Opacity (MO)



Aux vidéos :



- Résistance incomparable à la flexion grâce à la technologie HDM
- Esthétique inégalée en combinaison avec la céramique de stratification LiSi et l'Initial Lustre Pastes NF
- Vaste choix de couleurs chaudes et éclatantes avec une excellente fluorescence
- Pratiquement aucune couche de réaction après le démoulage

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ !

Il s'agit en outre d'une offre « satisfait ou remboursé ». Si le produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez retourner le paquet à votre distributeur et vous faire rembourser le prix d'achat (valable seulement 4 semaines à compter de la date de livraison du distributeur).

Informez-vous auprès de votre conseiller personnel GC sur la céramique pressée unique et révolutionnaire Initial LiSi et consultez nos offres spéciales Initial LiSi Press !

Initial™ LiSi

Céramique pour disilicate de lithium.
Un système de teintes – un système de stratification



Aux vidéos :



- Remarquable esthétique naturelle, spécialement développée et adaptée pour la réfraction de la lumière sur le disilicate de lithium
- Faibles températures de cuisson et valeurs de CET parfaitement adaptées, avec une stabilité élevée après cuisson, même après plusieurs cycles
- Système étendu de teintes de stratification – le concept Initial
- Manipulation aisée
- Résultats rapides, esthétiques et rentables

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 810,80 CHF

N°art. 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 733,20 CHF; Initial LiSi, Dentine, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g | Initial LiSi, Email, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g | Initial LiSi, Fluorescence claire, CL-F, 20 g | Initial LiSi, Translucide, TN/TO, 20 g | Initial LiSi, Bleach dentine, BLD-2, 20 g | Initial LiSi, Bleach email, BL-E, 20 g | Initial LiSi, Modificateur translucide, TM-01/TM-05, 20 g | Initial AL,Zr,Ti/ Glacage INvivo-INSitu, GL, 10 g | Initial AL,Zr,Ti /Liquide de glacage INvivo-INSitu, GL, 10 g | Initial LiSi, Liquide de modelage, 50 ml | Initial LiSi, Nuancier I C Initial LiSi, Manuel technique

N°art. 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 888,60 CHF; Initial LiSi, Email occlusal, EO-15, 20 g | Initial LiSi, Fluo-dentine, FD-91/ FD-92/FD-93, 20 g | Initial LiSi, Email opale, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g | Initial LiSi, Cervical-translucide, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25, 20 g | Initial LiSi, Face interieure, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/ IN-50/IN-51, 20 g | Initial LiSi, Liquide de modelage, 50 ml Initial LiSi, Nuancier

Demandez votre offre spéciale !

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

GC LiSi PressVest

Le secret du GC LiSi PressVest :
Moins de couche de réaction
et un retrait plus facile

Mise en revêtement & pressée

La combinaison de l'agent séparateur unique inclus dans la poudre du revêtement avec le Liquide GC LiSi PressVest SR permettent de créer un vide ou « ligne de séparation » qui fragilise la couche de réaction.

POWDER

210,80 CHF

N°art. 10003661
LiSi PressVest Powder;
60 x 100 g, EU/US

LIQUID

42,50 CHF

N°art. 10003662
LiSi PressVest Liquid;
900 ml, EU/US

Accessoires :
N°art. 10003663
LiSi PressVest SR Liquid
100 ml; 64,40 CHF

- Retrait aisé de la couche de réaction avec la LiSi Press
- Fluidité très élevée
- Plus de temps pour la mise en revêtement
- Temps de prise stable

Initial® FIRING FOAM

Matériau de support réfractaire spécial pour cuisson céramique

Le GC Initial FIRING FOAM vous garantit une fixation stable des objets sur les tenons et les supports céramique destinés à la cuisson des céramiques de la gamme GC Initial. De plus, le GC Initial FIRING FOAM vous offre une meilleure répartition de la chaleur pendant les cycles de cuisson et une stabilité dimensionnelle optimale pendant toute la durée du procédé.

OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

27,70 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 Seringues Initial Firing Foam (à 10 g) au prix de 3 !

N°art. 1000366 Initial Firing Foam, 10 g



Indications

- Inlays
- Couronnes
- Bridges
- Onlays
- Facettes

Avantages

- Facile à appliquer grâce à sa consistance particulièrement crémeuse
- Stabilité dimensionnelle garantie pendant la cuisson
- Répartition parfaite de la chaleur sur toute la surface de la restauration pendant la cuisson
- Facile à retirer après la cuisson

initial™
Painting Solutions

Initial™ Spectrum Stains

L'art de peindre les céramiques –
solutions céramique 2D et 3D
... de GC

**PRIX SPECIAL!
RISK FREE**

MAINTENANT À PARTIR DE **460,90 CHF**

N°art. 10003190 **Initial Spectrum Stain Set**
16 x GC Initial Spectrum Stain; SPS1 – SPS16, 3 g; 1 x Initial Spectrum Glaze powder GL, 10 g; 1 x Initial Spectrum Glaze-Liquid, 25 ml; 1 x Initial Spectrum Glaze-Pasten-Liquid, 8 ml; 1 x Initial Spectrum color chart

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.

Prix promotionnel valable après consultation d'un consultant GC et en combinaison avec l'achat de la promotion de transfert initiale.

Une large gamme d'applications

- Caractérisation et individualisation des céramiques
- Individualisation de la céramique stratifiée
- CET adapté et compatible avec toutes les céramiques dentaires
- Un coffret pour tous les systèmes

Une large gamme de couleurs

- Masses en poudre
- 16 couleurs

Ne manquez pas notre Webinar intéressant avec CDT Stefan M. Roozen.

Plus d'informations à la page 13.

NOUVEAU

manuel technique :



Painting Solution :



Couronne à texture fine prête à être glacée



Glaçage avec la consistance liquide ou pâte



Après cuisson : coloration et glaçage préservant la fine texture



Coloration interne ...



... ou externe

Initial™ IQ Lustre Pastes NF GUM

Une pâte, de nombreuses possibilités !
La finition parfaite pour vos restaurations ...

Ces pâtes universelles tridimensionnelles confèrent à toutes les céramiques Initial une profondeur de teinte et une translucidité naturelle. Conviennent à toutes les céramiques quel que soit le fabricant !

GC Initial Lustre Pastes NF Gum Shades gestalten den Übergang vom Kronenrand zum Zahnfleisch lebensnah:

- Fünf gebrauchsfertige zahnfleischfarbene Pasten mit idealer Thixotropie für einfache und präzise Anwendungen
- Vier mischbare Gum Modifiers eröffnen Ihrer Kreativität neue Möglichkeiten bei der lebensnahen Nachbildung harmonischen Zahnfleischs

N°art. 10003186
GC Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shades Set;
448,60 CHF
Contenu : 5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36)
(4 g), 4 x StainModifier (LP-M1,M2,M3M4) (3 g),
1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml), 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml), 1 x IQ LP NF mixing dish,
1 x IQ LP NF Brush A, 1 x IQ LP NF Brush B,
1 x IQ LP NF Plastic Cover, 1 x IQ LP NF, Color Chart,
1 x IQ LP NF, Technical Manual

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.



Initial™ MC

„State of the art“ –
Céramo-métal

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE **2041,30 CHF**

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set

N°art. 10003150 **Basic Set avec Opaquer Poudre** 1668,90 CHF
N°art. 10003111 **Basic Set avec Opaquer Pâte** 1509,50 CHF
N°art. 10003151 **Basic Plus Set avec Opaquer Poudre** 1660,30 CHF
N°art. 10003112 **Basic Plus Set avec Opaquer Pâte** 1552,30 CHF
N°art. 10003113 **Advanced Set** 1020,20 CHF

N°art. 10003170 **Gum Shade Set (Opaquer Poudre)** 279,90 CHF
N°art. 10003171 **Gum Shade Set (Opaquer Pâte)** 249,20 CHF
N°art. 10003165 **Bleach Set** 343,40 CHF*
N°art. 10003181 **Initial MC Classic Line Opaquer Paste Set** 575,50 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Initial™ Zr-FS

Système céramique
aux indications multiples

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE **1900,40 CHF**

Initial ZR-FS Basic + Advanced Set

N°art. 10003119 **Basic Set**; 1900,40 CHF*
N°art. 10003120 **Advanced Set**; 1900,40 CHF*

N°art. 10003168 **Bleach Set**; 351,00 CHF*
N°art. 10003172 **Gum Shades Set**; 317,70 CHF*

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez votre offre spéciale !



**GC INITIAL
CÉRAMIQUES**

BRUSH SET GRATUIT !

Commandez les Céramiques Initial d'une valeur de 336,00 CHF et recevez 1 Initial Brush Set (Set d'une valeur de 95,20 CHF) gratuitement!

La première appli au monde de formation interactive sur l'utilisation du système céramique Initial. Téléchargement gratuit dans l'iTunes App Store. Pour iPhone et iPad !



GRADIA® PLUS

Système Composite Modulaire pour les restaurations indirectes

Un nouveau standard dans le réalisme et la stratification des teintes

- La rencontre de l'innovation et de l'indication
- Technologie polymère céramique de pointe
- Esthétique rouge et blanc en parfaite harmonie
- Consistance pâteuse ou fluide
- Rationnel et modulaire
- Polymérisation à la vitesse de la lumière

Testez-le,
demandez le set démo !



ECONOMISEZ 35 %

A 1567,60 CHF ~~2411,60 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set A
N°art. 10003559 **Layer Set** 1096,10 CHF
N°art. 10003560 **Paint Set** 692,30 CHF
N°art. 10003563 **Accessory Set** 623,00 CHF

ECONOMISEZ 35 %

C 1252,50 CHF ~~1926,90 CHF~~

Gradia PLUS Combi-Set C
N°art. 10003562 **One Body Set** 611,50 CHF
N°art. 10003560 **Paint Set** 692,30 CHF
N°art. 10003563 **Accessory Set** 623,00 CHF

Maintenant
avec une
nouvelle cuvette
pour la technique
d'injection.



Contactez votre distributeur GC personnel pour plus d'informations.



Voir le tableau de couleurs complet Gradia Plus ici :



Cliquez ici pour le manuel technique Gradia Plus :



Vous pouvez voir ici divers retour d'information sur l'utilisation :

EXACLEAR

Votre partenaire pour les situations cliniques exigeantes

Vinyl Polysiloxane transparent – votre partenaire pour la technique d'injection en combinaison avec GRADIA PLUS

- Manipulation facile
- Réglage rapide
- Excellent contrôle des détails

Vous trouverez plus d'informations sur Exaclear dans la partie pratique page 29.



Silicon EXACLEAR sur le wax



Injection



Finition avec Lustre Paint CLF



Finissage avec Lustre Paint CLF

Cas cliniques: Stephen Lusty, Royaume-Uni EXACLEAR, GC Stick et GRADIA PLUS sont des marques commerciales de GC.



Recevez 4 paquets EXACLEAR au prix de 3 !

N°art. 10001483 **EXACLEAR**
2 cartouches (48 ml), 6 Mixing tips II taille S

Accessoires :
N°art. 10003262 **Mixing tips II** taille L; 81,80 CHF

OFFRE

4 AU PRIX DE 3 !


77,30 CHF
Prix par paquet

Labolight DUO

Unité de polymérisation LED mode duale pour résine composite indirecte 2 appareils en 1 !

Pré-photopolymérisation (mode step)
Mode de photo-polymérisation finale (mode full)

Avec les dernières technologies LED
Equipé de la technologie LED double longueur-d'ondes, le Labolight DUO peut être utilisé en toute sécurité pour tous les composites GC :
Large longueur-d'ondes de 380nm-510nm avec des pics :
• 465nm-485nm (12 LED bleue)
• 390nm-400nm (3 LED violette)
Cette technologie assure un durcissement optimal de tous les matériaux dentaires photopolymérisables, et sa puissance réduit les cycles de photo-polymérisation.



Système rotatif automatique

La plaque réfléchissante répartit la lumière de manière efficace dans toutes les directions. Le plateau de photo-polymérisation permet un positionnement précis des pièces pendant le cycle de photo-polymérisation.

PRIX SPECIAL !

OFFRE DUO

À PARTIR DE 2238,90 CHF

N°art. 10001246 **Labolight DUO**; prix normal : 3271,30 CHF
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Un style épuré contemporain & ergonomique

Le GC Labolight DUO est non seulement capable de traiter plus de travail mais en plus, il est élégant. Son style contemporain a été récompensé, ses surfaces lisses permettent un nettoyage facile et son encombrement est réduit. Une conception conviviale : l'interface est simple et intuitive et les parties internes sont facilement accessibles grâce à sa large ouverture.



Full mode



Step mode

METAL PRIMER Z

Liant résine/métal en une seule étape

METAL PRIMER Z (le successeur de METALPRIMER II) crée une adhésion puissante entre les armatures métalliques et tous types de matériaux à base de résine.

ECONOMISEZ 20%

160,80 CHF 201,00 CHF

Prix par paquet

N°art. 10001265 Metal Primer Z, 5 ml

- MDTP : améliore l'adhésion aux métaux précieux
 - MDP : permet un collage solide sur les alliages non précieux
 - Pas besoin de traitement thermique
- Une procédure rapide et facile
 - Génère une liaison permanente
 - Application possible directement en bouche (réparations en directe)



PATTERN RESIN LS

Résine acrylique pour maquette à faible rétraction

Une résine appréciée et reconnue pour la réalisation de tous types d'attachements, couronnes coniques et télescopiques, suprastructures d'implants etc.

- Rétraction minimale : Précision des maquettes et des coulées
- Dureté et résistance élevées : Stabilité même en cas de parois très fines
- Totalement calcinable, sans résidus : Surface de coulée lisse et nette



PATTERN RESIN LS

SUPPORT EN MÉTAL GRATUIT !

102,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 10003198 PATTERN RESIN LS Stand Promo
+ Support en métal gratuit !

Contenu : 100 g powder, 105 ml liquid, 2 mixing cups,
1 brush no.4, 1 pipette



OPTIGLAZE® color

Caractérisation de surface photopolymérisable pour les restaurations indirectes acryliques et composites

- Teintes de caractérisation photopolymérisables à utiliser avec
- Cerasmart – matériau hybride
 - Restaurations en composite – Facettes – Inlays – Onlays
 - Résines pour prothèses – individualisations et modifications
 - Dents du commerce – individualisation
 - Résines provisoires



N°art. 10001150 OPTIGLAZE color Set; 751,70 CHF
Inhalt: 1x OPTIGLAZE color A plus, 1x B plus, 1x C plus, 1x white, 1x ivory white, 1x yellow, 1x orange, 1x pink orange, 1x red brown, 1x olive, 1x grey, 1x blue, 1x lavender, 1x pink, 1x red (2,6 ml par teinte); 1x OPTIGLAZE color clear, 1x clear HV, (5 ml par teinte); 5x disposable pallet, 1x protective cover, 1x brush round 5 Stk. (N°1B), 1x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2x brush holder (1 each ivory, white), 1x OPTIGLAZE color IFU, 1x OPTIGLAZE color Technique Card

OFFRE

4 AU PRIX DE 3 !

61,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 Optiglaze color paquet de recharge au prix de 3 !

OPTIGLAZE® color paquet de recharge
N°art. 10001151 OPTIGLAZE Color, A plus
N°art. 10001152 OPTIGLAZE Color, B plus
N°art. 10001153 OPTIGLAZE Color, C plus
N°art. 10001154 OPTIGLAZE Color, White
N°art. 10001155 OPTIGLAZE Color, Ivory White
N°art. 10001156 OPTIGLAZE Color, Yellow
N°art. 10001157 OPTIGLAZE Color, Orange
N°art. 10001158 OPTIGLAZE Color, Pink Orange
N°art. 10001159 OPTIGLAZE Color, Red Brown
N°art. 10001160 OPTIGLAZE Color, Olive
N°art. 10001161 OPTIGLAZE Color, Grey
N°art. 10001162 OPTIGLAZE Color, Blue
N°art. 10001163 OPTIGLAZE Color, Lavender
N°art. 10001164 OPTIGLAZE Color, Pink
N°art. 10001165 OPTIGLAZE Color, Red
Prix par paquet : 61,90 CHF à 2,6 ml

N°art. 10001166 OPTIGLAZE Color, Clear
N°art. 10001167 OPTIGLAZE Color, Clear HV
Prix par paquet : 61,90 CHF à 5 ml

Valable pour tous numéros d'article.

GC Temp PRINT

Composite photopolymérisable imprimable en 3D pour couronnes et ponts provisoirs
Construire des ponts pour l'avenir

Impression plus facile de restaurations complexes sans gaspillage de matériau !
GC Temp PRINT est un matériau biocompatible de classe II pour les couronnes et ponts temporaires sans méthacrylate de méthyle (MMA). Il est conçu pour être utilisé avec les systèmes d'impression 3D fonctionnant à une longueur d'onde de 385 et 405 nm, respectivement. Il a des excellentes propriétés mécaniques et reste de cette façon stable pendant le stockage. Pour les restaurations provisoires, il est compatible avec l'optiglaze color.



TEMP PRINT

OPTIGLAZE COLOR GRATUIT !

280,- CHF

Prix par paquet

Commandez 1 x Temp PRINT light 500 g ou medium 500 g
+ 2 x Optiglaze color Refill gratuit !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art. 10004798 Temp PRINT light, 500g
N°art. 10004797 Temp PRINT medium, 500g

GC FUJIROCK® EP

Nouvelle gamme de produits
utilisé pour la réalisation
de toutes sortes de
prothèses dentaires



OFFRE

6 AU PRIX DE 5 !

Recevez 6 paquets de Fujirock EP au prix de 5 !

N°art. 10003220 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 12 kg; 99,70 CHF
N°art. 10003218 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 5 kg; 51,70 CHF
N°art. 10003219 **FUJIROCK EP, Classic Line, Topaz Beige** 5 kg; 57,00 CHF

N°art. 10003243 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 11 kg; 101,70 CHF
N°art. 10003242 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 4 kg; 46,70 CHF
N°art. 10003244 **FUJIROCK EP, Premium Line, Polar White**, 4 kg; 46,70 CHF
N°art. 10003245 **FUJIROCK EP, Premium Line, Inca Brown**, 4 kg; 46,70 CHF
N°art. 10003246 **FUJIROCK EP, Premium Line, Titanium Grey**, 4 kg; 46,70 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC
et seulement valable dans la même unité d'emballage.
Prix par paquet.

GC Fujirock EP Premium

Une version spéciale du GC Fujirock EP développée pour les techniques exigeantes telles que les travaux implantaires étendus et les indications complexes des travaux céramiques.

La composition améliorée de la poudre et ses couleurs raffinées offrent à ce nouveau plâtre une variété d'applications. Les cas esthétiques exigeants passent par plusieurs procédures au laboratoire ... modèle en cire, fausse gencive, balayage numérique, finition et polissage ... et le modèle en plâtre est bien le fondement de la qualité. Pour une parfaite présentation de vos travaux esthétiques.

Ratio P/L	20 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.
Temps de prise	9-12 min.
Temps de retrait	25-35 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.09 %
Résistance à la compression	≈ 60 Mpa



GC Fujirock EP Classic

Le plâtre de type 4 les plus populaire au monde

Fujirock EP – des plâtres « classiques » parfaits pour toutes sortes de prothèses. Ils combinent précision élevée, dureté des bords exceptionnelle et stabilité à haute pression. Fujirock EP est très fluide tout en restant thixotrope pour une manipulation facilitée et sans bulles d'air.

Ratio P/L	20 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.
Temps de prise	10-13 min.
Temps de retrait	30-40 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.09 %
Résistance à la compression	≈ 53 Mpa



GET THE APP

Pour rester informé de nos dernières actualités, publications, cours ...
Et collectez des Smiles !



Painting solution Workshop

Utilisation de colorations GC en 2D et 3D sur des couronnes monolithiques /partiellement réduites

Après l'envoi d'un modèle, les participants fabriquent 2 couronnes à l'avance au laboratoire.
1 x monolithique et 1 x réduit en Zr ou disilicate de lithium. Lors du TP, la couronne monolithique est peinte en une seule étape avec Luster Paste en combinaison avec Spectrum Stains. La couronne réduite est réalisée avec des colorations internes et des micro couches.

Apportez les deux couronnes ainsi que des outils de stratification et des instruments de meulage.



Workshop céramique

Initial Hands-on-Kurs

Avec Initial de GC vous serez toujours en mesure de trouver une solution pour chaque restauration prothétique, quel que soit le type de l'armature ou la procédure de stratification. Reproduction d'une dent par un schéma de stratification spécifique GC Initial. Finalisation avec GC Luster Pastes NF.

initial

Créez votre monde avec la céramique Initial LiSi Press, Initial LiSi Ceram stratification, Initial IQ Lustre Paste NF maquillage

GC Initial. Le système de céramique le plus complet pour toutes les indications.

GRADIA PLUS Workshop

Workshop présentation du nouveau composite nanohybride

La » céramique photopolymérisable « Gradia Plus – un nouveau composite modulaire

De la couronne au bridge monolithique avec utilisation de la technique d'injection, stratification standard ou multi-chromatique avec des nouvelles teintes et finition de restaurations en composite de haute qualité. Lors du workshop, apprenez tout sur la nouvelle génération d'appareils de photo polymérisation en théorie et dans la pratique.


GRADIA

Vous pouvez trouver les dates
actuelles des cours sur :
[https://europe.gc.dental/
fr-CH/education/courses](https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses)



WORKSHOPS

RÉFÉRENTS

CDT Stefan M. Roozen
CDT Michael Gross

QUAND

Pour les dates, veuillez
consulter notre page Web :
[https://europe.gc.dental/
fr-CH/education/courses](https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses)

ORGANISATEUR

GC Austria GmbH

CONTACTEZ

GC Austria GmbH
Swiss Office
T: 081.7340270
F: 081.7340271
info.switzerland@gc.dental
ou contactez votre
conseiller personnel GC
Milena Mices
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental
ou Rui Barreiros
M: 079 889 39 74
rui.barreiros@gc.dental

LANGUE

Allemand

COMING SOON

Initial™ SQIN

Vous appréciez Initial™ ?

Alors vous allez adorer le nouveau concept GC Initial de micro-stratification disponible très prochainement ! En effet, nous n'avons pas arrêté pendant le confinement.

Patientez encore un peu... nous apportons la touche finale. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà vous promettre une chose : cela va changer la donne...



Restez à l'écoute !

COMING SOON

Initial™ Lustre Pastes ONE

initial™
Lustre Pastes ONE

Spécialistes GC

Votre spécialiste GC se tient à votre disposition pour des conseils personnalisés.



RUI BARREIROS


Dental Technician,
Product Specialist
Operator & Laboratory;
Zurich, suisse orientale
et Tessin
M: 079 889 39 74
rui.barreiros@gc.dental

Codes postals : 6, 8

NIKOLINA CREPULJA

Conseillère spécialisée
dans les produits
dentaires;
Suisse Orientale
M: 079 367 73 32
nikolina.crepulja@gc.dental

Codes postals : 7, 8, 9



MILENA MICES

Prothésiste dentaire,
conseillère spécialisée
dans les produits den-
taires;
Suisse Romande
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental

Codes postals : 1, 2



PHILIP ELFORD

Country Manager Switzerland
M: 079 172 19 85
philip.elford@gc.dental

EVELINE WANGLER

Conseillère spécialisée
dans les produits dentaires;
Zurich, suisse centrale
et plateau suisse
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

Codes postals : 3, 4, 5, 6



Visitez-nous :
<https://europe.gc.dental/de-CH>



Visitez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/gcaustriagmbh



Visitez-nous sur Youtube :
www.youtube.com/user/GceuropeProducts



Visitez-nous sur Instagram :
[gc_austria_switzerland](https://www.instagram.com/gc_austria_switzerland)



WEBINAR HANDS- ON-KURS

RÉFÉRENT
Dr. Adriano Teixeira

QUAND
23.06.2021
14.00 – 18.00 h

ORGANISATEUR
GC

FRAIS DE COURS
300,- EUR

PARTICIPANTS
max. 10

**POUR PLUS
D'INFORMATION**
Milena Mices
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental

LANGUE
Anglais

Cours Hands-on

Injectable Moulding Easy aesthetics, predictable outcome

TAKE AWAYS

- Bring your composite restorations to a higher level with the use of a transparent silicone and a high flexural strength injectable composite.
- How to achieve easy and predictable aesthetics in a quicker and more affordable way while using non-invasive preparations.

Avec **HANDS-ON**
(seulement 10 places disponibles)

Le matériel nécessaire au cours
vous sera remis à l'avance envoyé
(travail en toute sécurité)

Price includes ALL MATERIALS & Models
(that will be delivered at your place):
Injection Moulding Technique kit
1 extra syringe G-aenial Universal Injectable
1 impression metal tray
1 set of EVE Diacomp Twist rubber polishers
1 high end model
1 roll of Teflon tape
Total sum of the materials RRP CHF 300


PROGRAM

Lecture:

- Technique description for anterior and posterior cases
- Clinical cases with tips and tricks

Hands-on:

- Step by Step Injection Moulding Technique
- Combination Injection + Layering for higher aesthetics
- Posterior cases: alternated technique



GC Europe Campus
meeting & education centre



INSCRIPTION
à notre symposium
à Rome



GET THE APP

Pour rester informé de nos dernières actualités, publications, cours ...
Et collectez des Smiles !



Vous pouvez trouver les dates
actuelles des cours sur :
[https://europe.gc.dental/
fr-CH/education/courses](https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses)





Get Connected SMILE Program

GC Get Connected – tous dans une application!

Saisissez l'occasion de vous informer à tout moment sur GC et nos produits à tout moment – téléchargez l'application Get Connected de GC sur votre téléphone portable. Parcourez notre bibliothèque en ligne, regardez les vidéos des utilisateurs, apprenez-en plus sur vidéos, pour en savoir plus sur les

Soyez prêt à gagner des Smiles.

cours ou les événements de formation et obtenir des informations sur nos produits. Gagnez des sourires en partageant des articles, en réalisant des enquêtes et en s'inscrivant à des événements éducatifs. Chez GC, les sourires comptent – apprendre, partager, profiter. Téléchargez le programme Get Connected Smile sur votre téléphone portable.



GC Luting guide

Choisir le bon matériau pour chaque indicationn

Le succès à long terme dépend avant tout de la sélection du matériau de collage. Aucun matériau est idéal, la sélection doit être faite en fonction des propriétés physiques et esthétiques des matériaux.

Pour aider les dentistes dans ce processus GC a élaboré le Guide de collage, l'application gratuite

est disponible pour Android ou iOS. Sur la base de la restauration choisie, le matériel et les circonstances cliniques l'application vous aide à sélectionner la meilleure solution de collage. En plus le GC Guide de collage explique chaque l'étape clinique du début à la fin.



G-ænia® A'CHORD

G-aenial A'chord est online maintenant !

GC a lancé un site Web dédié uniquement au G-ænia A'chord pour le partager d'information et du savoir-faire aux dentistes. La simplicité, l'esthétique et la performance sont les valeurs qui caractérisent le G-aenial A'chord. Ces mêmes valeurs vous les retrouverez sur le site. Les atouts du G-ænia A'chord

sont explicites sur ce site. La simplification et l'esthétique y est détaillée dans le cas de stratification antérieur. Ainsi que des cas cliniques de dentistes de renom d'Allemagne, France et Australie, montrent comme l'esthétique et la solidité s'unissent dans un seul composite, le G-ænia A'chord. Vous y verrez combien G-ænia A'chord est résistante dans le temps. Des vidéos montrant l'application. Ce site vous plaira ! Vous pouvez le visionner également sur votre téléphone portable ou tablette.






<http://gaenialachord.com>

GC Restorative Guide



Depuis sa fondation, GC a toujours développé des matériaux innovants pour chaque situation clinique. Pour faciliter ce processus GC a élaboré le Guide de la restauration qui est disponible comme application gratuite pour Android ou iOS. En commençant par la conception du cas et les circonstances cliniques, l'application vous aide à sélectionner le meilleur matériau de restau-

ration. Le guide vous fournit des représentations en 3D de tous les types de cavités et vous conseille parmi les verres ionomères à haute densité ou hybrides ou des composites de restauration. Vous êtes guidé étape par étape. En outre l'application contient des informations sur les systèmes d'adhésifs et les matériaux renforcés en fibre de verre.



NEW METAL STRIPS

Strips de finition et polissage

Pour le contourage, la finition et le polissage de surface interproximale composite, compomère et verre ionomère.

OFFRE

6 AU PRIX DE 5!

104,80 CHF

Prix par paquet

Recevez 6 packets Metal Strips au prix de 5!

N°art. 10000096 **Metal Strips, Assortment**
Boîte de 12 strips : 1 pièce de chaque largeur et de chaque granulométrie

Paquets assortis | Contenu : 12 pcs. à 4 pcs. de chaque largeur (2,6 mm / 3,3 mm / 4,0 mm)

N°art. 10000092 **Metal Strips, Red Mesh**
Rough preparation; (4 x 3) x N° 200 Assortment
N°art. 10000093 **Metal Strips, Blue Mesh**
Preparation; (4 x 3) x N° 300 Assortment
N°art. 10000094 **Metal Strips, Green Mesh**
Finishing; (4 x 3) x N° 600 Assortment
N°art. 10000095 **Metal Strips, Yellow Mesh**
Polishing; (4 x 3) x N° 1000 Assortment

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Paquet 6 mm
Contenu : 12 Pcs. à 6 mm de même granulométrie

N°art. 10000097 **Metal Strips, Red Mesh**
Rough preparation; 12 x N° 200
N°art. 10000098 **Metal Strips, Blue Mesh**
Preparation; 12 x N° 300
N°art. 10000099 **Metal Strips, Green Mesh**
Finishing; 12 x N° 600
N°art. 10000100 **Metal Strips, Yellow Mesh**
Polishing; 12 x N° 1000

- Matériaux extrêmement fins et flexibles
- Haute résistance à l'usure
- Quatre grains
- Autoclavables et faciles à nettoyer

Seulement valable pour une même unité d'emballage.



EXA'lence

Matériau d'empreinte vinyl polyéther silicone

Associant sa vaste expérience en chimie et celle de la création de solutions originales pour la dentisterie, GC Europe a exploité les meilleures qualités de deux grands matériaux pour mettre au point la prochaine génération de matériau d'empreinte: le Vinyl PolyEther Silicone (VPESTM). EXA'lence est la solution de GC Europe pour des reproductions précises et détaillées. En bouche, l'environnement peut être imprévisible et humide... mais vous pouvez toujours compter sur EXA'lence pour obtenir à chaque fois, des empreintes de la plus haute précision.



OFFRE

5 AU PRIX DE 4!

À PARTIR DE 73,60 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets EXA'lence au prix de 4!

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d'emballage.

Unités valables :

EXA'lence Recharge,
2 x 48 ml pro Recharge, Mixing tips à 73,60 CHF;
EXA'lence ExtraLight Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow);
N°art. 10001524 Regular Set | N°art. 10001529 Fast Set
EXA'lence Light Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow)
N°art. 10001525 Regular Set | N°art. 10001530 Fast Set
EXA'lence Medium Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001531 Regular Set | N°art. 10001528 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001522 Regular Set | N°art. 10001526 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Rigid Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001527 Fast Set

EXA'lence Recharge, 2 x 370 ml Cartouche à 222,30 CHF;
N°art. 10001507 Medium Body Regular Set;
N°art. 10001506 Heavy Body Regular Set;
N°art. 10001504 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Standard Kit, 370 ml Cartouche à 159,80 CHF;
10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring;
N°art. 10001518 Medium Body Regular Set
N°art. 10001519 Heavy Body Regular Set
N°art. 10001520 Heavy Body Fast Set

N°art. 10001512 **EXA'lence, Putty 1-1 Pack** à 143,90 CHF
(500 g / 278 ml Base, 500 g / 278 ml catalyseur, accessoires);
N°art. 10001514 **EXA'lence, Putty 5-5 Clinic Pack** à 419,00 CHF
(5 x 500 g / 278 ml Base, 5 x 500 g / 278 ml catalyseur, accessoires)

EXA'lence, Clinic Pack, 6 x 370 ml Cartouche à 655,70 CHF;
N°art. 10001516 Medium Body Regular Set
N°art. 10001515 Heavy Body Regular Set;
N°art. 10001517 Heavy Body Fast Set

- Intrinsèquement hydrophile
- Fluidité optimale
- Excellente élasticité et résistance au déchirement
- Goût de menthe agréable
- Empreintes parfaites, même dans des conditions difficiles
- Reste hydrophile après la prise, pour une précision optimal lors de la coulée du modèle



EPITEX

Strips de finition et polissage

Pour le contourage, la finition et le polissage de surface interproximale composite, compomère et verre ionomère.

OFFRE

6 AU PRIX DE 5!

À PARTIR DE 39,70 CHF

Prix par paquet

Recevez 6 paquets EPITEX au prix de 5!

Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000117 **EPITEX Starter Kit;** 196,70 CHF
Contenu : rouleau (10 m) de chaque grain et une matrice, 1 distributeur

Emballage individuel (Contenu : 10 m); 39,70 CHF
N°art. 10000122 **EPITEX Refill, Matrice (translucide)**
N°art. 10000118 **EPITEX Refill, Gros (leu)**
N°art. 10000120 **EPITEX Refill, Moyen (vert)**
N°art. 10000119 **EPITEX Refill, Fin (gris)**
N°art. 10000121 **EPITEX Refill, Extra-Fin (rose)**

- Matériaux extrêmement fins et flexibles
- Haute résistance à l'usure
- Quatre grains
- Les particules abrasives sont solidement ancrées à la surface du strip
- Distributeur pratique
- Également disponible en strips matrices



OFFRE MATÉRIAU D'IMPREINTE

RENFERT SYMPRESS MIX GRATUIT!

Commandez de matériel d'empreinte GC (EXA'lence) en valeur de 1790,- CHF et recevez le Renfert Sympress Mix (en valeur de 999,- CHF) gratuitement !



Hypominéralisation des molaires et incisives (MIH)

Une situation alarmante au niveau mondial qui concerne 1 enfant sur 7

NOUVEAU

Kit MIH

Le kit MIH de GC rassemble tous les outils nécessaires pour traiter les patients atteints de MIH.

Traitement initial en ambulatoire ou au cabinet

- Renforcer et désensibiliser avec GC MI Paste Plus (crèmes désensibilisantes et reminéralisantes avec la technologie Recaldent) et MI Varnish (Vernis à 22600 ppm de fluor avec Recaldent)
- Stabiliser et protéger les surfaces des caries et des hypersensibilités avec GC Fuji TRIAGE, le verre-ionomère fluide qui peut être utilisé sans mordançage ni adhésif.

Restauration

- Les lésions de tailles modérées peuvent être traitées avec un verre-ionomère modifié par adjonction de résine : FUJI II LC est une solution photopolymérisable parfaite, permettant une mise en place rapide.
- Le verre-ionomère hybride haute densité EQUIA Forte HT est adapté pour les restaurations minimales invasives long terme. Le placement est rapide en bulk et la tolérance à l'humidité est un énorme avantage pour des patients jeunes et anxieux. Son adhésion chimique est également idéale pour adhérer à l'email hypominéralisée.
- Un composite peut être placé lorsque les lésions sont très marquées et ne nécessitent pas trop de retrait de tissus dentaire. G-aenial Universal Injectable présente une très haute résistance à l'usure grâce à la technologie FSC, devenant ainsi le composite le plus résistant.
- Pour un placement rapide du composite, utilisez l'adhésif universel G-Premio BOND, contenant MDP et 4-MET pour une haute performance.



1 © Prof. van Amerongen, Pays Bas; 2 – 4 © Prof. Baroni, Italie

Demandez des informations sur le patient concernant le thème MIH ou une affiche MIH pour votre salle d'attente directement auprès de GC Austria ou de votre consultant GC personnel !



OFFRE
162,40 CHF 306,90 CHF
Prix par paquet

N°art. 10004924 **MIH Kit**
Contenu : MI Varnish Mint 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3, MI Varnish Fraise 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3, GC MI Paste Plus Mint 40 g (35 ml) x 1, MI Paste Plus Fraise 40 g (35 ml) x 1, G-aenial Universal Injectable A1 Seringue, 1,7 g (1,0 ml) x 1, G-Premio BOND Unit-Dose (0,1 ml) x 5, EQUIA FORTE HT Fil A2 Capsule (0,10 ml) x 5, EQUIA Forte Coat 0,1 ml par Unit-Dose x 5, Fuji II LC A2 Capsule (0,085 ml) x 5, Fuji TRIAGE Pink Capsule (0,12 ml) x 5, Dispensing Long Needle Tip x 10, Flowchart x 1



Aux vidéos :



LES SOLUTIONS DE TRAITEMENT MI PAR GC

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Pâtes protectrices reminéralisantes à triple action : Renforce. Protège. Recharge.



OFFRE
5 AU PRIX DE 4!
207,20 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquet à 10 tubes de MI Paste Plus au prix de 4 !

Valable pour tous les 10 packs disponibles de Tooth Mousse ou MI Paste Plus. Action valide au près d'un consultant du GC et uniquement au sein de la même unité d'emballage.

OFFRE
5 AU PRIX DE 4!
187,20 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquet à 10 tubes de Tooth Mousse au prix de 4 !

Valable pour tous les 10 packs disponibles de Tooth Mousse ou MI Paste Plus. Action valide au près d'un consultant du GC et uniquement au sein de la même unité d'emballage.



MI Paste Plus & Tooth Mousse

- La première crème dentaire protectrice avec la substance active brevetée Recaldent™, éprouvée des millions de fois
- Apporte aux dents la quantité nécessaire de calcium, phosphate et fluor*
- Élimine les hypersensibilités
- Santé dentaire parfaite – protège, renforce et soigne durablement
- Agit rapidement et avec efficacité
- Protection dentaire sans sucre

* MI Paste Plus contient en plus 900 ppm de fluor

Tooth Mousse ou MI Paste Plus?

Tooth Mousse et MI Paste Plus peuvent être utilisés pour les mêmes indications. Tooth Mousse est recommandé avant l'âge de 6 ans pour éviter le risque de fluorose et de sur-fluoruration. Pour l'application nocturne, Tooth Mousse est recommandé jusqu'à l'âge de 12 ans. MI Paste Plus peut être utilisé au-delà de cet âge.



Le CPP-ACPF (phosphopeptide de caséine et phosphate de calcium amorphe et fluorure) a été développé par la faculté de science dentaire de l'université de Melbourne, Victoria, Australie. RECALDENT™ est une marque déposée sous licence de la société RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACPF est dérivé de la caséine du lait. Il ne doit pas être utilisé chez les patients allergiques aux protéines de lait de vache et/ou aux hydroxybenzoates.

GC Fuji TRIAGE®

La solution verre ionomère pour la protection de molaires partiellement recouvertes de tissus

Certains avantages observés dans le traitement du matériau en font également le traitement optimal pour les molaires pendant ou après leur éruption : l'absence de mordançage et collage rend l'utilisation extrêmement facile et rapide et, grâce à sa fluidité, Fuji TRIAGE s'écoule aussi facilement dans les fissures profondes. Le durcissement autonome de Fuji TRIAGE peut, dans la version Fuji TRIAGE Pink, être accéléré par la chaleur d'une lampe de polymérisation. Fuji TRIAGE est proposé également en blanc pour plus d'esthétique.



OFFRE
5 AU PRIX DE 4!
167,90 CHF
Prix par paquet



N°art. 10000389 **Fuji TRIAGE Capsules PINK**
N°art. 10000390 **Fuji TRIAGE Capsules WEISS**
Contenu : 1 paquet à 50 capsules (0,30 g poudre et 0,15 g (0,12 ml) liquide. Contenu mélangé par capsule (0,13 ml)

Recevez 5 paquets de Capsules Fuji TRIAGE au prix de 4 !

Mélange de teintes possible.



TEMPSMART® DC

Vers votre restauration définitive... en toute sérénité



Composite dual pour couronnes et bridges provisoires

Les restaurations provisoires jouent un rôle important en dentisterie prothétique. Non seulement elles protègent les dents préparées mais elles apportent confort et esthétique à votre patient en attendant la restauration finale. GC innove avec TEMPSMART DC, le premier matériau temporaire sans plastifiant, à prise duale qui rend votre travail plus facile et plus agréable.

PRENEZ LE BON CHEMIN

une procédure courte grâce à la photopolymérisation

PRENEZ LE CHEMIN SANS ENCOMBRE

des restaurations non collantes pour une brillance élevée en quelques étapes




PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS BEAU

fluorescence et brillance à long terme pour des patients souriants



PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS SÛR

une résistance à la fracture élevée pour des provisoires qui durent



Contactez votre conseiller GC pour plus de détails de nos nouveautés TEMPSMART DC !

OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

110,90 CHF
Prix par paquet

TEMPSMART DC cartouche 48 ml

Recevez 4 paquets de TEMPSMART DC cartouche 48 ml au prix de 3 !

Offre valable pour toutes les teintes disponibles, mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Accessoires : N°art. 10003754 **Mixing Tips II Taille SSS** (60 pcs.) 64,80 CHF

Cartouche 148 ml, 16 embouts de mélange 48 ml

N°art.	10001463	10001464	10001465	10001466
Teinte	A1	A2	A3	A3,5
N°art.	10001467	10001468		
Teinte	B1	BW		



OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

66,- CHF
Prix par paquet

TEMPSMART DC cartouche 10 ml

Recevez 4 paquets de TEMPSMART DC cartouche 10 ml au prix de 3 !

Offre valable pour toutes les teintes disponibles, mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.


Accessoires : N°art. 10003335 **GC Automix Tip Regular** (10 pcs.) 11,80 CHF

Cartouche 10 ml, 10 embouts de mélange

N°art.	10001469	10001470	10001471	10001472
Teinte	A1	A2	A3	B3



TEMPSMART DC, temps de la procédure par rapport à la concurrence



Source: GC R&D, Japon, 2018. Données sur demande.

EXACLEAR

voyez clair

Vinyl Polysiloxane transparent – votre partenaire pour vos cas esthétiques en toute transparence. EXACLEAR, un matériau silicone innovant et transparent qui répond aux besoins des cas esthétiques exigeants et facilite l'obtention de résultats exceptionnels.

Une vision claire comme du cristal

- La haute transparence offre un excellent contrôle visuel des détails.
- La transparence inégalée permet une photopolymérisation très efficace à travers le silicone.

Manipulation optimale

- La consistance optimale permet un placement facile dans le porte empreinte.
- Il est très facile de couper ou percer le silicone pour la technique de modelage par injection

Performance

- Le produit est fluide lors de l'insertion, reproduisant ainsi parfaitement les détails.
- Le matériau silicone a une dureté et une résistance à la déchirure optimales pour un transfert efficace du modèle en bouche.

Ne manquez pas notre cours pratique intéressant avec Herrn Dr. Adriano Teixeira sur le thème de l'injection Moulding Technique.

Plus d'informations voir page xx.



Injection Moulding Technique



OFFRE

129,90 CHF

144,50 CHF
Prix par paquet

Injection Moulding Kit

N°art. 10003753 Injection Moulding Kit
Contenu : 1 seringue G-ærial Universal Injectable (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Cartouche 48 ml



Contactez votre conseiller GC pour plus de détails de nos nouveautés EXACLEAR !

OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

77,30 CHF
Prix par paquet

Recevez 4 paquets EXACLEAR au prix de 3 !

N°art. 10001483 **EXACLEAR**
2 cartouches (48 ml), 6 Mixing tips II Taille S

Accessoires :
N°art. 10003262 **Mixing tips II taille L**; 81,80 CHF



NOUVEAU

CERASMART®270

Bloc céramique hybride amortissant
les forces masticatoires CAD/CAM

Ajustage naturel et flexibilité.
Précision, force et flexibilité associées à un vernis
de caractérisation facile à utiliser

**CERASMART270
(3 PAQUETS)**

**G-CEM ONE
STARTER KIT GRATUIT !**

Achetez 3 paquets CERASMART270 + 1 G-CEM ONE
Starter KIT (A2 ou TRI d'une valeur de 72,70 CHF) gratuit !

Action valable pour CERASMART270 taille 12, 14 ou 14 L.

Seulement valable pour une même unité d'emballage.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.
Mélange de teintes possible.

Plus d'informations sur
G-CEM ONE voir pages 2-3.



- Flexibilité pour absorber les chocs
- Résistance à l'usure pour les restaurations de longue durée
- Des marges nettes qui assurent une transition en douceur
- Polissage facile permettant d'obtenir rapidement un brillant super
- Fluorescence et translucidité optimales
- Couronne sur implant, Couronne complète, Inlay, Onlay, Facette laminée

OFFRE

**5 AU PRIX
DE 4 !**


**À PARTIR DE
126,70 CHF**
Prix par paquet

Recevez 5 paquets CERASMART270 CAD/CAM
Blocks (à 5 pcs.) au prix de 4 !


Offre valable pour toutes les références disponibles,
mais uniquement dans le même groupe de produits.
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Taille 12: 126,70 CHF par paquet
Taille 14: 138,30 CHF par paquet
Taille 14L: 150,00 CHF par paquet
Emballage : 5 blocs par paquet

Les blocs CERASMARTTM 270 sont
compatibles avec CEREC et listés
dans la mise à jour logicielle
actuelle de CEREC. Disponible à
la commande auprès de vendeurs
CEREC autorisés.




Teintes




GC Initial® LRF BLOCK

Le bloc en céramique feldspathique CFAO renforcé
en leucite pour les restaurations indirectes entièrement
anatomiques tout céramique

Usiner ... polir ... coller ... tout simplement



Teintes



OFFRE

**5 AU PRIX
DE 4 !**

79,60 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets Initial LRF Blocks (à 5 pcs.) au prix de 4 !

Offre valable pour toutes les références disponibles,
mais uniquement dans le même groupe de produits.
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Taille 12: 79,60 CHF par paquet
Taille 14: 79,60 CHF par paquet
Taille 14L: 79,60 CHF par paquet
Emballage : 5 Blocs par paquet

Glaze Paste & liquide 51,90 CHF

Les blocs LRF pour CEREC
sont disponibles chez votre
fournisseur agréé.

Solide & compact

- Résistance accrue par rapport aux blocs vitro-céramiques classiques ou feldspathiques
- Un état de surface de haute qualité : surface très lisse après le polissage Brillant & Esthétique
- Polissage simple et rapide
- effet caméléon

G-CEM LinkForce®

Colle composite à prise duale pour toutes
les indications, tous les substrats

La solution puissante et universelle pour tous vos collages

Pour plus de détails voir page 23.



LA COMBINAISON OPTIMALE AVEC ...

G-CEM® Veneer

Colle composite photopolymérisable,
facile et esthétique

Pour plus de détails voir page 24.



NOUVEAU

G-CEM® Veneer

La colle composite photopolymérisable,
facile et esthétique

La fluidité parfaite

Une colle esthétique avec une application simple et des propriétés mécaniques de qualité. G-CEM Veneer dispose de tous les ingrédients pour assurer le résultat final le plus impressionnant pour un sourire confiant. Le secret réside dans sa formule parfaitement équilibrée avec la technologie de recouvrement total au silane (FSC). Ce traitement de charge innovant permet d'atteindre un taux des charges élevées avec une répartition homogène de celles-ci dans la matrice. Le résultat : une manipulation unique et d'excellentes propriétés physiques. G-CEM Veneer peut être photopolymérisé efficacement à travers des restaurations de moins de 2 mm avec une transparence suffisante. Indiqué pour les facettes, inlays et onlays composites et céramiques.

G-CEM VENEER
STARTER KIT**279,90 CHF**

Prix par paquet

N°art. 10001382 **G-CEM Veneer Starter Kit**
Contenu : 2 x G-CEM Veneer Recharge
(1 ml; 1,7 g) A2 & TR, 2 x Try-in Paste
Recharge (2 ml; 1,5 g) A2 & TR,
1 x G-Multi PRIMER 5 ml, 1 x G-Premio
BOND 5 ml, 45 x Dispensing Tips Métal

Autres unités valables :

G-CEM Veneer Recharge

Contenu : 1 Seringue 1 ml (1,7 g)
+ 10 Dispensing Tips Métal 40,20 CHF

N°art. 10001383 G-CEM Veneer A2

N°art. 10001384 G-CEM Veneer Translucide (TR)

N°art. 10001385 G-CEM Veneer Opaque (OP)

N°art. 10001386 G-CEM Veneer Bleach (BL)

G-CEM Try-in Paste

Contenu : 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g) 41,20 CHF

N°art. 10001484 G-CEM Try-in Paste A2

N°art. 10001485 G-CEM Try-in Paste Translucide

N°art. 10001486 G-CEM Try-In Paste Opaque

N°art. 10001487 G-CEM Try-in Paste Bleach

Embouts de distribution :

N°art. 10000283 **Dispensing-Tips Needle**

Métal 20 pcs.; 20,70 CHF

N°art. 10003735 **Dispensing-Tips Long Needle**

Métal 30 pcs.; 33,90 CHF

N°art. 10001350 **G-Multi PRIMER** 5 ml; 72,70 CHFN°art. 10001461 **G-Premio BOND**

Recharge 5 ml flacon; 102,90 CHF

N°art. 10001349 **G-Premio Bond DCA**


3 ml flacon; 53,80 CHF



- Recouvrement total au silane (FSC)
- Consistance thixotrope
- Ajustement parfait
- Facilité d'élimination des excès
- Polymérisation excellente
- Extrêmement résistant à l'usure
- Faible épaisseur de film
- Esthétique naturelle

**A2**

La norme pour coller la plupart de vos pièces prothétiques.

**Translucide**

Parfaite pour les restaurations très fines afin de préserver la teinte naturelle.

**Opaque**

Utilisée pour réchauffer la teinte et masquer légèrement les substrats colorés.

**Bleach**

Utilisée pour masquer les dyschromies de la dentine, et augmenter la luminosité.

G-CEM LinkAce™ évolue vers G-CEM ONE™



G-CEM LinkAce sera arrêté à partir de mars 2021, jusqu'à l'épuisement complet du stock. Un autocollant a été apposé sur ses boîtes pour informer les utilisateurs du passage au **G-CEM ONE** (lancement en mars 2021).



G-CEM ONE est un ciment résine auto-adhésif développé pour répondre aux besoins en matière d'adhésion de tout type de restauration, qu'il s'agisse de restaurations à base de métal, de résine, tout céramique (y compris la zircone), d'inlays, onlays, de couronnes et de bridges, ainsi que de tenons.

G-CEM ONE system est LA solution de collage universelle qui s'adapte parfaitement à tous les cas cliniques. Il combine la **seringue G-CEM ONE**, offrant une adhésion efficace pour un grand nombre d'indications, et le **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP)**... à utiliser pour les cas non rétentifs.

N°art. G-CEM LinkAce	Produit G-CEM LinkAce	nouv. N°art. G-CEM ONE	ancien N°art. G-CEM ONE	Produit G-CEM ONE	ancien Prix G-CEM LinkAce	nouveau Prix G-CEM ONE
10001016	G-CEM LinkAce A2 , 2 seringues	10006921	013664	G-CEM ONE Twin Refill A2 , 2 seringues	163,70 CHF	119,80 CHF
10001017	G-CEM LinkAce Translucide , 2 seringues	10006922	013665	G-CEM ONE Twin Refill Translucide , 2 seringues	163,70 CHF	119,80 CHF
10001018	G-CEM LinkAce AO3 , 2 seringues	10006923	013666	G-CEM ONE Single Refill AO3 , 1 seringue	163,70 CHF	62,70 CHF
10001019	G-CEM LinkAce BO1 , 2 seringues	10006924	013667	G-CEM ONE Single Refill White Opaque , 1 seringue	163,70 CHF	62,70 CHF

nouv. N°art. G-CEM ONE	ancien N°art. G-CEM ONE	Produit	Contenu	Prix
10006918	013661	G-CEM ONE Starter Kit A2	1 x G-CEM ONE seringue (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml	72,70 CHF
10006919	013662	G-CEM ONE Starter Kit Translucide		72,70 CHF
10006833	013640	G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER	4 ml Refill	65,00 CHF

Essayez le nouveau
**G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer (AEP)**

Téléchargez notre application
GC Luting Guide : Un mode
d'emploi étape par étape
pour toutes les options en
matière d'adhésion.



NOUVEAU

FujiCEM® Evolve

Le CVIMAR dernière génération ergonomique et fiable

Un pas en avant

FujiCEM Evolve est une solution de fixation polyvalente pour votre travail quotidien, un protocole simple avec les propriétés exceptionnelles d'un verre ionomère GC. Un nouveau système de dosage et la possibilité de faire un « tack cure » pour un retrait d'excès simple. Une cimentation aisée plus que jamais. En outre, FujiCEM Evolve impressionne par une radio-opacité plus élevée et une liaison adhésive plus durable – principalement sur zircone.

Idéale pour restaurations zircons et métaux



OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

Recevez 5 paquets FujiCEM Evolve Single Pack au prix de 4!

N°art. 10004926 **FujiCEM Evolve Single Pack**
Contenu : 1 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mixing Tips Regular

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC et seulement valable pour FujiCEM Evolve Single Pack.

Autres unités valables :

N°art. 10004916 **FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**
Contenu par Triple Pack Handmix : 3 x GC FujiCEM Evolve Seringues (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 226,50 CHF

N°art. 10004928 **FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**
Contenu par Triple Pack Automix : 3 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mixing Tips Regular; 265,30 CHF

N°art. 10006621 **FujiCEM Evolve Clinic Pack**
Contenu : 8 x GC FujiCEM Evolve syringue (9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 536,50 CHF

Accessoires :

N°art. 10004917 Push and Click Mixing Tips Regular (15 pcs.); 20,10 CHF

N°art. 10004929 Push and Click Mixing Tips Endo (15 pcs.); 30,20 CHF

ENTREZ MAINTENANT

OFFRE

À APTIR DE 93,60 CHF

Prix par paquet



Aux vidéos :

- Mélange manuel ou automix
- Pas besoin de prétraitement
- Temps de travail long, temps de prise court
- Tolérant à l'humidité : la digue n'est pas nécessaire
- Excellente étanchéité et adaptation marginale
- Viscosité optimale
- Faible épaisseur du film et adaptation précise
- Option « tack cure » pour un retrait plus facile
- Adhésion optimisée à la zircone



Situation initiale
Distribution avec



Distribution avec
automix



Mise en place
de la restauration



L'état caoutchouteux est atteint après seulement 3 s de photopolymérisation « tack cure ».



Facilité pour enlever les excès en une fois




Résultat final

© Prof. R. Sorrentino

G-CEM LinkForce®

Colle composite à prise duale pour toutes les indications, tous les substrats

Un système, trois produits : Il n'en faut pas plus pour assurer la puissance d'adhésion dans toutes les situations.



OFFRE

4 AU PRIX DE 3!

Recevez 4 paquets G-CEM LinkForce Refill au prix de 3!

G-CEM LinkForce Refill à 168,10 CHF;
Contenu : 1 Seringue 8,7 g (5 ml)
N°art. 10001341 **G-CEM LinkForce Cement Refill A2**
N°art. 10001342 **G-CEM LinkForce Cement Refill TR**
N°art. 10001343 **G-CEM LinkForce Cement Refill Opaque**
N°art. 10001344 **G-CEM LinkForce Cement Refill Bleach**



G-CEM LINKFORCE SYSTEM KIT

383,50 CHF

Prix par paquet

N°art. 10001338 **G-CEM LinkForce System Kit**
2 x G-CEM LinkForce Cartouche A2+TR 8,7 g (5 ml);
30 x GC Automix Tip Regular; 5 x GC Automix Tip pour Endo; 1 x G-Multi PRIMER, 1 x G-Premio BOND, 1 x G-Premio BOND DCA, 1 x GC ETCHANT, 2 x G-CEM Try-In Paste A2 + TR 1,5 g (1,2 ml); accessoires



Opaque
Utilisée pour réchauffer la teinte et masquer légèrement les substrats colorés.



Bleach
Utilisée pour masquer les dyschromies de la dentine, et augmenter la luminosité.



A2
La norme pour coller la plupart de vos pièces prothétiques.



Translucide
Parfaite pour les restaurations très fines afin de préserver la teinte naturelle.

G-CEM LINKFORCE STARTER KIT

213,- CHF

Prix par paquet

N°art. 10001339 **G-CEM LinkForce Starter Kit A2**
N°art. 10001340 **G-CEM LinkForce Starter Kit TR**
contenu Starter Kit : 1 x cartouche 8,7 g (5 ml), 20 x GC Automix Tip Regular, 1 x G-Multi PRIMER (5 ml), 1 x G-Premio BOND (5 ml), accessoires

Accessoires :
G-CEM Try-in paste à 41,20 CHF;
Contenu : 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g)
N°art. 10001484 **G-CEM Try-in Paste A2**
N°art. 10001485 **G-CEM Try-in Paste Translucide**
N°art. 10001486 **G-CEM Try-In Paste Opaque**
N°art. 10001487 **G-CEM Try-in Paste Bleach**

N°art. 10001461 **G-Premio BOND**
5 ml flacon; 102,90 CHF

N°art. 10001349 **G-Premio BOND DCA**
3 ml flacon; 53,80 CHF

N°art. 10001350 **G-Multi PRIMER**
5 ml flacon; 72,70 CHF



Aux vidéos :



Demandez le dépliant de nos ciments !



Téléchargez gratuitement notre nouvelle appli pour le scellement. Également pour Android sur : luting.gceurope.com



GRADIA® CORE

Composite à prise duale pour le collage de tenon et la reconstitution coronaire

Ancré à toutes les profondeurs

GRADIA CORE
INTRO PACKAGE

G-PREMIO BOND GRATUIT!

236,90 CHF

Prix par paquet

Achetez 1 x Gradia Core Intro Package et recevez gratuitement 1 x G-Premio BOND 5 ml (d'une valeur de 91,90 CHF) gratuit!

N°art. 10004896 **GRADIA CORE Intro Package**

Contenu : GRADIA CORE Kit, GRADIA CORE Dispenser, 236,90 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Autres unités valables :

N°art. 10004816 **GRADIA CORE Kit**

GRADIA CORE Cartouche 10ml (20g), G-Premio BOND 5ml flacon,

G-Premio Bond DCA 3ml flacon; 228,40 CHF

N°art. 10000765 **GRADIA CORE Cartouche Refill**

1 x 10ml (20g); 1 GRADIA CORE Cartouche 10ml (20g)

& 20 x GC Automix Tips for Endo; 114,00 CHF

Accessoires:

N°art. 10001461 **G-Premio BOND**, flacon, 5ml; 102,90 CHF

N°art. 10001349 **G-Premio BOND DCA**, 3 ml flacon recharge; 53,80 CHF

N°art. 10003289 **Automix Tip for Endo**, 10 pcs.; 12,90 CHF

N°art. 70000068 **GRADIA CORE Dispenser Cartouche**; 65,70 CHF

N°art. 10006720 **Micro Tip Applicator Red**, 50 pcs.; 6,80 CHF

ECONOMISEZ 20%

81,45 CHF ~~101,80 CHF~~

Prix par paquet

N°art. 10000765 **GRADIA CORE Cartouche Refill**

1 x 10ml (20g); 1 GRADIA CORE Cartouche 10ml (20g),

20 x GC Automix Tips for Endo



Collage de tenons et reconstitution coronaire avec un seul matériau thixotrope



Force d'adhésion à la dentine (MPa), prise duale 21



Une rétention sûre grâce à son adhésif universel

Source : GCC R&D – Données sur demande

Polymérisation optimale de tous les composants



GRADIA CORE (DC) 154

GRADIA CORE (SC) 135

Rebilda DC (DC) 139

Rebilda DC (SC) 128

Luxacore Z Dual (DC) 132

Luxacore Z Dual (SC) 98

Résistance à la flexion (MPa)

(DC) Dualhärtender Modus; (SC) Selbsthärtender Modus
Quelle: GCC R&D – Daten liegen vor.



Sensation de taille similaire à la dentine

Dureté* (Hv) 66

*mode dual
Source : GCC R&D
Données sur demande

everStick®

Renforcements en fibres de verre pour la dentisterie quotidienne

EVERSTICK
STARTER KIT

G-PREMIO BOND GRATIS!

584,50 CHF

Prix par paquet

Achetez 1 x EverStick Starter Kit et recevez gratuitement 1 x G-Premio BOND 5 ml (d'une valeur 91,90 CHF)!

N°art. 10003404 **everStick, Starter Kit**

Contenu : 8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;

30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø1.2;

5 ml StickRESIN Flacon;

2 ml G-aenial Universal Flo Seringue;

1 x StickREFIX D Silikoninstrument;

1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Autres unités valables :

N°art. 10003421 **everStick COMBI Kit**

8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPERIO,

30 cm² everStickNET, 5 x everStickPOST Ø 1.2

1 x StickSTEPPER hand instrument

1 x StickREFIX D silicone instrument; 316,50 CHF

N°art. 10003420 **everStick Intro Kit**

8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPERIO,

1 x StickREFIX D silicone instrument; 126,70 CHF

Autres unités valables :

N°art. 10003419 **everStick C&B, 1 x 8 cm Refill**; 97,40 CHF

N°art. 10003418 **everStick C&B, 2 x 12 cm Refill**; 268,70 CHF

N°art. 10003403 **everStick NET 30 cm²**; 268,70 CHF

N°art. 10003416 **everStick ORTHO, 2 x 12cm Refill**; 228,90 CHF

N°art. 10003417 **everStick PERIO, 1 x 8 cm Refill**; 90,00 CHF

N°art. 10003407 **everStick PERIO, 2 x 12cm Refill**; 250,90 CHF

N°art. 10003412 **everStick POST, Intro** 5x post Ø 0,9, 5x posts Ø 1,2,

5x posts Ø 1,5 & 5ml StickRESIN; 253,20 CHF

N°art. 10003413 **everStick POST, 10 x 0,9 Refill**; 158,30 CHF

N°art. 10003414 **everStick POST, 10 x 1,2 Refill**; 158,30 CHF

N°art. 10003415 **everStick POST, 10 x 1,5 Refill**; 158,30 CHF

N°art. 10003405 **Stick, 15cm Refill**, 4 Pcs.; 264,10 CHF

N°art. 10003406 **Stick NET, 30 cm Refill**, 3 Pcs. 90cm2 fibre mesh; 264,10 CHF

N°art. 10003411 **Stick Carrier**; 58,50 CHF

N°art. 10003410 **Stick Stepper**; 58,50 CHF

N°art. 10003409 **StickREFIX L 3 + 3** silicone instruments; 69,90 CHF

N°art. 10003408 **StickRESIN**; 70,60 CHF

GC FIBER POST

Tenon en fibre de verre dure

GC Fiber Post est une fibre de verre dure conventionnelle fournissant un support parfait pour les reconstitutions corono-radicaire. Les tenons GC Fiber Posts sont des tenons rigides conventionnels fournissant résistance, radio-opacité et conduction de lumière pour des performances optimales dans les canaux droits.



FIBER POST Drill Refill à 43,90 CHF

N°art. 10001740 **1 x 1,2 mm**

N°art. 10001741 **1 x 1,4 mm**

N°art. 10001742 **1 x 1,6 mm**

FIBER POST Refill à 158,00 CHF

N°art. 10001735 **0,8 mm**, 10 Pcs.

N°art. 10001736 **1,0 mm**, 10 Pcs.

N°art. 10001737 **1,2 mm**, 10 Pcs.

N°art. 10001738 **1,4 mm**, 10 Pcs.

N°art. 10001739 **1,6 mm**, 10 Pcs.

Accessoires

N°art. 10001350 **G-Multi Primer**,

5 ml liquide; 73,80 CHF

N°art. 10001734 **GC FIBER POST**

Assortment Kit (3 x 5 FIBER POST) 15 Fiber Posts:

5 x 1,0 mm; 5 x 1,2 mm; 5 x 1,4 mm;

2 Drills: 1 x 1,2 mm; 1 x 1,4 mm; 316,10 CHF



- Disponibles en 5 diamètres, y compris de très petits tenons de 0,8 et 1 mm
- Répartition régulière et dense des fibres dans le tenon (77 % du poids) garantissant une résistance élevée à la charge et une résistance à la flexion similaire à celle du métal
- Transmission unique de la lumière afin d'assurer une meilleure polymérisation du composite de scellement
- Radio-opacité facilitant le diagnostic

NOUVEAU

EQUIA Forte® HT

Système de restauration verre hybride haute densité –
des restaurations postérieures longue durée faciles à réaliser



EQUIA Forte HT – Technologie hybride

- amélioration de la translucidité
- traitement encore plus facile

Demandez dès maintenant un échantillon !

OFFRE

5 AU PRIX
DE 4 !

À PARTIR DE
185,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets EQUIA Forte HT Refill au prix de 4 !

N°art. 10004841 **EQUIA Forte HT, Recharge A2**, 185,90 CHF
N°art. 10004901 **EQUIA Forte HT, Recharge A3**, 185,90 CHF
Contenu : 50 x Equia Forte HT capsules, volume mélangé 0,14 ml par capsule

Uniquement valable pour les paquets de recharge.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Autres unités valables :

EQUIA Forte HT Intro Pack; 104,70 CHF
(20 capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose): A2, A3, B2
EQUIA Forte HT Promo Pack; 362,70 CHF
(100 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) : A2, A2-A3, A3, A3-B2
EQUIA Forte HT Recharge; 185,90 CHF
(50 capsules) : assortiment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
EQUIA Forte HT Clinic Pack; 613,70 CHF
(200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) : A2, A3, B2

N°art. 10004885 **EQUIA Forte Coat FlipCap**
4 ml flacon, accessoires, 90,90 CHF
N°art. 10003513 **EQUIA Forte Coat, Unitdose-Pack**
50 Unitdose (à 0,1 ml) 120,40 CHF



INDICATIONS


- **Restaurations de classe I**
- **Restaurations occlusales de classe II**
- Restaurations non-occlusales de classe II
- Restaurations immédiates
- Restaurations de classe V et de surfaces radiculaires
- Reconstitution de moignons
- Matériau **plus solide** et non collant,
- Translucidité **accrue**
- Excellente biocompatibilité
- Résistance prouvée sur le long terme
- **Restaurations postérieures simples** en quelques étapes – pas d'isolation requise
- Restauration de dents MIH hypominéralisées sensibles chez les patients jeunes

Méthode d'activation de la capsule simplifiée!

Pour plus de détails voir page 18 !



Aux vidéos :



GC VERRE IONOMÈRES (8 PAQUETS)

SILVERMIX MÉLANGEUR DE CAPSULES GRATUIT !

Acheter 8 paquets de GC Verre ionomère / GC Verre ionomère hybride + 1 mixeur à capsules Silvermix gratuit ! (valeur totale de 504,- CHF)

Promotion valable pour tous les GC Verre ionomère / GC Verre ionomère hybride disponibles.
Mélange de couleurs possible.
Promotion valable après consultation d'un conseiller GC.



Configurateur 3D GC Restorative Dentistry Guide téléchargement gratuit : www.gceurope.com

Demandez à votre conseiller GC pour vos offres individuelles !

Matériaux GC de restauration & de scellement en capsule

GC améliore son expérience en matière de capsule avec une technique d'activation plus rapide et plus facile pour toutes ses capsules ! Contacter votre représentant ou votre distributeur pour plus d'informations.

Changez pour « Push & Mix » !

Nouvelle méthode d'activation de la capsule



1 Tapoter la capsule sur une surface dure pour détacher la poudre

2 Enfoncer le piston et **maintenir fermement pendant 2 s**

3 **Ne pas cliquer avant de mélanger**

4 Mélanger pendant 10 s

5 Double-cliquer pour activer la capsule ... mettre en place doucement

Happy birthday, Fuji® II LC

Notre matériau de restauration verre ionomère modifié par adjonction de résine préféré, fête ses 25 ans ! En cette occasion, nous tenons à remercier tous nos fidèles clients pour la confiance qu'ils accordent à ce matériau de restauration polyvalent.



Amélioré en 1996 pour offrir une meilleure esthétique et une meilleure résistance à la compression, GC Fuji II LC présente une esthétique et une translucidité excellentes et une performance clinique prouvée exceptionnelle. Grâce à sa photopolymérisation, sa liaison chimique avec le tissu dentaire et sa très faible sensibilité post-opératoire, il offre une procédure simple et fiable, ce qui en fait un choix populaire parmi les praticiens du monde entier.



Restauration d'érosions cervicales avec Fuji II LC

Dr. Geoff Knight, Australie



Restaurations de classe III en pédodontie avec Fuji II LC

Dr Jamie Lucas, Australie

Indications du Fuji II LC :

- Restaurations de Classe III et V, en particulier pour les érosions cervicales et les caries de surface radiculaire.
- Restauration de dents provisoires.
- Reconstitution de moignons
- Cas nécessitant de la radioopacité
- Applications en gériatrie
- Base ou liner.



Une technique simple – des résultats esthétiques et durable

GC Fuji® II LC

Le premier CVI photopolymérisable au monde

Fuji II LC Improved, Ciment Verre Ionomère photopolymérisable, est le ciment verre ionomère le plus utilisé au monde. Bien qu'ayant été conçu à l'origine comme un matériau de restauration pour les cavités de Classes III et V, ainsi que pour les dents de lait, Fuji II LC Improved est un matériau à usages multiples comme liner, base ou pour la reconstitution de moignons.

- Polymérisation duale
- Esthétique exceptionnelle
- Comme base ou liner dans la technique sandwich
- Fuji II LC permet à la restauration de durer plus longtemps en prévenant le hiatus marginal
- Performance clinique prouvée 100% de rétention après 5 ans



OFFRE

5 AU PRIX DE 4!

194,90 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets de capsules Fuji II LC au prix de 4 !

N°art. 10000035 **Fuji II LC Capsules A2**
N°art. 10000036 **Fuji II LC Capsules A3**
Contenu : à 50 Capsules (0,33 g poudre et 0,10 g (0,085 ml) Liquide. Mélange par capsule 0,10 ml.
Action valable pour toutes les teintes.
Teintes: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Demandez les offres à votre conseiller GC !

GC Fuji® IX GP FAST

Verres Ionomères condensables de restauration

GC Fuji IX GP est idéal pour les restaurations permanentes ou provisoires de classe I et II chez l'enfant, les restaurations de classe I et II non chargées chez l'adulte, les restaurations de classe V et de surface radiculaire, la stratification coronaire, mais également pour une utilisation avec un composite ou un inlay en technique sandwich immédiate ou différée.

- Multiples indications
- Adhésion chimique
- Placement rapide en une fois
- Sans hiatus marginal
- Résistance à la compression et dureté de surface exceptionnelles
- Protection par le fluor
- Biocompatible



OFFRE

5 AU PRIX DE 4!

171,60 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets de capsules Fuji IX GP Fast au prix de 4 !

N°art. 10000078 **Fuji IX GP FAST Capsules A2**
N°art. 10000079 **Fuji IX GP FAST Capsules A3**
Contenu : à 50 Capsules (0,40 g Poudre et 0,11 g (0,09 ml) Liquide.
Mélange par capsule 0,14 ml
Action valable pour toutes les teintes.
Teintes: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC



Essentia®



Aux vidéos :



6 options pour couvrir tous vos cas cliniques

Dans la zone antérieure :
Adaptez votre stratification à l'âge de votre patient pour correspondre au processus de vieillissement naturel.

Dans la zone postérieure :
Restauration avec une ou deux teintes



Demandez dès maintenant un échantillon !

OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !
14 AU PRIX DE 10 !

Essentia Unitip ou Seringue

Recevez 5 paquets Essentia Seringues ou Unitips au prix de 4 !

Recevez 14 paquets Essentia Seringues ou Unitips au prix de 10 !

Essentia Seringue 1 x 2 ml; 58,50 CHF | Teintes : LD, MD, DD, LE, DE, U, ML, OM

Essentia Seringue 1 x 2,4 ml; 55,60 CHF | Teintes : RBM, BM, WM

Essentia Unitips 15 x 0,16 ml; 65,60 CHF | Teintes : LD, MD, DD, LE, DE, U

Mélange de teintes possible.
Valable uniquement dans la même unité d'emballage et après consultation d'un consultant de GC.

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ*

ESSENTIA STARTER KIT UNITIP 207,30 CHF

N°art. 10003543 **Essentia Starter Kit Unitip**;
30 Unitips (5 unitips en 6 nuances : LD; MD; DD; LE; DE; U);
1 Seringue ML; 20 embouts III en plastique

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ*

ESSENTIA STARTER KIT SERINGUE 367,80 CHF

N°art. 10003517 **Essentia Starter Kit Seringue**
7 Seringue, une par teinte : LD, MD, DD, LE, DE, U, ML;
20 embouts III en plastique

* Il s'agit en outre d'une offre « satisfait ou remboursé ». Si le produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez retourner le paquet à votre distributeur et vous faire rembourser le prix d'achat (valable seulement 4 semaines à compter de la date de livraison du distributeur).



Essentia® Universal Shade

Composite de restauration radio-opaque universel photopolymérisable

Une teinte universelle – toujours appropriée



Essentia HiFlo U
Composite universel photopolymérisable fluide



Essentia LoFlo U
Composite universel photopolymérisable injectable



Essentia U
Composite universel photopolymérisable condensable

OFFRE

SERINGUE

5 AU PRIX DE 4 !
14 AU PRIX DE 10 !

Recevez 5 paquets Essentia HiFlo, LoFlo, Seringues au prix de 4 !
Recevez 14 paquets Essentia HiFlo, LoFlo, Seringues au prix de 10 !

Valable dans la même unité d'emballage.
Prix par paquet.

N°art. 10003383 **Essentia HiFlo Seringue**

1 x 2 ml (3,6 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 58,50 CHF

N°art. 10003385 **Essentia LoFlo Seringue**

1 x 2 ml (3,4 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 58,50 CHF

D-Light® Pro

Voir plus loin que ce qui est visible à l'oeil nu ...
Lampe à photopolymériser à large spectre avec un mode détection en plus



OFFRE

999,- CHF 1400,- CHF


N°art. 70000008 **D-Light Pro**
Contenu : D-Light Pro pièce à main & module électronique, embout lumineux 8 mm, packs de batterie (x 2), station de charge, chargeurs, adaptateur EU/UK, dispositif pour la protection des yeux, et protections souples (3 x)

OFFRE
PRODUITS GC

D-LIGHT PRO GRATUIT !

Achetez des produits GC (G-ænial, Essentia, EverX Flow, Cerasmart270 ou Equia Forte HT) d'une valeur de 3248,- CHF et recevez le D-Light Pro gratuitement !

Mélange de produits possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Photopolymériser

- HP Mode – High Power 1400mW/cm²
- La LED bleue permet une activation optimale de la camphorqui-none avec une longueur d'onde de 460 à 465 nm
- Les LED violettes émettant à 400 - 405 nm permettent une photopolymérisation efficace avec des autres photo-initiateurs

Protéger

- LP Mode – Low Power une puissance réduite de 700 mW/cm² par exemple dans les cavités profondes lorsque la préparation est proche de la pulpe

Détecter

- DT Mode – Detection Mode qui utilise seulement les UV
- Visualisation de la plaque active
- Visualiser la dentine infectée
- Evaluer l'activité bactérienne dans les fissures
- Visualiser les restaurations et les excès de ciment
- Evaluer la profondeur des fissures

Autoclavable

Maintenant avec :

- **nouveau guide de lumière en verre de sécurité**
- **augmentation de la puissance de la batterie**

G-æniat®

Un composite universel pour des restaurations invisibles et exceptionnelles.



G-æniat Anterior convainc par :

- son esthétique & sa radio-opacité
- ses nombreuses applications possibles
- son système de teintes adapté à l'âge
- sa manipulation facile



G-æniat Posterior convainc par :

- son système de teintes adapté
- une très bonne radioopacité
- sa très bonne consistance
- sa résistance et sa durabilité exceptionnelles



Aux vidéos :

OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !
14 AU PRIX DE 10 !

Faites votre choix parmi les offres G-æniat Anterior et Posterior et composez votre « bouquet » de teintes selon vos besoins. Recevez 5 paquets de G-æniat Anterior ou Posterior au prix de 4 ! Ou recevez 14 paquets de G-æniat Anterior ou Posterior au prix de 10 !
Seulement valable dans la même unité d'emballage.



PROMO SERINGUES

5 AU PRIX DE 4 !

14 AU PRIX DE 10 !

72,- CHF
Prix par seringue

Recevez 5 paquets G-æniat Anterior / Posterior Seringues au prix de 4 !

Recevez 14 paquets G-æniat Anterior / Posterior Seringues au prix de 10 !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000805 **Seringues Anterior A2**
N°art. 10000806 **Seringues Anterior A3**
N°art. 10000826 **Seringues Posterior PA2**
N°art. 10000827 **Seringues Posterior PA3**

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

PROMO UNITIP

5 AU PRIX DE 4 !

14 AU PRIX DE 10 !

102,50 CHF
Prix par Pack à 20 pcs.

Recevez 5 paquets G-æniat Anterior / Posterior Unitips au prix de 4 !

Recevez 14 paquets G-æniat Anterior / Posterior Unitips au prix de 10 !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000776 **Unitip Anterior A2**
N°art. 10000777 **Unitip Anterior A3**
N°art. 10000798 **Unitip Posterior PA2**
N°art. 10000799 **Unitip Posterior PA3**

Teintes : Anterior Pack avec 20 unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Pack mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Pack avec 20 unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE



Configurateur 3D GC
Restorative Dentistry Guide
téléchargement gratuit :
www.gceurope.com



G-æniat® Flo X

L'art de créer les bases d'une esthétique parfaite !

G-æniat Flo X contient des particules ultra-fines distribuées de manière homogène de taille moyenne (particules de verre de baryum) et se caractérise par sa faible viscosité et en particulier par sa très bonne radio-opacité (300 % à 1 mm, 284 % à 0,5 mm d'épaisseur), ce qui facilite notamment le diagnostic de caries secondaires.

5 AU PRIX DE 4 !
14 AU PRIX DE 10 !

73,10 CHF
Preis pro Seringue

Recevez 5 paquets G-æniat FloX seringues au prix de 4 !
Recevez 14 paquets G-æniat FloX seringues au prix de 10 !

N°art. 10003362 **G-æniat Flo X A2**
N°art. 10003363 **G-æniat Flo X A3**
Seringue 3,6 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 et AO3

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



G-æniat® Universal Injectable

Composite de restauration haute résistance – solide comme un roc

G-æniat Universal Injectable est un composite de restauration universel présentant une solidité et une résistance exceptionnelles pour des restaurations esthétiques de longue durée. Doté de charges de baryum ultra-fines et de la technologie FSC (Full-coverage Silane Coating/recouvrement total au silane) de GC, G-æniat Universal Injectable est incroyablement résistant, même plus résistant que les principaux composites de restauration présents su

5 AU PRIX DE 4 !
14 AU PRIX DE 10 !

À PARTIR DE 40,80 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-æniat Universal Injectable seringues ou unitips au prix de 4 !

Recevez 14 paquets G-æniat Universal Injectable seringues ou unitips au prix de 10 !

MAINTENANT AUSSI DISPONIBLE EN UNITIP!

Preis pro Seringuen-Packung 40,80 CHF
N°art. 10003706 **A2 Seringue**
N°art. 10003707 **A3 Seringue**

Prix par paquet d'unitips 61,60 CHF
N°art. 10006897 **A2 Unitip**
N°art. 10006898 **A3 Unitip**

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



Informations complémentaires et actions spéciales pour G-æniat Universal Injectable en page 8 dans la partie pratique.

G-æniat® Universal Flo

Un vrai matériau fluide pour toutes les indications



Grâce à sa fluidité contrôlée, G-æniat Universal Flo peut être appliqué comme un fluide tout en présentant la stabilité d'un composite traditionnel. Il est adapté à toutes les classes de cavité et se caractérise par une résistance, un polissage et une polyvalence exceptionnelles.

5 AU PRIX DE 4 !
14 AU PRIX DE 10 !

74,80 CHF
Preis pro Seringue

Recevez 5 paquets G-æniat Universal Flo seringues au prix de 4 !
Recevez 14 paquets G-æniat Universal Flo seringues au prix de 10 !

N°art. 10000839 **G-æniat Universal Flo A2**
N°art. 10000840 **G-æniat Universal Flo A3**
Seringue 3,4 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,
Teintes standard : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV; AO2, AO3; JE, AE

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



OFFRE

5 AU PRIX DE 4 !
14 AU PRIX DE 10 !

Faites votre choix parmi les offres G-æniat Flo X, G-æniat Universal Flo et G-æniat Universal Injectable et composez votre « bouquet » de teintes selon vos besoins. Recevez 5 paquets de G-æniat FloX, Universal Injectable ou Universal Flo au prix de 4 !
Ou recevez 14 paquets de G-æniat FloX, Universal Injectable ou Universal Flo au prix de 10 !
Seulement valable pour une même unité d'emballage.

Les 2 réussissent !

Nos systèmes d'adhésifs solides et compétents indispensables pour tous les travaux du quotidien.



G-Premio BOND

Objectif : Zéro compromis sur les performances !
Objectif : Zéro décollement !



« FLIP-TOP » FERMETURE

Profitez de sa performance habituelle et découvrez en même temps une manipulation simple – 300 applications par 5 ml flacon



G-PREMIO BOND

À PARTIR DE
102,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 10001458 **G-Premio BOND 3-Bottle-Pack**
3 flacons à 5 ml; 263,80 CHF
N°art. 10001461 **G-Premio BOND Bottle**
1 flacon à 5 ml, 102,90 CHF

Autres unités valables :
N°art. 10001242 **G-Premio BOND Unitdose**
50 Stück à 0,1 ml, accessoires; 129,50 CHF
N°art. 10001457 **G-Premio BOND Kit**
1 Flacon à 5 ml, accessoires; 130,60 CHF
N°art. 10001349 **G-Premio BOND DCA**
1 Flacon à 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 53,80 CHF



G-Premio BOND DCA =
Dual-cure Activator –
facultatif

- Excellente adhésion sur l'émail et la dentine, quel que soit la technique de mordantage choisie
- Manipulation simple et précise
- Consistance et mouillabilité excellentes
- Utilisable pour composites, zircone, oxyde d'alumine et métaux (précieux & nonprécieux) et pour toutes les céramiques vitreuses (feldspathiques, renforcées à la leucite et au disilicate de lithium) et les céramique hybrides combinées p. ex., avec le G-Multi Primer la polymérisation duale (en mélange avec l'activateur G-Premio BOND DCA)
- Objectif zéro coloration !
- Objectif zéro sensibilité post-opératoire !

Demandez dès maintenant un échantillon !

GC MATERIAUX COMPOSITE (5 PAQUETS)

G-PREMIO BOND GRATUIT !

Achetez 5 paquets de matériau composite GC (G-aenial, Essentia, everX Flow) + 1 recharge G-Premio Bond (5 ml pour une valeur de 102,90 CHF) gratuit !

Action valable pour seringues et unitips G-aenial, G-aenial A'CHORD, G-aenial Universal Injectable et Essentia ou seringues everX Flow.
Valable uniquement dans la même unité d'emballage et après consultation d'un consultant du GC.



Au GC Europe
You tube Channel :
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Configurateur 3D GC
Restorative Dentistry Guide
téléchargement gratuit
www.gceurope.com



G2-BOND Universal

Adhésif universel en 2 flacons

Le nouveau standard de l'adhésion

Grâce à sa technologie Dual H exclusive – optimisation avancée de la liaison entre la dent et le composite - G2-BOND Universal est un système universel complet en deux flacons qui combine ce que les cliniciens attendent des gold standards en matière d'automordançage (SAM & Universels) et de mordançage/rinçage (MR), et même plus :

- Le choix du mode de mordançage
- Durabilité supérieure et force d'adhésion
- Résistance supérieure à la décoloration marginale
- Distribution aisée et peu sensible à la technique
- Multiples indications¹
- Une conception moderne, intelligente et ergonomique : 1-PRIMER / 2-BOND

- Performance globale d'une composition exclusive
- 4-MET pour une adhésion fiable à l'émail et à la dentine
 - MDP pour une adhésion excellente à l'émail et à la dentine, à la zircone, à l'alumine et aux métaux non précieux
 - MDTP se lie aux métaux précieux
 - Système sans HEMA pour une durabilité exceptionnelle cliniquement prouvée²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.



¹ Indications : Composites directs | Réparation intra orale | Technique de scellement immédiat de la dentine (IDS) | Traitement des dents hypersensibles | Traitement des surfaces radiculaires exposées | Collage des restaurations indirectes (avec G-CEM LinkForce) | Reconstitution corona radiculaire (avec GRADIA CORE & GPB DCA).

Vers une manipulation supérieure

Un nouveau standard en 2 flacons pour tous les modes de mordançage

Technique IDS (Immediate Dentin Sealing)



Mordançage de la structure dentaire



Application du 1-PRIMER



Application du 2-BOND



Après photopolymérisation, la dentine scellée est prête pour l'empreinte numérique.

Restauration Classe II



Mordançage sélectif de l'émail



Application du 1-PRIMER



Application du 2-BOND



Après photopolymérisation, le matériau de restauration

Photos en haut © Dr. Jean Meyer, France | Photos en bas © Dr. David Gerdolle, Suisse

Pour une satisfaction et un confort total de vos patients !

G2-BOND Universal Technologie-Dual H

Dans le but d'améliorer les standards des adhésifs en 2 flacons, les chercheurs GC se sont concentrés sur le renforcement de la couche adhésive et la réduction significative du potentiel de dégradation dans le temps. La nouvelle technologie Dual-H exclusive de GC permet une transition en douceur des caractéristiques hydrophiles aux caractéristiques hydrophobes de la surface préparée, renforcée par la suite par une couche adhésive protectrice véritablement hydrophobe.¹

¹ GC R&D Date, Japon, 2020, Flacon.



ENTREZ MAINTENANT

159,- CHF

Prix par Flacon Kit

N°art. 10006819
G2-BOND Universal Flacon Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml, accessoires; 159,- CHF

Contactez votre conseiller GC pour plus d'information !

ENTREZ MAINTENANT

À PARTIR DE 49,30 CHF

Prix par paquet

Recharge

N°art. 10006821
G2-BOND Universal 1-PRIMER recharge
1 x Flacon 5 ml; 116,50 CHF
N°art. 10006822
G2-BOND Universal 2-BOND recharge
1 x flacon 5 ml; 49,30 CHF

GC MATERIAUX COMPOSITE
(5 PAQUETS)

G-PREMIO BOND GRATUIT !

Achetez 5 paquets de matériel composite GC (G-aénial, Essentia, everX Flow) + 1 G2-BOND Universal Kit (1 x 1-Primer 5 ml, 1 x 2-Bond 5 ml) d'une valeur de 159,- CHF gratuit !

Action valable pour seringues et unitips G-aénial, G-aénial A'CHORD, G-aénial Universal Injectable et Essentia ou seringues everX Flow. Valable uniquement dans la même unité d'emballage et après consultation d'un consultant du GC.

GC R&D, Japon, 2020, Données sur demande

G-ænia® Universal Injectable

Injectez avec notre
matériau de restauration
direct le plus résistant

Composite de restauration haute résistance
Transformez votre façon de travailler!

NOUVEAU

MAINTENANT
AUSSI DISPONIBLE
EN UNITIP !



La conception innovante,
permet une utilisation facile
et sans affaissement

Grâce à l'extrusion sans effort, notre
seringue et nos unitips sont agréables à
utiliser – la distribution est facile.

Un embout fin
pour une extrusion
contrôlée

Ni filament,
ni effondrement,
pas de stress

Extrusion facile pour
un confort maximal

Embout flexible pour
une adaptation supérieure
à la cavité

- Charges de Baryum ultra-fines (150 µm)
- taux de charge élevée

- Technologie de recouvrement
total au silane (FSC) améliorant la
dispersion et l'adhérence des
charges dans la matrice

- Propriétés exceptionnelles non collant
- Faible pression d'extrusion
- Radio-opacité élevée

OFFRE

129,90 CHF

144,50 CHF
Prix par paquet

Injection Moulding Kit

N°art. 10003753 Injection Moulding Kit
Contenu : 1 x Seringue G-ænia Universal Injectable
(1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Cartouche 48 ml



OFFRE

5 AU PRIX
DE 4 !

14 AU PRIX
DE 10 !

À PARTIR DE
40,80 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets de G-ænia Universal Injectable au prix de 4 !
Recevez 14 paquets de G-ænia Universal Injectable au prix de 10 !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

G-ænia Universal Injectable Seringue 1 ml (1,7 g); 40,80 CHF par paquet

N°art. 10003705 A1	N°art. 10003714 AO1	N°art. 10003712 CV
N°art. 10003706 A2	N°art. 10003715 AO2	N°art. 10003713 CVD
N°art. 10003707 A3	N°art. 10003716 AO3	N°art. 10003717 JE
N°art. 10003708 A3.5	N°art. 10003710 B1	N°art. 10003703 XBW
N°art. 10003709 A4	N°art. 10003711 B2	
N°art. 10003718 AE	N°art. 10003704 BW	

MAINTENANT AUSSI DISPONIBLE EN UNITIP !

G-ænia Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 61,60 CHF par paquet

N°art. 10006896 A1	N°art. 10006905 AO1	N°art. 10006903 CV
N°art. 10006897 A2	N°art. 10006906 AO2	N°art. 10006904 CVD
N°art. 10006898 A3	N°art. 10006907 AO3	N°art. 10006908 JE
N°art. 10006899 A3.5	N°art. 10006901 B1	N°art. 10006910 XBW
N°art. 10006900 A4	N°art. 10006902 B2	
N°art. 10006909 AE	N°art. 10006911 BW	

everX Flow®

Composite fluide fibro-renforcé
pour le remplacement dentinaire




Aux
vidéos :



Fort de l'intérieur

Découvrez everX Flow, un composite fluide renforcé de fibres
courtes conçu pour remplacer la dentine et renforcer les
restaurations. Suivant le même principe que les barres de fer dans
la construction, les fibres de verre dans everX Flow renforcent les
restaurations et les empêchent de se fissurer.
Facile à manipuler, avec deux teintes et une résistance à la fracture
très élevée, everX Flow est sur le point de devenir votre nouveau
produit de choix pour toutes les restaurations nécessitant un noyau
fort, et pour vos préparations de reconstitutions de moignon.



par collage
① everX Flow Bulk
② stratification – Composite universel

par collage
① Composite Base-Liner
② 1^{re} stratification – Composite universel
③ 2^{de} stratification – Composite universel
④ 3^{de} stratification – Composite universel

OFFRE

4 AU PRIX
DE 3 !

66,– CHF
Prix par paquet

N°art. 10001488 **everX Flow Bulk**
Seringue 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing Tip III

N°art. 10001489 **everX Flow Dentin**
Seringue 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III

Recevez 4 paquets everX Flow au prix de 3 !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Deux teintes pour répondre
à tous vos besoins

- Teinte Translucide (bulk)**
Optimale pour les cavités postérieures
profondes (Profondeur de polymérisation
5,5 mm)
- Teinte Dentine**
Optimale pour des résultats plus
esthétiques et pour les reconstitutions
de moignons (Profondeur de polymérisation
2,0 mm)

- Une résistance
à la fracture
supérieure pour
des restaurations
durables
- Thixotropie
parfaite pour un
placement facile
et une adaptation
marginale parfaite

everX Posterior®

Renforcement, longévité
et esthétique pour
les grandes cavités



OFFRE

4 AU PRIX
DE 3 !

Recevez 4 paquets everX Posterior au prix de 3 !

N°art. 10001048 **everX Posterior**;
85,30 CHF par paquet
15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

N°art. 10001148 **everX Posterior**;
256,30 CHF par paquet
50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Valable uniquement dans
la même unité d'emballage
et après consultation d'un
consultant du GC.



- Une résistance à la rupture presque
deux fois supérieure à celle d'un
composite traditionnel
- Adhésion fiable au composite de
recouvrement ainsi qu'aux tissus
dentaires

- Des couches de 4 mm pouvant
être simultanément mises en place
- Une alternative parfaite à la
dentine, en particulier dans les
cavités grandes / profondes

NOUVEAU

G-ænial® A'CHORD

Le composite universel
premium simplifié
La simplicité, l'esthétique et
la performance entre vos mains

Fluorescence naturelle

G-ænial A'CHORD crée un résultat final parfaitement invisible et naturellement fluorescent dans toutes les conditions d'éclairage, y compris la lumière noire, pour que vos patients ressortent avec un sourire empreint de confiance.



Facette composite conventionnelle



Konventionnelles Composite Veneer

© Dr. J. Tapia Guadix, Espagne

Manipulation simplifiée

G-ænial A'CHORD simplifie encore la manipulation, qu'elle soit réalisée avec un instrument manuel ou au pinceau. Cela est possible grâce à l'association du monomère Bis-MEPP non collant et au matériau aux 2 technologies exclusives de traitement et de dispersion des charges FSC & HPC. (données internes GC)

Brillance longue durée

G-ænial A'CHORD offre un polissage exceptionnel et permet de conserver une brillance élevée grâce à sa technologie exclusive spécialisée, caractérisée par une répartition uniforme des nanocharges et un taux de remplissage élevé.


Des résultats qui font gagner du temps :

une brillance remarquablement élevée avec un polissage minimal



Avant le polissage

Après le polissage



Au webpage
G-ænial A'CHORD :
<http://gaenialachord.com>



G-ÆNIAL® A'CHORD



Aux vidéos :



SERINGUES

N°art. 10006767

G-ænial A'CHORD Layering Kit

1 Seringue / Teinte: A2; A3; AO2; AE; JE
(à 2,1 ml/4 g)
276,70 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006768

G-ænial A'CHORD Core Kit

1 Seringue / Teinte: A1; A2; A3; A3.5; A4
(à 2,1 ml/4 g)
276,70 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006769 **Trial KIT A**

3 Seringues, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)

N°art. 10006770 **Trial KIT B**

3 Seringues, (2 x A3, 1 x A2) à 2,1 ml (4 g)
166,90 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006771

G-ænial A'CHORD Bleach Kit

1 Seringue/Teinte: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4 g)

166,90 CHF (Prix par paquet)

G-ænial A'CHORD Bleach KIT uniquement disponible sous forme de seringue.

Nuances bleach pour Unitips disponibles en recharge.

Seringues Refill

Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
(à 2,1 ml/4 g)

Opaque AO1, O1, AO2, AO3; (à 2,1 ml/4 g)

Enamel JE (Junior Enamel),

AE (Adult Enamel); (à 2,1 ml/4 g)

Bleach BW (Bleach),

BOW (Opaque Bleach); (à 2,1 ml/4 g)
61,50 CHF (Prix par paquet)



UNITIPS

N°art. 10006772

G-ænial A'CHORD Layering Kit Unitips

15 Unitips / Teinte: A2, A3, AO2, AE, JE
(à 15 x 0,16 ml)
296,80 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006773

G-ænial A'CHORD Core Kit Unitips

15 Unitips / Teinte: A1, A2, A3, A3.5, A4
(à 15 x 0,16 ml)
296,80 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006774 **Trial KIT A** (à 15 x 0,16 ml)

15 Unitips / Teinte: 2 x A2, 1 x A3

Art-Nr. 10006775 **Trial KIT B** (à 15 x 0,16 ml)

15 Unitips / Teinte: 2 x A3, 1 x A2

178,10 CHF (Prix par paquet)

Unitips Refill

Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
(à 15 x 0,16 ml)

Opaque AO1, AO2, AO3; (à 15 x 0,16 ml)

Enamel JE (Junior Enamel),

AE (Adult Enamel); (à 15 x 0,16 ml)

Bleach BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); (à 15 x 0,16 ml)

66,- CHF (Prix par paquet)

La simplification selon A'CHORD

- système simplifié de teinte unique
- manipulation simplifiée
- système universel, tout simplement

L'esthétique selon A'CHORD

- fluorescence naturelle
- brillance longue durée
- cas les plus complexes



La technologie révolutionnaire selon A'CHORD

- haute résistance dans le temps et à l'usure
- radio-opacité excellente

OFFRE

6 AU PRIX
DE 5 !

À PARTIR DE
61,50 CHF

Prix par paquet

Recevez 6 paquets de G-ænial A'CHORD seringues
ou unitips au prix de 5 !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Seulement valable pour une même unité d'emballage.

NOUVEAU

G-CEM ONE™

Ciment résine auto-adhésif

Simply The ONE –
Simplement UNIQUE**Fiable**

Des forces d'adhésion optimales pour les préparations rétentives et non rétentives¹ grâce à la capacité unique « GC Touch Cure » de l'optionnel G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP).

Insensible à la technique

Une chétopolymérisation exceptionnelle pour votre tranquillité d'esprit, la fonction "tack cure" pour enlever et nettoyer facilement les excès, la tolérance à l'humidité et à la salive¹, l'optimisation de la viscosité et pratiquement aucune sensibilité post-opératoire³.

CELUI... qui simplifie !

G-CEM ONE est un ciment opérateur tolérant, véritablement universel, avec une force d'adhésion élevée et une excellente capacité de chétopolymérisation. Il simplifie toutes vos procédures de collage et vous donne des résultats plus prévisibles et une plus grande tranquillité d'esprit. G-CEM ONE peut être utilisé pour un large éventail d'indications, y compris dans des situations cliniques difficiles grâce à la GC Touch Cure.

La « GC Touch Cure »

L'initiateur chimique du G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer accélère la chétopolymérisation du ciment à la surface de la dent pour assurer une adhésion stable.

G-CEM LinkAce évolue
vers G-CEM ONE!

Pour plus d'informations voir page 25

Universel

Force d'adhésion excellente à la dent et tous autres substrats : émail, dentine, zircone, métal, céramiques vitreuses², matériaux hybrides².

Esthétique

Invisible, marge résistante à l'usure, pour des résultats esthétiques.

Simple


Réduction et gestion du stock pour la reproductibilité et l'optimisation du flux de travail.

**L'optionnel G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer**


Pour toutes les préparations et cavités

- MDP : colle à la structure de la dent, la zircone et aux métaux non précieux
- 4-MET : colle à la structure de la dent
- MDTP : colle aux métaux
- Accélérateur Puissante adhésion avec le pilier de la dent et la cavité grâce à la fonction « GC Touch Cure ».

Pas de photopolymérisation, un simple séchage.
Laisser agir 10 sec – Souffler FORT 5 sec




¹ Avec G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer | ² Avec G-Multi PRIMER | ³ Résultats test terrain. Utilisation de G-CEM ONE uniquement. Données sur fichier.

**Un seul ciment pour une force d'adhésion
supérieure à tous les substrats**

Source : GC R&D, données sur demande.

Force d'adhésion immédiate pour éviter un décollement précoce dans les cas non rétentifs et les patients non coopératifs... pour le confort de vos patients. Le G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP) assure une force d'adhésion puissante, même en présence de contamination par la salive.

Une marge invisible pour un résultat esthétique

Source : GC R&D, données sur demande.

Une faible épaisseur de film (5 µm) et une résistance à l'usure élevée maintiennent le joint de ciment invisible.

**Une fluidité
optimisée****Un retrait facile des
excès avec 1 seconde
de flash de polymérisation (tack cure)****Couronne postérieure (Zircone)**

Dent préparée nettoyée et séchée.



Restauration collée.



Résultat final.

Couronne antérieure (Disilicate de Lithium)

Dent préparée nettoyée et séchée.



Application de G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer AEP.



Résultat final..

Onlay postérieur (Disilicate de Lithium)


Situation initiale..



Restauration collée avec l'utilisation de G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer AEP.



Résultat final..

UN primer pour les défis cliniques

Source : GC R&D, données sur demande.

MAINTENANT

À PARTIR DE 62,70 CHF

Prix par Bottle Kit

N°art. 10006918
G-CEM ONE Starter Kit A2
N°art. 10006919
G-CEM ONE Starter Kit Translucent
Contenu par Starter Kit : 1 x Seringue G-CEM ONE (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; Prix par paquet 72,20 CHF

N°art. 10006920
G-CEM ONE System Kit
1 x Seringue G-CEM ONE A2 (4,6 g), 1 x Seringue G-CEM ONE TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Contenu : Regular, 5 x GC Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; Prix par paquet 159,00 CHF

N°art. 10006921
G-CEM ONE Twin Refill A2
N°art. 10006922
G-CEM ONE Twin Refill Translucent
Contenu par Twin Refill : 2 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips; Prix par paquet 119,80 CHF

N°art. 10006923
G-CEM ONE Single Refill AO3
N°art. 10006924
G-CEM ONE Single Refill White Opaque
Contenu par Single Refill : 1 x Seringue G-CEM ONE (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips; Prix par paquet 62,70 CHF

N°art. 10006925
G-CEM ONE Value Refill A2
N°art. 10006926
G-CEM ONE Value Refill Translucent
Contenu par Value Refill : 8 x Seringue G-CEM ONE (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips; Prix par paquet 380,80 CHF

N°art. 10006833
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Contenu : 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; Prix par paquet 65,00 CHF

Accessoires :
N°art. 10003289 **Automix Tip for Endo**
10 pcs.; 12,90 CHF
N°art. 10003335 **Automix Tip Regular**
10 pcs.; 11,80 CHF



Ligne 1 et 2 © Dr. Kazunori Otani, Japon | Ligne 3 © Dr. Riccardo Tempesta, Italie

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n'est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu'au 31.08.2021. Erreurs d'impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d'article.

En 2021, nous célébrerons
«100 ans de qualité en dentisterie»



TOP NEWS & HIGHLIGHTS

CABINET

GC Austria GmbH Swiss Office

Offres valable jusqu'au 31.08.2021



Since 1921
100 years of Quality in Dental