

# GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JULI BIS DEZEMBER 2023

## LABOR





## Initial™ IQ ONE SQIN

## Malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksyste

## 90% aller Restaurationen werden in einer Farbschlüsselfarbe bestellt ...

Seit einiger Zeit ist es möglich, Seitenzahnrestaurationen aus einem einzigen keramischen Material herzustellen, z. B. aus Lithium-Disilikat oder Zirkonoxid. Diese Werkstoffe können ohne arbeitsaufwendige Schichttechniken ausreichend ästhetisch sein. Diese Art der monolithischen Restaurationen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Mit GC Initial IQ ONE SQIN – dem malbaren Farb- und MicroLayering-Keramik-system – lassen sich auf einfache Weise ästhetisch ansprechende Restaurationen für den Frontzahnbereich herstellen. Das System basiert auf der GC Initial „IQ-Philosophie“ und besteht aus verschiedenen perfekt aufeinander abgestimmten Keramikmaterialien. Wer sie gezielt kombiniert, kann monolithische und vestibulär reduzierte Verblendgerüste effizient sowie ästhetisch überzeugend vollenden.



*initial*<sup>TM</sup>  
IQ ONE SQIN

3D



## ONE SQIN-Technik – für alle Restaurationen aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat

- Erarbeiten der Form sowie feinsten Texturdetails im nassen Zustand – keine Veränderung durch den Brennvorgang.
- Selbstglasierende Eigenschaften – für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz – für einen natürlichen Look in jedem Licht.
- Maximale Ästhetik in einer minimalen Schicht.



© ZTM Stefan M. Roosen

© ZTM Michael Bräsch

Ausgangssituation

Endergebnis



## Wie funktioniert es? Sie haben die Wahl.

Micro-Layering-Technik  
(vestibulär minimal reduzierte Verblendgerüste)  
**What you paint is what you get!**  
Maltechnik (monolithische Restaurationen)

## PREISVORTEIL

Initial IQ One Body LP NF GUM Shades Set

10% **453,60 CHF**  
~~504,- CHF~~  
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003186

## Initial IQ One Body LP NF GUM Shades Set

5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g); 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP NF Brush B; 1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP NF, Color Chart; 1 x IQ LP NF; Technical Manual; 405,00 CHF anstatt 450,00 CHF



Dieses Produkt ist Teil des Onlay & Overlay von A bis Z Konzeptes.



## RISK-FREE EINFÜHRUNGS-AKTION

**1138,90 CHF** ~~1581,80 CHF~~  
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006991

## Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3 g  
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g  
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml  
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4 g;  
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4 g;  
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4 g  
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml  
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml  
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g  
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g  
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g  
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g  
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml  
1 x LP ONE Mixing Dish; 1 x LP ONE Brush 00  
1 x LP ONE Brush 2; 1 x LP ONE Plastic Cover  
1 x ONE SQIN Technical Manual;  
1 x LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

## PREISVORTEIL

3 + 1

**AB 74,70 CHF**  
Preis pro Packung

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

## GET THE APP

Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!

## 1 x INITIAL IQ ONE SQIN SYSTEM SET

+ 3 INITIAL IQ ONE BODY LP NF GUM NACHFÜLLPACKUNG GRATIS

Kaufe 1 Initial IQ ONE SQIN System Set und erhalte 3 Initial One Body LP NF GUM Nachfüllpackungen gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

## INITIAL IQ SQIN SHADES SET

**647,10 CHF**  
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006990

## Initial IQ SQIN SHADES SET

5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g  
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g  
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g  
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g  
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml  
1 x IQ SQIN Technical Manual

## INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE

**911,20 CHF**  
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10007017

## Initial IQ Lustre Pastes ONE – V-Shades Set

2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g; 4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g; 10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml; 1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8ml; 1 x IQ LP ONE Mixing dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Colour Chart

## Lustre Pastes ONE V-Farben



## Lustre Pastes NF Gum Farben

## Initial IQ One Body Lustre Pastes NF GUM

## Universell einsetzbare dreidimensionale Keramikfarben für die Zahnfleisch-Reproduktion



## Initial LiSi

Verblendkeramik für Lithium-Disilikat  
Ein Farbsystem – ein Schichtungssystem



AKTION

JETZT AB 907,50 CHF  
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003184 Initial LiSi Basic Set 820,50 CHF  
Art.-Nr. 10003185 Initial LiSi Advanced Set 994,50 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.  
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

4 + 1

Initial MC  
oder Initial Zr-FS  
oder Initial LiSi

Kaufe 4 Nachfüllpackungen von Initial MC, oder Initial Zr-FS,  
oder Initial LiSi und erhalte 1 Nachfüllpackung gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater,  
innerhalb gleicher Verpackungseinheit. Farbmix möglich.

- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennstabilität
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Umsteigerpaket an!

## Initial LiSi Press

Die innovative Press-Keramik  
kombiniert beeindruckende Stärke  
mit hervorragender Ästhetik

Hier geht's zu  
den Videos



Das werden Sie  
an Initial LiSi Press lieben:

- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktionsschicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten und ist abrasionsstabil

2 x INITIAL LISI PRESS  
PACKUNGEN

+ INITIAL FIRING  
FOAM GRATIS

Kaufe 2 Packungen Initial LiSi Press Ingots  
und erhalte 1 Packung Initial Firing Foam  
(im Wert von 31,10 CHF) gratis!

Initial FIRING FOAM  
Spezielles feuerfestes  
Trägermaterial – sorgt für  
stabile Fixierung von  
Objekten auf keramischen  
Brennstiften und -trägern.



PREISVORTEIL

4 + 1  
10 + 3

105,40  
CHF  
Preis pro Packung

Erhalte 5 Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g)  
zum Preis von 4!  
Erhalte 13 Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g)  
zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.

Lassen Sie sich durch Ihren  
persönlichen GC-Fachberater  
über die einzigartige  
revolutionäre Initial LiSi Press  
Keramik beraten und holen Sie  
sich Ihre speziellen Angebote  
bei Ihrem GC-Fachberater ab.

## GC LiSi PressVest

Das Geheimnis von LiSi PressVest:  
Geringere Bildung der  
Reaktionsschicht sowie  
einfachere Entfernung

### Einbetten und Pressen

Durch die Verwendung eines  
Trennmittels im Einbett-  
massenpulver und des LiSi  
PressVest SR Liquids wird  
eine „Trennschicht“ erzeugt,  
so dass eine leicht mit  
Glanzstrahlperlen abzu-  
strahlende Reaktionsschicht  
gebildet wird.

Art.-Nr. 10003661  
LiSi PressVest Powder  
60 x 100g, EU/US; 236,90 CHF

Art.-Nr. 10003662  
LiSi PressVest Liquid  
900 ml, EU/US; 47,80 CHF

Zubehör:  
Art.-Nr. 10003663  
LiSi PressVest SR Liquid  
100 ml; 72,30 CHF




Einbetten leicht gemacht!


- Hohe Fließfähigkeit
- Flexible Verarbeitungszeit
- Zeitersparnis
- Mehr Platz beim Fixieren auf dem Sockelformer

Fordern Sie jetzt Ihr  
persönliches Kalibrierset an!


Medium Translucency (MT)



Low Translucency (LT)




Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)




Diese Tabelle ist nur als  
Orientierungshilfe gedacht.

Medium Opacity (MO)




High Translucency (HT)





## Initial Spectrum Stains

Ästhetik durch Farbe mit Initial<sup>TM</sup> von GC – 2D- und 3D-Lösungen für malbare Keramik



Charakterisierung  
außen



Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die **einzigartige revolutionäre Initial<sup>TM</sup> Spectrum Stains** beraten und **sichern Sie sich Ihre speziellen Angebote!**

### INITIAL SPECTRUM STAIN SET

1035,80 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003190 Initial Spectrum Stain Set

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.

#### Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- 20 Pulverfarben

SPS-17  
SPS-18  
SPS-19  
SPS-20



Hier geht es  
zum Technischen  
Handbuch:



Hier gehts zur  
Painting Solution  
Broschüre:

## Initial Zr-FS Multiindikatives Vollkeramik-System

AKTION

JETZT

AB 2126,80 CHF

Alle Farben sind auch einzeln  
als Nachfüllpackung erhältlich.  
Aktion gültig nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.



### Initial Zr-FS Basic + Advanced Set

Art.-Nr. 10003119 Basic Set; 2126,80 CHF  
Art.-Nr. 10003120 Advanced Set; 2126,80 CHF

Art.-Nr. 10003168 Bleach Set; 393,00 CHF  
Art.-Nr. 10003172 Gum Shades Set; 355,60 CHF

Fordern Sie jetzt  
Ihr persönliches  
Umsteigerpaket an!



### PREISVORTEIL

4 + 1

Initial MC  
oder Initial Zr-FS  
oder Initial LiSi

Kaufe 4 Nachfüllpackungen von Initial MC, oder Initial Zr-FS, oder Initial LiSi und erhalte 1 Nachfüllpackung gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater, innerhalb gleicher Verpackungseinheit. Farbmix möglich.

## Initial MC Metall-Keramik

AKTION

JETZT

AB 2284,40 CHF

### Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set

Art.-Nr. 10003150 Basic Set mit Pulver-Opaker; 1867,50 CHF  
Art.-Nr. 10003111 Basic Set mit Pasten-Opaker; 1689,40 CHF  
Art.-Nr. 10003151 Basic Plus Set mit Pulver-Opaker; 1857,90 CHF  
Art.-Nr. 10003112 Basic Plus Set mit Pasten-Opaker; 1737,70 CHF  
Art.-Nr. 10003113 Advanced Set; 1141,70 CHF

Art.-Nr. 10003170 Gum Shade Set (Pulver-Opaker); 313,20 CHF  
Art.-Nr. 10003171 Gum Shade Set (Pasten-Opaker); 279,00 CHF  
Art.-Nr. 10003165 Bleach Set; 384,40 CHF  
Art.-Nr. 10003181 Initial MC Classic Line Paste Opaker Set; 644,10 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.  
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

## OPTIGLAZE<sup>®</sup> color

Lichthärtende  
Oberflächenversiegelung  
zur Individualisierung  
indirekter Composite-  
Restaurationen



Dieses Produkt ist Teil  
des Onlay & Overlay von  
A bis Z Konzeptes.

### PREISVORTEIL

3 + 1 AB 69,70 CHF

Preis pro Packung

#### Zur Charakterisierung aller Composites und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte Composite-Restaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen mit Composite-Blocken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blöcke

### PREISVORTEIL

20 % 675,70 CHF

844,60 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001150 OPTIGLAZE color Set;  
603,28 CHF anstatt 754,10 CHF  
Inhalt: 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus, 1 x C plus,  
1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x pink  
orange, 1 x red brown, 1 x olive, 1 x grey, 1 x blue,  
1 x lavender, 1 x pink, 1 x red (pro Farbe 2,6 ml);  
1 x OPTIGLAZE color clear, 1 x clear HV, (pro Farbe 5 ml);  
5 x disposable pallet, 1 x protective cover, 1 x brush  
round 5 Stk. (N°1B), 1 x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2 x brush  
holder (1 each ivory, white), 1 x OPTIGLAZE color IFU,  
1 x OPTIGLAZE color Technique Card

Auch als Einzelpackungen erhältlich:  
OPTIGLAZE<sup>®</sup> color Nachfüllpackung  
Art.-Nr. 10001151 OPTIGLAZE color, A plus  
Art.-Nr. 10001152 OPTIGLAZE color, B plus  
Art.-Nr. 10001153 OPTIGLAZE color, C plus  
Art.-Nr. 10001154 OPTIGLAZE color, White  
Art.-Nr. 10001155 OPTIGLAZE color, Ivory White  
Art.-Nr. 10001156 OPTIGLAZE color, Yellow  
Art.-Nr. 10001157 OPTIGLAZE color, Orange  
Art.-Nr. 10001158 OPTIGLAZE color, Pink Orange  
Art.-Nr. 10001159 OPTIGLAZE color, Red Brown  
Art.-Nr. 10001160 OPTIGLAZE color, Olive  
Art.-Nr. 10001161 OPTIGLAZE color, Grey  
Art.-Nr. 10001162 OPTIGLAZE color, Blue  
Art.-Nr. 10001163 OPTIGLAZE color, Lavender  
Art.-Nr. 10001164 OPTIGLAZE color, Pink  
Art.-Nr. 10001165 OPTIGLAZE color, Red  
Preis pro Einzelpackung 69,70 CHF à 2,6 ml

Art.-Nr. 10001166 OPTIGLAZE color, Clear  
Art.-Nr. 10001167 OPTIGLAZE color, Clear HV  
Preis pro Einzelpackung 69,70 CHF à 5 ml

## GC FUJIROCK<sup>®</sup> EP

Eine bewährte Produktlinie  
in verschiedenen Versionen für alle  
Ansprüche und Anwendungen



20 %  
PREIS  
VORTEIL

Aktion gültig nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.  
Angeführte Preise gelten pro  
Packung.

#### FUJIROCK EP, Classic Line

87,50 CHF für 12 kg anstatt 109,40 CHF  
Art.-Nr. 10003220 Golden Brown

45,50 CHF für 5 kg anstatt 56,90 CHF  
Art.-Nr. 10003218 Golden Brown

50,20 CHF für 5 kg anstatt 62,70 CHF  
Art.-Nr. 10003219 Topaz Beige

#### FUJIROCK EP, Premium Line

89,30 CHF für 11 kg anstatt 111,70 CHF  
Art.-Nr. 10003243 Pastel Yellow

41,00 CHF für 4 kg anstatt 51,30 CHF  
Art.-Nr. 10003242 Pastel Yellow  
Art.-Nr. 10003244 Polar White  
Art.-Nr. 10003245 Inca Brown  
Art.-Nr. 10003246 Titanium Grey



## GC FUJIROCK EP Premium

Die FUJIROCK EP Premium Line wurde für eine Vielzahl von  
High-End-Techniken wie zum Beispiel Implantatsuprakonstruktionen  
und Vollkeramik Indikationen entwickelt.

Ein für anspruchsvolle Fälle aus Fujirock EP Premium Line gefertigtes  
Gips/Meistermodell erfüllt alle Anforderungen des Workflows und  
bewerkstelligt eine perfekte Basis für die Modellation, Zahnfleisch-  
maske, digitales Scannen, Auf- und Anpassen Ihrer zahntechnischen  
Arbeit sowie das Individualisieren und Polieren.

## GC FUJIROCK EP Classic

Einer der weltweit beliebtesten Typ 4  
Stumpfgipse mit höchster Qualität

Fujirock EP Classic, der „Klassiker“ eignet sich ideal für alle Arten von  
prothetischen Arbeiten. Er vereint höchste Präzision, hervorragende  
Kanten- und Druckfestigkeit. Fujirock EP Classic ist dünnflüssig und  
dennoch thixotrop und erlaubt somit beste Handlungseigenschaften  
und einfaches, luftblasenfreies Ausgießen. Ein wirklich perfekter  
Allround-Gips.





Fordern Sie ein Demo-Set

zum Testen an!

## GRADIA® PLUS

Modulares Composite-System  
für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen  
und die Reproduktion von Farben

- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiß-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie



Die Familie ist  
größer geworden

Die neuen Farben von  
GRADIA PLUS



Light Body  
10 zusätzliche Farben  
(8 Dentine – 2 Enamels)

LB-DA1	LB-DB3
LB-DA2	LB-DC2
LB-DA3	LB-DD3
LB-DA3.5	LB-EL
LB-DB1	LB-ED

Heavy Body  
8 zusätzliche Farben

HB-DA4	HB-DC2
HB-DB2	HB-DC4
HB-DB4	HB-DD3
HB-DC1	HB-DD4

35 % PREISVORTEIL

C 1367,10 CHF ~~2103,30 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set C  
Art.-Nr. 10003562 One Body Set 667,50 CHF  
Art.-Nr. 10003560 Paint Set 755,70 CHF  
Art.-Nr. 10003563 Accessory Set 680,10 CHF

35 % PREISVORTEIL

D 949,50 CHF ~~1460,80 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set D  
Art.-Nr. 10003561 GUM Set 780,70 CHF  
Art.-Nr. 10003563 Accessory Set 680,10 CHF

Die Farben sind auch als Einzelnachfüllpackungen erhältlich.  
Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

## Labolight DUO

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC  
jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für  
den Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert.

Vorhärtung – Step Modus | Endhärtung – Vollmodus


### Mit der neuesten LED-Technologie

Das Labolight DUO ist mit einer zwei-  
welligen LED-Technologie ausgestattet,  
die jedes GC Composite sicher und  
dauerhaft härtet.

Es verfügt über einen Wellenlängenbereich  
von 380 nm – 510 nm mit maximalen  
Spektralbereichen von:

- 465 nm - 485 nm (12 blaue LEDs)
- 390 nm - 400 nm (3 lilafarbene LEDs)

Diese Technologie gewährleistet  
einerseits eine optimale Härtung von  
allen lichtgehärteten Dentalwerkstoffen  
und verkürzt andererseits die Licht-  
härtungszyklen durch die höhere Leistung.



### Automatisches Drehsystem

Die Reflektionsplatte streut das Licht  
effektiv und belichtet Ihre Werkstoffe  
von allen Seiten. Auf der Halterung der  
Härtungslampe werden die Objekte  
während sämtlicher Lichthärtungszyklen  
sicher positioniert.



**Kompaktes, ergonomisches Design**  
Die Labolight DUO von GC kann nicht  
nur den Großteil Ihrer Arbeiten  
fertigstellen. Es sieht dabei auch noch  
gut aus. Das preisgekrönte, schlanke,  
moderne Design mit den glatten  
Oberflächen lässt sich ganz einfach  
reinigen und in Ihrem Labor platzsparend  
aufstellen. Das Design ist zudem auch  
noch anwenderfreundlich: Die  
Benutzeroberfläche ist sehr einfach und  
intuitiv. Die inneren Komponenten sind  
dank der breiten Öffnung leicht  
zugänglich.



Zwischenhärtungs-Modus



Endhärtungs-Modus

SONDERPREIS

DUO-  
AKTION

AB 2688,- CHF

Art.-Nr. 10001246 Labolight DUO  
Normalpreis 3500,20 CHF

Aktion gültig nach Rücksprache mit  
einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL 5+1

Erhalte 6 Pkg. GRADIA PLUS Nachfüllpackungen (Refill) zum Preis von 5!  
Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem  
GC Fachberater. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

35 % PREISVORTEIL

A 1710,90 CHF ~~2632,10 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set A  
Art.-Nr. 10003559 Layer Set 1196,40 CHF  
Art.-Nr. 10003560 Paint Set 755,70 CHF  
Art.-Nr. 10003563 Accessory Set 680,10 CHF

35 % PREISVORTEIL

B 2414,80 CHF ~~3715,00 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set B  
Art.-Nr. 10003559 Layer Set 1196,40 CHF  
Art.-Nr. 10003652 Layer Pro Set 1082,90 CHF  
Art.-Nr. 10003560 Paint Set 755,70 CHF  
Art.-Nr. 10003563 Accessory Set 680,10 CHF

Jetzt mit neuer  
Küvette für die  
Injectionstechnik.



Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater  
für weitere Informationen!



Farbtabelle  
GRADIA PLUS



Technisches Hand-  
buch GRADIA PLUS



Anwenderberichte  
GRADIA PLUS



## Aadva™ Lab Scanner 3

KI-basiert und gestengesteuerter  
Modellscanner

Sie sind auf der Suche nach einem einzigartigen und  
mitreißenden Scan-Erlebnis?

GC bietet den weltweit ersten patentierten KI-basierten,  
gestengesteuerten Modellscanner. Der Aadva Lab Scan 3  
bietet dank seiner patentierten Projektionstechnologie  
eine völlig neue Benutzererfahrung, die nicht nur mitreißend,  
sondern auch effizient ist.

### Patentierte Projektionstechnologie

- Mitreißendes und einzigartiges  
Benutzererlebnis
- Auf die Objekte projizierte  
Ablaufanweisungen



### KI-basierte Z-Achsen-Positionierung

Die Systemplatte positioniert sich  
automatisch auf der Grundlage des  
zu scannenden Elements, ohne  
dass ein Eingreifen erforderlich ist.



COMING  
SOON



AADVA ALS 3

18.480,- CHF

Preis pro Packung

### Sicher, schnell und präzise


- Blaublicht Sicherheit, optische  
Strahlungsklasse 0\*
- < 4µ Genauigkeit nach ISO12836
- 12 Sek. Ganzkieferscan



\* Source: Prall C, Friemel J.,  
Dental 3D Scanner – A risk  
factor?; J Osseointegr  
2021;13(4): S289-S292.

Sie haben Interesse  
unseren ALS 3 zu testen?

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche  
Teststellung unter [info.switzlerand@gc.dental](mailto:info.switzlerand@gc.dental)  
oder Ihren persönlichen GC Fachberater!



## G-CEM ONE™

Extraorale Verklebungen  
von Hybrid-Abutments

G-CEM ONE ist ein dualhärtendes, selbstadhäsives  
Befestigungs-Composite zum Verkleben aller Keramiken,  
Metall und Composite-Restorationen. Die Eigenschaften  
und Vorteile gewährleisten zudem auch den optimalen  
Einsatz beim Verkleben von laborgefertigten Abutments  
im Labor. Durch die optimierte Dunkelhärtung gewähr-  
leistet G-CEM ONE hervorragende Ergebnisse sowie eine  
sichere Aushärtung - auch in Fällen in denen die Licht-  
durchlässigkeit beeinträchtigt ist. Durch die Verwendung  
von MDP in G-CEM ONE wird eine hohe und dauerhafte  
Haftfestigkeit sowohl zu Titan als auch zu Zirkonoxid  
erzielt, ohne die Vorbehandlung durch zusätzliche Primer.  
Bei Glaskeramiken wird die Vorbehandlung durch  
Silan empfohlen. Mit der dünnsten am Markt verfügbaren  
Filmstärke von nur 5µm gewährleistet es die optimal  
Passung Ihrer Prothetik.\* G-CEM ONE ist in einer  
Automix-Spritze erhältlich und gewährleistet mit wenigen  
Komponenten und Arbeitsschritten reproduzierbare  
Befestigungsergebnisse.

Für die Befestigung wird G-CEM ONE, Farbe AO3  
(opak) empfohlen. Die Spritzenöffnungen vor dem  
Aufsetzen der Automix-Tips überprüfen. Eine geringe  
Materialmenge herausdrücken und verwerfen bevor  
Material auf die Klebeflächen aufgetragen wird.  
Abhängig von Ihren ästhetischen Anforderungen,  
ist G-CEM ONE auch in der Farbe White Opaque  
(weiß opak) erhältlich.

\*Alle Daten auf Anfrage erhältlich



Optimale Verklebung  
von Hybrid-Abutments!



PREISVORTEIL

5 + 1

73,70 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 6 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 5!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der  
Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig  
nach Rücksprache mit  
einem GC Fachberater.



Opake Farben — AO3 — Weiß Opak

Fordern Sie die Verarbeitungsanleitung für extraorale  
Verklebung von Hybrid-Abutments mit G-CEM ONE an.



Aadva-Abutment mit  
Titanbasis mit Schraube



Modell mit Implantatanalog  
+ Abutment auf Ti-Basis  
+ Gingivamaske  
(okklusale Ansicht)



Implantat Analog mit  
Gingiva-Maske  
(laterale Ansicht)



Implantat Analog  
+ Ti-Basis-Abutment  
+ Vollkeramik-Krone  
(Zirkonoxid-Basis)

Art.-Nr. 10006923

**G-CEM ONE**

**Single Refill AO3**

Art.-Nr. 10006924

**G-CEM ONE**

**Single Refill Weiß Opak**

Inhalt pro Single Refill:  
1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),  
8 x GC Automix Tips Regular,  
2 x GC Automix Endo Tips;  
Preis pro Packung 73,70 CHF

Weitere Details siehe  
Seite 6 und 7 im Praxisteil.

Zubehör:

Art.-Nr. 10003289

**Automix Tip for Endo**

10 Stk. mit Verlängerungstip;

14,60 CHF

Art.-Nr. 10003335

**Automix Tip Regular**

10 Stk.; 13,40 CHF



## Geballtes Wissen zu G-ænial A'CHORD jetzt online

## G-ænial A'CHORD

Um den Behandlern nicht nur theoretisches, sondern auch praktisches Knowhow rund um das Thema von G-ænial A'CHORD so einfach wie möglich zugänglich zu machen, hat GC eine spezielle Website online geschaltet: <http://gaenialachord.com>

Nebst theoretischen Erklärungen wird auf dieser Website zum Beispiel die Farbskalierung bildlich aufgezeigt. Dass Ästhetik und Stabilität für Front- und Seitenzahn-Restaurationen in einem einfachen System vereint werden können, wird anhand von praktischen Arbeiten diverser Zahnärzte

aus Australien, Frankreich oder Deutschland aufgezeigt. Grafiken visualisieren zudem die hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit von G-ænial A'CHORD, währenddem Videos die praktische Anwendung in Bild und Ton vor Augen führen.



## Der Leitfaden „Restaurative Lösungen“ von GC

Seit der Gründung hat GC stets die Entwicklung innovativer Restaurationsmaterialien für jede klinische Situation in den Mittelpunkt gestellt. Um Zahnärzten diesen Prozess zu erleichtern, hat GC den GC Restoration-Leitfaden entwickelt, der als kostenlose App für Android oder iOS verfügbar ist.

Ausgehend vom Restaurationsdesign, dem Material und den klinischen Umständen hilft Ihnen die App dabei, das beste Restaurationsmaterial auszuwählen. Der Leitfaden bietet Ihnen 3D-Darstellungen aller Kavitätenarten und zeigt deren Wiederherstellung mit GCs fortschrittlichen Glasionomeren, Glas-Hybriden und/oder

Restaurations-Compositen. Außerdem stellt die App Schritt für Schritt dar, welche Farbtöne und Schichtdicke verwendet werden sollten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Zusätzlich enthält die App Informationen über Adhäsivsysteme und Fiberglasverstärkten Restaurationstechniken, sowie detaillierte Verfahrensdarstellungen für die Reparatur von indirekten Restaurationen.



## GC Befestigungsleitfaden

## Auswahl des richtigen Materials für jede Indikation

Der langfristige Erfolg der Restauration hängt in erster Linie von der richtigen Auswahl und der korrekten Anwendung des Befestigungsmaterials ab. Da kein ideales Befestigungsmaterial existiert, das alle Anforderungen jeder Indikation erfüllt, sollte die Auswahl in Abhängigkeit von den physischen und adhäsiven Eigenschaften, den ästhetischen Anforderungen, der Empfindlichkeit der Technik und den für den jeweiligen Fall verfügbaren wissenschaftlichen Nachweisen getroffen werden.

Um Zahnärzten diesen Prozess zu erleichtern, hat GC den GC Befestigungsleitfaden entwickelt, der als kostenlose App für Android oder iOS verfügbar ist. Ausgehend vom Restaurationsdesign, dem Material und den klinischen Umständen hilft Ihnen die App dabei, die beste Befestigungslösung auszuwählen. Neben der Auswahl des Befestigungsmaterials ist die korrekte Anwendung entscheidend. Im GC Befestigungsleitfaden wird jeder klinische Schritt von Anfang bis Ende detailliert beschrieben und mit eindeutigen Bildern dargestellt.



## GC Fachberater

Für Ihre persönliche Beratung stehen Ihnen unsere Produktspezialisten gerne zur Verfügung.




**EVELINE WANGLER**  
Produktspezialistin Praxis  
Zürich, Zentralschweiz  
und Mittelland  
M: 079 737 41 94  
[eveline.wangler@gc.dental](mailto:eveline.wangler@gc.dental)

Postleitzahlen: 3, 4, 5, 6

**RUI BARREIROS**  
Zahntechniker;  
Produktspezialist Praxis/Labor/Digital  
Zürich, Ostschweiz und Tessin  
M: 079 889 39 74  
[rui.barreiros@gc.dental](mailto:rui.barreiros@gc.dental)

Postleitzahlen: 6, 8



**FELIX GLOOR**  
Zahntechniker;  
Produktspezialist Praxis/Labor  
Westschweiz  
M: 079 950 09 50  
[felix.gloor@gc.dental](mailto:felix.gloor@gc.dental)

Postleitzahlen: 1, 2



**CLAUS NÜSSELE**  
Regional Sales Manager DACH  
Country Manager Switzerland  
GC Austria GmbH Swiss Office  
M: 079 172 19 85  
[claus.nuessle@gc.dental](mailto:claus.nuessle@gc.dental)

Ostschweiz  
T: 041 520 01 78  
[info.switzerland@gc.dental](mailto:info.switzerland@gc.dental)

Postleitzahlen: 7, 8, 9



Besuchen Sie unsere Homepage  
<https://europe.gc.dental/de-CH>



Besuchen Sie uns auf Facebook  
[www.facebook.com/gcswitzerland](https://www.facebook.com/gcswitzerland)



Besuchen Sie uns auf Youtube:  
[www.youtube.com/user/GceuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GceuropeProducts)



Besuchen Sie uns auf Instagram:  
[gc\\_switzerland](https://www.instagram.com/gc_switzerland)



## Get Connected SMILE Program

Lernen, teilen, profitieren.

### GC Get Connected – alles in einer App!

Nutzen Sie die Chance, sich jeder Zeit über GC und unsere Produkte zu informieren – laden Sie sich die GC Get Connected App auf Ihr Handy. Stöbern Sie online in unserer Bibliothek, sehen Sie Anwendervideos, erfahren Sie mehr zu Fortbildungen oder Events und erhalten Sie Informationen zu unseren Produkten.

Sammeln Sie Smiles, indem Sie Artikel teilen, an Umfragen teilnehmen und sich für Fortbildungsveranstaltungen anmelden. Bei GC sind Smiles mehr wert – lernen, teilen, profitieren. Laden Sie sich jetzt das Get Connected Smile Program auf Ihr Handy.



### GET THE APP

Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



## TEMPSMART® DC

Schnell und effizient zur provisorischen Restauration



### Dualhärtendes Composite für provisorische Kronen und Brücken

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. Mit TEMPSMART DC hat GC eine neue Technologie für ein smartes Provisorienmaterial eingeführt. TEMPSMART DC ist das erste frei von Weichmachern und dualhärtende Provisorienmaterial, das entwickelt wurde, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten.

#### SICHERE HALTBARKEIT

- Hohe Bruchstabilität
- Ideal für Seitenzahnbrücken

#### INTELLIGENTES KONZEPT

- Kurze Verarbeitungszeit durch Lichthärtung

#### ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE

- Fluoreszenz und langanhaltender Glanz

#### BEQUEME VERARBEITUNG

- Nicht-klebrig
- Hochglanz in wenigen Schritten



## PREISVORTEIL

**3 + 1 126,70 CHF**  
Preis pro Packung

### TEMPSMART DC 48 ml Kartusche

Erhalte 4 Packungen TEMPSMART DC 48 ml Kartusche zum Preis von 3!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Zubehör: Art.-Nr. 10003754  
**Mischkanülen II Größe SSS**  
(60 Stk.) 72,80 CHF

Art.-Nr. 10003335  
**GC Automix Tip Regular**  
(10 Stk.) 13,40 CHF



48 ml Kartusche, 16 Mischkanülen; 126,70 CHF

Art.-Nr.	10001463	10001464	10001465	10001466
Farbe	A1	A2	A3	A3,5

Art.-Nr.	10001467	10001468
Farbe	B1	BW

10 ml Kartusche, 10 Mischkanülen; 74,20 CHF

Art.-Nr.	10001469	10001470	10001471	10001472
Farbe	A1	A2	A3	B3



## 1 x EQUIA Forte HT KLINIKPACKUNG

Inhalt: à 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

**+ 1 KAPSELMISCHER  
CM-II GRATIS !  
+ 1 CAPSULE APPLIER IV  
GRATIS !**

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte HT Klinikpackung und erhalte 1 Capsule Mixer CM-II (im Wert von 749,10 CHF) und 1 Capsule Applier IV (im Wert von 127,60 CHF) gratis!

EQUIA Forte HT **Klinikpackung**: 650,70 CHF  
(200 Kapseln, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml) Farben: A2, A3, B2

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Aktion für alle verfügbaren Klinikpackungen gültig.



## GC GLASIONOMER / GLAS-HYBRID- MATERIAL (5 PACKUNGEN)

## KAPSELMISCHER CM-II GRATIS !

Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer oder GC Glas-Hybrid + 1 Capsule Mixer CM-II (im Gesamtwert von 794,10 CHF) gratis!

Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer / Glashybrid Kapselpackungen gültig. Farbmix möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



## EQUIA Forte™ HT

Das neueste Glas-Hybrid-Bulk-Fill-Restaurationssystem – Ihr verlässlicher Partner für Seitenzahnrestaurationen



NEU

## NEU Änderung der Primärverpackung

## EQUIA Forte™ Coat

Selbstadhäsiver Composite-Schutzlack



EQUIA Forte Coat ist ein selbstadhäsiver, nanogefüllter Composite-Schutzlack, der die darunter liegende Restauration während der Aushärtung schützt und dadurch die physikalischen Eigenschaften optimiert. Er ist ein Bestandteil des kosteneffizienten Glas-Hybrid-Bulk-Fill Restaurationssystems EQUIA Forte HT. Die Farbe der Verschlusskappe und des Flaschenetikettes von EQUIA Forte Coat wurden angepasst, um eine deutliche Unterscheidung von der Flasche unseres Adhäsives (GC G-Premio Bond) zu ermöglichen.



## EQUIA Forte HT – Hybrid Technologie

- verbesserter Transluzenz
- noch einfachere Verarbeitung

## INDIKATIONEN

- Klasse-I-Restaurationen / permanent
- Kaudruckbelastete Klasse-II-Restaurationen / permanent
- Interimsfüllungen
- Klasse-V- und Wurzeloberflächenrestaurationen
- Stumpfaufbau

## PREISVORTEIL

## EQUIA Forte HT PROMOPACKUNG A2 oder A3

Inhalt: à 100 Kapseln, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

**10 %** **346,- CHF**  
~~384,50 CHF~~  
Preis pro Packung

Preisvorteil von 10% gilt ausschließlich für die Promopackung in Farbe A2 (Art-Nr. 10004866) oder der Promopackung in Farbe A3 (Art-Nr. 10004811)!

- Stärkeres und nicht klebriges Material, perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- Erhöhte Transluzenz
- Kofferdam-Platzierung und das Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- Einfache Seitenzahnrestaurationen in wenigen Schritten – ohne absolute Isolation
- Restauration empfindlicher, hypomineralisierter MIH-Zähne bei jungen Patienten



Hier geht's zu den Videos



## 1 x EQUIA Forte HT PROMOPACKUNG

Inhalt: à 100 Kapseln,  
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

## 1 x EQUIA Forte HT INTROPACKUNG GRATIS

Inhalt: 20 Kapseln,  
20 EQUIA Forte Coat Unitdose

Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung (à 100 Kapseln, 1 EQUIA Forte Coat 4ml) und erhalte 1 x EQUIA Forte HT Intropackung (20 Kapseln, 20 EQUIA Forte Coat Unitdose) gratis!

Aktion nur gültig für alle Promopackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:

**EQUIA Forte HT, Nachfüllpackung:** 197,10 CHF  
Inhalt: 1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA Forte HT, 0,40 g Pulver und 0,13 g (0,10 ml) Liquid; gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml  
Farben: sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

**EQUIA Forte HT Intropackung:** 111,00 CHF;  
Inhalt: 20 Kapseln, 20 EQUIA Forte Coat Unitdose  
Farben: A2, A3, B2

**EQUIA Forte HT Promopackung:**  
**346,00 anstatt 384,50 CHF**  
Aktionspreis gültig für Farbe A2 und A3  
Inhalt: 100 Kapseln, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml  
Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

**EQUIA Forte HT Klinikpackung:** 650,70 CHF  
Inhalt: 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml  
Farben: A2, A3, B2

Art.-Nr. 10004885  
**EQUIA Forte Coat FlipCap**  
4 ml Flasche, Zubehör, 94,50 CHF

Art.-Nr. 10003513  
**EQUIA Forte Coat, Unitdose-Packung**  
50 Unitdose (à 0,1 ml) 127,70 CHF



## D-Light® Pro

Mehr sehen, als das Auge wahrnimmt  
LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge,  
autoklavierbar & Detection Mode

### Aushärten

- HP Modus (High Power) 1400 mW/cm<sup>2</sup>
- Blaue LED (Wellenlänge: 460 – 465 nm)
- Violette LED (Wellenlänge: 400 – 405 nm)
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

### Schützen

- LP Modus (Low Power) mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm<sup>2</sup> z. B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

### Erkennen

- DT Modus (Detection Mode) verwendet ausschließlich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z. B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Risttiefe

### Autoklavieren

### Hochstabiler Lichtleiter

### Gesteigerte Akkuleistung



## GC PRODUKT-AKTION

### D-LIGHT PRO GRATIS

Kaufe GC-Produkte (G-ænial, Essentia, EverX Flow, CERASMART270 oder EQUIA Forte HT) im Wert von 3248,- CHF und erhalte die D-Light Pro gratis!


Produktmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

## AKTIONSPREIS

1118,90 CHF ~~1520,40 CHF~~

Art.-Nr. 70000008 D-Light Pro

Inhalt: Handstückhülle und Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm; Akkus (2 Stk.), Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, Lichtschuttschild, weicher Augenschutz (3 Stk.)



## GC Fuji™ II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes  
Glasionomer-Restaurationsmaterial

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik & Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche und die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung



**MUST!  
HAVE!**  
**JETZT TESTEN!**



## PREISVORTEIL

**5 + 1** **205,- CHF**  
Preis pro Packung

Erhalte 6 Packungen Fuji II LC Kapseln zum Preis von 5!

Art.-Nr. 10000035 **Fuji II LC Kapseln A2**  
Art.-Nr. 10000036 **Fuji II LC Kapseln A3**  
Inhalt: à 50 Kapseln (0,33 g Pulver und 0,10 g (0,085 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,10 ml)

Aktion für alle Farben gültig.

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Fragen Sie zusätzlich Ihren GC Fachberater nach Ihren individuellen Angeboten zu unseren Glasionomer-Restaurationsmaterialien!

## GC Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares  
Glasionomer-Restaurationsmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP FAST macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikrosplattbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel



## PREISVORTEIL

**5 + 1!** **176,- CHF**  
Preis pro Packung

Erhalte 6 Packungen Fuji IX GP FAST Kapseln zum Preis von 5!

Art.-Nr. 10000078 **Fuji IX GP FAST Kapseln A2**  
Art.-Nr. 10000079 **Fuji IX GP FAST Kapseln A3**  
Inhalt: à 50 Kapseln (0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml)

Aktion für alle Farben gültig.

Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



## Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH)

Ein globales Problem, von dem jedes siebte Kind betroffen ist

### MIH Kit

Vereint alle notwendigen Werkzeuge zur Behandlung von Patienten, die von MIH betroffen sind.

#### Erstbehandlung zu Hause und in der Praxis

- Stabilisieren und desensibilisieren mit GC MI Paste Plus (desensibilisierende und stabilisierende Creme mit Recaldent Technologie) und MI Varnish (22.600 ppm Fluoridlack mit Recaldent).
- Stabilisieren und schützen Sie Oberflächen gegen Karies und Überempfindlichkeiten mit GC Fuji TRIAGE, dem flüssigen Glasionomer.

#### Restaurative Behandlung

- Moderat große Läsionen können mit dem lichterhärtenden, kunststoffmodifizierten Glasionomer FUJI II LC restauriert werden
- Das Glas-Hybrid EQUIA Forte HT eignet sich als dauerhaftes, minimalinvasives Restaurationsmaterial.
- G-ænial Universal Injectable zeigt aufgrund der FSC-Technologie eine sehr hohe Verschleißfestigkeit.
- Für eine schnelle Composite-Platzierung verwenden Sie das Universaladhäsiv G-Premio BOND.



1 Milde Form von MIH 2 Moderate MIH 3 Betroffene Inzisiven 4 Schwere MIH  
1 © Prof. van Amerongen, Niederlande; 2 – 4 © Prof. Baroni, Italien



**Art.-Nr. 10004924 MIH Kit**  
Inhalt: MI Varnish™ Mint 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3, MI Varnish™ Erdbeere 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3, GC MI Paste Plus Mint 40 g (35 ml) x 1, GC MI Paste Plus Erdbeere 40 g (35 ml) x 1, G-ænial Universal Injectable A1 Spritze, 1,7 g (1,0 ml) x 1, G-Premio BOND Unit-Dose (0,1 ml) x 5, EQUIA FORTE HT Fil A2 Kapsel (0,10 ml) x 5, EQUIA Forte Coat 0,1 ml pro Unit-Dose x 5, Fuji II LC A2 Kapsel (0,085 ml) x 5, Fuji TRIAGE Pink Kapsel (0,12 ml) x 5, Dispensing Tip lange Nadel x 10, Lichtschutzkappe x 2, Flowchart x 1



Hier geht's zu den Videos



**AKTION**

**162,40 CHF** ~~306,90 CHF~~

## EPITEX

### Kunststoff-Finier- und Polierstreifen

Leichtes Finieren und Polieren von interdentalen Räumen, geeignet für Glasionomer- und Composite-Füllungen.



**PREISVORTEIL**

**5 + 1!** **AB 47,- CHF**

Preis pro Packung

Erhalte 6 Packungen EPITEX zum Preis von 5!

Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000117 **EPITEX Starter Kit**; 233,10 CHF  
Inhalt: Ständer mit Spender für alle erhältlichen Körnungen je 10 m (grob-blau, mittel-grün, fein-grau, X-fein-rot)

Einzelpackungen (Inhalt: 10 m): 47,00 CHF  
Art.-Nr. 10000122 **EPITEX Refill, Translucent Matrix**  
Art.-Nr. 10000118 **EPITEX Refill, Coarse (grob-blau)**  
Art.-Nr. 10000120 **EPITEX Refill, Medium (mittel-grün)**  
Art.-Nr. 10000119 **EPITEX Refill, Fine (fein-grau)**  
Art.-Nr. 10000121 **EPITEX Refill, X-Fine (x-rein-rosa)**

- Extrem dünn und flexibel, besonders reißfest
- Für sehr geringe interproximale Abstände geeignet
- Sehr langlebig
- Schleifpartikel mit dem Trägermaterial verschleißt
- Vier Körnungen
- Praktischer Streifenspender
- Auch als Matrizenband erhältlich



## GC MI BEHANDLUNGSLÖSUNGEN

### GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralisierende Zahnschutzcremes mit Dreifachwirkung: Stärken, Schützen, Regenerieren.



#### Tooth Mousse oder MI Paste Plus?

Tooth Mousse und MI Paste Plus können für dieselben Indikationen verwendet werden. Tooth Mousse wird bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen, um das Fluoroserisiko zu vermeiden. Außerdem eignet sich das Produkt für Fälle, in denen keine Fluorid-Ergänzung erforderlich oder erwünscht ist. Für die Anwendung über Nacht wird Tooth Mousse bis zum Alter von 12 Jahren empfohlen. MI Paste Plus kann ab diesem Alter verwendet werden.

#### MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff Recaldent™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz

MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid



RECALDENT und das RECALDENT-Logo sind Marken der Mondelēz international group und werden unter Lizenz verwendet. RECALDENT™ wird aus Milchkeise gewonnen. Nicht bei Personen mit einer Milchallergie anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion: Anwendung abbrechen, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.



**239,60 CHF**

Preis pro Packung

Kaufe 2 MI Paste Plus (10er Packung) und fordere kostenlos eine GC MI Plüschküh an!

Gültig für alle verfügbaren 10er-Packungen.  
Aktion gültig nach Absprache mit einem GC Fachberater und nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit.

**MI Paste Plus Tube 40 g (35 ml)**  
MI Paste Plus Packung mit 10 Tuben; verschiedene Geschmacksrichtungen (2 Tuben je Geschmacksrichtung, Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille); MI Paste Plus Packung mit 10 Tuben auch in einer Geschmacksrichtung erhältlich.

**214,30 CHF**

Preis pro Packung

Kaufe 2 Tooth Mousse (10er Packung) und fordere kostenlos eine GC MI Plüschküh an!

Gültig für alle verfügbaren 10er-Packungen.  
Aktion gültig nach Absprache mit einem GC Fachberater und nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit.

**Tooth Mousse Tube 40 g (35 ml)**  
Tooth Mousse Packung mit 10 Tuben; verschiedene Geschmacksrichtungen (2 Tuben je Geschmacksrichtung, Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille); Tooth Mousse Packung mit 10 Tuben auch in einer Geschmacksrichtung erhältlich.

## NEW METAL STRIPS

### Metall-Finierstreifen

Farbcodierte Metallstreifen mit eingalvanisierten Aluminiumoxid-Partikeln zum approximalen Konturieren und Finieren von Füllungsmaterialien.

- Handlich, sehr flexibel und langlebig
- Hauchdünn und trotzdem reißfest
- Mehrfach sterilisier- und autoklavierbar
- Verschiedene Körnungen
- Verschiedene Breiten (2,6 mm, 3,3 mm, 4,0 mm)



**PREISVORTEIL**

**5 + 1** **118,50 CHF**

Preis pro Packung

Erhalte 6 Packungen Metal Strips zum Preis von 5!

Art.-Nr. 10000096 **Metal Strips, Assortment**  
12 Stk. je 1 Stk. jeder Breite und jeder Körnung;  
Inhalt Sortierte Packung: 12 Stk. je 4 Stk. in den Breiten 2,6 mm / 3,3 mm / 4,0 mm

6 mm Packungen; Inhalt: 12 Stk. à 6 mm einer Körnung  
Art.-Nr. 10000092 **Metal Strips, Red Mesh**  
Grobpräparation; (4 x 3) x N° 200 Assortment  
Art.-Nr. 10000093 **Metal Strips, Blue Mesh**  
Präparation; (4 x 3) x N° 300 Assortment  
Art.-Nr. 10000094 **Metal Strips, Green Mesh**  
Finieren; (4 x 3) x N° 600 Assortment  
Art.-Nr. 10000095 **Metal Strips, Yellow Mesh**  
Polieren; (4 x 3) x N° 1000 Assortment

Art.-Nr. 10000097 **Metal Strips, Red Mesh**  
Grobpräparation; 12 x N° 200





## everX Flow®

Mit Glasfasern  
verstärktes fließfähiges  
Composite für den  
Dentinersatz

AUCH ALS  
BULK-FARBE  
BEI TIEFEN  
KAVITÄTEN MIT  
AUSHÄRTUNGS-  
TIEFE BIS 5,5 MM  
OPTIMAL  
GEEIGNET!



Dieses Produkt ist Teil  
des Onlay & Overlay von  
A bis Z Konzeptes.



Hier geht's zu  
den Videos



### Überzeugend stabile Struktur

everX Flow ist die neue Lösung aus dem Hause GC für die widerstandsfähige und unkomplizierte Verstärkung all ihrer Restaurationen. Mit seiner einfachen Anwendung, zwei Farbtönen und seiner herausragenden Festigkeit wird everX Flow schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-Produkt für alle Restaurationen, die einen starken Aufbau erfordern. Die „Bulk-Farbe“ mit einer Aushärtungstiefe von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe posteriore Kavitäten, während die Dentin-Farbe die erste Wahl für herausragende ästhetische Ergebnisse ist.

## PREISVORTEIL

4 + 1  
10 + 3  
AB  
72,10  
CHF  
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen everX Flow zum Preis von 4!  
Erhalte 13 Packungen everX Flow zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10001488 **everX Flow Bulk**  
Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing Tip III Kunststoff,  
Lichtschutzkappe

Art.-Nr. 10001489 **everX Flow Dentin**  
Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III Kunststoff,  
Lichtschutzkappe

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.

## everX Posterior®

Glasfaserverstärkte Composite-  
Unterkonstruktion für große Kavitäten

Art.-Nr. 10001048 **everX Posterior**;  
96,00 CHF pro Packung 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Art.-Nr. 10001148 **everX Posterior**;  
287,90 CHF pro Packung 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Aktion nur gültig innerhalb  
der gleichen Packungseinheit  
und nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.



## GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer  
für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

### Einen Schritt voraus

FujiCEM Evolve ist eine vielseitige Befestigungslösung für Ihre tägliche Arbeit, die ein einfaches Protokoll mit den herausragenden Eigenschaften der Glasionomere von GC kombiniert. Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgen-opazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.



Hier geht's zu  
den Videos



### Ideal für Metall- und Zirkonrestaurationen

- Handmischvariante oder Automix
- Keine Vorbehandlung
- Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
- Hervorragende Randdichtigkeit
- Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
- Optimale Viskosität
- Geringe Filmstärke
- Optionale Lichthärtung
- Optimierter Haftverbund an Zirkonoxid

## PREISVORTEIL

JETZT EINSTEIGEN

10%  
100,20 CHF  
~~111,30 CHF~~  
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10004926 **FujiCEM Evolve Single Pack**  
Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml),  
15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular

Weitere Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10004916  
**FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**  
Inhalt pro Triple Pack Handmix:  
3 x GC FujiCEM Evolve Spritzen (à 9,2 g / 5,0 ml),  
1 x Mixing Pad #22; 242,30 CHF

Art.-Nr. 10004928  
**FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**  
Inhalt pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular; 283,80 CHF

Art.-Nr. 10006621  
**FujiCEM Evolve Clinic Pack**  
Inhalt: 8 x GC FujiCEM Evolve syringe  
(9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 574,10 CHF

Zubehör:  
Art.-Nr. 10004917 Push and Click Mixing Tips  
Regular (15 Stk.); 21,60 CHF

Art.-Nr. 10004929  
Push and Click Mixing Tips Endo (15 Stk.);  
32,40 CHF

## GC FujiCEM™ 2 Slide & Lock

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter Glasionomer-  
Befestigungszement in Kombination mit der innovativen  
Force & Fusion Technologie

Verpackungseinheiten:  
Art.-Nr. 10003463 **FujiCEM 2 starter kits – Paste Pak Dispenser**  
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips, 1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 285,10 CHF

Art.-Nr. 10003462 **FujiCEM 2 starter kits – Kunststoffdispenser**  
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips, 1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 201,50 CHF

Art.-Nr. 10003460 **FujiCEM 2 SL, Automix Package**  
+ 44 x Mixing Tip SL FujiCEM 2 SL Automix Package  
(13 g/7,2 ml); 375,90 CHF

Art.-Nr. 10003459 **FujiCEM 2 SL, Refill + mixing pad N° 22**  
FujiCEM 2 SL Refill (13 g/7,2 ml); 280,90 CHF



Zubehör:  
Art.-Nr. 10003465 **FujiCEM 2 Mixing Tips SL für Endo**, Nachfüllpackung (10 Stk.) (nur für FujiCEM 2 SL Kartusche geeignet); 33,20 CHF

Art.-Nr. 10003464 **FujiCEM 2 Mixing Tips SL**,  
Nachfüllpackung (20 Stk.), (nur für FujiCEM 2 SL  
Kartusche geeignet); 60,00 CHF

## PREISVORTEIL

FUJICEM 2 SL  
ECO PACK

421,10 CHF  
~~anstatt 561,80 CHF~~  
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003468  
**FujiCEM 2 SL Eco pack**  
Inhalt: 4 FujiCEM 2 SL Kartuschen  
(à 13,3 g/7,2 ml)







## G-ænial™

Das Allround-Composite für unsichtbare Restaurationen – mit altersspezifischem Farbauswahlsystem



G-ænial Anterior überzeugt durch

- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
- Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
- Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
- Mühelose Verarbeitung

G-ænial Posterior überzeugt durch

- Ein angepasstes Farbsystem
- Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- Seine gute Stopfbarkeit
- Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit

### PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	115,90 CHF
Preis pro 20er-Packung	

Erhalte 5 Packungen G-ænial Anterior/Posterior Unitips zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænial Anterior/Posterior Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000776 Anterior Unitip A2  
Art.-Nr. 10000777 Anterior Unitip A3  
Art.-Nr. 10000798 Posterior Unitip PA2  
Art.-Nr. 10000799 Posterior Unitip PA3

Farben: Anterior Packung mit 20 Unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Packung mit 20 Unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

### PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	81,50 CHF
Preis pro 20er-Packung	

Erhalte 5 Packungen G-ænial Anterior/Posterior Spritzen zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænial Anterior/Posterior Spritzen zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000805 Anterior Spritzen A2  
Art.-Nr. 10000806 Anterior Spritzen A3  
Art.-Nr. 10000826 Posterior Spritzen PA2  
Art.-Nr. 10000827 Posterior Spritzen PA3

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

### PREISVORTEIL

4 + 1 | 10 + 3

Wählen Sie zwischen den G-ænial Anterior und Posterior Angeboten und stellen Sie sich Ihre individuellen Wunschfarben zusammen.

Erhalte 5 Packungen G-ænial Anterior oder Posterior zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænial Anterior oder Posterior zum Preis von 10!

Nur gültig innerhalb gleicher Packungseinheit.



Hier geht's zu den Videos



Besuchen Sie einen unserer Workshops mit unseren Top-Referenten!

Oder kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater.



3D-Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide zum GRATIS-Download: [www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)



## G-ænial™ Universal Injectable

Injizieren Sie unser stärkstes Material für direkte Restaurationen

Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise!

Das innovative Design sorgt für einfache Handhabung und Formstabilität. Durch mühelose Materialausgabe und der einfachen Darreichung macht es Freude unsere Spritzen und Unitips in Verwendung zu haben.



Dieses Produkt ist Teil des Onlay & Overlay von A bis Z Konzeptes.



Hier geht's zu den Videos

**MUST HAVE!**  
JETZT TESTEN!

### PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	46,40 CHF
Preis pro Spritzenpackung	

Erhalte 5 Packungen G-ænial Universal Injectable zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænial Universal Injectable zum Preis von 10!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Dünne Unitipsspitze für kontrollierte Materialausgabe

- Ultra-feine Bariumfüller (150µm)
- Hoher Fülleranteil
- Full-coverage Silane Coating (FSC) Technologie verbessert: das Ausbringen & den Verbund der Füller in der Matrix
- Geringer Auspressdruck
- Klebt nicht
- Hohe Röntgensichtbarkeit



G-ænial Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g); 46,40 CHF Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003705 A1	Art.-Nr. 10003714 AO1	Art.-Nr. 10003712 CV
Art.-Nr. 10003706 A2	Art.-Nr. 10003715 AO2	Art.-Nr. 10003713 CVD
Art.-Nr. 10003707 A3	Art.-Nr. 10003716 AO3	Art.-Nr. 10003717 JE
Art.-Nr. 10003708 A3.5	Art.-Nr. 10003710 B1	Art.-Nr. 10003703 XBW
Art.-Nr. 10003709 A4	Art.-Nr. 10003711 B2	
Art.-Nr. 10003718 AE	Art.-Nr. 10003704 BW	

G-ænial Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 69,90 CHF Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006896 A1	Art.-Nr. 10006905 AO1	Art.-Nr. 10006903 CV
Art.-Nr. 10006897 A2	Art.-Nr. 10006906 AO2	Art.-Nr. 10006904 CVD
Art.-Nr. 10006898 A3	Art.-Nr. 10006907 AO3	Art.-Nr. 10006908 JE
Art.-Nr. 10006899 A3.5	Art.-Nr. 10006901 B1	Art.-Nr. 10006910 XBW
Art.-Nr. 10006900 A4	Art.-Nr. 10006902 B2	
Art.-Nr. 10006909 AE	Art.-Nr. 10006911 BW	



## G-ænia<sup>TM</sup> A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Composite mit der Einfachheit des Unishade-Systems

Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen

### Natürliche Fluoreszenz

G-ænia A'CHORD schafft ein wunderschönes, unsichtbares und natürlich fluoreszierendes Endergebnis unter allen Lichtverhältnissen, einschließlich UV- oder UV-nahen Licht, und schenkt den Patienten ein selbstbewusstes Lächeln.

### Einfache Handhabung



G-ænia A'CHORD erlaubt eine konsequent einfache Handhabung, ob mit einem Handinstrument oder mit einem Pinsel geformt. Dies wird durch die nicht-klebrigen Bis-MEPP – Monomere und optimierte Füllstoff-Monomer-Kombination aus patentierten FSC- und HPC-Technologien ermöglicht (Daten auf Anfrage).

### Langanhaltender Glanz

Unsichtbare Ästhetik auch für extreme Herausforderungen. Zusätzlich zu den fünf Core-Farben erweitert G-ænia A'CHORD sein Portfolio um zwei Zahnhalsfarben für ältere Patienten, drei Opaker-Farben zum Abdecken von Verfärbungen, zwei Schmelzfarben für lebenschte Transluzenz und zwei Bleach-Farben für ein strahlenderes Lächeln. So ist es möglich, selbst unter extremen Herausforderungen, unsichtbare Füllungen zu schaffen.

### Zeitsparende Ergebnisse

Bemerkenswerter Hochglanz mit minimaler Politur



Vor Politur    Nach Politur

© Dr. J. Tapia Guadix, Spanien



## TOPAKTUELL

### SPRITZEN

Art.-Nr. 10006767  
**G-ænia A'CHORD Layering Kit**  
1 Spritze / Farbe: A2; A3; AO2; AE; JE  
(à 2,1 ml/4 g); 310,90 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006768  
**G-ænia A'CHORD Core Kit**  
1 Spritze / Farbe: A1; A2; A3; A3.5; A4  
(à 2,1 ml/4 g); 310,90 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006769 **Trial KIT A**  
3 Spritzen, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)  
187,50 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006771  
**G-ænia A'CHORD Bleach Kit**  
1 Spritze/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4 g)  
187,50 CHF (Preis pro Packung)  
G-ænia A'CHORD Bleach KIT nur in  
Spritzenform erhältlich. Bleachfarben  
für Unitips als Refill verfügbar.

**Spritzen Refill**  
**Dentin** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;  
(à 2,1 ml/4 g)  
**Opaque** AO1, AO2, AO3; (à 2,1 ml/4 g)  
**Enamel** JE (Junior Enamel),  
AE (Adult Enamel); (à 2,1 ml/4 g)  
**Bleach** BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);  
(à 2,1 ml/4 g)  
69,20 CHF (Preis pro Packung)

### UNITIPS

Art.-Nr. 10006772  
**G-ænia A'CHORD Layering Kit Unitips**  
15 Unitips / Farbe: A2, A3, AO2, AE, JE  
(à 15 x 0,16 ml); 333,50 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006773  
**G-ænia A'CHORD Core Kit Unitips**  
15 Unitips / Farbe: A1, A2, A3, A3.5, A4  
(à 15 x 0,16 ml); 333,50 CHF (Preis pro Packung)

**Unitips Refill**  
**Dentin** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;  
(à 15 x 0,16 ml)  
**Opaque** AO1, AO2, AO3; (à 15 x 0,16 ml)  
**Enamel** JE (Junior Enamel),  
AE (Adult Enamel); (à 15 x 0,16 ml)  
**Bleach** BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);  
(à 15 x 0,16 ml);  
74,10 CHF (Preis pro Packung)

## PREISVORTEIL

4 + 1  
10 + 3  
AB  
69,20  
CHF  
Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-ænia A'CHORD zum Preis von 4!  
Erhalte 13 Packungen G-ænia A'CHORD zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

### 3 x G-ænia A'CHORD SPRITZEN

### COMPOSITE MODELING KIT GRATIS

Kaufe 3 x G-ænia A'CHORD Spritzen  
(à 2,1 ml/4 g) und erhalte 1 x Composite  
Modeling Kit im Wert von 115,40 CHF gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher  
Verpackungseinheit und nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.

### A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal

### A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

### 5 x G-ænia A'CHORD UNITIPS oder SPRITZEN

### HANDINSTRUMENT GRATIS

Kaufe 5 x G-ænia A'CHORD Unitips (à 15  
x 0,16 ml) oder Spritzen (à 2,1 ml/4 g) und  
erhalte 1 x American Eagle M5 SCULPT  
Instrument (im Wert von 56,- CHF) gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher  
Verpackungseinheit und nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.



### A'CHORD revolutionäre Technologie

- Patentierte Füllstoffe  
und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität  
und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnete  
Röntgensichtbarkeit



Hier gehts zur G-ænia A'CHORD Webpage  
<http://gaenialachord.com>



Hier geht's zu  
den Videos










## CERASMART™270

### Kraftabsorbierende Hybridkeramik CAD/CAM-Block

Natürliche Passform und Flexibilität –  
Präzision, Stärke und Flexibilität  
kombiniert mit einer leicht  
anzuwendenden, lichthärtenden  
Oberflächenversiegelung

#### Farben



**PREISVORTEIL**

4 + 1  
10 + 3

AB  
**142,40**  
CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen CERASMART 270 CAD/CAM  
Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 4!  
Erhalte 13 Packungen CERASMART 270 CAD/CAM  
Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 10!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern,  
allerdings nur innerhalb der selben Produktgruppe  
und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach  
Größe 12: 142,40 CHF pro Packung  
Größe 14: 155,50 CHF pro Packung  
Größe 14L: 168,60 CHF pro Packung  
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung

CERASMART270 Blöcke sind CEREC-kompatibel und  
im aktuellen CEREC Software-Update gelistet. Verfügbar  
für Bestellungen durch autorisierte CEREC Händler.

#### PRÄPARATION

**G-Premio BOND**  
Lichthärtendes  
Einkomponenten-  
Universaladhäsiv für alle  
Bonding-Techniken

**G2-BOND Universal**  
Der neue Standard  
der 2-Flaschen-  
Universal-Bondings

**G-aenial  
Universal Injectable**  
Injizieren Sie unser  
stärkstes Material für  
direkte Restaurationen

**everX Flow**  
Mit Glasfasern  
verstärktes  
fließfähiges Composite  
für den Dentinersatz

#### MATERIALAUSWAHL

**Initial LiSi Block**  
Vollständig kristallisierter  
CAD/CAM-Block aus  
Lithium-Disilikat

**CERASMART270**  
Kraftabsorbierende  
Hybridkeramik  
CAD/CAM-Block



Hier gehts zur Webpage:  
[www.initiallisiblock.com](http://www.initiallisiblock.com)



**initial™**  
LiSi Block

## GC Initial™ LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat

Die natürliche Schönheit wiederhergestellt –  
natürlich schöne Restaurationen in einem Termin

**Initial LiSi Block: Stärke, Präzision und Ästhetik in einem vollständig kristallisierten Block**

Initial LiSi Block ist ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN Technik – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem – können Sie schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielen.



### PREISVORTEIL

4 + 1  
10 + 3

**135,-** CHF  
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.) zum Preis von 4!  
Erhalte 13 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.) zum Preis von 10!


Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur  
innerhalb derselben Produktgruppe und nach Rücksprache  
mit einem GC Fachberater.

**JETZT NEUE FARBEN: A3.5 HT, A3.5 LT und BL**

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT,  
A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL; Größe 14: 120,50 CHF  
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung

Preis pro Initial LiSi Block Packung (à 5 Stk.) 135,00 CHF

#### Politur und Fertigstellung



1 Schleifen 2 Vorpulitur 3 Brennwatte vorbereiten 4 Kristallisation 5 Abkühlung 6 Entfernen der Brennwatte 7 Reinigung 8 Abschließende Politur  
Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage. Unter Testbedingungen basierend auf Gebrauchsanweisung.

#### FERTIGSTELLUNG UND BEMALUNG

**OPTIGLAZE color**  
Lichthärtende  
Oberflächenversiegelung  
zur Individualisierung indirekter  
Composite-Restaurationen


**Initial IQ  
Lustre Pastes ONE**  
Dreidimensionale, gebrauchsfertige  
Keramikmal Farben mit  
erhöhter Fluoreszenz

#### BEFESTIGUNG


**G-CEM ONE**  
Selbstadhäsives  
Befestigungs-Composite

**G-CEM ONE Universal**  
Selbstadhäsives,  
universelles  
Befestigungs-Composite

CERASMART 270  
GC INITIAL LISI BLOCK



Herkömmliches  
Lithium-Disilikat  
(IPS e.max CAD)



HDM-Technologie  
für CAD/CAM  
(Initial LiSi Block)

**Kleinere Kristalle**  
für einen einfachen  
Schleifprozess  
und hohe Abrasions-  
beständigkeit.

**Verbesserte  
Festigkeit**  
der Glasmatrix für  
eine hohe mecha-  
nische Belastbarkeit.

- Zeitersparnis, da kein Kristallisationsbrand erforderlich
- Langlebige Ästhetik
- Feine, passgenaue Ränder
- Natürliche Opaleszenz
- Ideale Basis für die ONE SQIN Technik
- Einfach schleifen, polieren, einsetzen



## Onlay & Overlay – von A bis Z

Intelligente Lösungen von GC  
für Ihre indirekten Teilrestaurationen

Detaillierte  
Schritt-für-  
Schritt-Anleitung  
hier scannen:



### 1. PRÄPARATION

Präparation von A bis Z

### 2. MATERIALAUSWAHL

Materialauswahl von A bis Z

### 3. FERTIGSTELLUNG UND BEMALUNG

Charakterisierung von A bis Z

### 4. BEFESTIGUNG

Befestigung von A bis Z



Initial LiSi Block Overlay, Zahn 36 / Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Pierre Dimitrov, Bulgarien



Initial LiSi Block Overlay, Zahn 36 / Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ricardo Tempesta, Italien

### 1. PRÄPARATION



**G-Premio BOND**  
Lichthärtendes  
Einkomponenten-  
Universaladhäsiv  
für alle  
Bonding-Techniken

**G2-BOND  
Universal**  
Der neue Standard  
der 2-Flaschen-  
Universal-Bondings



**everX Flow**  
Mit Glasfasern verstärktes  
fließfähiges Composite  
für den Dentinersatz

**G-ænial Universal Injectable**  
Unser stärkstes Material  
für direkte Restaurationen

### 2. MATERIALAUSWAHL



**Initial LiSi Block**  
Vollständig kristallisierter  
CAD/CAM-Block aus  
Lithium-Disilikat



**CERASMART270**  
Kraftabsorbierende  
Hybridkeramik  
CAD/CAM-Block

### 3. FERTIGSTELLUNG UND BEMALUNG



**OPTIGLAZE color**  
Lichthärtende  
Oberflächenversiegelung  
zur Individualisierung  
indirekter Composite-  
Restaurationen



**Initial IQ  
Lustre Pastes ONE**  
Dreidimensionale,  
gebrauchsfertige  
Keramikmal Farben mit  
erhöhter Fluoreszenz

### 4. BEFESTIGUNG



**G-CEM ONE**  
Selbstadhäsives  
Befestigungs-Composite



**G-CEM ONE Universal**  
Selbstadhäsives,  
universelles  
Befestigungs-Composite

## GC's Special Bundlepacks



### PREISVORTEIL

everX Flow  
+ G-ænial A'CHORD  
Starter Kit SPRITZEN

227,40 CHF ~~282,60 CHF~~  
Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10006949 **everX Flow + G-ænial A'CHORD  
Starter Kit Spritzen Bundlepack**

Inhalt Bundlepack: everX Flow 1 x Bulk (2 ml/3,7 g),  
1 x Dentin (2 ml/3,7 g) + G-ænial A'CHORD Spritzen  
1 x A2, 1 x A3 (à 2,1 ml/4 g)



### PREISVORTEIL

Initial LiSi Block  
+ EVE Diapol Twist  
Polishers

252,- CHF ~~270,- CHF~~  
Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10007249 **Mill-Polish-Place Kit mit Initial LiSi Block Bundlepack**

Inhalt Bundlepack: 10 Blöcke (3 x A2 HT, 2 x A2 LT;  
3 x A3 HT, 2 x A3 LT) + EVE Diapol Twist Polishers



### PREISVORTEIL

Initial LiSi Block  
+ G-CEM ONE

397,60 CHF ~~480,80 CHF~~  
Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10007571 **Initial LiSi Block  
+ G-CEM ONE Starter Kit**

Inhalt: Initial LiSi Block (5 Blöcke A2 LT, 5 Blöcke A2 HT,  
5 Blöcke A3 HT), 1 G-CEM ONE Starter Kit A2  
(1 Spritze G-CEM ONE A2 (4,6 g), 8 GC Automix Tips  
Regular, 2 GC Automix Endo Tips, 1 G-CEM ONE  
Adhesive Enhancing Primer 2 ml)



### 10% PREISVORTEIL

Initial LiSi Block  
Aesthetic Kit

473,60 CHF ~~526,20 CHF~~  
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10007322 **Initial LiSi Block Aesthetic Kit**

Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, 5 Farben à 1 Block; A1 HT; A2 HT;  
A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5 Farben à 4 g; L-NFL;  
L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml;  
Refresh Liquid, 8 ml Zubehör



# GC AUSTRIA SWISS OFFICE **NEWS & HIGHLIGHTS**

JULI BIS DEZEMBER 2023

PRAXIS

