

# GC France - Offres Laboratoire

Juillet - Décembre 2023



3

Apprendre. Partager. Gagner.



sur les coffrets\* de la gamme Initial

\*valables sur les Basic, Basic Plus, Advanced Set, System Set, Shade Set, & Lustre Paste ONE... après validation de votre représentant régional GC



## Initial Ti

## Céramo-métallique pour les armatures en titane

Initial Ti est indiqué dans des situations très exigeantes en matière de biocompatibilité et d'esthétique.

Coffret Ti Basic - 16 teintes

10003122 ~~2071~~ 1036 €<sup>ttc</sup>



## Initial Zr-FS

## Le système céramique spécialisé en oxyde de zirconium

Ses effets optiques naturels et sa stabilité accrue après plusieurs cuissons en font le matériau idéal pour la fabrication de structures complexes et délicates.

Coffret Zr-FS Basic - 16 teintes

10003119 ~~2279~~ 1140€<sup>ttc</sup>



## Initial LiSi

Le choix parfait pour maîtriser tous vos défis Disilicate de Lithium

Un système de teinte et de stratification basé sur le concept bioesthétique GC Initial.  
Des résultats rapides, esthétiques et économiques.

Coffret LiSi Basic - 7 teintes

10003184 ~~879~~ 440€<sup>ttc</sup>



## Initial MC

## Le système céramo métallique le plus avancé

Pour toutes les techniques de coloration et de stratification.

Opagues Pâtes - 16 teintes

|          |                 |                      |
|----------|-----------------|----------------------|
| 10003111 | <del>1810</del> | 905 € <sup>ttc</sup> |
|----------|-----------------|----------------------|

Opagues Poudres - 16 teintes

10003150 ~~2000~~ 1000 €<sup>ttc</sup>

## Initial Ti Bonder

L'assurance d'une parfaite adhésion entre la chape titane et la céramique Initial Ti.

## INmetalbond

Utiliser en fine couche entre l'alliage et la 1<sup>ère</sup> couche Opaque.



10002503 Ti Bonder Intro Kit... **281** €<sup>ttc</sup>

10003154 INmetallbond, 2x4g ... **102 €<sup>ttc</sup>**

# Concept global de micro-stratification Initial IQ ONE SQIN

... destiné à la réalisation esthétique d'armatures monolithiques ou réduction à minima en dioxyde de zirconium ou disilicate de lithium



DÉCOUVREZ L'ARTICLE DE  
STEFAN ROOZEN - P5



ZTM Stefan Roozen, Autriche



Préparation



Coloration  
Lustre Paste ONE



Stratification IQ SQIN



Après cuisson auto glaçage



... nos solutions maquillage

Initial Lustre Pastes NF  
Gum Shades



|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| LP G-23  | LP G-24  | LP G-34  | LP G-35  | LP G-36  | LP M1    | LP M2    | LP M3    | LP M4    |
| 10003032 | 10003033 | 10003034 | 10003035 | 10003036 | 10003037 | 10003038 | 10003039 | 10003040 |

Initial  
Lustre Pastes ONE

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| L-1      | L-2      | L-3      | L-4      | L-5      | L-6      | L-7      | L-8      | L-9      | L-10     |
| 10007002 | 10007003 | 10007004 | 10007005 | 10007006 | 10007007 | 10007008 | 10007009 | 10007010 | 10007011 |

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |
| L-A      | L-B      | L-C      | L-D      | L-V      | L-OP     |
| 10006997 | 10006998 | 10006999 | 10007000 | 10007012 | 10007013 |

OFFRE 3+1\*

\*sur les recharges 4g LP ONE, panachage possible  
Pour recevoir votre gratuite, envoyez votre bon  
de livraison à votre responsable commercial GC.  
Gratuité envoyée par GCF

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
|                         |                      |
| L-N                     | L-NFL                |
| 4g 10007001             | 10007014             |
| Existe en 3x4g 10007018 | 10007019             |
| 80 € <sup>ttc</sup>     | 193 € <sup>ttc</sup> |

Initial Spectrum Stains



10003190 - 1110€<sup>ttc</sup>



INFOS, VIDEOS...



OFFRE de reprise -50%

sur les coffrets\* de la gamme Initial

\*valables sur les Basic, Basic Plus, Advanced Set, System Set, Shade Set, ONE SQIN & Lustre Paste ONE... après validation de votre représentant régional GC



Initial IQ, ONE SQIN  
System Set - 10006991

\*sous conditions de reprise.  
Se rapprocher de votre commercial GC

OU -25% ~~1696~~ 1271€<sup>ttc</sup>  
avec 3 pots LP GUM OFFERTS

DÉMONSTRATION  
SUR DEMANDE

cf votre commercial carte p16



Initial IQ ONE SQIN Shades Set

Shades Set - 10006990

5 Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g  
5 Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g  
Translucent Opal Booster (TO), 10g  
3 GUM (light, dark, neutral), 10g  
IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml  
IQ SQIN Technical Manual

~~693~~ 347€<sup>ttc</sup>

\*sous conditions de reprise.  
Se rapprocher de votre commercial GC

| Recharges en pot      |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Initial IQ SQIN, 10g  | 47 € <sup>ttc</sup> |
| Lustre Pastes ONE, 4g | 80 € <sup>ttc</sup> |
| Spectrums Stains, 3g  | 66 € <sup>ttc</sup> |



Initial Lustre Pastes NF Gum Shades

V shades Set - 10003186

5 IQ LP NF G23,24,34, 35, 36 (4g) - 4 Stain modifier : LP-M, M2, M3, M4 (3g)  
Refresh Liquid 8ml, Diluting Liquid 8 ml + accessoires

~~540~~ 270€<sup>ttc</sup>

\*sous conditions de reprise.  
Se rapprocher de votre commercial GC



Initial IQ Lustre Pastes ONE

V-Shades Set, 88g -10007017

L-N, L-NFL, L-V, L-OP - 4 Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D)  
Diluting Liquid (8ml) - Refresh Liquid (8ml) -  
10 Enamel Effect (L-1 à L-10)  
Technical Manual - IQ LP ONE Colour Chart

~~976~~ 488€<sup>ttc</sup>

\*sous conditions de reprise.  
Se rapprocher de votre commercial GC



COMPATIBILITÉ

ONESQIN






## PROMO blocs

4+1\*

10+3\*

Barrettes de 5 blocs CERASMART270, Initial LRF, Initial LiSi Block  
Même gamme, les moins chères sont offertes. Pour recevoir  
votre gratuité, contactez votre responsable régional GC



Sébastien Milliasseau

I<sub>1</sub> N<sub>1</sub> I<sub>1</sub> T<sub>1</sub> I<sub>1</sub> A<sub>1</sub> L<sub>1</sub>  
L<sub>1</sub> I<sub>1</sub> S<sub>1</sub> I<sub>1</sub> B<sub>3</sub> L<sub>1</sub> O<sub>1</sub> C<sub>3</sub> K<sub>5</sub> by Cerec

le bloc de disilicate de lithium déjà cristallisé

La barrette de 5 blocs à **144€<sup>ttc</sup>**  
en taille 14

Conception



Usinage et  
préparation



Maquillage



Glaçage



## Initial LRF Block

la céramique feldspathique  
renforcée en leucite

La barrette de 5 blocs à **88€<sup>ttc</sup>**

en taille 12

C<sub>3</sub> E<sub>1</sub> R<sub>1</sub> A<sub>1</sub> S<sub>1</sub> M<sub>3</sub> A<sub>1</sub> R<sub>1</sub> T<sub>1</sub> 2 7 0

le bloc hybride en composite renforcé solide  
mais flexible.

| taille 12                 | taille 14                 | taille 14L                |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>138€<sup>ttc</sup></b> | <b>148€<sup>ttc</sup></b> | <b>159€<sup>ttc</sup></b> |

## Initial Zirconia Disk

Aucun autre matériau céramique ne peut  
offrir la même résistance que la zircone !

PROMO 3+1\*

A partir de **176€<sup>ttc</sup>** (épaisseur 12)



PLUS D'INFOS ?



I<sub>1</sub> N<sub>1</sub> I<sub>1</sub> T<sub>1</sub> I<sub>1</sub> A<sub>1</sub> L<sub>1</sub> L<sub>1</sub> I<sub>1</sub> S<sub>1</sub> I<sub>1</sub> B<sub>3</sub> L<sub>1</sub> O<sub>1</sub> C<sub>3</sub> K<sub>5</sub>

## Le disilicate de lithium... en version usinable



- Limites cervicales nettes et esthétique durable
- Opalescence naturelle
- Une base idéale pour la technique ONE SQIN



Dr Javier Tapia

## Simplement usiner, maquiller et assembler...



Si nécessaire, glissez et maquillez aisément la restauration  
avec les Lustre Pastes ONE et les Spectrum Stains

| Initial LiSi Block CEREC |        |                           |
|--------------------------|--------|---------------------------|
| Teintes                  | Taille | Ref.                      |
| A1 HT                    | 14     | 012919                    |
| A2 HT                    | 14     | 012920                    |
| A3 HT                    | 14     | 012921                    |
| A3.5 HT                  | 14     | 10037273                  |
| B1 HT                    | 14     | 012922                    |
| A1 LT                    | 14     | 012923                    |
| A2 LT                    | 14     | 012924                    |
| A3 LT                    | 14     | 012925                    |
| A3.5 LT                  | 14     | 10037274                  |
| B1 LT                    | 14     | 012926                    |
| BL                       | 14     | 10037275                  |
| La barrette de 5 blocs   |        | <b>144€<sup>ttc</sup></b> |

NOUVELLES TEINTES  
A3.5, BL

2 barrettes Initial LiSi Block  
IQ LP ONE LN-FL OFFERT

Pot de 4g Initial IQ LP ONE Lustre Paste Neutral Fluo LN-FL - 10007019  
Gratuité envoyée par GCF



Références des blocs en page 15

# INITIAL LISI PRESS


## Le disilicate de lithium... en version pressée

- Une structure cristalline plus fine et plus dense
- Un disilicate de lithium plus lisse avec moins d'usure de la dent elle-même et de l'antagoniste
- Une résistance supérieure (508 MPa)


PLUS D'INFOS ?




### HT - Translucité élevée




### MT - Translucité moyenne



### LT - Faible translucité



### MO - Moyenne opacité



Kit Intro LiSi Press Vest 10003664 70 €<sup>ttc</sup>  
6x100g de poudre LiSi Press + 135ml de Liquide LiSi PressVest + 30ml de Liquide LiSi PressVest SR + 1 embout pulvérisateur LiSi PressVest SR

Poudre 100x60g 10003661 253 €<sup>ttc</sup>

Liquide 900ml 10003662 51 €<sup>ttc</sup>

|          |         |          |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 10003665 | HT-EXW  | 10003671 | MT-B00  | 10004833 | LT-B00  |
| 10006955 | HT-BLE+ | 10006952 | MT-B0+  | 10006352 | LT-B0+  |
| 10003666 | HT-BLE  | 10003672 | MT-B0   | 10004853 | LT-B0   |
| 10003667 | HT-E57  | 10003673 | MT-A1   | 10004824 | LT-A1   |
| 10003668 | HT-E58  | 10003674 | MT-A2   | 10004962 | LT-A2   |
| 10003669 | HT-E59  | 10003675 | MT-A3   | 10004831 | LT-A3   |
| 10003670 | HT-E60  | 10006957 | MT-A3.5 | 10006353 | LT-A3.5 |
|          |         | 10006958 | MT-A4   | 10006354 | LT-A4   |
|          |         | 10003676 | MT-B1   | 10004854 | LT-B1   |
|          |         | 10003677 | MT-B2   | 10004857 | LT-B2   |
|          |         | 10006959 | MT-B3   | 10006355 | LT-B3   |
|          |         | 10006960 | MT-B4   | 10006356 | LT-B4   |
|          |         | 10003678 | MT-C1   | 10004815 | LT-C1   |
|          |         | 10003679 | MT-C2   | 10004842 | LT-C2   |
|          |         | 10006961 | MT-C3   | 10006951 | LT-C3   |
|          |         | 10006962 | MT-C4   | 10006952 | LT-C4   |
|          |         | 10003680 | MT-D2   | 10004860 | LT-D2   |
|          |         | 10006963 | MT-D3   | 10006953 | LT-D3   |
|          |         | 10006964 | MT-D4   | 10006954 | LT-D4   |
|          |         |          |         | 10003681 | LT-A    |
|          |         |          |         | 10003682 | LT-B    |
|          |         |          |         | 10003683 | LT-C    |
|          |         |          |         | 10003684 | LT-D    |

Tube de 5 lingotins de 3g 112 €<sup>ttc</sup>



## G<sub>2</sub> - C<sub>3</sub> E<sub>1</sub> M<sub>3</sub> O<sub>1</sub> N<sub>1</sub> E<sub>1</sub>

## l'assemblage simplifié sur Ti-base sans primer additionnel




Sébastien Milliaureau



Sablage Ti base et intrados zirconie



Appliquer le G-CEM ONE



Mise en place



Retirer les excès. Laisser prendre ou photopolymériser.



Single Pack WO 10006924



| G-CEM ONE™ (seringue de 4,6g) |                |                      |                     |
|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| Single Pack AO3               | Single Pack WO | Twin Pack A2 x2      | Twin Pack Tr x2     |
| 10006923                      | 10006924       | 10006921             | 10006922            |
| 74 € <sup>ttc</sup>           |                | 140 € <sup>ttc</sup> |                     |
| Automix Tip Regular x10       |                | 10003335             | 14 € <sup>ttc</sup> |

## 2 tubes Initial LiSi Press

### Initial FIRING FOAM OFFERT\*



La seringue de 10g valeur 33 €

## PROMO tubes LiSi Press

4+1\*

10+3\*

code 70000013 offert pour l'achat de 2 tubes de 5 lingotins.  
Gratuité envoyée par GCF

\*Pour recevoir votre gratuité, envoyez votre bon de livraison à votre responsable commercial GC. Gratuité envoyée par GCF

# Aadva™

## NOUVEAUTÉS

ALS 2



en accord avec  
la convention !



PROMO 5+1\*

\*sur seringues HB, LB & Lustre Paint. Panachage possible, la moins chère est offerte. Pour recevoir votre gratuité, envoyez votre bon de livraison à votre responsable commercial GC.

## Aadva Lab Scanner 2+



- ✓ Logiciel de scannage sans licence
- ✓ Adapté aux différents logiciels design
- ✓ Acquisition 18 à 12 secondes
- ✓ Hybrid Scan (option)
- ✓ Occlusion automatique (option)
- ✓ Twin Tray
- ✓ Triple tray
- ✓ One shot Occlusion
- ✓ Toutes tailles d'articulateurs
- ✓ ALS 3 commandes projetées
- ✓ Filtre de lumière bleue
- ✓ AXE Z automatisé
- ✓ Autonome/poste indépendant
- ✓ 100% acquisition data
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Installation formation et suivi inclus

SCAN AVEC TWIN TRAY



SCAN AVEC TRIPLE TRAY




NOUVEAU



## ALS 3

disponible très prochainement...



# GRADIA



## Système composite modulaire radio-opaque photopolymérisable modelable ou injectable pour restaurations indirectes

- 2 textures : pâte et fluide  
(Heavy Body & Light Body)
- Masses Fluorescentes et Opalescentes
- Résistance à la flexion : 160 MPa  
Dureté 60 Hv



Heavy Body : 75 €<sup>ttc</sup>  
HB-DA4, HB-DB2, HB-DB4, HB-DC1, HB-DC2,  
HB-DC4, HB-DD2, HB-DD3, HB-DD4

Light Body : 60 €<sup>ttc</sup>  
LB-DA1, LB-DA2, LB-DA3, LB-DA3.5,  
LB-DB1, LB-DB3, LB-DC2, LB-DD3, LB-EL, LB-ED

TABLEAU DES  
TEINTES



NOUVELLES  
TEINTES



## Labolight DUO

Unité de photopolymérisation LED à mode dual



Labolight Duo  
10001246 3750 2959 €<sup>ttc</sup>

ou 2663 €<sup>ttc</sup> avec Combi Pack  
(contactez votre responsable régional)

|                                                                     |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Combi Pack LAYER<br>Coffrets Layer + Paint Set + Accessoires        | <del>2821</del> | 1 883 € <sup>ttc</sup> |
| Combi Pack LAYER PRO<br>Layer + Layer Pro + Paint Set + Accessoires | <del>3981</del> | 2 587 € <sup>ttc</sup> |
| Combi Pack ONE BODY<br>Coffrets One body + Paint + Accessoires      | <del>2254</del> | 1 465 € <sup>ttc</sup> |
| Combi Pack GUM<br>Coffrets Gum + Accessoires                        | <del>1565</del> | 1 017 € <sup>ttc</sup> |



10001202 CERAMIC PRIMER, les 3ml ... 119 €<sup>ttc</sup>

10001265 METAL PRIMER Z, les 5ml ... 242 €<sup>ttc</sup>

DÉMONSTRATION SUR SITE 06 34 17 37 67

# Nos solutions impression & caractérisation

## GC Temp PRINT

Résine chargée photopolymérisable imprimable en 3D pour des provisoires longue durée.

Classe IIa sans méthacrylate de méthyle (MMA).  
Conçu pour l'impression 3D basée sur la technologie DLP.

### PROMO GC Temp PRINT

2+1\* soit 224 €<sup>ttc</sup> les 500g

\*Pour recevoir votre gratuité, envoyez votre bon de livraison à votre responsable commercial GC. Gratuité envoyée par GCF

## OPTIGLAZE color

### Solution de caractérisation photopolymérisable

Vernis prêt à l'emploi, facile à manipuler, esthétique !



Jean François Deche

10001154 White, 2,6 ml  
10001155 Ivory white, 2,6 ml  
10001156 Yellow, 2,6 ml  
10001157 Orange, 2,6 ml  
10001158 Pink Orange, 2,6 ml  
10001159 Red brown, 2,6 ml  
10001160 Olive, 2,6 ml  
10001161 Grey, 2,6 ml  
10001162 Blue, 2,6 ml  
10001163 Lavender, 2,6 ml  
10001164 Pink, 2,6 ml  
10001165 Red, 2,6 ml  
10001151 A plus, 2,6 ml  
10001152 B plus, 2,6 ml  
10001153 C plus, 2,6 ml  
10001166 clear, 5 ml  
10001167 clear HV, 5 ml

74 €<sup>ttc</sup> la recharge



TEMP PRINT



10004798 Light 500g  
10004797 Medium 500g  
336 €<sup>ttc</sup>



10001150 OPTIGLAZE color Set 904 €<sup>ttc</sup>

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME



Impression  
Coloration  
Stick

## Trucs et astuces Stick & Stick Net

Des fibres de verre renforcées qui peuvent se noyer dans la résine pour augmenter sa résistance

2 versions

### StickNET



Fibre bidirectionnelle...  
doit être imprégnée avec  
GRADIA Plus Acrylic Primer

10003406 3 x30cm<sup>2</sup> 318 €<sup>ttc</sup>



10003405 4 x15cm<sup>2</sup> 318 €<sup>ttc</sup>

10003646 Acrylic Primer, les 6ml... 85 €<sup>ttc</sup>



### everStick®NET



Fibre pré-imprégnée et prête à l'emploi

10003403 30cm<sup>2</sup> 328 €<sup>ttc</sup>

### everStick® C&B



10003419 30cm<sup>2</sup> 119 €<sup>ttc</sup>

### PROMO 3+1\*

soit 55€<sup>ttc</sup> la recharge

\*Pour recevoir votre gratuité, envoyez votre bon de livraison à votre responsable commercial GC. Gratuité envoyée par GCF



Gamme GC FUJIROCK®EP

une gamme de plâtres éprouvée pour toutes les exigences et applications

-20% sur GC BASE STONE en offre quantitative\*



| GC FUJIROCK EP Classic |      |          |  |
|------------------------|------|----------|--|
| Golden Brown           | 5kg  | 1003218  |  |
| Golden Brown           | 12kg | 1003220  |  |
| Topaz Beige            | 5kg  | 1003219  |  |
| GC FUJIROCK EP Premium |      |          |  |
| Inca Brown             | 4kg  | 10003245 |  |
| Titanium Grey          | 4kg  | 10003246 |  |
| Polar White            | 4kg  | 10003244 |  |
| Pastel Yellow          | 11kg | 10003243 |  |
| Pastel Yellow          | 4kg  | 10003242 |  |
| GC BASE STONE          |      |          |  |
| Terracota Red          | 12kg | 1003221  |  |
| Royal Blue             | 12kg | 1003220  |  |

\*OFFRES en palette, contactez votre responsable régional



OFFRE Fuji Box

pour conserver et stocker votre revêtement

Elle revient ! disponible à partir du 15 sept




Contenu de la Fuji BOX : 1 sachet de 2kg de FujiVest II et 1 liquide (valeur 58€)



Découpez le coin du sachet de poudre FujiVest II de 2 kg



Versez son contenu dans la Fuji Box



Faites tourner 6 fois la Fuji Box après y avoir versé la poudre. Il n'est pas nécessaire de le refaire à chaque utilisation

OFFRE Fuji BOX

Achetez 4 x 2kg de FujiVest II à 155€<sup>ttc</sup> = Fuji Box et son contenu OFFERTS

Vous souhaitez passer une commande\* ?

Contactez votre responsable régional, il se chargera de tout !

Vous bénéficierez de vos conditions habituelles négociées avec votre distributeur, et les gratuités vous parviendront directement de chez GC !

\*au préalable, identifiez le distributeur avec lequel vous travaillez, et préparez votre numéro client.



OFFRES - gratuité envoyée par GCF

|    |                               |            |
|----|-------------------------------|------------|
| p3 | Coffrets Initial              | -50%       |
| p5 | Coffret Initial IQ ONE SQIN   | -50%       |
| p5 | Initial IQ ONE SQIN +3 LP ONE | -25%       |
| p5 | Coffret Lustre Paste ONE      | -50%       |
| p4 | Lustre Paste ONE              | 3+1        |
| p6 | Blocs CERASMART270            | 4+1 & 10+3 |
| p6 | Blocs Initial LRF             | 4+1 & 10+3 |
| p7 | Initial LiSi Block            | 4+1 & 10+3 |

OFFRES - gratuité envoyée par GCF

|     |                                             |            |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| p7  | 2 Initial LiSi Block = 1 LN FL OFFERT       |            |
| p6  | Disque Zircone                              | 3+1        |
| p8  | Initial LiSi Press                          | 4+1 & 10+3 |
| p8  | 2 Initial LiSi Press = 1 FIRING FOAM OFFERT |            |
| p12 | OPTIGLAZE color                             | 3+1        |
| p12 | GC Temp PRINT                               | 2+1        |
| p14 | GC BASE STONE                               | -20%       |
| p11 | Recharges GRADIA PLUS                       | 5+1        |

CERASMART270 Universal

| Teintes | Taille | Ref.     | Taille | Ref.     | Taille | Ref.     |
|---------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| A1 HT   | 12     | 10001402 | 14     | 10001424 | 14L    | 10001446 |
| A2 HT   | 12     | 10001403 | 14     | 10001425 | 14L    | 10001447 |
| A3 HT   | 12     | 10001404 | 14     | 10001426 | 14L    | 10001448 |
| A3.5 HT | 12     | 10001405 | 14     | 10001427 | 14L    | 10001449 |
| B1 HT   | 12     | 10001406 | 14     | 10001428 | 14L    | 10001450 |
| A1 LT   | 12     | 10001407 | 14     | 10001429 | 14L    | 10001451 |
| A2 LT   | 12     | 10001408 | 14     | 10001430 | 14L    | 10001452 |
| A3 LT   | 12     | 10001409 | 14     | 10001431 | 14L    | 10001453 |
| A3.5 LT | 12     | 10001410 | 14     | 10001432 | 14L    | 10001454 |
| B1 LT   | 12     | 10001411 | 14     | 10001433 | 14L    | 10001455 |
| BL      | 12     | 10001412 | 14     | 10001434 | 14L    | 10001456 |



CERASMART270 for CEREC

| Teintes | Taille | Ref.     | Taille | Ref.     | Taille | Ref.     |
|---------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| A1 HT   | 12     | 10001391 | 14     | 10001413 | 14L    | 10001435 |
| A2 HT   | 12     | 10001392 | 14     | 10001414 | 14L    | 10001436 |
| A3 HT   | 12     | 10001393 | 14     | 10001415 | 14L    | 10001437 |
| A3.5 HT | 12     | 10001394 | 14     | 10001416 | 14L    | 10001438 |
| B1 HT   | 12     | 10001395 | 14     | 10001417 | 14L    | 10001439 |
| A1 LT   | 12     | 10001396 | 14     | 10001418 | 14L    | 10001440 |
| A2 LT   | 12     | 10001397 | 14     | 10001419 | 14L    | 10001441 |
| A3 LT   | 12     | 10001398 | 14     | 10001420 | 14L    | 10001442 |
| A3.5 LT | 12     | 10001399 | 14     | 10001421 | 14L    | 10001443 |
| B1 LT   | 12     | 10001400 | 14     | 10001422 | 14L    | 10001444 |
| BL      | 12     | 10001401 | 14     | 10001423 | 14L    | 10001445 |



Initial™ LRF : céramique feldspathique renforcé en leucite pour restaurations indirectes tout céramique  
CERASMART™270 : céramique hybride pour CFAO  
Initial LiSi Block : Bloc CAD/CAM en céramique vitreuse à base de disilicate de lithium pour facettes, couronne, inlays, onlays, couronnes partielles, couronne sur implant.  
Gamme Initial : système de céramiques pour réalisations prothétiques  
Initial LiSi Press : lingotin en céramique disilicate de lithium pour technique pressée  
Initial™ Zirconia Disk : disques zirconie pour les cas CAD/CAM exigeants  
G-CEM ONE : ciment résine auto-adhésif pour une adhésion à la dent et tous autres substrats et surfaces émail, dentine, zirconie, métal, céramiques vitreuses, matériaux hybrides.  
OPTIGLAZE color : vernis de caractérisation photopolymérisable pour restaurations indirectes  
GRADIA® PLUS : système composite pour restaurations indirectes  
Initial IQ ONE SQIN : Concept de céramiques de couleur et de forme à peindre pour la réalisation esthétique d'armatures monolithiques ou de réalisations avec réductions à minima en dioxyde de zirconium ou en disilicate de lithium.  
Acrylic Primer : primer photopolymérisable pour l'adhésion du GRADIA™ PLUS à l'acrylique  
METAL PRIMER Z : liant résine/métal en une seule étape  
Temp PRINT™ : résine chargée pour imprimer en 3D des provisoires de longue durée  
CERAMIC PRIMER II : liant utilisé pour l'application/la réparation supplémentaire des couches de GRADIA™ PLUS (teintes V, teintes gingivales) et de Lustre Pastes  
Gamme everStick : renforts fibrés pour couronnes, bridges, prothèses, renforcement des zones fines des prothèses amovibles

Dispositifs médicaux de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Organisme certificateur n°2797. Distribués par GC France. Offres réservées à la France métropolitaine



G<sub>2</sub> C<sub>3</sub> F<sub>4</sub> R<sub>1</sub> A<sub>1</sub> N<sub>1</sub> C<sub>3</sub> E<sub>1</sub>

Suivez nous ! <http://www.facebook.com/gcfrancelaboratoire>



**Lionel Botrel**  
Responsable  
Groupe Laboratoire  
06 85 30 37 05  
[Lionel.Botrel@gc.dental](mailto:Lionel.Botrel@gc.dental)



SCAN ME



SCAN ME



**Céline Bézard**  
06 85 33 03 70  
[Celine.Bezard@gc.dental](mailto:Celine.Bezard@gc.dental)



SCAN ME

**Amandine Masson**  
06 28 47 23 93  
[Amandine.Masson@gc.dental](mailto:Amandine.Masson@gc.dental)



**Alain Simon**  
06 33 29 05 31  
[Alain.Simon@gc.dental](mailto:Alain.Simon@gc.dental)



SCAN ME



**Benoit Capelle**  
06 70 32 33 86  
[Benoit.Capelle@gc.dental](mailto:Benoit.Capelle@gc.dental)



**Patrick Meray**  
06 71 11 52 86  
[Patrick.Meray@gc.dental](mailto:Patrick.Meray@gc.dental)



SCAN ME



**Déborah Monin**  
Responsable centre dentaire  
06 85 30 37 06  
[deborah.monin@gc.dental](mailto:deborah.monin@gc.dental)



**Candice Cothenet**  
Responsable marketing  
& communication  
06 12 45 96 16  
[candice.cothenet@gc.dental](mailto:candice.cothenet@gc.dental)

## DIGITAL : nos spécialistes CAD-CAM



SCAN ME



**Guillaume Vadbled**  
06 34 17 37 67  
[Guillaume.vadbled@gc.dental](mailto:Guillaume.vadbled@gc.dental)



**Yoann Chaussavoine**  
06 78 29 12 61  
[Yoann.Chaussavoine@gc.dental](mailto:Yoann.Chaussavoine@gc.dental)



SCAN ME



**Gilles Martinez**  
06 37 79 73 24  
[Gilles.Martinez@gc.dental](mailto:Gilles.Martinez@gc.dental)



SCAN ME



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

GC FRANCE s.a.s. - 8 rue Benjamin Franklin - 94370 Sucy en Brie Cedex  
Tél. 01 49 80 37 91 - <https://www.gc.dental/europe/fr-FR>

