

# GC Ibérica - Ofertas y Novedades

Diciembre - Junio 2024








# ¡Vuelta a las raíces!

### Soluciones de tratamiento MI para caries radiculares

Es fundamental adaptar el tratamiento de las personas mayores a las condiciones de cada paciente. El programa que se ofrece a continuación facilitará la selección de las intervenciones necesarias. También muestra qué productos de GC son especialmente adecuados para cada plan de tratamiento individualizado.

Plan de tratamiento de mínima intervención para caries radicular Un marco de trabajo para el tratamiento centrado en el paciente





2

3

### GC Tri Plaque ID Gel

#### Identifique la placa nueva, antigua y productora de ácido

Rosa/rojo Biopelícula inmadura < 48 h.

Azul/violeta Biopelícula compleja > 48 h Riesgo de gingivitis




GC Tri Plaque ID Gel revela la edad v la acidez de la biopelícula Cortesía del Dr. Andrew Brostek (Australia)

Azul claro Placa ácida con pH < 4,5 Esta es una biopelícula de alto riesgo.

#### Ref. 10000867

#### GC Tri Plaque ID gel

1 tubo de 40 g (36 ml) de gel revelador





### GC Saliva check Buffer ¿Cómo protege la saliva los dientes?

La seguedad crónica de la boca y la disminución de la función salivar debido a diversas etiologías ocurren en una proporción sustancial de las personas mayores. En 5 sencillos pasos, Saliva-Check BUFFER ayuda a revelar factores subyacentes que alteran el equilibrio oral y causan desmineralización.

#### Ref. 10001767

**PVP REC** 

132.35€



GC Saliva-Check BUFFER Pack of 20 tests: 20x (1 tira de prueba de pH in vitro, 1 taza de recolección de saliva, 1 cera para estimulación de saliva, 1 pipeta dispensadora de saliva,

1 tira de prueba de buffer) tests



MI Varnish contiene 22 600 ppm de flúor, así como RECALDENT (CPP-ACP) y está diseñado para su aplicación en la consulta. Se adhiere rápidamente a los dientes sin formar agregados y sirve como depósito de minerales y flúor, necesarios para mantener o remediar la integridad dental.

### MI Varnish Refill Pack Fresa o Menta

#### Ref. 10003390

35 monodosis MI Varnish Refill Fresa (35x0,50ml), 50 pinceles.

#### Ref. 10003391

35 monodosis MI Varnish Refill Menta (35x0,50ml), 50 pinceles.







Aplicación MI Varnish vs Duraphat. Dr. Stephane Browet.

**PVP REC** 110,70€







La presencia de flúor y fosfato cálcico amorfo en la saliva crea un entorno favorable parala remineralización del tejido. El flúor tópico debe utilizarse en casa y debe complementarse con la aplicación profesionalregular de barniz de flúor. El uso complementario de fosfatos cálcicos biodisponibles favorece la reparación dental y ha demostrado resultados impresionantes en la reducción de la hipersensibilidad.

Recaldent™ se utiliza con autorización de RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT™ CPP-ACP se obtiene de la caseína de la leche y no debe utilizarse en pacientes alérgicos a las proteínas de la leche o a los hidroxibo



### GC MI Paste Plus

- GC MI Paste Plus contiene RECALDENT (fosfato cálcico amorfo biodisponible; CPP-ACP), así como flúor (900 ppm).
- Se puede utilizar durante la noche para mejorar la reparación dental y reducir la hipersensibilidad.
- Está disponible en 5 deliciosos sabores que aumentan la aceptación de los pacientes.
- Los pacientes con flujo salival disminuido tienden a mostrar una preferencia por el sabor a vainilla.

#### Ref. 10003271

MI Paste Plus 5+1 pack: 1 de cada sabor: Melon, Strawberry, Tutti-Frutti, Mint, Vanilla) + 1 sin cargo





#### Ref. 10003210

#### **GC Tooth Mousse**

Tooth Mousse 5+1 pack: 1 de cada sabor: (Melon, Strawberry, Tutti-Frutti, Mint, Vanilla) + 1 sin cargo



### Fuii TRIAGE®

Más que un sellador, funciona donde ningún otro lo hace.

### Protección óptima en el momento y lugar indicados

Fuji TRIAGE brinda una protección y refuerzo adecuados para todas las etapas de la vida. Este ionómero de vidrio exclusivo, resistente a la humedad, resulta el complemento ideal para pacientes y odontólogos en numerosas situaciones.









Autoadhesivo, con un sellado marginal resistente sin adhesión ni grabado. Su fluidez y resistencia a la humedad de Fuji TRIAGE le permiten penetrar en fosas y fisuras profundas y su color blanco o rosa pálido facilita la visualización y el seguimiento.

181,15€

Ref. 10000389 50 Cápsulas GC Fuji TRIAGE Rosa

Ref. 10000390

50 Cápsulas GC Fuji TRIAGE Blanco

Todas las posibilidades clínicas de Fuji Triage



### EQUIA Forte™ HT -

Sistema de restauración de vídrio híbrido para obturación en bloque



Un sistema basado en la simplicidad, la estabilidad y la confianza

### **EQUIA Forte HT Intro Pack**

Refs.: 10004846 - A2 / 10004796 - A3 / 10004950 - B2

20 cápsulas **EQUIA Forte HT**. A2 Fil ó A3 Fil. 20 monodosis **EQUIA Forte Coat** 





### Equia Forte HT Promopack - 100 cápsulas

#### Refs.: 10004866 / 10004811

100 cápsulas GC EQUIA Forte HT, A2 ó A3,

1 bote GC EQUIA Forte Coat, 4ml.





### G-ænial™ Universal injectable

### Transforme la forma en que trabaja.

Empiece a invectar con nuestro Composite inyectable de alta resistencia

### Inyectar, dar forma y contornear al mismo tiempo

Como G-ænial Universal Injectable no se descuelga ni gotea, usted tiene todo el control para adaptar, dar forma y contornear a medida que inyecta para que las restauraciones sean rápidas y fáciles. Se adapta perfectamente a la base de la cavidad y le permite crear contornos, cúspides e incluso paredes proximales de forma sencilla.







### INJECTION MOULDING KIT

#### Ref. 10003753

3 jeringas **G-ænial Universal Injectable** (A1,A2,A3) + 1x Cartucho EXACLEAR.







Restauración cervical altamente estética con G-ænial Universal Injectable Cortesía del Dr. Javier Tapia Guadix (España)

Recomendado como un procedimiento simple para:

- Morfologías complejas
- Casos estéticamente complejos
- Casos de desgaste
- Restablecimiento de la dimensión vertical oclusal

















# El revolucionario G-ænia A'CHORD de GC

G-ænial A'CHORD es un composite universal que permite realizar restauraciones invisibles de larga duración. Diseñado para ahorrar tiempo y por lo tanto dinero, presenta una tecnología superior en un producto sencillo. Ahora puede utilizar con confianza un material fácil de manipular, incluso en casos complejos.

5 colores base "camaleónicos" para cubrir los 16 colores de la guía Vita. Un stock reducido y un resultado predecible.



Restauraciones invisibles incluso por las noches! Fluorescencia natural en cualquier condición de iluminación, incluso con luz negra, que proporciona a los pacientes una sonrisa con la que sentirse cómodos y seguros.

Pulido fácil y rápido para lograr

un alto brillo.















convencional



G-ænial

A'CHORD

O Combinación de 3 tecnologías para una alta resistencia, un bajo desgaste y una estabilidad del color a lo largo del tiempo.





G-ænial A'CHORD

### G-ænial A'CHORD

#### Ref. 10006767

G-ænial A'CHORD, Layering Kit Syringe 5x jeringas (2,1ml/4g:A2, A3, AO2, AE, JE)



Ref. 10006768

G-ænial A'CHORD Core Kit Syringe 5x jeringas (2,1ml/4g: A1, A2, A3, A3,5, A4)



G-ænial A'CHORD, 2,1ml (4g). G-ænial A'CHORD, Unitip 15x 0,16ml.





### G-ænial A'CHORD Trial Kit A Syringe

#### Ref. 10006769

G-ænial A'CHORD, Trial Kit A Syringe 3 jeringas x 2,1ml/4g : (2x A2, 1x A3).



**OFERTA** rec 179,95€ 120,00€

Jeringa: 40,00 €/Ud.

A Property of the Party of the

Impresione a sus pacientes con esta solución simplificada

### Essentia<sup>®</sup> Universal

Un color que se ajusta a todo.

**Essentia Universal** no solo se integra perfectamente, sino que también se adapta a sus preferencias de manejo. Con **tres viscosidades disponibles**, ¡elija la que más le convenga!

### ¡Descubra la integración perfecta!

**Essentia Universal** se adapta tan bien que es invisible sea cual sea el color del diente.

Usar un solo color para todos los casos tiene muchas ventajas...

- Evitar la complicación de elegir el color.
- Un solo producto.







GC Essentia LoFlo, Syringe 2ml (3.44g), U

el composite fotopolimerizable de GC.
¡Un color que se adapta a todo!



### everX Flow<sup>TM</sup>

La última renovación en restauración.

Fuerte hasta el núcleo.

Descubra everX Flow, un composite fluido reforzado con fibras cortas diseñado para sustituir la dentina y reforzar las restauraciones. Siguiendo el mismo principio de las barras de hierro en la construcción, las fibras de vidrio de everX Flow refuerzan las restauraciones y evitan que se agrieten. Con su fácil aplicación, sus dos colores y su increíble resistencia, everX Flow está a punto de convertirse en su nuevo producto para todas sus restauraciones que necesiten un núcleo fuerte, así como para las preparaciones de reconstrucciones de muñones.

Dos colores para dar respuesta a

todas sus necesidades:

Óptimo para cavidades posteriores profundas

más estéticos y par reconstrucción de muñones

Color **Bulk** 

Color **Dentina** 

Óptimo para reforzar grandes cavidades

y conseguir resultados estéticos a largo plazo



Preparación de la cavidad



Aplicación de everX flow



Capa final con **Essentia** (color universal)



post-operatoria

### EverX Flow Syringe

#### Ref. 10001488

EverX Flow Syringe 2ml (3,7g) Bulk shade

#### Ref. 10001489

EverX Flow Syringe 2ml (3,7g) Dentin shade





Restauraciones directas con everX Flow y Essentia Universal con el Dr. Rudolf Novotny.

### G-Premio BOND

# DA:

### Adhesivo universal

### monocomponente fotopolimerizable

Compatible con todos los modos de grabado. Se puede utilizar para adhesión directa, pero también para reparaciones y tratamientos de hipersensibilidad.







Gra







Restauraciones directas\*

reparación

Tratamiento de la hipersensibilidad\*

Además, GC desea ofrecer esta facilidad de uso y versatilidad sin poner en peligro la calidad de la adhesión. G-Premio BOND ofrece las ventajas de un adhesivo universal, pero con un rendimiento superior en todas las situaciones gracias a una exclusiva combinación de tres monómeros funcionales (4-META, MDP, MDTP).

para obtener una adhesión fiable al **esmalte** y la **dentina** 







para obtener una adhesión a los **metales preciosos**\*\*\*

para obtener una adhesión excelente al **esmalte**, **zirconio**, **alúmina** y **metales no preciosos** 

### G-Premio BOND 3 Bottle Pack

#### Ref. 10001458

3x **G-Premio BOND** Bottle Refill, 5ml.







### GC G-Premio BOND, Bottle Refill

#### Ref. 10001461

**G-Premio BOND**Bottle Refill, 5ml.





Frasco de silicona y boquilla fina para una dispensación más precisa: hasta 300 gotas por frasco. Estable hasta la última gota...

> Fotos cortesía de: \* Dr. S. Koide (Japón) / \*\* Dr. E. Sauji (Japón) \*\*\* MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

### **G2-BOND** Universal

Liderando el camino hacia

...un nuevo estándar

### G2-BOND Universal

El nuevo estándar de adhesión universal de 2 botes.



Para todos los métodos de grabado.

Durabilidad superior y mayor fuerza de adhesión.

Fácil manipulación y dispensación.

Sin sensibilidad postoperatoria ni capa de adhesión estética.

### G2-BOND Universal Kit


#### Ref. 13645

G2-BOND Universal, 1x 1-PRIMER Bottle Kit 5ml, 1x 2-BOND 5ml, Accesorios.






### Ideal para la Técnica IDS (Sellado Dentinario Inmediato)



Grabado de la estructura dental



Aplicación del 1-PRIMER



Aplicación del 2-BOND



Después de la fotopolimerización, la dentina sellada está lista para la impresión digital

12

### G-CEM ONETM

# ¡EI ÚNICO... que simplifica el proceso!

### G-CFM ONF

Es un cemento de resina autoadhesivo realmente universal para todas las indicaciones y todo tipo de restauraciones. Dependiendo de la preparación, puede elegir entre una cementación autoadhesiva sencilla o la aplicación completa de adhesivo.



Si se elige la aplicación completa de adhesivo, G-CEM ONE ofrece dos opciones sencillas:

### G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP)

### Primer que mejora la adhesión

Aproveche la exclusiva tecnología Touch Cure.

G-CEM ONE puede combinarse con el Primer (AEP) provocando lo que llamamos «mecanismo de polimerización por contacto» para una reacción de polimerización oscura (autopolimerización) acelerada y muy eficaz de G-CEM ONE.

De manera, que esta tecnología Touch Cure garantiza un fraguado seguro y rápido en cualquier situación clínica en la que el acceso a la luz sea limitado.



### **G-Premio BOND**

Un solo agente adhesivo para todos los flujos de trabajo directos e indirectos.



G-CEM ONE Universal System Kit

#### Ref. 10037116

G-CEM ONE System Kit

1x G-CEM ONE Syringe A2 (4,6g),

1x G-CEM ONE Syringe TR (4,6g),

1x G-Premio BOND, 5ml.,

1x G-Multi PRIMER, 5ml.,

15x GC Automix Tips Regular,

5x GC Automix Endo tips.



rec 130,10€ 98,00€

## G-CEM ONE Starter Kit

G-CEM ONE Universal Starter Kit A2:

1x G-CEM ONE Syr.(4,6q),

1x G-Premio BOND 5ml,

8x GC Automix Tips Regular,

2x GC Automix Endo tips

#### Ref. 10037115

**G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent:** 

1x G-CEM ONE Syr.(4,6g),

1x G-Premio BOND 5ml,

8x GC Automix Tips Regular,

2x GC Automix Endo tips

### G-CFM ONF Value Kit A2

#### Ref. 10006925

G-CEM ONE Value Kit A2 8x G-CEM ONE Syr A2 (4,6g), 60x GC Automix Tips Regular, 20x GC Automix Endo tips.

**OFERTA** 315,00€ rec 428.90€

Jeringa: 39,40 €/Ud.



**PVP REC** 

135,00€











Colores opacos

### G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

rec 70,75€ **51,75**€

### Ref. 10006923 / 10006924

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO 1x G-CEM ONE Syringe (4,6g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo Tips.

OFERTA

### G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR

### Ref. 10006921 / 10006922

2x G-CEM ONE Syringe (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular,

G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR 5x GC Automix Endo Tips.



cementar con **G-CEM ONE** 

PVP REC 73,20€

Cómo eliminar fácilmente el exceso al



# FujiCEM<sup>™</sup> Evolve

### Innovador cemento de

ionómero de vidrio modificado con resina:

### Viscosidad óptima

- Extrusión controlada para un procedimiento sencillo.
- Grosor de película reducido y adaptación precisa.
- Opción de fijación con polimerización para facilitar la retirada del exceso (Tack-cure).

### Rendimiento fiable

- Menos sensible a la técnica que los cementos de resina.
- No se necesita tratamiento previo: aplicación en único paso.
- Tiempo de trabajo largo, tiempo de fraguado breve.
- Tolera la humedad: no se necesita dique de goma.
- Menor riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- Excelente sellado y adaptación marginal.



La solución al zirconio

### FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

3x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml), 45x «Push & Click» Regular Tips.





### FujiCEM Evolve Single Pack

1x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml), 15 «Push & Click» Regular Tips.



### GRADIATM CORE de GC

Composite de polimerización dual para la reconstrucción de muñones y la cementación de postes

### Simplifique su trabajo diario con un sistema inteligente

Fácil adhesión en menos pasos

Cómodo sistema de dispensación en cartuchos Cementación y reconstrucción de muñones con un único material Sensación al tallar similar a la de la dentina Radiopacidad superior al esmalte

Post-cementación y reconstrucción de muñones en un material tixotrópico



Unión segura con adhesión universal



Polimerización óptima

de todos los componentes



Fuerte y homogéneo para una base sólida



### **GRADIA CORE Kit**

#### Ref. 10004816

y accesorios.

- 1 GRADIA CORE cartucho 10ml (20g);
- 1 G-Premio BOND 5 ml;
- 1 G-Premio BOND DCA 3ml;
- 20 puntas de mezcla, 20 puntas de extensión Endo

**OFERTA** 180,00€ rec 246,40€



Vea lo que el ojo no ve

Lámpara de fotopolimerización LED con doble longitud de onda, que abre los ojos a lo invisible:

### Fotopolimeriza, Protege y Detecta

- ✓ Pequeña como un bolígrafo y ligera, 90 grs.
- ✓ Visualización por fluorescencia de la actividad bacteriana y de los excesos de antiguas restauraciones o cementos.







✓ Autoclavable: Retirar el módulo electrónico y la batería antes del tratamiento en autoclave.

### ¡La primera lámpara autoclavable!





# D-Light® Pro

### Un camino agradable hasta su restauración final.

### **TEMPSMART DC** Cartridge 48ml

10001463 - A1 / 10001464 - A2 / 10001465 - A3 10001466 - A3.5 / 10001467 - B1 / 10001468 - BW

TEMPSMART<sup>TM</sup> DC

Cartridge 48ml





Se puede **fotopolimerizar** por lo que puede ahorrarle tiempo haciendo que sea más fácil y rápido el proceso.



Material ideal para provisionales de larga duración y para puentes de gran envergadura, gracias a la red de polímeros de alta densidad.



Se puede pulir fácilmente para obtener un nivel de **brillo elevado**.





Garantiza una excelente polimerización para superficies duras, lisas y no pegajosas, y sin apenas capa de inhibición, porque no usamos plastificantes en su composición.

## La alta resistencia a las fracturas lo convierte en un material ideal para un puente POSTERIOR.



Después de inyectar TEMPSMART Situación inicial.

DC y de colocarlo en la boca, la

restauración se extrae tras 2'30" y se fotopolimeriza.



Pulido final de la restauración en pocos pasos.



finales con un nivel de brillo elevado.

### D-Light Pro Kit

#### Ref. 70000008

Pieza de mano (funda & módulo electrónico), Guía de luz de 8mm, 2 packs baterías, Estación de carga, Fuente de alimentación, Adaptadores UE/UK, Protector ocular duro, 3 protectores oculares blandos.



3 años de garantía



# Una innovadora tecnología de implantes

Un kit para los 3 perfiles de implantes:

Estándar, Cónico, Corto

3 Diámetros: 3,3N - 4R - 5W

Longitud: de 6 a 14mm

Tratamiento menos invasivo.

Tecnología de superficies Aanchor® para una Osteointegración mejorada.

Conexión fiable: cono morse y hexágono interno.

30 implantes (incluyendo tornillo de cierre) + Kit quirúrgico.

Descuento 52,7% OFERTA INICIAL\*

rec 7.524,00€ 3.553,00€

\* limitada a una por cliente

### Más características del implante...

Cuello mecanizado para la profilaxis de periimplantitis.

Rosca autorroscante para una inserción suave y mínimamente invasiva.

Geometría angular externa del cuello del implante.

Reduce el riesgo de periimplantitis.

Microespiras de la corona.

Promueve la rigidez del cuello del implante y distribuye el estrés óseo periférico.







www.gctech.eu/es/