

GC Ibérica - Ofertas y Novedades

Diciembre - Junio 2024





GC Initial IQ ONE SQIN System Set

Ref.: 10006991

GC Initial IQ, ONE SQIN System Set, 228g
 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
 SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g; 1x SPS Glaze Liquid, 25ml
 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
 IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml
 IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8ml
 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
 IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
 IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
 IQ LP ONE Mixing Dish
 IQ LP ONE Brush 00, Brush 2
 IQ ONE SQIN Manual
 SPS Colour Chart

OFERTA* (50% Dto)**

rec 1.645,35 €

822,65 €

**Solicitar condiciones para adquirir el descuento.

Sistema de cerámica para dar color y forma pintando

La solución rápida y sencilla para los

¿Cómo funciona? Usted elige...Técnica de microcapas

SQIN se aplica fácilmente en una capa de



- Initial IQ, ONE SQIN de GC

monolíticos y la microestratificación en zirconio y Disilicato de Litio.

(restauraciones monolíticas y restauraciones microbucales reducidas)

0,1 - 0,6 mm de grosor



¡...lo que pinta es lo que obtiene!
Técnica de maquillaje (monolítica)

Lustre Pastes ONE cerámica feldespática 3D en pasta para crear profundidad al color y translucidez natural con un glaseado muy natural.



¿Por qué elegir Initial ONE SQIN?
...tantas razones!

Estética comparable a la cerámica estratificada pero con un ahorro de tiempo considerable.

Fluorescencia natural bajo todas las circunstancias.

Verdaderamente **O**palescente.

Propiedades de autoglaseado.

Infinitas posibilidades de caracterización con **Lustre Pastes ONE & Spectrum Stains**.

La **S**olución ideal para las restauraciones anteriores y posteriores de disilicato de litio y zirconio.



GC Initial IQ ONE SQIN,
maquillando un monolítico con
Lustre Pastes ONE

Initial IQ, Lustre Pastes ONE -

Initial Lustre Pastes ONE, exclusiva cerámica en 3D para maquillar

Pinte su estética en rojo y blanco con



Punto de partida



Aplicación de los diferentes colores Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades



Con la creciente popularidad del zirconio y las restauraciones producidas con CAD/CAM, **GC** ofrece soluciones que permiten mantener los mismos estándares estéticos. Sus estructuras monolíticas tendrán un aspecto natural y radiante con **Initial Lustre Paste ONE & NF GUM**. Su composición única ofrece una mayor interacción con el material cerámico subyacente y actúa ópticamente como los polvos de reconstrucción cerámica, lo que potencia el efecto 3D de su restauración.

¡La sencillez
puede ser hermosa!



El nivel óptimo de fluorescencia de las **Lustre Pastes ONE** asegura el aspecto de los dientes naturales debajo de cualquier circunstancia de luz y se utilizan como capa de color e individualización en combinación con **Initial IQ SQIN** en la técnica de micro capas.



que aportan fluorescencia, profundidad y autenticidad a todos sus valiosos trabajos... simplemente pintando.

trascisiones naturales, incluso sobre estructuras de zirconio



Resultado final

Ref.: 10007017



rec 947,85 € 510,00€



Ref.: 10003186

rec 524,25 € 285,00 €



Initial™ Spectrum Stains

Uno para todos

Initial Spectrum Stains, son maquillajes y glaseado universales para el maquillaje y caracterización individualizada de los materiales cerámicos.



Un amplio espectro de uso.
Un amplio espectro de colores.
Consistencia adaptable de los maquillajes y glaseado.



OFERTA

rec 1.077,40€

580,00€

Ref. 10003190

16x Initial Spectrum Stain SPS1 – SPS16, 3g
1x Initial Spectrum Stain Glaze Powder GL, 10g
1x Glaze Liquid, 25ml
1x Glaze Paste Liquid, 8ml
1x Initial Spectrum Stain Shade Guide





Initial™ LiSi Press

la cerámica inyectable revolucionaria

initial™
LiSi Press

Initial™ Spectrum Stains
Initial™ LiSi Press

Love GC Initial LiSi Press

● Fluorescencia, brillo y naturalidad

En todas las circunstancias combinando **LiSi Press** e **Initial LiSi**.

● Una estructura cristalina más fina y más densa

Un Disilicato de Litio más suave con menos desgaste del diente en sí y el antagonista.

● Un proceso más rápido y sencillo

Requiere menos pasos y le ahorrará, al menos, **15 minutos** por restauración, gracias a su nuevo proceso exclusivo.

● Una resistencia superior - 508 MPa



Initial LiSi Press

5x Initial LiSi Press, 3g

OFERTA

rec 109,65 €

74,00 €

Alta Translucidez (HT)



Media Translucidez (MT)



Baja Translucidez (LT)



Baja Translucidez
Concepto One body
(LT-IQ)



Media Opacidad (MO)



¡Por fin!

Una cerámica de **disilicato de litio** con la **estética** y la **resistencia** que los **protésicos dentales** exigen sin que presente un valor bajo.

G-CEM ONE™

¡El ÚNICO... que simplifica el proceso!

Cemento de resina universal, autoadhesivo y dual.

- Diseñado para la adhesión definitiva de restauraciones indirectas de composite, total-cerámica y metal.
 - Ideal para la cementación de aditamentos híbridos en el propio laboratorio.
 - Garantiza una fuerza de adhesión y durabilidad inigualables tanto al titanio y zirconia, sin la necesidad de aplicar un pre-tratamiento con Primers.
- ¡Mínimo espesor (5µm) - ajuste perfecto!

Cementación extraoral de aditamentos híbridos



Con la punta de mezcla, aplicar el cemento alrededor de la circunferencia de la parte superior del aditamento de Ti. El cemento fluirá lentamente hacia abajo. Esto le ayudará a evitar burbujas en la línea del cemento.

Importante: Siempre desechar la primera pasta extruida de la punta de mezcla ya que puede no presentar una dosificación ideal de las pastas A y B.



Colocar el aditamento de Zr en su posición. El tiempo de trabajo del cemento es 2'45" desde el inicio de la mezcla. No permita ningún movimiento del aditamento de Zr.




Fotopolimerizar cada lado durante 20seg. con una lámpara halógena/ LED con un mínimo de 700 mW / cm² (longitud de onda entre 430 y 480 nm).




Retirar los excesos. Alternativamente, esto se puede hacer antes de la fotopolimerización. Para ello, espere hasta que el cemento alcance una consistencia gomosa para eliminar los excesos.



Aditamento híbrido después de la cementación.



Pulir los márgenes con una goma de pulido y Gradia Diapolisher.



G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 10006923 / 10006924

G-CEM ONE

Single Refill AO3 o WO

1x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo Tips.

OFERTA

rec 70,75€

51,75€

G-CEM ONE Value Kit A2

Ref. 10006925

8x G-CEM ONE Syr A2 (4,6g),
60x GC Automix Tips Regular,
20x GC Automix Endo tips.

OFERTA

rec 428,90 €

315,00€

Jeringa: 39,40 €/Ud.



GC Temp PRINT

Construyendo **puentes** para el futuro

El nuevo material fotopolimerizable para sistemas de fabricación aditiva

GC Temp PRINT es el nuevo líquido **fotopolimerizable e imprimible 3D** para restauraciones temporales de larga duración con **alta resistencia** al **desgaste** y la exclusiva tecnología de Reología de Control Dinámico (RCD). Añada color y brillo a sus restauraciones provisionales con **OPTIGLAZE color**.

Reología de control dinámico (RCD)

Gracias a la tecnología RCD, basta con agitar la botella con la mano para obtener una dispersión homogénea. Los aditivos antisedimentación forman una protección alrededor de los pigmentos y rellenos para evitar que se precipiten. De esta manera, se mantiene estable, con una alta precisión y reproducibilidad en el tiempo.

GC Temp PRINT

Temp PRINT - 500g

Ref. 10004798 - Light o Ref. 10004797 - Medium.



OFERTA

rec 301,85€

175,00€


Relleno de sílice

Recubrimiento de la superficie

Resina

Pigmentos

Aditivo antisedimentación



Indicaciones	Coronas, puentes, incrustaciones y carillas temporales a largo plazo
Biocompatibilidad	Clase IIa
Resistencia a la flexión	>90 MPa
Densidad a 20° C	1,1-1,3 g/cm ³
Viscosidad	500-2000 cP
Sorción	<40 µg/mm ³
Solubilidad	<7,5 µg/mm ³
Longitud de onda	385-405 nm
Espesor de capa	50 µm

GRADIA® PLUS

Donde la innovación confluye con la indicación

Sistema de composite modular para restauraciones indirectas

Descubra GRADIA PLUS, el sistema de composite indirecto de vanguardia que superará todas sus expectativas en torno a los materiales de restauración, para un amplio espectro de indicaciones y técnicas, desde reconstrucciones clásicas o muticromáticas hasta enfoques monolíticos.

El concepto:

- + Racional (menos = más...)
- + Modular (compre lo que necesite)
- + Una estética en rojo y blanco....en perfecta armonía
- + Una amplia gama de indicaciones
- + Una sola unidad para todas las polimerizaciones
- + Reducción de costes



GRADIA PLUS – Técnica de Inyección
cortesía de Roeland De Paepe.

Fotos: S. Maffei

PROMO



GRADIA



- 2 texturas: pasta y fluido (Heavy Body & Light Body)
- Masas fluorescentes y opalescentes
- Resistencia a la flexión: 160 MPa - Dureza: 60 Hv

LAYER SET

Ref.: 10003559

rec 1.148,30€

575,00€

LAYER PRO SET

Ref.: 10003652

rec 1.039,40€

520,00€

ONE BODY SET

Ref.: 10003562

rec 640,70€

320,00€

PAINT SET

Ref.: 10003560

rec 725,30€

363,00€

GUM SHADE SET

Ref.: 10003561

rec 749,40€

375,00€

ACCESORY SET

Ref.: 10003563

rec 652,75€

326,00€

* Solicitar condiciones para adquirir el descuento.

OPTIGLAZE® color

Soluciones de maquillaje fotopolimerizable

Ref. 10001150

2,6ml (A Plus, B Plus, C Plus, Blanco, Blanco Marfil, Pink, Amarillo, Naranja, Marrón rojizo, Oliva, Rosa anaranjado, Lavanda, Gris, Azul, Rojo). Clear 5ml, Clear HV 5ml, Pincel plano, Pincel redondo, bandeja dispensadora desechable.



OFERTA

rec 810,65 €

475,00 €

- Durabilidad:** color, brillo y alta resistencia al desgaste para todas sus restauraciones.
- Rápido:** listo para usar, fácil manejo y tiempo de pulido reducido.
- Estética:** 17 colores para la caracterización interna y externa.



Caracterización de acrílicos
con OPTIGLAZE color



Labolight DUO

Unidad de fotopolimerización
de luz LED

1 máquina...2 modos de
polimerizado:

- Pre-polimerizado (*modo paso a paso*)
- Polimerización final (*modo completo*)

Labolight DUO

Ref. 10001246



PROMO

rec 3.359,60 €

2.545,00 €

- La tecnología LED de doble longitud de onda con dos picos de intervalos espectrales de:
 - 465 nm - 485 nm (12 ledes azules)
 - 390 nm - 400 nm (3 ledes violeta)
- Fácil utilización
- Sistema rotatorio automatizado y placa reflectante



Precios y contenidos válidos hasta el 30 de Junio 2024 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

NUEVO

 Aadva™ ALS 3+



El único escáner de laboratorio

controlado por gestos

Una experiencia de usuario única

gracias a la tecnología de proyección patentada



Botones interactivos de escaneo en la placa del objeto

te guían a través de los diversos pasos del proceso de escaneo

Posicionamiento totalmente automático de la placa

según el objeto a escanear



Luz azul segura para los ojos

El diseño seguro te protege de los peligros de la luz azul

Balance dinámico entre velocidad y precisión

Gracias a la disposición de la cámara gemela angulada y los motores de alta velocidad



OFERTA

rec 19.000€

15.000€

Sin cargo: Hybrid Scan & Smart Occlusion

✓ Solicite información de su cuota mensual mediante renting

GC

GC IBÉRICA Dental Products, S.L. - Edificio Codesa 2 • Playa de las Américas, 2 - 1º • I28290 Las Rozas, Madrid, España.
Tel.: 91 636 43 40 • info.spain@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/es-ES>

