

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

GABINET

Oferty ważne do 31 grudnia 2024



Protokół tworzenia estetycznych koron

Mocne rozwiązania dla pięknych zębów

Spośród wszystkich uzupełnień pośrednich, korony nadal cieszą się największą popularnością. Dostępne obecnie opcje uzupełnień pełnoceramicznych, gwarantują doskonałą estetykę. Każdy krok na drodze od planowania do osadzania uzupełnienia ma znaczenie dla zapewnienia optymalnych wyników i długoczasowego sukcesu klinicznego.

1.

Warto wiedzieć, co wybrać i dlaczego: dobór materiału

Równowaga estetyki i wytrzymałości z Initial Zirconia Disk oraz Initial LiSi Block lub Press

Initial Zirconia Disk: idealna podbudowa dla najbardziej wymagających przypadków

- Wysokie obciążenie zwarciove
- Poddziąsłowa granica preparacji
- Wybór przezierności i poziomu wytrzymałości
- Całkowita integracja z linią ceramiki Initial

initial™



Initial LiSi Press & Initial LiSi Block: w pełni skryształizowany bloczek o najlepszych właściwościach bez konieczności wypalania. Niezrównane właściwości fizyczne i najbardziej naturalna, realistyczna estetyka

- Naturalna opalescencja i przezierność
- Naddziąsłowa lub dodziąsłowa granica preparacji
- Całkowita integracja z linią ceramiki Initial
- Perfekcyjna adaptacja brzożna


2.

Inteligentny proces przygotowania: dostosuj się do wymagań!


Podczas gdy właściwy dobór materiału jest bez wątpienia kluczowy, odpowiednie przygotowanie zęba ma równie duże znaczenie.

Dostosuj rodzaj preparacji do materiału odtwórczego

Minimalne wymiary podbudowy



dla Initial LiSi Press i Block
dla Initial Zirconia Disk UHT



dla Initial Zirconia Disk HT



Protokół tworzenia
estetycznych koron

ZESKANUJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do odkrywania protokołu tworzenia estetycznych koron oraz ich integralnej roli w zachowaniu zdrowia jamy ustnej i uśmiechu. Przyjrzyjmy się sekwencjom procesu przygotowania korony, zwracając uwagę na kilka ważnych dla każdego etapu wskazówek, które są niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia procedury.

3.

Rezultat estetyczny: opcje wykańczania

Poznaj wygodę intuicyjnej pracy z GC Initial, ułożonej w logiczny proces od podbudowy do wykończenia. Wybierz preferowany proces pracy w zależności od konkretnych potrzeb danego przypadku i zawsze uzyskaj najlepszy możliwy wynik.


A. Pełen kontur/ konstrukcja monolityczna malowana przy użyciu Initial IQ Lustre Pastes ONE (tlenek cyrkonu lub dwukrzemian litu)



01
Konstrukcja monolityczna



02
Initial Lustre Pastes ONE



03
Gotowe!




B. Metoda micro-cutback/ mikrowarstwowanie Initial IQ ONE SQIN (tlenek cyrkonu lub dwukrzemian litu)




01
Mikroredukcja od strony policzkowej




02
Initial Lustre Pastes ONE



03
Initial IQ ONE SQIN



04
Gotowe!



C. Redukcja cutback/ warstwowanie z Initial Zr-FS lub Initial LiSi (dwukrzemian litu)



01
Redukcja powierzchni policzkowej metodą cutback



02
Warstwy INside i Fluor



03
Warstwy szkliwa



04
Gotowe!



4.

Bezproblemowe osadzanie korony

Cementowanie adhezyjne lub tradycyjne, w zależności od sytuacji klinicznej i preferencji użytkownika



Pojedyncza korona o wysokich właściwościach estetycznych. Dzięki uprzejmości dr A. Forster, Węgry



Korony cyrkonowe z poddziąsłową granicą preparacji. Dzięki uprzejmości dr J. Tapia Guadix, Hiszpania



Cementowanie adhezyjne z G-CEM ONE

- Uniwersalne, wszechstronne rozwiązanie
- Może być stosowany z G-Premio BOND lub G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer, jeśli kształt retencyjny jest niewystarczający
- 4 estetyczne odcienie, stabilne kolorystycznie w czasie
- Doskonała wydajność utwardzania bez dostępu światła (dla masywnych/nieprzeziernych koron)



Cementowanie tradycyjne z FujiCEM Evolve

- Idealny w przypadku preparacji poddziąsłowej
- Gdy kształt retencyjny jest wystarczający
- Wysoka siła wiązania z tlenkiem cyrkonu
- Niskie ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej
- Preferowany w przypadku wysokiego ryzyka próchnicy



Initial LiSi Press



Initial LiSi Block



Initial IQ Lustre Pastes ONE



Initial LiSi




G-CEM ONE



Initial Zirconia Disks



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS



FujiCEM Evolve


G-CEM ONE™ Universal

Uniwersalny, samoadhezyjny
cement kompozytowy

Uproszczona, uniwersalna procedura adhezyjna dzięki G-Premio BOND:

- Połączenie trzech monomerów funkcyjnych zapewnia optymalną adhezję
- Tylko jeden system wiążący do wszystkich bezpośrednich i pośrednich uzupełnień!
- Wielokrotnie nagradzana konstrukcja butelki zapewnia bardzo precyzyjną aplikację.
- Łatwa aplikacja: nałożyć G-Premio BOND, odczekać 10 sekund, osuszyć sprężonym powietrzem, utwardzać światłem przez 10 sekund.
- Kompatybilny ze wszystkimi metodami wytrawiania (samowytrawianie, wytrawianie selektywne, wytrawianie całkowite).

Odcienie G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal



NOWOŚĆ



Teraz również w połączeniu
z G-Premio BOND!

G-CEM ONE jest teraz dodatkowo
dostępny w trzech nowych
opakowaniach z G-Premio BOND.

Art. Nr 10037118
G-CEM ONE Universal Starter Kit A2
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g),
8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,
2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips,
1 x G-Premio BOND 5 ml; **550 zł**

Art. Nr 10037119
G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent
1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g),
8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,
2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips,
1 x G-Premio BOND 5 ml; **550 zł**

Art. Nr 10037120
G-CEM ONE Universal System Kit
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g),
1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g),
15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,
5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips
1 x G-Premio BOND 5 ml;
1 x G-Multi PRIMER 5 ml; **635 zł**


Rozwiązania do cementowania

Przewodnik "GC Luting Guide" pomoże
Ci wybrać właściwy materiał. Zawiera również
informacje dotyczące poszczególnych etapów
cementowania.

Odkryj
przewodnik
GC Luting
Guide!

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



Więcej informacji
można znaleźć
w naszym "GC Luting Guide"
lub w aplikacji!



Instrukcje krok-po-kroku dla wszystkich
procedur cementowania można znaleźć
w przewodniku "GC Luting Guide"

G-CEM ONE

Samoadhezyjny
cement kompozytowy

Niezawodny

Optymalna siła wiązania zarówno
w przypadku preparacji o charakterze
retencyjnym jak i nieretencyjnym¹ dzięki
funkcji GC Touch Cure - unikalnej zdolności
wiązania kontaktowego opcjonalnie
stosowanego primeru G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer.

Uniwersalny

Doskonała siła wiązania do
zębów oraz do powierzchni
i podłoży: szkliva, zębiny,
cyrkonu, metalu, ceramiki
szklanej², ceramiki
hybrydowej².

Estetyczny

Odporne na ścieranie
brzeży dla długotrwałych
efektów estetycznych.

KORZYSTNA
CENA

G-CEM ONE SYSTEM KIT

+ INSTRUMENT GRATIS!

Zamów 1 opakowanie G-CEM ONE System Kit lub 1 opakowanie
G-CEM ONE Universal System Kit w korzystnej cenie
+ instrument do usuwania nadmiaru American Eagle M5 CARVE
o wartości 260 zł GRATIS!¹

Art. Nr 10006929 **G-CEM ONE System Kit**
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE
Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix
Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips
1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; 1 x G-Multi
Cena opakowania; **570 zł** zamiast 705 zł

Art. Nr 10037120 **G-CEM ONE Universal System Kit**
1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE
Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix
Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips
1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;
Cena opakowania; **635 zł** zamiast 785 zł

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

² Z użyciem G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
³ Wyniki z badań zewnętrznych. Tylko przy użyciu G-CEM ONE.
Dane dostępne na życzenie.



Niewrażliwy na technikę pracy

Doskonałe samoutwardzanie dla Twojego
poczucia bezpieczeństwa, funkcja tack-cure
ułatwiająca usuwanie nadmiaru i oczyszczanie,
tolerancja wilgoci i śliny¹, optymalna płynność
pasty i praktycznie brak nadwrażliwości
pozbiegowej³.



KORZYSTNA CENA

4 + 1

OD 295 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania G-CEM ONE Single Refill
lub 2 opakowania G-CEM ONE Twin Refill
lub 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill
i 2 opakowania G-CEM ONE Single Refill
+ G-CEM ONE Single Refill AO3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Dostępne opakowania:
Art. Nr 10006927 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art. Nr 10006928 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**
Zestaw Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka
(4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,
2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips,
1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml;
Cena jednego opakowania; **355 zł**

Art. Nr 10006930 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art. Nr 10006931 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**
Zestaw Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka
(4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips
Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips;
Cena jednego opakowania; **550 zł**

Art. Nr 10006932 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
Art. Nr 10006933 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**
Zestaw Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka
(4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,
2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips;
Cena jednego opakowania; **295 zł**

Art. Nr 10006934 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art. Nr 10006935 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**
Zestaw Value Refill zawiera: 8 x G-CEM ONE strzykawka
(4,6 g), 60 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,
20 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips;
Cena jednego opakowania; **1 770 zł**

Art. Nr 10006834
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Zawiera: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml;
Cena jednego opakowania; **305 zł**

Akcesoria:
Art. Nr 10003289 **Automix Tip for Endo** 10 szt. z końcówką
przedłużającą; **65 zł**
Art. Nr 10003335 **Automix Tip Regular** 10 szt.; **60 zł**

GC Touch Cure

Inicjator chemiczny
w G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer przyspiesza
utwardzanie chemiczne
cementu na powierzchni
zęba w celu zapewnienia
stabilnego połączenia.



Opcjonalny: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Do wszystkich ubytków
i zębów filarowych

- MDP: łączenie z tkankami
zęba, cyrkonem i metalem
nieszlachetnym
- 4-MET: łączenie z tkankami
zęba
- MDTP: łączenie z metalem
szlachetnym
- Akcelerator - silne połączenie
z zębem filarowym i ubytkiem
dzięki funkcji GC Touch Cure.

GC FujiCEM™ Evolve

Rozwiązanie do osadzania cyrkonu od lidera w technologii szkło-jonomerów

O jeden krok do przodu

FujiCEM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do cementowania w codziennej pracy, łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają cementowanie. Ponadto FujiCEM Evolve charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, takimi jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe wiązanie - zwłaszcza z tlenkiem cyrkonu.

Idealny do uzupełnień z metalu i cyrkonu

- Optymalna adhezja do cyrkonu
- Wersja do mieszania ręcznego lub Automix
- Bez konieczności wcześniejszego przygotowania
- Długi czas pracy, krótki czas wiązania
- Odporny na wilgoć - koferdam nie jest wymagany
- Doskonałe uszczelnienie i adaptacja brzeżna
- Optymalna lepkość
- Minimalna grubość warstwy
- Opcjonalne utwardzanie światłem

GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Wysokiej jakości, modyfikowany żywica cement glasjonomerowy do osadzania w połączeniu z innowacyjną technologią Force & Fusion

Art. Nr 10003463 **GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z metalowym dozownikiem Paste Pak**; 1 075 zł
1 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x metalowy dozownik Paste Pak

Art. Nr 10003462 **GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z dozownikiem z tworzywa GC FujiCEM 2**; 760 zł
1 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x dozownik z tworzywa GC FujiCEM 2



Art. Nr 10003461 **GC FujiCEM 2 SL Automix**; 1 420 zł
2 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 44 x końcówka mieszająca SL

Art. Nr 10003458 **GC FujiCEM 2 SL uzupełnienie**; 1 060 zł
2 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 2 x bloczek do mieszania N°22



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



KORZYSTNA CENA

JUŻ TERAZ ZACZNIJ STOSOWAĆ

3 + 1 420 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania FujiCEM Evolve Single Pack + 1 opakowanie FujiCEM Evolve Single Pack GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10004927 **FujiCEM Evolve Single Pack**
Opakowanie zawiera: 1 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 15 końcówek GC Push and Click Tip Regular; **420 zł**

Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10004871 **FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), bloczek N° 22 do mieszania; **915 zł**

KORZYSTNA CENA

20% 1 735 zł
~~2 165 zł~~
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006621 **FujiCEM Evolve Clinic Pack**
Opakowanie zawiera: 8 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 2 bloczki do mieszania N° 22; **1 735 zł** zamiast 2 165 zł

Art. Nr 10004930 **FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 45 końcówek GC Push and Click Tip Regular; **1 070 zł**

Akcesoria:

Art. Nr 10004917 **Końcówki Push and Click Tip Regular** (15 szt.); **105 zł**
Art. Nr 10004929 **Końcówki Push and Click Tip Endo** (15 szt.); **140 zł**

KORZYSTNA CENA

25% 1 585 zł
~~2 120 zł~~
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003468 **FujiCEM 2 SL Eco Pack**
Zawiera: 4 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g); **1 585 zł** zamiast 2 120 zł

Akcesoria:

Art. Nr 10003465 **FujiCEM 2 Mixing Tip SL do Endo uzupełnienie**; 130 zł
10 x końcówka mieszająca SL do Endo GC FujiCEM 2 SL (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)

Art. Nr 10003464 **FujiCEM 2 Mixing Tip SL uzupełnienie**; 225 zł
20 x końcówka mieszająca SL GC FujiCEM 2 (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)



Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block

initial™
LiSi Block

GC FUJICEM EVOLVE
GC FUJICEM 2 SL
GC INITIAL LISI BLOCK



GC Initial™ LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



KORZYSTNA CENA

4 + 1 510 zł
10 + 3
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (5 sztuk) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS¹!
Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 14; **510 zł** za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków



4 x Initial LiSi Block

G-CEM ONE UNIVERSAL STARTER KIT GRATIS!

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie G-CEM ONE Universal Starter Kit A2 o wartości 550 zł GRATIS¹!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

G-CEM ONE UNIVERSAL STARTER KIT

550 zł
Cena jednego opakowania


Art. Nr 10037118 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**
Art. Nr 10037119 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent**

Zestaw zawiera: 1 x G-CEM ONE Strzykawkę (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie 4.



Polerowanie i wykańczanie



1 Frezowanie 2 Polerowanie wstępne 3 Nakładanie masy do wypalania ceramiki 4 Kryształizacja 5 Chłodzenie 6 Usuwanie masy do wypalania ceramiki 7 Oczyszczanie 8 Polerowanie końcowe

Źródło: GC R&D, Japonia, dane dostępne na życzenie. *Przy warunkach testu w oparciu o Instrukcję użytkownika

Podane ceny oparte są na cenach detalicznych rekomendowanych przez producenta. Aktualne ceny sprzedaży można uzyskać bezpośrednio u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2024.

EQUIA Forte HT
ZESTAW PROMOEQUIA Forte HT
ZESTAW INTRO GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Promo
(100 kapsulek, 1 EQUIA Forte Coat 4 ml)
+ 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2
(20 kapsulek, 20 jednostkowych ampulek EQUIA
Forte Coat) GRATIS!

EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 415 zł
Zestaw zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil,
EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria
Odcienie: A2, A2-A3, A3, A3-B2

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



KORZYSTNA CENA

UZUPEŁNIENIE
A2 lub A3670 zł
~~690 zł~~
Cena jednego opakowania

Korzystna cena dotyczy tylko opakowania uzupełniającego
w odcieniu A2 (Art. Nr 10004859) lub A3 (Art. Nr 10004861)!

Dostępne opakowania:

EQUIA Forte HT, uzupełnienie;
Cena promocyjna dotyczy tylko opakowań w odcieniu A2 i A3

670 zł zamiast 690 zł
Opakowanie zawiera: 50 kapsulek (proszek 0,4 g i płyn
0,1 ml/0,13 g). Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml.
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Zestaw Intro; 410 zł
Opakowanie zawiera: 20 kapsulek, 20 jednostkowych
ampulek EQUIA Forte Coat
Odcienie: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 415 zł
Zestaw zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil,
EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria
Odcienie: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic; 2 455 zł
Opakowanie zawiera: 200 kapsulek EQUIA Forte HT Fil,
EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria
Odcienie: A2, A3, B2

Art. Nr 10004849
EQUIA Forte Coat FlipCap
Butelka 4 ml, akcesoria; **340 zł**

Art. Nr 10003514
EQUIA Forte Coat Unit dose
50 jednostkowych ampulek
(0,1 ml), akcesoria; **480 zł**

Nowe opakowanie
jednostkowe

EQUIA Forte Coat

Samoadhezyjny kompozytowy lakier ochronny

EQUIA Forte Coat to samoadhezyjny, kompozytowy lakier ochronny z nano-wypełniaczem, który chroni materiał odtwórczy, optymalizując w ten sposób jego właściwości fizyczne. Jest elementem składowym szklano - hybrydowego systemu odtwórczego EQUIA Forte HT. Kolor nakrętki i etykiety butelki EQUIA Forte Coat został zmieniony tak, aby umożliwić bezproblemowe odróżnienie od butelki naszego systemu wiążącego (G-Premio BOND).



EQUIA Forte™ HT

Najnowszy szklano-hybrydowy
system odtwórczy typu bulk fill -
Twój niezawodny partner przy
odbudowie zębów bocznych

- **Mocniejszy** i nieklejący się materiał,
idealny do aplikacji typu bulk fill
- **Zwiększona** przezierność
- Eliminuje zakładanie koferdamu
i stosowanie systemu łączącego
- Doskonała biokompatybilność
- Prosta, zaledwie kilkuetapowa
procedura odbudowy zębów bocznych
- bez konieczności absolutnej izolacji
- Odbudowa wrażliwych, dotkniętych
hipomineralizacją zębów (MIH)
u młodych pacjentów



**EQUIA Forte HT –
technologia hybrydowa**

- **zwiększona przezierność**
- **jeszcze łatwiejsze stosowanie**

WSKAZANIA

- **Wypełnienia ubytków klasy I/
ostateczne**
- **Narażone na przeciężenia
zgryzowe wypełnienia ubytków
klasy II/ostateczne**
- Pośrednie wypełnienia długoczasowe
- Wypełnienia ubytków klasy V
i w obrębie cementu korzeniowego
- Odbudowa zrębu korony

NIE zawiera
bisfenolu-AZeskanuj, aby
obejrzeć filmy wideo

KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3690 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania po 50 kapsulek EQUIA Forte HT Fil
w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2,
Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!

Zamów 10 opakowań po 50 kapsulek EQUIA Forte HT Fil
w dowolnym odcieniu
+ 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2,
Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Przewodnik - Restorative
Dentistry Guide

Więcej informacji można znaleźć
w naszym przewodniku "GC Restorative Guide"
lub w aplikacji!

MATERIAŁY
SZKŁO-JONOMEROWE /
SZKŁANO-HYBRYDOWE
GC (6 OPAKOWAŃ)MIESZALNIK
SILVERMIX
GRATIS!

Zamów 6 opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych GC
+ Mieszalnik SilverMix GRATIS!

Promocja dotyczy wszystkich materiałów szkło-jonomerowych/ szklano-hybrydowych.
Dotyczy materiałów w kapsułkach. Możliwość mieszania kolorów.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

GC Fuji™ IX GP

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasionomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji normalnie wiążącej

Art. Nr 10000563 **Fuji IX GP Kapsułki A2; 530 zł**
Art. Nr 10000564 **Fuji IX GP Kapsułki A3; 530 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Inne dostępne opakowania:

FUJI IX GP proszek/płyn

Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A3, 6,4 ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania; **390 zł**

Zestaw 3-2 zawiera:

3 x 15 g proszek A2, A3, B3; 2 x 6,4 ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania; **935 zł**

Uzupełnienie: 15 g proszek; **255 zł**; 6,4 ml płyn; **195 zł**

Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



MATERIAŁY
SZKŁO-JONOMEROWE /
SZKLANO-HYBRYDOWE
GC (6 OPAKOWAŃ)

MIESZALNIK
SILVERMIX
GRATIS!

Zamów 6 opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych GC + Mieszalnik SilverMix GRATIS!¹
Promocja dotyczy wszystkich materiałów szkło-jonomerowych/ szklano-hybrydowych. Dotyczy materiałów w kapsułkach. Możliwość mieszania kolorów.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

GC Fuji IX GP FAST

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasionomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji szybkowiążącej

Art. Nr 10000579 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A2; 540 zł**
Art. Nr 10000580 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A3; 540 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



GC Fuji IX GP EXTRA

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasionomerowy do wypełnień o wysokiej lepkości i zwiększonej przezierności

Art. Nr 10000571 **Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A2; 630 zł**
Art. Nr 10000572 **Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A3; 630 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, asortyment

Inne dostępne opakowania:

FUJI IX GP EXTRA proszek/płyn

Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A2 lub A3,

6,4 ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania; **440 zł**

Uzupełnienie: 15 g proszek; **290 zł**; 6,4 ml płyn; **195 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4



GC Fuji II LC

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glasionomerowy do wypełnień

Art. Nr 10000524 **Fuji II LC Kapsułki A2; 630 zł**
Art. Nr 10000525 **Fuji II LC Kapsułki A3; 630 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

Inne dostępne opakowania:

FUJI II LC Improved proszek/płyn

Zestaw 3-2 zawiera: 3 x 15 g proszek (A2, A3 i B3);

2 x 6,8 ml płyn; akcesoria

Cena jednego opakowania; **1 310 zł**

Uzupełnienie: 15 g proszek; **325 zł**; 6,4 ml płyn; **280 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2



GC Fuji I

Glasjonomerowy materiał do rutynowych procedur cementowania, idealny do osadzania prac na podbudowie metalowej

Art. Nr 10000503 **Fuji I, w odcieniu Light Yellow; 515 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcień: Light Yellow - jasnożółty

Inne dostępne opakowania:

Fuji I proszek/płyn

Zestaw 1:1 zawiera: 35 g proszek, 20 ml płyn

Cena jednego opakowania; **535 zł**

Odcień: Light Yellow - jasnożółty



KORZYSTNA
CENA

4 + 1 | 10 + 3

Zamów 4 dowolne opakowania po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!¹

Zamów 10 dowolnych opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



GC Fuji TRIAGE

Glasjonomerowy materiał o niskiej lepkości, o działaniu ochronnym i kariostatycznym

Art. Nr 003297 **Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu Pink; 595 zł**
Art. Nr 003298 **Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu White; 595 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: Pink – różowy, White – biały

Inne dostępne opakowania:

Fuji TRIAGE proszek/płyn

Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 8 ml (10 g) płyn, 5,7 ml (6 g)

Dentin Conditioner, akcesoria

Cena jednego opakowania; **420 zł**

Odcienie: Pink - różowy, White - biały



GC Fuji PLUS

Modyfikowany żywicą cement glasionomerowy do osadzania prac protetycznych

Art. Nr 10000509 **Fuji PLUS kapsułki A3; 670 zł**
Art. Nr 10000508 **Fuji PLUS kapsułki Yellow; 670 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A3, Yellow

Inne dostępne opakowania:

Fuji PLUS proszek/płyn

Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 7 ml płyn,

6.5 g Fuji PLUS Conditioner

Cena jednego opakowania; **610 zł**

Uzupełnienie: 15 g proszek; **320 zł**; 7 ml płyn; **210 zł**
Odcienie: A3, Yellow-żółty, Translucent - przezierny

everX Flow®

Wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt płynny do obudowy zębiny

KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
270 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!
Zamów 10 strzykawek everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!

Art. Nr 10001490 **everX Flow Bulk; 270 zł**
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

Art. Nr 10001491 **everX Flow Dentin; 270 zł**
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

ODCIEŃ BULK, O GŁĘBOKOŚCI UTWARDZANIA DO 5,5 MM, OPTIMALNY DO ROZLEGŁYCH UBYTKÓW!

everX Posterior®

Wzmocniona włóknem szklanym kompozytowa podbudowa do dużych ubytków

Art. Nr 10001049 **everX Posterior; 360 zł**
Zawiera: 15 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)
Inne dostępne opakowania:

Inne dostępne opakowania:
Art. Nr 10001149 **everX Posterior; 1 090 zł**
Zawiera: 50 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)

Nie zawiera bisfenolu-A



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



Absolutnie stabilna struktura

everX Flow to nowe rozwiązanie GC do trwałego i nieskomplikowanego wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień. Dzięki łatwości użycia, dwóm kolorom i wyjątkowej wytrzymałości, everX Flow szybko stanie się Twoim nowym produktem numer 1 do wszystkich uzupełnień wymagających stabilnej struktury. Odcień „Bulk” o głębokości utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich ubytków zębów bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” o głębokości utwardzania 2,0 mm - materiałem z wyboru zapewniającym uzyskanie znakomitych rezultatów estetycznych.

KORZYSTNA CENA

everX Flow + G-ænial Universal Injectable

750 zł
~~890 zł~~
Cena zestawu

Art. Nr 10004834 **everX Flow + G-ænial Universal Injectable**
Zestaw zawiera: 2 x strzykawka everX Flow (1 x Bulk, 1 x Dentin)
2 x strzykawka G-ænial Universal Injectable (1 x A2, 1 x A3), akcesoria

KORZYSTNA CENA

everX Flow + G-ænial A'CHORD

855 zł
~~1060 zł~~
Cena zestawu

Art. Nr 10006949 **everX Flow + G-ænial A'CHORD**
Zestaw zawiera: 2 x strzykawka everX Flow (1 x Bulk, 1 x Dentin), 2 x strzykawka G-ænial A'CHORD (1 x A2, 1 x A3), akcesoria



D-Light® Pro

Zobacz więcej niż może dostrzec oko
Lampa LED do polimeryzacji o dwóch długościach fali, z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji

Utwardzanie

- Tryb HP - wysokiej mocy 1400 mW/cm²
- Niebieska dioda LED emitująca światło o długości fali od 460 do 465 nm
- Fioletowa dioda LED emitująca światło o długości fali od 400 do 405 nm
- Skuteczna polimeryzacja innych dostępnych na rynku fotoinicjatorów
- Ochrona
- Tryb LP - niskiej mocy, przy zredukowanej mocy wyjściowej 700 mW/cm², np. w przypadku głębokich ubytków, gdy obszar preparacji znajduje się w pobliżu miazgi

Wykrywanie

- Tryb DT - detekcji, wykorzystuje tylko światło bliskie ultrafioletu
- Wizualizacja płytki nazębnej
- Wizualizacja zainfekowanej zębiny
- Wizualizacja mikroprzecieków
- Ocena aktywności bakterii w bruzdach
- Wizualizacja materiałów fluorescencyjnych
- Ocena głębokości pęknięć

Sterylizacja w autoklawie



KORZYSTNA CENA

5 290 zł ~~6 400 zł~~

Art. Nr 70000008 **D-Light Pro; 5 290 zł**
Zawiera: rękojeść i moduł elektroniczny, światłowód (8 mm) baterie akumulatorowe (2 szt.), stację ładującą, zasilacz, adapter EU/UK, osłonę chroniącą przed światłem, miękkie osłony oczu (3 szt.)

Zobacz zmiany niewidzialne gołym okiem



G-ænia™ Universal Injectable

Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośredniej

Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość

Zoptymalizuj swój sposób pracy!

Innowacyjna konstrukcja zapewnia łatwą aplikację bez efektu spływania

Dzięki bezproblemowemu dozowaniu i łatwej aplikacji materiału nasze strzykawki i ampułki unitip są przyjazne w użyciu



8 x G-ænia Universal Injectable
STRZYKAWKI

G-Premio BOND
UZUPEŁNIENIE GRATIS!



Zamów 8 strzykawek G-ænia Universal Injectable w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND uzupełnienie o wartości 420 zł GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA

8 + 2 175 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 8 strzykawek G-ænia Universal Injectable w dowolnym odcieniu + 2 strzykawki G-ænia Universal Injectable A2 lub A3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA

G-ænia Universal Injectable
+ G-Premio BOND

835 zł

~~970 zł~~
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003741
G-ænia Universal Injectable
+ G-Premio BOND

Opakowanie zawiera: 3 x strzykawka G-ænia Universal Injectable (1 x A1, 1 x A2, 1 x A3), 1 x G-Premio BOND butelka 5 ml, akcesoria.

G-ænia Universal Injectable strzykawka 1 ml (1,7 g);
Cena jednej strzykawki: 175 zł

Art. Nr 10003721 A1
Art. Nr 10003722 A2
Art. Nr 10003723 A3
Art. Nr 10003724 A3.5
Art. Nr 10003725 A4
Art. Nr 10003734 AE

Art. Nr 10003730 AO1
Art. Nr 10003731 AO2
Art. Nr 10003732 AO3
Art. Nr 10003733 JE
Art. Nr 10003726 B1
Art. Nr 10003727 B2
Art. Nr 10003720 BW

Art. Nr 10003728 CV
Art. Nr 10003729 CVD
Art. Nr 10003733 JE
Art. Nr 10003719 XBW

G-ænia Universal Injectable ampułki Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g);
Cena jednego opakowania: 265 zł

Art. Nr 10006896 A1
Art. Nr 10006897 A2
Art. Nr 10006898 A3
Art. Nr 10006899 A3.5
Art. Nr 10006900 A4
Art. Nr 10006909 AE

Art. Nr 10006905 AO1
Art. Nr 10006906 AO2
Art. Nr 10006907 AO3
Art. Nr 10006901 B1
Art. Nr 10006902 B2
Art. Nr 10006911 BW

Art. Nr 10006903 CV
Art. Nr 10006904 CVD
Art. Nr 10006908 JE
Art. Nr 10006910 XBW

Jesteś zainteresowany odbudową metodą iniekcji?

Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji.

Odbudowa metodą iniekcji

Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośredniej!



Zobacz odbudowę metodą iniekcji kompozytu

Odbudowa metodą iniekcji z użyciem EXACLEAR i G-ænia Universal Injectable dr Serhat Köken

KORZYSTNA CENA

10 % 555 zł

~~615 zł~~
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003753 Injection Moulding Kit; 555 zł
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g) G-ænia Universal Injectable po jednej w odcieniu A1, A2, A3; 1 nabój (48 ml) EXACLEAR; 3 końcówki mieszające II L.

G-ænia Universal Injectable

Odbudowa, kształtowanie i konturowanie podczas wstrzykiwania

- Ultradrobny wypełniacz (150 µm)
- Wysoka zawartość wypełniacza
- Technologia pełnego pokrycia powłoką silanową (FSC) poprawia: dyspersję i adhezję wypełniaczy w matrycy
- Bez kleistości
- Mała siła przy wyciskaniu
- Wysoki kontrast na zdjęciach rtg



G-Premio BOND

Światłoutwardzalny uniwersalny system łączący

- Doskonała adhezja do szkliwa i zębiny
- Optymalna konsystencja i zwilżalność
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
- Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali, a także do wszystkich ceramik szklanych (skaleniowych, wzmocnionych leucytem i na bazie dwukrzemianu litu) i do ceramik hybrydowych w połączeniu z G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA= mechanizm podwójnego utwardzania
- Redukcja przebarwień
- Mniej nadwrażliwości pozabiegowej
- Mniej czasochłonna i eliminująca straty procedura

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie 21.



EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwiająca łatwe umieszczenie w łyżce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna stabilność i odporność na rozerwanie podczas aplikacji

Idealny do:

- Techniki formowania metodą iniekcji: łatwa kontrola podczas wstrzykiwania i skuteczne utwardzanie światłem

KORZYSTNA CENA

4 + 1 325 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania EXACLEAR + 1 opakowanie EXACLEAR GRATIS!¹

Art. Nr 10001483 EXACLEAR
Opakowanie zawiera: 2 naboje (48 ml), 6 końcówek mieszających II L; 325 zł

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Skontaktuj się z Konsultantem GC
i poproś o darmową próbkę
G-ænial A'CHORD



Zeskanuj, aby przejść do strony
internetowej G-ænial A'CHORD



Zeskanuj, aby
obejrzeć filmy wideo

G-ænial A'CHORD

Zaawansowany uniwersalny kompozyt z prostą
jednoodcieniowym systemem
Prostota, estetyka i efektywność w Twoich rękach

Prostota A'CHORD

- uproszczony system jednoodcieniowy
- uproszczona procedura postępowania
- po prostu uniwersalny

Estetyka A'CHORD


- naturalna fluorescencja
- długotrwały połysk
- ekstremalne wyzwania

Rewolucyjna technologia A'CHORD

- chroniony patentem wypełniacz i powłoka
- wysoka odporność na przebarwienia i ścieranie
- doskonały kontrast na zdjęciach rtg



Przed polerowaniem Po polerowaniu



© Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania

KORZYSTNA CENA

G-ænial A'CHORD Strzykawki Layering Kit • Core Kit • Trial Kit A

Art. Nr 10006835 **G-ænial A'CHORD Layering Kit**
Zestaw zawiera: 5 strzykawek (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu:
A2, A3, AO2, AE, JE

Cena zestawu; **995 zł** zamiast 1 175 zł

Art. Nr 10006836 **G-ænial A'CHORD Core Kit**
Zestaw zawiera: 5 strzykawek (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu:
A1, A2, A3, A3.5, A4

Cena zestawu; **995 zł** zamiast 1 175 zł

Art. Nr 10006769 **G-ænial A'CHORD Trial Kit A**
Zestaw zawiera: 3 strzykawki (2,1 ml/4 g) 2 x A2, 1 x A3
Cena zestawu; **600 zł** zamiast 710 zł

KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
OD **260 zł**
Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki lub 4 opakowania ampułek Unitip
G-ænial A'CHORD w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka lub 1 opakowanie ampułek G-ænial
A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!
Zamów 10 strzykawek lub 10 opakowań ampułek Unitip
G-ænial A'CHORD w dowolnym odcieniu
+ 3 strzykawki lub 3 opakowania ampułek Unitip
G-ænial A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju
opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju
opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



STRZYKAWKI

Art. Nr 10006771
G-ænial A'CHORD Bleach Kit
Zestaw zawiera: 3 strzykawki (2,1 ml/4 g)
po jednej w odcieniu BW, BOW, JE
Cena zestawu: **710 zł**

Strzykawki uzupełnienie
1 strzykawka (2,1 ml/4 g)
Odcienie standardowe:
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
Odcienie opakerowe: AO1, AO2, AO3;
Odcienie szklwne: JE (Junior Enamel),
AE (Adult Enamel);
Odcienie wybielone: BW (Bleach White),
BOW (Bleach Opaque White);
Cena jednej strzykawki: **260 zł**

AMPUŁKI UNITIP

Art. Nr 10006772
G-ænial A'CHORD Layering Kit Unitip
Zestaw zawiera: 75 ampułek (0,16 ml/0,3 g)
po 15 w odcieniach: A2, A3, AO2, AE, JE
Cena zestawu: **1 260 zł**

Art. Nr 10006773
G-ænial A'CHORD Core Kit Unitip
Zestaw zawiera: 75 ampułek (0,16 ml/0,3 g)
po 15 w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, A4
Cena zestawu: **1 260 zł**

Ampułki unitip uzupełnienie
15 ampułek (0,16 ml/0,3 g)
Odcienie standardowe:
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
Odcienie opakerowe: AO1, AO2, AO3;
Odcienie szklwne: JE (Junior Enamel),
AE (Adult Enamel);
Odcienie wybielone: BW (Bleach White),
BOW (Bleach Opaque White);
Cena jednego opakowania: **280 zł**

4 x G-ænial A'CHORD
STRZYKAWKI
lub AMPUŁKI UNITIP

**COMPOSITE
MODELING KIT GRATIS!**

Zamów 4 strzykawki lub 4 opakowania ampułek
Unitip G-ænial A'CHORD w dowolnym odcieniu
+ Composite Modeling Kit
o wartości 435 zł GRATIS!
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Promocja obowiązuje w ramach tego samego
rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z
Konsultantem GC.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Promocja obowiązuje w ramach tego samego
rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z
Konsultantem GC.

6 x G-ænial A'CHORD
STRZYKAWKI
lub AMPUŁKI UNITIP

**G-Premio BOND KIT
GRATIS!**

Zamów 6 strzykawek lub 6 opakowań ampułek
Unitip G-ænial A'CHORD w dowolnym odcieniu
+ G-Premio BOND Kit
o wartości 520 zł GRATIS!
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Promocja obowiązuje w ramach tego samego
rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z
Konsultantem GC.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Promocja obowiązuje w ramach tego samego
rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z
Konsultantem GC.



Przewodnik "Restorative Dentistry Guide" z GC

Przewodnik przedstawia wizualizację 3D wszystkich typów
ubytków i pokazuje metody ich odbudowy za pomocą
zaawansowanych cementów glosjonomerowych, szklanych
hybryd GC i/lub materiałów kompozytowych.


Aplikacja pokazuje również krok po kroku, jakie odcienie
i grubości warstw należy zastosować, aby uzyskać najlepszy
możliwy rezultat. Ponadto aplikacja zawiera informacje
dotyczące systemów łączących i technik odbudowy
z zastosowaniem włókna szklanego, a także szczegółowe
ilustracje dotyczące naprawy uzupełnień pośrednich.

Więcej informacji można znaleźć w naszym przewodniku
Restorative Guide lub w aplikacji!



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



G-æniał

Uniwersalny kompozyt do niewidocznych uzupełnień – z systemem doboru koloru dostosowanym do wieku



G-æniał Anterior oferuje

- Estetykę i kontrast w obrazie rtg
- Wszechstronność w stosowaniu
- System odcieni dostosowany do wieku pacjenta
- Bezproblemową pracę



G-æniał Posterior oferuje

- Doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
- Optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
- Nie klejącą się, umożliwiającą konsystencję
- Doskonałą wytrzymałość i trwałość



PROMOCJA AMPUŁKI UNITIP

4 + 1
10 + 3 OD 220 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania ampułek unitip G-æniał Anterior / Posterior w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

Zamów 10 opakowań ampułek unitip G-æniał Anterior / Posterior w dowolnym odcieniu + 3 opakowania G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10000937 ampułki unitip A2
Art. Nr 10000938 ampułki unitip A3
Art. Nr 10000959 ampułki unitip P-A2
Art. Nr 10000960 ampułki unitip P-A3

Opakowania Anterior zawierające po 20 ampułek unitip: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE;
Opakowania Anterior zawierające po 10 ampułek unitip: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW;
Opakowania Posterior zawierające po 20 ampułek unitip: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

4x G-æniał Anterior/Posterior
STRZYKAWKI
lub AMPUŁKI UNITIP

COMPOSITE
MODELING KIT GRATIS!



Zamów 4 strzykawki lub 4 opakowania ampułek Unitip G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + Composite Modeling Kit o wartości 435 zł GRATIS!¹

Promocja ważna dla tego samego rodzaju opakowania.
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

PROMOCJA STRZYKAWKI

4 + 1
10 + 3 245 zł

Cena jednej strzykawki

Zamów 4 strzykawki G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

Zamów 10 strzykawek G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10000966 strzykawka A2
Art. Nr 10000967 strzykawka A3
Art. Nr 10000987 strzykawka P-A2
Art. Nr 10000988 strzykawka P-A3

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE i P-IE

6x G-æniał Anterior/Posterior
STRZYKAWKI
lub AMPUŁKI UNITIP

G-Premio BOND KIT
GRATIS!



Zamów 6 strzykawek lub ampułek Unitip G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND Kit o wartości 520 zł GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

G-æniał Flo X

Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym!

G-æniał Flo X zawiera równomiernie rozmieszczone, ultra-drobne cząstki wypełniacza (wypełniacz ze szkła barowego) i wyróżnia się niską lepkością, a w szczególności bardzo dobrym kontrastem obrazu rtg (300% Al przy warstwie 1 mm, 284% Al przy warstwie grubości 0,5 mm), co między innymi ułatwia diagnozowanie próchnicy wtórnej.

MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

+ G-Premio BOND KIT GRATIS!

Zamów MIX 6 strzykawek spośród:
G-æniał Anterior & Posterior/G-æniał
Universal Flo/G-æniał Flo X/ G-æniał
A'CHORD/Essentia/everX Posterior/
everX Flow w dowolnym odcieniu
+ G-Premio BOND Kit
o wartości 520 zł GRATIS!¹

Art. Nr 10003370 G-æniał Flo X A2; 250 zł
Art. Nr 10003371 G-æniał Flo X A3; 250 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml (3,6 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa; 1 osłona chroniąca przed światłem
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



G-æniał Universal Injectable

Kompozyt o wysokiej wytrzymałości do odbudowy ubytków
Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość

G-æniał Universal Injectable jest uniwersalnym kompozytem odtwórczym o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości dla długotrwałych uzupełnień estetycznych. Wysoka zawartość ultra-drobnych cząstek szkła barowego i technologia pełnego pokrycia powłoką silanu (FSC) dają G-æniał Universal Injectable niezwykłą wytrzymałość - wyższą niż wiodące, dostępne na rynku kompozyty typu pasta.

KORZYSTNA CENA

8 + 2
8+BOND 175 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 8 strzykawek G-æniał Universal Injectable w dowolnym odcieniu + 2 strzykawki G-æniał Universal Injectable A2 lub A3 GRATIS!¹

Zamów 8 strzykawek G-æniał Universal Injectable w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND uzupełnienie o wartości 420 zł GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10003722 G-æniał Universal Injectable A2; 175 zł
Art. Nr 10003723 G-æniał Universal Injectable A3; 175 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 1 ml (1,7 g), 10 końcówek aplikacyjnych typu długa igła, 1 osłona chroniąca przed światłem
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW, AO1, AO2, AO3, JE, AE



Więcej informacji
na temat produktu
można znaleźć na
stronie 14.

G-æniał Universal Flo

Płynny i w pełni uniwersalny do wszystkich klas ubytków

Ze względu na wyjątkową płynność G-æniał Universal Flo może być stosowany jak płynny, a jest tak samo stabilny, jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich klas ubytków i odznacza się doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.

KORZYSTNA CENA

4 + 1 | 10 + 3
255 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki G-æniał Universal Flo w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-æniał Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!¹

Zamów 10 strzykawek G-æniał Universal Flo w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-æniał Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!¹

Art. Nr 10000916 G-æniał Universal Flo A2; 255 zł
Art. Nr 10000917 G-æniał Universal Flo A3; 255 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml, (3,4 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 1 osłona chroniąca przed światłem
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV, AO2, AO3, JE, AE



Optymalnie dostosowany
do techniki IDS
(Immediate Dentin Sealing)!

G2-BOND Universal

Nowy standard 2-butelkowego
uniwersalnego systemu łączącego
Produkt wytyczający nowy standard
w Twoich rękach

G2-BOND Universal, dzięki opatentowanej technologii Dual-H, która zapewnia zaawansowane, zoptymalizowane połączenie zarówno z zębem, jak i kompozytem, jest uniwersalnym systemem 2-butelkowym, łączącym w sobie to, czego klinicyści oczekują od istniejących złotych standardów samowytrawiania (Self-Etch) oraz wytrawiania i płukania (Etch-and-Rinse), a nawet więcej:

- Możliwość wyboru preferowanego trybu wytrawiania
- Najwyższą trwałość i wytrzymałość wiązania
- Najwyższą odporność na przebarwienia brzeżne
- Doskonałe dozowanie i niską wrażliwość na technikę
- Szerokie zastosowanie
- Nowoczesną, inteligentną i ergonomiczną konstrukcję 1-PRIMER / 2-BOND

JUŻ TERAZ
ZACZNIJ STOSOWAĆ

695 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006820
G2-BOND Universal Bottle Kit
Opakowanie zawiera: 1 x 1-PRIMER 5 ml,
1 x 2-BOND 5 ml, akcesoria; **695 zł**



Zredukowany kontakt między
osłoną a butelką

Żebrowanie skonstruowane
do skutecznego dociskania

- Wskazania:
- Bezpośrednie łączenie kompozytów
 - Naprawa wewnątrzstna
 - Natychmiastowe uszczelnienie zębiny (IDS)
 - Leczenie nadwrażliwości

- Leczenie odsłoniętych powierzchni korzeni
- Cementowanie uzupełnień pośrednich (z G-CEM LinkForce)
- Cementowanie wkładów i odbudowa zębów (z GRADIA CORE i G-Premio BOND DCA).



ZWYCIĘSKA 2!

Nasze wydajne
i niezawodne systemy wiążące
do wszystkich codziennych
wyzwań związanych z odbudową



Wytycza drogę do nowego
standardu 2-butelkowego
systemu łączącego we
wszystkich trybach wytrawiania

Dla wszechstronnej
satysfakcji i komfortu
Twoich pacjentów!

Uniwersalne zastosowanie unikalnej
kompozycji

- 4-MET dla niezawodnej adhezji do szkliwa i zębiny
- MDP dla doskonałej adhezji do szkliwa i zębiny, cyrkonu, tlenku glinu i metali nieszlachetnych
- MDTP do łączenia z metalami szlachetnymi
- System łączący bez HEMA dla potwierdzonej klinicznie wyjątkowej trwałości²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

Inne dostępne opakowania:
Art. Nr 10006823 **G2-BOND Universal 1-PRIMER**
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **510 zł**

Art. Nr 10006824 **G2-BOND Universal 2-BOND**
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **215 zł**



6 x MATERIAŁ
KOMPOZYTOWY GC

G-Premio BOND KIT
GRATIS!

Zamów 6 strzykawk G-aenial Anterior/
Posterior; G-aenial A'CHORD; Essentia
lub Essentia HiFlo/LoFlo w dowolnym odcieniu
+ G-Premio BOND Kit o wartości 520 zł
GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura
GC na podstawie faktury jednorazowego
zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu
z Konsultantem GC.


G-Premio BOND
OPAKOWANIE 3-BUTELKOWE

G-AENIAL A'CHORD
STRZYKAWKA lub AMPUŁKI
UNITIP GRATIS!

Zamów 1 x G-Premio BOND
opakowanie 3-butelkowe
+ 1 x strzykawka lub 1 x opakowanie
ampułek Unitip G-aenial A'CHORD
w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem
Biura GC na podstawie faktury
jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu
z Konsultantem GC.

- Doskonała adhezja do szkliwa i zębiny
- Optymalna konsystencja i zwilżalność
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
- Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali, a także do wszystkich ceramiek szklanych (skaleniowych, wzmocnionych leucytem i na bazie dwukrzemianu litu) i do ceramiek hybrydowych w połączeniu z G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = mechanizm podwójnego utwardzania
- Redukcja przebarwień
- Mniej nadwrażliwości pozabiegowej
- Mniej czasochłonna i eliminująca straty materiału procedura



G-Premio BOND DCA
= aktywator podwójnego
utwardzania



G-Premio BOND

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy
uniwersalny system łączący do wszystkich
technik łączenia, idealny do napraw i do
stosowania przy nadwrażliwości!



KORZYSTNA CENA

G-Premio BOND
OPAKOWANIE 3-BUTELKOWE

1 060 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001460
G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe
3 butelki po 5 ml; **1 060 zł**

G-Premio BOND
UZUPEŁNIENIE

420 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001462
G-Premio BOND uzupełnienie
1 butelka 5 ml; **420 zł**

ZAMKNIĘCIE
FLIP-TOP

300 aplikacji na jedną butelkę 5 ml

Korzystaj z wysokiej wydajności,
odkrywając jednocześnie łatwiejsze
użytkowanie

Jako opcja:



Dostępne opakowania:

Art. Nr 10001462 **G-Premio BOND uzupełnienie**
1 butelka 5 ml; **420 zł**
Art. Nr 10001460 **G-Premio BOND opakowanie**
3-butelkowe
3 butelki po 5 ml; **1 060 zł**
Art. Nr 10001243 **G-Premio BOND Unit Dose**
50 jednostkowych ampułek (0,1 ml),
akcesoria; **560 zł**
Art. Nr 10001349 **G-Premio BOND DCA**
1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure (DCA); **235 zł**

GC Fuji TRIAGE®

Rozwiązanie do ochrony częściowo wyrzniętych zębów trzonowych z użyciem glasonomeru

Optymalne zaopatrzenie świeżo wyrzniętych zębów trzonowych wynikające z zalet materiału: ponieważ nie jest konieczne ani wytrawianie, ani środek łączący, aplikacja jest niezwykle prosta i szybka, a dzięki zdolności Fuji TRIAGE do zapływania, materiał łatwo trafia również w głębokie bruzdy. Reakcja samoutwardzania Fuji TRIAGE w wersji Fuji TRIAGE Pink może być przyspieszana przez ciepło uwalniane z lampy polimeryzacyjnej. Fuji TRIAGE w kolorze białym jest oferowane jako rozwiązanie estetyczne.



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3

595 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania po 50 kapsułek Fuji TRIAGE w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!
Zamów 10 opakowań po 50 kapsułek Fuji TRIAGE w dowolnym odcieniu
+ 3 opakowania (po 50 kapsułek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!

Art. Nr 10000587 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu Pink
Art. Nr 10000588 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu White
Opakowanie zawiera: 50 kapsułek

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



KORZYSTNA CENA

2 OPAKOWANIA KAPSULEK FUJI TRIAGE

10-TUBOWE OPAKOWANIE GC TOOTH MOUSSE GRATIS!

Zamów 2 opakowania po 50 kapsułek Fuji TRIAGE w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie GC Tooth Mousse Asortyment (10 tub, po 2 z każdego smaku) GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Globalny problem, który dotyka co siódme dziecko. Rozwiązania terapeutyczne z GC w leczeniu hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej.



Więcej o MIH
Dalsze informacje, obraz kliniczny, objawy, rozwiązania terapeutyczne z GC można znaleźć tutaj:



ROZWIĄZANIA MI Z GC

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralizujące kremy ochronne do zębów o potrójnym działaniu: wzmacniają, ochraniają, uzupełniają.



Tooth Mousse czy MI Paste Plus?

Tooth Mousse i MI Paste Plus mogą być stosowane do tych samych wskazań. Tooth Mousse jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat w celu uniknięcia ryzyka fluorozy. Ponadto produkt nadaje się również do przypadków, w których nie jest wymagana ani pożądana suplementacja fluorkowa. Do stosowania na noc Tooth Mousse zaleca się do 12. roku życia. MI Paste Plus można stosować od tego wieku.

GC MI Paste Plus & GC Tooth Mousse

- Pierwsze, wypróbowane i przetestowane miliony razy kremy ochronne do zębów z opatentowanym kompleksem aktywnym RECALDENT™
- Zaopatruje zęby w niezbędną ilość wapnia, fosforu i fluoru*
- Eliminuje nadwrażliwość
- Idealne zdrowie zębów, stała ochrona, wzmocnienie i regeneracja
- Działa szybko i skutecznie
- Bezcukrowa ochrona zębów

* MI Paste Plus zawiera dodatkowo 900 ppm fluoru



CPP-ACPF (fosfopeptyd kazeiny oraz amorficzny fosforan wapnia i fluoru) został opracowany przez School of Dental Science na University of Melbourne Victoria w Australii. RECALDENT™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym na licencji RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP pochodzi z białka mleka. Nie należy go stosować u pacjentów z alergią na białka mleka i hydroksybenzoesan.

MI Varnish™

MI Varnish zawiera 22 600 ppm fluoru, jak również RECALDENT (CPP-ACP) i jest przeznaczony do aplikacji w gabinecie. Szybko przylega do zębów, nie zbrylając się i służy jako rezerwuuar minerałów i fluoru. RECALDENT (CPP-ACP) i fluor działają synergicznie: gdy RECALDENT (CPP-ACP) wchodzi w kontakt z fluorem, stabilizuje jony fluorkowe, tworząc idealne źródło do budowy bardziej odpornego na kwasy fluorapatytu.

KORZYSTNA CENA

5 + 1

750 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań po 10 sztuk GC Tooth Mousse (pojedynczy smak lub różne)
+ 1 opakowanie GC Tooth Mousse Asortyment (10 tub, po 2 z każdego smaku) GRATIS!

Możliwy mix smaków. Oferta obowiązuje dla wszystkich dostępnych 10 tubowych opakowań GC Tooth Mousse.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



GC Tooth Mousse
Opakowanie 10 sztuk; 750 zł
Dostępne smaki: Melon, Mięta, Truskawka, Tutti-Frutti, Vanilia

KORZYSTNA CENA

5 + 1

840 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań po 10 sztuk GC MI Paste Plus (pojedynczy smak lub różne)
+ 1 opakowanie GC MI Paste Plus Asortyment (10 tub, po 2 z każdego smaku) GRATIS!

Możliwy mix smaków. Oferta obowiązuje dla wszystkich dostępnych 10 tubowych opakowań GC MI Paste Plus.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



GC MI Paste Plus
Opakowanie 10 sztuk; 840 zł
Dostępne smaki: Melon, Mięta, Truskawka, Tutti-Frutti, Vanilia



Art. Nr 10003389 MI Varnish Zestaw Intro
Zestaw zawiera: 10 pojedynczych dawek (0,4 ml)
MI Varnish (5 x Truskawka + 5 x Mięta),
20 mikropędzelków; 155 zł

Art. Nr 10003390
MI Varnish opakowanie uzupełniające, smak truskawki
Art. Nr 10003391
MI Varnish opakowanie uzupełniające, smak mięty
Opakowanie zawiera: 35 pojedynczych dawek (0,4 ml)
MI Varnish, 50 mikropędzelków; 440 zł

Art. Nr 10003392 MI Varnish
Opakowanie kliniczne, smak truskawki
Art. Nr 10003393 MI Varnish
Opakowanie kliniczne, smak mięty
Opakowanie zawiera: 100 pojedynczych dawek (0,4 ml) MI Varnish,
100 mikropędzelków; 1 010 zł

FREEGENOL

Cement do tymczasowego osadzania

FREEGENOL jest cementem bez eugenolu do tymczasowego cementowania uzupełnień pośrednich. Jest w pełni kompatybilny i bezpieczny w użyciu z materiałami zawierającymi żywice akrylowe. Biokompatybilny z tkankami zęba i tkankami miękkimi. FREEGENOL jest łatwy w użyciu i po zmieszaniu ma gładką, kremową konsystencję.

- Nie zawiera eugenolu, nie ma negatywnego wpływu na polimeryzację materiałów zawierających żywice
- Możliwość dostosowania konsystencji
- Łatwy do usunięcia z koron i filarów
- W zestawie specjalny środek czyszczący



Art. Nr 10000675
FREEGENOL TEMPORARY 1-1 Pack; 250 zł
Opakowanie zawiera: 55 g Baza, 20 g Katalizator, 2,5 ml środek czyszczący, bloczek do mieszania

- Wskazania:**
- Tymczasowe cementowanie uzupełnień pośrednich.
 - Czas wiązania można dostosować w zależności od potrzeb:
 - więcej bazy
 - wiązanie szybsze
 - mniej bazy
 - wiązanie wolniejsze

GC Fuji TEMP LT™

Bezkompromisowy, niezawodny, komfortowy przy zdejmowaniu cement glasonomerowy do długotrwałego cementowania tymczasowego

- Gwarantuje retencję i łatwe usuwanie
- Łatwe osadzanie dzięki cienkiej warstwie materiału (6 µm)
- Początkowa konsystencja podobna do gumy dla łatwego usuwania nadmiarów
- Widoczny na zdjęciach rtg
- Idealny do cementowania na łącznikach implantów



Art. Nr 10007514
GC Fuji TEMP LT uzupełnienie; 770 zł
Opakowanie zawiera: 2 naboje Fuji TEMP LT (7,2 ml/13,3 g), 1 bloczek do mieszania N° 22

Akcesoria:
Art. Nr 700000023 **Paste Pak Dispenser**,
podajnik; **480 zł**

GC PLIERS

Kleszcze ze stali nierdzewnej przeznaczone do łatwego usuwania i przenoszenia uzupełnień pośrednich. Dzięki retencyjnym końcówkom roboczym dobrze utrzymują uzupełnienia.

- Opcjonalnie stosowane gumowe nakładki, zapewniają amortyzację i przyczepność w razie potrzeby. Skuteczność kleszczy zwiększa się w połączeniu z proszkiem retencyjnym
- Delikatne dla powierzchni koron ceramicznych i licowanych kompozytem
- Nie uszkadzają powierzchni koron ani licówek
- Minimalizują ryzyko złamania marginesu lub uciśnięcia tkanki
- Bardzo łatwe do czyszczenia
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Łatwa sterylizacja i dezynfekcja



Art. Nr 10001804 **GC PLIERS z Accessory Set; 1 480 zł**
Opakowanie zawiera: Kleszcze GC PLIERS, gumowe nakładki (50 szt.), proszek retencyjny (4 g).
Akcesoria:
Art. Nr 10000089 **Accessory Set; 440 zł**
Opakowanie zawiera: gumowe nakładki (50 szt.), proszek retencyjny (4 g).

TEMPSMART™ DC

Szybko i skutecznie do tymczasowego uzupełnienia

Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej. Nie tylko chronią opracowane zęby, ale także zapewniają komfort i estetykę do momentu uzyskania przez pacjenta ostatecznej odbudowy. Wprowadzona przez GC nowa technologia, dzięki TEMPSMART DC, czyni materiały tymczasowe bardziej inteligentnymi. TEMPSMART DC to pierwszy, niezawierający plastifikatorów, podwójnie utwardzalny materiał tymczasowy, zaprojektowany tak, aby ułatwić i uczynić codzienną pracę bardziej wydajną.

KORZYSTNA CENA

4 + 1

470 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania TEMPSMART DC nabój 48 ml w dowolnym odcieniu + 1 nabój TEMPSMART DC nabój 48 ml w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Akcesoria:
Art. Nr 10003754 **Końcówki mieszające II SSS** (60 szt.); **280 zł**
Art. Nr 10003335 **Końcówki mieszające GC Automix Tip Regular** (10 szt.); **60 zł**

GC UNIFAST III

Samoutwardzalna żywica akrylowa do długoterminowych uzupełnień tymczasowych: koron, mostów, wkładów i napraw. Ekonomiczne rozwiązanie z doskonałą estetyką.

Dostępne opakowania:
Art. Nr 10000697 **GC Unifast III Zestaw wprowadzający 2-1; 480 zł**
Zawiera: 35 g proszek A2-A3, 40 g (42 ml) płyn, akcesoria.



OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

OPTIGLAZE color butelka 2,6 ml; **260 zł**
OPTIGLAZE color butelka 5 ml; **260 zł**



Kolory: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red, Clear, Clear HV

Podane ceny oparte są na cenach detalicznych rekomendowanych przez producenta. Aktualne ceny sprzedaży można uzyskać bezpośrednio u autoryzowanego dystrybutora produktów GC. Oferta promocyjna obowiązuje w Polsce i jest ważna do 31.12.2024.

Skontaktuj się z regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji na temat TEMPSMART DC!

FREEGENOL
FUJI TEMP LT
GC PLIERS
TEMPSMART DC



PEWNA WYTRZYMAŁOŚĆ

- Wysoka odporność na złamania
- Idealny na mosty w odcinku bocznym

INTELIGENTNA KONCEPCJA

- Krótki czas obróbki dzięki opcji utwardzania światłem

ESTETYCZNE REZULTATY

- Fluorescencja i długotrwały połysk

KOMFORT UŻYTKOWANIA

- Nie klei się
- Wysoki połysk w kilku krokach



Dostępne opakowania:
Art. Nr 10001474 **TEMPSMART DC A2**
Art. Nr 10001475 **TEMPSMART DC A3**
Zawiera: 1 x 48 ml nabój, 16 końcówek mieszających; **470 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, BW



Dostępne opakowania:
Art. Nr 10001480 **TEMPSMART DC A2**
Art. Nr 10001481 **TEMPSMART DC A3**
Zawiera: 1 x 10 ml strzykawka, 10 końcówek mieszających; **280 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, B1

GC REVOTEK LC

Jednoskładnikowy kompozyt utwardzany światłem do wykonywania tymczasowych wkładów, nakładów, koron, licówek i mostów.

Dostępne opakowania:
Art. Nr 10000246 **Revotek LC; 370 zł**
6 g materiału w odcieniu B2.



KORZYSTNA CENA

4 + 1

260 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania OPTIGLAZE color + 1 opakowanie OPTIGLAZE color A plus lub Clear GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

GRADIA® CORE

Podwójnie utwardzalny kompozyt do odbudowy zrębu i cementowania wkładów

Niezawodna retencja na całej głębokości



Cementowanie wkładu i odbudowa zrębu jednym tiksotropowym materiałem



Dostępne opakowania:
Art. Nr 10004896 **GRADIA CORE Intro Package**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g),
G-Premio BOND butelka 5 ml,
G-Premio BOND DCA butelka 3 ml,
podajnik GRADIA CORE Dispenser;
Cena jednego opakowania; **1 005 zł**

Art. Nr 10004816 **GRADIA CORE Kit**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g),
G-Premio BOND butelka 5 ml,
G-Premio BOND DCA butelka 3 ml;
Cena jednego opakowania; **970 zł**

Art. Nr 10000765 **GRADIA CORE cartridge Refill**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g)
Cena jednego opakowania; **485 zł**



Zachowuje się podobnie jak zębina

Twardość* (Hv) **66**

* W trybie podwójnego utwardzania
Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie



Siła wiązania z zębiną (MPa), podwójne utwardzanie **21**



Bezpieczna retencja przy użyciu uniwersalnego systemu łączącego

Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie

everStick®

Wzmocnienia z włókien do codziennej praktyki stomatologicznej

- Minimalnie inwazyjne i odwracalne: inne możliwości leczenia pozostają nadal otwarte
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Unikalne, opatentowane połączenie
- Elastyczność zbliżona do elastyczności zębiny
- Obszerne informacje naukowe
- Ponad 300 publikacji i szereg rozpraw naukowych
- Długoterminowe obserwacje kliniczne z doskonałymi rezultatami

Uzupełnienia:

Art. Nr 10003436 **everStick C&B**, 1 x 8 cm; **340 zł**
Art. Nr 10003435 **everStick C&B**, 2 x 12 cm; **925 zł**
Art. Nr 10003422 **everStick NET**, 30 cm²; **925 zł**
Art. Nr 10003426 **everStick ORTHO**, 2 x 12 cm; **790 zł**
Art. Nr 10003434 **everStick PERIO**, 1 x 8 cm; **310 zł**
Art. Nr 10003433 **everStick PERIO**, 2 x 12 cm; **865 zł**
Art. Nr 10003430 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 0,9 mm; **550 zł**
Art. Nr 10003431 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 1,2 mm; **550 zł**
Art. Nr 10003432 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 1,5 mm; **550 zł**



Dostępne opakowania:
Art. Nr 10003423 **everStick, Starter Kit; 2 020 zł**
Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B; 8 cm everStick PERIO; 30 cm² everStick NET; 5 x everStick POST Ø 1,2 mm; 6 ml Modeling Liquid; 1 x G-aenial Universal Flo strzykawka; 1 x instrument silikonowy StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER

Art. Nr 10003438 **everStick COMBI Kit; 1 095 zł**
Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B; 8 cm everStick PERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStick POST Ø 1,2 mm; 1 instrument ręczny StickSTEPPER, 1 instrument silikonowy StickREFIX D

Art. Nr 10003437 **everStick Intro Kit; 440 zł**
Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B; 8 cm everStick PERIO, 1 instrument silikonowy StickREFIX D

Art. Nr 10003429 **everStick POST Intro; 875 zł**
Zestaw zawiera: 5 x wkład Ø 0,9 mm; 5 x wkład Ø 1,2 mm; 5 x wkład Ø 1,5 mm; 6 ml Modeling Liquid



Get Connected SMILE Program

Zdobytą wiedzę. Dziel się doświadczeniem. Korzystaj.

GC Get Connected - wszystko w jednej aplikacji!

Skorzystaj z okazji, aby w każdej chwili uzyskać informacje na temat GC i naszych produktów - pobierz aplikację GC Get Connected na swój telefon. Przeglądaj naszą bibliotekę online, oglądaj filmy prezentowane przez użytkowników, dowiedz się o szkoleniach i wydarzeniach, a także uzyskaj informacje o naszych produktach.

W GC, uśmiechy są warte więcej - uczymy się, dzielimy doświadczeniem, korzystamy. Pobierz teraz program "Get Connected Smile Program" na swoją komórkę.




POBIERZ APP

Pobierz GC Get Connected Smile Program jako aplikację na swój telefon komórkowy już dzisiaj i bądź na bieżąco!



Implanty Aadva™



System implantologiczny GC Aadva opiera się na nowatorskiej synergii implantoprotektyki z koncepcją stomatologii CAD/CAM. Zapewnia kompleksowe rozwiązania do wszystkich przypadków leczenia implantologicznego. Wszystkie elementy systemu są rozwiązaniami reprezentującymi najbardziej aktualny stan wiedzy i spełniają najwyższe standardy jakości GC.

Linia implantów GC Aadva

Implanty cylindryczne



wąski standardowy szeroki

- Wąski $\varnothing$ 3,3
Długości 8-10-12-14 mm

Implanty stożkowe



wąski standardowy szeroki

- Standardowy $\varnothing$ 4,0
Długości 8-10-12-14 mm

Implanty krótkie
Długość 6,3 mm



$\varnothing$ 4,2 $\varnothing$ 5,2

- Szeroki $\varnothing$ 5,0
Długości 8-10-12-14 mm

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres:
info.poland@gc.dental

OFERTA NA START*

4 999 zł

Zamów OFERTĘ NA START
+ G-CEM ONE System Kit GRATIS!

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 1 x kaseta chirurgiczna Aadva Surgical Kit + G-CEM ONE System Kit GRATIS!
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka 4,6 g (A2 i TR), 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, akcesoria

OFERTA ZE SZKOLENIEM NR 1*

4 499 zł

Zawiera: 5 x implant, 5 x śruba zamykająca, + uczestnictwo w szkoleniu nr 1 + wypożyczenie kasety chirurgicznej Aadva Surgical Kit + konsultacje online z lekarzem prowadzącym szkolenie, dotyczące planowania leczenia z wykorzystaniem zakupionych implantów

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

KORZYSTNA CENA

OFERTA ANALOGOWA*

7 499 zł

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 10 x śruba gojąca, 10 x analog, 10 x transfer wyciskowy

KORZYSTNA CENA

OFERTA CYFROWA*

7 999 zł

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 10 x śruba gojąca, 4 x Scan Body, 4 x analog do modeli drukowanych

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

1 Wprowadzenie do chirurgii implantologicznej na podstawie systemu GC Aadva

Część teoretyczna

- Wprowadzenie do implantologii
- Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji
- Przygotowanie gabinetu do zabiegu
- Dobór implantu do warunków anatomicznych
- Kwalifikacja pacjenta

- Zasady planowania implantoprotetycznego
- Powikłania pozabiegowe

Część praktyczna

- Analiza CBCT
- Zabiegi z udziałem pacjentów

2 Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym

Część teoretyczna

Wprowadzenie teoretyczne do zaplanowanych procedur oraz zabiegów z udziałem pacjentów

Część praktyczna

- Ekstrakcje zębów i metody zachowania wyrostka zębodołowego
- Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą przy użyciu osteotomów oraz

ekspanderów do kości, z i bez użycia materiałów kościotępczych

- Rozszczepy wyrostków w odcinku przednim/bocznym, pacjenci po wypadkach
- Wydłużenie płyta błony śluzowej przedsionka jamy ustnej podczas rozszczepów
- Zaawansowane techniki szycia przy rozległych cięciach w obrębie jamy ustnej

3 Mój pierwszy implant - kurs praktyczny na preparatach ludzkich

Część praktyczna

- Wprowadzenie do implantologii i procedur
- Podstawy analizy zdjęć CBCT, planowanie implantacji i rekonstrukcji protetycznej
- Sposoby wykonania rekonstrukcji protetycznych
- Podstawowe zabiegi augmentacji podczas zabiegu implantacji

- Analiza CBCT preparatów głów ludzkich
- Zabiegi pokazowe na preparatach nieutrwalonych głów ludzkich wykonywane przez prowadzących
- Indywidualne warsztaty z prowadzącymi
- Samodzielne zabiegi ekstrakcji i implantacji



PROWADZĄCY
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz

1 SZKOLENIE
Środa Wielkopolska

Szczegóły u Konsultanta GC

Koszt uczestnictwa: 1 750 zł



PROWADZĄCY
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz

2 SZKOLENIE
Środa Wielkopolska

Szczegóły u Konsultanta GC

Koszt uczestnictwa: 1 750 zł



PROWADZĄCY
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz
dr n. med. Krzysztof Gawriolek

3 SZKOLENIE
Przeźmierowo k. Poznania
8-9.11.2024

Szczegóły:
www.poznanlab.pl
lub u Konsultantów GC

Warsztaty w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

- Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasie chirurgicznej.
- Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami.
- Technika Flow Injection w implantologii.

Warsztat praktyczny:

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

Skondensowana wiedza na temat G-ænial A'CHORD dostępna teraz online

G-ænial A'CHORD

W celu jak najłatwiejszego udostępnienia praktykom nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy na temat G-ænial A'CHORD, GC uruchomiło specjalną stronę internetową.

<http://gaenialachord.com>

Poza teoretycznymi wyjaśnieniami, strona ta ilustruje np. skalę odcieni. A fakt, że estetykę i wytrzymałość uzupełnień w odcinku przednim i bocznym można połączyć w jeden prosty system, został potwierdzony w praktyce przez różnych lekarzy dentystów z Australii, Francji czy Niemiec.

Grafiki wizualizują także wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie G-ænial A'CHORD, podczas gdy filmy wideo pokazują praktyczne zastosowanie zarówno w obrazie jak i w dźwięku.



Przewodnik "Restorative solution" z GC

Od początku swojej działalności GC zawsze koncentrowało się na opracowaniu innowacyjnych materiałów odtwórczych dla każdej sytuacji klinicznej. Aby ułatwić stomatologom te procedury, GC przygotowało przewodnik "GC Restorative Solution", dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android lub iOS.

W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepszy materiał odtwórczy. Przewodnik przedstawia w 3D wszystkie rodzaje ubytków i pokazuje ich odbudowę przy użyciu zaawansowanych szkło-jonomerów,

hybrydy szkła i/lub kompozytów GC do odbudowy zębów. Aplikacja zawiera również instrukcje krok po kroku, jakie odcienie i grubości warstw należy stosować, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Ponadto aplikacja zawiera informacje na temat systemów adhezyjnych i technik odbudowy wzmocnionych włóknem szklanym, a także szczegółowe ilustracje dotyczące procedur naprawy uzupełnień pośrednich.



Przewodnik GC dotyczący cementowania

Wybór właściwego materiału dla każdego wskazania

Długotrwałe powodzenie odbudowy zależy przede wszystkim od właściwego doboru i prawidłowego zastosowania materiałów do osadzania. Ponieważ idealny materiał do cementowania, który spełnia wszystkie wymagania dla każdego wskazania nie istnieje, wyboru należy dokonać w zależności od właściwości fizycznych i adhezyjnych, wymagań estetycznych, wrażliwości techniki i dowodów naukowych dostępnych dla każdego przypadku. Aby ułatwić ten proces stomatologom GC opracowało przewodnik "GC Luting Guide",

dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android lub iOS. W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepsze rozwiązanie do cementowania. Oprócz wyboru materiału do osadzania, decydujące znaczenie ma jego prawidłowe zastosowanie. W przewodniku "GC Luting Guide" każdy etap kliniczny jest od początku do końca szczegółowo opisany i zilustrowany przejrzystymi zdjęciami.



Szkolenia praktyczne w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

Protokół tworzenia estetycznych koron

Poznaj rozwiązania GC i protokół tworzenia estetycznych koron. Odkryj nasze karty techniczne obejmujące etap wyboru materiału odtwórczego i sposobu preparacji oraz protokoły cementowania.

Szkolenie praktyczne:

- Tradycyjne i adhezyjne cementowanie estetycznych koron w odcinku przednim i bocznym.

Biomimetyczne rozwiązania do odbudowy zębów bocznych

Wybierz swoje optymalne rozwiązanie do odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych: wzmocniony krótkimi włóknami płynny kompozyt everX Flow czy szklano-hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT.

Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa krok po kroku rozległych ubytków w zębach bocznych

Estetyka łatwa do osiągnięcia z uniwersalnym materiałem kompozytowym

Przekonaj się jak łatwo za pomocą jednego odcienia G-ænial A'CHORD uzyskasz naturalnie wyglądające uzupełnienie w odcinku przednim.

Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa krok po kroku ubytków w odcinku przednim techniką uproszczoną i wielowarstwową

Inteligentne rozwiązania z GC do częściowych uzupełnień pośrednich

Onlay i overlay od A do Z. Przekonaj się jakie to proste z naszymi rozwiązaniami! Preparacja, wybór materiału, wykańczanie i cementowanie częściowego uzupełnienia pośredniego. Zapytaj o karty techniczne do poszczególnych etapów procedury!

Szkolenie praktyczne:

- Charakterystyka i adhezyjne cementowanie pośredniego uzupełnienia częściowego za pomocą uniwersalnego cementu kompozytowego G-CEM ONE.

Wprowadzenie do systemu implantologicznego GC Aadva

Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasie chirurgicznej. Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami. Technika flow Injection w implantologii.

Szkolenie praktyczne:

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

Szkolenia

A-La-Carte

w gabinecie

Zdecyduj się na szkolenie praktyczne GC!

Dostosujemy je do potrzeb Twojej praktyki dentystycznej.

Nasze szkolenia praktyczne A-la-Carte oferują rozwiązania do szerokiej gamy codziennych wyzwań i są przeznaczone dla całego zespołu!

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI!

ELASTYCZNY
czas trwania!

BEZPŁATNY
UDZIAŁ!

**JESTEŚ
ZAINTERESOWANY?**

Skontaktuj się z regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres: info.poland@gc.dental

Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski
SZCZECIN / POZNAŃ /
GDAŃSK / TORUŃ / OLSZTYN
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental
Technika Dentystyczna



Magdalena Kujawska
SZCZECIN / KOSZALIN
M. +48 532 534 843
Magdalena.Kujawska@gc.dental
Stomatologia



Małgorzata Dukat
GDYNIA / SŁUPSK /
OLSZTYN
M. +48 697 692 202
Małgorzata.Dukat@gc.dental
Stomatologia



Sebastian Lewandowski
GDAŃSK / BYDGOSZCZ /
TORUŃ
M. +48 516 035 806
Sebastian.Lewandowski@gc.dental
Stomatologia / Implanty




Krzysztof Szymański
WARSZAWA / OSTROŁĘKA /
EŁK / ŁOMŻA
M. +48 790 269 100
Krzysztof.Szymanski@gc.dental
Stomatologia



Maria Glabisz
POZNAŃ
M. +48 605 212 615
Maria.Glabisz@gc.dental
Stomatologia



Agnieszka Sobala
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM
M. +48 666 857 080
Agnieszka.Sobala@gc.dental
Stomatologia



Magdalena Olko
RZESZÓW / LUBLIN / ZAMOŚĆ
M. +48 697 578 193
Magdalena.Olko@gc.dental
Stomatologia



Rafał Rumak
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /
KIELCE
M. +48 698 167 808
Rafal.Rumak@gc.dental
Technika Dentystyczna



Marcin Sidor
WROCŁAW / OPOLE /
ZIELONA GÓRA / KALISZ /
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA
M. +48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental
Technika Dentystyczna



Joanna Łaban-Nanowska
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA
M. +48 664 700 144
Joanna.LabanNanowska@gc.dental
Stomatologia



Dominika Ostrowska
OPOLE / CZĘSTOCHOWA /
GLIWICE / BYTOM
M. +48 662 012 689
Dominika.Ostrowska@gc.dental
Stomatologia



Łukasz Ryński
KATOWICE / TYCHY /
BIELSKO-BIAŁA
M. +48 733 338 381
Lukasz.Rynski@gc.dental
Stomatologia



Piotr Dąbrowski
KRAKÓW / KIELCE / ZAKOPANE
M. +48 505 402 204
Piotr.Dabrowski@gc.dental
Stomatologia / Implanty



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_poland/