

GC France - Offres Laboratoire

Janvier - Juin 2025



initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite


NOUVEAUTÉS

Disque hybride, dernière génération...


de translucide à supertranslucide au niveau incisal !

- Dioxyde de zirconium Type II Classe V DIN EN ISO 6872
- Résistance à la flexion : valeur moyenne typique ≥ 1.100 MPa
- Gradient de translucidité élevé de $>45\%$ à $>49\%$.
- Frittage rapide pour couronnes et bridges jusqu'à 3 unités


En fonction du résultat esthétique souhaité, vous disposez d'une variété de flux de travail avec les Zirconia Coloring Liquid, le concept IQ ONE SQIN ou la céramique de stratification Zr-FS qui vous permettront d'obtenir des résultats fiables et reproductibles. Scan & design avec Aadvia Lab Scan 3.



Micro-stratification avec Initial IQ ONE SQIN maquillage 3D avec Initial IQ Lustre Pastes ONE



Stratification classique avec Initial Zr-FS



GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

	14mm	16mm	20mm	25mm
A1	70017398	70017417	70017436	70017455
A2	70017399	70017418	70017437	70017456
A3	70017400	70017419	70017438	70017457
A3.5	70017401	70017420	70017439	70017458
A4	70017402	70017421	70017440	70017459
B1	70017403	70017422	70017441	70017460
B2	70017404	70017423	70017442	70017461
B3	70017405	70017424	70017443	70017462
B4	70017406	70017425	70017444	70017463
C1	70017407	70017426	70017445	70017464
C2	70017408	70017427	70017446	70017465
C3	70017409	70017428	70017447	70017466
C4	70017410	70017429	70017448	70017467
D2	70017411	70017430	70017449	70017468
D3	70017412	70017431	70017450	70017469
D4	70017413	70017432	70017451	70017470
OM1	70017414	70017433	70017452	70017471
OM2	70017415	70017434	70017453	70017472
OM3	70017416	70017435	70017454	70017473

Le disque Multilayer Elite en Ø 98,5 mm

à partir de 214€^{ttc}

Offres valables jusqu'au **31 Mars 25**



PROMO Disques

3+1*

sur disques ML Elite de même taille

3 disques

1 recharge **Initial LP NF ONE**
OFFERTE*

3 disques

1 recharge **Coloring Liquid 50ml**
OFFERTE*

* Gratuité envoyée par GC France



initial™ Zr Coloring Liquid

ONE DISK
ONE COLORING LIQUID
ONE SQIN

Colorants liquides à base d'eau
pour la coloration complète ou partielle
des restaurations en zircone pré-fritée



1 liquide - 2 techniques

Personnalisez, à votre façon !



Par immersion

Répartition profonde et uniforme des couleurs


Des résultats cohérents et reproductibles de
manière simple et rapide.



Au pinceau

Personnalisation ultime de l'armature

Pénétration précise et localisée de la couleur
Diminue la nécessité d'ajuster la couleur
après le frittage.



GC Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit, 250g 228€^{ttc}

10041649 Body A, Cervical A, Effect Grey, Neutral + Marking Liquid Red, Blue + mode d'emploi

Set complet
10041648

**1 Initial Zirconia Disk 12mm
OFFERT**

10006708, 10006712 ou 10006716 * Gratuité envoyée par GC France

**GC Initial Zr Coloring Liquid
Set, 700g 10041648**

720 576€^{ttc}

GC Initial Zr Coloring Liquid : Body A B, C, D - Cervical A, B, C, D
Effect Blue, Grey, Effect Pink, Neutral + Marking Liquid Red, Blue,
Yellow, Green + manuel technique

-20%



GC Initial Zr Coloring Liquid 50ml

10041650	Body A
10041651	Body B
10041652	Body C
10041653	Body D
10041654	Cervical A
10041655	Cervical B
10041656	Cervical C
10041657	Cervical D
10041658	Effect Blue
10041659	Effect Grey
10041660	Effect Pink
10041661	Neutral

le flacon **63€^{ttc}**

Marking Liquid, 25ml

10041662	Red
10041663	Blue
10041664	Yellow
10041665	Green

le flacon **30€^{ttc}**



Concept global de micro-stratification

... pour la zircone et le disilicate de lithium
... pour les restaurations antérieures et postérieures
... en microcouche et pour le maquillage

- Effet maximal dans une micro-couche de céramique
- Ajouter de la brillance, des nuances de couleur et de la fluorescence en quelques étapes simples et rapides
- Effet auto-glaze



Ce que vous peignez est ce que vous obtenez !



ZTM Stefan Roozen, Autriche



Initial IQ ONE SQIN System Set

10 SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18//19/20), 3g - SPS Glaze Fluo (GL-FLUO) 10g SPS Glaze Liquid 25ml - 2 IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4g - 4 IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4g - 6 IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4g - IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml - Refresh Liquid, 8ml - 5 IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10g - 5 IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10g - Translucent Opal Booster (TO), 10g - 3 Powder GUM (light, dark, neutral), 10g - IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml - Mixing Dish, Brush 00 - Brush 2 - Plastic Cover - Technical Manual - Colour Chart, SPS Colour Chart

NOUVELLE
Masse
disponible

Initial IQ, SQIN,
GUM OM white, 10g

4 recharges Initial IQ SQIN

Initial IQ, SQIN, GUM, OM white
OFFERTE* 10041666

panachage possible.* gratuite envoyée par GCF

Initial IQ SQIN
recharges

5+1*

Initial IQ ONE SQIN System Set ~~1737~~ 868,5 €^{ttc}
10006991

Initial IQ ONE SQIN Shades Set ~~710~~ 355 €^{ttc}
10006990

5 Dentin (Body A/B/C /D/BL-D), 10g - 5 Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10g
Translucent Opal Booster (TO), 10g - 3 GUM (light, dark, neutral), 10g
IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml - IQ SQIN Technical Manual

sous conditions d'offre de reprise



Recharges en pot

Initial IQ SQIN, 10g	47 € ^{ttc}
Lustre Pastes ONE, 4g	80 € ^{ttc}
Lustre Pastes ONE, 3x4g (LN & LN-FL)	193 € ^{ttc}
Spectrums Stains, 3g	66 € ^{ttc}



Préparation



Coloration
Lustre Paste ONE



Stratification IQ SQIN



Après cuisson auto glaçage

M. Brûsh, Allemagne

... nos solutions maquillage

Initial IQ Lustre Pastes ONE



L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10
10007002	10007003	10007004	10007005	10007006	10007007	10007008	10007009	10007010	10007011

OFFRE 3+1*

sur les recharges 4g LP ONE, panachage possible.

*Gratuité envoyée par GCF



L-A	L-B	L-C	L-D	L-V	L-OP
10006997	10006998	10006999	10007000	10007012	10007013



L-N	L-NFL
10007001	10007014
10007018	10007019

4g

3x4g

Initial Lustre Pastes NF Gum Shades



LP G-23	LP G-24	LP G-34	LP G-35	LP G-36	LP M1	LP M2	LP M3	LP M4
10003032	10003033	10003034	10003035	10003036	10003037	10003038	10003039	10003040

«Avec les produits Initial Lustre Pastes et Spectrums Stains, je peux obtenir toutes les teintes que je désire en conservant une merveilleuse texture de surface. On pourrait presque parler de céramiques liquides.» MDT Fotis Megalos



Initial Lustre Pastes NF Gum Shades

10003186 - 5 IQ LP NF G 23, 24, 34, 35, 36 (4g) -
4 Stain modifier : LP-M, M2, M3, M4 (3g)
Refresh Liquid 8ml, Diluting Liquid 8 ml
+ accessoires

553€^{ttc}

3D



Initial IQ Lustre Pastes ONE, V-shades Set, 88g

10007017 - L-N, L-NFL, L-V, L-OP
4 Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D)
Diluting Liquid (8ml)
Refresh Liquid (8ml)
10 Enamel Effect (L-1 à L-10)
Technical Manual
IQ LP ONE Colour Chart

999€^{ttc}



2D



GC Initial Spectrum Stain Set -10003190

16 GC Initial Spectrum Stain SPS1 - SPS16 (3g) -
1 Glaze Powder GL (10g) - Glaze Liquid (25ml) -
Glaze Paste Liquid (8ml) Shade Guide

990€^{ttc}



coffrets à -50% sous condition de reprise,
contactez votre responsable régional



CERASMART™ 270

le bloc hybride en composite renforcé
La solution flexible pour l'usure




Initial™ LRF Block

la céramique feldspathique renforcée en leucite
La solution esthétique pour les facettes




Initial LiSi Block by Cerec

le bloc de disilicate de lithium déjà cristallisé
La solution universelle et rapide



Di Roco



PROMO blocs

4+1*

10+3*

Barrettes de 5 blocs CERASMART270, Initial LRF, Initial LiSi Block
Même gamme, les moins chères sont offertes. Pour recevoir
votre gratuité, contactez votre responsable régional GC



Initial™ Zirconia Disk

La solution pour les
traitements « larges »



PROMO Disk HT, UHT, ST

3+1

Epaisseurs : 12, 14, 18 et 25 mm

A partir de **170€**ttc
(épaisseur 12)

CERASMART270 Universal

taille 12	taille 14	taille 14L
10001402	10001424	10001446
10001403	10001425	10001447
10001404	10001426	10001448
10001405	10001427	10001449
10001406	10001428	10001450
10001407	10001429	10001451
10001408	10001430	10001452
10001409	10001431	10001453
10001410	10001432	10001454
10001411	10001433	10001455
10001412	10001434	10001456

CERASMART270 for CEREC

10001391	10001413	10001435
10001392	10001414	10001436
10001393	10001415	10001437
10001394	10001416	10001438
10001395	10001417	10001439
10001396	10001418	10001440
10001397	10001419	10001441
10001398	10001420	10001442
10001399	10001421	10001443
10001400	10001422	10001444
10001401	10001423	10001445

Initial LRF Universal

taille 12	taille 14	taille 14L
10003077	10003078	10003079
10003083	10003084	10003085
10003089	10003090	10003091
10003095	10003096	10003097
10003101	10003102	10003103
10003080	10003081	10003082
10003086	10003087	10003088
10003092	10003093	10003094
10003098	10003099	10003100
10003104	10003105	10003106
10003107	10003108	10003109

Initial LRF Universal for CEREC

10003044	10003045	10003046
10003050	10003051	10003052
10003056	10003057	10003058
10003062	10003063	10003064
10003068	10003069	10003070
10003047	10003048	10003049
10003053	10003054	10003055
10003059	10003060	10003061
10003065	10003066	10003067
10003071	10003072	10003073
10003074	10003075	10003076

à partir de **143€**ttc

92€ttc



en accord avec
la convention !



COMPATIBLE

ONESQIN



Une structure cristalline plus fine et plus dense
Un disilicate de lithium plus lisse avec moins
d'usure de la dent elle-même et de l'antagoniste
Une résistance supérieure (508 MPa)




Haute Translucidité (HT)




Faible Translucidité (LT-IQ)



Opacité Moyenne (MO)



Translucidité Moyenne (MT)



Faible Translucidité (LT)



Initial™ LiSi Block,
en version usinable



barrettes LiSi Block

4+1*

10+3*

10037275 BL taille 14
10004844 A1 HT 10004887 A1 LT
10004956 A2 HT 10004958 A2 LT
10004957 A3 HT 10004888 A3 LT
10037273 A3.5 HT 10037274 A3.5 LT
10004886 B1 HT 10004889 B1 LT

149€^{ttc}

tubes LiSi Press

4+1*



10003664
Kit Intro
LiSi Press Vest

73€^{ttc}

115€^{ttc}

Le tube de 5 lingotins


La barrette de 5 blocs taille 14

G-CEM ONE™


le collage universel



L'assemblage simplifié sur Ti-base sans primer additionnel




Sablage Ti base et intrados zircone




Appliquer le G-CEM ONE




Mise en place



Retirer les excès. Laisser prendre ou photopolymériser.



Sébastien Milliasseau



OFFRE 4+1*

* Même type de recharge. Gratuité envoyée par GCF

G-CEM ONE Single Pack
la seringue de 4,6g + 8 embouts automix & 2 endos
10006923 AO3
10006924 WO

77€^{ttc}

G-CEM ONE Twin Pack
2 seringues de 4,6g + 15 embouts automix & 5 endos
10006921 A2
10006922 Tr

144€^{ttc}

Automix Tip Regular x10 **15€^{ttc}**
10003335





initial™, solutions céramique

- Chaque céramique est adaptée aux besoins de son processus de fabrication particulier et à son armature comme, par exemple, son CET.
- Toutes les teintes ont été soigneusement harmonisées dans l'ensemble du système.
- L'esthétique de chaque restauration est parfaitement en harmonie quel que soit le type créé ou le processus utilisé.

Relever tous
les défis
prothétiques
esthétiques

Initial Zr-FS



Le système céramique
spécialisé en
oxyde de zirconium



OFFRE 5+1*

sur recharge Zr FS de même format,
panachage des teintes possibles.
* Gratuité envoyée par GCF

Initial MC

Le système céramo métallique
le plus avancé



OFFRE 5+1*

sur recharge MC de même format,
panachage des teintes possibles.
* Gratuité envoyée par GCF

Initial LiSi



Le choix parfait pour maîtriser
tous vos défis Disilicate de Lithium



Initial Ti



Céramo-métallique
pour les armatures en titane



OFFRE de reprise -50%


sur les coffrets* de la gamme Initial

*valables sur les Basic, Basic Plus, Advanced Set, System Set, Shade Set, & Lustre Paste ONE... après validation de votre représentant régional GC



Ti Bonder Intro Kit 10002503 291 €^{ttc}
INmetalbond, 2x4g 10003154 105 €^{ttc}

initial		
Coffret Initial Zr-FS Basic, 16 teintes	10003119	2335 € ^{ttc}
Coffret Initial LiSi Basic, 7 teintes	10003184	879 € ^{ttc}
Coffret Initial MC Basic Set Paste opaque, 16 teintes	10003111	1855 € ^{ttc}
Coffret Initial MC Poudre opaque, 16 teintes	10003150	2050 € ^{ttc}
Coffret Initial Ti Basic, 16 teintes	10003122	2151 € ^{ttc}



GRADIA

Tableau des TEINTES



Système composite modulaire radio-opaque
photopolymérisable modelable ou injectable
pour restaurations indirectes



en accord avec
la convention !



Aucun
compromis
sur la
manipulation



2 textures : pâte et fluide (Heavy Body & Light Body)
Masses Fluorescentes et Opalescentes
Résistance à la flexion : 160 MPa
Dureté 60 Hv



Combi Pack LAYER (Layer + Paint Set + Accessoires)	2891	1 879 € ^{ttc}
Combi Pack LAYER PRO (Layer + Layer Pro + Paint Set + Accessoires)	4080	2 652 € ^{ttc}
Combi Pack ONE BODY (One body + Paint + Accessoires)	2310	1 501 € ^{ttc}
Combi Pack GUM (Coffrets Gum + Accessoires)	1604	1 043 € ^{ttc}



10001246 Labolight Duo
2999 €^{ttc}



10001202
CERAMIC PRIMER II
124 €^{ttc}



10001265
METAL PRIMER Z
254 €^{ttc}

Les COMBI PACK GRADIA PLUS




OPTIGLAZE color

Solution simple de caractérisation photopolymérisable



- Vernis prêt à l'emploi, facile à manipuler, étape de polissage réduite
- Large éventail de couleurs, pour la caractérisation interne et externe, pour une esthétique parfaite
- Brillance longue durée grâce à la technologie des nano charges



Jean François Deche

Parce que tout
paraît plus beau
en couleur...



OFFRE 4+1*

*sur recharge, panachage possible.
Gratuit envoyée par GCF

10001154	White, 2,6 ml
10001155	Ivory white, 2,6 ml
10001156	Yellow, 2,6 ml
10001157	Orange, 2,6 ml
10001158	Pink Orange, 2,6 ml
10001159	Red brown, 2,6 ml
10001160	Olive, 2,6 ml
10001161	Grey, 2,6 ml
10001162	Blue, 2,6 ml
10001163	Lavender, 2,6 ml
10001164	Pink, 2,6 ml
10001165	Red, 2,6 ml
10001151	A plus, 2,6 ml
10001152	B plus, 2,6 ml
10001153	C plus, 2,6 ml
10001166	clear, 5 ml
10001167	clear HV, 5 ml

74 €^{ttc} la recharge



10001150
OPTIGLAZE color Set
17 flacons (un par teinte)
+ accessoires

899 €^{ttc}

Les flacons de 2,6ml & 5ml

La bouteille de 500g

GC Temp PRINT

résine chargée
photopolymérisable
imprimable en 3D



Classe IIa sans MMA
basée sur la technologie DLP

10004798 Light
10004797 Medium

336 €^{ttc}



Aadva Lab Scanner 3

- Une expérience utilisateur unique grâce à la technologie de projection brevetée
- Équilibre dynamique entre vitesse et précision grâce aux images de deux caméras prises sous des angles différents et aux moteurs à grande vitesse
- Positionnement facilité par la reconnaissance entièrement automatisée des objets
- Balayage hybride....

Le scanner est
votre espace
de travail !

sous
exocad



Le seul et unique scanner de laboratoire
contrôlé par le geste

DÉMONSTRATION SUR SITE ? 06 78 29 12 61



-10% sur tous les packs
exocad

valable pour l'achat d'un
scanner de la gamme ALS

Contactez votre responsable digital

À la hauteur pour répondre à tous les défis



Des boutons interactifs projetés sur le plateau vous guident à travers les différentes étapes du processus de scannage. Plus besoin de perdre du temps en allées et venues entre le scanner et votre ordinateur.



EXACLEAR

Vinyl polysiloxane transparent, partenaire du GRADIA® PLUS

- Excellent contrôle des détails
- Manipulation aisée
- Prise rapide

Procédure de stratification pour C&B ou bridge unitaire fibro renforcé



Renforcement par fibre à l'aide d'everStick™ C&B et préparation de la matrice avec EXACLEAR



Injection et photopolymérisation des teintes GC GRADIA™ PLUS One Body LB dans la matrice



Brillance, caractérisation à l'aide des GC GRADIA™ PLUS Lustre Paints.



10001483 2 x 48ml + 6 embouts 87€^{ttc}

EXACLEAR recharge

4+1*

* Gratuité envoyée par GCF

Les renforts fibrés Stick & everStick

StickNET

Fibre bidirectionnelle...



A imprégner avec GRADIA Plus Acrylic Primer

Stick

Fibre monodirectionnelle...



everStick® NET



Fibre pré-imprégnée et prête à l'emploi

everStick® C&B



Placement d'une fibre Stick



Prothèse renforcée



10003646

StickNet - 3x30cm ²	10003406	330€ ^{ttc}
Stick - 4x15cm ²	10003405	330€ ^{ttc}
everStickNet - 30cm ²	10003403	341€ ^{ttc}
everStick C&B - 1x8cm	10003419	124€ ^{ttc}

GRADIA PLUS Acrylic Primer, les 6ml...

90€^{ttc}

Les revêtements à liant phosphate de GC

GC Fujivest II




Fujivest II		
Poudre 100x60g	10001770	259 € ^{ttc}
Poudre 40x150g	10001771	238 € ^{ttc}
Poudre 4x2kg	10003332	270 € ^{ttc}
Poudre 67x90g	10001773	254 € ^{ttc}
Liquide 900ml	10001772	45 € ^{ttc}
Liquide 900ml LE	10001792	45 € ^{ttc}

GC LiSi PressVest



LiSi PressVest		
Intro Kit	10003664	73 € ^{ttc}
Poudre 100x60g	10003661	263 € ^{ttc}
Liquide 900ml	10003662	53 € ^{ttc}

GC Fujivest Premium



Fujivest Premium		
Poudre 40x150g	10003213	180 € ^{ttc}
Poudre 67x90g	10003214	206 € ^{ttc}
Liquide 900ml	10001772	43 € ^{ttc}



Les plâtres

OFFRES en palette,
contactez votre
responsable régional



GC FUJIROCK EP Classic		
Golden Brown	5kg	10003218
Golden Brown	12kg	10003220
Topaz Beige	5kg	10003219

GC FUJIROCK EP Premium		
Inca Brown	4kg	10003245
Titanium Grey	4kg	10003246
Polar White	4kg	10003244
Pastel Yellow	11kg	10003243
Pastel Yellow	4kg	10003242



GC BASE STONE		
Terracota Red	12kg	10003221
Royal Blue	12kg	10003222



Vous souhaitez passer une commande* ?



Contactez votre responsable régional, il se chargera de tout !

Vous bénéficierez de vos conditions habituelles négociées avec votre distributeur, et les gratuités vous parviendront directement de chez GC !

*au préalable, identifiez le distributeur avec lequel vous travaillez, et préparez votre numéro client.

OFFRES EUROPE			code
p2	GC Initial Zr Coloring Liquid SET 700g	Initial Zirconia Disk 12mm	10006705 ou 10006712 ou 10006716
p4	ONE SQIN System Set	1695 1220 [€] ttc	10006995

OFFRES valables jusqu'au 31 mars 2025			gratuité envoyée par GCF
p2	3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	1 recharge Initial LP NF ONE	OU 1 recharge Coloring Liquid 50ml
	Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	3+1	

OFFRES valables jusqu'au 30/6/25		gratuité envoyée par GCF
p4	4 recharges Initial IQ SQIN	IQ SQIN poudre GUM, MO white (10004166)
p4	Initial IQ SQIN recharges	5+1
p5	Initial IQ Lustre Paste ONE recharges	3+1
p6	LiSi Block/CERASMART270/ LRF	4+1 et 10+3
p7	Initial LiSi Press tubes	4+1
p8	G-CEM ONE recharges identique	4+1
p9	Initial Zr-Fs ou Initial MC	5+1
p9	Reprise -50% sur coffrets Initial	
p11	OPTIGLAZE color recharges	4+1
p13	EXACLEAR	4+1

Initial			
30-31 janv 25	Initial par Sébastien Milliasseau	Marly	Amandine

ONE SQIN on tour			
16-17 janv 25	SQIN Master CLASS par JC Allègre	Lyon	Alain
20-21 mars	SQIN Master CLASS par JC Allègre	Montpellier	Nicolas
3 avril 1/2 journée	Micro stratification Advanced SQIN	CMA Rivesaltes	Benoît
16 avril 1/2 journée	Micro stratification Advanced SQIN	Toulouse	Benoît
25-27 sept	Zircone... à préciser	Hendaye	Benoît

Digital			
4-5 avril	Stage perfectionnement EXOCAD par T. Provence	Nice	Yoann

Les formations GC

initialized!

Apprendre. Partager. Gagner.

GET CONNECTED
SMILE
PROGRAM



Get the app

Toutes les informations dont vous avez besoin pour vous simplifier la vie !
Retrouvez tous nos produits, fiches de sécurité, dates de formation, vidéos...

Vous souhaitez rester connectés à l'actualité ?

Inscrivez-vous



Connaissez-vous nos Lunch & Learn ?

RESERVEZ UNE
SESSION ?



- ✓ GRATUIT et sur mesure pour TOUS
- ✓ Gain de temps : au sein de votre espace de travail pendant votre pause déjeuner
- ✓ Sessions d'expertise, démonstrations, TP, manipulation de produits...

Découvrez nos programmes gratuits et sur mesure directement sur votre lieu de travail... dans une ambiance conviviale ponctuée par un déjeuner !

Nos spécialistes
LABORATOIRE



<http://www.facebook.com/gcfrancelaboratoire>



gcfrancecorebusiness

<https://fr.linkedin.com/company/gc-france>




David Faucon
06 85 33 03 70
david.faucon@gc.dental



Amandine Masson
06 28 47 23 93
amandine.masson@gc.dental



Lionel Botrel
Responsable
Groupe Laboratoire
06 85 30 37 05
lionel.botrel@gc.dental



Benoît Capelle
06 70 32 33 86
benoit.capelle@gc.dental



Alain Simon
06 33 29 05 31
alain.simon@gc.dental




Nicolas Cremades
06 71 11 52 86
nicolas.cremades@gc.dental

DIGITAL



Yoann Chaussavoine
06 78 29 12 61
Yoann.Chaussavoine@gc.dental



Gilles Martinez
06 37 79 73 24
Gilles.Martinez@gc.dental



Déborah Monin
Responsable
centre dentaire
06 85 30 37 06
deborah.monin@gc.dental



Candice Cothenet
Responsable marketing
& communication
06 12 45 96 16
candice.cothenet@gc.dental



GC FRANCE s.a.s. - 8 rue Benjamin Franklin - 94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. 01 49 80 37 91 - <https://www.gc.dental/europe/fr-FR>

