

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

LABORATORIUM

Oferty ważne do 30 czerwca 2025



initial™

SOLUTIONS

Initial IQ
 Lustre Pastes ONE
 V-Shades
 Initial IQ
 Lustre Pastes NF
 Gum Shades
 Initial Spectrum Stains

Initial MC
 Initial Zr-FS
 Initial LiSi

Initial Zirconia Disk
 Initial Zirconia Disk
 Multilayer Elite

Initial Zirconia
 Coloring Liquid

OPTIGLAZE color
 CERASMART270

Initial IQ
 ONE SQIN

Initial LiSi Press
 Initial LiSi Block
 Initial LRF BLOCK



Initial Zirconia Disk

Białe dyski cyrkonowe o najwyższej jakości



W obliczu szybkiej transformacji cyfrowej w branży ważne jest aby nadążyć za tego rodzaju procesem pracy. Tlenek cyrkonu jest czymś więcej niż tylko kolejnym materiałem odtwórczym - to kolejny krok w kierunku poprawy jakości i trwałości Twojej pracy.

Initial Zirconia Disk:
Idealne rozwiązanie dla wymagających przypadków

- Duże obciążenie żucia
- Poddziąsłowa preparacja
- Stworzony do ceramik GC Initial

Standardowa przezierność (ST) oraz wysoka przezierność (HT)

- Korony w odcinku przednim i bocznym
- Mosty wielopunktowe
- Łączniki hybrydowe
- Prace na implantach

Bardzo wysoka przezierność (UHT)

- Inlay
- Onlay
- Licówki
- Korony w odcinku przednim i bocznym
- Trzypunktowe mosty (w tym trzonowce)

Rozmiar	Przezierność	Cena
98,5x12 mm	ST/HT/UHT	580 zł
98,5x14 mm		620 zł
98,5x18 mm		720 zł
98,5x25 mm		895 zł

KORZYSTNA CENA

OD 580 zł*

Cena jednego opakowania



Nie przegap naszych warsztatów Initial IQ ONE SQIN

- 25.01.2025r. Wrocław
- 21.02.2025r. Białystok
- 08.03.2025r. Rzeszów
- 11.04.2025r. Kraków
- 16.05.2025r. Ryn
- 03.06.2025r. Szczecin
- 28.06.2025r. Gdańsk
- 10.10.2025r. Warszawa
- 11.10.2025r. Warszawa

Initial IQ ONE SQIN

System ceramiczny do malowania koloru i nadawania kształtu

Art. Nr 10006991

Initial IQ ONE SQIN System Set

- 10 x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
- 5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania
- 1 x IQ LP ONE Pędzelek 00
- 1 x IQ LP ONE Pędzelek 02
- 1 x IQ LP ONE Plastikowa osłonka
- 1 x IQ LP ONE Kolornik
- 1 x SPS Kolornik
- 1 x IQ SQIN Instrukcja Techniczna

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.



OFERTA SPECJALNA

4 415 zł ~~5 880 zł~~

Cena zestawu

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Najlepszy wybór, by sprostać najwyższym standardom

Zaprojektowany dla zapewnienia idealnej równowagi między wysoką wytrzymałością i wyjątkową estetyką, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite jest idealnym wyborem zarówno do uzupełnień w odcinku przednim, jak i bocznym.

DOSKONAŁA ESTETYKA

Oferujący naturalny odcień i łagodne przejście przezierności w odbudowach w odcinku przednim i bocznym. Dostępny w 16 odcieniach V-Classic i 3 odcieniach wybielonych.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Zaklasyfikowany do klasy V zgodnie z normą DIN EN ISO 6872 ze średnią wartością > 1,100 MPa.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Wszechstronny i uniwersalny, stworzony do szerokiego zakresu wskazań klinicznych. W procesie szybkiej lub tradycyjnej syntezy.

Przezierność > 49% Wytrzymałość 800 MPa		5Y	Brzeg sieczny	20%
		4-5Y	Warstwa 1	15%
		4-5Y	Warstwa 2	15%
		4-5Y	Warstwa 3	15%
Przezierność > 45% Wytrzymałość 1150 MPa		4Y	Obszar przyszyjkowy	35%

initial Zirconia Coloring Liquid

Płyny koloryzujące na bazie wody do barwienia tlenku cyrkonu przed procesem syntezy




Zredukowana liczba płynów:

- 4 odcienie Cervical
- 4 odcienie Body
- 4 efekty kolorystyczne

Prosta tabela rozcieńczeń, aby uzyskać 16 odcieni V-Classic

4 kolory do znakowania ułatwiają wizualizację podczas aplikacji.

Dzięki uprzejmości MDT Stefan Roosen, Austria



Art. Nr 10041649

Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit:
770 zł

- 1 x Body A, 50 ml
- 1 x Cervical A, 50 ml
- 2 x Effect (Grey, Neutral), 50 ml
- 2 x Marking Liquid (Red, Blue), 25 ml
- Instrukcja Techniczna

Produkt dostępny również w opakowaniach uzupełniających:
Initial Zr Coloring Liquid 50 ml; 220 zł
Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D;
Effect Blue, Grey, Pink, Neutral
Initial Zr Marking Liquid 25 ml; 100 zł
Red, Blue, Yellow, Green

PROMOCJA

Initial Zirconia Coloring Liquid Set + Initial Zirconia Disk GRATIS!

1 950 zł*

Cena zestawu

Zamów 1 zestaw Initial Zirconia Coloring Liquid Set + 1 dysk Initial Zirconia Disk 98,5 x 12 mm o przezierności ST, HT lub UHT GRATIS!


¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10041648
Initial Zr Coloring Liquid Set
4 x Body (A, B, C, D), 50 ml
4 x Cervical (A, B, C, D), 50 ml
4 x Effect (Blue, Grey, Pink, Neutral), 50 ml
4 x Marking Liquid (Red, Blue, Yellow, Green), 25 ml
Instrukcja Techniczna

Initial Spectrum Stains

Estetyka poprzez kolor z GC Initial
- rozwiązania 2D i 3D do malowania ceramiki

*initial*TM
Painting Solutions



Charakteryzacja zewnętrzna



Szerokie spektrum zastosowań

- Uniwersalna glazura i farby do charakteryzacji
- Indywidualizacja ceramiki nakładanej warstwowo
- Szeroki zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE
- Kompatybilny ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
- Jeden zestaw dla całego systemu Initial
- 20 kolorów

OFERTA SPECJALNA

2 380 zł*

Cena zestawu

Art. Nr 10003190 Initial Spectrum Stains Set

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.
Cena jednego opakowania; 199 zł
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Zapoznaj się z instrukcją techniczną



Zapoznaj się z ulotką „Rozwiązania dla technik malowania”



Skontaktuj się z Konsultantem GC!
Doradzi w kwestii **rewolucyjnych farbek Initial Spectrum Stains i przygotuje ofertę specjalną!**

Initial Lustre Pastes ONE V-Shades & GUM Shades

Uniwersalna ceramika w paście do malowania

PROMOCJA

Initial IQ Lustre Pastes ONE + Initial Zirconia Disk Multilayer Elite GRATIS!

3 390 zł

Cena zestawu

Zamów 1 zestaw Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Set + 1 dysk Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm w odcieniu A2 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Art. Nr 10007017

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Set

2 x IQ LP ONE Neutral (L-N /L-NFL), 4 g
4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B /C / D), 4 g
10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 /L-3 /L-4 /L-5 /L-6 /L-7 /L-8 /L-9 /L-10), 4 g
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania
1 x IQ LP ONE Pędzelek 00
1 x IQ LP ONE Pędzelek 02

Instrukcja Techniczna
Produkt dostępny również w opakowaniach uzupełniających.
Cena jednego opakowania: 280 zł

OFERTA SPECJALNA

Initial IQ Lustre Pastes NF GUM Shades Set

1 160 zł*

Cena zestawu

Art. Nr 10003186

Initial IQ One LP NF GUM Shades Set

5 x IQ LP GUM (23, 24, 34, 35, 36), 4 g
4 x IQ LP GUM Modifier (M1, M2, M3, M4), 3 g
1 x IQ LP GUM Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP GUM Refreshing Liquid, 8 ml
1 x IQ LP GUM Naczynie do mieszania
1 x IQ LP GUM Pędzelek 00
1 x IQ LP GUM Pędzelek 02
Instrukcja Techniczna

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Initial Zr-FS

System pełnoceramiczny do wielu wskazań

OFERTA SPECJALNA

5 + 1 OD **185 zł***

Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań 20 g w dowolnym odcieniu + opakowanie 20 g D-A2, E-58 lub EOP Booster GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10003119 Basic Set; 9 770 zł
Art. Nr 10003120 Advanced Set; 9 770 zł
Art. Nr 10003168 Bleach Set; 1 810 zł
Art. Nr 10003172 Gum Shades Set; 1 640 zł

PROMOCJA

TERAZ OD **9 770 zł***

Cena zestawu

Initial Zr-FS Basic Set + Initial Zr-FS Advanced Set



Initial MC „State of the art” – wśród ceramik na metal

OFERTA SPECJALNA

5 + 1 OD **140 zł***

Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań 20 g w dowolnym odcieniu + opakowanie 20 g D-A2, E-58 lub EOP Booster GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

PROMOCJA

TERAZ OD **6 505 zł***

Cena zestawu

Initial MC Basic + Initial MC Advanced Set

Art. Nr 10003150
Basic Set z opakowaniem w proszku; 8 580 zł
Art. Nr 10003111
Basic Set z opakowaniem w paście; 7 760 zł

Art. Nr 10003151
Basic Plus Set z opakowaniem w proszku; 8 540 zł
Art. Nr 10003112
Basic Plus Set z opakowaniem w paście; 7 980 zł
Art. Nr 10003113
Advanced Set; 5 250 zł
Art. Nr 10003170
Gum Shade Set z opakowaniem w proszku; 1 440 zł
Art. Nr 10003171
Gum Shade Set z opakowaniem w paście; 1 280 zł
Art. Nr 10003165
Bleach Set; 1 770 zł
Art. Nr 10003181
Initial MC Classic Line Paste Opaque Set; 2 960 zł

Initial LiSi

Ceramika do licowania dwukrzemianu litu
Jednolity system odcieni i nakładania warstw



PROMOCJA

TERAZ OD **1 885 zł***

Cena zestawu

Art. Nr 10003184 Initial LiSi Basic Set; 3 770 zł
Art. Nr 10003185 Initial LiSi Advanced Set; 4 570 zł

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

G-CEM ONE™

Cementowanie łączników hybrydowych poza jamą ustną

G-CEM ONE to podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement kompozytowy do łączenia wszystkich uzupełnień z ceramiki, metalu i kompozytu. Właściwości i zalety zapewniają również optymalne wykorzystanie podczas klejenia łączników wykonywanych w laboratorium. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi utwardzania chemicznego, G-CEM ONE zapewnia doskonałe rezultaty oraz bezpieczne wiązanie - nawet w przypadku, gdy przepuszczalność światła jest ograniczona. Dzięki MDP zawartemu w G-CEM ONE, uzyskuje się wysoką i trwałą siłę wiązania zarówno z tytanem, jak i tlenkiem cyrkonu bez konieczności wcześniejszego użycia primerów. W przypadku ceramiki szklanej zaleca się zastosowanie silanu. Dzięki najcieńszej spośród dostępnych na rynku grubości warstwy, wynoszącej zaledwie 5 µm, zapewnia optymalne dopasowanie uzupełnień protetycznych.

* G-CEM ONE jest dostępny w strzykawce z końcówką mieszającą i nie wymaga wieloetapowej procedury i stosowania wielu komponentów.



Art. Nr 10006932
G-CEM ONE Single Refill AO3
Art. Nr 10006933
G-CEM ONE Single Refill White Opaque
Opakowanie Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca Automix Endo Tips
Cena za opakowanie: 295 zł



Art. Nr 10006930
G-CEM ONE Twin Refill A2
Art. Nr 10006931
G-CEM ONE Twin Refill Translucent
Opakowanie Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca Automix Endo Tips
Cena za opakowanie: 550 zł

Aksesoria:
Art. Nr 10003289
Automix Tip for Endo
10 szt. z końcówką przedłużającą; 65 zł
Art. Nr 10003335
Automix Tip Regular
10 szt.; 60 zł

KORZYSTNA CENA

3 + 1
2 + 1
OD **295 zł**
Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill White Opaque + G-CEM ONE Single Refill White Opaque GRATIS!
Zamów 2 opakowania G-CEM ONE Twin Refill + G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



* Wszystkie dane dostępne na życzenie.

G-Multi Primer

Silne połączenie dla wszystkich wskazań

Jeden primer do wszystkich substratów!

G-Multi PRIMER wykorzystuje trzy różne czynniki chemiczne dla zapewnienia perfekcyjnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych. Dodanie silanu do primera, a nie do materiału łączącego, gwarantuje stabilność adhezji.

G-MULTI PRIMER

315 zł

Art. Nr 10001350
G-Multi Primer
butelka 5 ml

Adhezyja do ceramiki szklanej, ceramiki hybrydowej i do kompozytów

Silan

Adhezyja do tlenku cyrkonu, tlenku glinu i stopów metali nieszlachetnych

MDP

Adhezyja do stopów metali szlachetnych

MDTP



CERASMART™270

Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
OD **540 zł**
Cena jednego opakowania

- Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
- Odporność na ścieranie dla trwałych uzupełnień
- Niezwykle precyzyjne brzegi zapewniające płynne przejścia
- Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- Optymalna fluorescencja i przezierność
- Korona podparta na implancie
- Wymiana dużego uzupełnienia kompozytowego wykonanego z użyciem ćwieków okołomiazgowych
- Odbudowa drugiego trzonowca
- Rekonstrukcja zębów w kwadrancie


Zamów 4 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków CERASMART270 (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!
Zamów 10 opakowań bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 12; 540 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 585 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 635 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków

Bloczki CERASMART270 są kompatybilne z systemem CEREC i umieszczone w najnowszej aktualizacji oprogramowania CEREC.

Odcienie



Initial LRF BLOCK

Bloczek CAD/CAM z ceramiki skaleniowej wzmocnionej leucytem, który wzmocnia strukturę i umożliwia stosowanie zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku zębów. Specjalny rozmiar i rozkład kryształów leucytu wpływa na odbicie padającego światła i zapewnia niezwykle estetyczny efekt końcowy.

KORZYSTNA CENA

4 + 1
340 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LRF (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 12; 340 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 340 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków





Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block



initial
LiSi Block

Initial™ LiSi Block

W pełni skrysztalizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Wytrzymałość, precyzja i estetyka w całości skrysztalizowanym bloczku

Initial LiSi Block jest w pełni skrysztalizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
460 zł
Cena jednego opakowania


Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!
Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 14; 460 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków


¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Odcienie



Konwencjonalny dwukrzemian litu (IPS e.max CAD)



Technologia HDM dla CAD/CAM (Initial LiSi Block)

- Oszczędność czasu - nie wymaga krystalizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

Initial LiSi Press

Innowacyjna ceramika tłoczona łączy imponującą wytrzymałość z doskonałą estetyką



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

Co w Initial LiSi Press na pewno Ci się spodoba:

- Nieporównywalna wytrzymałość na zginanie
- Wyjątkowa estetyka
- Oszczędność czasu
- Minimalna ilość warstwy reakcyjnej podczas uwalniania
- Przyjazna dla zębów przeciwstawnych i odporna na ścieranie

KORZYSTNA CENA


-20%
330 zł
~~395 zł~~
Cena jednego opakowania

Opakowanie zawiera: 5 pastylek x 3 g Initial LiSi Press


Wysoka przezierność (HT)




Średnia przezierność (MT)



Niska przezierność (LT)



Niska przezierność - koncepcja One Body (LT-IQ) Średnia opakowość (MO)



Skorzystaj z pomocy Konsultanta GC, doradzi w kwestii ceramiki Initial LiSi Press i zrealizuje uzgodnione promocje we współpracy z autoryzowanym dystrybutorem GC.

LiSi PressVest

Mniejsze generowanie warstwy reakcyjnej i łatwiejsze usuwanie



KORZYSTNA CENA

-20%
815 zł
~~1020 zł~~
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003661 LiSi PressVest Powder
60 saszetek x 100 g | 6 kg; 815 zł

KORZYSTNA CENA

-20%
165 zł
~~205 zł~~
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003662 LiSi PressVest Liquid
Butelka | 900 ml; 165 zł

Art. Nr 10003663 LiSi PressVest SR Liquid
Butelka | 100 ml; 315 zł

Zatapianie w masie osłaniającej i tłoczenie

Dzięki zastosowaniu w masie osłaniającej unikalnego środka antyadhezyjnego i płynu LiSi PressVest SR, tworzy się „warstwa rozdzielająca” i powstałą warstwę reakcyjną można łatwo usunąć strumieniowym piaskowaniem przy użyciu szklanych perełek.

- Łatwiejsze zatapianie
- Wysoka płynność
- Elastyczny czas obróbki
- Oszczędność czasu
- Więcej miejsca przy umieszczaniu obiektów w formie

GRADIA™ PLUS

Modułowy system kompozytowy do wykonywania uzupełnień pośrednich
Nowy standard dla naturalnego łączenia i odtwarzania kolorów

- Innowacja wychodząca naprzeciw wskazaniom
- Technologia polimerów ceramicznych
- Czerwona i biała estetyka
- Konsystencja odpowiednia do wskazań
- Wydajny, modułowy i ekonomiczny
- Utwardzanie światłem – technologia LED



GRADIA PLUS Refill HB (3,3 ml); 235 zł
GRADIA PLUS Refill LB (2 ml); 190 zł
GRADIA PLUS Refill LP (0,8 ml); 205 zł
GRADIA PLUS Refill Opaque (2 ml); 180 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

A 7 050 zł ~~8 810 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set A
Art. Nr 10003559 Layer Set; 4 005 zł
Art. Nr 10003560 Paint Set; 2 530 zł
Art. Nr 10003563 Accessory Set; 2 275 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

B 9 950 zł ~~12 435 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set B
Art. Nr 10003559 Layer Set; 4 005 zł
Art. Nr 10003652 Layer Pro Set; 3 625 zł
Art. Nr 10003560 Paint Set; 2 530 zł
Art. Nr 10003563 Accessory Set; 2 275 zł



GRADIA PLUS:
Laboratoryjna
technika iniekcyjna

Rodzina się
powiększa

Nowe odcienie
GRADIA PLUS

Light Body
10 dodatkowych odcieni

LB-DA1	LB-DB3
LB-DA2	LB-DC2
LB-DA3	LB-DD3
LB-DA3,5	LB-EL
LB-DB1	LB-ED

Heavy Body
8 dodatkowych odcieni

HB-DA4	HB-DC2
HB-DB2	HB-DC4
HB-DB4	HB-DD3
HB-DC1	HB-DD4

OFERTA SPECJALNA -20%

C 5 630 zł ~~7 040 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set C
Art. Nr 10003562 One Body Set; 2 235 zł
Art. Nr 10003560 Paint Set; 2 530 zł
Art. Nr 10003563 Accessory Set; 2 275 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

D 3 910 zł ~~4 890 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set D
Art. Nr 10003561 GUM Shades Set; 2 615 zł
Art. Nr 10003563 Accessory Set; 2 275 zł

Labolight DUO

GC oferuje teraz wielofunkcyjne urządzenie do utwardzania światłem dla technika, które łączy w sobie dwa tryby utwardzania.

Utwardzanie wstępne - tryb stopniowy | Utwardzanie końcowe - tryb pełny

Najnowsza technologia LED

Wyposażone w diody emitujące światło o dwóch długościach fali, urządzenie GC Labolight DUO może być stosowane do polimeryzacji dowolnego kompozytu GC w bezpieczny i trwały sposób.

Oferuje długość fali w zakresie 380 nm - 510 nm o szczytowej wartości widma w zakresie:

- 465 nm - 485 nm (12 diod niebieskich)
- 390 nm - 400 nm (3 diody fioletowe)

Technologia ta zapewnia optymalne utwardzanie wszystkich światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych, natomiast wysoka moc skraca cykl naświetlania.



Zautomatyzowany system obrotowy

Płyta odbłaskowa skutecznie rozprzodza całe światło i ekspozuje utwardzane prace ze wszystkich stron. Podstawa do utwardzania dokładnie pozycjonuje obiekty podczas wszystkich cykli utwardzania światłem.

Kompaktowa i ergonomiczna
konstrukcja

Urządzenie GC Labolight DUO jest nie tylko w stanie obsłużyć większość Twoich prac, lecz również dobrze wygląda. Nagrodzone za elegancką nowoczesną stylistykę z gładkimi powierzchniami ułatwia czyszczenie oraz zajmuje niewiele miejsca w laboratorium.



Tryb stopniowy



Tryb pełny

OFERTA KOMBI

LABOLIGHT DUO 19 100 zł*

Oferta KOMBI: Labolight DUO z zestawami GRADIA PLUS

Labolight DUO Kombi-Set
Cena specjalna obowiązuje dla całego zestawu w kombinacji z GRADIA PLUS Layer Set i Paint Set; 19 100 zł
Cena katalogowa Labolight DUO; 12 250 zł

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe

KORZYSTNA CENA

3 140 zł

Cena zestawu

Art. Nr 10001150 **OPTIGLAZE color Set**; 3 140 zł
15 x OPTIGLAZE color (A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red), 2,6 ml
2 x OPTIGLAZE color (Clear, Clear HV), 5 ml
Akcesoria

Produkt dostępny również w opakowaniach uzupełniających:
OPTIGLAZE color opakowania uzupełniające:
Art. Nr 10001151 **OPTIGLAZE color**, A plus
Art. Nr 10001152 **OPTIGLAZE color**, B plus
Art. Nr 10001153 **OPTIGLAZE color**, C plus
Art. Nr 10001154 **OPTIGLAZE color**, White
Art. Nr 10001155 **OPTIGLAZE color**, Ivory White
Art. Nr 10001156 **OPTIGLAZE color**, Yellow



OFERTA SPECJALNA

4 + 1 260 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania **OPTIGLAZE color** + 1 opakowanie **OPTIGLAZE color A plus lub Clear GRATIS!**

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10001157 **OPTIGLAZE color**, Orange
Art. Nr 10001158 **OPTIGLAZE color**, Pink Orange
Art. Nr 10001159 **OPTIGLAZE color**, Red Brown
Art. Nr 10001160 **OPTIGLAZE color**, Olive
Art. Nr 10001161 **OPTIGLAZE color**, Grey
Art. Nr 10001162 **OPTIGLAZE color**, Blue
Art. Nr 10001163 **OPTIGLAZE color**, Lavender
Art. Nr 10001164 **OPTIGLAZE color**, Pink
Art. Nr 10001165 **OPTIGLAZE color**, Red
Cena za pojedyncze opakowanie 2,6 ml; 260 zł

Art. Nr 10001166 **OPTIGLAZE color**, Clear
Art. Nr 10001167 **OPTIGLAZE color**, Clear HV
Cena za pojedyncze opakowanie 5 ml; 260 zł

Temp PRINT

Światłoutwardzalny kompozyt do druku 3D tymczasowych koron i mostów
Tworzenie mostów na przyszłość

Łatwe drukowanie złożonych uzupełnień bez strat materiału!

GC Temp PRINT jest **biokompatybilnym materiałem klasy IIa** do tymczasowych koron i mostów bez metakrylanu metylu (MMA). Jest przeznaczony do drukowania 3D opartego na systemach, które działają przy długości fali od 385 do 405 nm. Ma **doskonale właściwości mechaniczne** i pozostaje stabilny podczas przechowywania. Ponadto można go idealnie zabarwić za pomocą OPTIGLAZE color - prostego rozwiązania, dzięki któremu Twoje uzupełnienia drukowane w technologii 3D zyskają połysk i charakter.



Temp PRINT

Art. Nr 10004798 **Temp PRINT Light**, 500 g
Art. Nr 10004797 **Temp PRINT Medium**, 500 g

KORZYSTNA CENA

1 150 zł

Cena jednego opakowania

Aadva Lab Scanner 3

Oparty na sztucznej inteligencji, kontrolowany gestami skaner laboratoryjny



Poszukujesz wyjątkowego i ekscytującego procesu skanowania?

GC oferuje pierwszy na świecie skaner laboratoryjny kontrolowany za pomocą opatentowanej sztucznej inteligencji! Aadva Lab scanner 3 oferuje zupełnie nową jakość pracy.

Opatentowana technologia projekcji

- Ekscytujący i wyjątkowy proces skanowania
- Projekcja kolejnych etapów skanowania na modelu



Automatyczne pozycjonowanie osi Z oparte na sztucznej inteligencji

- Płyta skanera automatycznie pozycjonuje się na podstawie informacji o skanowanym obiekcie bez obsługi operatora



Bezpieczeństwo, szybkość i jakość

- Bezpieczeństwo światła niebieskiego
- Klasa promieniowania optycznego 0*
- Dokładność 4 μm zgodnie z ISO12836
- 12 s pełne skanowanie łuku



* Źródło: Prall C, Friemel J. Dental 3D Scanner - Czynniki ryzyka J Osseointegr 2021;13(4):S289-S292

ALS 3

OD 69 500 zł

Jesteś zainteresowany skanerem ALS 3?

Skontaktuj się z nami pod adresem info.poland@gc.dental lub zadzwoń do Konsultanta GC!



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda

ALS3 & EXOCAD TOUR
• 24.01.2025r. Wrocław
• 07.03.2025r. Rzeszów
• 12.04.2025r. Kraków
• 16.05.2025r. Ryn
• 27.06.2025r. Gdańsk

Warsztat praktyczny CAD/CAM

„Pełen protokół pracy w tworzeniu naturalnych uzupełnień pełnokonturowych”



PATTERN RESIN LS

Żywica modelowa o niskiej kurczliwości

Sprawdzona żywica modelowa do wykonywania koron teleskopowych, niestandardowych zaczepów, elementów retencyjnych, łączników implantów lub modeli z żywicy do galwanotechniki

- Minimalny skurcz: precyzyjne modele i odlewy
- Wysoka wytrzymałość i stabilność: możliwa do osiągnięcia bardzo cienka warstwa
- Wypala się bezresztkowo: gładka, czysta powierzchnia odlewu
- Łatwa do opracowania: może być stosowana bezpośrednio w ustach



PATTERN RESIN LS

430 zł

Cena zestawu

Art. Nr 10003198 **PATTERN RESIN LS**

Zestaw zawiera: proszek 100 g, płyn 105 ml, 2 pojemniki do mieszania, pędzelek N° 4, pipeta

Initial CAST NP

Stop odlewniczy na bazie chromo kobaltu do koron i mostów

KORZYSTNA CENA

OD 620 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003648 **Initial CAST NP**, 250 g; 620 zł
Art. Nr 10003649 **Initial CAST NP**, 500 g; 1 155 zł
Art. Nr 10003650 **Initial CAST NP**, 1000 g; 2 220 zł



Kompatybilny z większością ceramik stosowanych do licowania na metalu WRC 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°)

- Optymalna płynność i doskonałe rezultaty odlewania
- Bardzo drobna struktura cząsteczkowa
- Gładka i zwarta powierzchnia po odlaniu
- Niski stopień utleniania - nawet po wielokrotnym napalaniu ceramiki
- W celu uzyskania optymalnych efektów odlewania polecane są fosforanowe masy osłaniające: GC Fujivest Premium i GC Fujivest II



CERAMIC PRIMER II

Uniwersalny primer przeznaczony do przygotowania przewidzianych do łączenia lub naprawy powierzchni ceramicznych i kompozytowych, włókien szklanych i ceramiki hybrydowej.

Art. Nr 10001203 **CERAMIC PRIMER II**, butelka 3 ml; 425 zł



Acrylic Primer

Utwardzany światłem primer umożliwia połączenie światłoutwardzalnego kompozytu z konwencjonalną żywicą akrylową stosowaną w pracach protetycznych w celu indywidualizacji odcieni i korekty kształtu.

Art. Nr 10003646 **Acrylic Primer**, butelka 6 ml; 310 zł



METAL PRIMER Z

Jednoetapowy primer do uzyskania silnego połączenia między podbudowami z metalu i każdym rodzajem materiału na bazie żywicy. Może być stosowany ze wszystkimi stopami dentystycznymi.

Art. Nr 10001265 **METAL PRIMER Z**, butelka 5 ml; 860 zł

Fujivest® Platinum II

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Precyzyjne rozwiązania dla najwyższych wymagań. Masa osłaniająca specjalnie opracowana do stopów metali szlachetnych i półszlachetnych.

Fujivest® Platinum II

OD 840 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003339 **Fujivest Platinum II, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 985 zł

Art. Nr 10003340 **Fujivest Platinum II, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 840 zł

Płyn

Art. Nr 10003343
Fujivest Platinum II, Liquid
Butelka | 900 ml; 170 zł

Fujivest® Premium

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Przyjazny sposób stosowania w codziennej pracy. Fujivest Premium masa osłaniająca do koron i mostów właściwa do wszystkich typów stopów dentystycznych, szczególnie stopów metali nieszlachetnych.

Fujivest® Premium

OD 700 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003213 **Fujivest Premium, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 700 zł

Art. Nr 10003214 **Fujivest Premium, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 795 zł

Płyn

Art. Nr 10003215
Fujivest Premium, Liquid
Butelka | 900 ml; 170 zł

LiSi PressVest

LiSi PressVest jest szybką, bezgrafitową masą osłaniającą o fosforanowym czynnikiem wiążącym przeznaczoną do technik ceramiki tłoczonej, która zapewnia łatwiejszą, szybszą i bardziej bezpieczną procedurę przetwarzania.

KORZYSTNA CENA

815 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003661 **LiSi PressVest Powder**
60 saszetek x 100 g | 6 kg; 815 zł

Fujivest® Super

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Masa osłaniająca przeznaczona do precyzyjnych odlewów ze stopów metali szlachetnych, półszlachetnych i na bazie palladu, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych odlewów do implantów.

Fujivest® Super

OD 865 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001778 **Fujivest Super, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 945 zł

Art. Nr 10001776 **Fujivest Super, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 865 zł

Płyn

Art. Nr 10001777
Fujivest Super, Liquid
Butelka | 900 ml; 175 zł

Fujivest® II

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Masa osłaniająca do precyzyjnych odlewów koron i mostów ze wszystkich stopów dentystycznych, w tym Ni-Cr i Co-Cr.

Fujivest® II

OD 920 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001770 **Fujivest II, Powder**
100 saszetek x 60 g | 6 kg; 1 000 zł

Art. Nr 10001771 **Fujivest II, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 920 zł

Art. Nr 10001773 **Fujivest II, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 980 zł

Płyn

Art. Nr 10001772
Fujivest II, Liquid
Butelka | 900 ml; 175 zł

Płyn

Art. Nr 10003662
LiSi PressVest Liquid
Butelka | 900 ml; 165 zł
Art. Nr 10003663
LiSi PressVest SR Liquid
Butelka | 100 ml; 315 zł



PROWADZĄCY
CTD Dirk Galle

- 10-11.07.2025r.
- 02-03.10.2025r.
Leuven, Belgia



Dwudniowy kurs w centrum szkoleniowo-edukacyjnym GC Europe Campus

„Twórz swój świat z GC Initial. Wszechstronny system ceramiczny do wszystkich wskazań”

- Poznaj tajniki warstwowania polichromatycznego, naturalnymi ceramikami skaleniowymi GC Initial
- Przetestuj najnowsze materiały oraz technologiczne rozwiązania GC w świecie CAD/CAM
- Odwiedź nasz CAMPUS i posmakuj belgijskich specjałów!

GC Europe Campus
meeting & education centre

initial[™]
LiSi Press & LiSi Block



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda
TD Justyna Kasta

- 17.05.2025r. Ryn



PROWADZĄCY
MDT Stefan Roozen

- 10.10.2025r. Warszawa
- 11.10.2025r. Warszawa

Mistrzowski kurs z napalania ceramiki GC Initial ONE SQIN

„Gradient koloru i jego inteligentna imitacja”

- Poznaj techniki tworzenia naturalnych uzupełnień monolitycznych, w możliwie najbardziej realistyczny sposób!
- Odkryj estetyczne możliwości ceramiki Initial IQ ONE SQIN w autorskich recepturach stworzonych do uzyskania maksymalnej estetyki w zaledwie jednej mikrowarstwie!

initial[™]
SQIN

Wykład i pokaz na żywo

„Wyjątkowa estetyka wymaga wyjątkowych rozwiązań” - Pojedynek KASTA vs KOMODA oraz GC Initial LiSi Press vs GC Initial LiSi Block!

- Czy konwencjonalne biomimetyczne licowanie zostanie zastąpione przez mikrowarstwowanie ceramiką w paście?
- Znajdź balans w Twoim laboratorium!



initial[™]
MC, LiSi & LiSi Press, Zr-FS

Warsztaty praktyczne z tłoczenia i napalania ceramik z rodziny GC Initial

„Poznaj i pokochaj ceramikę GC Initial MC”

- nowe perspektywy do wskazań dla metal-ceramiki

„Doskonałe dopełnienie... GC Initial LiSi & LiSi Press”

- nowoczesna ceramika na struktury z dwukrzemianu litu

„Sprostaj wyzwaniom tlenku cyrkonu z GC Initial Zr-FS”

- tradycyjna technika warstwowa fluorescencyjną ceramiką GC Initial

„GC Initial MC - warstwowanie bliżej natury”

- licówki skaleniowe na masie ogniotwałej



PROWADZĄCY
TD Laura Klucznik
TD Jakub Dutkiewicz
TD Anna Nawrot-Giętkowska

- 01.03.2025r. Koszalin
- 29.03.2025r. Katowice
- 12.04.2025r. Kraków
- 26.04.2025r. Kielce
- 24.05.2025r. Kalisz
- 05.06.2025r. Szczecin



PROWADZĄCY
TD Justyna Kasta

- 10-11.01.2025r. Chorzów
- 17-18.10.2025r. Szczecin

Dwudniowy zaawansowany kurs z warstwowania ceramikami GC Initial

„THE GOOD, THE BAD, THE UGLY”

- Poczuj się swobodnie w systemie GC Initial Zr-FS!
- Wyjątkowe wyzwania kolorystyczne wymagają kreatywnego podejścia, szeroka paleta kolorów GC Initial gwarantuje swobodę twórczą!

initial[™]
Zr-FS



PROWADZĄCY
TD Krešimir Varda

- 03.06.2025r. Szczecin
- 04.06.2025r. Szczecin
- 05.06.2025r. Koszalin
- 10.09.2025r. Wrocław
- 11.09.2025r. Wrocław
- 12.09.2025r. Zielona Góra



Wykład i pokaz na żywo

„Nowa era estetyki – innowacyjne rozwiązania GC”

- Indywidualizacja monolitycznych prac frezowanych z GC Initial LiSi Block oraz pokaz mikrowarstwowania fluorescencyjnej i samoglazurującej ceramiki GC Initial IQ ONE SQIN
- Rekonstrukcja tkanki dziąsłowej z zastosowaniem trzech różnych konsystencji GC GRADIA PLUS oraz charakteryzacja CERASMART270 przy użyciu OPTIGLAZE color

GRADIA

initial[™]



GRADIA

Warsztaty praktyczne z technik pracy kompozytem

„Estetyka biała i czerwona - GC GRADIA PLUS” - technika warstwowa i technika malowania

- wykonanie licówki pełnokompozytowej oraz rekonstrukcja tkanki dziąsłowej

„Płynna procedura z GC GRADIA PLUS Light Body” - technika iniekcyjna i technika malowania

- od diagnostycznego wax-up'u do estetycznego uzupełnienia



PROWADZĄCY
TD Justyna Kasta
TD Jakub Dutkiewicz

- 28.02.2025r. Słupsk
- 15.03.2025r. Szklarska Poręba
- 28.03.2025r. Katowice
- 04-05.07.2025r. Katowice

ZAPYTAJ O WARUNKI
ORGANIZACJI SZKOLENIA
W TWOJEJ PRACOWNI!

Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.




Tomasz Markowski
SZCZECIN / POZNAŃ /
GDANSK / TORUŃ / OLSZTYN
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental
Technika Dentystyczna



Marcin Sidor
WROCŁAW / OPOLE /
ZIELONA GÓRA / KALISZ /
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA
M.+48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental
Technika Dentystyczna



Rafał Rumak
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /
KIELCE
M. +48 698 167 808
Rafal.Rumak@gc.dental
Technika Dentystyczna



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_poland/