

# GC AUSTRIA SWISS OFFICE **NEWS & HIGHLIGHTS**

JUILLET - DECEMBRE 2025

LABORATOIRE



Since 1921  
100 years of Quality in Dental






# Initial IQ ONE SQIN

Système céramique  
avec forme et couleur à peindre



- Technique ONE SQIN - pour toutes vos restaurations en zircone et disilicate de lithium**
- Créez des détails de forme et de texture au stade humide - aucune modification après la cuisson.
  - Propriétés auto-glaze - obtenez une belle finition glacée en une seule cuisson.
  - Niveau de fluorescence optimal - assure l'aspect des dents naturelles sous toutes conditions de lumière.
  - Une esthétique maximale dans une micro-couche.



© ZTM Michael Brusch  
© ZTM Stefan M. Roosen

# Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Shades

Peignez votre esthétique rouge et  
blanche : Deux coffrets, une approche



Point de départ      Résultat final



Achetez 1 x Initial IQ Lustre Paste  
ONE V-Shades Set et recevez  
1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite  
(toutes tailles) gratuitement !

Offre valable par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.

OFFRE

15 %

400,- CHF

~~470,60 CHF~~

N°art 10003186  
**Initial IQ One Body LP NF GUM Shades Set**  
5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x  
Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g); 1 x IQ LP NF  
Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml);  
1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP  
NF Brush B; 1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP NF, Color  
Chart; 1 x IQ LP NF; Technical Manual;  
**400,- CHF** au lieu de 470,60CHF par set



OFFRE

15 %

723,01 CHF

~~850,60 CHF~~

N°art 10007017  
**Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-Shades Set**  
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g;  
4 x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g;  
10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 /  
L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel  
Effect Opal (L-OP), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value  
(L-V), 4 g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP  
ONE/NF; Refreshing Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE Mixing  
dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Brush 2;  
1 x IQ LP ONE Colour Chart;  
**723,01 CHF** au lieu de 850,60CHF par set



Sublimer les sourires  
Direct à l'indirect - Lait et le savoir au service du patient

Partie de notre  
campagne actuelle :  
Pour plus d'informations  
voir la partie pratique  
page 2-3

OFFRE

4 + 1

INITIAL  
IQ ONE SQIN

Recevez 5 Refill Packs Initial IQ ONE SQIN  
au prix de 4 !

Mélange de teintes possible. Offre valable  
par l'intermédiaire de votre consultant GC  
et pour une même unité d'emballage.

OFFRE

RISK-FREE

1.476,60 CHF

1.107,45 CHF

Prix par paquet


N°art 10006991  
**Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET**  
10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3 g  
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g  
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml  
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4 g;  
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4 g;  
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4 g  
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml  
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml  
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g  
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g  
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g  
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g  
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml  
1 x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00  
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Plastic Cover  
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;  
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

## Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades (4 g), 69,80 CHF



## Lustre Pastes NF Gum Shades (4 g), 57,90 CHF



NOUVEAU



INITIAL IQ  
SQIN SHADES SET

604,10 CHF

Prix par paquet

N°art 10006990  
**Initial IQ SQIN SHADES SET**  
5 x IQ SQIN Powder Dentin  
(Body A/B/C/D/BL-D), 10 g  
5 x IQ SQIN Powder Enamel  
(E-57/58/59/60/BL-E), 10 g  
1 x IQ SQIN Powder Translu-  
cent Opal Booster (TO), 10 g  
3 x IQ SQIN Powder GUM  
(light, dark, neutral), 10 g  
1 x IQ SQIN Form & Texture  
Liquid, 25 ml 1 x IQ SQIN;  
Technical Manual



OFFRE

4 + 1

INITIAL IQ LUSTRE  
PASTE ONE

Recevez 5 Refill Packs Initial IQ Lustre Pastes  
ONE V-Teinten au prix de 4 !

Mélange de teintes possible. Offre valable  
par l'intermédiaire de votre consultant GC  
et pour une même unité d'emballage..

# Initial Zirconia Disk

## Disque zircone CAD/CAM



**Des solutions solides pour de belles dents**  
Initial Zirconia Disk : une armature parfaite pour vos travaux les plus exigeants qui s'intègre parfaitement à la gamme de céramiques Initial.

### Initial Zirconia Disk : l'armature parfaite pour les cas les plus exigeants

- Charge masticatoire élevée
- Limites sous-gingivales
- Choix de la translucidité et niveau de résistance
- Entièrement adapté à la gamme de céramiques Initial
- Avec un diamètre de 98,5 mm et des épaisseurs de 12, 14, 18 et 25 mm, les disques conviennent à la plupart des machines de fraisage CAD/CAM.

N°art	Taille	Teinte	Prix
10006708	98,5x12 mm	ST	202,20 CHF
10006709	98,5x14 mm		215,40 CHF
10006710	98,5x18 mm		250,40 CHF
10006711	98,5x25 mm		311,80 CHF

### Standard Translucent (ST) et High Translucent Zirconia (HT)

- Couronnes postérieures et antérieures
- Bridges de plusieurs éléments
- Piliers hybrides
- Support implantaire anterior and posterior crowns

### Ultra-High Translucent Zirconia (UHT)

- Inlays
- Onlays
- Facettes
- Couronnes antérieures et postérieures
- Bridges 3 éléments (incluant les molaires)

N°art	Taille	Teinte	Prix
10006712	98,5x12 mm	HT	202,20 CHF
10006713	98,5x14 mm		215,40 CHF
10006714	98,5x18 mm		250,40 CHF
10006715	98,5x25 mm		311,80 CHF

OFFRE

3 + 1 À PARTIR DE 202,20 CHF

Prix par paquet  
Recevez 4 Paquets Initial Zirconia Disk ST, HT ou UHT au prix de 3!  
  
Offre valable pour Initial Zirconia Disk ST, HT et UHT pour une même unité d'emballage et valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art	Taille	Teinte	Prix
10006716	98,5x12 mm	UHT	202,20 CHF
10006717	98,5x14 mm		215,40 CHF
10006718	98,5x18 mm		250,40 CHF
10006719	98,5x25 mm		311,80 CHF

# Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

## Le premier choix pour les normes les plus élevées

Conçu pour offrir un équilibre parfait entre une résistance élevée et une esthétique exceptionnelle, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite est le choix idéal pour les restaurations antérieures et postérieures.

### ESTHETIQUE SUPERIEURE


Gradient de teinte et de translucidité fidèle à la nature pour les restaurations antérieures et postérieures.

### RESISTANCE ELEVÉE

Classé en classe V selon la norme DIN EN ISO 6872 avec une valeur moyenne > 1.100 MPa.

### OMNI-FONCTIONNEL

Polyvalent et adapté à un large éventail d'indications cliniques. Frittage rapide ou régulier.



Translucidité > 49 % Résistance 800 MPa	5Y	Incisal	20 %
	4-5Y	Interlayer 1	15 %
	4-5Y	Interlayer 2	15 %
	4-5Y	Interlayer 3	15 %
Translucidité > 45 % Résistance 1150 MPa	4Y	Cervical	35 %

OFFRE

3 + 1 À PARTIR DE 179,- CHF

Prix par paquet  
Recevez 4 Paquets Initial Zirconia Disk Multilayer Elite au prix de 3!  
  
Mélange de teintes possible, offre pour une même unité d'emballage et valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

+ 1 INITIAL ZR COLORING LIQUID GRATUIT

Achetez 3x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite et recevez 1x Initial Zr Coloring Liquid gratuitement !

Mélange de teintes possible, offre pour une même unité d'emballage et valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Le disque Initial Zirconia Multilayer Elite est disponible dans toutes les couleurs 16 V et dans 3 types de blanchiment, dans les rainures de disque 14, 16, 20 et 98 mm. 25 mm, avec un diamètre de 98,5 mm.  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3

INITIAL ZIRCONIA DISK  
INITIAL KERAMIK  
INITIAL ZIRCONIA DISK  
MULTILAYER ELITE  
ZIRCONIA COLOR LIQUID

NOUVEAU



### Propriétés physiques

- Dioxyde de zirconium Type II Classe V DIN EN ISO 6872
- Résistance à la flexion : valeur moyenne typique ≥ 1.100 MPa
- Gradient de translucidité élevé de >45 % à >49 %.
- Frittage rapide pour couronnes et bridges jusqu'à 3 unités

N°art 70017398 bis 70017416  
**Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 14 mm** 179,- CHF par paquet

N°art 70017417 bis 70017435  
**Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 16 mm** 199,- CHF par paquet

N°art 70017436 bis 70017454  
**Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 20 mm** 239,- CHF par paquet

N°art 70017455 bis 70017473  
**Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 25 mm** 278,- CHF par paquet

# Initial Spectrum Stains

## L'art de peindre les céramiques - solutions céramique 2D et 3D

OFFRE

3 + 1 INITIAL SPECTRUM STAINS

Recevez 4 paquets Initial Spectrum Stains au prix de 3 !

20 Teintes Powder (3 g) à 57,90 CHF:  
SPS-1 Ivory White, SPS-2 Melon Yellow, SPS-3 Signal Yellow, SPS-4 Light Terracotta, SPS-5 Savannah Gold, SPS-6 Caramel, SPS-7 Camel, SPS-8 Olive, SPS-9 Brown, SPS-10 Dark Walnut, SPS-11 Coral, SPS-12 Denim Blue, SPS-13 Twilight, SPS-14 Deep Orange, SPS-15 Sunset, SPS-16 Midnight, SPS-17 Dark Brown, SPS-18 Illusion 1, SPS-19 Illusion 2, SPS-20 Illusion 3

Laissez votre consultant GC personnel vous conseiller sur les colorations uniques et révolutionnaires du spectre Initial™ et obtenez vos offres spéciales !

N°art 10003190  
**Initial Spectrum Stain Set**  
966,90 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.



Coloration externe

### Une large gamme d'applications

- Caractérisation et individualisation des céramiques
- Individualisation de la céramique stratifiée
- CET adapté et compatible avec toutes les céramiques dentaires
- Un coffret pour tous les systèmes
- 20 couleurs en poudre

manuel technique :



Painting Solution :

# Initial Zirconia Coloring Liquid

## Colorant liquide pour ZrO2


- Les « GC Initial Zirconia Coloring Liquid » sont destinés à être utilisés par les prothésistes dentaires pour la coloration de restaurations en zircone pré-frittée
- Limiter la finition nécessaire
- Plus rapide, plus prévisible et individuel L'Initial Zirconia Coloring Liquid, en revanche, permet une approche véritablement individualisée de la base, y compris de la partie gingivale.
- Peindre ou immerger

OFFRE

4 + 1 À PARTIR DE 25,- CHF

Recevez 5 Initial Zr Coloring Liquid Refill Packs au prix de 4 !

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



OFFRE

20 % 479,20 CHF ~~599,- CHF~~

N°art 10041648 **Initial Zr Coloring Liquid Set** 479,20 CHF au lieu de 599,- CHF

Contenu :  
700 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml:  
1 x Body A, 1 x Body B, 1 x Body C, 1 x Body D, 1 x Cervical A, 1 x Cervical B, 1 x Cervical C, 1 x Cervical D, 1 x Effect Blue, 1 x Effect Grey, 1 x Effect Pink, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25 ml: 1 x Red, 1 x Blue, 1 x Yellow, 1 x Green, Technial manual

NOUVEAU



Autres unités valables :

N°art 10041649  
**Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit;**  
190,- CHF par paquet  
Contenu : 250 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml: 1 x Body A, 1 x Cervical A, 1 x Effect Grey, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25ml: 1 x Red, 1 x Blue, Technial manual  
Refill Packs à 50 ml; 53,50 CHF  
Initial Zr Coloring Liquid: Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D; Effect Blue, Effect Grey, Effect Pink, Neutral

Refill Packs à 25 ml; 25,00 CHF  
Initial Zr Marking Liquid: Red, Blue, Yellow, Green

Initial LiSi

Céramique pour disilicate de lithium.

Un système de teintes – un système de stratification

- Remarquable esthétique naturelle, spécialement développée et adaptée pour la réfraction de la lumière sur le disilicate de lithium
- Faibles températures de cuisson et valeurs de CET parfaitement adaptées, avec une stabilité élevée après cuisson, même après plusieurs cycles
- Système étendu de teintes de stratification – le concept Initial
- Manipulation aisée
- Résultats rapides, esthétiques et rentables

Demandez votre offre spéciale !

Initial Zr-FS

Système céramique aux indications multiples

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 1.985,40 CHF

Prix par paquet

Initial Zr-FS Basic + Advanced Set

N°art 10003119 **Basic Set**; 1985,40 CHF

N°art 10003120 **Advanced Set**; 1985,40 CHF

N°art 10003168 **Bleach Set**; 366,90 CHF

N°art 10003172 **Gum Shades Set**; 332,00 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

OFFRE

5+1 INITIAL ZR-FS INITIAL MC

Recevez 6 Refill Packs de Initial Zr-FS ou Initial MC au prix de 5!

Mélange de teintes possible, offre pour une même unité d'emballage et valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 847,20 CHF

Prix par paquet

Initial LiSi Basic + Advanced Set

N°art 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 766,00 CHF

N°art 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 928,40 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Initial MC

Céramo-métal

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 2.132,55 CHF

Prix par paquet

AktionsPrix für Initial MC Basic (Paste) + Basic Plus (Paste) + Advanced Set

N°art 10003150 **Basic Set mit Poudre-Opaquer**; 1743,30 CHF

N°art 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; 1577,10 CHF

N°art 10003151 **Basic Plus Set mit Poudre-Opaquer**; 1734,40 CHF

N°art 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; 1622,20 CHF

N°art 10003113 **Advanced Set**; 1065,80 CHF

N°art 10003170 **Gum Shade Set (Poudre-Opaquer)**; 292,40 CHF

N°art 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; 260,50 CHF

N°art 10003165 **Bleach Set**; 358,90 CHF

N°art 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaque Set**; 601,30 CHF

N°art 10003114 **Initial MC Paste Opqaue Set**; 689,60

N°art 10003183 **Initial MC Chroma Shade Translucent Set**; 341,20 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Initial LiSi Press

Nouvelle céramique pressée révolutionnaire – pour une solidité unique alliée à une esthétique exceptionnelle

- Das werden Sie an Initial LiSi Press lieben:
- Résistance incomparable à la flexion grâce à la technologie HDM
  - Esthétique inégalée en combinaison avec la céramique de stratification LiSi et l'Initial Lustre Pastes NF
  - Vaste choix de couleurs chaudes et éclatantes avec une excellente fluorescence
  - Pratiquement aucune couche de réaction après le démoulage

OFFRE

4+1 98,50 CHF


Prix par paquet

Recevez 5 Initial LiSi Press Ingots Packs (à 5 x 3 g) au prix de 4!

Mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Demandez dès maintenant un kit de calibrage !



Informez-vous auprès de votre conseiller personnel GC sur la céramique pressée unique et révolutionnaire Initial LiSi et consultez nos offres spéciales Initial LiSi Press !

Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Ce teintier ne constitue qu'une proposition de guide de référence.

Medium Opacity (MO)



GC LiSi PressVest

Le secret du GC LiSi PressVest : Moins de couche de réaction et un retrait plus facile

La combinaison de l'agent séparateur unique inclus dans la poudre du revêtement avec le Liquide GC LiSi PressVest SR permettent de créer un vide ou « ligne de séparation » qui fragilise la couche de réaction.

- Indications
- Spécialement conçu pour de nombreux procédés de pressage de céramique :
- Procédés de pressée tout céramique : Inlays, revêtements et couronnes
  - Procédés de surpressée



- Grande fluidité
- Temps de travail long
- Temps de prise stable
- Temps avant l'enfournement plus flexible
- Gain de temps – idéal pour les flux de travail des laboratoires
- grande capacité des tiges de coulée
- Meilleure adaptation interne
- Retrait facile de la couche de réaction – pas d'acide fluorhydrique

OFFRE

20% 175,76 CHF 219,70 CHF

N°art 10003661 **GC LiSi PressVest Powder** 100 g x 60, EU/US | 6 kg; **175,76 CHF** au lieu de 219,70 CHF par paquet

OFFRE

20% 35,52 CHF 44,40 CHF

N°art 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid** 900ml, EU/US | 900 ml; **35,52 CHF** au lieu de 44,20 CHF par paquet

Autres unités valables :

N°art 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid** 100 ml, EU/US | 100 ml; 67,10 CHF

INITIAL LISI  
INITIAL ZR-FS  
INITIAL MC  
INITIAL LISI PRESS  
LISI PRESSVEST



Aux vidéos :

High Translucency (HT)



Medium Translucency (MT)

Low Translucency (LT)

## Labolight DUO

Unité de polymérisation LED mode duale  
pour résine composite indirecte 2 appareils en 1 !

Pré-photopolymérisation (mode step)  
Mode de photo-polymérisation finale (mode full)

### Avec les dernières technologies LED

Equippé de la technologie LED double longueur-d'ondes, le Labolight DUO peut être utilisé en toute sécurité pour tous les composites GC : Large longueur-d'ondes de 380 nm-510 nm avec des pics :

- 465 nm-485 nm (12 LED bleue)
- 390 nm-400 nm (3 LED violette)

Cette technologie assure un durcissement optimal de tous les matériaux dentaires photopolymérisables, et sa puissance réduit les cycles de photopolymérisation.



### Système rotatif automatique

La plaque réfléchissante répartit la lumière de manière efficace dans toutes les directions. Le plateau de photopolymérisation permet un positionnement précis des pièces pendant le cycle de photo-polymérisation.

**PRIX SPECIAL**

**10%** **2.998,08** CHF  
~~3.331,20~~ CHF

N°art 10001246 **Labolight DUO**  
**2.998,08 CHF** au lieu de 3.331,20 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Demandez un demo-set

pour tester !



### Un style épuré contemporain & ergonomique

Le GC Labolight DUO est non seulement capable de traiter plus de travail mais en plus, il est élégant. Son style contemporain a été récompensé, ses surfaces lisses permettent un nettoyage facile et son encombrement est réduit. Une conception conviviale : l'interface est simple et intuitive et les parties internes sont facilement accessibles grâce à sa large ouverture.



Step mode



Full mode

## GRADIA® PLUS

Système Composite Modulaire pour les restaurations indirectes

Un nouveau standard dans le réalisme et la stratification des teintes

- La rencontre de l'innovation et de l'indication
- Technologie polymère céramique de pointe
- Esthétique rouge et blanc en parfaite harmonie
- Consistance pâteuse ou fluide
- Rationnel et modulaire
- Polymérisation à la vitesse de la lumière



Technial manual  
GRADIA PLUS

Teintes  
GRADIA PLUS



**OFFRE A**  
**35%** **1.612,85** CHF  
~~2.481,30~~ CHF

**GRADIA PLUS Combi-Set A**  
N°art 10003559 **Layer Set** 733,07 CHF  
N°art 10003560 **Paint Set** 463,06 CHF  
N°art 10003563 **Accessory Set** 416,72 CHF

**OFFRE B**  
**35%** **2.276,43** CHF  
~~3.502,20~~ CHF

**GRADIA PLUS Combi-Set B**  
N°art 10003559 **Layer Set** 733,07 CHF  
N°art 10003652 **Layer Par set** 663,59 CHF  
N°art 10003560 **Paint Set** 463,06 CHF  
N°art 10003563 **Accessory Set** 416,72 CHF

**OFFRE C**  
**35%** **1.288,82** CHF  
~~1.982,80~~ CHF

**GRADIA PLUS Combi-Set C**  
N°art 10003562 **One Body Set** 409,05 CHF  
N°art 10003560 **Paint Set** 463,06 CHF  
N°art 10003563 **Accessory Set** 416,72 CHF

**OFFRE D**  
**35%** **895,12** CHF  
~~1.377,10~~ CHF

**GRADIA PLUS Combi-Set D**  
N°art 10003561 **GUM Set** 478,40 CHF  
N°art 10003563 **Accessory Set** 416,72 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

GRADIA

Contactez votre distributeur  
GC personnel pour plus d'informations.

## GC FUJIVEST® PLATINUM II

Revêtement à liant phosphate sans graphite



GC Fujivest Platinum II est une poudre spécialement conçue pour les alliages précieux et semi-précieux. Grâce à son temps de travail long et confortable et à sa fluidité améliorée, la mise en revêtement de cas compliqués n'a jamais été aussi simple. Sa plus grande plage de dilatation permet à ce matériau haut de gamme d'être encore plus polyvalent. La surface extrêmement lisse du Fujivest Platinum II permet de réaliser à tout moment des coulées très précises. Cette poudre de qualité élevée peut être utilisée à la fois dans les procédures d'enfournement rapide et à froid (par paliers).

### Indications

Revêtement de précision pour procédures d'enfournement rapide et procédures d'enfournement conventionnelles par paliers. Pour les alliages précieux, semi-précieux et à base de Pd.

- Temps de travail plus long, meilleure fluidité
- Facilite un ajustage parfait même dans les cas complexes comme les suprastructures d'implants et les bridges longue-portée
- Coulées présentant des surfaces extrêmement lisses
- Facile à contrôler avec sa large plage de dilatation
- Démoulage très facile avec un risque réduit de dommage des pièces de coulées

OFFRE

20 %

145,20 CHF

~~181,50 CHF~~

Prix par paquet 150 g

N°art 10003339 **GC Fujivest Platinum II, Powder**  
67 x 90 g Bags | 6 kg; 170,08 CHF au lieu de 212,60 CHF

N°art 10003340 **GC Fujivest Platinum II, Powder**  
40 x 150 g Bags | 6 kg; 145,20 CHF au lieu de 181,50 CHF

### Liquid

N°art 10003343 **GC Fujivest Platinum II, Liquid**  
900 ml Bottle | 900 ml; 29,28 CHF au lieu de 36,60 CHF

## GC FUJIVEST® SUPER

Revêtement à liant phosphate sans graphite



GC Fujivest Super, un revêtement à liant phosphate sans graphite pour la coulée d'alliages précieux, semi-précieux et à base de Pd, notamment les coulées d'implants compliquées.

### Indications

Précision élevée pour les alliages précieux et semi-précieux et les restaurations longue-portée. Pour les techniques relatives à l'implantologie, demander nos instructions spéciales.

- Méthode d'enfournement rapide
- Expansion totale jusqu'à 2,34 % – liquide spécial haute expansion disponible
- Consistance crémeuse avec fluidité et mouillabilité élevées, pour une excellente reproduction des détails
- Prise et dilatation thermique contrôlées, permettant un ajustage de grande précision
- Démoulage facile
- Reproduction exacte pour des coulées précises

OFFRE

20 %

149,68 CHF

~~187,10 CHF~~

Prix par paquet 150 g

N°art 10001776 **GC Fujivest Super, Powder**  
40 x 150 g Bags | 6 kg; 149,68 CHF au lieu de 187,10 CHF

N°art 10001778 **GC Fujivest Super, Powder**  
67 x 90 g Bags | 6 kg; 163,12 CHF au lieu de 203,90 CHF

### Liquid

N°art 10001777 **GC Fujivest Super, Liquid**  
900 ml Bottle | 900 ml; 30,32 CHF au lieu de 37,90 CHF

N°art 10001780 **GC Fujivest Super High Expansion**  
900 ml Bottle | 900 ml; 30,32 CHF au lieu de 37,90 CHF

## GC FUJIVEST® PREMIUM

Revêtement à liant phosphate sans graphite



GC Fujivest Premium est un revêtement à liant phosphate sans graphite pour couronnes et bridges, adaptée à tous les types d'alliages dentaires, notamment les alliages non précieux. Que l'on utilise la méthode d'enfournement rapide ou conventionnelle, avec ou sans cylindre, le contrôle fiable de l'expansion de GC Fujivest Premium produit des coulées d'une précision constante.

### Indications

Convient pour tous les alliages dentaires, notamment les alliages non précieux. Pour utilisation dans les procédures d'enfournement rapide comme à froid (par paliers progressifs).

- Offre une grande plage d'expansion allant jusqu'à 3,5 % – les suprastructures d'implants avec alliages non précieux peuvent désormais être réalisées de façon sûre et simple
- Permet d'utiliser les techniques sans cylindre à enfournement rapide ou progressif
- Ajustage de grande précision avec dilution du liquide pour un contrôle optimal de l'expansion
- Grande fluidité, consistance souple
- Poudre solide mais facile à enlever

OFFRE

20 %

120,64 CHF

~~150,80 CHF~~

Prix par paquet 150 g

N°art 10003213 **GC Fujivest Premium, Powder**  
40 x 150 g Bags | 6 kg; 120,64 CHF au lieu de 150,80 CHF

N°art 10003214 **GC Fujivest Premium, Powder**  
67 x 90 g Bags | 6 kg; 137,68 CHF au lieu de 172,10 CHF

### Liquid

N°art 10003215 **GC Fujivest Premium, Liquid**  
900 ml Bottle | 900 ml; 29,28 CHF au lieu de 36,60 CHF

## GC FUJIVEST® II

Revêtement à liant phosphate sans graphite



Revêtement à liant phosphate sans graphite pour la coulée de précision de couronnes et de bridges dans tous les alliages dentaires, y compris Ni-Cr et Co-Cr.

### Indications

Coulées parfaites pour les alliages non précieux avec la méthode d'enfournement rapide comme à froid (par paliers).

- Sans graphite
- Technique avec ou sans cylindre quelle que soit la méthode d'enfournement, rapide ou par paliers
- Fluidité élevée / mouillabilité élevée
- Surface lisse
- Dilatation thermique et prise contrôlées
- Liquide spécial basse expansion

OFFRE

20 %

158,80 CHF

~~198,50 CHF~~

Prix par paquet 150 g

Art.-Nr. 10001770 **Fujivest II, Powder**  
100 x 60 g | Bags; 173,28 CHF au lieu de 216,60 CHF

Art.-Nr. 10001771 **Fujivest II, Powder**  
40 x 150 g | Bags; 158,80 CHF au lieu de 198,50 CHF

Art.-Nr. 10003332 **Fujivest II, Powder**  
4 x 2 kg; 180,48 CHF au lieu de 225,60 CHF

Art.-Nr. 10001773 **Fujivest II, Powder**  
67 x 90 g | Bags; 169,52 CHF au lieu de 211,90 CHF

### Liquid

Art.-Nr. 10001772 **Fujivest II, Liquid;**  
900 ml Bottle; 30,16 CHF au lieu de 37,70 CHF

Art.-Nr. 10001792 **Fujivest II, Low Expansion;**  
900 ml Bottle; 30,16 CHF au lieu de 37,70 CHF

## GC LISI PRESSVEST

Le secret du GC LiSi PressVest : Moins de couche de réaction et un retrait plus facile



La combinaison de l'agent séparateur unique inclus dans la poudre du revêtement avec le Liquide GC LiSi PressVest SR permettent de créer un vide ou « ligne de séparation » qui fragilise la couche de réaction.

### Indications

Spécialement conçu pour de nombreux procédés de pressage de céramique :

- Procédés de pressée tout céramique :  
Inlays, revêtements et couronnes
- Procédés de surpressée

OFFRE

20 %

175,76 CHF

~~219,70 CHF~~

Prix par paquet

N°art 110003664 **GC LiSi PressVest Intro Kit**  
6 x 100 g Poudre, 135 ml Flüssigkeit, 30 ml SR liquide; 61,00 CHF

N°art 10003661 **GC LiSi PressVest**  
60 x 100 g; 175,76 CHF au lieu de 219,70 CHF

### Liquid

N°art 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid**  
900 ml; 35,52 au lieu de 44,40 CHF

N°art 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid**  
100 ml; 67,10 CHF

- Grande fluidité
- Temps de travail long
- Temps de prise stable
- Temps avant l'enfournement plus flexible
- Gain de temps - idéal pour les flux de travail des laboratoires
- Plus grande capacité des tiges de coulée
- Meilleure adaptation interne
- Retrait facile de la couche de réaction – pas d'acide fluorhydrique

## Aadva™ Lab Scanner 3

Le scanner est votre espace de travail !

Le seul et unique scanner de laboratoire contrôlé par le geste

GC présente Aadva Lab Scanner 3, un scanner de nouvelle génération qui ouvre la voie à des fonctionnalités ingénieuses et pratiques. Ce scanner de laboratoire dentaire à commande gestuelle allie une expérience utilisateur inégalée avec la vitesse, la précision, la flexibilité et la sécurité que vous attendez dans votre flux de travail CAD/CAM.

- Une expérience utilisateur unique grâce à la technologie de projection brevetée
- Equilibre dynamique entre vitesse et précision grâce aux images de deux caméras prises sous des angles différents et aux moteurs à grande vitesse
- Positionnement facilité par la reconnaissance entièrement automatisée des objets
- Filtre de sécurité contre la lumière bleue
- Technologie de scannage hybride : Élimine la nécessité d'une préparation des moignons
- Occlusion intelligente : Écarte la nécessité de procéder à des scans du mordure



NOUVEAU  
MAINTENANT

AADVA ALS 3  
14.999,- CHF



Êtes-vous intéressé ?

Votre spécialiste GC se tient à votre disposition pour des conseils personnalisés :  
info.switzerland@gc.dental  
ou par téléphone 041 5200178.

## PATTERN RESIN LS

Résine acrylique pour maquettes à faible rétraction

Une résine appréciée et reconnue pour la réalisation de tous types d'attachements du commerce, fixations, pilier d'implants ou die en résine par la technique d'électrodéposition.

- Rétraction minimale :  
Précision des maquettes et des coulées
- Dureté et résistance élevées :  
Stabilité même en cas de parois très minces
- Totalement calcinable, sans résidus :  
Surface de coulée lisse et nette



Pattern Resin LS  
+ METAL STAND GRATUIT

N°art 10003198  
PATTERN RESIN LS Stand Promo  
+ metal stand gratuit !

Contenu :  
100 g poudre, 105 ml liquide,  
2 Mixing cups,  
1 Pinsel Nr.4, 1 Pipette;  
109,60CHF

## OPTIGLAZE color

Caractérisation de surface photopolymérisable pour les restaurations indirectes acryliques et composites



Teintes de caractérisation photopolymérisables à utiliser avec

- Cerasmart - matériau hybride
- Restaurations en composite - Facettes - Inlays - Onlays
- Résines pour prothèses - individualisations et modifications
- Dents du commerce - individualisation
- Résines provisoires



796,20 CHF

N°art 10001150 OPTIGLAZE color Set;  
Contenu : 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus, 1 x C plus, 1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x pink orange, 1 x red brown, 1 x olive, 1 x grey, 1 x blue, 1 x lavender, 1 x pink, 1 x red (pro Teinte 2,6 ml); 1 x OPTIGLAZE color clear, 1 x clear HV, (pro Teinte 5 ml); 5x disposable pallet, 1 x protective cover, 1 x brush round 5 Stk. (N°1B), 1 x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2 x brush holder (1 each ivory, white), 1 x OPTIGLAZE color IFU, 1 x OPTIGLAZE color Technique Card; 796,20 CHF par paquet

65,80 CHF

OPTIGLAZE® color Refill Pack  
N°art 10001151 OPTIGLAZE color, A plus  
N°art 10001152 OPTIGLAZE color, B plus  
N°art 10001153 OPTIGLAZE color, C plus  
N°art 10001154 OPTIGLAZE color, White  
N°art 10001155 OPTIGLAZE color, Ivory White  
N°art 10001156 OPTIGLAZE color, Yellow  
N°art 10001157 OPTIGLAZE color, Orange  
N°art 10001158 OPTIGLAZE color, Pink Orange  
N°art 10001159 OPTIGLAZE color, Red Brown  
N°art 10001160 OPTIGLAZE color, Olive  
N°art 10001161 OPTIGLAZE color, Grey  
N°art 10001162 OPTIGLAZE color, Blue  
N°art 10001163 OPTIGLAZE color, Lavender  
N°art 10001164 OPTIGLAZE color, Pink  
N°art 10001165 OPTIGLAZE color, Red  
Prix par paquet 65,80 CHF à 2,6 ml

N°art 10001166 OPTIGLAZE color, Clear  
N°art 10001167 OPTIGLAZE color, Clear HV  
Prix par paquet 65,80 CHF à 5 ml

Collage optimal  
des piliers hybrides !

## G-CEM ONE™

Ciment résine auto-adhésif  
pour le collage extra-oral de  
piliers hybrides

GC CEM ONE est un ciment résine de scellement universel à prise duale, conçu pour le collage de restauration composite indirecte, tout céramique ou métallique. Ses caractéristiques et propriétés en font une option idéale pour le collage des piliers au laboratoire. Il offre l'auto-polymérisation la plus élevée ce qui lui permet de garantir des résultats parfaits, surtout lorsque la transmission de la lumière ne peut être correctement assurée. L'utilisation de MDP dans le G-CEM ONE garantit une force d'adhésion et une durabilité supérieures au titane et à la zircone, sans prétraitement avec un primer.

Cependant, lorsqu'il est utilisé avec de la vitrocéramique, l'utilisation d'un primer contenant du silane est recommandée. G-CEM ONE se présente sous la forme d'une seringue Automix qui facilite la manipulation avec un minimum de déchets. Il présente également le film le plus fin du marché (3 µm) pour un ajustage parfait des pièces prothétiques.

\* Toutes les données sont disponibles sur demande

OFFRE  
4 + 1 73,20 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 Refill Packs G-CEM ONE  
au prix de 4!Seulement valable pour une même  
unité d'emballage (Refill).  
Mélange de teintes possible.Offre valide par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.

N°art 10006923  
**G-CEM ONE  
Single Refill AO3**  
N°art 10006924  
**G-CEM ONE  
Single Refill White Opaque**  
Contenu par Single Refil :  
1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),  
8 x GC Automix Tips Regular,  
2 x GC Automix Endo Tips;  
prix par paquet 73,20 CHF

Pour plus de détails voir page  
9 dans la partie cabinet.

Accessoires :  
N°art 10003289  
**Automix Tip for Endo**  
10 Stk. avec Pointe de rallonge;  
13,50 CHF  
N°art 10003335  
**Automix Tip Regular**  
10 Stk.; 12,90 CHF



Teintes opaques

AO3

White  
OpaqueDemandez le Guide Technique pour le collage  
extra-oral de piliers hybrides avec G-CEM ONE.Pilier Ti  
+ visModèle avec analogue d'implant  
+ Pilier Ti  
+ fausse genciveAnalogue d'implant  
+ bandeau  
gingival (vue laterale)Analogue  
+ Pilier Ti  
+ Couronne  
tout céramique

## GC TECHNIQUE DENTAIRE SPECIALS

OFFRE  
Set céramique ancien contre nouveau  
50 % ECONOMISEZExemple : L'ancien set est échangé (acheté)  
contre le nouveau set et en plus, il y a une  
réduction de 50% sur le prix de vente proposé.OFFRE  
Disque/bloc ancien contre nouveau  
50 % ECONOMISEZExemple : Achetez 20 x disques/blocs et recevez  
10 x disques/blocs gratuitement !OFFRE  
Kit composite ancien contre nouveau  
35 % ECONOMISEZExemple : L'ancien set est échangé (acheté)  
contre le nouveau set et en plus, il y a une  
réduction de 35% sur le prix de vente proposé.Pour plus de détails voir pages 11 dans la  
partie laboratoire.OFFRE  
Set de peinture ancien contre nouveau  
50 % ECONOMISEZExemple : L'ancien set est échangé (acheté)  
contre le nouveau set et en plus, il y a une  
réduction de 50% sur le prix de vente proposé.Pour plus de détails voir pages 8 dans la  
partie laboratoire.

## Nos offres spéciales vous intéressent-elles ?



**C'est aussi simple que cela :**  
Envoyez-moi votre commande  
ou demande de rendez-vous.  
Indiquez-moi le dépôt que  
vous souhaitez - je m'occupe  
de votre offre spéciale !

Marvin Hanany:  
marvin.hanany@gc.dental  
ou par téléphone au 079 351 27 63

C'est important de le savoir :

Toutes les commandes continuent de passer par  
commerce/dépôt, mais avec moi comme interlocuteur ,  
vous bénéficiez des avantages supplémentaires en plus !

Ce que je vous propose :

- Des visites personnelles dans votre laboratoire - je passe volontiers vous voir !
- Des positions de démonstration gratuites pour presque tous les produits GC , y compris le scanner de modèle et l'appareil de photopolymérisation.
- Des avantages exclusifs en cas de commande par mon intermédiaire

Je me réjouis de nos échanges et j'aimerais :

- faire connaissance avec votre laboratoire et votre équipe
- comprendre vos souhaits et vos besoins
- vous soutenir au mieux



**CLAUS NÜSSE**  
Regional Sales Manager DACH  
Managing Director Germany  
Country Manager Switzerland  
M: 079 172 19 85  
claus.nuessle@gc.dental

### Chères clientes, chers clients

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'édition actuelle et déjà deuxième édition 2025 de la brochure GC News & Highlights sous la devise « Un sourire éclatant – du direct à l'indirect avec savoir-faire et créativité ».

#### Embellissez le sourire de vos patientes et patients avec soin !

Un beau sourire renforce la confiance et l'estime de soi et a un effet positif sur les interactions personnelles et professionnelles. Pour les patientes et les patients qui souhaitent améliorer leur sourire, un traitement direct avec de petites modifications est déjà suffisant dans de nombreux cas pour obtenir un résultat beau et durable. Cependant, pour les cas complexes avec des caries importantes, des dommages structurels ou des problèmes esthétiques plus importants, il est fortement conseillé de faire appel au laboratoire dentaire pour des techniques telles que le moulage par injection ou des restaurations partielles telles que des facettes ou des couronnes et des bridges.

#### Moins est plus : En tenant compte du gradient thérapeutique

Le gradient thérapeutique, qui va des traitements les moins invasifs aux traitements les plus invasifs, est pris en compte afin de garantir le choix de la méthode la plus appropriée et la plus conservatrice. Cette approche contribue largement à la préservation de la substance dentaire naturelle de vos patients et permet en même temps d'obtenir des résultats thérapeutiques optimaux. Selon la situation initiale, les méthodes indirectes peuvent également être peu invasives. Les développements en matière de matériaux et de techniques dentaires permettent une préparation dentaire plus douce. Par exemple, les céramiques modernes et les matériaux composites solides peuvent être utilisés pour fabriquer des restaurations fines qui nécessitent moins de retrait de la substance dentaire saine. Enfin, la substance dentaire naturelle est toujours le plus beau matériau dont une dent est constituée. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider avec notre équipe de spécialistes produits hautement qualifiés en Suisse et nous sommes toujours disponibles pour vous conseiller et vous faire des démonstrations en direct dans votre cabinet.

La difficulté n'est pas tant de développer de nouvelles approches que de se détacher des anciennes !

#### Votre équipe GC SWISS !



**MARVIN HANANY**  
Field Product Specialist  
Manager & Laboratory/Digital  
Product Specialist  
M: 079 351 27 63  
marvin.hanany@gc.dental

**FELIX GLOOR**  
Prothésiste dentaire,  
conseiller spécialisé  
dans les produits dentaires  
Région Suisse romande, Valais  
M: 079 950 09 50  
felix.gloor@gc.dental



## Spécialistes GC



**EVELINE WANGLER**  
Conseillère spécialisée  
dans les produits dentaires  
Région Bâle, Argovie,  
Suisse centrale  
M: 079 737 41 94  
eveline.wangler@gc.dental



**MANUELA SCHULER**  
Conseillère spécialisée  
dans les produits dentaires  
Région Suisse orientale,  
Zurich, Liechtenstein  
M: 079 326 23 30  
manuela.schuler@gc.dental



**NICOLE NIEDERBERGER**  
Conseillère spécialisée  
dans les produits dentaires  
Région Berne, Soleure, Tessin  
M: 079 889 39 74  
nicole.niederberger@gc.dental



Visitez-nous sur Facebook :  
[www.facebook.com/gcswitzerland](https://www.facebook.com/gcswitzerland)



Visitez-nous :  
<https://www.gc.dental/europe/fr-CH>



Visitez-nous sur Instagram:  
[gc\\_switzerland](https://www.instagram.com/gc_switzerland)



Visitez-nous sur Youtube :  
[www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)

# TEMPSMART® DC

Vers votre restauration définitive...  
en toute sérénité



## Composite dual pour couronnes et bridges provisoires

Les restaurations provisoires jouent un rôle important en dentisterie prothétique. Non seulement elles protègent les dents préparées mais elles apportent confort et esthétique à votre patient en attendant la restauration finale. GC innove avec TEMPSMART DC, le premier matériau temporaire sans plastifiant, à prise duale qui rend votre travail plus facile et plus agréable.

- PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS SÛR  
une résistance à la fracture élevée pour des provisoires qui durent
- PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS BEAU  
fluorescence et brillance à long terme pour des patients souriants
- PRENEZ LE BON CHEMIN  
une procédure courte grâce à la photopolymérisation
- PRENEZ LE CHEMIN SANS ENCOMBRE  
des restaurations non collantes pour une brillance élevée en quelques étapes



OFFRE  
4 + 1 À PARTIR DE 70,30 CHF

Prix par paquet  
**TEMPSMART DC 48 ml Cartouche**  
115,60 CHF par paquet  
Recevez 5 paquets TEMPSMART DC 48 ml cartouche au prix de 4!

**TEMPSMART DC 10 ml Cartouche**  
68,90 CHF par paquet  
Recevez 5 paquets TEMPSMART DC 10 ml cartouche au prix de 4!

Offre valable pour toutes teintes dans la même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Accessoires :  
N°art. 10003754  
**Mixing Tips II Taille SSS**  
(60 Pcs.) 70,00 CHF  
N°art. 10003335  
**GC Automix Tip Regular**  
(10 Pcs.) 12,90 CHF

48 ml cartouche, 16 embouts de mélange; 118,00 CHF

N°art.	10001463	10001464	10001465	10001466
Farbe	A1	A2	A3	A3,5
N°art.	10001467	10001468		
Farbe	B1	BW		


10 ml cartouche, 10 embouts de mélange;; 70,30 CHF

N°art.	10001469	10001470	10001471	10001472
Farbe	A1	A2	A3	B1

## GET CONNECTED SMILE PROGRAM

### GC Get Connected - tous dans une application !

Saisissez l'occasion de vous informer à tout moment sur GC et nos produits à tout moment - téléchargez l'application Get Connected de GC sur votre téléphone portable. Parcourez notre bibliothèque en ligne, regardez les vidéos des utilisateurs, apprenez-en plus sur vidéos, pour en savoir plus sur le cours ou les événements de formation et obtenir des informations sur nos produits. Gagnez des sourires en partageant des articles, en réalisant des enquêtes et en s'inscrivant à des événements éducatifs. Chez GC, les sourires comptent - apprendre, partager, profiter. Téléchargez le programme Get Connected Smile sur votre téléphone portable. **Téléchargez l'application et collectez des smiles !**



APPRENDRE. PARTAGER. PROFITER.



# Restaurations réussies et systèmes de collage de GC



RESTORATIVE  
SOLUTIONS



LUTING  
SOLUTIONS

# GC MI Paste Plus™ & GC Tooth Mousse™

Pâtes protectrices reminéralisantes  
à triple action : Renforce. Protège. Recharge.

### Tooth Mousse ou MI Paste Plus?

Tooth Mousse et MI Paste Plus peuvent être utilisés pour les mêmes indications. Tooth Mousse est recommandé avant l'âge de 6 ans pour éviter le risque de fluorose et de sur-fluoruration. Pour l'application nocturne, Tooth Mousse est recommandé jusqu'à l'âge de 12 ans. MI Paste Plus peut être utilisé au-delà de cet âge.

### MI Paste Plus & Tooth Mousse

- La première crème dentaire protectrice avec la substance active brevetée Recaldent™, éprouvée des millions de fois
- Apporte aux dents la quantité nécessaire de calcium, phosphate et fluor\*
- Élimine les hypersensibilités

- Santé dentaire parfaite – protège, renforce et soigne durablement
- Agit rapidement et avec efficacité
- Protection dentaire sans sucre
- MI Paste Plus contient en plus 900 ppm de fluor

OFFRE

10-PACK

5 + 1 203,90 CHF

Achetez 5 x paquets à 10 tubes Tooth Mousse (parfum célibataire ou assorti) et recevez 1 x paquets à 10 tubes Tooth Mousse (parfum célibataire ou assorti) gratuitement !

Flavour-Mix possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.  
**Seulement valable achetant les paquets à 10 tubes de Tooth Mousse.**

Unités valables :

**GC Tooth Mousse 10-Pack**  
199,90 CHF par paquet

Art-Nr. 10001743  
**GC Tooth Mousse, assorti**  
(2 tubes à chaque parfum)  
Art-Nr. 10001746  
**GC Tooth Mousse, Melone**  
Art-Nr. 10001747  
**GC Tooth Mousse, Menthe**  
Art-Nr. 10001745  
**GC Tooth Mousse, Fraise**  
Art-Nr. 10001748  
**GC Tooth Mousse, Tutti-Frutti**  
Art-Nr. 10001744  
**GC Tooth Mousse, Vanille**

Art-Nr. 10003205  
**GC Tooth Mousse, Promotional 5-Paquet**  
(1 tube à chaque parfum)  
110,80 CHF par paquet



OFFRE

10-PACK

5 + 1 228,- CHF

Achetez 5 x paquets à 10 tubes MI Paste Plus (parfum célibataire ou assorti) et recevez 1 x paquets à 10 tubes (parfum célibataire ou assorti) gratuitement !

Flavour-Mix possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.  
**Seulement valable achetant les paquets à 10 tubes de MI Paste Plus.**

Unités valables :

**GC MI Paste 10-Pack**  
223,50 CHF par paquet

Art-Nr. 10001749  
**GC MI Paste Plus, assorti**  
(2 tubes à chaque parfum)  
Art-Nr. 10001752  
**GC MI Paste Plus, Melone**  
Art-Nr. 10001750  
**GC MI Paste Plus, Menthe**  
Art-Nr. 10001751  
**GC MI Paste Plus, Fraise**  
Art-Nr. 10001754  
**GC MI Paste Plus, Tutti Frutti**  
Art-Nr. 10001753  
**GC MI Paste Plus, Vanille**

Art-Nr. 10003270  
**GC MI Paste Plus, Promotional 5-Paquet**  
(1 tube à chaque parfum)  
119,90 CHF par paquet



OFFRE

PROMO PACK

5 + 1 110,80 CHF

Prix par paquet

N°art. 10003210 **Tooth Mousse Bundlepack**  
Contenu : 5 tubes Tooth Mousse (chaque parfum à 1 tube de menthe, melon, Vanille, Tutti-Frutti, fraise)  
**+ 1 Tube Tooth Mousse gratuit !**  
Les marchandises gratuites sont déjà incluses dans le Bundlepack.

Seulement valable pour Tooth Mousse  
Promo Pack



OFFRE

PROMO PACK

5 + 1 119,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 10003271 **MI Paste Plus Bundlepack**  
Contenu : 5 tubes MI Paste Plus (chaque parfum à 1 tube de menthe, melon, Vanille, Tutti-Frutti, fraise)  
**+ 1 Tube MI Paste Plus gratuit !**  
Les marchandises gratuites sont déjà incluses dans le Bundlepack.

Seulement valable pour MI Paste Plus  
Promo Pack



RECALDENT et le logo RECALDENT sont des marques de commerce du groupe Mondelez International, et sont utilisés sous licence. RECALDENT™ est dérivé de la caséine du lait. Ne pas utiliser chez les personnes allergiques au lait. En cas de réaction allergique : Cesser l'utilisation, rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

## LES SOLUTIONS DE TRAITEMENT MI PAR GC

### Hypominéralisation des molaires et incisives (MIH)

Une situation alarmante au niveau mondial qui concerne 1 enfant sur 7



MIH légère

Avec l'aimable autorisation du Prof. van Amerongen, Pays-Bas



MIH modérée

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie



MIH sévère

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie



MIH sur incisives

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie

### Renforcer et désensibiliser avec GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus et MI Varnish

Les traitements topiques sont utiles pour renforcer les dents et diminuer la sensibilité en cas de MIH. L'application de Recaldent (CPP-ACP), contenant des niveaux élevés de calcium et de phosphate biodisponibles, se révèle efficace dans ce cas, et a été démontré.

#### Tooth Mousse (Sans fluorure)

#### MI Paste Plus (900 de fluorure)

- Crème topique avec Recaldent (CPP-ACP) pour une application quotidienne à domicile
- Appliquer après le brossage et avant de se coucher ; ne pas rincer
- Apporte une protection supplémentaire aux dents
- Neutralise les attaques acides

#### MI Varnish (22600 ppm de fluorure)

- Vernis avec Recaldent (CPP-ACP) pour application trimestrielle au cabinet
- Appliquer après le nettoyage prophylactique
- Scelle les tubuli dentinaires ; désensibilise les dents et laisse un film en surface



### Protéger les surfaces avec GC Fuji TRIAGE

Fuji TRIAGE, un verre ionomère fluide qui protège la surface contre la formation de caries et l'hypersensibilité

- Fuji TRIAGE peut se lier chimiquement dans un environnement humide.
  - Les dents peuvent être protégées avant même leur éruption complète.
  - Le temps de prise de la teinte rose Fuji TRIAGE peut être accélérée de manière importante avec une lampe à photo-polymériser.
- Une protection au plus tôt est importante pour éviter les complications



### Traitement de restauration

#### Restaurations peu invasives avec EQUIA Forte HT

#### Restaurations à long terme

- Le verre hybride haute densité EQUIA Forte HT reste une solution de restauration long terme peu invasive. En outre, son placement rapide en bloc constitue un avantage considérable pour les jeunes patients anxieux.
- L'adhésion chimique et la tolérance à l'humidité d'EQUIA Forte HT offrent un avantage important, car l'adhésion à l'émail hypominéralisé est difficile.
- Dans le cas où les dents sont difficiles à anesthésier, on peut utiliser l'approche Atraumatic Restorative Treatment (ART) ; les caries sont excavées manuellement avant l'application d'EQUIA Forte HT.
- Un composite peut être placé lorsque les lésions sont bien délimitées et ne nécessitent pas une élimination supplémentaire trop importante du tissu dentaire.

#### Restaurations thérapeutiques provisoires



1 enfant sur 7 est atteint d'une hypominéralisation des molaires et des incisives (MIH) GC a des solutions pour traiter le MIH.



### En savoir plus sur la MIH

Pour plus d'informations, l'aspect clinique, les symptômes et le plan de traitement GC, cliquez ici :





**EQUIA Forte HT Clinic Pack**  
615,80 CHF par paquet  
Contenu : 200 capsules,  
1 x Equia Forte Coat (4 ml)  
Teintes : A2, A3, B2

**1 x EQUIA Forte HT Clinic Pack**  
Contenu : à 200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

**+ 1 CM-II CAPSULE MIXER  
GRATUIT !**

**+ 1 CAPSULE APPLIER IV  
GRATUIT !**

Achetez 1 paquet EQUIA Forte HT Clinic Pack  
et recevez 1 CM-II Capsule Mixer CM-II  
(d'une valeur de 749,10 CHF) et 1 Capsule Applier IV  
(d'une valeur de 120,70 CHF) gratuitement !

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.  
Action valable pour tous EQUIA Forte HT Clinic Packs.

**GC VERRE  
IONOMÈRES  
(5 PAQUETS)**

**CAPSULE MIXER  
CM-II GRATUIT !**

Achetez 5 paquets GC verre  
ionomère ou GC verre hybride  
+ 1 Capsule Mixer CM-II  
(d'une valeur de 749,10 CHF)  
gratuitement !

Promotion valable pour tous les  
GC verres ionomères/GC verres  
hybrides disponibles.

Mélange de couleurs possible.

Promotion valable après consultation  
d'un conseiller GC de votre  
consultant GC.



**RESTORATIVE  
SOLUTIONS**

**Restorative-Guide**

Choisir le bon matériau pour  
chaque indicationn !

## CAVITON

### Matériau d'obturation provisoire

Matériau d'obturation provisoire  
pour cavité standard et  
après traitement endodontique.



- Caractéristiques & avantages**
- Prise initiée par l'eau et la salive
  - Adaptabilité excellente
  - Facile à retirer

**OFFRE**

**4 + 1 22,50 CHF**

Recevez 5 paquets Caviton au prix de 4 !

N°art. 10000101 **CAVITON**  
Jar, 30 g, White; 22,50 CHF par paquet

## GC Fuji™ II LC

### Le premier CVI photopolymérisable au monde

Fuji II LC Improved, Ciment Verre Ionomère photopolymérisable, est le ciment verre ionomère le plus utilisé au monde. Bien qu'ayant été conçu à l'origine comme un matériau de restauration pour les cavités de Classes III et V, ainsi que pour les dents de lait, Fuji II LC Improved est un matériau à usages multiples comme liner, base ou pour la reconstitution de moignons.

- Polymérisation duale
- Esthétique exceptionnelle
- Comme base ou liner dans la technique sandwich
- Fuji II LC permet à la restauration de durer plus longtemps en prévenant le hiatus marginal
- Performance clinique prouvée 100 % de rétention après 5 ans



**MUST HAVE**  
**TESTEZ  
MAINTENANT !**

**OFFRE**

**4 + 1  
10 + 3 188,60 CHF**

Prix par paquet

Recevez 5 Fuji II LC paquets au prix de 4 !  
Recevez 13 Fuji II LC paquets au prix de 10 !

N°art. 10000035 **Fuji II LC Capsules A2**  
N°art. 10000036 **Fuji II LC Capsules A3**  
Contenu : à 50 capsules (0,33 g poudre et 0,10 g (0,085 ml) liquide. Contenu assorti par capsule (0,10 ml);

Offre valable pour toutes les teintes.  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

## GC Fuji IX GP FAST

### Verres Ionomères condensables de restauration

GC Fuji IX GP est idéal pour les restaurations permanentes ou provisoires de classe I et II chez l'enfant, les restaurations de classe I et II non chargées chez l'adulte, les restaurations de classe V et de surface radiculaire, la stratification coronaire, mais également pour une utilisation avec un composite ou un inlay en technique sandwich immédiate ou différée.

- Multiples indications
- Adhésion chimique
- Placement rapide en une fois
- Sans hiatus marginal
- Résistance à la compression et dureté de surface exceptionnelles
- Protection par le fluor
- Biocompatible



**OFFRE**

**4 + 1  
10 + 3 161,- CHF**

Prix par paquet

Recevez 5 Fuji IX GP FAST paquets au prix de 4 !  
Recevez 13 Fuji IX GP FAST paquets au prix de 10 !

N°art. 10000078 **Fuji IX GP FAST Capsules A2**  
N°art. 10000079 **Fuji IX GP FAST Capsules A3**  
Contenu : à 50 capsules (0,40 g Poudre und 0,11 g (0,09 ml) liquide. Contenu assorti par capsule (0,14 ml)

Offre valable pour toutes les teintes.  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.























Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.





























Restorative Solutions

Le meilleur choix pour chaque indication



<div>Systèmes de restauration de longue durée</div> <div>Verre ionomère de haute viscosité</div> <div>Verre ionomère de faible viscosité</div> <div>Verre ionomère modifié par adjonction de résine</div> <div>Matériau photopolymérisable</div>			POSTÉRIEURE						
			Classe I		Classe II			Classe V	Base (technique sandwich)
			Petite, non soumise aux contraintes	Grande, soumise aux contraintes	Petite, non soumise aux contraintes	Petite, soumise aux contraintes	Grande, soumise aux contraintes*		
									
EQUIA Forte HT (verre hybride haute densité)			+++	+++	+++	+++	+++	+++	+
EQUIA			+++	+++	+++	+++		++	+
GC Fuji II LC	 		+					++	+++
GC Fuji TRIAGE									
GC Fuji IX GP			+		+			+	+++
GC Fuji IX GP FAST			+		+			+	+++
GC Fuji IX GP EXTRA			+		+			+	+++

<div> Systèmes de restauration de longue durée</div> <div> Verre ionomère de haute viscosité</div> <div> Verre ionomère de faible viscosité</div> <div> Verre ionomère modifié par adjonction de résine</div> <div> Matériau photopolymérisable</div>			ANTÉRIEURE		AUTRES INDICATIONS				
			Classe III	Classe V	Reconstitution coronoradiculaire	Dents temporaires	Protection des sillons	Protection des surfaces radiculaires	Restaurations provisoires
									
EQUIA Forte HT (verre hybride haute densité)			++	+++	++		+	+	
EQUIA				+++	++	++	+	+	
GC Fuji II LC			+++	+++	++	+++			
GC Fuji TRIAGE							+++	+++	
GC Fuji IX GP				+	++	+		+++	
GC Fuji IX GP FAST				+	++	++		+++	
GC Fuji IX GP EXTRA				+	++	++	++	+++	

\* La préparation doit être réalisée à 1-1,5 mm des pointes des cuspidés. Veuillez consulter le mode d'emploi.  
\*\* Ensemble d'indications pour la teinte rose.

Contactez-nous ou votre conseiller personnel GC pour demander un échantillon.

EQUIA Forte™ HT

Système de restauration verre hybride haute densité – des restaurations postérieures longue durée faciles à réaliser

- Matériau plus solide et non collant,
- Translucidité accrue
- Excellente biocompatibilité
- Résistance prouvée sur le long terme
- Restaurations postérieures simples en quelques étapes – pas d'isolation requise
- Restauration de dents MIH hypominéralisées sensibles chez les patients jeunes



Aux vidéos :

OFFRE 10 % ON TOP

EQUIA FORTE HT REFILL PACKS A2 ou A3

10% 167,94 CHF ~~186,60 CHF~~

OFFRE de 10 % seulement valable pour les paquets refill en teinte A2 (Art-Nr. 10004841) ou pour les paquets refill en teinte A3 (Art-Nr. 10004901)

OFFRE

4 + 1 10 + 3 186,60 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 EQUIA Forte HT paquets refill au prix de 4 !  
Recevez 13 EQUIA Forte HT paquets refill au prix de 10 !

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.  
Action valable pour tous EQUIA Forte HT Refill Packs.

Autres unités valables :

**EQUIA Forte HT, Refill Pack;** 186,60 CHF;  
Contenu : 1 paquet contient 50 Capsules EQUIA Forte HT, 0,40 g Poudre und 0,13 g (0,10 ml) liquide; contenu assorti par capsule 0,14 ml Teintes : assorti, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

**EQUIA Forte HT Intro Pack;** 105,10 CHF;  
Contenu : 20 Capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose Teintes : A2, A3, B2

**EQUIA Forte HT Promo Pack;** 363,90 CHF  
Contenu : 100 Capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml Teintes : A2, A2-A3, A3, A3-B2

**EQUIA Forte HT Clinic Pack;** 615,80 CHF  
Contenu : 200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml Teintes : A2, A3, B2

N°art. 10004885  
**EQUIA Forte Coat FlipCap**  
4 ml flacon, accessoires, 91,40 CHF  
N°art. 10003513  
**EQUIA Forte Coat, Unitdose-Paquet**  
50 unitdose (à 0,1 ml) 120,80 CHF

1 x EQUIA Forte HT PROMO PACK  
Contenu : à 100 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

1 x EQUIA Forte HT INTRO PACK GRATUIT  
Contenu : 20 capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose

Achetez 1 x EQUIA Forte HT Promo Pack (à 100 Capsules, 1 EQUIA Forte Coat 4 ml) et recevez 1 x EQUIA Forte HT Intro Pack (20 capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose) gratuitement !


Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.  
Action valable pour tous EQUIA Forte HT Promo Packs.

Indications principales pour



- INDICATIONS
- Restaurations de classe I
  - Restaurations occlusales de classe II
  - Restaurations non-occlusales de classe II
  - Restaurations immédiates
  - Restaurations de classe V et de surfaces radiculaires
  - Reconstitution de moignons

Remplacement de l'amalgame



Avec l'aimable autorisation de Dr. Victor Cedillo Felix, USA

Patient à risque de caries



Avec l'aimable autorisation de Dr. Zeynep Bilge Kütük, Turquie

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,00 (CHF/EUR). Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n'est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu'au 31.12.2025. Erreurs d'impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d'article.

## everX Flow®

Composite fluide fibro-renforcé pour le remplacement dentinaire


### Fort de l'intérieur

Découvrez everX Flow, un composite fluide renforcé de fibres courtes conçu pour remplacer la dentine et renforcer les restaurations. Suivant le même principe que les barres de fer dans la construction, les fibres de verre dans everX Flow renforcent les restaurations et les empêchent de se fissurer. Facile à manipuler, avec deux teintes et une résistance à la fracture très élevée, everX Flow est sur le point de devenir votre nouveau produit de choix pour toutes les restaurations nécessitant un noyau fort, et pour vos préparations de reconstitutions de moignon.




**Composite conventionnel :**  
Prolifération des fissures par l'obturation ET la structure de la dent

**everX Flow :**  
La propagation des fissures est stoppée



Structure composite

Sous-structure



### OFFRE

**4 + 1**  
**10 + 3**  
À PARTIR DE  
**67,40**  
CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets everX Flow au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets everX Flow au prix de 10 !

N°art. 10001488 **everX Flow Bulk**  
Seringue 2 ml (3,7 g) Bulk,  
20 Dispensing Tip III

N°art. 10001489 **everX Flow Dentin**  
Seringue 2 ml (3,7 g) Dentin,  
20 Dispensing Tip III

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

### OFFRE

**BUNDLEPACK everX Flow + G-ænial Universal Injectable**  
~~267,- CHF~~ **199,- CHF**

Art-Nr. 10004834  
**everX Flow + G-ænial Universal Injectable Bundlepack**  
Contenu : everX Flow Seringues 1 x Bulk, 1 x Dentin, G-ænial Universal Injectable Seringues 1 x A2, 1 x A3, accessoires; 199,- CHF (prix par Bundlepack)



**AUSSI EN COULEUR BULK EN CAS DE PROFONDES CAVITÉS AVEC PROFONDEUR DE DURCISSEMENT JUSQU'À 5,5 MM OPTIMAL APPLICABLE !**

## everX Posterior®

Renforcement, longévité et esthétique pour les grandes cavités

N°art. 10001048 **everX Posterior;**  
90,90 CHF par paquet; 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

N°art. 10001148 **everX Posterior;**  
272,80 CHF par paquet; 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips



## D-Light® Pro

Voir plus loin que ce qui est visible à l'oeil nu ...  
Lampe à photopolymériser à large spectre avec un mode détection en plus



### Photopolymériser

- HP Mode - High Power 1400mW/cm²
- La LED bleue permet une activation optimale de la camphorqui-none avec une longueur d'onde de 460 à 465 nm
- Les LED violettes émettant à 400 - 405 nm permettent une photopolymérisation efficace avec des autres photo-initiateurs

### Protéger

- LP Mode - Low Power une puissance réduite de 700 mW/cm² par exemple dans les cavités profondes lorsque la préparation est proche de la pulpe

### Détecter

- DT Mode - Detection Mode qui utilise seulement les UV
- Visualisation de la plaque active
- Visualiser la dentine infectée
- Evaluer l'activité bactérienne dans les fissures
- les restaurations et les excès de ciment
- Evaluer la profondeur des fissures

**Autoclavable**  
**Nouvelle fibre optique en verre de sécurité**  
**Augmentation de la puissance de la batterie**



**OFFRE PRODUITS GC**  
**D-LIGHT PRO GRATUIT**

Achetez des produits GC (G-ænial, Essentia, EverX Flow, CERASMART270 ou EQUIA Forte HT) d'une valeur de 2900,- CHF et recevez la D-Light Pro gratuitement !


Mélange de produits possible.  
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

### OFFRE

~~1447,- CHF~~ **999,- CHF**

N°art. 70000008 **D-Light Pro**  
Contenu : D-Light Pro pièce à main & module électronique, embout lumineux 8 mm, packs de batterie (x 2), station de charge, chargeurs, adaptateur EU/UK, dispositif pour la protec

### Voir l'invisible



## G-ænia

Un composite universel pour des restaurations invisibles et exceptionnelles.



G-ænia Anterior convaincant par :

- son esthétique & sa radio-opacité
- ses nombreuses applications possibles
- son système de teintes adapté à l'âge
- sa manipulation facile

G-ænia Posterior convaincant par :

- son système de teintes adapté
- une très bonne radio-opacité
- sa très bonne consistance
- sa résistance et sa durabilité exceptionnelles



Aux vidéos :

**OFFRE**

**4 + 1**  
**10 + 3**

**À PARTIR DE 77,30 CHF**

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia Anterior / Posterior Seringues au prix de 4 !

Recevez 13 paquets G-ænia Anterior / Posterior Seringues au prix de 10 !

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000805 **Anterior Seringues A2**  
N°art. 10000806 **Anterior Seringues A3**  
N°art. 10000826 **Posterior Seringues PA2**  
N°art. 10000827 **Posterior Seringues PA3**  
à partir de 77,30 CHF par paquet

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE et P-IE

**OFFRE**

**4 + 1**  
**10 + 3**

**À PARTIR DE 109,80 CHF**

Prix par paquet (20 unitips)

Recevez 5 paquets G-ænia Anterior / Posterior Unitips au prix de 4 !

Recevez 13 paquets G-ænia Anterior / Posterior Unitips au prix de 10 !

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.


N°art. 10000776 **Anterior Unitip A2**  
N°art. 10000777 **Anterior Unitip A3**  
N°art. 10000798 **Posterior Unitip PA2**  
N°art. 10000799 **Posterior Unitip PA3**  
à partir de 109,80 CHF par paquet de 20

Teintes : Anterior Paquet avec 20 Unitips à 109,80CHF: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Teintes : Anterior Paquet avec 10 Unitips à 55,20 CHF: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Teintes : Posterior Paquet avec 20 unitips à 109,80 CHF: PA1, PA2, PA3, PA3.5, P-JE, PIE

## Nous standardisons nos seringues composites

Les produits suivants sont inclus :

G-ænia A'CHORD  
G-ænia Anterior & Posterior  
Gratia Direct Anterior & Posterior  
Gratia Direct X



## G-ænia Flo X

L'art de créer les bases d'une esthétique parfaite !

G-ænia Flo X contient des particules ultra-fines distribuées de manière homogène de taille moyenne (particules de verre de baryum) et se caractérise par sa faible viscosité et en particulier par sa très bonne radio-opacité (300 % à 1 mm, 284 % à 0,5 mm d'épaisseur), ce qui facilite notamment le diagnostic de caries secondaires.

**OFFRE**

**4 + 1** | **10 + 3**

**77,90 CHF**

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia FloX seringues au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets G-ænia FloX seringues au prix de 10 !

N°art. 10003362 **G-ænia Flo X A2**  
N°art. 10003363 **G-ænia Flo X A3**  
Seringue 3,6 g (2 ml), 20 embouts III en plastique  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



## G-ænia Universal Injectable

Composite de restauration haute résistance – solide comme un roc

G-ænia Universal Injectable est un composite de restauration universel présentant une solidité et une résistance exceptionnelles pour des restaurations esthétiques de longue durée. Doté de charges de baryum ultra-fines et de la technologie FSC (Full-coverage Silane Coating/recouvrement total au silane) de GC, G-ænia Universal Injectable est incroyablement résistant, même plus résistant que les principaux composites de restauration présents sur le marché.

**OFFRE**

**4 + 1** | **10 + 3**

**À PARTIR DE 43,90 CHF**

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia Universal Injectable seringues ou Unitips au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets G-ænia Universal Injectable seringues ou Unitips au prix de 10 !

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.

Prix par packet de seringues 43,90 CHF  
N°art. 10003706 **A2 Seringue**  
N°art. 10003707 **A3 Seringue**  
Prix par paquet d'unitips 66,10 CHF  
N°art. 10006897 **A2 Unitip**  
N°art. 10006898 **A3 Unitip**



Informations complémentaires et actions spéciales pour G-ænia Universal Injectable en page 6 dans la partie pratique.

## G-ænia Universal Flo

Un vrai matériau fluide pour toutes les indications

Grâce à sa fluidité contrôlée, G-ænia Universal Flo peut être appliqué comme un fluide tout en présentant la stabilité d'un composite traditionnel. Il est adapté à toutes les classes de cavité et se caractérise par une résistance, un polissage et une polyvalence exceptionnelles.

**OFFRE**

**4 + 1** | **10 + 3**

**79,60 CHF**

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia Universal Flo seringues au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets G-ænia Universal Flo seringues au prix de 10 !

N°art. 10000839 **G-ænia Universal Flo A2**  
N°art. 10000840 **G-ænia Universal Flo A3**  
Seringue 3,4 g (2 ml), 20 embouts III en plastique  
Teintes standards : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;  
Teintes intérieures : AO2, AO3; Teintes extérieures : JE, AE

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



## G-ænial A'CHORD

Le composite universel premium simplifié  
La simplicité, l'esthétique et la performance  
entre vos mains

### La technologie révolutionnaire selon A'CHORD

- haute résistance dans le temps et à l'usure
- radio-opacité excellente

### La simplification selon A'CHORD


- système simplifié de teinte unique
- manipulation simplifiée
- système universel, tout simplement

### L'esthétique selon A'CHORD

- fluorescence naturelle
- brillance longue durée
- cas les plus complexes



Avant le polissage  
Après le polissage



G-ænial A'CHORD



© Dr. J. Tapia Guadix, Espagne

### GC Restorative Guide

Le guide vous fournit des représentations en 3D de tous les types de cavités et vous conseille parmi les verres ionomères à haute densité ou hybrides ou des composites de restauration.



Plus d'information au  
restorative guide ou à l'app :



Au webpage :  
<http://gaenialachord.com>



### OFFRE

4 + 1  
10 + 3  
À PARTIR DE  
65,50  
CHF

Prix par packet de seringues

Recevez 5 Paquets G-ænial A'CHORD  
au prix de 4!  
Recevez 13 Paquets G-ænial A'CHORD  
au prix de 10!

Mélange de teintes possible.  
Valable pour une même unité  
d'emballage et par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.




### UNITIPS

N°art. 10006772  
**G-ænial A'CHORD Layering Kit Unitips**  
15 Unitips / teintes : A2, A3, AO2, AE, JE  
(à 15 x 0,16 ml);  
315,60 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006773  
**G-ænial A'CHORD Core Kit Unitips**  
15 Unitips / teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4  
(à 15 x 0,16 ml);  
315,60 CHF (Prix par paquet)

**Unitips Refill**  
à 15 x 0,16 ml: A1, A2, A3, A3.5, A4,  
A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE;  
BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);  
70,20 CHF (Prix par paquet)



### SERINGUES

N°art. 10006767  
**G-ænial A'CHORD Layering Kit**  
1 Seringue / teintes : A2; A3; AO2; AE; JE  
(à 2,1 ml/4 g);  
294,20 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006768  
**G-ænial A'CHORD Core Kit**  
1 Seringue / teintes : A1; A2; A3; A3.5; A4  
(à 2,1 ml/4 g);  
294,20 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006769 **Trial Kit A**  
3 Seringues, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)  
177,40 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006771  
**G-ænial A'CHORD Bleach Kit**  
1 Seringue/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4 g)  
177,40 CHF (Prix par paquet)  
G-ænial A'CHORD Bleach KIT nur in  
Seringuesform erhältlich. Bleachteintes  
für Unitips als Refill verfügbar.

**Seringues Refill**  
à 2,1 ml/4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4,  
A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE;  
BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);  
65,50 CHF (Prix par paquet)

## DIAPOLISHER PASTE

Pâte à polir diamantée



N°art. 10000892  
**DIAPOLISHER PASTE**

Contenu :  
DIAPOLISHER PASTE  
Seringue 2 g,  
1 x Dispensing Tip (needle type)  
& 1 x Protective cover;  
53,40 CHF par paquet

## GC Composite Modeling Liquid

Kit de modelage des  
restaurations composites



N°art. 10003387  
**GC Composite Modeling Kit**

Contenu :  
1 x GC Modeling Liquid 6 ml,  
2 x Gradia Brush Holder,  
5 x Gradia Brush Flat,  
5 x Gradia Brush Round,  
1 x Mixing pad

G-ÆNIAL A'CHORD  
DIAPOLISHER PASTE  
GC COMPOSITE  
MODELING LIQUID



Aux  
vidéos :



## GC FujiCEM™ Evolve

Le CVIMAR dernière génération ergonomique et fiable

### Un pas en avant

FujiCEM Evolve est une solution de fixation polyvalente pour votre travail quotidien, un protocole simple avec les propriétés exceptionnelles d'un verre ionomère GC. Un nouveau système de dosage et la possibilité de faire un « tack cure » pour un retrait d'excès simple. Une cimentation aisée plus que jamais. En outre, FujiCEM Evolve impressionne par une radio-opacité plus élevée et une liaison adhésive plus durable – principalement sur zircone.

- Idéale pour restaurations zircons et métaux**
- Mélange manuel ou automix
  - besoin de prétraitement
  - Temps de travail long, temps de prise court
  - Tolérant à l'humidité : la digue n'est pas nécessaire
  - Excellente étanchéité et adaptation marginale
  - Viscosité optimale
  - Faible épaisseur du film et adaptation précise
  - Option « tack cure » pour un retrait plus facile
  - Adhésion optimisée à la zircone

### Accessoires :

N°art. 10004917  
**Push and Click Mixing Tips Regular**  
(15 pcs.); 20,60 CHF

N°art. 10004929  
**Push and Click Mixing Tips Endo**  
(15 pcs.); 30,60 CHF



OFFRE

ESSAYEZ MAINTENANT  
FUJICEM EVOLVE SINGLE PACK

3 + 1 105,40 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 Paquets FujiCEM Evolve  
au prix de 3!

N°art. 10004926

**FujiCEM Evolve Single Pack**

Contenu : 1 x GC FujiCEM Evolve Seringue  
(à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push  
and Click Mixing Tips Regular

Autres unités valables :

N°art. 10006621

**FujiCEM Evolve KlinikPaquet**

Contenu : 8 x GC FujiCEM Evolve syringe  
(9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 543,30 CHF

OFFRE

20 % À PARTIR DE  
183,36 CHF  
~~229,20 CHF~~

Prix par Triple Pack

N°art. 10004928

**FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**

Contenu par Triple Pack Automix: 3 x GC  
FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml),  
45 GC Push and Click Mixing Tips Regular;

**214,88 CHF** au lieu de 268,69 CHF

N°art. 10004916

**FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**

Contenu par Triple Pack Handmix:  
3 x GC FujiCEM Evolve Seringues  
(à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22;

**183,36 CHF** au lieu de 229,20 CHF

## GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Ciment verre ionomère de scellement haute qualité renforcé à la résine associé à la technologie innovante force & fusion



OFFRE

25 % 399,- CHF  
~~531,80 CHF~~

N°art. 10003468 **FujiCEM 2 SL Eco pack**

Contenu : 4 FujiCEM 2 SL cartouches (à 13,3 g/7,2 ml)  
**399,- CHF** au lieu de 531,80 CHF

### Solution d'assemblage

Sélectionnez le bon matériau et retrouvez toutes les étapes du protocole dans le guide d'assemblage GC (Luting Guide).

GC Luting guide : Choisir le bon matériau pour chaque indication !

Découvrez le  
GC Luting  
Guide !



Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



Au webpage :  
www.initiallisibloc.com

initial  
LiSi Block

GC FUJICEM EVOLVE  
GC INITIAL LISI BLOCK  
CERASMART270



## GC Initial LiSi Bloc

Bloc CAD/CAM en disilicate de lithium entièrement cristallisé

Initial LiSi Bloc : Résistance, précision et esthétique dans un bloc entièrement cristallisé  
Initial LiSi Bloc est un bloc en disilicate de lithium entièrement cristallisé qui offre des propriétés physiques optimales sans cuisson. Ce bloc unique est doté de la technologie HDM (High Density Micronization) exclusive à GC pour la dentisterie CAD/CAM afin d'offrir une résistance élevée à l'usure, des limites cervicales lisses et un résultat final esthétique... Lorsqu'il est utilisé avec la technique ONE SQIN - le système de céramique avec forme et couleur à peindre - vous pouvez rapidement et facilement obtenir des résultats encore plus esthétiques.



- Gain de temps, car aucune cuisson de cristallisation n'est nécessaire
- Esthétique durable
- Limites nettes
- Opalescence naturelle
- Une base idéale pour la technique ONE SQIN



INITIAL LISI BLOCK  
AESTHETIC KIT

497,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 10007322 **Initial LiSi Block Aesthetic Kit**

Initial LiSi Block, CEREC, taille 14, 5 teintes à 1 Block; A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5 teintes à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF; Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml; accessoires; 497,90 CHF

## CERASMART™270

Bloc céramique hybride amortissant les forces masticatoires CAD/CAM

Ajustage naturel et flexibilité. Précision, force et flexibilité associées à un vernis de caractérisation facile à utiliser

- Flexibilité pour absorber les chocs
- Résistance à l'usure pour les restaurations de longue durée
- Des marges nettes qui assurent une transition en douceur
- Polissage facile permettant d'obtenir rapidement un brillant super
- Fluorescence et translucidité optimales
- Couronne sur implant, Couronne complète, Inlay, Onlay, Facette laminée



Teintes

A1 A2 A3 A3,5 B1 LT

A1 A2 A3 A3,5 B1 HT

BLEACH



OFFRE

4 + 1  
10 + 3 À PARTIR DE  
134,80 CHF

Prix par paquet (5 blocs par paquet)

Recevez 5 paquets CERASMART 270 CAD/CAM  
blocs (à 5 pcs.) au prix de 4 !

Recevez 13 paquets CERASMART270 CAD/CAM  
blocs (à 5 pcs.) au prix de 10 !

Offre valable pour toutes les références disponibles, mais seulement dans la même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach  
Taille 12: 134,80 CHF par paquet  
Taille 14: 147,10 CHF par paquet  
Taille 14L: 159,60 CHF par paquet

Les blocs CERASMART™270 sont compatibles avec CEREC et listés dans la mise à jour logicielle actuelle de CEREC. Disponible à la commande auprès de vendeurs CEREC autorisés.



## G-CEM ONE™

## Instructions techniques

**Quand utiliser le G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER (AEP) ou G-Premio BOND ? (UNIQUEMENT pour la dent/pilier : cf procédures ci-après)**

**Préparation rétentive**

Substrat de la restauration	AEP ou G-Premio BOND
Métal, Zircon, Céramiques,	En option
Céramiques hybrides Composite	Indispensable ✓

**Préparation non rétentive**

Substrat de la restauration	AEP ou G-Premio BOND
Métal, Zircon, Céramiques,	Indispensable ✓
Céramiques hybrides Composite	Indispensable ✓

**Quand utiliser G-Multi PRIMER ? (UNIQUEMENT pour la restauration)**

Substrat de la restauration	G-Multi PRIMER
Métal, Zircon	En option*
Céramiques, Tenon en fibre, de verre, Céramiques, hybrides, Composite	Indispensable ✓

\*La colle G-CEM ONE contient du MDP, le G-Multi PRIMER est donc optionnel pour le métal et la zircon.

Avant de placer l'embout de mélange, vérifier les deux ouvertures de la seringue pour vous assurer que les pâtes sont au même niveau ou extraire une petite quantité de pâtes pour assurer un écoulement régulier de la seringue.

## TECHNIQUE DE COLLAGE pour tenons fibrés, métal et céramique et inlays core coulés

**Lorsqu'une adhésion supplémentaire est nécessaire**

- Nettoyer et rincer l'espace du tenon, sécher soigneusement à l'aide de pointes de papier. **Ne pas utiliser d'H2O2 et/ou EDTA** pour nettoyer chimiquement l'espace du tenon.
- Si une adhésion supplémentaire est nécessaire, appliquer le **G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER**, laisser agir 10 secondes et sécher sous une pression MAXIMALE pour éviter les excès de primer dans le canal radiculaire. Enlever l'excès de solution à l'aide de pointes de papier. **Ne PAS utiliser G-Premio BOND dans ce cas.**
- Préparer le tenon selon les instructions du fabricant.
- Extraire le matériau directement dans l'espace canalaire. Insérer le tenon dans l'espace **dans la minute qui suit l'application de la colle.**
- Continuer à maintenir une pression modérée en vous assurant que le tenon reste en place puis enlever l'excès de ciment.
- Tout en maintenant une pression modérée, photopolymériser toutes les surfaces / marges.
- Laisser le matériau prendre 4 minutes de plus.

Temps d'irradiation	G-CEM ONE
Puissance élevée LED (plus de 1200 mW/cm²)	10 secondes
Halogène / LED (700-1200 mW/cm²)	20 secondes

## TECHNIQUE DE COLLAGE pour tous inlays, onlays, couronnes, bridges et facettes

## Préparation de la dent

**Lorsqu'une adhésion plus importante est nécessaire**

- Nettoyer, rincer et sécher soigneusement la dent préparée.\*
- 2A. Appliquer le **G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER**, attendre 10 secondes, et sécher avec une pression d'air MAXIMALE pendant 5 secondes pour éviter que le liquide ne s'accumule dans le sillon gingival. **La photopolymérisation n'est PAS nécessaire.**
- 2B. Après avoir **agit le flacon**, appliquer **G-Premio BOND**, laisser agir 10 secondes et sécher avec une pression d'air MAXIMALE pendant 5 secondes pour éviter l'accumulation de liquide dans le sulcus gingival\*\* et **photopolymériser**. Cf tableau ci-dessous pour le temps d'irradiation.

\* En cas de collage d'une facette ou d'un onlay, mordancer l'émail avec de l'acide phosphorique à 35-40 % pendant 10-15 secondes et rincer soigneusement.

## Préparation de la restauration

**Application de la colle**

- Positionner immédiatement et maintenir une pression modérée. Le temps de travail est de 2'45" à 23°C. (réduire si G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER est utilisé).
- 6A. «Tack cure» en agitant l'embout de la lampe à polymériser sur l'excès de colle **pendant 1 seconde** jusqu'à atteindre une consistance caoutchouteuse.
- 6B. Maintenir une pression modérée jusqu'à l'obtention d'une consistance solide et caoutchouteuse.
7. Retirer l'excès de colle tout en maintenant une pression modérée.
- 8A. Tout en maintenant une pression modérée, photopolymériser toutes les surfaces / marges.
- 8B. Laisser le matériau prendre pendant 4 minutes si la restauration ne laisse pas passer la lumière.

Temps d'irradiation	G-Premio BOND	G-CEM ONE
Puissance élevée LED (plus de 1200 mW/cm²)	5 secondes	10 secondes
Halogène / LED (700-1200 mW/cm²)	10 secondes	20 secondes

**\*\* Accumulation de liquide dans le sillon gingival**

Retrouver les step-by-steps pour tous vos défis d'assemblage dans le GC Luting Guide

20012121 041122SK

## G-CEM ONE™

## Ciment résine auto-adhésif

## Fiable

Des forces d'adhésion optimales pour les préparations rétentives et non rétentives<sup>1</sup> grâce à la capacité unique « GC Touch Cure » de l'optionnel G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP).

## Universell

Force d'adhésion excellente à la dent et tous autres substrats : émail, dentine, zircon, métal, céramiques vitreuses<sup>2</sup>, matériaux hybrides<sup>2</sup>.

**OFFRE**  
**4 + 1** À PARTIR DE **73,20 CHF**

Recevez 5 Refill Packs G-CEM ONE au prix de 4!

Offre valable dans le même groupe de produits Refill. Mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art. 10006921 **G-CEM ONE Twin Refill A2**  
N°art. 10006922 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**  
Contenu par Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips; 139,70 CHF par paquet

N°art. 10006923 **G-CEM ONE Single Refill AO3**  
N°art. 10006924 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**  
Inhalt pro Single Refill: 1 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips; 73,20 CHF par paquet

N°art. 10006925 **G-CEM ONE Value Refill A2**  
N°art. 10006926 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**  
Contenu par Value Refill: 8 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips; 443,70 CHF par paquet

<sup>1</sup> Avec G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer | <sup>2</sup> Avec G-Multi PRIMER | <sup>3</sup> Résultats test terrain. Utilisation de G-CEM ONE uniquement. Données sur fichier.

## G-CEM ONE Universal Kits

## Colle universelle auto-adhésive

## Collage universel simplifié grâce à G-Premio BOND :

- Avec trois monomères adhésifs fonctionnels pour une force d'adhésion optimale, un seul agent de collage est nécessaire pour tous vos flux de travail directs et indirects !
- Flacon au design primé pour une application très précise
- Procédure simple : appliquer G-Premio BOND, laisser agir 10 secondes, sécher à l'air, photopolymériser pendant 10 secondes. Toutes les techniques de mordantage (auto-mordantage, mordantage sélectif, mordantage total) sont possibles

## Insensible à la technique

Une chémozpolymérisation exceptionnelle pour votre tranquillité d'esprit, la fonction « tack cure » pour enlever et nettoyer facilement les excès, la tolérance à l'humidité et à la salive<sup>1</sup>, l'optimisation de la viscosité et pratiquement aucune sensibilité post-opératoire<sup>3</sup>.

## Esthétique

Invisible, marge résistante à l'usure, pour des résultats esthétiques.



N°art. 10006918 **G-CEM ONE Starter Kit A2**  
N°art. 10006919 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**  
Contenu par Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 84,90 CHF par paquet

N°art. 10006920 **G-CEM ONE System Kit**  
Contenu : 1 x G-CEM ONE Seringue A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Seringue TR (4,6 g), 15 x Automix Tips Regular, 5 x Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml; 185,40 CHF par paquet

N°art. 10037114 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**  
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 137,90 CHF par paquet

N°art. 10037115 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent**  
1 x G-CEM ONE Syr. TR (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 137,90 CHF par paquet

N°art. 10037116 **G-CEM ONE Universal System Kit**  
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Syr. TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml; 197,50 CHF par paquet



## La « GC Touch Cure »


L'initiateur chimique du G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer accélère la chémozpolymérisation du ciment à la surface de la dent pour assurer une adhésion stable.

L'optionnel G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer Pour toutes les préparations et cavités

- MDP : colle à la structure de la dent, la zircon et aux métaux non précieux
- 4-MET : colle à la structure de la dent
- MDTP : colle aux métaux
- Accélérateur Puissante adhésion avec le pilier de la dent et la cavité grâce à la fonction « GC Touch Cure ».

N°art. 10006833 **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**  
Contenu : 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; prix par paquet 75,80 CHF

Accessoires :  
N°art. 10003289 **Automix Tip for Endo** 10 pcs. avec pointe de rallonge; 14,00 CHF  
N°art. 10003335 **Automix Tip Regular** 10 pcs.; 12,90 CHF



## G-CEM ONE avec G-Premio BOND pour compléter

GC introduit 3 nouveaux packs qui combinent G-CEM ONE avec G-Premio BOND pour compléter les packs qui incluent G-CEM ONE AEP, et ainsi permettre à l'utilisateur final de choisir son protocole de collage préféré.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,00 (CHF/EUR). Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n'est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu'au 31.12.2025. Erreurs d'impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d'article.

# G-ænia™ Universal Injectable

Composite de restauration haute résistance

Transformez votre façon de travailler !

La conception innovante, permet une utilisation facile et sans affaissement. Grâce à l'extrusion sans effort, notre seringue et nos unitips sont agréables à utiliser – la distribution est facile.



- Charges de Baryum ultra-fines (150 µm)
- taux de charge élevée
- Technologie de recouvrement total au silane (FSC) améliorant la dispersion et l'adhérence des charges dans la matrice
- Propriétés exceptionnelles non collant
- Faible pression d'extrusion
- Radio-opacité élevée

**OFFRE**


**4 + 1**  
**10 + 3**

**À PARTIR DE**  
**43,90**  
CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia Universal Injectable au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets G-ænia Universal Injectable au prix de 10 !

Seulement valable pour une même unité d'emballage. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



**OFFRE**

**BUNDLEPACK G-ænia Universal Injectable + G-Premio BOND**

~~273,30 CHF~~ **225,- CHF**



N°art. 10003741  
**G-ænia Universal Injectable + G-Premio BOND Bundlepack**  
Contenu : G-ænia Universal Injectable je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml), 1 x A3 (1 ml), G-Premio BOND 5 ml flacon, accessoires 225,- CHF (prix par Bundlepack)



Très hautes résistances à la flexion et à l'usure

Injecter, façonner et contourner... en un temps

3 étapes en 1 – formez et contournez tout en injectant



G-ænia Universal Injectable Seringue 1 ml (1,7 g); 43,90 CHF par paquet

N°art. 10003705 **A1**  
N°art. 10003706 **A2**  
N°art. 10003707 **A3**  
N°art. 10003708 **A3.5**  
N°art. 10003709 **A4**  
N°art. 10003718 **AE**

N°art. 10003714 **A01**  
N°art. 10003715 **A02**  
N°art. 10003716 **A03**  
N°art. 10003710 **B1**  
N°art. 10003711 **B2**  
N°art. 10003704 **BW**

N°art. 10003712 **CV**  
N°art. 10003713 **CVD**  
N°art. 10003717 **JE**  
N°art. 10003703 **XBW**

G-ænia Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 66,10 CHF par paquet

N°art. 10006896 **A1**  
N°art. 10006897 **A2**  
N°art. 10006898 **A3**  
N°art. 10006899 **A3.5**  
N°art. 10006900 **A4**  
N°art. 10006909 **AE**

N°art. 10006905 **A01**  
N°art. 10006906 **A02**  
N°art. 10006907 **A03**  
N°art. 10006901 **B1**  
N°art. 10006902 **B2**  
N°art. 10006911 **BW**

N°art. 10006903 **CV**  
N°art. 10006904 **CVD**  
N°art. 10006908 **JE**  
N°art. 10006910 **XBW**

# Injection-Moulding-Technique

Nouvelle technique de moulage par injection pour le traitement pour les patients ayant des exigences esthétiques élevées



Regardez ici les techniques Injection-Moulding



**OFFRE**

**10 %** **140,40** CHF  
~~156,- CHF~~

N°art. 10003753  
**Injection Moulding Kit**  
Contenu : à 1 Seringue G-ænia Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Cartouche 48 ml; **140,40 CHF** au lieu de 156,00 CHF



## G-Premio BOND

Objectif : Zéro compromis sur les performances !  
Objectif : Zéro décollement !

- Excellente adhésion sur l'émail et la dentine, quel que soit la technique de mordançage choisie
- Manipulation simple et précise
- Consistance et mouillabilité excellentes
- Utilisable pour composites, zircone, oxyde d'alumine et métaux (précieux & nonprécieux) et pour toutes les céramiques vitreuses (feldspathiques, renforcées à la leucite et au disilicate de lithium) et les céramique hybrides combinées p. ex., avec le G-Multi Primer la polymérisation duale (en mélange avec l'activateur G-Premio BOND DCA)
- Objectif zéro coloration !
- Objectif zéro sensibilité post-opératoire !

Informations complémentaires du produit en page 6.



Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,00 (CHF/EUR). Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n'est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu'au 31.12.2025. Erreurs d'impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d'article.



**INFORMEZ-VOUS MAINTENANT !**



Technique Injection-Moulding avec EXACLEAR et G-ænia Universal Injectable avec Dr. Serhat Köken



## EXACLEAR

Vinyl Polysiloxane transparent

- Technique de modelage par injection : contrôle facile de l'injection et photopolymérisation parfaite
- Couronnes et bridges temporaires : photopolymérisation efficace de matériaux à double polymérisation tels que TEMPSMART DC
- Couches composites : photopolymérisation aisée de la face palatine
- Placement des fibres ou des brackets : transfert facile du modèle en bouche

**OFFRE**

**4 + 1** **82,70** CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets Exaclear au prix de 4 !

N°art. 10001483 **Exaclear**  
2 x Cartouches à 48 ml (51 g), 6 x Mixing Tips II L (blue); 82,70 CHF par paquet

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC..





## G2-BOND Universal

Adhésif universel en 2 flacons –  
Le nouveau standard de l'adhésion

Grâce à sa technologie Dual H exclusive – optimisation avancée de la liaison entre la dent et le composite - G2-BOND Universal est un système universel complet en deux flacons qui combine ce que les cliniciens attendent des gold standards en matière d'automordançage (SAM & Universels) et de mordançage/rinçage (MR), et même plus :

- Le choix du mode de mordançage
- Durabilité supérieure et force d'adhésion
- Résistance supérieure à la décoloration marginale
- Application aisée et peu sensible à la technique Multiples indications<sup>1</sup>
- Une conception mounne, intelligente et ergonomique : 1-PRIMER / 2-BOND



ESSAYEZ  
MAINTENANT  
**174,10 CHF**

N°art. 10006819  
**G2-BOND Universal Bottle Kit**  
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml,  
accessoires;  
174,10 CHF par Bottle Kit

Convient parfaitement  
à la technique IDS  
(IMMEDIATE DENTIN  
SEALING) !

Un nouveau standard en 2 flacons  
pour tous les modes de mordançage

Pour une satisfaction et un confort total  
de vos patients !



Point de contact réduit  
entre la protection  
et le flacon

Nervure conçue pour  
presser efficacement la  
bouteille

### Performance globale d'une composition exclusive

- 4-MET pour une adhésion fiable à l'émail et à la dentine
- MDP pour une adhésion excellente à l'émail et à la dentine, à la zircone, à l'alumine et aux métaux non précieux
- MDTP se lie aux métaux précieux
- Système sans HEMA pour une durabilité exceptionnelle cliniquement prouvée<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

<sup>1</sup> Indications : Composites directs | Réparation intra orale | Technique de scellement immédiat de la dentine (IDS) | Traitement des dents hypersensibles | Traitement des surfaces radiculaires exposées | Collage des restaurations indirectes (avec G-CEM LinkForce) | Reconstitution corono radculaire (avec GRADIA CORE & GPB DCA).



G-Premio  
BOND DCA  
pour une  
polymérisation duale  
avec GRADIA CORE  
& le collage des  
tenons

G-PREMIO BOND  
BOTTLE  
**111,60 CHF**

N°art. 10001461  
**G-Premio BOND Bottle**  
1 flacon à 5 ml,  
111,60 CHF par paquet

Autres unités valables :  
N°art. 10001242  
**G-Premio BOND Unitdose**  
50 pcs. à 0,1 ml, accessoires;  
140,40 CHF

N°art. 10001457  
**G-Premio BOND Kit**  
1 flacon 5 ml, accessoires;  
111,60 CHF

N°art. 10001349  
**G-Premio BOND DCA**  
1 flacon 3 ml Dual  
Cure Activator (DCA);  
58,30 CHF

## G-Premio BOND

Adhésif mono composant photopolymérisable pour

Collage direct


Réparation

Collage indirect


Reconstitution  
corono-radculaire

Traitement de  
l'hypersensibilité


Compatible  
avec tous les modes  
de mordançage




Zéro compromis sur les performances – Zéro compromis sur la manipulation



3 monomères  
fonctionnels :  
adhésion élevée  
sur dentine, émail  
& différents  
substrats



Faible épaisseur  
de film : diminution  
du risque de  
coloration et  
ajustage marginal  
parfait



Excellente  
pénétration :  
faible sensibilité  
postopératoire

### OFFRE

BUNDLEPACK G-æniel Universal  
Injectable + G-Premio BOND

~~273,30 CHF~~ **225,- CHF**

N°art. 10003741  
**G-æniel Universal Injectable  
+ G-Premio BOND Bundlepack**  
Contenu : G-æniel Universal Injectable  
je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml),  
1 x A3 (1 ml), G-Premio BOND  
5 ml flacon, accessoires  
225,- CHF (prix par Bundlepack)



Capuchon  
flip-top !



Embout fin  
qui minimise  
le gaspillage  
jusqu'à 300  
gouttes par  
flacon

### G-PREMIO BOND 3-BOTTLE PACK

G-ÆNIAL ACHORD  
SERINGUE ou UNITIPS  
GRATUITS

Achetez 1 x G-Premio BOND 3-Bottle Pack et  
recevez en plus 1 x G-æniel A'CHORD  
seringues ou unitips packs gratuitement !

Offre valide par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.

### G-PREMIO BOND PAQUET

G-ÆNIAL UNIVERSAL  
INJECTABLE GRATUIT

Achetez 1 x G-Premio BOND  
(valable pour tous paquets  
G-Premio BOND) et recevez en plus  
2 x G-æniel Universal Injectable  
seringues ou unitips packs  
gratuitement !

Valable pour tous paquets  
G-Premio BOND et par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.  
Mélange de teintes possible.

### OFFRE

G-Premio BOND 3-BOTTLE PACK

**285,50 CHF**

N°art. 10001458  
**G-Premio BOND 3-Bottle Pack**  
3 flacon à 5 ml; 285,50 CHF par paquet

# Sublimer les sourires

Direct à indirect - L'art et le savoir au service du patient

Un sourire attrayant renforce la confiance et l'estime de soi, ce qui a un effet positif sur les interactions personnelles et professionnelles. Pour les patients qui souhaitent embellir leur sourire, le traitement direct est généralement le premier à envisager ; dans de nombreux cas, de petits changements suffisent pour obtenir un sourire radieux et durable.

Scannez le code QR à gauche pour en savoir plus !



Tous les produits de notre campagne « Sublimer les sourires » portent cette mention

Des liaisons durables

Beauté durable



Moins c'est invasif, mieux c'est : respecter le gradient thérapeutique

## Moulage par injection



- Moins invasif, préserve les tissus naturels
- Economique
- Facile à réparer



Dents usées et érodées.



Une légère préparation est possible, en particulier lorsqu'un traitement orthodontique n'est pas envisageable.



G-Premio BOND offre une adhésion puissante dans une couche fine et durable. L'émail a préalablement été mordancé.



Moulage par injection avec G-ænial Universal Injectable.



Mise en forme par wax-up, ce qui permet de gagner du temps lors de la finition et du polissage.



G-ænial Universal Injectable peut facilement être poli jusqu'à l'obtention d'un brillant éclatant.



AVANT



APRÈS

Photos : Dr M. Fostiropoulou, Grèce

## Facette



- Peu invasif
- Durable
- Esthétique supérieure



Usure et érosion sévères. Des facettes palatines ont déjà été posées.



Préparation dentaire peu invasive.



Initial LiSi Block est déjà cristallisé et peut être poli jusqu'à l'obtention d'un brillant élevé - aucune cuisson n'est nécessaire.



Le collage se fait idéalement en isolation totale.



Collage des facettes avec une colle fiable (ex : G-CEM ONE).



Les surfaces ont une belle brillance et une texture naturelle.



AVANT



APRÈS

Photos : Dr Javier Tapia Guadix, Espagne

## Couronnes



- Protège les tissus restants
- Durable
- Esthétique supérieure




Situation initiale avec de grandes restaurations en composite et des racines exposées.



Après la préparation de la dent.



Les restaurations en zirconie offrent une résistance et une esthétique élevées.



FujiCEM Evolve assure une procédure de scellement fiable.



Après la polymérisation, l'excès est facilement éliminé.



La zirconie reste le matériau de choix pour les couronnes.



AVANT



APRÈS

Photos : Prof. R. Sorrentino, Italie

La dégradation hydrolytique est le principal ennemi d'une liaison durable. L'émail doit être préservé autant que possible. Pour la dentine, il faut opter pour des adhésifs et des colles à base de résine hydrophobes et sans HEMA, ou choisir de s'appuyer sur un assemblage au verre ionomère.

Peu invasif

En fonction de la situation initiale, les approches indirectes peuvent également être peu invasives.



G-Premio BOND Adhésif universel monocomposant photopolymérisable

G-ænial Universal Injectable Composite de restauration haute résistance

Initial™ LiSi Press et Block Solutions disilicate de lithium affinées

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite Disques CAD/CAM en oxyde de zirconium

Initial IQ ONE SQIN Solution maquillage et microstratification

G-CEM™ Veneer Colle composite universelle photopolymérisable

G-CEM ONE™ Colle composite universelle auto-adhésive

FujiCEM™ Evolve Ciment de scellement en pâte à base de verre ionomère modifié par adjonction de résine

# GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JUILLET - DECEMBRE 2025

CABINET



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

