

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

LABORATORIUM

Oferty ważne do 30 czerwca 2026





Zainspiruj się szerokimi wskazaniami i korzystaj z nieskończonej wszechstronności rozwiązań GC dla tlenku cyrkonu...



Dowiedz się więcej

Struktura




Charakteryzacja struktury



Poznaj technikę pracy

Wykańczanie



	WSKAZANIA						PROCES		
	Inlay/Onlay	Licówki	Korony (odcinek przedni i boczny)	Łączniki hybrydowe	Mosty 3-punktowe (do 3 punktów)	Mosty wielopunktowe (>3 punktów)	Malowanie monolityczne	Mikro-warstwowanie	Tradycyjne licowanie
Initial Zirconia Disk ST*			✓	✓	✓	✓			👍
Initial Zirconia Disk HT*			✓	✓	✓	✓	👍	👍	👍
Initial Zirconia Disk UHT*	✓	✓	✓		✓		👍	👍	👍
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	👍	👍	


*Uwaga: zaleca się stosować z GC Initial Zirconia Coloring Liquid

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite


Najlepszy wybór, by sprostać najwyższym standardom



Instrukcja Techniczna



- Dwutlenek cyrkonu Typ II Klasa V DIN EN ISO 6872
- Wytrzymałość na zginanie: typowa średnia wartość >1.100 MPa
- Szerokie spektrum przejścia przezierności od >45% do >49%
- Szybki proces syntezy dla koron i mostów do 3 punktów



Zaproś Konsultanta GC do swojego laboratorium i przetestuj dowolne produkty GC!

Sprawdź terminy dedykowanych szkoleń! Więcej informacji na stronach 22-23.

Initial Zirconia Coloring Liquid

Płynny kolorujący na bazie wody do barwienia tlenku cyrkonu przed procesem syntezy



Zredukowana liczba płynów:
• 4 odcienie Cervical
• 4 odcienie Body
• 4 efekty kolorystyczne

Prosta tabela rozcieńczania, aby uzyskać 16 odcieni V-Classic



4 kolory do znakowania ułatwiają wizualizację podczas aplikacji



Art. Nr 10041649
Initial Zirconia Coloring Liquid Intro Kit;
770 zł
1 x Body A, 50 ml
1 x Cervical A, 50 ml
2 x Effect (Grey, Neutral), 50 ml
2 x Marking Liquid (Red, Blue), 25 ml
Instrukcja Techniczna

Produkt dostępny również w opakowaniach uzupełniających:
Initial Zirconia Coloring Liquid
50 ml; 215 zł
Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D;
Effect Blue, Grey, Pink, Neutral
Initial Zirconia Marking Liquid
25 ml; 100 zł
Red, Blue, Yellow, Green

Zamów 4 uzupełnienia Initial Zirconia Coloring Liquid Refill
+ 1 uzupełnienie Initial Zirconia Coloring Liquid, Blue, Refill
25 ml GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA

DYSK
GRATIS!

2 435 zł

Cena zestawu

Zamów Initial Zirconia Coloring Liquid Set
+ 1 dysk Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm
ST, HT lub UHT GRATIS!¹

Art. Nr 10041648 **Initial Zirconia Coloring Liquid Set;** 2 435 zł
4 x Body (A, B, C, D), 50 ml
4 x Cervical (A, B, C, D), 50 ml
4 x Effect (Blue, Grey, Pink, Neutral), 50 ml
4 x Marking Liquid (Red, Blue, Yellow, Green), 25 ml
Instrukcja Techniczna

KORZYSTNA CENA

4 + 1

OD 215 zł

Cena jednego opakowania



Nie przegap naszych warsztatów
GC Initial IQ ONE SQIN


• 23.01.2026r. Katowice
• 06.02.2026r. Kołobrzeg
• 06.02.2026r. Rybnik
• 16.05.2026r. Kalisz

• 30.05.2026r. Wrocław
• 13.06.2026r. Białystok
• 20.06.2026r. Szczecin
• 19.09.2026r. Lublin

Initial IQ ONE SQIN

System ceramiczny do malowania koloru i nadawania kształtu

Art. Nr 10006991
Initial IQ ONE SQIN System Set; 3 890 zł
10 x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania
1 x IQ LP ONE Pędzelek 00
1 x IQ LP ONE Pędzelek 02
1 x IQ LP ONE Plastikowa osłonka
1 x IQ LP ONE Kolornik
1 x SPS Kolornik
1 x IQ SQIN Instrukcja Techniczna
Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.



Dzięki uprzejmości:
MDT Stefan Roosen, Austria

OFERTA SPECJALNA

-35%

3 890 zł

~~6 000 zł~~

Cena zestawu

W cenie zestawu indywidualne szkolenie
z Konsultantem GC w Twoim Laboratorium!

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Najlepszy wybór, by sprostać najwyższym standardom

W obliczu szybkiej transformacji cyfrowej w branży ważne jest aby nadążyć za tego rodzaju procesem pracy. Tlenek cyrkonu jest czymś więcej niż tylko kolejnym materiałem odtwórczym - to kolejny krok w kierunku poprawy jakości i trwałości Twojej pracy.

DOSKONAŁA ESTETYKA

Oferujący naturalny odcień i łagodne przejście przezierności w odbudowach w odcinku przednim i bocznym.
Dostępny w 16 odcieniach V-Classic i 3 odcieniach wybielonych.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Zaklasyfikowany do klasy V zgodnie z normą DIN EN ISO 6872 ze średnią wartością > 1,100 MPa.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Wszechstronny i uniwersalny, stworzony do szerokiego zakresu wskazań klinicznych. W procesie szybkiej lub tradycyjnej syntezy.



Initial Multilayer Elite Kolornik wykonany z tlenku cyrkonu



KORZYSTNA CENA

3 + 1

OD 740 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 dyski Initial Zirconia Disk Multilayer Elite
w dowolnym rozmiarze i odcieniu
+ 1 dysk Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm
w dowolnym odcieniu GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Skontaktuj się z Konsultantem GC
i zapytaj o ofertę indywidualną
dostosowaną do Twoich potrzeb!

Rozmiar	Odcień	Cena
98,5 x14 mm	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3	740 zł
98,5x16 mm		825 zł
98,5x20 mm		990 zł
98,5x25 mm		1 155 zł

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades & NF GUM Shades

Uniwersalna ceramika w paście do malowania

*initial*TM
Painting Solutions



Zapoznaj się
z instrukcją
techniczną



Zapoznaj się z ulotką
„Rozwiązania dla
technik malowania”



Charakterystyka zewnętrzna
oraz wewnętrzna



Sytuacja wyjściowa



Efekt końcowy

Initial IQ Lustre Pastes ONE
V-Shades Set

+ Initial Zirconia Disk
Multilayer Elit GRATIS!

2 940 zł
~~3 455 zł~~

Cena zestawu

Zamów 1 zestaw Initial IQ Lustre
Pastes ONE V-Shades Set
+ 1 dysk Initial Zirconia Disk Multilayer
Elite 98,5 x 20 mm w dowolnym odcieniu GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem
Biura GC na podstawie faktury
jednorazowego zakupu. Oferta ważna
po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Lustre Pastes ONE



Lustre Pastes NF Gum



**KORZYSTNA
CENA**

4 + 1 **285 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania Initial IQ
Lustre Pastes ONE Refill (4 g)
+ 1 opakowanie Initial IQ Lustre
Pastes ONE L-NFL Refill (4 g) GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem
Biura GC na podstawie faktury
jednorazowego zakupu. Oferta ważna
po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Initial Spectrum Stain

Estetyka poprzez kolor z GC Initial- rozwiązania 2D i 3D do malowania ceramiki

KORZYSTNA CENA

3 + 1 **235 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów: 3 opakowania Initial Spectrum Stain
Refill, Powder 3g
+ 1 opakowanie Initial Spectrum Stain Refill,
Powder SPS-1, 3g, Ivory White GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10003190
Initial Spectrum Stain Set; 2 425 zł*

* Oferta ważna po uzgodnieniu
z Konsultantem GC.

Szerokie spektrum zastosowań

- Uniwersalna glazura i farby do charakteryzacji
- Indywidualizacja ceramiki nakładanej warstwowo
- Szeroki zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE
- Kompatybilny ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
- Jeden zestaw dla całego systemu Initial
- 20 kolorów

Uwolnij pełen potencjał estetyczny z GC Initial

Initial MC - warstwowanie struktur metalowych

Initial Zr-FS - warstwowanie struktur z tlenku cyrkonu

Initial LiSi - warstwowanie struktur z dwukrzemianu litu

KORZYSTNA CENA

5 + 1

OD 145 zł*

Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań 20 g Initial MC lub Zr-FS
w dowolnym odcieniu
+ opakowanie 20 g D-A2, E-58 lub EOP Booster GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

ZAPYTAJ O OFERTĘ SPECJALNĄ

Kup dwa dowolne zestawy
ceramik GC z dodatkowym rabatem!

*Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Zeskanuj, aby
obejrzeć filmy wideo

GC Initial MC

Art. Nr 10003150

Basic Set z opakerem
w proszku; 8 785 zł

Art. Nr 10003111

Basic Set z opakerem
w paście; 7 950 zł

Art. Nr 10003151

Basic Plus Set z opakerem
w proszku; 8 740 zł

Art. Nr 10003112

Basic Plus Set z opakerem
w paście; 8 175 zł

GC Initial MC

Art. Nr 10003113

Advanced Set; 5 370 zł

Art. Nr 10003170

Gum Shade Set z opakerem
w proszku; 1 475 zł

Art. Nr 10003171

Gum Shade Set z opakerem
w paście; 1 310 zł

Art. Nr 10003165

Bleach Set; 1 810 zł

Art. Nr 10003181

Initial MC Classic Line Paste
Opaque Set; 3 030 zł

GC Initial Zr-FS

Art. Nr 10003119

Basic Set; 10 000 zł

Art. Nr 10003120

Advanced Set; 10 000 zł

Art. Nr 10003168

Bleach Set; 1 850 zł

Art. Nr 10003172

Gum Shades Set; 1 675 zł

GC Initial LiSi

Art. Nr 10003184

Initial LiSi Basic Set; 3 860 zł

Art. Nr 10003185

Initial LiSi Advanced Set; 4 680 zł

Wszystkie kolory są również dostępne
osobno jako opakowania uzupełniające.

G-CEM ONE™

Cementowanie łączników hybrydowych poza jamą ustną

G-CEM ONE to podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement kompozytowy do łączenia wszystkich uzupełnień z **ceramiką, metalem i kompozytem**. Właściwości i zalety zapewniają również optymalne wykorzystanie podczas klejenia łączników wykonywanych w laboratorium. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi utwardzania chemicznego, G-CEM ONE zapewnia doskonałe rezultaty oraz bezpieczne wiązanie - nawet w przypadku, gdy przepuszczalność światła jest ograniczona. Dzięki MDP zawartemu w G-CEM ONE, uzyskuje się wysoką i trwałą siłę wiązania zarówno z **tytanem, jak i tlenkiem cyrkonu** bez konieczności wcześniejszego użycia primerów. W przypadku ceramiki szklanej zaleca się zastosowanie silanu. Dzięki najcieńszej spośród dostępnych na rynku grubości warstwy, wynoszącej zaledwie 5 µm, zapewnia optymalne dopasowanie uzupełnień protetycznych.

* G-CEM ONE jest dostępny w strzykawce z końcówką mieszającą i nie wymaga wieloetapowej procedury i stosowania wielu komponentów.



Art. Nr 10006932
G-CEM ONE Single Refill AO3
Art. Nr 10006933
G-CEM ONE Single Refill White Opaque
Opakowanie Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca Automix Endo Tips
Cena za opakowanie: 295 zł



Art. Nr 10006930
G-CEM ONE Twin Refill A2
Art. Nr 10006931
G-CEM ONE Twin Refill Translucent
Opakowanie Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca Automix Endo Tips
Cena za opakowanie: 570 zł

Akcesoria:
Art. Nr 10003289
Automix Tip for Endo
10 szt. z końcówką przedłużającą; 80 zł

Art. Nr 10003335
Automix Tip Regular
10 szt.; 75 zł

KORZYSTNA CENA

3 + 1 OD **295 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill + G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque GRATIS!¹

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill + 1x GC Initial IQ, Lustre Pastes ONE, Refill 4g, L-NFL GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



* Wszystkie dane dostępne na życzenie.

G-Multi PRIMER

Silne połączenie dla wszystkich wskazań

Jeden primer do wszystkich substratów!

G-Multi PRIMER wykorzystuje trzy różne czynniki chemiczne dla zapewnienia perfekcyjnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych. Dodanie silanu do primera, a nie do materiału łączącego, gwarantuje stabilność adhezji.

G-Multi PRIMER

325 zł

Art. Nr 10001350
G-Multi PRIMER
butelka 5 ml

Adhezyja do ceramiki szklanej, ceramiki hybrydowej i do kompozytów

Silan

Adhezyja do tlenku cyrkonu, tlenku glinu i stopów metali nieszlachetnych

MDP

Adhezyja do stopów metali szlachetnych

MDTP



CERASMART™270

Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwością w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3 OD **550 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków CERASMART270 (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!¹


Zamów 10 opakowań bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 12; 550 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 600 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 650 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków

Bloczki CERASMART270 są kompatybilne z systemem CEREC i umieszczone w najnowszej aktualizacji oprogramowania CEREC.

Odcienie



Initial LRF BLOCK

Bloczek CAD/CAM z ceramiki skaleniowej wzmocnionej leucytem, który wzmacnia strukturę i umożliwia stosowanie zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku zębów. Specjalny rozmiar i rozkład kryształów leucytu wpływa na odbicie padającego światła i zapewnia niezwykle estetyczny efekt końcowy.

Initial LRF BLOCK

350 zł

Cena jednego opakowania

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 12; 350 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 350 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 350 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków





Zeskanuj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block




initial
LiSi Block

Initial LiSi Block


W pełni skrysztalizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Wytrzymałość, precyzja i estetyka w całym skrysztalizowanym bloczku

Initial LiSi Block jest w pełni skrysztalizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



Konwencjonalny dwukrzemian litu (IPS e.max CAD)



Technologia HDM dla CAD/CAM (Initial LiSi Block)

Initial LiSi Block

520 zł

Cena jednego opakowania

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 14; 520 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków



Odcienie



Initial LiSi Press

Innowacyjna ceramika tłoczona łączy imponującą wytrzymałość z doskonałą estetyką

Co w Initial LiSi Press na pewno Ci się spodoba:

- nieporównywalna wytrzymałość na zginanie
- wyjątkowa estetyka
- oszczędność czasu
- minimalna ilość warstwy reakcyjnej podczas uwalniania
- przyjazna dla zębów przeciwnych i odporna na ścieranie

KORZYSTNA CENA

4 + 1

385 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania pastylek Initial LiSi Press (5 x 3 g) + 1 opakowanie Initial LiSi Press (5 x 3 g) w kolorze MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.




Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo


Wysoka przezierność (HT)




Średnia przezierność (MT)




Niska przezierność (LT)



Niska przezierność - koncepcja One Body (LT-IQ)



Średnia opakowość (MO)



Skorzystaj z pomocy Konsultanta GC, doradzi w kwestii ceramiki Initial LiSi Press i zrealizuje uzgodnione promocje we współpracy z autoryzowanym dystrybutorem GC.

LiSi PressVest

Mniejsze generowanie warstwy reakcyjnej i łatwiejsze usuwanie



Zatapianie w masie osłaniającej i tłoczenie

Dzięki zastosowaniu w masie osłaniającej unikalnego środka antyadhezyjnego i płynu LiSi PressVest SR, tworzy się „warstwa rozdzielająca” i powstałą warstwę reakcyjną można łatwo usunąć strumieniowym piaskowaniem przy użyciu szklanych perełek.

- Łatwiejsze zatapianie
- Wysoka płynność
- Elastyczny czas obróbki
- Oszczędność czasu
- Więcej miejsca przy umieszczaniu obiektów w formie

LiSi PressVest Powder

1 015 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003661 **LiSi PressVest Powder**
60 szaszetek x 100 g | 6 kg; 1 015 zł

LiSi PressVest Liquid

205 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003662 **LiSi PressVest Liquid**
Butelka | 900 ml; 205 zł

Art. Nr 10003663 **LiSi PressVest SR Liquid**
Butelka | 100 ml; 315 zł

GRADIA™ PLUS

Modułowy system kompozytowy do wykonywania uzupełnień pośrednich
Nowy standard dla naturalnego łączenia i odtwarzania kolorów



- Innowacja wychodząca naprzeciw wskazaniom
- Technologia polimerów ceramicznych
- Czerwona i biała estetyka
- Konsystencja odpowiednia do wskazań
- Wydajny, modułowy i ekonomiczny
- Utwardzanie światłem – technologia LED

GRADIA PLUS

Art. Nr 10003559 **Layer Set**; 4 400 zł
Art. Nr 10003652 **Layer Pro Set**; 3 985 zł
Art. Nr 10003561 **GUM Shades Set**; 2 870 zł
Art. Nr 10003560 **Paint Set**; 2 780 zł
Art. Nr 10003563 **Accessory Set**; 2 500 zł
Art. Nr 10003562 **One Body Set**; 2 455 zł

KORZYSTNA CENA

5 + 1 OD **205 zł**
Cena jednego opakowania

Zamów 5 strzykawek GRADIA PLUS w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



GRADIA PLUS Refill HB (3,3 ml); 260 zł
GRADIA PLUS Refill LP (0,8 ml); 230 zł
GRADIA PLUS Refill LB (2 ml); 205 zł
GRADIA PLUS Refill Opaque (2 ml); 200 zł




GRADIA PLUS:
Laboratoryjna
technika iniekcyjna



Charakteryzacja protez akrylowych,
żywic drukowanych, PEEK oraz PMMA

GRADIA PLUS GUM
w trzech konsystencjach:
HB - Heavy Body, LB - Light Body oraz LP - Lustre Paint

GRADIA PLUS GUM - odcienie dziąsłowe



Labolight DUO

GC oferuje teraz wielofunkcyjne urządzenie
do utwardzania światłem dla technika,
które łączy w sobie dwa tryby utwardzania

Utwardzanie wstępne - tryb stopniowy I Utwardzanie końcowe - tryb pełny



Najnowsza technologia LED

Wyposażone w diody emitujące światło o dwóch
długościach fali, urządzenie GC Labolight DUO
może być stosowane do polimeryzacji dowolnego
kompozytu GC w bezpieczny i trwały sposób.

Oferuje długość fali w zakresie
380 nm - 510 nm o szczytowej wartości
widma w zakresie:

- 465 nm - 485 nm (12 diod niebieskich)
- 390 nm - 400 nm (3 diody fioletowe)

Technologia ta zapewnia optymalne
utwardzanie wszystkich światłoutwardzalnych
materiałów dentystycznych, natomiast wysoka
moc skraca cykle naświetlania.

OFERTA SPECJALNA

-10% **13 320 zł**
~~14 800 zł~~



Zautomatyzowany system obrotowy

Płyta odbłaskowa skutecznie
rozprowadza całe światło i ekspozuje
utwardzane prace ze wszystkich stron.
Podstawa do utwardzania dokładnie
pozycjonuje obiekty podczas
wszystkich cykli utwardzania światłem.

EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia
dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem
dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwiająca
łatwe umieszczenie w łyżce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna
stabilność i odporność na rozerwanie
podczas aplikacji



Art. Nr 10001483 **EXACLEAR**; 335 zł
Opakowanie zawiera: 2 naboje (48 ml),
6 końcówek mieszających II L

EXACLEAR

335 zł
Cena jednego opakowania

OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe



Dziękuję uprzejmości:
MDT Stefan Roosen, Austria

Sytuacja wyjściowa

Efekt końcowy

OPTIGLAZE color Set

-25% **2 425 zł**
~~3 235 zł~~
Cena zestawu

Art. Nr 10001150 **OPTIGLAZE color Set**; 2 425 zł
15 x OPTIGLAZE color (A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red), 2,6 ml, 2 x OPTIGLAZE color (Clear, Clear HV), 5 ml, akcesoria

OPTIGLAZE color Refill

-20% **215 zł**
~~265 zł~~
Cena jednego opakowania

OPTIGLAZE color dostępny również w opakowaniach uzupełniających:
A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red,
Cena za pojedyncze opakowanie butelka 2,6 ml; 215 zł

Clear, Clear HV
Cena za pojedyncze opakowanie butelka 5 ml; 215 zł

Temp PRINT

Światłoutwardzalny kompozyt do druku 3D tymczasowych koron i mostów
Tworzenie mostów na przyszłość

Łatwe drukowanie złożonych uzupełnień bez strat materiału!

GC Temp PRINT jest **biokompatybilnym materiałem klasy IIa** do tymczasowych koron i mostów bez metakrylanu metylu (MMA). Jest przeznaczony do drukowania 3D opartego na systemach, które działają przy długości fali od 385 do 405 nm. Ma **doskonałe właściwości mechaniczne** i pozostaje stabilny podczas przechowywania. Ponadto można go idealnie zabarwić za pomocą OPTIGLAZE color - prostego rozwiązania, dzięki któremu Twoje uzupełnienia drukowane w technologii 3D zyskają połysk i charakter.



TEMP PRINT

1 175 zł
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10004798 **Temp PRINT Light**, 500 g
Art. Nr 10004797 **Temp PRINT Medium**, 500 g

Aadva Lab Scanner 3

Oparty na sztucznej inteligencji, kontrolowany gestami skaner laboratoryjny



Poszukujesz wyjątkowego i ekscytującego procesu skanowania?

GC oferuje pierwszy na świecie skaner laboratoryjny kontrolowany za pomocą opatentowanej sztucznej inteligencji! Aadva Lab Scanner 3 oferuje zupełnie nową jakość pracy.

Opatentowana technologia projekcji

- Ekscytujący i wyjątkowy proces skanowania
- Projekcja kolejnych etapów skanowania na modelu



Automatyczne pozycjonowanie osi Z oparte na sztucznej inteligencji

- Płyta skanera automatycznie pozycjonuje się na podstawie informacji o skanowanym obiekcie bez obsługi operatora



Bezpieczeństwo, szybkość i jakość

- Bezpieczeństwo światła niebieskiego
- Klasa promieniowania optycznego 0*
- Dokładność 4 μm zgodnie z ISO12836
- 12 s pełne skanowanie łuku



* Źródło: Prall C, Friemel J. Dental 3D Scanner - Czynniki ryzyka J Osseointegr 2021;13(4):S289-S292

ALS 3

OD **59 500 zł**

Jesteś zainteresowany skanerem ALS 3?

Skontaktuj się z nami pod adresem
info.poland@gc.dental
lub zadzwoń do Konsultanta GC!



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda

ALS3 & EXOCAD TOUR
• 23.01.2026r. Gorlice
• 24.01.2026r. Lublin
• 25.01.2026r. Katowice

• 29.05.2026r. Wrocław
• 12.06.2026r. Białystok
• 18.09.2026r. Lublin

Warsztat praktyczny CAD/CAM

„Pełen protokół pracy w tworzeniu naturalnych uzupełnień pełnokonturowych”



Fujivest® Platinum II

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Precyzyjne rozwiązania dla najwyższych wymagań.
Masa osłaniająca specjalnie opracowana do stopów metali szlachetnych i półszlachetnych.

KORZYSTNA CENA

OD 840 zł
Cena jednego opakowania

Płyn

Art. Nr 10003343
Fujivest Platinum II, Liquid
Butelka | 900 ml; 170 zł

Art. Nr 10003339 **Fujivest Platinum II, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 985 zł

Art. Nr 10003340 **Fujivest Platinum II, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 840 zł

Fujivest® Premium

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Przyjazny sposób stosowania w codziennej pracy.
Fujivest Premium masa osłaniająca do koron i mostów właściwa do wszystkich typów stopów dentystycznych, szczególnie stopów metali nieszlachetnych.

KORZYSTNA CENA

OD 700 zł
Cena jednego opakowania

Płyn

Art. Nr 10003215
Fujivest Premium, Liquid
Butelka | 900 ml; 170 zł

Art. Nr 10003213 **Fujivest Premium, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 700 zł
Art. Nr 10003214 **Fujivest Premium, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 795 zł

LiSi PressVest

LiSi PressVest jest szybką, bezgrafitową masą osłaniającą o fosforanowym czynniku wiążącym przeznaczoną do technik ceramiki tłoczonej, która zapewnia łatwiejszą, szybszą i bardziej bezpieczną procedurę przetwarzania.

KORZYSTNA CENA

1 015 zł
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003661 **LiSi PressVest Powder**
60 saszetek x 100 g | 6 kg; 1 015 zł



Fujivest® Super

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Masa osłaniająca przeznaczona do precyzyjnych odlewów ze stopów metali szlachetnych, półszlachetnych i na bazie palladu, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych odlewów do implantów.

KORZYSTNA CENA

OD 865 zł
Cena jednego opakowania

Płyn

Art. Nr 10001777
Fujivest Super, Liquid
Butelka | 900 ml; 175 zł

Art. Nr 10001778 **Fujivest Super, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 945 zł

Art. Nr 10001776 **Fujivest Super, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 865 zł

Fujivest® II

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Masa osłaniająca do precyzyjnych odlewów koron i mostów ze wszystkich stopów dentystycznych, w tym Ni-Cr i Co-Cr.

KORZYSTNA CENA

OD 920 zł
Cena jednego opakowania

Płyn

Art. Nr 10001772
Fujivest II, Liquid
Butelka | 900 ml; 175 zł

Art. Nr 10001770 **Fujivest II, Powder**
100 saszetek x 60 g | 6 kg; 1 000 zł

Art. Nr 10001771 **Fujivest II, Powder**
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 920 zł

Art. Nr 10001773 **Fujivest II, Powder**
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 980 zł

Płyn

Art. Nr 10003662
LiSi PressVest Liquid
Butelka | 900 ml; 205 zł

Art. Nr 10003663
LiSi PressVest SR Liquid
Butelka | 100 ml; 315 zł

GC FUJIROCK® EP

Sprawdzona linia produktów w różnych wersjach spełniająca wymagania do wszystkich wskazań



FUJIROCK

-20%

OD 175 zł

Art.-Nr. 890226 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 12 kg; 375 zł
Art.-Nr. 890222 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 5 kg; 195 zł
Art.-Nr. 890225 **FUJIROCK EP, Classic Line, Topaz Beige** 5 kg; 215 zł

Art.-Nr. 890365 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 11 kg; 385 zł
Art.-Nr. 890364 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 4 kg; 175 zł
Art.-Nr. 890366 **FUJIROCK EP, Premium Line, Polar White**, 4 kg; 175 zł
Art.-Nr. 890367 **FUJIROCK EP, Premium Line, Inca Brown**, 4 kg; 175 zł
Art.-Nr. 890368 **FUJIROCK EP, Premium Line, Titanium Grey**, 4 kg; 175 zł



GC FUJIROCK EP Premium

Linia FUJIROCK EP Premium została opracowana z myślą o wskazaniach do różnych zaawansowanych technik wymagających najwyższej jakości i precyzji, takich jak nadbudowy implantów i prace pełnoceramiczne.

Model roboczy do szczególnie wymagających przypadków wykonany z gipsu FUJIROCK EP linii Premium, spełnia wszystkie wymagania procesu technologicznego i stanowi doskonałą podstawę do modelowania, maski dziąsłowej, skanowania cyfrowego, dopasowywania i sprawdzania pracy protetycznej oraz indywidualizacji i ostatecznego wykończenia.



Stosunek proszek/płyn	100 g/20 ml
Ręczne mieszanie	15 sek.
Mieszanie próżniowe	45 sek.
Czas wiązania	9-12 min.
Czas uwalniania	25-35 min.
Ekspansja podczas wiązania (po 2 h)	≤ 0.09 %
Wytrzymałość na ściskanie	≈ 60 MPa

GC FUJIROCK EP Classic

Jeden z najbardziej cenionych na świecie najwyższej jakości gips dentystyczny klasy IV.

FUJIROCK EP Classic, „klasyk wśród gipsów” jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich rodzajów prac protetycznych. Łączy w sobie najwyższą precyzję, doskonałą stabilność krawędzi i wytrzymałość na ściskanie. FUJIROCK EP Classic charakteryzuje się niską lepkością, a jednocześnie tiksotropią, co zapewnia doskonałe właściwości użytkowe i łatwe odlewanie bez pęcherzyków powietrza. Prawdziwie doskonały uniwersalny gips.



Stosunek proszek/płyn	100 g/20 ml
Ręczne mieszanie	15 sek.
Mieszanie próżniowe	45 sek.
Czas wiązania	10-13 min.
Czas uwalniania	30-40 min.
Ekspansja podczas wiązania (po 2 h)	≤ 0.09 %
Wytrzymałość na ściskanie	≈ 53 MPa

PATTERN RESIN LS

Żywica modelowa o niskiej kurczliwości

Sprawdzona żywica modelowa do wykonywania koron teleskopowych, niestandardowych zaczepów, elementów retencyjnych, łączników implantów lub modeli z żywicy do galwanotechniki



PATTERN RESIN LS

445 zł

Cena zestawu

Art. Nr 10003198 **PATTERN RESIN LS**
Zestaw zawiera: proszek 100 g, płyn 105 ml, 2 pojemniki do mieszania, pędzelek N° 4, pipeta

- Minimalny skurcz: precyzyjne modele i odlewy
- Wysoka wytrzymałość i stabilność: możliwa do osiągnięcia bardzo cienka warstwa
- Wypala się bezresztkowo: gładka, czysta powierzchnia odlewu
- Łatwa do opracowania: może być stosowana bezpośrednio w ustach

Initial CAST NP

Stop odlewniczy na bazie chromo-kobaltu do koron i mostów

Art. Nr 10003648 **Initial CAST NP**, 250 g; 750 zł
Art. Nr 10003649 **Initial CAST NP**, 500 g; 1 395 zł
Art. Nr 10003650 **Initial CAST NP**, 1000 g; 2 690 zł



Kompatybilny z większością ceramik stosowanych do licowania na metalu WRC 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°)

- Optymalna płynność i doskonałe rezultaty odlewania
- Bardzo drobna struktura cząsteczkowa
- Gładka i zwarta powierzchnia po odlaniu
- Niski stopień utleniania - nawet po wielokrotnym napalaniu ceramiki
- W celu uzyskania optymalnych efektów odlewania polecane są fosforanowe masy osłaniające: GC Fujivest Premium i GC Fujivest II



CERAMIC PRIMER II

Uniwersalny primer przeznaczony do przygotowania powierzchni ceramiki, kompozytu, włókien szklanych i ceramiki hybrydowej przewidzianych do łączenia lub naprawy.

Art. Nr 10001203 **CERAMIC PRIMER II**, butelka 3 ml; 435 zł



Acrylic Primer

Utwardzany światłem primer umożliwia połączenie światłoutwardzalnego kompozytu z konwencjonalną żywicą akrylową stosowaną w pracach protetycznych w celu indywidualizacji odcieni i korekty kształtu.

Art. Nr 10003646 **Acrylic Primer**, butelka 6 ml; 315 zł



METAL PRIMER Z

Jednoetapowy primer do uzyskania silnego połączenia między podbudowami z metalu i każdym rodzajem materiału na bazie żywicy. Może być stosowany ze wszystkimi stopami dentystycznymi.

Art. Nr 10001265 **METAL PRIMER Z**, butelka 5 ml; 885 zł

OFERTA SPECJALNA

obowiązująca do 30.06.2026 r.

	KUP	OTRZYMASZ GRATIS*	CENA
CERASMART270			
4 + 1	CERASMART270 x 4	1 x CERASMART270 A2 LT lub HT Refill, w rozmiarze 14	w rekomendowanych cenach detalicznych
10 + 3	CERASMART270 x 10	3 x CERASMART270 A2 LT lub HT Refill, w rozmiarze 14	w rekomendowanych cenach detalicznych
G-CEM ONE			
3 + 1	G-CEM ONE Twin Refill x 1 + G-CEM ONE Single Refill x 1	1 x G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque	865 zł
3 + 1	G-CEM ONE Single Refill x 3	1 x G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque	885 zł
3 + 1	G-CEM ONE Single Refill x 3	1 x Initial IQ, Lustre Pastes ONE, Refill 4g, L-NFL	885 zł
GRADIA PLUS			
5 + 1	GRADIA PLUS Refill x 5	1 x GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A Refill	w rekomendowanych cenach detalicznych
Initial LiSi Press			
4 + 1	Initial LiSi Press (5x 3g) x 4	1 x Initial LiSi Press (5x 3g) MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0	1 540 zł
Initial Veneering Ceramics			
5 + 1	Initial MC, Refill, 20g x 5	1 x Initial MC (20g) DA-2, E-58 lub Enamel Opal Booster	w rekomendowanych cenach detalicznych
5 + 1	Initial Zr-FS, Refill, 20g x 5	1 x Initial Zr-FS (20g) DA-2, E-58 lub Enamel Opal Booster	w rekomendowanych cenach detalicznych
Initial Zirconia Coloring Liquid			
4 + 1	Initial Zirconia Coloring Liquid, Refill x 4	1 x Initial Zirconia Coloring Liquid, Blue, Refill 25 ml	860 zł
SET + 1	Initial Zirconia Coloring Liquid SET, 700g x 1	1 x Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm o przezierności ST, HT lub UHT	2 435 zł
Initial IQ ONE SQIN			
4 + 1	GC Initial IQ, SQIN, Refill x 4	1 x Initial IQ, SQIN, Refill (10g) Enamel E-58 lub TO-Booster	680 zł
Initial IQ Lustre Pastes ONE			
4 + 1	Initial IQ, Lustre Paste ONE, Refill x 4	1x Initial IQ, Lustre Paste ONE, Refill 4g, L-NFL	1 140 zł
SET + 1	Initial IQ, Lustre Pastes ONE, V-Shades Set x 1	1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm w dowolnym kolorze	2 940 zł
Initial Spectrum Stain			
3 + 1	Initial Spectrum Stain Refill, Powder x 3	1 x Initial Spectrum Stain Refill, Powder SPS-1, 3g, Ivory White	705 zł
Initial Zirconia Disk			
3 + 1	Initial Zirconia Disk, ST/HT/UHT x 3	1x Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm o przezierności ST, HT lub UHT	w rekomendowanych cenach detalicznych
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite			
3 + 1	Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3	1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm w dowolnym kolorze	w rekomendowanych cenach detalicznych
3 + 1	Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3	1 x Initial Zirconia Coloring Liquid, Body A, 50 ml	w rekomendowanych cenach detalicznych
3 + 1	Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3	1 x Initial IQ, Lustre Paste ONE, Refill 4 g, L-NFL	w rekomendowanych cenach detalicznych

* GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



THE 6TH INTERNATIONAL DENTAL SYMPOSIUM

6. Międzynarodowe Symposium Stomatologiczne

- Zdobądź wiedzę,
Stwórz „8 miliardów”
uśmiechów!



Tokyo International Forum • 5-1 Marunouchi 3-chome • Chiyoda-ku, Tokio, Japonia

Tydzień perfekcji z GC w Japonii!

Świętuj 70-lecie istnienia GC Membership Society, słuchając inspirujących wykładów światowych liderów i biorąc udział w praktycznych sesjach poświęconych najciekawszym trendom naszych czasów. Odkryj najnowsze badania, spostrzeżenia kliniczne i innowacje produktowe kształtujące przyszłość stomatologii i nawiąż kontakt ze specjalistami z całego świata. Po zakończeniu sympozjum weź udział w ciekawych wydarzeniach towarzyskich i zanurz się w bogatej kulturze Tokio, dzięki ekskluzywnym wycieczkom krajoznawczym. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by poszerzać wiedzę, nawiązywać kontakty i świętować – wszystko w ramach jednego niezwykłego wydarzenia!

- 72 wykłady ekspertów o międzynarodowej renomie w dziedzinie stomatologii
- Warsztaty praktyczne odpowiadające aktualnym trendom
- Możliwości nawiązywania kontaktów, wydarzenia towarzyskie i ekskluzywne wycieczki krajoznawcze
- Punkty za kształcenie ustawiczne (CE) akredytowane zgodnie z ADA/CERP



Zarejestruj się
już teraz!

Bądź jednym z pierwszych!
Zarejestruj się bez zobowiązań
i otrzymaj istotne informacje
już na wczesnym etapie.

Register NOW



The 70th anniversary of the GC Membership society

2026.10.3 SAT 4 SUN

Tokyo International Forum
(Chiyoda City, Tokyo)



Więcej informacji



PROWADZĄCY
CTD Dirk Galle

- 11.03-14.03.2026r.
- 30.09-03.10.2026r.

Leuven, Belgia



PROWADZĄCY
MDT Stefan Roozen

- 04.09.2026r.
- 05.09.2026r.
- 20.11.2026r.
- 21.11.2026r.

Gdańsk
Gdańsk
Kraków
Kraków



PROWADZĄCA
TD Justyna Kasta

- 20-21.02.2026r.
- 23-24.10.2026r.
- 13-14.11.2026r.

Wrocław
Gdańsk
Kraków



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda

- 29-30.05.2026r.
- 12-13.06.2026r.
- 16-17.10.2026r.
- 30-31.10.2026r.

Wrocław
Białystok
Kielce
Katowice

Dwudniowy kurs w centrum szkoleniowo-edukacyjnym GC Europe Campus

„Zirconia 360 - nowoczesne systemy ceramiczne”

- Technika indywidualizacji struktur cyrkonowych przed procesem synteryzacji przy użyciu GC Initial Zirconia Coloring Liquid.
- Technika malowania oraz mikrowarstwowania struktur cyrkonowych ceramiką w paście GC Lustre Pastes ONE oraz GC Initial IQ ONE SQIN
- Odtworzenie prawidłowej tekstury oraz naturalnego połysku gotowej pracy

Mistrzowski kurs z napalania ceramiki GC Initial IQ ONE SQIN

„Gradient koloru i jego inteligentna imitacja”

- Poznaj techniki tworzenia naturalnych uzupełnień monolitycznych, w możliwie najbardziej realistyczny sposób
- Odkryj estetyczne możliwości ceramiki GC Initial IQ ONE SQIN w autorskich recepturach stworzonych do uzyskania maksymalnej estetyki w zaledwie jednej mikrowarstwie

Dwudniowy zaawansowany kurs z warstwowania ceramiką GC Initial Zr-FS

„THE GOOD, THE BAD, THE UGLY”

- Poczuj się swobodnie w systemie GC Initial Zr-FS
- Wyjątkowe wyzwania kolorystyczne wymagają kreatywnego podejścia, szeroka paleta kolorów GC Initial gwarantuje swobodę twórczą

Dwudniowy zaawansowany kurs obejmujący projekt CAD oraz protokół postępowania ze strukturami cyrkonowymi od EXOCAD do SQIN

„ALL on X - od E do S”

- Kompletny protokół pracy gwarantujący pasowność, funkcje oraz estetykę rozległych prac na implantach
- Indywidualizacja i opracowanie tlenku cyrkonu przed procesem synteryzacji oraz prawidłowe wykończenie gotowej pracy

Warsztat praktyczny z rozwiązań GC do malowania i charakteryzacji

„Kształt i tekstura z uwzględnieniem biotypu pacjenta”

- Analiza estetyki oraz biotypu pacjenta
- Pokaz charakteryzacji struktur frezowanych z GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite przed procesem synteryzacji oraz indywidualizacja uzupełnień monolitycznych
- Rekonstrukcja części organicznej oraz nieorganicznej za pomocą systemu do malowania i mikrowarstwowania GC Initial IQ ONE SQIN

Warsztat praktyczny z tworzenia estetycznych prac pełnoceramicznych

„Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstwy”

- Przywróć życie swoim uzupełnieniom monolitycznym z GC Initial IQ ONE SQIN
- Uzyskaj naturalną przezierność, piękną glazurę i właściwy poziom fluorescencji w pracach z tlenku cyrkonu oraz dwukrzemianu litu
- Odkryj pełen protokół pracy z zastosowaniem rozwiązań GC Initial Zirconia od prawidłowego doboru dysków cyrkonowych, ich indywidualizacji, aż po mikrowarstwowanie

Warsztaty praktyczne z technik pracy kompozytem

„Estetyka biała i czerwona - GC GRADIA PLUS”

- wykonanie estetycznej protezy - projekt CAD i druk 3D

„Płynna procedura z GC GRADIA PLUS Light Body” - technika iniekcyjna i technika malowania

- od diagnostycznego wax-up'u do estetycznego uzupełnienia

Warsztaty praktyczne z napalania ceramiki GC Initial MC

„Poznaj i pokochaj ceramikę GC Initial MC”

- nowe perspektywy dla ceramiki na metal

„GC Initial MC - warstwowanie bliżej natury”

- licówki skalenkowe na masie ogniotrwałej



PROWADZĄCY
TD Bob Elst

- 23.04.2026r.
- 24.04.2026r.
- 25.04.2026r.

Warszawa
Kraków
Katowice



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda
TD Jakub Dutkiewicz

- 06.02.2026r.
- 06.02.2026r.
- 16.05.2026r.
- 30.05.2026r.
- 13.06.2026r.
- 20.06.2026r.
- 19.09.2026r.
- 14.11.2026r.

Kołobrzeg
Rybnik
Kalisz
Wrocław
Białystok
Szczecin
Lublin
Bielsko-Biała



PROWADZĄCY
TD Justyna Kasta
TD Jakub Dutkiewicz

- 24.01.2026r.
- 14.02.2026r.
- 13-14.03.2026r.
- 24.04.2026r.
- 25.04.2026r.
- 09.10.2026r.
- 16.10.2026r.
- 17.10.2026r.

Częstochowa
Rzeszów
Wrocław
Katowice
Tychy
Warszawa
Zielona Góra
Głogów



PROWADZĄCE
TD Laura Klucznik
TD Anna Nawrot-Giętkowska

- 07.02.2026r.
- 13.02.2026r.
- 07.03.2026r.
- 15.05.2026r.
- 12.06.2026r.
- 13.06.2026r.
- 21.06.2026r.
- 18.09.2026r.
- 10.10.2026r.
- 13.11.2026r.

Koszalin
Warszawa
Szklarska Poręba
Wrocław
Katowice
Częstochowa
Szczecin
Wrocław
Warszawa
Bielsko-Biała

Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski
SZCZECIN / POZNAŃ /
GDANSK / TORUŃ / OLSZTYN
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental

Technika Dentystyczna




Marcin Sidor
WROCŁAW / OPOLE /
ZIELONA GÓRA / KALISZ /
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA
M. +48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental

Technika Dentystyczna



Rafał Rumak
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /
KIELCE
M. +48 698 167 808
Rafal.Rumak@gc.dental

Technika Dentystyczna



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_poland/