

GC Ibérica - Ofertas y Novedades

Enero - Junio 2026



Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

La mejor elección para los estándares más altos.



ESTÉTICA SUPERIOR
Color natural y degradado de translucidez para restauraciones anteriores y posteriores.



ALTA RESISTENCIA
Clasificado como Clase V según la norma DIN EN ISO 6872, con un valor medio de > 1.100 MPa.




OMNI-FUNCIONAL
Versátil y adecuado para una amplia gama de indicaciones clínicas. Sinterizado rápido o regular.

SINTERIZACIÓN RÁPIDA
para coronas y puentes de hasta 3 unidades.


GRADIENTE DE TRANSLUCIDEZ
elevado de >45% a >49%.

Translucidez > 49%
Resistencia < 800MPa



5Y	INCISAL	20%
4-5Y	CAPA INTERMEDIA 1	15%
4-5Y	CAPA INTERMEDIA 2	15%
4-5Y	CAPA INTERMEDIA 3	15%
4Y	CERVICAL	35%

Translucidez >45%
Resistencia 1.150MPa



Initial™ ZR Disk

✓ **Dióxido de zirconio**
Tipo II Clase V DIN EN ISO 6872

✓ **Resistencia a la flexión:**
Valor medio típico **≥1.100 MP**

Creado para lograr una productividad cualitativa

Dependiendo del resultado estético deseado, dispone de una variedad de flujos de trabajo con los **Zirconia Coloring Liquid**, el concepto **IQ ONE SQIN** o la cerámica de estratificación Zr-FS, que le permitirán obtener resultados fiables y reproducibles.

ESCaneo Y DISEÑO con Aadva Lab Scan 3
Escáner controlado por gestos con alta precisión y funciones de escaneo inteligente

MAQUILLAJE INTERIOR 2D con Initial Zirconia Coloring Liquid
Perfecciona con colores de efecto para lograr la máxima sofisticación

MICROCAPAS con Initial IQ ONE SQIN
Maquillaje 3D con Initial IQ Lustre Pastes ONE
Color y fluorescencia, ya sea para trabajos puramente monolíticos o con micro-cutback en combinación con IQ SQIN.

FORMA Y TEXTURA con INITIAL IQ SQIN
Vitalidad, textura natural y brillo dentro de una microcapa.

RECUBRIMIENTO CLÁSICO con Initial Zr-FS
Efectos ópticos insuperables y alta estabilidad después de múltiples cocciones para estructuras con cutback clásico.

CEMENTO con FujiCEM Evolve
La opción preferida para zirconia, fácil de usar e ideal para márgenes yuxtagingivales o subgingivales.



Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite (16 colores VITA y 3 Bleach)

14mm	16mm	20mm	25mm
OFERTA	OFERTA	OFERTA	OFERTA
rec 192,50€ 140,65€	rec 213,90€ 156,35€	rec 222,35€ 187,80€	rec 298,95€ 218,40€

Initial™ IQ ONE SQIN

¡Un nuevo y eficaz concepto de microestratificación!

- ... para **piezas monolíticas** y reducidas bucalmente
- ... para **zirconia** y disilicato de litio
- ... para **restauraciones anteriores** y posteriores
- ... en **microcapa** y para **maquillaje**

Initial IQ ONE SQIN System Set, 228g

Ref.: 10006991
GC Initial IQ ONE SQIN System Set, 228g
10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g; 1x SPS Glaze Liquid, 25ml
1x IQ LP ONE/NF (Diluting Liquid 8ml,
Refresh Liquid 8ml, Form & Texture Liquid, 25ml,
Mixing Dish, Brush 00, Brush 2, Plastic Cover,
Technical Manual, Colour Chart,
Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g),
SPS Colour Chart

OFERTA* (50% Dto*)
rec. 1.720,25 € **860,15 €**

*Solicitar condiciones para adquirir el descuento.



GC Initial IQ ONE SQIN,
maquillando un monolítico
con Lustre Pastes ONE



Initial™ IQ ONE SQIN

ONESQIN

- ✓ **Estética** comparable a la cerámica estratificada pero con un ahorro de tiempo considerable.
- ✓ **Fluorescencia** natural bajo todas las circunstancias.
- ✓ Verdaderamente **Opalescente**.
- ✓ **Propiedades** de autoglaseado.
- ✓ **Infinitas posibilidades** de caracterización con **Lustre Pastes ONE & Spectrum Stains**.
- ✓ La **Solución ideal** para las restauraciones anteriores y posteriores de disilicato de litio y zirconio.

ZTM Stefan Roozen, Austria

Máxima estética dentro de una microcapa

Estética roja y blanca

Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Colorantes líquidos a base de agua para la personalización completa o parcial de restauraciones de zirconia pre-sinterizada

Initial Zirconia Coloring Liquid Intro Kit, 250g

Ref.: 10041649
GC Initial Zirconia Coloring Liquid:
1x 50ml (Body A, Cervical A, Effect Grey, Neutral)
GC Initial Zirconia Marking Liquid:
1x Red, 25ml, 1x Blue, 25ml.



OFERTA
rec. 204,25 € **149,00 €**

Initial Zirconia Coloring Liquid Set, 700g

Ref.: 10041648
GC Initial Zirconia Coloring Liquid:
1x 50ml (Body A-B-C-D, Cervical A-B-C-D, Effect Blue, Grey, Pink, Neutral);
GC Initial Zirconia Marking Liquid:
1x 25ml: (Red, Blue, Yellow, Green).

OFERTA
rec. 645,00 € **470,00 €**



Initial™ ZIRCONIA COLORING LIQUID



- ✓ Reduce la necesidad de acabados adicionales.
- ✓ **Colores naturales integrados** para resultados estéticos vibrantes.
- ✓ **Más rápido y predecible**, asegurando un acabado natural desde la base.
- ✓ Ya sea que elijas un enfoque estándar o muy personalizado, nuestros colorantes ofrecen **instrucciones claras** y efectivas para aplicaciones con pincel o inmersión.
- ✓ Simplifica la gestión de stock con solo **11 colores**, permitiendo una personalización individualizada desde la parte incisal hasta la gingival.

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de Junio 2026 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

Initial™ IQ, Lustre Pastes ONE V-Shades

El arte de pintar cerámica

Initial IQ Lustre Paste ONE V-Shades Set, 88g

Ref.: 10007017
1x Neutral L-N (4g), 1x Neutral Fluo L-NFL (4g), 1x Value L-V (4g),
1x Opal L-OP (4g), 4x Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) (4g),
10x Enamel Effect Shades (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L7, L-8, L-9, L-10) (4g),
1x Diluting Liquid (8ml), 1x Refresh Liquid (8ml), 1x Mixing Dish, 1x Brush 00,
1x Brush 2, 1x Plastic Cover, 1x Technical Manual, 1x IQ LP ONE Colour Chart.

- ✓ Exclusiva cerámica **efecto 3D** para maquillar
- ✓ Aportan **fluorescencia, profundidad y autenticidad** simplemente pintando.
- ✓ Amplio CTE
- ✓ Aptos para uso **interno y externo**
- ✓ **Cocción de conexión**
- ✓ **Opalescencia real** para una dinámica de luz realista



OFERTA
rec 990,95 € **570,00 €**

Initial™ IQ LP ONE

Nivel de fluorescencia óptimo.
Asegura un diente natural
bajo cualquier circunstancia lumínica.

L-A Lustre Body A	L-B Lustre Body B	L-C Lustre Body C	L-D Lustre Body D	L-1 Lustre Enamel Effect 1 Vainilla	L-2 Lustre Enamel Effect 2 White	L-3 Lustre Enamel Effect 3 Light Grey	L-4 Lustre Enamel Effect 4 Dark Grey	L-5 Lustre Enamel Effect 5 Light Blue
L-6 Lustre Enamel Effect 6 Dark Blue	L-7 Lustre Enamel Effect 7 Inciso	L-8 Lustre Enamel Effect 8 Olive	L-9 Lustre Enamel Effect 9 Orange	L-10 Lustre Enamel Effect 10 Twilight	L-OP Lustre Opal	L-V Lustre Value	L-N Lustre Neutral	L-NFL Lustre Nuetral Fluo

Initial™ IQ Lustre Pastes NF GUM Shades Set

Pinte su estética en rojo y blanco con transiciones naturales, incluso sobre estructuras de zirconio

Initial IQ Lustre Pastes NF GUM Shades Set

Ref.: 10003186
5x **IQ LP NF Lustre Pastes NF**: G-23, 24, 34, 35, 36, 4g,
4x Stain Modifier: LP-M1, M2, M3, M4, 3g,
IQ LP NF Diluting Liquid, 8ml,
IQ LP NF Refresh Liquid, 8ml,
IQ LP NF mixing dish,
IQ LP NF Brush A, Brush B,
IQ LP NF, Manual



OFERTA
rec 548,25 € **370,00 €**

Lustre Pastes NF GUM Shades

G-23 Lustre GUM Base Light	G-24 Lustre GUM Base Dark	G-34 Lustre GUM Intensive Violet	G-35 Lustre GUM Intensive Cream	G-36 Lustre GUM Intensive Red
LP-M1 Modifier White	LP-M2 Modifier Red	LP-M3 Modifier Blue	LP-M4 Modifier Brown	

Initial™ SPECTRUM STAINS

Initial™ Spectrum Stains

Uno para todos

Ref. 10003190
16x **Initial Spectrum Stain**
SPS1 – SPS16, 3g
1x Glaze Powder GL, 10g
1x Glaze Liquid, 25ml
1x Glaze Paste Liquid, 8ml
Shade Guide

OFERTA
rec 1.126,45 € **760,00 €**

- ✓ Maquillajes y glaseados universales para todos los materiales cerámicos.
- ✓ Un amplio espectro de uso y de colores.
- ✓ Consistencia adaptable de los maquillajes y glaseado.

OPTIGLAZE color

Solución de maquillaje fotopolimerizable

Porque todo luce mejor en color...



Jean François Deche,
Francia

OPTIGLAZE color Set

Ref. 10001150

2,6ml (A Plus, B Plus, C Plus, Blanco, Pink, Blanco Marfil, Amarillo, Naranja, Marrón rojizo, Rosa anaranjado, Oliva, Lavanda, Gris, Azul, Rojo).
Clear 5ml, Clear HV 5ml, Pincel plano, Pincel redondo,
Bandeja dispensadora desechable.

OFERTA

rec 855,90€ 465,00€



Caracterización de acrílicos
con OPTIGLAZE color



- ✓ Coronas y puentes de composite
- ✓ Coronas y puentes provisionales de resina
- ✓ Coronas de cerámica híbrida
- ✓ Puentes sobre implantes fijos permanentes de material acrílico
- ✓ Dientes artificiales
- ✓ Prótesis removibles de material acrílico
- ✓ Prótesis removibles sobre implantes



Durabilidad

Añada color, brillo duradero y alta resistencia a la abrasión a todas sus restauraciones.



Rapidez

Este producto listo para usar, fácil de manejar y con una menor necesidad de pulido, y ahorrará un tiempo muy valioso.



Belleza

Elija entre una amplia variedad de colores, para caracterización tanto interna como externa, a fin de crear hermosos detalles estéticos.

Colores

Para el ajuste del tono (intensidad)



Para la caracterización o reproducción de fisuras, mamelones, zonas cervicales, zonas blancas, grietas, etc.



Para diluir otros colores y glasear (recubrimiento de la superficie)



OPTIGLAZE color se fotopolimeriza con una lámpara de polimerizar con una longitud de onda por debajo de 430 nm.

OPTIGLAZE color Refill

GC OPTIGLAZE color, 2.6ml
GC OPTIGLAZE color, clear, 5ml
GC OPTIGLAZE color, clear HV, 5ml



OFERTA

rec 70,75€ 45,00€

Labolight DUO

Unidad de fotopolimerización de luz LED



Lo último en tecnología LED en el interior

Equipado con tecnología LED de doble longitud de onda, para polimerizar cualquiera de los composites de GC de un modo seguro y duradero, así como garantiza un endurecimiento óptimo de todos los materiales dentales fotopolimerizables.

Rango de longitud de onda de 380-510 nm con picos de intervalos espectrales de:

- 465-485 nm (12 LED azules)
- 390-400 nm (3 LED)

Sistema giratorio automatizado

La placa reflectante distribuye toda la luz de manera eficaz y muestra su trabajo desde todos los ángulos.

Diseño compacto y ergonómico

El premiado diseño elegante, contemporáneo y con superficies suaves permite una fácil limpieza y reduce el espacio que ocupa en su laboratorio.

Este diseño proporciona una gran facilidad de uso: la interfaz es muy sencilla e intuitiva y sus componentes internos son fácilmente accesibles gracias a su amplia abertura.

Modo paso a paso (pre-polimerizado)

Modo completo (polimerización final)

Labolight DUO

Ref. 10001246

PROMO


rec 3.581,05€

2.350,00€

Temp PRINT

Resina fotopolimerizable e imprimible 3D para restauraciones temporales de larga duración

- ✓ Alta resistencia al desgaste.
- ✓ Los **aditivos antisedimentación** aseguran la estabilidad del material.
- ✓ **Alta precisión y reproducibilidad** en los resultados a lo largo del tiempo



¡Muévelo, imprímelo!

¡No hace falta esperar horas ni comprar equipo extra, para remover un equipo homogéneo! Con la tecnología de reología de control dinámico (DCR), agitar la botella con la mano durante 2 minutos, garantiza un dispersión homogénea.

Temp PRINT

Temp PRINT - 500g

Ref. 10004798 - Light ó


Ref. 10004797 - Medium



OFERTA

rec 311,00€ **225,00€**

Material de clase IIa biocompatible sin MMA



GC Temp PRINT es el nuevo líquido **fotopolimerizable e imprimible 3D** para restauraciones temporales de larga duración con alta resistencia al desgaste y la exclusiva tecnología de Reología de Control Dinámico (RCD). Añada color y brillo a sus restauraciones provisionales con.

Reología de control dinámico (RCD)

Gracias a la tecnología RCD, basta con agitar la botella con la mano para obtener una dispersión homogénea. Los aditivos antisedimentación forman una protección alrededor de los pigmentos y rellenos para evitar que se precipiten. De esta manera, se mantiene estable, con una alta precisión y reproducibilidad en el tiempo.



Cortesía de Anthony Mak, Australia.

Un aspecto excepcional

Se puede crear la anatomía más detallada de la forma más sencilla. Se pueden realizar pequeños ajustes o adaptaciones en la oclusión, fácilmente desbastando o añadiendo Unifast III o composite de la familia Gaenial.

G-CEM ONE™

¡EL ÚNICO... que simplifica el proceso!

Cemento de resina **universal, autoadhesivo y dual**

G-CEM ONE Value Kit A2

Ref. 10006925

8x **G-CEM ONE** Syringe A2 (4,6g),
60x GC Automix Tips Regular,
20x GC Automix Endo tips.



OFERTA

rec 477,00€ **350,00€**

Jeringas: 43,75 €/Ud.

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 10006923 / 10006924

1x **G-CEM ONE** Syringe (4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo Tips.



OFERTA

rec 78,70€ **58,00€**

- ✓ Diseñado para la adhesión definitiva de restauraciones indirectas de composite, total-cerámica y metal.
- ✓ Ideal para cementaciones de aditamentos híbridos en el propio laboratorio.
- ✓ Garantiza una fuerza de adhesión y durabilidad inigualables tanto al titanio y zirconia, sin la necesidad de aplicar un pre-tratamiento con Primers.

✓ **¡Mínimo espesor (5µm) → ajuste perfecto!**

Descargue la
Guía de Cementación de GC



GRADIA™ PLUS

Sistema de composite modular radiopaco fotopolimerizable, modelable o inyectable para restauraciones indirectas.

Descubra GRADIA PLUS, el sistema de composite indirecto de vanguardia que superará todas sus expectativas en torno a los materiales de restauración, para un amplio espectro de indicaciones y técnicas, desde reconstrucciones clásicas o muticromáticas hasta enfoques monolíticos.

El concepto:

- + Racional (menos = más...)
- + Modular (compre lo que necesite)
- + Una estética en rojo y blanco....en perfecta armonía
- + Una amplia gama de indicaciones
- + Una sola unidad para todas las polimerizaciones
- + Reducción de costes



GRADIA PLUS Técnica de Inyección
cortesía de Roeland De Paepe.



* Solicitar condiciones para adquirir el descuento.



- 2 texturas: pasta y fluido (Heavy Body & Light Body)
- Masas fluorescentes y opalescentes
- Resistencia a la flexión: 160 MPa Dureza: 60 Hv

PROMO

LAYER SET
Ref.: 10003559

rec 1.212,40€ **606,20€***

PAINT SET
Ref.: 10003560

rec 768,85€ **382,93€***

LAYER PRO SET
Ref.: 10003652

rec 1.097,45€ **548,73€***

GUM SHADE SET
Ref.: 10003561

rec 791,20€ **395,60€***

ONE BODY SET
Ref.: 10003562

rec 676,50€ **338,25€***

ACCESSORY SET
Ref.: 10003563

rec 689,20€ **344,60€***

initial™ LiSi Press

El disilicato de litio en versión prensada

Initial LiSi Press

5x Initial LiSi Press, 3g



OFERTA

rec 114,75€ **78,00€**



Alta resistencia, alto valor

Densidad extremadamente alta gracias a componentes optimizados y una tecnología de fabricación innovadora y propietaria.




Ahorro de tiempo

Menos pasos y un procedimiento más flexible. Ahorrarás al menos 15 minutos por cada restauración.



Estética excepcional

Optimizado para usarse con cerámica GC Initial LiSi con revestimiento y GC Initial Lustre Pastes NF, añadiendo vitalidad extra a tus coronas prensadas!



- ✓ Una estructura cristalina **más fina y más densa**
- ✓ Un disilicato de litio más liso con **menos desgaste** tanto del diente propio como del antagonista
- ✓ Una resistencia superior **(508 MPa)**



MDT. Pedro Brito, Portugal

Alta Translucidez (HT)



Media Translucidez (MT)




Baja Translucidez (LT)



Baja Translucidez



Media Opacidad (MO)



Concepto One body (LT-IQ)

CERASMART™270


¡Un material inteligente para aplicaciones inteligentes!

- ✓ Es un bloque híbrido estético hecho para proporcionar un hecho clínico rápido y duradero. Gracias al nuevo recubrimiento de tipo silano de cobertura total (FSC) con tecnología de nanorelleno mejorada.
- ✓ Ofrece altas propiedades físicas y estéticas. El fresado es rápido y eficaz, con lo cual se pueden realizar restauraciones de calidad con márgenes finos y un ajuste óptimo en muy poco tiempo. Además, se puede pulir o caracterizar para lograr una estética más radiante.
- ✓ Es el bloque ideal, ya sea para una rápida incrustación definitiva o para un caso de desgaste complejo.

Resistencia a la abrasión para restauraciones de larga duración

- ✓ Desgaste muy bajo.
- ✓ Ideal para **pacientes bruxistas**.
- ✓ Alta retención de brillo.

Desgaste a tres cuerpos (µm)*



Resistencia superior para soportar las fuerzas de masticación


- ✓ Alta tasa de relleno gracias a la tecnología FSC.
- ✓ Resistencia a la flexión mejorada para restauraciones que perduren.
- ✓ Alta resistencia a las fracturas.

Resistencia a la flexión en tres puntos (MPa)*

Flexibilidad para absorber los impactos

- ✓ Menos picos de tensión durante la masticación.
- ✓ Menor riesgo de **fatiga del material**.
- ✓ Extremadamente adecuado para restauraciones de **implantes**.

Módulo de elasticidad (GPa)*



Flexible y Preciso

CERASMART270

5 Bloques, Cerec



Tamaño 12

OFERTA

rec 144,00€ 106,00€

Tamaño 14

OFERTA

rec 158,15€ 115,00€

Tamaño 14L

OFERTA

rec 171,15€ 125,00€


Initial™ LRF BLOCK

Cerámica feldespática reforzada con Leucita

- ✓ Es un bloque CAD/CAM de cerámica feldespática reforzada con leucita para restauraciones a volumen total, totalmente cerámicas, con un equilibrio perfecto de translucidez, fluorescencia y opalescencia.
- ✓ Resultado muy estético incluso con un simple pulido gracias a la opalescencia y a la reflexión de la luz
- ✓ Procesamiento sencillo y rápido, sin necesidad de cocción
- ✓ Márgenes suaves, incluso en preparaciones muy finas, para garantizar un ajuste perfecto

Initial LRF BLOCK

5 Bloques, Cerec



OFERTA

rec 92,00€ 67,00€



Initial™ LiSi Block

La belleza natural restablecida

- ✓ Disilicato de litio **totalmente cristalizado**
- ✓ Ahorra tiempo, ya que **no se requiere cocción**
- ✓ Margen **duradero, estético y preciso**
- ✓ **Opalescencia** natural



Initial LiSi Block

Mandril Cerec - Tamaño 14 - 5 Bloques

Refs. / Color

10004844 - A1 HT / 10004886 - B1 HT
10004887 - A1 LT / 10004888 - A3 LT / 10004889 - B1 LT
10004956 - A2 HT / 10004957 - A3 HT / 10004958 - A2 LT
10037273 - A 3,5 HT / 10037274 - A 3,5 LT
10037275 - Bleach

OFERTA

rec 137,40€ 99,00€



Carilla anterior, cortesía del Dr. S. Bechiri, Argelia



Carillas anteriores en una sola cita, cortesía del Dr. D. Di Rocco, Suiza

Aadva™ ALS 3

El único escáner de laboratorio controlado por gestos



OFERTA

rec 19.000€

15.000€

¿Quieres verlo en acción?

Vamos hasta donde estés

Escríbenos por WhatsApp: 686 979 196

- ✓ Solicite información de su cuota mensual mediante renting
- ✓ Se incluye 3 meses gratuitos Hybrid Scan & Smart Occlusion

¡El escáner es tu espacio de trabajo!

Función de oclusión inteligente

Supera la necesidad de escaneos de mordida. Con un solo click, guía automáticamente tus modelos digitales hacia la oclusión



Tecnología de escaneo híbrida

Los escaneos de impresiones y modelos se emparejan automáticamente, aumentando la cobertura de escaneo y eliminando la necesidad de preparar modelos



Botones interactivos de escaneo en la placa del objeto

Te guían a través de los diversos pasos del proceso de escaneo



Posicionamiento totalmente automático de la placa

Según el objeto a escanear



Luz azul segura para los ojos

El diseño seguro te protege de los peligros de la luz azul



Balance dinámico entre velocidad y precisión

Gracias a la disposición de la cámara gemela angulada y los motores de alta velocidad



GC

GC IBÉRICA Dental Products, S.L. - Edificio Codesa 2 • Playa de las Américas, 2 - 1º • 28290 Las Rozas, Madrid,
Tel.: 91 636 43 40 • comercial.spain@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/es-ES>

