

GC Ibérica - Ofertas y Novedades

Julio - Diciembre 2026



everX Flow™

Composite fluido reforzado con fibras cortas



- ✓ Sustitución de la dentina que refuerza sus restauraciones desde el interior
- ✓ Fibras que detienen las grietas
- ✓ Fácil colocación en bloque hasta 5.5mm
- ✓ Se adapta perfectamente a las paredes de la cavidad sin desprenderse

Gracias a su tixotropía óptima, **everX Flow**, se adapta fácilmente a cualquier preparación y evita la aparición de burbujas. Su fluidez controlada le permite su colocación en los molares superiores sin que se caiga o se descuelgue.



Javier Tapia Guadix, España



Fuente: GCC R&D - Datos en archivo

everX Flow™

Tixotropía perfecta para un manejo sencillo y una gran adaptación

Color Bulk
Profundidad de polimerización 5.5mm

Óptimo para **cavidades posteriores profundas**

Óptimo para **resultados más estéticos** y para **reconstrucción de muñones**

Color Dentina
Profundidad de polimerización 2.0mm



Onlay y Overlay - Sellado inmediato de la dentina por Dr. Javier Tapia Guadix

everX Flow + G-ænial Universal Injectable Starter Kit

Ref. 10004834
 everX Flow Syringe 2ml Bulk x1,
 everX Flow Syringe 2ml Dentin x1,
 G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A2 x1,
 G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A3 x1,
 Dispensing Tip III Plastic x40,
 Dispensing Tip Long Needle x20,
 Light-protective Cap x4

OFERTA
 rec 287,00€ **155,00€**



everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Bulk shade

Ref. 10001488
 everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Bulk shade
 + 20 x Dispensing Tips III Plastic
 + Light protective cap.




everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Dentin shade

Ref. 10001489
 everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Dentin shade
 + 20 x Dispensing Tips III Plastic
 + Light protective cap.

OFERTA
 rec 74,30 € **55,00€**

Restauración de Clase II - Dr. Georg Benjamin, Alemania





G-ænial™ A'CHORD


El composite premium universal con un sistema de colores simplificado

G-ænial™ A'CHORD

Excelente estética con solo 5 colores.



Resultado final con fluorescencia natural bajo todo tipo de iluminación.



G-ænial® A'CHORD Composite convencional
Dr. J. Tapia, España.

Pulido excepcional, fácil y rápido para lograr un alto brillo.



Dr. Boujemaa, France.

Consistencia agradable adaptada al uso o bien con instrumento de modelar o con pincel



Combinación de 3 tecnologías para una alta resistencia, un bajo desgaste y una estabilidad del color a lo largo del tiempo.



Dr. A. Mak, Australia.

SIN BISFENOL-A



¿Busca las **tiras ideales** para **contornear, acabar y pulir restauraciones de metal, ionómeros de vidrio o composites?**

G-ænial A'CHORD Layering Kit Syringe

Ref. 10006767
5 jeringas 2.1ml/4g. 1 de cada color: A2, A3, AO2, AE, JE



OFERTA
rec 324,20€ **237,00€**



G-ænial A'CHORD Core Kit Syringe

Refs. 10006768
5 jeringas 2.1ml/4g
1 de cada color: 1x A1, A2, A3, A3.5, A4

G-ænial A'CHORD Bleach Kit Syringe

Refs. 10006771
3 jeringas 2.1ml/4g
BW, BOW, JE



OFERTA
rec 195,45 € **145,00€**
48,35€ /jeringa

G-ænial A'CHORD Trial Kit A Syringe

Refs. 10006769
3 jeringas 2.1ml/4g
2x A2, 1x A3



G-ænial A'CHORD Refills Unitip / Syringe

OFERTA
rec 72,15 € **52,00€**
Syringe 2.1ml (4g)



OFERTA
rec 77,40 € **56,50€**
Unitips 15x 0.16ml

NEW METAL STRIPS

- Refs. 10000096 - Assortment, 12pcs
- 10000092 - Red Mesh N°200 Assortment, 4x3pcs
- 10000097 - Red Mesh N°200, 12pcs
- 10000093 - Blue Mesh N°300, 4x3pcs
- 10000098 - Blue Mesh N°300, 12pcs
- 10000094 - Green Mesh N°600 Assortment, 4x3pcs
- 10000099 - Green Mesh N°600, 12pcs
- 10000095 - Yellow Mesh N°1000 Assortment, 4x3pcs



PVP REC
124,70€

Duraderas y resistentes:
No se estiran ni se rompen.

Eficiencia garantizada:
Acabado con agua y uso repetido.



Tecnología avanzada:
Galvanizadas con óxido de aluminio para mayor abrasión y adhesión.

G-ænia™ Universal Injectable

Composite de restauración de alta resistencia


Transforme la forma en que trabaja

- ✓ No se descuelga, ni gotea permitiendo un control total del composite
- ✓ Permite crear cúspides, contornos e incluso paredes proximales de forma sencilla
- ✓ Da forma y contornea mientras inyecta
- ✓ Indicaciones universales: colocación rápida, manipulación y estética, para todas clases de cavidades
- ✓ Punta flexible, permite acceder fácilmente a las zonas de difícil acceso.
- ✓ Pulibilidad inigualable



G-ænia™ Universal Injectable

3 pasos en 1:
dar forma
y contornear
mientras se
inyecta



G-ænia Universal Injectable + G-Premio BOND Kit

Ref. 10003741

G-ænia Universal Injectable Syringe 1ml A1 x1,
G-ænia Universal Injectable Syringe 1ml A2 x1,
G-ænia Universal Injectable Syringe 1ml A3 x1,
G-Premio BOND 5ml x1,
Dispensing Tip Long Needle x30,
Light-protective cap x3



OFERTA
rec 298,80€ **180,00€**



Descargue la Guía Clínica de la Técnica de inyección de composite

EXACLEAR

Silicona de vinil polisiloxano transparente

- ✓ **Transparencia** que garantiza una fotopolimerización altamente eficaz a través de la silicona.
- ✓ **Consistencia ideal:** silicona fácil de recortar y perforar para la técnica de inyección.
- ✓ **Ahorro de tiempo:** en solo 2 minutos en boca, la impresión está lista para retirarse.

EXACLEAR Cartridges 2 x 48ml (51g)

Ref. 10001483

2x Cartuchos EXACLEAR
+ 6x Mixing Tip II L (Blue)



OFERTA
rec 91,15€ **67,00€**

INJECTION MOULDING KIT

Ref. 10003753

3 jeringas G-ænia Universal Injectable (A1, A2, A3)
+ 1x Cartucho EXACLEAR



OFERTA
rec 172,70€ **115,00€**

Desgaste en anterior - Técnica de inyección



Aislamiento de las piezas 15 a 25.

Llave de silicona PARCIAL: Cree un orificio de acceso en la llave de silicona, en el borde incisal de las piezas 12, 21 y 23.

Llave de silicona TOTAL: Cree un orificio de acceso en la llave de silicona en el borde incisal de las piezas 13, 11 y 22.

Arenado de las piezas 13 a 23.

Inyecte GUI utilizando la llave de silicona PARCIAL.

Inyecte GUI utilizando la llave de silicona TOTAL.



Acabado interproximal New Metal Strips y EPITEX.



Ajuste la oclusión



EQUIA Forte™ HT

Una solución biocompatible, estética y comfortable



- ✓ Longevidad probada gracias a su capa de recubrimiento de refuerzo a medida.
- ✓ Ideal para **Clase V, I y Clase II** a largo plazo: **alternativa perfecta a la amalgama** para cavidades pequeñas medianas.
- ✓ Colocación en **bloque (BULK)**, autoadhesiva, rápida y fácil.
- ✓ No se requiere pretratamiento o bonding, por tanto no hay sensibilidad post operatoria.
- ✓ Económico



Para más información:



Las cápsulas EQUIA Forte HT están diseñadas para mantener la calidad excepcional del producto al tiempo que preservan el medio ambiente. Con un **25 % menos de plástico** que la competencia, las cápsulas EQUIA Forte HT contribuyen a reducir las emisiones de CO₂.

Paciente con un gran riesgo de caries



Cortesía del Dr. Zeynep Bilge Kütük (Turquía)



Técnica de estampado con EQUIA Forte HT

Restauración cervical con EQUIA Forte HT



Dr. Javier Tapia Guadix, España

EQUIA Forte™ HT



EQUIA Forte HT Intro Pack

Refs.: 10004846 - A2 / 10004796 - A3 / 10004950 - B2
20 cápsulas EQUIA Forte HT, A2 Fil, A3 Fil o B2 Fil, 20 monodosis EQUIA Forte Coat y 25 aplicadores.

OFERTA
rec 115,25 € **85,00 €**

EQUIA Forte HT Refill Pack

Ref.: 10004841
GC EQUIA Forte HT Refill Pack A2, 50 cápsulas

OFERTA
rec 204,55 € **135,00 €**

Ref.: 10004901
GC EQUIA Forte HT Refill Pack A3, 50 cápsulas

Por la compra de **400 CÁPSULAS**



SIN CARGO*: 1 vibrador de cápsulas SilverMix (valorado en 400€)



Fácil y rápida colocación en bloque



Colocar
Verdadera técnica de obturación en bloque. Práctica presentación en cápsulas.

Forma
Tiempo de trabajo prolongado. Fácil de contornear. No pegajoso.

Acabado
Fraguado en 2'30".

Recubrimiento
Superficie brillante sin pulir, con una mayor resistencia a la abrasión y un sellado marginal excepcional.

Fotopolimerización
Acabado en solo 3'25".

G-Premio BOND

Adhesivo universal con múltiples indicaciones

La solución **todo terreno**

- ✓ **Para composites directos.** Compatible con todos los composites de GC y todos los modos de grabado.
- ✓ **Para restauraciones corono-radicales.** Gradia Core... Opción de fraguado dual en caso necesario. Alta adhesión incluso en aplicación Bulk.
- ✓ **Para adhesión indirecta: inlays/onlays, carillas.** G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer.
- ✓ **Compatible con todos los cementos de resina GC.** Muy bajo espesor de película.
- ✓ **Para reparaciones de cerámica + metal.** Restauraciones directas e indirectas - Pasos simples.



¿Por qué **universal**?



Universal en cuanto a los modos de grabado
¡Usted elige!



Universal en cuanto a las indicaciones
¡Es multiuso!



Universal en cuanto al rendimiento
¡Un rendimiento óptimo en diferentes sustratos!

4-MET Para obtener una adhesión fiable al esmalte y la dentina

MDP Para obtener una adhesión excelente al esmalte, zirconio, alúmina y metales no preciosos

MDTP Para obtener una adhesión a los metales preciosos***

* Fotos cortesía de Dr. S. Koide (Japón)
** Fotos cortesía de Dr. E. Saiji (Japón)
*** MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate



Instrucciones: Consultar la guía GC Restorative Dentistry Guide.

G-Premio BOND 3 Bottle Pack

Ref. 10001458
3x G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml



OFERTA
rec 314,55€ **230,00€**
Bote: 76,66 €/Ud.

G-Premio BOND Refill

Ref. 10001461
G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml



OFERTA
rec 123,00€ **89,00€**



Frasco de silicón y boquilla fina para una dispensación más precisa: ¡hasta **300 gotas** por frasco! Estable hasta la última gota.

G2-BOND Universal

Liderando el camino hacia... un nuevo estándar

El nuevo estándar de adhesión universal de 2 botes.

- ✓ Modos de grabado universales.
- ✓ Rendimiento óptimo sobre diferentes sustratos gracias a la combinación de 3 monómeros funcionales
- ✓ Indicaciones universales.



G2-BOND Universal Kit

Ref. 10006819
G2-BOND Universal,
1x 1-PRIMER Bottle Kit 5ml,
1x 2-BOND 5ml,
Accesorios.

PVP REC
196,50€



Preguntas Frecuentes



Essentia Universal

Un color que se ajusta a todo

Essentia Universal no solo se integra perfectamente, sino que también se adapta a sus preferencias de manejo. Con tres viscosidades disponibles, ¡elija la que más le convenga!



¡Descubra la integración perfecta!

Essentia color Universal (pasta) mimetizado con distintos colores de dientes



Evita la complicación de elegir el color
Un solo producto



GC Essentia HiFlo U

Ref. 10003383
GC Essentia HiFlo U,
Syringe 2ml (3.6g)



GC Essentia LoFlo U

Ref. 10003385
GC Essentia LoFlo U,
Syringe 2ml (3.44g)



GC Essentia U

Ref. 10003524
GC Essentia U,
Syringe 2ml (4.0g)



OFERTA
rec 70,20€ **51,00€ c/u**



Essentia Universal,
un color que se adapta a todos

Un aliado perfecto para cualquier restauración



Essentia HiFlo es un composite fluido con una **alta humectabilidad**, perfecto para una adaptación sencilla a preparaciones y una fluidez excelente para cavidades estrechas. Ofrece unas propiedades de manipulación excelentes con resistencia superior y una elevada radiopacidad de más del 300%, lo que facilita el diagnóstico de caries secundarias.

Essentia LoFlo es un composite inyectable con una **baja fluidez**, óptimo en caso de que se necesite material tixotrópico, por ejemplo, en restauraciones cervicales. Ofrece un desgaste mínimo, lo que asegura restauraciones duraderas incluso en la superficie oclusal.

Essentia es un composite en pasta con un concepto de siete colores simplificado. Su color Universal ofrece un efecto integrador excelente junto con una **consistencia condensable**: perfecto para restauraciones monocromáticas posteriores.



Fotografías facilitadas por el Prof. Joseph Sabbagh (Libano)



Fotografías facilitadas por el Dr. Bojidar Kafelov (Bulgaria)

TEMPSMART™ DC

Composite de polimerización dual para coronas y puentes provisionales

- ✓ Primer material provisional de fraguado dual, libre de plastificantes: restauraciones lisas y no pegajosas.
- ✓ Prácticamente sin capa de inhibición, perfecto para un pulido rápido.

TEMPSMART™

fuerte, rápido...
¡brillante!

Cartucho tradicional 10:1 con plastificantes

Cartucho TEMPSMART DC 1:1 sin plastificantes



TEMPSMART™ DC Cartridge 48ml

Referencias:

- 10001463 - A1
- 10001464 - A2
- 10001465 - A3
- 10001466 - A3.5
- 10001467 - B1
- 10001468 - BW

Cartridge 48ml

OFERTA
rec 130,05€ **85,00€**

La alta resistencia a las fracturas lo convierte en un material ideal para un puente POSTERIOR.



Situación inicial



Después de inyectar TEMPSMART DC y de colocarlo en la boca, la restauración se extrae tras 2'30" y se fotopolimeriza.



Pulido final de la restauración en pocos pasos.



Restauraciones provisionales finales con un nivel de brillo elevado.

Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix, España

GRADIA™ CORE


Composite de polimerización dual para la reconstrucción de muñones y la cementación de postes

Simplifique su trabajo diario con un sistema inteligente

- ✓ Fácil adhesión en menos pasos
- ✓ Cómodo sistema de dispensación en cartuchos
- ✓ Cementación y reconstrucción de muñones con un único material
- ✓ Sensación al tallar similar a la de la dentina
- ✓ Radiopacidad superior al esmalte



Post-cementación y reconstrucción de muñones en un material tixotrópico



Resistencia a la flexión (154 MPa)

Polimerización óptima de todos los componentes



Unión segura con adhesión universal



Dureza* 66HV
*En el modo dual

Fuerte y homogéneo para una base sólida

GRADIA CORE Kit

Ref. 10004816

- 1 GRADIA CORE cartucho 10ml (20g);
- 1 G-Premio BOND 5 ml;
- 1 G-Premio BOND DCA 3ml;
- 20 puntas de mezcla,
- 20 puntas de extensión Endo.

OFERTA
rec 270,25€ **197,00€**



G-CEM ONE™

Cemento de resina autoadhesivo universal

- ✓ Cemento de resina autoadhesivo realmente universal
- ✓ Excelente adherencia AUTO
- ✓ Extrema facilidad para eliminar excesos
- ✓ Estética y calidad marginal perfectas
- ✓ Para todas las indicaciones y todo tipo de restauraciones
- ✓ Puede elegir entre una **cementación autoadhesiva sencilla** (sin necesidad de ningún pretratamiento previo) o **cementación adhesiva**.



G-CEM ONE™

¡EL ÚNICO que simplifica el proceso!



En el caso de la aplicación adhesiva completa, **G-CEM ONE** ofrece dos opciones sencillas:



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Para aprovechar las ventajas de la exclusiva tecnología "Touch Cure".



G-Premio BOND
Un único adhesivo para todos los flujos de trabajo, tanto directos como indirectos.



Después de la preparación del diente




Eliminación del exceso de cemento después de 1seg. de polimerización por adhesión



Resultado final

Cementación por adhesión de corona anterior de disilicato de litio

Cortesía del Dr. Kazunori Otani, Japón



Después de la preparación del diente



Carillas cementadas con G-Premio BOND



Después de 18 meses

Cementación por adhesión de carillas anteriores de disilicato de litio

Cortesía del Prof. Roberto Sorrentino, Italia

G-CEM ONE Universal System Kit

Ref. 10037116

- 1x **G-CEM ONE** Syr. A2 (4,6g),
- 1x **G-CEM ONE** Syr. TR (4,6g),
- 1x **G-Premio BOND**, 5ml.,
- 1x **G-Multi PRIMER**, 5ml.,
- 15x GC Automix Tips Regular,
- 5x GC Automix Endo tips



OFERTA
rec 217,60€ **159,00€**

PVP REC
151,90€


G-CEM ONE Universal Starter Kit

Ref. 10037114 / 10037115

- 1x **G-CEM ONE** Syringe A2 / TR (4,6g),
- 1x **G-Premio BOND** 5ml,
- 8x GC Automix Tips Regular,
- 2x GC Automix Endo tips



¡Excelente estabilidad de color y acabados sin líneas visibles!



G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 10006923 / 10006924

- 1x **G-CEM ONE** Syringe (4,6g),
- 8x GC Automix Tips Regular,
- 2x GC Automix Endo Tips.



OFERTA
rec 80,65€ **59,00€**

OFERTA
rec 153,95€ **112,00€**



Cómo eliminar fácilmente el exceso al cementar con **G-CEM ONE**

G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR

Ref. 10006921 / 10006922

- 2x **G-CEM ONE** Syringe (4,6g),
- 15x GC Automix Tips Regular,
- 5x GC Automix Endo Tips.





FujiCEM Evolve™

Cemento de ionómero de vidrio reforzado con resina indicado para todo tipo de preparaciones retentivas

El ionómero de vidrio modificado con resina en el que puede confiar

- ✓ Menos sensible a la técnica que los cementos de resina.
- ✓ No se necesita tratamiento previo: aplicación en único paso.
- ✓ Tiempo de trabajo largo, tiempo de fraguado breve.
- ✓ Tolera la humedad: no se necesita dique de goma.
- ✓ Menor riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- ✓ Excelente sellado y adaptación marginal.

La opción ideal para el zirconio

Adhesión potente, sin complicaciones, incluso sin aislamiento absoluto.



Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix, España

Mezcla manual o automezcla



FujiCEM Evolve™



Cementación inteligente para cada reto



Fuji I
El ionómero de vidrio puro

Ref. 10000032

GC Fuji I, P/L Intro Package, 1-1 Pack

PVP REC
149,75€

FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

Ref. 10004928

3x GC FujiCEM Evolve syringe (9.2 g / 5.0 ml),
45 x GC Push and Click Tip Regular



OFERTA

rec 295,95 € **215,00 €**



FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix

Ref. 10004916

3x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
1x Mixing Pad #22.



OFERTA

rec 116,00 € **68,00 €**

FujiCEM Evolve Single Pack

Ref. 10004926

1x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
15 «Push & Click» Regular Tips.

OFERTA

rec 252,50 € **185,00 €**



FujiCEM® 2SL

La solución tradicional

Ref. 10003468

FujiCEM 2SL Eco Pack 4 cartuchos,
(13,3gr/7,2ml).

OFERTA

rec 583,10 € **320,00 €**

Fuji PLUS

El cemento de ionómero de vidrio modificado con resina de referencia

Ref. 10000157

GC Fuji PLUS, Intro Package, Full Set, A3
15g Powder, 7ml Liquid, 6.5ml conditioner
& Accessories



PVP REC
170,90€

Tooth Mousse® y MI Paste Plus™

Cremas protectoras remineralizantes de triple acción:

Refuerzan. Protegen. Restituyen.

- **Tooth Mousse** se recomienda para pacientes menores de 6 años y **MI Paste Plus** se puede utilizar a partir de esa edad.
- Crema tópica con **Recaldent** (CPP-ACP) para aplicación diaria en casa.
- Aplicar después del cepillado, antes de acostarse; no enjuagar.
- Proporciona una protección adicional a los dientes.
- Neutraliza los ataques ácidos.



Tooth Mousse
(sin flúor)

MI Paste Plus
(900 ppm de flúor)




Dra. P. Gatón *Dr. Rouas*

Tooth Mousse 5+1 Pack

Ref: 10003210

1 de cada sabor:
Melón,
Strawberry,
Tutti-Frutti,
Mint,
Vanilla
+ 1 SIN CARGO



OFERTA
rec 122,10 € 89,00 €



La aplicación diaria de **Tooth Mousse** o **MI Paste Plus** proporciona una remineralización continua y protección contra la caries.



RECALDENT™ es derivado de caseína.
No usar en pacientes alérgicos a proteínas de leche, hidroxitolueno o soja.

MI Paste Plus 5+1 Pack

Ref: 10003271

1 de cada sabor: Melón, Strawberry,
Tutti-Frutti, Mint, Vanilla
+ 1 SIN CARGO



OFERTA
rec 132,10 € 96,00 €

MI Varnish™

El tratamiento de las hipersensibilidades

- Barniz con Recaldent (CPP-ACP) para aplicación trimestral en consulta.
- Aplicar después de limpieza profiláctica.
- Sella firmemente los túbulos dentales; desensibiliza los dientes y deja una película de barniz en la superficie.



MI Varnish Refill Pack - Fresa o Menta

Ref: 10003390

35 monodosis **MI Varnish Refill Fresa**
(35x0,50ml), 50 pinceles

PVP REC
120,95€

Ref: 10003391

35 monodosis **MI Varnish Refill Menta**
(35x0,50ml), 50 pinceles



Aplicación MI Varnish vs Duraphat. Dr. Stephane Browet.

- ✓ Color neutro con translucidez natural.
- ✓ No se produce ningún cambio de color al aplicarse sobre el diente.

Tri Plaque ID Gel™

Lo esencial de la profilaxis

Un gel revelador único para identificar en 3 colores: la placa reciente, la placa madura y la producción ácida de la biopelícula.

¡Rápido y económico!



Dr. Rouas

- **rojo/rosa:** placa recién formada
- **azul/púrpura:** placa antigua (más de 48h)
- **azul claro:** placa ácida de alto Riesgo

Tri Plaque ID Gel

Ref: 10000867

1 Tubo, 40g (36ml)



PVP REC
65,15€

Saliva Check Buffer

Identificar la capacidad natural de defensa de la saliva

Ref.: 10001767

Pack of 20x 1 tests:

- 1 In vitro pH test strip,
- 1 Saliva collection cup,
- 1 Wax for saliva stimulation,
- 1 Saliva dispensing pipette,
- 1 Buffer test strip.

PVP REC
144,60€



Soluciones CAD / CAM de GC

Initial™ LiSi Block

Disilicato de litio
Solución universal y rápida

- ✓ Disilicato de litio **totalmente cristalizado**
- ✓ Ahorra tiempo, ya que **no se requiere cocción**
- ✓ Margen **duradero, estético y preciso**
- ✓ **Opalescencia natural**

Initial LiSi Block

Mandril Cerec - Tamaño 14 - 5 Bloques

Refs. / Color

- 10004844 - A1 HT / 10004886 - B1 HT
- 10004887 - A1 LT / 10004888 - A3 LT
- 10004889 - B1 LT / 10004956 - A2 HT
- 10004957 - A3 HT / 10004958 - A2 LT
- 10037273 - A 3,5 HT / 10037274 - A 3,5 LT
- 10037275 - Bleach



OFERTA

rec 140,80€ 103,00€

¡Solo hay que fresar, pulir y colocar!



Protocolo de pulido para Initial Lisi Block



Técnica de pulido



Cortesía
TM Carsten Fisher,
Alemania

Elija su procedimiento de acabado preferido

El brillo superior se puede obtener en pocos minutos con solo pulir, y la restauración estará lista para la cementación. Para casos estéticos más sofisticados, se pueden obtener resultados notables con:

GC Initial Lustre Pastes ONE
e **Initial Spectrum Stains** de GC.

INITIAL LISI BLOCK

CERASMART™270



Flexible y Preciso

¡Un material inteligente para aplicaciones inteligentes!

- ✓ Bloque híbrido **duradero** y **estético** con tecnología nanorrelleno.
- ✓ Fresado **rápido** y ajustes **precisos**.
- ✓ Acabado **pulido manual** o **maquillado** según necesidad.



Elejir entre una amplia variedad de colores o utilizar el esmalte transparente para añadir solo brillo.



El pulido se puede realizar con sus discos y fresas de pulido habituales

Resistencia a la abrasión para restauraciones de larga duración

- ✓ **Desgaste muy bajo.**
- ✓ Ideal para **pacientes bruxistas.**

Flexibilidad para absorber los impactos

- ✓ Menor riesgo de **fatiga del material.**
- ✓ Extremadamente adecuado para restauraciones de **implantes.**



CERASMART270

5 Bloques,
Cerec

OFERTA

rec 148,55€ 108,00€

Tamaño 12

OFERTA

rec 162,10€ 118,00€

Tamaño 14

OFERTA

rec 178,85€ 128,00€

Tamaño 14L



OPTIGLAZE color Refill

- GC OPTIGLAZE color, 2,6ml
- GC OPTIGLAZE color, clear, 5ml
- GC OPTIGLAZE color, clear HV, 5ml




OFERTA

rec 72,45€ 53,00€

Expertos en Educación y Formación

Accede a una formación de alto nivel diseñada para dentistas que buscan la excelencia.

Opte por una **formación de calidad**, impartida por un **equipo de profesionales** que le dará los trucos clave para **potenciar su talento**.




CURSOS

Consulte los próximos

TALON
TRAINING



Descárgate la APP



GET CONNECTED

SMILE
PROGRAM



GC IBÉRICA Dental Products, S.L.

Edificio Codesa 2, Playa de las Américas, 2-1º

28290 Las Rozas, Madrid - Tel.: 91 636 43 40

comercial.spain@gc.dental

www.gc.dental/europe/es-ES



gc_iberica

GCiberica

@gc-iberica