



GC

GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JULI BIS DEZEMBER 2026

LABOR



Since 1921
100 years of Quality in Dental





NEU

GC Initial REVO MC

Das [R]EVolutionäre Metallkeramiksyste

Effizienz maximieren. Ergebnisse optimieren.

Die Zahnmedizin entwickelt sich stetig weiter – und damit auch die Anforderungen an die Zahntechnik. Mit zunehmender Verbreitung monolithischer und minimal verblendeter Materialien müssen Arbeitsabläufe schneller, effizienter und vorhersagbarer werden – und das unter Wahrung hoher ästhetischer Ansprüche. Initial REVO MC definiert einen neuen Standard in der Metallkeramik. Es kombiniert die bewährte Stabilität eines Metallgerüsts mit einem zeitgemässen, reduzierten keramischen Design. Das Ergebnis? Reduzierte Verblendschichten, vereinfachte Arbeitsprozesse und hochwertige ästhetische Resultate.



Der neue Standard in der Metallkeramik!

Maximale Effizienz. Überlegene Ästhetik!

initial
REVO MC

Prospekt
Initial
REVO MC



Quick Starter
Initial
REVO MC



GC INITIAL REVO MC



Effizienz neu definiert
Vereinfachte Workflows mit reduzierter Prozesskomplexität
Höhere Produktivität und weniger Neuanfertigungen



Ästhetik ohne Komplexität
Überzeugende Ergebnisse in minimaler Schichtstärke
Vollständige Farbdeckung, einschliesslich Bleach- und Gingivafarben




Zuverlässige Leistung
Hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit für eine langfristig stabile Versorgung
Exzellente, reproduzierbare Farbwiedergabe

[R]EVolutionäres Farbkonzept




Jedes Mal eine punktgenaue Farbwiedergabe

Das Initial REVO MC-Konzept bietet ein optimiertes, hochpräzises System zur Reproduktion aller 16 A-D-Farben bei minimaler Materialkomplexität.



Standardisierte Mischverhältnisse

Die standardisierten Mischverhältnisse der Body-Pulver gewährleisten konsistente und reproduzierbare Ergebnisse. Die Dosierung lässt sich zuverlässig mit einem keramischen Messinstrument vornehmen und unterstützt so einen effizienten und sicheren Workflow.



Stabile Farbwiedergabe über unterschiedliche Schichtstärken
Diese standardisierten Muster mit keramischen Schichtstärken von 0,5 bis 2,0 mm zeigen eine zuverlässige Farbwiedergabe, unabhängig von der Schichtstärke. Ein effizienter Prozess mit gleichbleibend überzeugendem Ergebnis.



PREISVORTEIL

3+1 AB CHF 33.-

Preis pro Packung

GC Initial REVO MC Nachfüllpackungen

Kaufe 3 Initial REVO MC Nachfüllpackungen (40 g) und erhalte 1 Initial REVO MC Nachfüllpackung (40 g) gratis!

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Nur gültig für die 40 g Nachfüllpackungen.



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!

Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

GC Initial REVO MC Starter Set

+ INITIAL INmetalbond KIT GRATIS

Art.-Nr. 10042511

GC Initial REVO MC Starter Set; CHF 700.-

Kaufe 1 Initial REVO MC Starter Set und erhalte 1 Initial INmetalbond Kit (2 x 4 g im Wert von CHF 92.40) gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GC Initial REVO MC Nachfüllpackungen

Paste Opaque: Light/Medium/Dark/ Gum Universal/Bleach; CHF 33.-

Body: Body A Light/Dark, Body B Light/Dark, Body C Light/Dark, Body D Light/Dark; Enamel: Light/Medium/Dark; Effect: TN, Opal Booster, CL-F; Shoulder Universal; Gum: Light/Dark; Bleach: Body/Enamel; CHF 63.- pro Packung

Modelling Liquid; CHF 19.-



Initial IQ ONE SQIN

Malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksyste

ONE SQIN-Technik - für alle Restaurationen aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat

- Erarbeiten der Form sowie feinsten Texturdetails im nassen Zustand - keine Veränderung durch den Brennvorgang.
- Selbstglasierende Eigenschaften - für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz - für einen natürlichen Look in jedem Licht.
- Maximale Ästhetik in einer minimalen Schicht.



© ZTM Michael Brusch



© ZTM Stefan M. Roozen



Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Farben

Zwei Systeme - ein Ansatz: Malen Sie Ihre rote und weisse Ästhetik



Ausgangssituation



Endergebnis



INITIAL IQ LUSTRE PASTE ONE V-SHADES SET

+ INITIAL ZIRCONIA DISK MULTILAYER ELITE GRATIS

Kaufe 1x Initial IQ Lustre Paste ONE V-Shades Set und erhalte 1x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite (jede Grösse) gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE - V-SHADES SET

CHF 871.90

Art.-Nr. 10007017
Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-Shades Set



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35



PREISVORTEIL
15% CHF 410.05
~~CHF 482.40~~

Art.-Nr. 10003186
Initial IQ Lustre Pastes NF - Gum Shades Set
CHF 410.05 anstatt CHF 482.40

initial
IQ ONE SQIN

PREISVORTEIL

4 + 1 INITIAL IQ ONE SQIN

Erhalte 5 Nachfüllpackungen von Initial IQ ONE SQIN zum Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

RISK-FREE EINFÜHRUNGS-AKTION

~~CHF 1'513.50~~ CHF 1'135,15

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006991

Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35



INITIAL IQ SQIN SHADES SET


CHF 619.20

Preis pro Packung


Art.-Nr. 10006990

Initial IQ SQIN SHADES SET

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben (4 g), CHF 71.50



Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Farben (4 g), CHF 59.30



PREISVORTEIL

4 + 1 INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE

Erhalte 5 Nachfüllpackungen von Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

INITIAL IQ ONE SQIN
INITIAL IQ LUSTRE
PASTES ONE

NEU



initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Die erste Wahl für höchste Ansprüche

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gewährleistet ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Festigkeit und aussergewöhnlicher Ästhetik und eignet sich sowohl für Frontzahn- wie Seitenzahnrestorationen.

HERVORRAGENDE ÄSTHETIK

Naturgetreuer Farb- und Transluzenzgradient für Restaurationen im Frontzahn- und Seitenzahnbereich.

HOHE FESTIGKEIT

Eingestuft in Klasse V nach DIN EN ISO 6872 mit einem Mittelwert von > 1100 MPa.

OMNIFUNKTIONAL

Vielseitig und für ein breites Spektrum an klinischen Indikationen geeignet. Für konventionelles und schnelles Sintern.

Physikalische Eigenschaften

- Zirkonoxid Typ II: Klasse V nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: typischer Mittelwert ≥ 1100 MPa
- Hoher Transluzenzgradient: > 45 % bis > 49 %
- Schnelles Sintern für Kronen und Brücken mit bis zu 3 Gliedern

3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite
+ 1 INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE REFILL GRATIS

Kaufe 3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite und erhalte 1 x Initial IQ Lustre Paste ONE Nachfüllpackung (im Wert von CHF 71.50) gratis!

Farbmix möglich, Aktion nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

3 + 1 AB CHF 179.-

Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen Initial Zirconia Disk Multilayer Elite zum Preis von 3!

Farbmix möglich, Aktion nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

+ 1 INITIAL ZIRCONIA COLORING LIQUID GRATIS

Kaufe 3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite und erhalte 1 x Initial Zr Coloring Liquid gratis!

Farbmix möglich, Aktion nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Die Initial Zirconia Disk Multilayer Elite ist erhältlich in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Typen, in den Scheibengrössen 14, 16, 20 und 25 mm jeweils mit einem Durchmesser von 98.5 mm.
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3

Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

initial™
Painting Solutions



Charakterisierung aussen

Hier gehts zum Technischen Handbuch:



Hier gehts zur Painting Solution Broschüre:

Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- 20 Pulverfarben

Initial Spectrum Stains

2D- und 3D-Lösungen für malbare Keramik



INITIAL SPECTRUM STAIN SET

CHF 991.10

Art.-Nr. 10003190
Initial Spectrum Stain Set
CHF 991.10

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial Spectrum Stains beraten und sichern Sie sich Ihre speziellen Angebote!

Fordern Sie jetzt Ihren persönlichen Demo-Termin an!

INITIAL ZIRCONIA DISK
MULTILAYER ELITE
INITIAL KERAMIK
ZIRCONIA COLOR LIQUID

NEU




PREISVORTEIL

6 + 1 AB CHF 179.-

+ ON TOP
INITIAL ZIRCONIA MULTILAYER ELITE FARBSCHLÜSSEL GRATIS

Kaufe 6 Packungen Initial Zirconia Disk Multilayer Elite und erhalte 1 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite und on Top 1 Initial Zirconia Multilayer Elite Farbschlüssel gratis!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Transluzenz > 49% Festigkeit 800 MPa	5Y	Inzisal	20%
	4-5Y	Übergangsschicht 1	15%
	4-5Y	Übergangsschicht 2	15%
	4-5Y	Übergangsschicht 3	15%
Transluzenz > 45% Festigkeit 1150 MPa	4Y	Zervical	35%

PERFEKTIONIEREN SIE JETZT IHRE FARBBESTIMMUNG!

... MIT DEM ORIGINALEN INITIAL ZIRCONIA MULTILAYER ELITE FARBSCHLÜSSEL.
Kontaktieren Sie unsere Produktspezialisten.

Art.-Nr. 70017398 bis 70017416
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,
14 mm CHF 179.- pro Packung

Art.-Nr. 70017417 bis 70017435
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,
16 mm CHF 199.- pro Packung

Art.-Nr. 70017436 bis 70017454
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,
20 mm CHF 239.- pro Packung

Art.-Nr. 70017455 bis 70017473
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,
25 mm CHF 278.- pro Packung

Initial Zirconia Coloring Liquid

Coloring Liquid für ZrO2

- Ein wasserbasiertes System für die vollständige oder teilweise Einfärbung vorgesinterter Zirkonoxid-Restaurationen
- Die erforderliche Charakterisierungszeit verkürzen
- Zeitsparend, kalkulierbar und massgeschneidert
Das Initial Zirconia Coloring Liquid bietet einen individuellen Ansatz von der Basis bis einschliesslich zahnfleischfarbenen Bereichen.
- Bemalen oder Tauchen



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35



PREISVORTEIL

4 + 1 AB CHF 25.60

Erhalte 5 Initial Zr Coloring Liquid Nachfüllpackungen zum Preis von 4!

Nachfüllpackungen à 50 ml; CHF 54.80
Initial Zr Coloring Liquid:
Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D;
Effect Blue, Effect Grey, Effect Pink, Neutral

Nachfüllpackungen à 25 ml; CHF 25.60
Initial Zr Marking Liquid:
Red, Blue, Yellow, Green

Aktion gültig nach Absprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

20% CHF 491.20

Art.-Nr. 10041648
Initial Zr Coloring Liquid Set
CHF 491.20 anstatt CHF 614.-

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Initial LiSi

Verblendkeramik
für Lithium-Disilikat
Ein Farbsystem –
ein Schichtungssystem

- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennbarkeit
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse

Fordern Sie jetzt
Ihr persönliches
Umsteigerpaket an!



AKTION
JETZT AB CHF 868.40

Preis pro Packung

Initial LiSi Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003184 **Initial LiSi Basic Set** CHF 785.20
Art.-Nr. 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** CHF 951.60

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

Initial MC Metall-Keramik

AKTION
JETZT AB CHF 2'185.85

Preis pro Packung

Aktionspreis für Initial MC Basic (Paste)
+ Basic Plus (Paste) + Advanced Set
Art.-Nr. 10003150 **Basic Set mit Pulver-Opaquer**; CHF 1'786.90
Art.-Nr. 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; CHF 1'616.50
Art.-Nr. 10003151 **Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer**; CHF 1'777.80
Art.-Nr. 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; CHF 1'662.80
Art.-Nr. 10003113 **Advanced Set**; CHF 1092.40
Art.-Nr. 10003170 **Gum Shade Set (Pulver-Opaquer)**; CHF 299.70
Art.-Nr. 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; CHF 267.–
Art.-Nr. 10003165 **Bleach Set**; CHF 367.90
Art.-Nr. 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaquer Set**; CHF 616.30
Art.-Nr. 10003114 **Initial MC Paste Opaquer Set**; CHF 706.80
Art.-Nr. 10003183 **Initial MC Chroma Shade Translucent Set**; CHF 349.70

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung
erhältlich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.



Initial Zr-FS Multiindikatives Vollkeramik-System

AKTION
JETZT AB CHF 2'035.–

Preis pro Packung

Initial Zr-FS Basic + Advanced Set

Art.-Nr. 10003119 **Basic Set**; CHF 2'035.–
Art.-Nr. 10003120 **Advanced Set**; CHF 2'035.–

Art.-Nr. 10003168 **Bleach Set**; CHF 376.10
Art.-Nr. 10003172 **Gum Shades Set**; CHF 340.30

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung
erhältlich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

Initial LiSi Press

Die innovative Press-Keramik
kombiniert beeindruckende Stärke
mit hervorragender Ästhetik

Das werden Sie
an Initial LiSi Press lieben:

- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktions-
schicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten
und ist abrasionsstabil

PREISVORTEIL

4 + 1 CHF 101.–

Preis pro Packung

Erhalte 5 Initial LiSi Press Ingots Packungen
(à 5 x 3 g) zum Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater

Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen
GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre
Initial LiSi Press Keramik beraten und holen Sie
sich Ihre speziellen Angebote ab.

GC LiSi PressVest

Phosphatgebundene
Einbettmasse
für Presskeramikverfahren
(Typ I) Klasse 2

Einbetten und Pressen: Durch die Verwendung eines
Trennmittels im Einbettmassenpulver und des GC LiSi
PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt,
so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abzustrahlende
Reaktionsschicht gebildet wird.

Indikationen

Speziell für viele Presskeramikverfahren entwickelt:

- Vollkeramische Pressverfahren: Inlays,
Verblendungen und Kronen
- Überpress-Verfahren



INITIAL LISI
INITIAL ZR-FS
INITIAL MC
INITIAL LISI PRESS
LISI PRESSVEST



Fordern Sie jetzt
Ihr persönliches
Kalibrieraset an!

High Translucency (HT)



Medium Translucency (MT)



Low Translucency (LT)



Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Medium Opacity (MO)



Diese Tabelle ist nur als
Orientierungshilfe gedacht.

PREISVORTEIL

~~CHF 225.20~~ **CHF 180.15**

Art.-Nr. 10003661 **GC LiSi PressVest Powder**
100 g x 60, EU/US | 6 kg;
CHF 180.15 anstatt CHF 225.20

PREISVORTEIL

~~CHF 45.50~~ **CHF 36.40**

Art.-Nr. 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid**
900 ml, EU/US | 900 ml;
CHF 36.40 anstatt CHF 45.50

PREISVORTEIL

~~CHF 68.80~~ **CHF 55.05**

Art.-Nr. 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid**
100 ml, EU/US | 100 ml;
CHF 55.05 anstatt CHF 68.80



- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Bessere interne Anpassung
- Mehr zeitliche Flexibilität
vor dem Brennvorgang
- Zeitersparnis – hervorragend
für die Arbeitsabläufe im Labor
- Grössere Ausnutzung der
Kapazität beim Anstiften auf
den Sockelformer
- Problemloses Entfernen der
Reaktionsschicht – keine Flusssäure

GC Fujivest™ Platinum II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Platinum II ist eine Einbettmasse, die speziell für Edel- und Halbedelmetalllegierungen geschaffen wurde. Mit ihrer langen, komfortablen Verarbeitungszeit und der verbesserten Fließfähigkeit wird das Einbetten bei schwierigen Fällen einfacher als je zuvor. Der erweiterte Ausdehnungsbereich macht diesen Premium-Werkstoff sogar noch vielseitiger. Die extrem glatte Oberfläche von Fujivest Platinum II sorgt jederzeit für hochpräzise Gussstücke. Diese Spitzen-Einbettmasse kann sowohl in Verfahren mit schneller als auch mit schrittweiser Erhitzung eingesetzt werden.

Indikationen

Präzisionseinbettmasse für schnelle und konventionelle, schrittweise Erhitzungsverfahren. Für Edelmetall-, Halbedelmetall und auf Palladium basierende Legierungen.

- Längere Verarbeitungszeit, bessere Fließfähigkeit
- Sorgt für eine perfekte Passung bei schwierigen Fällen, wie Implantat-Suprastrukturen und weit spannende Brücken
- Äusserst glatte Werkstückoberflächen
- Einfach zu steuern und grosser Ausdehnungsbereich
- Einfache Entnahme, mit geringerem Risiko, die Gussstücke zu beschädigen

PREISVORTEIL

20 %

AB CHF 148.80
~~CHF 186.-~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 10003339 **GC Fujivest Platinum II, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; CHF 174.32 anstatt CHF 217.90

Art.-Nr. 10003340 **GC Fujivest Platinum II, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; CHF 148.80 anstatt CHF 186.-

Liquid

Art.-Nr. 10003343 **GC Fujivest Platinum II, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; CHF 30.- anstatt CHF 37.50

GC Fujivest™ Super

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Super, eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Guss von Edelmetall-, Halbedelmetall- und palladiumbasierten Legierungen, auch für anspruchsvolle Implantatgüsse.

Indikationen

Hohe Genauigkeit für Edel- und Halbedelmetalllegierungen, sogar für weit spannende Restaurationen. Bitte fragen Sie nach unseren besonderen Verarbeitungsanweisungen für den Einsatz bei implantologischen Arbeiten.

- Schnellaufheiz-Methode
- Gesamtexpansion bis zu 2,34% – spezielle Flüssigkeit für eine hohe Expansion erhältlich
- Cremige Konsistenz mit hoher Fließfähigkeit und hoher Benetzbarkeit für eine exzellente Detailreproduktion
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung für hochpräzise Passformen
- Einfache Entnahme
- Genaue Definition für exakte Oberflächenreproduktion und präzisen Guss

PREISVORTEIL

20 %

AB CHF 153.45
~~CHF 191.80~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 10001776 **GC Fujivest Super, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; CHF 153.45 anstatt CHF 191.80

Art.-Nr. 10001778 **GC Fujivest Super, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; CHF 167.20 anstatt CHF 209.-

Liquid

Art.-Nr. 10001777 **GC Fujivest Super, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; CHF 31.05 anstatt CHF 38.80

Art.-Nr. 10001780 **GC Fujivest Super High Expansion**
900 ml Bottle | 900 ml; CHF 31.05 anstatt CHF 38.80

GC Fujivest™ Premium

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Premium ist eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken, geeignet für alle Dentallegierungstypen mit besonderem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Egal, ob die Erhitzung schnell oder konventionell erfolgt, mit oder ohne Kuvette: Die zuverlässige Expansionskontrolle von Fujivest Premium sorgt für konsistent präzise Gussstücke.

Indikationen

Geeignet für alle Dentallegierungen mit speziellem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Für die Verwendung in schnellen und schrittweisen Erhitzungsprozeduren.

- Bietet einen weiten Ausdehnungsbereich von bis zu 3,5% – Implantat-Suprastrukturen mit NEM-Legierungen sind jetzt sicher und einfach
- Ermöglicht Verfahren ohne Muffeln bei schnellen und schrittweisen Aufheizprozeduren
- Hochpräzise Passformen aufgrund einfacher Expansionssteuerung mit der Anmischflüssigkeit.
- Hohe Fließfähigkeit und glatte Konsistenz
- Robuste Einbettmasse, aber einfache Entnahme

PREISVORTEIL

20 %

AB CHF 123.70
~~CHF 154.60~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 10003213 **GC Fujivest Premium, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; CHF 123.70 anstatt CHF 154.60

Art.-Nr. 10003214 **GC Fujivest Premium, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; CHF 141.10 anstatt CHF 176.40

Liquid

Art.-Nr. 10003215 **GC Fujivest Premium, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; CHF 30.- anstatt CHF 37.50

GC Fujivest™ II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



Eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Präzisionsguss von Kronen und Brücken mit allen Dentallegierungen, inklusive Ni-Cr und Co-Cr.

Indikationen

Perfekter Guss mit NEM-Legierungen, ermöglicht schnelle und langsame Aufheizverfahren.

- Karbonfrei
- Muffellose Verfahren sind sowohl bei schnellen als auch bei langsamen Aufheizverfahren möglich.
- Hohe Fließfähigkeit und hohe Benetzbarkeit
- Glatte Oberfläche
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung
- Spezielle Flüssigkeit mit geringer Ausdehnung

PREISVORTEIL

20 %

AB CHF 162.80
~~CHF 203.50~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 10001770 **Fujivest II, Powder**
100 x 60 g | Bags; CHF 177.60 anstatt CHF 222.-

Art.-Nr. 10001771 **Fujivest II, Powder**
40 x 150 g | Bags; CHF 162.80 anstatt CHF 203.50

Art.-Nr. 10003332 **Fujivest II, Powder**
4 x 2 kg; CHF 184.90 anstatt CHF 231.20

Art.-Nr. 10001773 **Fujivest II, Powder**
67 x 90 g | Bags; CHF 173.80 anstatt CHF 217.20

Liquid

Art.-Nr. 10001772 **Fujivest II, Liquid;**
900 ml Bottle; CHF 30.90 anstatt CHF 38.60

Art.-Nr. 10001792 **Fujivest II, Low Expansion;**
900 ml Bottle; CHF 30.90 anstatt CHF 38.60



GC LiSi PressVest

Phosphatgebundene Einbettmasse für Presskeramikverfahren

(Typ I) Klasse 2



Einbetten und Pressen: Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des GC LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abzustrahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Indikationen

Speziell für viele Presskeramikverfahren entwickelt:

- Vollkeramische Pressverfahren:
Inlays, Verblendungen und Kronen
- Überpress-Verfahren

PREISVORTEIL

20 %

CHF 180.20
~~CHF 225.20~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 110003664 **GC LiSi PressVest Intro Kit**
6 x 100 g Pulver, 135 ml Flüssigkeit, 30 ml SR Flüssigkeit; CHF 180.15

Art.-Nr. 10003661 **GC LiSi PressVest**
60 x 100 g; CHF 180.20 anstatt CHF 225.20

Liquid

Art.-Nr. 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid**
900 ml; CHF 36.40 anstatt CHF 45.50

Art.-Nr. 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid**
100 ml; CHF 55.05 anstatt CHF 55.05

- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Bessere interne Anpassung
- Mehr zeitliche Flexibilität vor dem Brennvorgang
- Zeitersparnis – hervorragend für die Arbeitsabläufe im Labor
- Grösserer Ausnutzung der Kapazität beim Anstiften auf den Sockelformer
- Problemloses Entfernen der Reaktionsschicht – keine Flusssäure

Optimale Verklebung
von Hybrid-Abutments!

G-CEM ONE™

Extraorale Verklebungen von Hybrid-Abutments

G-CEM ONE ist ein dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungskomposit zum Verkleben aller Keramiken, Metall und Kompositrestaurationen. Die Eigenschaften und Vorteile gewährleisten zudem auch den optimalen Einsatz beim Verkleben von laborgefertigten Abutments im Labor. Durch die optimierte Dunkelhärtung gewährleistet G-CEM ONE hervorragende Ergebnisse sowie eine sichere Aushärtung - auch in Fällen in denen die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt ist. Durch die Verwendung von MDP in G-CEM ONE wird eine hohe und dauerhafte Haftfestigkeit sowohl zu Titan als auch zu Zirkonoxid erzielt, ohne die Vorbehandlung durch zusätzliche Primer. Bei Glaskeramiken wird die Vorbehandlung durch Silan empfohlen. Mit der dünnsten am Markt verfügbaren Filmstärke von nur 5µm gewährleistet es die optimal Passung Ihrer Prothetik.* G-CEM ONE ist in einer Automix-Spritze erhältlich und gewährleistet mit wenigen Komponenten und Arbeitsschritten reproduzierbare Befestigungsergebnisse.

Für die Befestigung wird G-CEM ONE, Farbe AO3 (opak) empfohlen. Die Spritzenöffnungen vor dem Aufsetzen der Automix-Tips überprüfen. Eine geringe Materialmenge herausdrücken und verwerfen bevor Material auf die Klebeflächen aufgetragen wird. Abhängig von Ihren ästhetischen Anforderungen, ist G-CEM ONE auch in der Farbe White Opaque (weiss opak) erhältlich.

*Alle Daten auf Anfrage erhältlich



PREISVORTEIL

3+1 CHF 75.-

Preis pro Packung

Erhalte 4 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 3!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006923
G-CEM ONE Single Refill AO3
Art.-Nr. 10006924
G-CEM ONE Single Refill Weiss Opak
Inhalt pro Single Refill:
1 x G-CEM ONE Spritze (4.6 g),
8 x GC Automix Tips Regular,
2 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung CHF 75.-

Weitere Details siehe Seite 6 im Praxisteil.



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

Opake Farben — AO3 — Weiss Opak

Fordern Sie die Verarbeitungsanleitung für extraorale Verklebung von Hybrid-Abutments mit G-CEM ONE an.



Aadva-Abutment mit Titanbasis mit Schraube



Modell mit Implantatanalog + Abutment auf Ti-Basis + Gingivamaske (okklusale Ansicht)



Implantat Analog mit Gingiva-Maske (laterale Ansicht)



Implantat Analog + Ti-Basis-Abutment + Vollkeramik-Krone (Zirkonoxid-Basis)

Labolight DUO

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für den Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert.

Vorhärtung - Step Modus | Endhärtung - Vollmodus

Mit der neuesten LED-Technologie

Das Labolight DUO ist mit einer zweiwelligen LED-Technologie ausgestattet, die jedes GC Komposit sicher und dauerhaft härtet. Es verfügt über einen Wellenlängenbereich von 380 nm - 510 nm mit maximalen Spektralbereichen von:

- 465 nm - 485 nm (12 blaue LEDs)
- 390 nm - 400 nm (3 lilafarbene LEDs)

Diese Technologie gewährleistet einerseits eine optimale Härtung von allen lichtgehärteten Dentalwerkstoffen und verkürzt andererseits die Lichthärtungszyklen durch die höhere Leistung.



Automatisches Drehsystem

Die Reflektionsplatte streut das Licht effektiv und belichtet Ihre Werkstoffe von allen Seiten. Auf der Halterung der Härtungslampe werden die Objekte während sämtlicher Lichthärtungszyklen sicher positioniert.



Kompaktes, ergonomisches Design

Die Labolight DUO von GC kann nicht nur den Grossteil Ihrer Arbeiten fertigstellen. Es sieht dabei auch noch gut aus. Das preisgekrönte, schlanke, moderne Design mit den glatten Oberflächen lässt sich ganz einfach reinigen und in Ihrem Labor platzsparend aufstellen. Das Design ist zudem auch noch anwenderfreundlich: Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und intuitiv. Die inneren Komponenten sind dank der breiten Öffnung leicht zugänglich.



Zwischenhärtungs-Modus



Endhärtungs-Modus

SONDERPREIS

10% CHF 3'058.-
~~CHF 3'397.80~~

Art.-Nr. 10001246 **Labolight DUO**
CHF 3'058.- anstatt CHF 3'397.80

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

GRADIA™ PLUS

Modulares Kompositsystem
für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen
und die Reproduktion von Farben

- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiss-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie



Technisches
Handbuch
GRADIA PLUS

Farbtabelle
GRADIA PLUS

PREISVORTEIL A

35 % CHF 1'612.85
~~CHF 2'481.30~~

GRADIA PLUS Combi-Set A
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** CHF 733.07
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** CHF 463.06
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** CHF 416.72

PREISVORTEIL B

35 % CHF 2'276.43
~~CHF 3'502.20~~

GRADIA PLUS Combi-Set B
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** CHF 733.07
Art.-Nr. 10003652 **Layer Pro Set** CHF 63.59
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** CHF 463.06
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** CHF 416.72

PREISVORTEIL C

35 % CHF 1'288.82
~~CHF 1'982.80~~

GRADIA PLUS Combi-Set C
Art.-Nr. 10003562 **One Body Set** CHF 409.05
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** CHF 463.06
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** CHF 416.72

PREISVORTEIL D

35 % CHF 895.12
~~CHF 1'377.10~~

GRADIA PLUS Combi-Set D
Art.-Nr. 10003561 **GUM Set** CHF 478.40
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** CHF 416.72

Die Farben sind auch als
Einzelnachfüllpackungen erhältlich.
Aktionen gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

**GRADIA PLUS
PAINTING &
MICROLAYERING SET**

CHF 770.-

Art.-Nr. 10006940
**GRADIA PLUS Painting
& Microlayering Set**



NEU

Kontaktieren Sie Ihren
persönlichen GC Fachberater
für weitere Informationen!

Hochästhetisches und effizientes Finish für Ihre individuell 3D-gedruckten Restaurationen



1 x GRADIA PLUS Paint Set
1 x G-CEM ONE System Kit

CHF 902.-

**+ D-LIGHT DUO LAMPE
GRATIS**

Kaufe 1 x GRADIA PLUS Paint Set und 1 x G-CEM ONE
System Kit (zusammen CHF 902.-) und erhalte
1 x D-LIGHT DUO Lampe (im Wert von CHF 549.-) gratis!
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



1 x OPTIGLAZE color Set
1 x G-CEM ONE System Kit

CHF 1'006.-

**+ D-LIGHT DUO LAMPE
GRATIS**

Kaufe 1 x OPTIGLAZE color Set und 1 x G-CEM ONE
System Kit (zusammen CHF 1'006.- und erhalte
1 x D-LIGHT DUO Lampe (im Wert von CHF 549.-) gratis!
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GC LABORSPECIALS



EINTAUSCH

Keramik-Sets ALT gegen NEU

50 % **PREIS-
VORTEIL**

Beispiel: Das alte Set wird gegen das neue Set
getauscht (gekauft) und dazu gibt es 50%
Rabatt auf den vorgeschlagenen Verkaufspreis.



EINTAUSCH

Ronden/Blöcke ALT gegen NEU

50 % **PREIS-
VORTEIL**

Beispiel: 20x Rondens/Blöcke kaufen
davon 10 x Gratis-Ronden/Blöcke



EINTAUSCH

Mal Farben-Sets ALT gegen NEU

50 % **PREIS-
VORTEIL**

Beispiel: Das alte Set wird gegen das neue Set
getauscht (gekauft) und dazu gibt es 50% Rabatt
auf den vorgeschlagenen Verkaufspreis.

Weitere Details siehe Laborteil Seite 6 und Seite 8



EINTAUSCH

Komposit-Sets ALT gegen NEU

35 % **PREIS-
VORTEIL**

Beispiel: Das alte Set wird gegen das neue Set
getauscht (gekauft) und dazu gibt es 35% Rabatt
auf den vorgeschlagenen Verkaufspreis.

Weitere Details siehe Laborteil Seite 16

Haben Sie Interesse an unseren Specials?

So einfach geht's:
Schicken Sie mir Ihre Bestellung
oder Terminanfrage.
Nennen Sie mir Ihr Wunsch-Depot -
ich Sorge für Ihr Spezialangebot!

Marvin Hanany
marvin.hanany@gc.dental
oder telefonisch
unter 079 351 27 63

Wichtig zu wissen:
Alle Bestellungen laufen weiterhin über den
Handel/Depot, aber mit mir als Ihrem Ansprech-
partner gibt's die Extra-Vorteile obendrauf!

- Was ich Ihnen biete:**
- Persönliche Besuche in Ihrem Labor - ich komme gerne vorbei!
 - Kostenlose Demo-Stellungen für fast alle GC-Produkte inkl. Modell-Scanner und Lichthärtegerät.
 - Exklusive Vorteile bei Bestellungen über mich



Ich freue mich auf
unseren Austausch und
möchte gerne:

- Ihr Labor und Team kennenlernen
- Ihre Wünsche und Bedürfnisse verstehen
- Sie bestmöglich unterstützen

OPTIGLAZE color

Lichthärtende
Oberflächenversiegelung zur
Individualisierung indirekter
Kompositrestaurationen

Zur Charakterisierung aller
Komposite und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte Kompositrestaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen mit Kompositblöcken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blöcke

CHF 67.40

OPTIGLAZE® color
Nachfüllpackung

CHF 816.10

Art.-Nr. 10001150
OPTIGLAZE color Set



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

PATTERN RESIN LS

Schrumpfungsoptimierter
Modellierkunststoff

Der bewährte Modellierkunststoff zum modellieren von
Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klammern,
Klebebrücken, Palatinalbügeln, Verbindungsteilen usw. –
auch als Kunststoffstumpfmateriel für die Galvanotechnik
verwendbar!

- Minimale Schrumpfung:
Präzise Modelle und Gussresultate
- Hohe Festigkeit und Stabilität:
Sehr dünne Schichtstärken realisierbar
- Brennt rückstandsfrei aus:
Glatte, saubere Gussoberfläche
- Leichtes Ausarbeiten: Kann direkt
im Mund angewendet werden

PATTERN RESIN LS

+ METALLSTAND GRATIS

Art.-Nr. 10003198
PATTERN RESIN LS Stand Promo
+ Metallstand gratis!

Inhalt: 100g Pulver, 105 ml Liquid,
2 Mixing cups, 1 Pinsel Nr.4, 1 Pipette;
CHF 112.30



GC Initial IQ ONE SQIN – Hands-On-Workshop

Zirkonoxid 360°: Effizienz trifft Ergebnis – moderne Zirkonoxid-Strategien im Labor

Dieser Kurs zeigt, wie weit digitale Herstellungsprozesse ästhetisch optimiert werden können, welche Parameter Materialien und Sinterstrategien bereits liefern und an welchen Punkten gezielte manuelle Techniken weiterhin notwendig und sinnvoll sind. Ziel ist ein klar strukturierter Workflow, der Effizienz und höchste Ästhetik vereint und das Potenzial moderner Zirkonoxide vollständig ausschöpft. Im Mittelpunkt stehen dabei moderne Zirkonoxide und Verblendkonzepte mit GC Initial IQ ONE SQIN.

Kursinhalte – theoretischer Teil:

- Grundlagen und Eigenschaften moderner Zirkonoxidmaterialien
- Ästhetik vs. Effizienz: Was ist digital lösbar – was bleibt manuell?
- Materialwahl, Farbgradienten & Sinterstrategien
- Prozesskette im Überblick: vom Weissling bis zur Eingliederung
- Digitale Gestaltung: Anspruch, Grenzen und Optimierungspotenziale

Kursinhalte – praktischer Teil:

- Individuelle Farbgebung im Weisslings-Zustand
- Monolithische Finalisierung: effiziente Techniken & Oberflächenbearbeitung
- Micro-Layering für höchste Ästhetik bei reduziertem Aufwand
- Schritt-für-Schritt-Workflow für reproduzierbare Ergebnisse

In der Kursgebühr enthalten:

- Ein Kursmodell mit Brückengerüst
- Ein hochwertiges Kursskript



GC 2-Tageskurs Hands-On-Workshop

Pink & white in composite – composite-flow-techniquer

Einstieg in die „Composite-Flow-Technique“: Strukturierter Workflow
für Verblendungen in der Teleskop- und Kombitechnik.

Der Kurs ist sowohl für Einsteiger als auch fortgeschrittene Zahntechniker gedacht. Kursziel ist der sinnvolle Umgang mit Kompositen in der Küvettentechnik, um sowohl effizient als auch funktionell-/hochästhetische Versorgungen mit Kompositen zu erreichen. Die Kursteilnehmer erlernen den Umgang mit dem Material anhand der Fertigstellung einer 6-gliedrigen Frontzahnrestauration.

Kursinhalte – theoretischer Teil:

- Materialwahl Komposite
- Umsetzung vom Wax-up zur Komposit-Verblendung
- Überpressung eines Gerüsts mit Kompositen
- Schichtung mit Gingiva-Kompositen
- Individualisierung von basic bis high-end
- Textur & Oberflächenbearbeitung
- Finishing



@ ZTM Moritz Pohlig



In der Kursgebühr enthalten:

- Ein Kursmodell mit Brückengerüst
- Ein hochwertiges Kursskript
- Die Verpflegung an beiden Kurstagen
- Ein gemeinsames Abendessen



REFERENT

ZTM Stefan Roozen MSc.

WANN

Freitag, 06. November 2026
16.00 – 19.00 Uhr und
Samstag, 07. November 2026
08.00 – 12.00 Uhr

WO

Zahnmanufaktur
Zimmermann & Mäder AG
Gutenbergstrasse 14
3011 Bern

KURSBEBÜHR

CHF 350.–

KONTAKT/ANMELDUNG

marvin.hanany@gc.dental
079 / 351 27 63

ANMELDESCHLUSS

01. Oktober 2026



REFERENT

ZTM Moritz Pohlig

KURS-NR. ZT26/03

WANN

Freitag, 20. November 2026
10.00 – 19.30 Uhr und
Samstag, 21. November 2026
09.00 – 16.00 Uhr

WO

KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacher Strasse 3a
6812 Meiningen

KURSBEBÜHR

CHF 840.– exkl. MwSt.

KONTAKT/ANMELDUNG

marvin.hanany@gc.dental
079 / 351 27 63

ANMELDESCHLUSS

30. Oktober 2026





CLAUS NÜSSELE
Regional Sales Manager DACH
Managing Director Germany
Country Manager Switzerland
M: 079 172 19 85
claus.nuessle@gc.dental

Geschätzte Kundinnen und Kunden,

es freut uns sehr, Sie zur zweiten Ausgabe 2026 der GC News & Highlights begrüßen zu dürfen, in der wir das Thema „Tooth Wear ist real – langfristige indirekte Versorgungskonzepte bei ausgeprägtem Zahnverschleiss“ weiter vertiefen.

Direkt oder indirekt?

Bei der Versorgung von Zahnverschleiss gibt es keine pauschale Antwort – entscheidend ist stets ein möglichst minimalinvasives Vorgehen. In vielen Fällen wird zunächst mit direkten Restaurationen begonnen.

Bei komplexeren Situationen mit ausgeprägtem oder pathologischem Zahnverschleiss sind jedoch häufig indirekte Versorgungen erforderlich. Dabei sind Materialien gefragt, die sich im Langzeiteinsatz bewähren und gleichzeitig die vorhandene Zahnschubstanz bestmöglich schonen.

Gerade bei schwerem, generalisiertem Zahnverschleiss ist eine sorgfältige Planung essenziell, um Ästhetik, Funktion und Phonetik in Einklang zu bringen und gleichzeitig minimalinvasiv vorzugehen.

Die Literatur zeigt, dass die vertikale Dimension der Okklusion (VDO) im Inzisalbereich innerhalb der individuellen Komfortzone des Patienten sicher um bis zu 5 mm erhöht werden kann.

Eine klare und strukturierte Kommunikation zwischen Behandler und Labor ist in allen entscheidenden Phasen – vom Mock-up über die Provisorien bis hin zur definitiven Restauration und deren optimaler Befestigung – unerlässlich, um eine funktionelle und ästhetische Rehabilitation auf höchstem Niveau zu erreichen.

Wir laden Sie herzlich ein, Ihr Fachwissen zur indirekten Versorgung auf unserer **Tooth Wear Themenseite**, in unseren **Webinaren** oder im Rahmen von **Hands-on-Kursen mit hochkarätigen Referenten** weiter zu vertiefen.

Unsere qualifizierten Produktspezialisten stehen Ihnen in der gesamten Schweiz jederzeit für persönliche Beratung sowie Live-Demonstrationen in Ihrer Praxis oder in Ihrem Labor zur Verfügung.

Denn nachhaltige Behandlungserfolge entstehen dort, wo Innovation auf Qualität trifft – und daraus Vertrauen wächst!

Ihr GC Austria SWISS OFFICE Team!



MARVIN HANANY
Field Product Specialist
Manager & Laboratory/Digital
Product Specialist
M: 079 351 27 63
marvin.hanany@gc.dental

für alle Gebiete



FELIX GLOOR
Zahntechniker,
Produktspezialist Praxis/Labor Region
Westschweiz, Wallis
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental


GC Produktspezialisten



EVELINE WANGLER
Produktspezialistin Praxis
Region Basel, Aargau,
Zentralschweiz
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental



MANUELA SCHULER
Produktspezialistin Praxis
Region Ostschweiz,
Zürich, Liechtenstein
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental



NICOLE NIEDERBERGER
Produktspezialistin Praxis
Region Bern, Solothurn, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental



Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/gcswitzerland



Besuchen Sie unsere Homepage
<https://www.gc.dental/europe/de-CH>



Besuchen Sie uns auf Instagram:
https://www.instagram.com/gc_switzerland



Besuchen Sie uns auf Youtube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts

GC Austria GmbH SWISS Office | Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern | T: 041 520 01 78 | info.switzerland@gc.dental | <https://www.gc.dental/europe/de-CH>
GC Austria GmbH | Tallak 124 | A-8103 Gratwein/Strassengel | T: +43.3124.54020 | info.austria@gc.dental | <https://www.gc.dental/europe/de-AT>


GC Artikelliste



Alle Farben,
Packungen
& Preise auf
einen Blick!



GC Labor 26/27



Alle Farben,
Packungen
& Preise auf
einen Blick!



GC Praxis 26/27



JETZT QR-CODE SCANNEN UND DAS GESAMTE GC SORTIMENT ENTDECKEN.
ALLE DETAILS, ARTIKELNUMMERN UND PREISE – MIT EINEM SCAN ABRUFBAR.

GC Service

Unsere Serviceleistungen

**Praxisgründungsberatung**

Nutzen Sie die Gelegenheit unsere Spezialisten für Ihre Praxisgründung und individuelle Beratung anzufordern.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Praxisgründung mit optimaler, strukturierter und professioneller Produktselektierung – und dies zu ganz besonderen Konditionen.

**Inhouse - Hands-on Workshops**

Unsere Produktspezialisten sind jederzeit gerne bereit in Ihrer Praxis/Ihrem Labor Sie und Ihr Team mit verschiedensten Hands-on Workshops zu unterstützen!

Inhouse-Kurse und Workshops sowie Beratung zu individuellen Themen durch unsere GC Produktspezialisten.

**Kundenservice**

Unser aussergewöhnlicher Kundenservice mit dem jeweiligen Produktspezialisten steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Zusätzlich zu unseren bevorzugten persönlichen Kundenbesuchen bieten wir auch die Möglichkeit der Online-Beratung zu Ihrem individuellen Termin.



THE 6TH INTERNATIONAL DENTAL SYMPOSIUM

The 6th International Dental Symposium
Gather Knowledge,
Create "8 billion" Smiles!

EINE WOCHE DER EXZELLENZ MIT GC IN JAPAN!

Feiern Sie das 70-jährige Bestehen der GC Membership Society und nehmen Sie teil an inspirierenden Vorträgen internationaler Experten sowie praxisorientierten Workshops zu den aktuellsten Trends. Entdecken Sie wegweisende Forschungsergebnisse, klinische Erkenntnisse und Produktinnovationen, die die Zukunft der Zahnmedizin prägen, und knüpfen Sie wertvolle Kontakte zu Fachleuten aus aller Welt.

Neben dem fachlichen Programm erwarten Sie exklusive gesellschaftliche Veranstaltungen sowie die Möglichkeit, die faszinierende Kultur Tokios bei ausgewählten Sightseeing-Touren zu erleben. Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, Wissen zu erweitern, Netzwerke zu stärken und gemeinsam zu feiern – alles in einem aussergewöhnlichen Event!

- 72 Fachvorträge von international anerkannten Zahnmedizin-Experten
- Praxisorientierte Workshops zu aktuellen Trendthemen
- Networking-Möglichkeiten, gesellschaftliche Veranstaltungen und exklusive Sightseeing-Touren
- Fortbildungspunkte (CE Credits) gemäss ADA/CERP anerkannt



Tokyo International Forum • 5-1 Marunouchi 3-chome • Chiyoda-ku, Tokyo, Japan



Register Now

Registrieren Sie Ihr Interesse unverbindlich und erhalten Sie relevante Informationen.

Register NOW

Reisen Sie mit uns nach Japan!



The 70th anniversary of the GC Membership society

2026.10.3 SAT 4 SUN

Tokyo International Forum
(Chiyoda City, Tokyo)



Weitere Informationen



REFERENT

Dr. Domenico Di Rocco

WANN

Freitag, 05. März 2027
Vortrag mit Hands-on
13.00 - 17.00 Uhr

WO

GC International AG
Zürichstrasse 31
6004 Luzern

KURSBEBÜHR

CHF 350.-

ANMELDUNG

GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

Workshop

Zementieren – gewusst wie!

Richtige Zementierung dentaler Keramiken und GC Initial LiSi Block

Kursinhalt

Eine Grosszahl an Herstellern bieten heutzutage eine beträchtliche Anzahl an verschiedenen Befestigungs-Kompositen, -zementen und Adhäsivsystemen an. Die Wahl, Indikationsstellung und schlussendlich die intraorale Verwendung eines geeigneten Befestigungssystems fällt daher nicht immer leicht. Der Vortrag soll kurz und prägnant eine Übersicht über die Dentalkeramiken und keramikähnlichen Materialien geben und die wichtigsten Grundsätze der konventionellen, selbstadhäsiven und adhäsiven Befestigung von keramischen oder konventionellen Rekonstruktionen vermitteln. Es erwartet Sie eine systematische Vertiefung zur praxisorientierten Auswahl und Anwendung verschiedener Systeme, bezogen auf die Materialeigenschaften der Rekonstruktion und der individuellen intraoralen Begebenheiten.

Der Fokus soll dabei auf folgenden Themen liegen:

- GC Initial LiSi Block ca. 45 min in der Fräsmaschine
- Charakterisieren (GC Initial LiSi Block)
- Bemalen ca. 5 min und 15 min im Ofen
- Zementieren (GC Initial LiSi Block)



Erfolgreiche Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!



RESTORATIVE
SOLUTIONS



LUTING
SOLUTIONS



Praktischer Workshop

Kompositworkshop

Komposit für ALLE Fälle: Direkte Restaurationen zur Lösung komplexer Situationen

Die Anwendung direkter Adhäsivtechniken erlaubt es heute im Regelfall auf den Einsatz indirekter Techniken zu verzichten. Der Kurs vermittelt in Theorie und Praxis an zahlreichen Beispielen sowie Übungen an Modellen, wie dieses Prinzip in Alltagssituationen routiniert umgesetzt werden kann.

Kursinhalte mit Übungen:

- Lösung komplexer (subgingivaler) Situationen mit direktem Komposit
- Anwendung der innovativen BERK®-Technik
- Prinzip der schrittweisen Formerleichterung / Stufenelevation
- Höckeraufbau mit Komposit
- Schichttechniken für den Front- und Seitenzahnbereich
- Vermeidung möglicher Fehlerquellen in der Adhäsivtechnik



MIH Masterclass 2026

EVIDENZ. ERFAHRUNG. KLINISCHE SICHERHEIT.

Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation zählt heute zu den grössten Herausforderungen in der Kinder- und Jugendzahnmedizin. Saša Gajić ist seit 2009 in leitender Funktion, zuerst in der Schulzahnklinik Münchhalde (Seefeld) und seit 2025 ist er zusammen mit Valeria Diener Co-Leiter des neuen Standortes in Fluntern und verantwortet gemeinsam mit seinem Team die Betreuung von jährlich rund 10'000 Patientinnen und Patienten – Kinder und Jugendliche.

Die hohe Fallzahl bedeutet tägliche klinische Entscheidungsfindung bei MIH in allen Schweregraden – von mild bis komplex.

Dieser Kurs verbindet reale klinische Erfahrung mit evidenzbasierter Zahnmedizin. Keine Theorie ohne Praxis. Keine Praxis ohne wissenschaftliches Fundament. Eine echte Masterclass aus dem Alltag der grössten Schulzahnklinik der Stadt Zürich.

Schwerpunkte:

- Grundlagen und Diagnostik
 - Ätiologie und Klassifikation
 - Differenzialdiagnostik
- Therapieentscheidungen in der Praxis
 - Beobachten, infiltrieren, restaurieren, extrahieren, interdisziplinäre Planung

Zielgruppe:

- Zahnärzte
- Kieferorthopäden
- Praxen mit Kindern & Jugendlichen

Ihre Mehrwerte:

- Klare Entscheidungsräume
- Strukturierte Therapiekontrolle
- Sicherheit im klinischen Alltag
- Direkt umsetzbare Konzepte
- Praxisbeispiele aus hoher Fallzahl

Milde Form von MIH



© Prof. van Amerongen, Niederlande

Moderate MIH



© Prof. Baroni, Italien

Schwere MIH



© Prof. Baroni, Italien

Von MIH betroffene Inzisiven



© Prof. Baroni, Italien

REFERENT

Saša Gajić, MSc

WANN

**Donnerstag,
19. November 2026**
13.00 – 16.00 Uhr

WO

GC International AG
Zürichstrasse 31
6004 Luzern

KURSBEBÜHR

CHF 190.-

KONTAKT/ANMELDUNG

GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater





Workshop

Injection-Moulding-Technik Frontzahrestaurationen/Veneers mit Komposit

Die ästhetische Restauration von Frontzähnen mit Kompositen gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der restaurativen Zahnmedizin. Die Injection-Moulding-Technik bietet hierfür einen vielversprechenden, minimalinvasiven Ansatz und ermöglicht kontrollierte, vorhersagbare und hochästhetische Ergebnisse, ganz ohne zeitaufwendiges manuelles Modellieren am Patienten. Mithilfe transparenter Silikonschlüssel und eines hochfesten «injectable» Komposits wird das zuvor analog oder digital geplante «Wax-up» präzise in den Mund übertragen. Das Indikations-spektrum reicht von einfachen bis hin zu komplexen Schneidekantenaufbauten und schliesst die Umformung und ästhetischen Optimierung der Zähne, beispielsweise bei Diastemaverschlüssen oder bei der Umwandlung von Eckzähnen in laterale Schneidezähne nach kieferorthopädischem Lückenschluss ein. Die Technik ermöglicht nicht nur eine exakte Umsetzung der geplanten Morphologie, sondern auch eine effiziente Ausarbeitung und Politur. So lassen sich selbst bei umfangreichen Frontzahnrekonstruktionen, bis hin zu Komposit-Veneers, reproduzierbar exzellente Ergebnisse erzielen. In diesem Kurs werden die klinischen Einsatzmöglichkeiten und praktischen Vorteile der Injection-Moulding-Technik anschaulich dargestellt und die methodische Umsetzung Schritt für Schritt erläutert.

Schwerpunkte

- Frontzahnästhetik kontrolliert, einfach, vorhersagbar, hochästhetisch & reproduzierbar
- Minimal-invasiv
- Schneidekantenaufbauten
- Diastemaverschluss
- Umwandlung der Eckzähne in laterale Schneidezähne nach KFO-Lückenschluss
- Analoge oder digitale Planung
- Mockup
- Mono- und polychromatische Restaurationen
- Einfache Ausarbeitung und Politur



REFERENT

PD. Dr. Philipp Körner

WANN

Samstag, 05. September 2026
9.00 – 17.00 Uhr

WO

Hotel St. Gotthard (am HB)
Zürich

KURSBEBÜHR

CHF 680.- (exkl. MwSt.)

Best Friends Bonus 20 %

Motivieren Sie weitere
zwei Ihrer KollegInnen
teilzunehmen und erhalten
Sie alle 20 % Rabatt.

ANMELDUNG

fortbildung ROSENBERG
MediAccess AG
Hofstrasse 10
Postfach 257
8808 Pfäffikon
Telefon 055 415 30 58
info@fbrb.ch
www.fbrb.ch

Lecture & Workshop

GC meets Friends – LEUVEN Tage OP 2026 High-Level Aesthetics course (Front teeth)

Lecture

Understanding light behavior, layering technique and finishing & polishing protocols for highly aesthetic restoration

Demo & hands-on

- Class IV: Bringing a tooth „back to life“ through internal & external shade layering –
- Peg lateral cases: how to recreate the emergence profile
- Continuation of the previous exercise

DAY 1

11:45 Welcome at the GC training Center
12:00 Lunch
12.45 – 17:00 Lecture, Demo & Hands-on
17:00 End of day 1 – transfer to hotel
18:00 Beer & Chocolate tasting
19:30 Dinner at restaurant

DAY 2

08:15 pick up at hotel
08:45 Start at GC Campus
09:00 – 13:00 Demo & Hands-on
13:00 Lunch
13:45 – 16:00
Hands-on continuation
16:00 Closing
and certificates
16:30 End of the course –
transfer to airport

Hands-on continuation

How to mask a strong discoloration with direct veneers

Inklusive

- 1 x night at Hotel Martin's Kloster
- Theory
- Hands-on
- Course material
- Transfer in Belgium (Airport, Hotel, GC Campus)
- Lunch Day 1 & 2
- Dinner Day 1
- Beer & Chocolate tasting Day 1
- Certificat

Layering technique



Veneer on a discoloured tooth



Peg lateral



REFERENT

Dr. Adriano Teixeira

WANN

[KURS-NR. AF-1005](#)
07. September 2026
und 08. September 2026

WO

GC Europe Campus
Leuven, Belgium

KURSBEBÜHR

CHF 199.-

ZFP-FORTBILDUNG

9 Punkte

ANMELDUNG

GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

SPRACHE

Englisch

GC Europe Campus
meeting & education centre



Sie haben Interesse
an weiteren Workshops?
Hier finden Sie
alle Informationen!



Holen Sie sich noch heute
unser GC Get Connected
Smile Program als App auf
Ihr Handy und bleiben Sie
up-to-date!



Die aktuellen Kurstermine
für unsere Workshops
finden Sie unter
[https://Europe.gc.dental/
de-CH/education/courses](https://Europe.gc.dental/de-CH/education/courses)

Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH)

Ein globales Problem, von dem jedes siebte Kind betroffen ist

Stärkung und Desensibilisierung mit GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus und MI Varnish

Eine Lokaltherapie bietet sich an, um bei MIH die Zähne zu stärken und die Sensibilität zu verringern. Die Anwendung von Recaldent (CPP-ACP), das einen hohen Anteil an bio-verfügbarem Kalzium und Phosphat enthält, hat sich als wirksam erwiesen.

1 von 7 Kindern leidet an Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation. GC hat Lösungsansätze zur Behandlung von MIH.



Mehr zu MIH
Weitere Informationen, das klinische Erscheinungsbild, die Symptome und den GC-Behandlungsplan finden Sie hier:



MI Varnish™ (22600 ppm Fluorid)

- Fluoridlack mit Recaldent (CPP-ACP) für vierteljährliche Anwendung in der Praxis
- Anwendung nach der Prophylaxe
- Versiegelt effektiv die Dentintubuli, desensibilisiert die Zähne und hinterlässt einen Schutzfilm auf der Oberfläche



Zahnoberflächen schützen mit GC Fuji TRIAGE

Fuji TRIAGE, ein flüssiges Glasionomermaterial, schützt die Zahnoberfläche vor Kariesbildung und Hypersensibilität

- Fuji TRIAGE geht in feuchter Umgebung eine chemische Verbindung mit der Zahnoberfläche ein.
- Die Zähne können bereits vor dem kompletten Durchbruch geschützt werden.
- Das Abbinden von Fuji TRIAGE im Farbton Rosa kann durch Polymerisationslicht beschleunigt werden. Durch einen frühzeitigen Schutz können Komplikationen vermieden werden.



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35



Restaurative Behandlung Minimalinvasive Restaurationen mit EQUIA Forte HT

Permanente Restaurationen

Das Glas-Hybrid-System EQUIA Forte HT eignet sich als langfristiges, minimal-invasives Restaurationsmaterial. Darüber hinaus kann das Bulk-Material schnell appliziert werden – ein grosser Vorteil bei jungen, ängstlichen Patienten.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 20.



Milde Form von MIH
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. van Amerongen, Niederlande



Moderate MIH
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Baroni, Italien



Schwere MIH
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Baroni, Italien



Von MIH betroffene Inzisiven
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Baroni, Italien



GC Dry Mouth Gel

Ein pH-neutrales Gel, das entwickelt worden ist, um den unangenehmen Zustand der Mundtrockenheit zu mildern. Dry Mouth Gel ist ein einzigartiges, zucker-freies Produkt und ist erhältlich in vier Geschmacksrichtungen (Minze, Himbeere, Orange, Zitrone). Es ist entwickelt worden, um die Beschwerden bei Mund-trockenheit zu lindern.

24 Stunden Komfort und Schutz von GC Dry Mouth Gel am Tag, Tooth Mousse und MI Paste Plus über Nacht.

Für Patienten mit folgenden Beeinträchtigungen:

- Schlafen mit offenem Mund
- Mundtrockenheit infolge von Medikamenteneinnahme
- Sjögren Syndrom
- Bestrahlungs- und Chemotherapien
- Chronische Krankheiten, die den Speichelfluss beeinträchtigen können – wie z.B. Diabetes Mellitus, Hepatitis C-Infektion und Autoimmunerkrankungen wie die systemische Lupus Erythematosus.
- Prothesenträger, um die Schleimhaut zu schützen und feucht zu halten

GC MI Paste Plus™ & GC Tooth Mousse™

Remineralisierende zuckerfreie Zahnschutzcreme mit RECALDENT™ CPP-ACP
Dreifachwirkung:
Stärken, Schützen, Regenerieren.



Tooth Mousse oder MI Paste Plus?

Tooth Mousse und MI Paste Plus können für dieselben Indikationen verwendet werden. Tooth Mousse wird bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen, um das Fluoroserisiko zu vermeiden. Ausserdem eignet sich das Produkt für Fälle, in denen keine Fluorid-Ergänzung erforderlich oder erwünscht ist. Für die Anwendung über Nacht wird Tooth Mousse bis zum Alter von 12 Jahren empfohlen. MI Paste Plus kann ab diesem Alter verwendet werden.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff RECALDENT™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz
- MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid



PREISVORTEIL

10er PACKUNGS AKTION

5 + 1 CHF 209.-

Kaufe 5 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. **Nur gültig bei entsprechender Abnahme der 10er Packungen von Tooth Mousse.**

Art-Nr. 10001743
GC Tooth Mousse 10-Packung, sortiert
CHF 209.- pro Packung
(je Geschmacksrichtung 2 Tuben: Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere)



PREISVORTEIL

10er PACKUNGS AKTION

5 + 1 CHF 233.70

Kaufe 5 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. **Nur gültig bei entsprechender Abnahme der 10er Packungen von MI Paste Plus.**

Art-Nr. 10001749
GC MI Paste Plus 10-Packung, sortiert
CHF 233.70 pro Packung
(je Geschmacksrichtung 2 Tuben: Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere)



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35



PREISVORTEIL

PROMOPACKUNG

5 + 1 CHF 113.60

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003210 **Tooth Mousse Bundlepack**
Inhalt: 5 Tuben Tooth Mousse (je Geschmacksrichtung 1 Tube Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere)
+ 1 Tube Tooth Mousse gratis!
Gratisware ist im Bundlepack bereits inkludiert.

Nur gültig für Tooth Mousse Promopackung



PREISVORTEIL

PROMOPACKUNG

5 + 1 CHF 122.90

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003271 **MI Paste Plus Bundlepack**
Inhalt: 5 Tuben MI Paste Plus (je Geschmacksrichtung 1 Tube Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere)
+ 1 Tube MI Paste Plus gratis!
Gratisware ist im Bundlepack bereits inkludiert.

Nur gültig für MI Paste Plus Promopackung



RECALDENT und das RECALDENT-Logo sind Marken der Mondelez international group und werden unter Lizenz verwendet. RECALDENT™ wird aus Milchkease gewonnen. Nicht bei Personen mit einer Milchallergie anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion: Anwendung abbrechen, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

GC Tri Plaque ID Gel Dreifarben-Plaque-Visualisierungsgel

- Erkennung von Zahnbelag durch Beobachtung der Farbe des Gels
- Rosa oder rot: neuer Zahnbelag
- Blau oder violett: reifer Zahnbelag (mindestens 48 Stunden alt)
- Hellblau: reifer und stark säureproduzierender Zahnbelag



Art.-Nr. 10000867
Tri Plaque ID gel
40 g/36 ml; CHF 60.60

Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,0 (CHF/EUR). Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschliesslich über Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in der Schweiz bis 31.12.2026. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

GC Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares Glasionomer-Restaurationsmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP FAST macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikrosplattbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
CHF 164.20

Preis pro Packung

Erhalte 5 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10000078 **Fuji IX GP FAST Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000079 **Fuji IX GP FAST Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0.40 g Pulver und 0.11 g (0.09 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel (0.14 ml)

Aktion für alle Farben gültig.
Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35



Restorative-Guide

Mehr Informationen finden Sie in unserem Restaurations-Leitfaden oder in der App!



GET CONNECTED SMILE PROGRAM



LERNEN.
TEILEN.
PROFITIEREN.



GC Get Connected - alles in einer App!

Nutzen Sie die Chance, sich jeder Zeit über GC und unsere Produkte zu informieren – laden Sie sich die GC Get Connected App auf Ihr Handy. Stöbern Sie online in unserer Bibliothek, sehen Sie Anwendervideos, erfahren Sie mehr zu Fortbildungen oder Events und erhalten Sie Informationen zu unseren Produkten.

Bei GC sind Smiles mehr wert – lernen, teilen, profitieren. Laden Sie sich jetzt das Get Connected Smile Program auf Ihr Handy. Sammeln Sie Smiles, indem Sie Artikel teilen, an Umfragen teilnehmen und sich für Fortbildungsveranstaltungen anmelden.

Laden Sie die App und sammeln Sie Smiles!

GC Fuji™ II LC

Lichthärtender kunststoffverstärkter Glasionomer-Füllungszement

MUST HAVE
JETZT TESTEN!



Elegantes, einfaches Verfahren.

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
CHF 192.40

Preis pro Packung

Erhalte 5 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10000035 **Fuji II LC Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000036 **Fuji II LC Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0.33 g Pulver und 0.10 g (0.085 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel (0.10 ml); Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.


Aktion für alle Farben gültig. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik und Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche und die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung

Einfache Fuji II LC Restaurationstechnik


- Präparieren Sie einfach die Kavität und tragen Sie den GC Cavity Conditioner auf, um die Schmierschicht zu entfernen.
- Füllen Sie die Kavität mit Fuji II LC auf.
- Lichthärten, ausarbeiten und finieren.

Druckfestigkeit (MPa)




Fuji II LC zeigt eine hohe Druckfestigkeit sowohl im Selbsthärtungs- als auch im Lichthärtungsmodus. Quelle: Interne Daten aus der F&E von GC

Biegefestigkeit



Die gute Biegefestigkeit von Fuji II LC gewährleistet eine lange Haltbarkeit. Quelle: Interne Daten aus der F&E von GC

Kumulative Fluoridabgabe µg/cm²



Keine Sensibilitäten – Pulpa-Schutz

Fuji II LC ist in Bezug auf die Eliminierung vorhandener prä-operativen und post-operativen Empfindlichkeiten klinisch bewährt. Es hat einen sehr ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten wie die Zahnstruktur und wirkt zudem als pulpa-schützender Wärmeisolator.



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

vorher



nachher



Klassen III und V

Zervikal Läsionen

Pedodontische
Restauration

Kontaktieren Sie uns oder Ihren persönlichen GC Fachberater um ein Sample anzufordern.

EQUIA Forte™ HT

Das Glas-Hybrid-Bulk-Fill-Restorationssystem –
Ihr verlässlicher Partner
für Seitenzahnrestorationen

- Stärkeres und nicht klebriges Material, perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- Erhöhte Transluzenz
- Feuchtigkeitstolerant, Kofferdam-Platzierung und das Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- Einfache Seitenzahnrestorationen in wenigen Schritten – ohne absolute Isolation
- Restauration empfindlicher, hypomineralisierter MIH-Zähne bei jungen Patienten
- Kosteneffiziente Langzeit-Restaurations-Alternative



PREISVORTEIL

EQUIA FORTE HT
REFILLPACKUNGEN A2 ODER A3

10% CHF 171.30
~~CHF 190.30~~

Preisvorteil von 10 % gilt ausschliesslich für die Refillpackungen in Farbe A2 oder Farbe A3.

CHF 171.30 anstatt CHF 190.30

Aktion nur gültig für alle Refillpackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

10% CHF 83.90
~~CHF 93.20~~

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10004885

EQUIA Forte Coat FlipCap

4 ml Flasche, Zubehör

CHF 83.90 anstatt CHF 93.20



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3 CHF 190.30

Preis pro Packung

Erhalte 5 EQUIA Forte HT
Nachfüllpackung zum Preis von 4!

Erhalte 13 EQUIA Forte HT
Nachfüllpackung zum Preis von 10!


Aktion nur gültig für alle Refillpackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

EQUIA Forte HT, Nachfüllpackung; CHF 190.30

Inhalt: 1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA Forte HT, 0.40 g Pulver und 0.13 g (0.10 ml) Liquid; gemischter Inhalt pro Kapsel 0.14 ml

Farben: sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

Amalgamersatz



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Victor Cedillo Felix, USA

Kariesrisikopatient



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Zeynep Bilge Kütük, Türkei

1 x EQUIA Forte HT PROMOPACKUNG

Inhalt: à 100 Kapseln,
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

1 x EQUIA Forte HT INTROPACKUNG GRATIS

Inhalt: 20 Kapseln,
20 EQUIA Forte Coat Unitdose

Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung (à 100 Kapseln, 1 EQUIA Forte Coat 4ml) und erhalte 1 x EQUIA Forte HT Intropackung (20 Kapseln, 20 EQUIA Forte Coat Unitdose im Wert von CHF 107.20) gratis!

EQUIA Forte HT Promopackung; CHF 371.20
Inhalt: 100 Kapseln,
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml
Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

Aktion nur gültig für alle Promopackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

1 x EQUIA Forte HT KLINIKPACKUNG

Inhalt: à 200 Kapseln,
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

1 x EQUIA Forte HT NACHFÜLLPACKUNG GRATIS

Inhalt: 50 Kapseln

Kaufe 1 x Packung EQUIA Forte HT Klinikpackung und erhalte 1 x Packung EQUIA Forte HT Nachfüllpackung (im Wert von CHF 190.30) gratis!

EQUIA Forte HT Klinikpackung; CHF 628.10
Inhalt: 200 Kapseln,
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml)
Farben: A2, A3, B2

Aktion nur gültig für alle Klinikpackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

1 x EQUIA Forte HT KLINIKPACKUNG
Inhalt: à 200 Kapseln, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

+ 1 CM-II KAPSELMISCHER GRATIS!
+ 1 CAPSULE APPLIER IV GRATIS!

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte HT Klinikpackung und erhalte 1 CM-II Kapselmischer (im Wert von CHF 770.90) und 1 Capsule Applier IV (im Wert von CHF 124.30) gratis!

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Aktion für alle verfügbaren Klinikpackungen gültig.



EQUIA Forte HT Klinikpackung
CHF 628.10 pro Packung
Inhalt: 200 Kapseln, 1 x EQUIA Forte Coat (4 ml); Farben: A2, A3, B2



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35



**GC GLASIONOMER/
GLAS-HYBRID-
MATERIAL
(5 PACKUNGEN)**

CM-II KAPSELMISCHER GRATIS !

Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer oder GC Glas-Hybrid + 1 CM-II Kapselmischer (im Wert von CHF 770.90) gratis!

Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer/Glashybrid Kapselpackungen gültig.

Farbmix möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-æniäl

Das Allroundkomposit für unsichtbare Restaurationen – mit altersspezifischem Farbauswahlssystem

Ohne
Bisphenol-A



G-æniäl Anterior überzeugt durch

- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
- Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
- Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
- Mühelose Verarbeitung

G-æniäl Posterior überzeugt durch

- Ein angepasstes Farbsystem
- Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- Seine gute Stopfbarkeit
- Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit

Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB CHF
79.20

Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl Anterior/
Posterior Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl Anterior/
Posterior Spritzen zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb
gleicher Verpackungseinheit und nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3,
C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE,
TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,
P-JE und P-IE

5 x Gradia Direct A&P
Spritze oder Unitips

+ 1 x LM INSTRUMENT
MINI SPATULA GRATIS

Kaufe 5 x Gradia Direct Anterior
& Posterior Spritzen oder Unitips
und erhalte 1 x LM Instrument
Mini Spatula (im Wert von CHF 59.-)
gratis!

4 x Essentia Spritze
oder Unitips

+ 1 x LM INSTRUMENT
MINI SPATULA GRATIS

Kaufe 4 x Essentia Spritzen oder
Unitips und erhalte 1 x LM Instrument
Mini Spatula (im Wert von CHF 59.-)
gratis!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater. Farbmix möglich.

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB CHF
112.50

Preis pro Packung (20 Unitips)

Erhalte 5 Packungen G-æniäl Anterior/
Posterior Unitips zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl Anterior/
Posterior Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb
gleicher Verpackungseinheit und nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Anterior Packung mit 20 Unitips à CHF 112.50,
Farben: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE;
Anterior Packung mit 10 Unitips à CHF 56.60,
Farben: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4,
JE, TE, SE, CVE, XBW;
Posterior Packung mit 20 Unitips à CHF 112.50,
Farben: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

4 x G-æniäl A&P
Spritze oder Unitips

+ 1 x LM INSTRUMENT
MINI SPATULA GRATIS

Kaufe 4 x G-æniäl Anterior & Posterior
Spritzen oder Unitips und erhalte
1 x LM Instrument Mini Spatula
(im Wert von CHF 59.-) gratis!

4 x G-æniäl A'CHORD
Spritze oder Unitips

+ 1 x LM INSTRUMENT
MINI SPATULA GRATIS

Kaufe 4 x G-æniäl A'CHORD Spritzen
oder Unitips und erhalte
1 x LM Instrument Mini Spatula
(im Wert von CHF 59.-) gratis!

G-æniäl Flo X

Der perfekte Partner!

G-æniäl Flo X enthält homogen verteilte, ultrafeine Partikel in einer mittleren Füllgrösse (Barium-Glasfüller) und zeichnet sich durch seine niedrige Viskosität und insbesondere durch seine sehr gute Röntgenopazität (300 % bei 1 mm, 284 % bei 0,5 mm Schichtung) aus, was unter anderem die Diagnose von Sekundärkaries vereinfacht.

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
CHF 80.20

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl FloX Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl FloX Spritzen zum Preis von 10!

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit
und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

G-æniäl Universal Injectable

Hochfestes Komposit für Restaurationen
Fliessfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit

G-æniäl Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationskomposit mit ausserordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-æniäl Universal Injectable ausserordentliche Festigkeit.

PREISVORTEIL

8 + 2
AB CHF 45.-

Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 10 Packungen G-æniäl Universal Injectable
Spritzen oder Unitips zum Preis von 8!

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, JE, AE,
AO1, AO2, AO3, BW, XBW, CV, CVD

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit
und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-æniäl Universal Flo

Fliessfähig und absolut universell für alle Kavitätenindikationen

Durch die einzigartige Fliessfähigkeit lässt sich G-æniäl Universal Flo wie ein Flowable applizieren und ist zusätzlich so standfest wie ein herkömmliches Komposit. Es ist für alle Kavitätenklassen geeignet und zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit, Polierbarkeit und Vielseitigkeit aus.

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
CHF 82.-

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl Universal Flo Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl Universal Flo Spritzen zum Preis von 10!

Standardfarben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;
Innenfarben: AO2, AO3; Aussenfarben: JE, AE

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit
und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Weitere Informationen
zu G-æniäl Universal
Injectable finden Sie
auf Seite 15 im Praxisteil.



everX Flow®

Mit Glasfasern verstärktes fliessfähiges Komposit für den Dentinersatz

Überzeugend stabile Struktur


everX Flow ist die neue Lösung aus dem Hause GC für die widerstandsfähige und unkomplizierte Verstärkung all Ihrer Restaurationen. Mit seiner einfachen Anwendung, zwei Farbtönen und seiner herausragenden Festigkeit wird everX Flow schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-Produkt für alle Restaurationen, die einen starken Aufbau erfordern. Die „Bulk-Farbe“ mit einer Aushärtungstiefe von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe posteriore Kavitäten, während die Dentin-Farbe die erste Wahl für herausragende ästhetische Ergebnisse ist.

JETZT NEU!




- Direkte Anwendung in Klasse II approximal
- Ideal für Deep Margin Elevation
- Vereinfachter Workflow und erweiterte Indikationen

Bisher



Neu



● everX Flow ● G-ænial A'CHORD und G-ænial Universal Injectable

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB CHF
69.10

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen everX Flow zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen everX Flow zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10001488 **everX Flow Bulk**
Art.-Nr. 10001489 **everX Flow Dentin**

Inhalt: Spritze 2 ml (3.7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.


PREISVORTEIL

BUNDLEPACK everX Flow + G-ænial Universal Injectable
~~CHF 267.-~~ CHF 199.-

Art.-Nr. 10004834
everX Flow + G-ænial Universal Injectable Bundlepack
Inhalt: everX Flow Spritzen 1 x Bulk, 1 x Dentin, G-ænial Universal Injectable Spritzen 1 x A2, 1 x A3, Zubehör; CHF 199.- (Preis pro Bundlepack)



Konventionelles Komposit:
Rissfortpflanzung durch die Füllung UND die Zahnstruktur



Kompositstruktur

Substruktur

Auch als Bulk-Farbe bei tiefen Kavitäten mit Aushärtungstiefe bis 5,5 mm optimal geeignet!

everX Flow :
Rissausfortpflanzung wird gestoppt



2 x everX Flow Spritze

+ G-ÆNIAL UNIVERSAL INJECTABLE SPRITZE ODER UNITIPS GRATIS

Kaufe 2 x everX Flow Spritzen und erhalte 1 x G-ænial Universal Injectable Spritze (im Wert von CHF 45.-) oder Unitips (im Wert von CHF 67.80) gratis!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

3 x everX Flow Spritze

+ G-PREMIO BOND 5 ML FLASCHE GRATIS

Kaufe 3 x everX Flow Spritzen und erhalte 1 x G-Premio BOND 5 ml Flasche (im Wert von CHF 114.40) gratis!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!

Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

D-Light® Pro

LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, autoklavierbar & Detection Mode



EVERX FLOW
D-LIGHT PRO
CAVITON



Aushärten

- HP Modus (High Power) 1400 mW/cm²
- Blaue LED (Wellenlänge: 460 - 465 nm)
- Violette LED (Wellenlänge: 400 - 405 nm)
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

Schützen

- LP Modus (Low Power) mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z.B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

Erkennen

- DT Modus (Detection Mode) verwendet ausschliesslich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z.B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Risstiefe

Das Unsichtbare sehen



Autoklavieren
Hochstabiler Lichtleiter
Gesteigertere Akkuleistung

CHF 1'799.-

Art.-Nr. 70000008 **D-Light Pro**
Inhalt: Handstückhülle und Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm; Akkus (2 Stk.), Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, Lichtschuttschild, weicher Augenschutz (3 Stk.)



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!

Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

CAVITON

Provisorisches Füllmaterial

Temporäres Füllungsmaterial für Kavitäten und bei endodontischen Behandlungen. Einfach in der Anwendung, mit hervorragender Konsistenz (ohne auszutrocknen).

PREISVORTEIL

3 + 1 CHF 23.10

Erhalte 4 Packungen Caviton zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10000101 **CAVITON**
Jar, 30 g, White; CHF 23.10 pro Packung



Merkmale und Vorteile

- Abbinden wird durch Wasser und Speichel ausgelöst
- Hervorragende Adaptierbarkeit
- Einfach zu entfernen

Injection-Moulding-Technik

Neuartige Spritzgusstechnik zur Behandlung von Patienten mit hohen ästhetischen Ansprüchen



Sehen Sie hier
Injection-
Moulding-
Techniken!



PREISVORTEIL
10 % CHF **143.90**
~~CHF 159.90~~

Art.-Nr. 10003753
Injection Moulding Kit
Inhalt: je 1 Spritze G-ænial Universal
Injectable (1 ml/1.7 g) A1, A2, A3;
1 Exaclear Kartusche 48 ml;
CHF 143.90 anstatt CHF 159.90




G-Premio BOND

Lichthärtendes
Einkomponenten-
Universaladhäsiv

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung Für Komposite, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzit-verstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperative Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 11.



Injection-Moulding-Technik
mit EXACLEAR und
G-ænial Universal
Injectable
mit Dr. Serhat Köken



EXACLEAR

Klares Vinyl-
Polysiloxan-Material

- Hohe Transparenz ermöglicht visuelle Detailkontrolle
- Effektive Lichthärtung durch exzellente Transparenz
- Optimale Konsistenz für einfache Platzierung im Abformlöffel
- Einfach zu schneiden oder zu durchbohren
- Gut reproduzierbar, hat während des Applizierens optimale Stabilität und Reissfestigkeit

Perfekt geeignet für:
• Injection Moulding Technik:
einfache Kontrolle beim Injizieren
und effektive Lichthärtung

Art.-Nr. 10001483 **Exaclear**
2 x Kartuschen à 48 ml (51 g),
6 x Mixing Tips II L (blue);
CHF 84.80 pro Packung



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

G-ænial Universal Injectable

Hochfestes Füllungskomposit

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise

Das innovative Design sorgt für einfache Handhabung und Formstabilität. Durch mühelose Materialausgabe und der einfachen Darreichung macht es Freude unsere Spritzen und Unitips in Verwendung zu haben.




- Ultra-feine Bariumfüller (150µm)
- Hoher Fülleranteil
- Full-coverage Silane Coating (FSC) Technologie verbessert: das Ausbringen & den Verbund der Füller in der Matrix
- Geringer Auspressdruck
- Klebt nicht
- Hohe Röntgensichtbarkeit

PREISVORTEIL


**BUNDLEPACK G-ænial Universal
Injectable + G-Premio BOND**

~~CHF 280.10~~ CHF **229.-**

Art.-Nr. 10003741
**G-ænial Universal Injectable
+ G-Premio BOND Bundlepack**
Inhalt: G-ænial Universal Injectable
je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml), 1 x A3 (1 ml),
G-Premio BOND 5 ml Flasche, Zubehör
CHF 229.- (Preis pro Bundlepack)



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35



Ausgangssituation:
Tiefe Klasse-II-Kavität



Biegbare Spitzen sind bei
Unterschnitten sehr nützlich



Kavität wird zu einer Klasse-I-Kavität



Endergebnis nach Fertigstellung
und Politur

PREISVORTEIL

8 + 2 AB CHF **45.-**

Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 10 Packungen G-ænial Universal
Injectable zum Preis von 8!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen
Packungseinheit und nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

G-ænial Universal Injectable Spritze
1 ml (1,7 g); CHF 45.- pro Packung

G-ænial Universal Injectable Unitip
15 x 0.16 ml (0.27 g); CHF 67.80 pro Packung

**4 x G-ænial Universal Injectable
(Spritze oder Unitips)**

**+ 1 x EVERX FLOW
SPRITZE GRATIS**

Kaufe 4 x G-ænial Universal Injectable
(Spritze oder Unitips) und erhalte
1 x everX Flow Spritze (Bulk oder Dentin
im Wert von CHF 69.10) gratis!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen
Packungseinheit und nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.

**5 x G-ænial Universal Injectable
(Spritze oder Unitips)**

**+ 1 x G-PREMIO BOND 5 ML
FLASCHE GRATIS**

Kaufe 5 x G-ænial Universal Injectable
(Spritze oder Unitips) und erhalte
1 x G-Premio BOND 5 ml Flasche
(im Wert von CHF 114.40) gratis!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen
Packungseinheit und nach Rück-
sprache mit einem GC Fachberater.



G-aenial A'CHORD

Lichthärtendes Universalkomposit-Füllungsmaterial
Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen



A'CHORD revolutionäre Technologie

- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und Verschleissfestigkeit
- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit




A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal



A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen



© Dr. J. Tapia Guadix, Spanien



Multifarbschichtung mit G-aenial A'CHORD



© Zahnarzt Georg Benjamin, Deutschland



Monofarbschichtung mit G-aenial A'CHORD



© Dr. Radoslav Asparuhov, Bulgarien



Vor Politur Nach Politur

Multi-Farb-Technik-Korrespondenz																
VITA® Classic	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opak	AO1	AO2	AO3	AO3	AO3	AO1	AO2	AO3	AO3	AO2	AO3	AO3	AO3	AO1	AO2	AO3
CORE	A1	A2	A3	A3.5	A4	A1	A2	A3	A3.5	A2	A3	A3	A3.5	A1	A2	A3
Enamel	JE	JE	AE	AE	AE	JE	JE	AE	AE	JE	AE	AE	AE	JE	JE	AE
Enamel	Opak		CORE		Enamel		CORE		Enamel		CORE		Enamel			



4 x G-aenial A'CHORD Unitips oder Spritzen
+ 1 x COMPOSITE MODELING KIT GRATIS

Kaufe 4 x G-aenial A'CHORD (Spritze oder Unitips) und erhalte 1 x Composite Modeling Kit (im Wert von CHF 111.90) gratis!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB CHF 67.10

Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-aenial A'CHORD zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-aenial A'CHORD zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

Spritzen Refill
CHF 67.10 pro Packung à 2.1 ml / 4 g

Unitips Refill
CHF 72.- pro Packung à 15 x 0.16 ml

4 x G-aenial A'CHORD Unitips oder Spritzen
+ 1 x G-PREMIO BOND 5 ML FLASCHE

Kaufe 4 x G-aenial A'CHORD (Spritze oder Unitips) und erhalte 1 x G-Premio BOND 5 ml Flasche (im Wert von CHF 114.40) gratis!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



CORE Shades										Opaque Shades				Standard Shades			Enamel Shades	
Syringe (1 x 2.1ml/4.0g) Unitip (15 x 0.16ml/0.33g)		10006779	10006780	10006781	10006782	10006783	BOW	AO1	AO2	AO3	BW	A5	A6	JE	AE			
																		
CORE Shades VITA® Classic		A1 A1 B1 D2	A2 A2 B2 C1 D3	A3 A3 B3 C2 C3 D4	A3.5 A3.5 B4 C4	A4 A4 A4	Syringe (1 x 2.1ml/4.0g) Unitip (15 x 0.16ml/0.33g)	10006790	10006787	10006788	10006789	10006786	10006784	10006785	10006791	10006792		
		10006764	10006761	10006762	10006763	10006760	10006758	10006759	10006765	10006766								

Der Leitfaden „Restaurative Lösungen“ von GC
Der Leitfaden bietet Ihnen 3D-Darstellungen aller Kavitätenarten und zeigt deren Wiederherstellung mit GCs fortschrittlichen Glasionomeren, Glas-Hybriden und/oder Restaurationskomposit.



Mehr Informationen finden Sie in unserem Restaurations-Leitfaden oder in der App!



DIAPOLISHER PASTE Diamantpolierpaste



Art.-Nr. 10000892
DIAPOLISHER PASTE

Inhalt: DIAPOLISHER PASTE Spritze 2 g,
1 x Dispensing Tip (needle type),
1 x Protective cover;
CHF 54.70 pro Packung

GC Composite Modeling Liquid Flüssigkeit zum Modellieren von Kompositmaterialien für Direktrestorationen



Art.-Nr. 10003387
GC Composite Modeling Kit

Inhalt: 1 x GC Modeling Liquid 6 ml,
2 x Gradia Brush Pinselhalter,
5 x Gradia Pinsel flach, 5 x Gradia
Pinsel rund, 1 x Mischblock
CHF 111.90 pro Packung



G2-BOND Universal

Der neue Standard der
2-Flaschen-Universal-Bondings –
wegweisend für einen
neuen Standard in Ihren Händen



G2-BOND Universal mit seiner patentierten
Dual-H-Technologie, die für fortschrittlich
optimierten Haftverbund sowohl am Zahn als
auch am Komposit sorgt, ist ein vielseitig
einsetzbares 2-Flaschen-Universal-System,
das die zahnärztlichen Anforderungen in
Hinblick auf die existierenden Goldstandards
für Selbstätzung (SE) und Etch-and-Rinse (ER)
erfüllt und darüber hinaus folgendes bietet:



- Auswahl des bevorzugten Ätzverfahrens
- Hervorragende Haltbarkeit und
erstklassiger Haftverbund
- Hervorragende Beständigkeit
gegenüber Randverfärbungen
- Hervorragende Dosierung
und geringe Techniksensibilität
- Multiindikativ¹
- Modernes, intelligentes und ergo-
nomisches Design: 1-PRIMER / 2-BOND

JETZT EINSTEIGEN

CHF 182.80

Art.-Nr. 10006819
G2-BOND Universal Flasche Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml,
1 x 2-BOND 5 ml, Zubehör;
CHF 182.80 pro Flaschen Kit

Optimal geeignet
für die IDS-Technik
(IMMEDIATE DENTIN
SEALING Technik)!



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

Ein neuer 2-Flaschen-Bonding-Standard
für alle Ätzverfahren

Für eine rundum Zufriedenheit und
den Komfort Ihrer Patienten!



Verkleinerter Kontaktpunkt
zwischen Schutzhülle
und Flasche

Lamelle für effektives
Drücken der Flasche

Gesamtleistung einer einzigartigen Zusammensetzung

- 4-MET für zuverlässige Adhäsion an
Zahnschmelz und Dentin
- MDP für ausgezeichnete Adhäsion an
Zahnschmelz und Dentin, Zirkonoxid,
Aluminiumoxid und Nichteelmetallen
- MDTP zur Adhäsion an Edelmetallen
- HEMA-freies Bonding-System für klinisch
nachgewiesene, herausragende Haltbarkeit²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

¹ Indikationen: Direkte Komposite | Intraorale Reparatur | Sofortige Dentinversiegelung (IDS) | Behandlung von Hypersensibilitäten | Behandlung freiliegender Wurzeloberflächen | Befestigung indirekter Restaurationen (mit G-CEM LinkForce) | Stiftbefestigung & Stumpfaufbau (mit GRADIA CORE & GPB DCA).



Praktische
Flip-Top
Kappe



G-Premio
BOND DCA

die duale Aushärtung
mit GRADIA CORE bei
Stiftbefestigung und
Stumpfaufbau



Weniger
Abfall

schmale Öffnung:
bis zu 300 Tropfen
pro Flasche

G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für

Direktes
Bonding


Reparaturfälle

Indirekte
Befestigung


Stumpfaufbauten

Behandlung von
Überempfindlichkeiten

Kann mit allen
Ätzverfahren
angewendet werden




Keine Kompromisse in der Leistung – Keine Kompromisse in der Anwendung



3 funktionelle
Monomere:
hoher Haftverbund
an Dentin, Schmelz
und Zr, Al, NEM
& EM



Geringe Filmstärke:
vermindertes
Risiko von
Verfärbungen,
perfekte Rand-
passung & hohe
Ästhetik



Ausgezeichnete
Durchdringung:
geringe
postoperative
Empfindlichkeiten

PREISVORTEIL

BUNDLEPACK G-ænial Universal
Injectable + G-Premio BOND

CHF 280.10 CHF 229.-

Art.-Nr. 10003741
**G-ænial Universal Injectable
+ G-Premio BOND Bundlepack**
Inhalt: G-ænial Universal Injectable
je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml),
1 x A3 (1 ml), G-Premio BOND
5 ml Flasche, Zubehör
CHF 229.- (Preis pro Bundlepack)



Alle Farben,
Packungen & Preise
auf einen Blick!
Einfach QR-Code
scannen:
Seite 34/35

PREISVORTEIL

3 + 1 CHF 292.60

+ ZEROFLOX X MICRO
ON TOP APPLICATOR GRATIS

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001458
G-Premio BOND 3-Bottle-Packung
3 Flaschen à 5 ml; CHF 292.60

Kaufe 1 x G-Premio BOND 3-Bottle Packung
und erhalte zusätzlich
1 x G-Premio BOND 5 ml Flasche
(im Wert von CHF 114.40)
+ ON TOP 1 x ZeroFloX X Micro applicator
(30 Stk.) gratis!



© Dr. Serhat Köken, Türkei



Selektives Ätzen von Zahnschmelz




Dosierung von G-Premio BOND



Anwendung von G-Premio BOND



Unsichtbare Haftverbundschicht



GC FujiCEM Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

Einen Schritt voraus

Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.



1 x FujiCEM Evolve Klinikpackung
+ 4 x PUSH AND CLICK TIP REGULAR GRATIS

Kaufe 1 x FujiCEM Evolve Klinikpackung und erhalte 4 x Push and Click Tip Regular Packung im Wert von à CHF 21.10 gratis!

Art.-Nr. 10006621
FujiCEM Evolve Klinikpackung
Inhalt: 8 x GC FujiCEM Evolve syringe (9.2 g / 5.0 ml), 2 x Mixing Pad #22; CHF 556.90

Aktion nur gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Einfache Dosierung und einfache Überschussentfernung.
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. J. Tapia, Spanien



Hier geht's zu den Videos

- Ideal für Metall- und Zirkonrestorationen**
- Handmischvariante oder Automix
 - Keine Vorbehandlung
 - Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
 - Hervorragende Randdichtigkeit
 - Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
 - Optimale Viskosität
 - Geringe Filmstärke
 - Optionale Lichthärtung

PREISVORTEIL

20 % CHF 86.40
~~CHF 108.-~~

Preis pro Packung
Art.-Nr. 10004926
FujiCEM Evolve Single Pack
Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9.2 g / 5.0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular
CHF 86.40 anstatt CHF 108.-

GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement in Kombination mit der innovativen Force & Fusion Technologie



PREISVORTEIL

25 % CHF 409.-
~~CHF 542.40~~

Art.-Nr. 10003468 **FujiCEM 2 SL Eco pack**
Inhalt: 4 FujiCEM 2 SL Kartuschen (à 13.3 g / 7.2 ml)
CHF 409.- anstatt CHF 542.40

Befestigungslösungen

Der GC „Luting Guide“ Befestigungsleitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials. Er enthält darüber hinaus Informationen zu den einzelnen Befestigungsschritten. Mehr Informationen finden Sie in unserem Befestigungsleitfaden oder in der App!

Die schrittweise Anleitung für alle Befestigungen finden Sie im **GC Luting Guide** (Befestigungsleitfaden)

Entdecken Sie den GC Luting Guide!

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

TEMPSMART DC

Dualhärtendes Komposit für provisorische Kronen und Brücken

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. TEMPSMART DC ist das erste frei von Weichmachern und dualhärtende Provisorienmaterial, das entwickelt wurde, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten.



SICHERE HALTBARKEIT
Hohe Bruchstabilität, ideal für Zahnbrücken

BEQUEME VERARBEITUNG
Nicht-klebrig, Hochglanz in wenigen Schritten

INTELLIGENTES KONZEPT
Kurze Verarbeitungszeit durch Lichthärtung

ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE
Fluoreszenz und langanhaltender Glanz

Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!
Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

PREISVORTEIL 10% ON TOP

4 + 1 AB CHF 64.90

Preis pro Packung

TEMPSMART DC 48 ml Kartusche
CHF 108.90 anstatt CHF 121.- pro Packung
Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC 48 ml Kartusche zum Preis von 4!

TEMPSMART DC 10 ml Kartusche
CHF 64.90 anstatt CHF 72.10 pro Packung
Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC 10 ml Kartusche zum Preis von 4!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

FREEGENOL

Temporäre Zementierung indirekter Restaurationen



Art.-Nr. 10000009
GC FREEGENOL, TEMPORARY 1-1 Pack
55 g + 20 g
CHF 65.10 pro Packung

Die Abbindezeit kann nach Bedarf angepasst werden.

- Temporäre Allzwecklösung
- Anpassbare Konsistenz und Abbindezeit
- Einfaches Entfernen von Überschüssen
- Eugenolfrei – kompatibel mit Kunststoffmaterialien

GC PLIERS

Zange zur Entfernung von Restaurationen

Art.-Nr. 10001804
GC PLIERS mit Zubehörset
Abhebezange; 50 Gummibacken; 4 g Haftpulver; CHF 394.30 pro Packung



REVOTEK LC

Material für temporäre Kronen und Brücken – Einfach schneiden, formen und aushärten.

REVOTEK LC, der erste lichthärtende Einkomponenten-Kunststoff für temporäre Restaurationen in Stick-Form. Die Herstellung hochqualitativer temporärer Inlays, Onlays, Kronen, Verblendungen und Brücken war noch nie einfacher.

PREISVORTEIL

20 % CHF 75.45
~~CHF 94.30~~

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10000246 **REVOTEK LC, Intro Pack B2**
1 x Putty Stick, 1 x Lightproof storage case, 1 x GC Spatula N°2

CHF 75.45 anstatt CHF 94.30


- Direkte Modellierung im Mund, ohne Anmischen oder Abformen
- Für 60 Inlays durchschnittlicher Grösse oder 30 Kronen durchschnittlicher Grösse
- Die Verarbeitungs- und Abbindezeiten werden durch den Anwender festgelegt
- Problemlose Entfernung aus dem Mund
- Extrem verschleissfest bei geringem Bruchrisiko
- Kompositmaterial ohne exothermische Hitze, Geruch oder chemische Reizung

GC FUJICEM EVOLVE
GC FUJICEM 2 S&L
TEMPSMART DC
FREEGENOL
GC PLIERS
REVOTEK LC



G-CEM ONE

Technische Anleitung



Wann sollte G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER oder G-Premio BOND angewendet werden? (nur für Zahn/Abutment: Vorgehensweise s. Rückseite)

Retentive Präparation		Nichtretentive Präparation	
Material für die Restauration	AEP oder G-Premio BOND	Material für die Restauration	AEP oder G-Premio BOND
Metall, Zirkonoxid, Keramik	optional	Metall, Zirkonoxid, Keramik	verbindlich ✓
Hybridkeramik Komposit	verbindlich ✓	Hybridkeramik Komposit	verbindlich ✓

Wann sollte G-Multi PRIMER angewendet werden? (NUR für Restaurationen)

Material für die Restauration	G-Multi PRIMER
Metall, Zirkon	optional*
Keramik, Glasfaserstift, Hybridkeramik Komposit	verbindlich ✓

*G-CEM ONE enthält MDP, daher ist G-Multi PRIMER für Metall- und Zirkonoxid optional.

BEFESTIGUNGSTECHNIK für alle Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Veneers

Wenn mehr Haftfestigkeit benötigt wird

- Reinigen und spülen Sie den Stiftraum und trocknen Sie ihn anschließend gründlich mit Papierspitzen. **Verwenden Sie kein H₂O, und/oder EDTA zur chemischen Reinigung des Stiftraums.**
- Wenn mehr Haftfestigkeit benötigt wird, G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER auftragen, 10 Sekunden warten und mit MAXIMALEM Luftdruck trocknen, bis die Primerlösung nicht mehr aus dem Wurzelkanaleingang austritt. Entfernen Sie überschüssige Primerlösung mit Papierspitzen. **Verwenden Sie in diesem Fall NICHT G-Premio BOND.**
- Bereiten Sie den Stift/Stumpfaufbau gemäss den Anweisungen des Herstellers vor.
- Applizieren Sie das Material direkt in den Kanal. Setzen Sie den Stift **innerhalb von 1 Minute nach Materialapplikation in den Kanal ein.**
- Üben Sie weiterhin moderaten Druck aus und achten Sie darauf, dass der Stift in Position bleibt und entfernen Sie überschüssiges Material.
- Aushärten aller Oberflächen/Ränder unter Beibehaltung des moderaten Drucks.
- Lassen Sie das Material für 4 Minuten abbinden.

Belichtungszeit	G-CEM ONE
Hochleistungs-LED (mehr als 1200 mW/cm ²)	10 Sekunden
Halogene / LED (700-1200 mW/cm ²)	20 Sekunden

BEFESTIGUNGSTECHNIK für alle Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Veneers

Vorbereitung des Zahns

- Den vorbereiteten Zahn reinigen, abspülen und gründlich trocknen.
- G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER** auftragen, 10 Sekunden warten und mit MAXIMALEM Luftdruck trocknen bis die Primerlösung nicht mehr aus dem Wurzelkanaleingang austritt. Entfernen Sie überschüssige Primerlösung mit Papierspitzen. **KEINE LICHTHÄRTUNG NOTWENDIG.**
- Nach dem Schütteln der Flasche G-Premio BOND** auftragen, 10 Sek. warten und 5 Sek. lang mit MAXIMALEM Luftdruck trocknen, um Flüssigkeitsansammlungen im Gingivavulvulus zu vermeiden und **lichthärten**. Die Belichtungszeit entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

* Bei der Befestigung von Veneers und Onlays den Schmelz 10-15 Sekunden lang mit 35-40%iger Phosphorsäure ätzen und sorgfältig abspülen.

Anwendung

- Die Restauration gemäss den Anweisungen des Herstellers vorbereiten.
- Die Anmischspitze anbringen und das Material direkt in die Restauration applizieren.
5. Sofort einsetzen und moderaten Druck beibehalten. Die Verarbeitungszeit beträgt 2'45" bei 23°C (die bei Verwendung von G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER reduziert wird).
- 6A. Härten Sie aus, indem Sie mit dem Lichtleiter eines Polymerisationsgeräts **1 Sekunde** lang über das überschüssige Material schwenken, bis dieses eine gummiartige Konsistenz erreicht.
- 6B. Behalten Sie moderaten Druck bei, bis es eine feste gummiartige Konsistenz erreicht.
7. Überschüssigen Zement entfernen und zeitgleich moderaten Druck beibehalten.
- 8A. Polymerisieren Sie unter Beibehaltung von moderatem Druck alle Flächen / Ränder gleichmässig aus.
- 8B. Lassen Sie das Material 4 Minuten lang aushärten, falls die Restauration lichtundurchlässig ist.

Belichtungszeit	G-Premio BOND	G-CEM ONE
Hochleistungs-LED (mehr als 1200 mW/cm ²)	5 Sekunden	10 Sekunden
Halogene / LED (700-1200 mW/cm ²)	10 Sekunden	20 Sekunden

****Flüssigkeitsansammlungen im Gingivavulvulus**

Die Schritt-für-Schritt Anleitungen für all Ihre Befestigungen finden Sie im GC Luting Guide

App Store | Google Play

Gebrauchsanweisung beachten

20012121
041122SK

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN VON GC

G-CEM ONE

Selbstadhäsives Befestigungskomposit
Die universelle Befestigungslösung

Zuverlässig

Optimale Haftwerte bei retentiven und nicht-retentiven¹ Präparationen, dank der einzigartigen GC Touch Cure Technologie des optionalen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primers.

Universell

Hervorragende Haftfestigkeit zum Zahn und zu allen Substraten: Schmelz, Dentin, Zirkonoxid, Metall, Glaskeramik², Hybrid-Keramik².

¹ Mit G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

² Mit G-Multi PRIMER | ³ Feldtestergebnisse, nur für G-CEM ONE. Daten auf Anfrage.

1 x G-CEM ONE Twin Refill

+ G-PREMIO BOND
5 ML FLASCHE GRATIS

Kaufe 1 x G-CEM ONE Twin Refill und erhalte 1 x G-Premio BOND 5 ml Flasche (im Wert von CHF 114.40) gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

1 x G-CEM ONE Twin Refill

+ G-MULTI PRIMER GRATIS

Kaufe 1 x G-CEM ONE Twin Refill und erhalte 1 x G-Multi Primer 5 ml Flasche (im Wert von CHF 81.40) gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Flexibel: Die optionale Verwendung des Primers ermöglicht optimale Haftwerte bei retentiven und nicht-retentiven Präparationen.

Anwenderfreundlich

Ausgeprägte Dunkelhärtung, „tack-cure“ Überschussentfernung, hohe Toleranz gegenüber Speichel und Feuchtigkeit¹, Fließfähigkeit ideal für Befestigungen, praktisch keine postoperative Sensibilitäten³.



PREISVORTEIL

3 + 1 AB CHF 143.20

Erhalte 4 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 3!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006921

G-CEM ONE Twin Refill A2

Art.-Nr. 10006922

G-CEM ONE Twin Refill Transluzent

Inhalt pro Twin Refill:
2 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
15 x GC Automix Tips Regular,
5 x GC Automix Endo Tips;
CHF 143.20 pro Packung



Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!

Einfach QR-Code scannen:
Seite 34/35



Einfache Überschussentfernung mit optionalem „Tack Curing“.

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. K. Otani, Japan



Jetzt auch mit G-Premio BOND kombinierbar!

GC-CEM ONE ist nun zusätzlich in drei neuen Packungen in Kombination mit G-Premio BOND verfügbar, aus denen Sie Ihr bevorzugtes Befestigungsprotokoll wählen können. Die Kombination aus drei funktionellen Monomeren sorgt für eine optimale Haftung – nur ein Adhäsiv für alle direkten und indirekten Workflows!



Optional: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Für alle Pfeilerzähne und Kavitäten

- MDP: Verbund zur Zahnhartsubstanz, Zirkonoxid und Nichtedelmetall
- 4-MET: Verbund zur Zahnhartsubstanz
- MDTP: Verbund zu Edelmetall
- Beschleuniger – Starker Verbund an Pfeilerzahn und Kavität durch GC Touch Cure-Funktion

Farben G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal

Universal-Farbe

Trans-luzent A2

AO3 Weiss Opak

Opake Farben

CERASMART270

Kraftabsorbierende Hybridkeramik CAD/CAM-Block

Natürliche Passform, Präzision, Stärke und Flexibilität kombiniert mit einer leicht anzuwendenden, lichthärtenden Oberflächenversiegelung

- Flexibilität für die Absorption von Stossbelastungen
- Für langlebige Restaurationen
- Extrem passgenaue Ränder für nahtlose Übergänge
- Hervorragende Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit
- Optimale Fluoreszenz und Transluzenz
- Implantatgestützte Krone
- Ersatz einer grossen Kompositrestauration mit parapulpären Stiften
- Restauration eines zweiten Molaren
- Restauration eines Quadranten



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3 AB CHF 138.20



Preis pro Packung (5 Blöcke pro Packung)

Erhalte 5 Packungen CERASMART270 CAD/CAM Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen CERASMART270 CAD/CAM Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 10!


Erhältlich in den Grössen 12, 14 und 14L.

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb der selben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

CERASMART270 Blöcke sind CEREC-kompatibel und im aktuellen CEREC Software-Update gelistet. Verfügbar für Bestellungen durch autorisierte CEREC Händler.



Farben



GC Initial LRF BLOCK

Der leuzitverstärkte Feldspat-CAD/CAM-Block für indirekte Restaurationen

Einfach schleifen... polieren ... befestigen ... kein Glanzbrand!

Stark & kompakt


- Höhere Festigkeit gegenüber konventionellen Feldspat Keramikblöcken
- Kein Chipping
- Präzise Ränder
- Sehr glatte Oberflächen bereits nach dem Schleifen

Glanz & Ästhetik

- Einfach und schnell zu polieren
- Chamäleon-Effekt



Farben



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3 AB CHF 87.70



Preis pro Packung (5 Blöcke pro Packung)

Erhalte 5 Packungen Initial LRF Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen Initial LRF Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 10!

Erhältlich in den Grössen 12, 14 und 14L.

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb der selben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!

Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

CAD/CAM SOLUTIONS VON GC



GC Initial LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat

Initial LiSi Block ist ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN Technik - dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksystem - können Sie schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielen.



- Zeitersparnis, da kein Kristallisationsbrand erforderlich
- Langlebige Ästhetik
- Feine, passgenaue Ränder
- Natürliche Opaleszenz
- Ideale Basis für die ONE SQIN Technik
- Einfach schleifen, polieren, einsetzen

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3 CHF 131.-

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen Initial LiSi Block zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen Initial LiSi Block zum Preis von 10!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.




Hier geht's zur Webpage




Polieren oder charakterisieren? Sie haben die Wahl!

Manuelle Politur



Maltechnik

Charakterisierung mit Lustre Pastes ONE



Micro-Layering-Technik

Micro-Layering mit Lustre Pastes ONE und SQIN Keramik



INITIAL LISI BLOCK AESTHETIC KIT

CHF 510.30

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10007322

Initial LiSi Block Aesthetic Kit

Alle Farben, Packungen & Preise auf einen Blick!



Einfach QR-Code scannen: Seite 34/35

Tooth Wear ist real. Unsere Lösungen auch.

Langfristige indirekte Versorgungskonzepte bei ausgeprägtem Zahnverschleiss

Direkt oder indirekt?

Bei der Versorgung von Zahnverschleiss gibt es dafür keine feste Regel. Entscheidend ist ein möglichst minimalinvasives Vorgehen. In vielen Fällen wird zunächst mit direkten Restaurationen begonnen. Bei komplexen Fällen mit ausgeprägtem oder pathologischem Zahnverschleiss können jedoch auch indirekte Versorgungen erforderlich werden. Hier sind Materialien gefragt, die im Langzeiteinsatz zuverlässig sind und gleichzeitig die vorhandene Zahnschubstanz schonen. GC Produkte wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt und unterstützen den gesamten Behandlungsablauf zuverlässig.



Alle Produkte unserer „Tooth Wear ist real“-Kampagne sind mit diesem Hinweis gekennzeichnet.



JETZT QR-CODE SCANNEN UND MEHR ÜBER DIE KAMPAGNE ERFAHREN!



GC Temp PRINT
Lichthärtendes 3D-Druck-Komposit für temporäre Kronen und Brücken



Initial™ LiSi Block
Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat



Initial LiSi Press
Lithium-Disilikat zum Pressen



Initial Zirconia Disks
ST, HT, UHT und Multilayer Elite CAD/CAM-Disk aus Zirkonoxid für anspruchsvolle Fälle



G-CEM ONE™
Universelles selbstadhäsives Befestigungskomposit



TEMPSMART™ DC
Dualhärtendes Bisacryl-Komposit für temporäre Kronen und Brücken



CERASMART™270
Kraftabsorbierender Hybridkeramik-CAD/CAM-Block



Initial IQ ONE SQIN
Malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem



Initial Zr-FS
Verblendsystem für Zirkonoxid-Gerüste



FujiCEM™ Evolve
Kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement

Bei der Auswahl sollte Folgendes berücksichtigt werden:



Ausmass des Substanzverlusts




Ätiologie



Progressionsrate des Zahnverschleisses



Bei schwerem generalisiertem Zahnverschleiss ist eine sorgfältige Planung entscheidend, um Ästhetik, Funktion und Phonetik in Einklang zu bringen und gleichzeitig möglichst minimalinvasiv vorzugehen. Die Literatur zeigt, dass die vertikale Dimension der Okklusion (VDO) innerhalb der Komfortzone des Patienten sicher erhöht werden kann – **typischerweise um bis zu 5 mm im Inzisalbereich.**



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. C. Lampson, Deutschland.

TEMPSMART DC
Dualhärtendes Bisacryl-Komposit für temporäre Kronen und Brücken

- Angenehme, nicht klebrige Verarbeitung
- Hohe Bruchzähigkeit
- Schnelle Politur und langanhaltender Glanz
- Reparierbar und unterfütterbar

Dieser Fall erforderte eine Erhöhung der vertikalen Dimension. Die Versorgung mit **TEMPSMART DC**-Provisorien lässt unmittelbar erkennen, wie die definitive Versorgung aussehen wird.



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. C. Moussally, Frankreich.

CERASMART 270
Kraftabsorbierender Hybridkeramik-CAD/CAM-Block

- Homogene Füllstoffverteilung dank FSC-Technologie - stabil, glatt und langlebig
- Puffert hohe Kaukräfte
- Einfache intraorale Reparatur

Bei einem Patienten mit Bruxismus wurde die Okklusion im Seitenzahnbereich mit **CERASMART 270** wiederhergestellt.

G-CEM ONE
Universelles selbstadhäsives Befestigungskomposit

- Universell einsetzbar und selbstadhäsiv
- Hohe Haftfestigkeit in allen Applikationsmodi
- Verfärbungsresistent
- Hohe Verschleissfestigkeit



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. G. Pongione, Italien.

G-CEM ONE zeichnet sich durch eine hohe intrinsische Farbstabilität aus.

FujiCEM Evolve
Kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement

- Applikation in einem Schritt
- Weniger techniksensitiv als Kompositzemente
- Feuchtigkeitstolerant
- Optimale Haftung an Zirkonoxid
- Geringe Filmstärke und präzise Adaptierung



Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. R. Sorrentino, Italien.

FujiCEM Evolve ist feuchtigkeits-tolerant und die Überschüsse lassen sich einfach entfernen.

Zahnarzt

Klinische und funktionelle Diagnose

Ästhetische und funktionelle Behandlungsplanung

Mock-up und mock-up-geführte Präparation

Intermediäre Phase mit Provisorien

Zementierung

Labor

Wax-up, Erstellung von Modellen, Schlüsseln und Provisorien

Herstellung der Restaurationen



Eine klare Kommunikation zwischen Behandler und Labor ist entscheidend für eine funktionelle und ästhetische Rehabilitation.




Mit freundlicher Genehmigung von ZT Stephen Lusty, Grossbritannien.



GC Temp PRINT
Lichthärtendes 3D-Druck-Komposit für temporäre Kronen und Brücken

- Hervorragende, stabile mechanische Eigenschaften
- MMA-frei, für DLP-Druck geeignet
- Kompatibel mit OPTIGLAZE color

Selbst feinste anatomische Strukturen lassen sich einfach realisieren. Kleine okklusale Anpassungen lassen sich problemlos durch Beschleifen oder Ergänzen mit Komposit vornehmen. **GC Fuji TEMP LT** eignet sich ideal für die temporäre Befestigung.



Vergleich der polierten Oberfläche (zweite Politur) von **Initial LiSi Press** (oben links) und **konventionellem Lithium-Disilikat** (unten rechts) bei identischer Vergrößerung.



Initial LiSi Block & Initial LiSi Press
Lithium-Disilikat-Lösungen zum Fräsen und Pressen

- Hervorragende Ästhetik
- Lithium-Disilikat mit HDM-Technologie und hervorragenden physikalischen Eigenschaften
- Glatte Ränder und sehr gute Polierbarkeit durch homogene Struktur



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Z. Ali, Grossbritannien.

Ein Patient mit ausgeprägtem erosivem Zahnverschleiss wurde mit Teilrestaurationen aus **Initial LiSi Press** im Seitenzahnbereich versorgt.



Initial Zirconia-Lösungen ermöglichen ein Höchstmass an Individualisierung bei minimalem Materialeinsatz.



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Z. Ali, Grossbritannien.

Bei diesem Patienten mit ausgeprägtem erosivem Zahnverschleiss musste eine insuffiziente Krone an Zahn 16 ersetzt werden. Die Versorgung erfolgte mit Zirkonoxid.



Initial Zirconia Solutions
Hochfeste Zirkonoxid-Disks und Optionen zur Charakterisierung

- Omnifunktional: breites Indikationsspektrum, reguläres oder Speed-Sintern
- Dünnwandige Restaurationen für unterschiedliche Präparationsarten
- Hervorragende Ästhetik mit Initial IQ ONE SQIN
- Erhältlich als ST, HT, UHT und Multilayer



GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JULI BIS DEZEMBER 2026

PRAXIS

