



GC

# GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JUILLET - DECEMBRE 2026

LABORATOIRE



Since 1921  
100 years of Quality in Dental





NOUVEAU

## GC Initial REVO MC

Le système métallo-céramique [R]EVOlutionnaire pour la dentisterie moderne

Gagnez en efficacité. Optimisez vos résultats.

La dentisterie évolue, vos besoins aussi. Avec l'essor des matériaux monolithiques et de stratification minimale, les laboratoires doivent pouvoir compter sur des processus plus rapides, plus efficaces et plus prévisibles sans sacrifier l'esthétique. Initial REVO MC définit une nouvelle norme en dentisterie métallo-céramique. Il combine la résistance éprouvée d'une armature métallique avec un design céramique contemporain et minimaliste. Le résultat ? Moins de couches de stratification, des processus rationalisés et une esthétique maîtrisée.



Le nouveau standard en métallo-céramique!

Efficacité maximale. Esthétique supérieure!



L'efficacité redéfinie

- Des processus simplifiés en moins d'étapes.
- Une productivité accrue et moins de retouches.



L'esthétique sans complexité

- Des résultats harmonieux avec un minimum de couches.
- Toutes teintes, y compris les teintes bleach et gum.



Des performances fiables


- Une résistance et une durabilité supérieures pour résister à l'épreuve du temps
- Une reproduction des teintes hautement prévisible

### Un concept de teintes [R]EVOlutionnaire




A chaque fois, la teinte parfaite

Le concept Initial REVO MC : un système ultra-précis pour reproduire toutes les teintes A-D, tout en réduisant la complexité des matériaux au minimum



Ratio de Ratio de mélange standardisée

Les ratios de mélange standardisés des Body Powders garantissent des résultats constants et reproductibles. Grâce à la cuillère doseuse céramique, la préparation devient simple, rapide et parfaitement maîtrisée, pour un flux de travail à la fois efficace et fiable.



Précision chromatique

indépendante de l'épaisseur  
Ces échantillons standardisés, réalisés avec des couches céramiques de 0,5 à 2,0 mm, démontrent une stabilité colorimétrique remarquable, quelle que soit l'épaisseur appliquée. Un processus optimisé pour un résultat uniforme, à chaque étape.

initial  
REVO MC

Prospekt  
Initial  
REVO MC



Quick Starter  
Initial  
REVO MC



GC INITIAL REVO MC

|          |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OPAQUE   |   |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | Opaque Light                                                                         | Opaque Medium                                                                       | Opaque Dark                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| BODY     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Body A Light                                                                         | Body A Dark                                                                         | Body B Light                                                                        | Body B Dark                                                                         | Body C Light                                                                        | Body C Dark                                                                         | Body D Light                                                                        | Body D Dark                                                                         |
| ENAMEL   |   |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | Enamel Light                                                                         | Enamel Medium                                                                       | Enamel Dark                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| EFFECT   |   |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | Clear Fluorescence                                                                   | Opal Booster                                                                        | Translucent Neutral                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| SHOULDER |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | Universal                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| BLEACH   |   |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | Opaque Bleach                                                                        | Body Bleach                                                                         | Enamel Bleach                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| GUM      |   |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | Opaque Gum Universal                                                                 | Gum Light                                                                           | Gum Dark                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

OFFRE

3+1

A PARTIR DE

CHF 33.-

Prix par paquet

**GC Initial REVO MC Refill Pack**

Achetez 3 Initial REVO MC Refill Packs (40 g) et recevez 1 Initial REVO MC Refill Packs (40 g) gratuitement !

Mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour les Refill Packs à 40 g.



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !

Scannez le code QR : page 30/31

**GC Initial REVO MC Starter Set**

**+ INITIAL INmetalbond KIT GRATUIT**

N°art 10042511

**GC Initial REVO MC Starter Set;** CHF 700.-

Achetez 1 Initial REVO MC Starter Set et recevez 1 Initial INmetalbond Kit (2 x 4 g d'une valeur de CHF 92.40) gratuitement !

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

**GC Initial REVO MC Recharges**

Paste Opaque: Light/Medium/Dark/ Gum Universal/Bleach; CHF 33.-

Body: Body A Light/Dark, Body B Light/Dark, Body C Light/Dark, Body D Light/Dark; Enamel: Light/Medium/Dark; Effect: TN, Opal Booster, CL-F; Shoulder Universal; Gum: Light/Dark; Bleach: Body/Enamel; CHF 63.- par paquet

Modelling Liquid; CHF 19.-



## Initial IQ ONE SQIN

Système céramique  
avec forme et couleur à peindre

### Technique ONE SQIN - pour toutes vos restaurations en zircone et disilicate de lithium

- Créez des détails de forme et de texture au stade humide - aucune modification après la cuisson.
- Propriétés auto-glaze - obtenez une belle finition glacée en une seule cuisson.
- Niveau de fluorescence optimal - assure l'aspect des dents naturelles sous toutes conditions de lumière.
- Une esthétique maximale dans une micro-couche.



© ZTM Michael Brusch



© ZTM Stefan M. Roozen



## Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Shades

Peignez votre esthétique rouge et  
blanche : Deux coffrets, une approche



Point de départ



Résultat final



Initial IQ  
Lustre Paste ONE V-Shades Set

+ INITIAL ZIRCONIA DISK  
MULTILAYER ELITE GRATUIT

Achetez 1 x Initial IQ Lustre Paste  
ONE V-Shades Set et recevez  
1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite  
(toutes tailles) gratuitement !

Offre valable par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.

INITIAL IQ LUSTRE  
PASTES ONE -  
V-SHADES SET

CHF 871.90

N°art 10007017  
Initial IQ Lustre Pastes ONE -  
V-Shades Set

Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31

OFFRE  
15% CHF 410.05  
~~CHF 482.40~~

N°art 10003186  
Initial IQ Lustre Pastes NF -  
Gum Shades Set  
CHF 410.05 au lieu de CHF 482.40



initial  
IQ ONE SQIN

OFFRE

4 + 1

INITIAL  
IQ ONE SQIN

Recevez 5 Nachfüllpackets von  
Initial IQ ONE SQIN au prix de 4!

Mélange de teintes possible. Valable  
pour une même unité d'emballage et par  
l'intermédiaire de votre consultant GC.

OFFRE  
RISK-FREE

CHF 1'513.50 CHF 1'135,15

Prix par paquet

N°art 10006991

Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

Offre valable par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !

Scannez le code QR :  
page 30/31



INITIAL IQ  
SQIN SHADES SET

CHF 619.20

Prix par paquet


N°art 10006990

Initial IQ SQIN SHADES SET

### Initial IQ Lustre Pastes ONE Teintes-V (4 g), 71.50 CHF



### Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Teintes (4 g), 59.30 CHF



OFFRE

4 + 1

INITIAL IQ  
LUSTRE PASTES ONE

Recevez 5 Refill Packs Initial IQ Lustre Pastes  
ONE Teintes-V au prix de 4 !

Mélange de teintes possible. Valable  
pour une même unité d'emballage et par  
l'intermédiaire de votre consultant GC.

INITIAL IQ ONE SQIN  
INITIAL IQ LUSTRE  
PASTES ONE

NOUVEAU



# initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Le premier choix pour les normes les plus élevées

Conçu pour offrir un équilibre parfait entre une résistance élevée et une esthétique exceptionnelle, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite est le choix idéal pour les restaurations antérieures et postérieures.

## ESTHETIQUE SUPERIEURE

Gradient de teinte et de translucidité fidèle à la nature pour les restaurations antérieures et postérieures.

## RESISTANCE ELEVÉE

Classé en classe V selon la norme DIN EN ISO 6872 avec une valeur moyenne > 1.100 MPa.

## OMNI-FONCTIONNEL

Polyvalent et adapté à un large éventail d'indications cliniques. Frittage rapide ou régulier.

### Propriétés physiques

- Dioxyde de zirconium Type II Classe V DIN EN ISO 6872
- Résistance à la flexion : valeur moyenne typique  $\geq 1.100$  MPa
- Gradient de translucidité élevé de >45 % à >49 %.
- Frittage rapide pour couronnes et bridges jusqu'à 3 unités

**OFFRE**  
**3 + 1** À PARTIR DE CHF 179.-

Prix par paquet

Recevez 4 paquets Initial Zirconia Disk Multilayer Elite au prix de 3 !

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

+ 1 INITIAL ZIRCONIA COLORING LIQUID GRATUIT

Achetez 3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite et recevez 1 x Initial Zr Coloring Liquid gratuitement !

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Le disque Initial Zirconia Multilayer Elite est disponible dans toutes les couleurs 16 V et dans 3 types de blanchiment, dans les rainures de disque 14, 16, 20 et 98 mm. 25 mm, avec un diamètre de 98,5 mm.  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3

3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

+ 1 INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE REFILL GRATUIT

Achetez 3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite et recevez 1 x Initial IQ Lustre Paste ONE Refill Pack (d'une valeur de CHF 71.50) gratuitement !

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !

Scannez le code QR : page 30/31

initial™  
Painting Solutions

manuel technique :



Painting Solution :



Coloration externe

### Une large gamme d'applications

- Caractérisation et individualisation des céramiques
- Individualisation de la céramique stratifiée
- CET adapté et compatible avec toutes les céramiques dentaires
- Un coffret pour tous les systèmes
- 20 couleurs en poudre

Demandez dès maintenant votre rendez-vous de démonstration personnalisé !

INITIAL ZIRCONIA DISK  
MULTILAYER ELITE  
INITIAL KERAMIK  
ZIRCONIA COLOR LIQUID

NOUVEAU




**OFFRE**  
**6 + 1** À PARTIR DE CHF 179.-

+ ON TOP TEINTIER INITIAL ZIRCONIA MULTILAYER ELITE GRATUIT

Achetez 6 paquets Initial Zirconia Disk Multilayer Elite et recevez 1 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite et on Top 1 teintier Initial Zirconia Multilayer Elite gratuitement !

Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.



|                                             |      |              |      |
|---------------------------------------------|------|--------------|------|
| Translucidité > 49 %<br>Résistance 800 MPa  | 5Y   | Incisal      | 20 % |
|                                             | 4-5Y | Interlayer 1 | 15 % |
|                                             | 4-5Y | Interlayer 2 | 15 % |
|                                             | 4-5Y | Interlayer 3 | 15 % |
| Translucidité > 45 %<br>Résistance 1150 MPa | 4Y   | Cervical     | 35 % |

PERFECTIONNEZ MAINTENANT VOTRE DÉTERMINATION DE COULEUR !

... AVEC LE TEINTIER ORIGINAL  
INITIAL ZIRCONIA MULTILAYER ELITE.  
Contactez nos spécialistes produits.

N°art 70017398 bis 70017416  
**Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,**  
14 mm CHF 179.- par paquet

N°art 70017417 bis 70017435  
**Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,**  
16 mm CHF 199.- par paquet

N°art 70017436 bis 70017454  
**Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,**  
20 mm CHF 239.- par paquet

N°art 70017455 bis 70017473  
**Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,**  
25 mm CHF 278.- par paquet



## Initial Spectrum Stains

L'art de peindre les céramiques – solutions céramique 2D et 3D



INITIAL SPECTRUM  
STAIN SET

CHF 991.10

N°art 10003190  
**Initial Spectrum Stain Set**  
CHF 991.10

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.

Laissez votre consultant GC personnel vous conseiller sur les colorations uniques et révolutionnaires du spectre Initial™ et obtenez vos offres spéciales !

## Initial Zirconia Coloring Liquid

Colorant liquide pour ZrO2

- Les « GC Initial Zirconia Coloring Liquid » sont destinés à être utilisés par les prothésistes dentaires pour la coloration de restaurations en zircone pré-frittée
- Limiter la finition nécessaire
- Plus rapide, plus prévisible et individuel L'Initial Zirconia Coloring Liquid, en revanche, permet une approche véritablement individualisée de la base, y compris de la partie gingivale.
- Peindre ou immerger



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31



OFFRE

**4 + 1** À PARTIR DE CHF 25.60

Recevez 5 Initial Zr Coloring Liquid Refill Packs au prix de 4 !

Refill Packs à 50 ml; CHF 54.80  
Initial Zr Coloring Liquid:  
Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D;  
Effect Blue, Effect Grey, Effect Pink, Neutral

Refill Packs à 25 ml; CHF 25.60  
Initial Zr Marking Liquid:  
Red, Blue, Yellow, Green

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

**OFFRE**  
**20 %** CHF 491.20  
~~CHF 614.-~~

N°art 10041648  
**Initial Zr Coloring Liquid Set**  
CHF 491.20 au lieu de CHF 614.-

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



## Initial LiSi

Céramique pour disilicate de lithium.

Un système de teintes – un système de stratification

- Remarquable esthétique naturelle, spécialement développée et adaptée pour la réfraction de la lumière sur le disilicate de lithium
- Faibles températures de cuisson et valeurs de CET parfaitement adaptées, avec une stabilité élevée après cuisson, même après plusieurs cycles
- Système étendu de teintes de stratification – le concept Initial
- Manipulation aisée
- Résultats rapides, esthétiques et rentables

Demandez votre offre spéciale !



**OFFRE**  
MAINTENANT À PARTIR DE **CHF 868.40**

Prix par paquet  
Initial LiSi Basic + Advanced Set  
N°art 10003184 **Initial LiSi Basic Set** CHF 785.20  
N°art 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** CHF 951.60

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31

## Initial MC Céramo-métal

**OFFRE**  
MAINTENANT À PARTIR DE **CHF 2'185.85**

Prix par paquet  
Prix pour Initial MC Basic (Paste) + Basic Plus (Paste) + Advanced Set  
N°art 10003150 **Basic Set mit Poudre-Opaker**; CHF 1'786.90  
N°art 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaker**; CHF 1'616.50  
N°art 10003151 **Basic Plus Set mit Poudre-Opaker**; CHF 1'777.80  
N°art 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaker**; CHF 1'662.80  
N°art 10003113 **Advanced Set**; CHF 1092.40 CHF  
N°art 10003170 **Gum Shade Set (Poudre-Opaker)**; CHF 299.70  
N°art 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaker)**; CHF 267.–  
N°art 10003165 **Bleach Set**; CHF 367.90  
N°art 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaque Set**; CHF 616.30  
N°art 10003114 **Initial MC Paste Opaque Set**; CHF 706.80  
N°art 10003183 **Initial MC Chroma Shade Translucent Set**; CHF 349.70

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



## Initial Zr-FS

Système céramique aux indications multiples

**OFFRE**  
MAINTENANT À PARTIR DE **CHF 2'035.–**

Prix par paquet

Initial Zr-FS Basic + Advanced Set

N°art 10003119 **Basic Set**; CHF 2'035.–  
N°art 10003120 **Advanced Set**; CHF 2'035.–

N°art 10003168 **Bleach Set**; CHF 376.10  
N°art 10003172 **Gum Shades Set**; CHF 340.30

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

## Initial LiSi Press

Nouvelle céramique pressée révolutionnaire – pour une solidité unique alliée à une esthétique exceptionnelle

Voici ce que vous aimerez chez Initial LiSi Press :

- Résistance incomparable à la flexion grâce à la technologie HDM
- Esthétique inégalée en combinaison avec la céramique de stratification LiSi et l'Initial Lustre Pastes NF
- Vaste choix de couleurs chaudes et éclatantes avec une excellente fluorescence
- Pratiquement aucune couche de réaction après le démoulage



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31

Informez-vous auprès de votre conseiller personnel GC sur la céramique pressée unique et révolutionnaire Initial LiSi et consultez nos offres spéciales Initial LiSi Press !



INITIAL LISI  
INITIAL ZR-FS  
INITIAL MC  
INITIAL LISI PRESS  
LISI PRESSVEST



**OFFRE**  
**4 + 1** CHF **101.–**

Prix par paquet

Recevez 5 Initial LiSi Press Ingots Packs (à 5 x 3 g) au prix de 4 !


Mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez dès maintenant un kit de calibrage !

High Translucency (HT)



Medium Translucency (MT)



Low Translucency (LT)



Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Medium Opacity (MO)



Ce teintier ne constitue qu'une proposition de guide de référence.

## GC LiSi PressVest

Le secret du GC LiSi PressVest : Moins de couche de réaction et un retrait plus facile

La combinaison de l'agent séparateur unique inclus dans la poudre du revêtement avec le Liquide GC LiSi PressVest SR permettent de créer un vide ou « ligne de séparation » qui fragilise la couche de réaction.

### Indications

Spécialement conçu pour de nombreux procédés de pressage de céramique :

- Procédés de pressée tout céramique : Inlays, revêtements et couronnes
- Procédés de surpressée



- Grande fluidité
- Temps de travail long
- Temps de prise stable
- Temps avant l'enfournement plus flexible
- Gain de temps – idéal pour les flux de travail des laboratoires
- grande capacité des tiges de coulée
- Meilleure adaptation interne
- Retrait facile de la couche de réaction – pas d'acide fluorhydrique

**OFFRE**  
~~CHF 225.20~~ CHF **180.15**

N°art 10003661 **GC LiSi PressVest Powder** 100 g x 60, EU/US | 6 kg;  
**CHF 180.15** au lieu de CHF 225.20

**OFFRE**  
~~CHF 45.50~~ CHF **36.40**

N°art 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid** 900 ml, EU/US | 900 ml;  
**CHF 36.40** au lieu de CHF 45.50

**OFFRE**  
~~CHF 68.80~~ CHF **55.05**

N°art 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid** 100 ml, EU/US | 100 ml;  
**CHF 55.05** au lieu de CHF 68.80

## GC Fujivest™ Platinum II

Revêtement à liant phosphate sans graphite



GC Fujivest Platinum II est une poudre spécialement conçue pour les alliages précieux et semi-précieux. Grâce à son temps de travail long et confortable et à sa fluidité améliorée, la mise en revêtement de cas compliqués n'a jamais été aussi simple. Sa plus grande plage de dilatation permet à ce matériau haut de gamme d'être encore plus polyvalent. La surface extrêmement lisse du Fujivest Platinum II permet de réaliser à tout moment des coulées très précises. Cette poudre de qualité élevée peut être utilisée à la fois dans les procédures d'enfournement rapide et à froid (par paliers).

### Indications

Revêtement de précision pour procédures d'enfournement rapide et procédures d'enfournement conventionnelles par paliers. Pour les alliages précieux, semi-précieux et à base de Pd.

- Temps de travail plus long, meilleure fluidité
- Facilite un ajustage parfait même dans les cas complexes comme les suprastructures d'implants et les bridges longue-portée
- Coulées présentant des surfaces extrêmement lisses
- Facile à contrôler avec sa large plage de dilatation
- Démoulage très facile avec un risque réduit de dommage des pièces de coulées

OFFRE

20 %

À PARTIR DE

CHF 148.80

~~CHF 186.-~~

Prix par paquet de 150 g

N°art 10003339 **GC Fujivest Platinum II, Powder**  
67 x 90 g Bags | 6 kg; CHF 174.32 au lieu de CHF 217.90

N°art 10003340 **GC Fujivest Platinum II, Powder**  
40 x 150 g Bags | 6 kg; CHF 148.80 au lieu de CHF 186.-

### Liquid

N°art 10003343 **GC Fujivest Platinum II, Liquid**  
900 ml Bottle | 900 ml; CHF 30.- au lieu de CHF 37.50

## GC Fujivest™ Super

Revêtement à liant phosphate sans graphite



GC Fujivest Super, un revêtement à liant phosphate sans graphite pour la coulée d'alliages précieux, semi-précieux et à base de Pd, notamment les coulées d'implants compliquées.

### Indications

Précision élevée pour les alliages précieux et semi-précieux et les restaurations longue-portée. Pour les techniques relatives à l'implantologie, demander nos instructions spéciales.

- Méthode d'enfournement rapide
- Expansion totale jusqu'à 2,34 % – liquide spécial haute expansion disponible
- Consistance crémeuse avec fluidité et mouillabilité élevées, pour une excellente reproduction des détails
- Prise et dilatation thermique contrôlées, permettant un ajustage de grande précision
- Démoulage facile
- Reproduction exacte pour des coulées précises

OFFRE

20 %

À PARTIR DE

CHF 153.45

~~CHF 191.80~~

Prix par paquet de 150 g

N°art 10001776 **GC Fujivest Super, Powder**  
40 x 150 g Bags | 6 kg; CHF 153.45 au lieu de CHF 191.80

N°art 10001778 **GC Fujivest Super, Powder**  
67 x 90 g Bags | 6 kg; CHF 167.20 au lieu de CHF 209.-

### Liquid

N°art 10001777 **GC Fujivest Super, Liquid**  
900 ml Bottle | 900 ml; CHF 31.05 au lieu de CHF 38.80

N°art 10001780 **GC Fujivest Super High Expansion**  
900 ml Bottle | 900 ml; CHF 1.05 au lieu de CHF 38.80

## GC Fujivest™ Premium

Revêtement à liant phosphate sans graphite



GC Fujivest Premium est une revêtement à liant phosphate sans graphite pour couronnes et bridges, adaptée à tous les types d'alliages dentaires, notamment les alliages non précieux. Que l'on utilise la méthode d'enfournement rapide ou conventionnelle, avec ou sans cylindre, le contrôle fiable de l'expansion de GC Fujivest Premium produit des coulées d'une précision constante.

### Indications

Convient pour tous les alliages dentaires, notamment les alliages non précieux. Pour utilisation dans les procédures d'enfournement rapide comme à froid (par paliers progressifs).

- Offre une grande plage d'expansion allant jusqu'à 3,5 % – les suprastructures d'implants avec alliages non précieux peuvent désormais être réalisées de façon sûre et simple
- Permet d'utiliser les techniques sans cylindre à enfournement rapide ou progressif
- Ajustage de grande précision avec dilution du liquide pour un contrôle optimal de l'expansion
- Grande fluidité, consistance souple
- Poudre solide mais facile à enlever

OFFRE

20 %

À PARTIR DE

CHF 123.70

~~CHF 154.60~~

Prix par paquet de 150 g

N°art 10003213 **GC Fujivest Premium, Powder**  
40 x 150 g Bags | 6 kg; CHF 123.70 au lieu de CHF 154.60

N°art 10003214 **GC Fujivest Premium, Powder**  
67 x 90 g Bags | 6 kg; CHF 141.10 au lieu de CHF 176.40

### Liquid

N°art 10003215 **GC Fujivest Premium, Liquid**  
900 ml Bottle | 900 ml; CHF 30.- au lieu de CHF 37.50

## GC Fujivest™ II

Revêtement à liant phosphate sans graphite



Revêtement à liant phosphate sans graphite pour la coulée de précision de couronnes et de bridges dans tous les alliages dentaires, y compris Ni-Cr et Co-Cr.

### Indications

Coulées parfaites pour les alliages non précieux avec la méthode d'enfournement rapide comme à froid (par paliers).

- Sans graphite
- Technique avec ou sans cylindre quelle que soit la méthode d'enfournement, rapide ou par paliers
- Fluidité élevée / mouillabilité élevée
- Surface lisse
- Dilatation thermique et prise contrôlées
- Liquide spécial basse expansion

OFFRE

20 %

À PARTIR DE

CHF 162.80

~~CHF 203.50~~

Prix par paquet de 150 g

N°art 10001770 **Fujivest II, Powder**  
100 x 60 g | Bags; CHF 177.60 au lieu de CHF 222.-

N°art 10001771 **Fujivest II, Powder**  
40 x 150 g | Bags; CHF 162.80 au lieu de CHF 203.50

N°art 10003332 **Fujivest II, Powder**  
4 x 2 kg; CHF 184.90 au lieu de CHF 231.20

N°art 10001773 **Fujivest II, Powder**  
67 x 90 g | Bags; CHF 173.80 au lieu de CHF 217.20

### Liquid

N°art 10001772 **Fujivest II, Liquid**  
900 ml Bottle; CHF 30.90 au lieu de CHF 38.60

N°art 10001792 **Fujivest II, Low Expansion**  
900 ml Bottle; CHF 30.90 au lieu de CHF 38.60



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31

## GC LISI PRESSVEST

Le secret du GC LiSi PressVest : Moins de couche de réaction et un retrait plus facile



La combinaison de l'agent séparateur unique inclus dans la poudre du revêtement avec le Liquide GC LiSi PressVest SR permettent de créer un vide ou « ligne de séparation » qui fragilise la couche de réaction.

### Indications

Spécialement conçu pour de nombreux procédés de pressage de céramique :

- Procédés de pressée tout céramique :  
Inlays, revêtements et couronnes
- Procédés de surpressée

OFFRE

20 %

CHF 180.20

~~CHF 225.20~~

Prix par paquet de 150 g

N°art 110003664 **GC LiSi PressVest Intro Kit**  
6 x 100 g poudre, 135 ml liquide, 30 ml SR liquide; CHF 180.15

N°art 10003661 **GC LiSi PressVest**  
60 x 100 g; CHF 180.20 au lieu de CHF 225.20

### Liquid

N°art 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid**  
900 ml; CHF 36.40 au lieu de CHF 45.50

N°art 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid**  
100 ml; CHF 55.05 au lieu de CHF 55.05

- Grande fluidité
- Temps de travail long
- Temps de prise stable
- Temps avant l'enfournement plus flexible
- Gain de temps - idéal pour les flux de travail des laboratoires
- Plus grande capacité des tiges de coulée
- Meilleure adaptation interne
- Retrait facile de la couche de réaction – pas d'acide fluorhydrique

Collage optimal  
des piliers hybrides !

## G-CEM ONE™

Ciment résine auto-adhésif  
pour le collage extra-oral de  
piliers hybrides

GC CEM ONE est un ciment résine de scellement universel à prise duale, conçu pour le collage de restauration composite indirecte, tout céramique ou métallique. Ses caractéristiques et propriétés en font une option idéale pour le collage des piliers au laboratoire. Il offre l'auto-polymérisation la plus élevée ce qui lui permet de garantir des résultats parfaits, surtout lorsque la transmission de la lumière ne peut être correctement assurée. L'utilisation de MDP dans le G-CEM ONE garantit une force d'adhésion et une durabilité supérieures au titane et à la zircone, sans prétraitement avec un primer.

Cependant, lorsqu'il est utilisé avec de la vitrocéramique, l'utilisation d'un primer contenant du silane est recommandée. G-CEM ONE se présente sous la forme d'une seringue Automix qui facilite la manipulation avec un minimum de déchets. Il présente également le film le plus fin du marché (3 µm) pour un ajustage parfait des pièces prothétiques.

\* Toutes les données sont disponibles sur demande



OFFRE  
3+1 CHF 75.-

Prix par paquet

Recevez 4 Refill Packs G-CEM ONE  
au prix de 3!

Seulement valable pour une même  
unité d'emballage (Refill).  
Mélange de teintes possible.

Offre valide par l'intermédiaire  
de votre consultant GC

N°art 10006923  
**G-CEM ONE  
Single Refill AO3**  
N°art 10006924  
**G-CEM ONE  
Single Refill Weiss Opak**  
Contenu par Single Refill:  
1 x G-CEM ONE Spritze (4.6 g),  
8 x GC Automix Tips Regular,  
2 x GC Automix Endo Tips;  
Prix par paquet CHF 75.-

Pour plus de détails voir  
page 6 dans la partie cabinet.



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31

Teintes opaques

AO3

White  
Opaque

Demandez le Guide Technique pour le collage  
extra-oral de piliers hybrides avec G-CEM ONE.



Pilier Ti  
+ vis



Modèle avec analogue d'implant  
+ Pilier Ti  
+ fausse gencive



Analogue d'implant  
+ bandeau  
gingival (vue laterale)



Analogue  
+ Pilier Ti  
+ Couronne  
tout céramique

## Labolight DUO

Unité de polymérisation LED mode duale  
pour résine composite indirecte 2 appareils en 1 !

Pré-photopolymérisation (mode step)

Mode de photo-polymérisation finale (mode full)

Avec les dernières technologies LED

Equippé de la technologie LED  
double longueur-d'ondes, le Labolight  
DUO peut être utilisé en toute  
sécurité pour tous les composites GC :

Large longueur-d'ondes de  
380 nm-510 nm avec des pics :

- 465 nm - 485 nm (12 LED bleue)
- 390 nm - 400 nm (3 LED violette)

Cette technologie assure un  
durcissement optimal de tous  
les matériaux dentaires photopoly-  
mérisables, et sa puissance réduit les  
cycles de photopolymérisation.



Système rotatif automatique

La plaque réfléchissante répartit la  
lumière de manière efficace dans toutes  
les directions. Le plateau de photo-  
polymérisation permet un positionnement  
précis des pièces pendant le cycle  
de photo-polymérisation.



Un style épuré contemporain  
& ergonomique

Le GC Labolight DUO est non  
seulement capable de traiter  
plus de travail mais en plus,  
il est élégant. Son style contemporain  
a été récompensé, ses surfaces  
lisses permettent un nettoyage facile  
et son encombrement est réduit.

Une conception conviviale :  
l'interface est simple et intuitive et  
les parties internes sont facilement  
accessibles grâce à sa large ouverture.



Step mode



Full mode

PRIX SPECIAL

10% CHF 3'058.-  
~~CHF 3'397.80~~

N°art 10001246 Labolight DUO

CHF 3'058.- au lieu de CHF 3'397.80

Offre valable par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31

Demandez un demo-set pour tester !

# GRADIA® PLUS

Système Composite Modulaire pour les restaurations indirectes


Un nouveau standard dans le réalisme et la stratification des teintes

- La rencontre de l'innovation et de l'indication
- Technologie polymère céramique de pointe
- Esthétique rouge et blanc en parfaite harmonie
- Consistance pâteuse ou fluide
- Rationnel et modulaire
- Polymérisation à la vitesse de la lumière



Technial manual  
GRADIA PLUS

Teintes  
GRADIA PLUS



OFFRE

A

35 %

CHF 1'612.85

CHF 2'481.30

GRADIA PLUS Combi-Set A  
N°art 10003559 Layer Set CHF 733.07  
N°art 10003560 Paint Set CHF 463.06  
N°art 10003563 Accessory Set CHF 416.72

OFFRE

C

35 %

CHF 1'288.82

CHF 1'982.80

GRADIA PLUS Combi-Set C  
N°art 10003562 One Body Set CHF 409.05  
N°art 10003560 Paint Set CHF 463.06  
N°art 10003563 Accessory Set CHF 416.72

Contactez votre distributeur GC personnel pour plus d'informations.

OFFRE

B

35 %

CHF 2'276.43

CHF 3'502.20

GRADIA PLUS Combi-Set B  
N°art 10003559 Layer Set CHF 733.07  
N°art 10003652 Layer Pro Set CHF 63.59  
N°art 10003560 Paint Set CHF 463.06  
N°art 10003563 Accessory Set CHF 416.72

OFFRE

D

35 %

CHF 895.12

CHF 1'377.10

GRADIA PLUS Combi-Set D  
N°art 10003561 GUM Set CHF 478.40  
N°art 10003563 Accessory Set CHF 416.72

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31

## NOUVEAU

GRADIA PLUS PAINTING & MICROLAYERING SET

CHF 770.-

N°art 10006940  
GRADIA PLUS Painting & Microlayering Set



Personnalisez vos restaurations imprimées en 3D avec GRADIA PLUS Paint & OPTIGLAZE Color... et cimentez de manière optimale avec G-CEM ONE ! ...demandez votre démonstration personnalisée auprès de nos spécialistes !

GRADIA PLUS

## Finition hautement esthétique et efficace pour vos restaurations imprimées en 3D sur mesure



1 x GRADIA PLUS Paint Set  
1 x G-CEM ONE System Kit

CHF 902.-

+ D-LIGHT DUO GRATUIT

Achetez 1 x GRADIA PLUS Paint Set et 1 x G-CEM ONE System Kit (CHF 902.- ensemble) et recevez 1 x lampe D-LIGHT DUO (d'une valeur de CHF 549.-) gratuitement !  
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



1 x OPTIGLAZE color Set  
1 x G-CEM ONE System Kit

CHF 1'006.-

+ D-LIGHT DUO GRATUIT

Achetez 1 x OPTIGLAZE color Set und 1 x G-CEM ONE System Kit (CHF 1'006.- ensemble) et recevez 1 x lampe D-LIGHT DUO (d'une valeur de CHF 549.-) gratuitement !  
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

## GC TECHNIQUE DENTAIRE SPECIALS



**OFFRE**

Set céramique ancien contre nouveau

**50 % ECONOMISEZ**

Exemple : L'ancien set est échangé (acheté) contre le nouveau set et en plus, il y a une réduction de 50% sur le prix de vente proposé.



**OFFRE**

Set de peinture ancien contre nouveau

**50 % ECONOMISEZ**

Exemple : L'ancien set est échangé (acheté) contre le nouveau set et en plus, il y a une réduction de 50% sur le prix de vente proposé.

Pour plus de détails voir pages 4 dans la partie laboratoire.



**OFFRE**

Disque/bloc ancien contre nouveau

**50 % ECONOMISEZ**

Exemple : Achetez 20 x disques/blocs et recevez 10 x disques/blocs gratuitement !



**OFFRE**

Kit composite ancien contre nouveau

**35 % ECONOMISEZ**

Exemple : L'ancien set est échangé (acheté) contre le nouveau set et en plus, il y a une réduction de 35% sur le prix de vente proposé.

Pour plus de détails voir pages 12 dans la partie laboratoire.

### Nos offres spéciales vous intéressent-elles ?



**C'est aussi simple que cela :**  
Envoyez-moi votre commande ou demande de rendez-vous.  
Indiquez-moi le dépôt que vous souhaitez - je m'occupe de votre offre spéciale !

Marvin Hanany:  
marvin.hanany@gc.dental  
ou par téléphone au 079 351 27 63

#### C'est important de le savoir :

Toutes les commandes continuent de passer par commerce/dépôt, mais avec moi comme interlocuteur, vous bénéficiez des avantages supplémentaires en plus !

#### Ce que je vous propose :

- Des visites personnelles dans votre laboratoire - je passe volontiers vous voir !
- Des positions de démonstration gratuites pour presque tous les produits GC, y compris le scanner de modèle et l'appareil de photopolymérisation.
- Des avantages exclusifs en cas de commande par mon intermédiaire

#### Je me réjouis de nos échanges et j'aimerais :

- faire connaissance avec votre laboratoire et votre équipe
- comprendre vos souhaits et vos besoins
- vous soutenir au mieux

## OPTIGLAZE color

Caractérisation de surface photopolymérisable pour les restaurations indirectes acryliques et composites

Teintes de caractérisation photopolymérisables à utiliser avec

- Cerasmart - matériau hybride
- Restaurations en composite - Facettes - Inlays - Onlays
- Résines pour prothèses - individualisations et modifications
- Dents du commerce - individualisation
- Résines provisoires



CHF 67.40

OPTIGLAZE\* color  
Refill Pack

CHF 816.10

N°art 10001150  
OPTIGLAZE color Set



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !

Scannez le code QR :  
page 30/31

## PATTERN RESIN LS

Résine acrylique pour maquettes à faible rétraction

Une résine appréciée et reconnue pour la réalisation de tous types d'attachements du commerce, fixations, pilier d'implants ou die en résine par la technique d'électrodéposition.

- Rétraction minimale : Précision des maquettes et des coulées
- Dureté et résistance élevées : Stabilité même en cas de parois très minces
- Totalement calcinable, sans résidus : Surface de coulée lisse et nette



### PATTERN RESIN LS

**+ SUPPORT MÉTALLIQUE GRATUIT**

N°art 10003198  
PATTERN RESIN LS Stand Promo  
+ support métallique gratuit !

Contenu : 100 g Poudre, 105 ml Liquid,  
2 Mixing cups, 1 Pinsel Nr.4, 1 Pipette;  
112.30 CHF





**CLAUS NÜSSELE**  
Regional Sales Manager DACH  
Managing Director Germany  
Country Manager Switzerland  
M: 079 172 19 85  
claus.nuessle@gc.dental

### Chères clientes, chers clients,

nous avons le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième édition 2026 des GC News & Highlights, dans laquelle nous approfondissons le thème « L'usure dentaire est une réalité – concepts de restauration indirecte à long terme en cas d'usure dentaire prononcée ».

#### Direct ou indirect ?

Dans le traitement de l'usure dentaire, il n'existe pas de réponse universelle – l'essentiel est toujours d'adopter une approche aussi minimalement invasive que possible. Dans de nombreux cas, le traitement commence par des restaurations directes.

Cependant, dans les situations plus complexes, avec une usure dentaire prononcée ou pathologique, des restaurations indirectes sont souvent nécessaires. Cela exige des matériaux qui ont fait leurs preuves sur le long terme tout en préservant au mieux la substance dentaire existante. En cas d'usure dentaire sévère et généralisée, une planification minutieuse est essentielle afin d'harmoniser esthétique, fonction et phonétique, tout en restant minimalement invasif.

La littérature montre que la dimension verticale d'occlusion (DVO), au niveau incisif, peut être augmentée en toute sécurité jusqu'à 5 mm, dans la zone de confort individuelle du patient.

Une communication claire et structurée entre le praticien et le laboratoire est indispensable à toutes les étapes clés – du mock-up aux provisoires, jusqu'à la restauration définitive et sa fixation optimale – afin d'obtenir une réhabilitation fonctionnelle et esthétique du plus haut niveau.

Nous vous invitons chaleureusement à approfondir vos connaissances en matière de restauration indirecte sur notre page thématique Tooth Wear, lors de nos webinaires ou dans le cadre de formations pratiques (hands-on) avec des conférenciers de renom.

Nos spécialistes produits qualifiés sont à votre disposition dans toute la Suisse pour un conseil personnalisé ainsi que des démonstrations en direct dans votre cabinet ou votre laboratoire.

Car des résultats thérapeutiques durables naissent là où l'innovation rencontre la qualité – et où la confiance se construit !

Votre équipe GC Austria SWISS OFFICE !



**MARVIN HANANY**  
Field Product Specialist  
Manager & Laboratory/Digital  
Product Specialist  
M: 079 351 27 63  
marvin.hanany@gc.dental

pour toutes les régions



**FELIX GLOOR**  
Prothésiste dentaire,  
conseiller spécialisé  
dans les produits dentaires  
Région Suisse romande, Valais  
M: 079 950 09 50  
felix.gloor@gc.dental

## Spécialistes GC



**EVELINE WANGLER**  
Conseillère spécialisée  
dans les produits dentaires  
Région Bâle, Argovie,  
Suisse centrale  
M: 079 737 41 94  
eveline.wangler@gc.dental



**MANUELA SCHULER**  
Conseillère spécialisée  
dans les produits dentaires  
Région Suisse orientale,  
Zürich, Liechtenstein  
M: 079 326 23 30  
manuela.schuler@gc.dental



**NICOLE NIEDERBERGER**  
Conseillère spécialisée  
dans les produits dentaires  
Région Berne, Soleure, Tessin  
M: 079 889 39 74  
nicole.niederberger@gc.dental



Visitez-nous sur Facebook :  
[www.facebook.com/gcswitzerland](https://www.facebook.com/gcswitzerland)



Visitez-nous :  
<https://www.gc.dental/europe/fr-CH>



Visitez-nous sur Instagram :  
[gc\\_switzerland](https://www.instagram.com/gc_switzerland)



Visitez-nous sur Youtube :  
[www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)

GC Austria GmbH SWISS Office | Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern | T: 041 520 01 78 | [info.switzerland@gc.dental](mailto:info.switzerland@gc.dental) | <https://www.gc.dental/europe/fr-CH>  
GC Austria GmbH | Tallak 124 | A-8103 Gratwein/Strassengel | T: +43.3124.54020 | [info.austria@gc.dental](mailto:info.austria@gc.dental) | <https://www.gc.dental/europe/de-AT>

## Liste des articles GC


Disponible uniquement en allemand



Toutes les  
teintes, em-  
ballages et  
prix en un  
coup d'œil !



GC Laboratoire 26/27



Toutes les  
teintes, em-  
ballages et  
prix en un  
coup d'œil !



GC Cabinet 26/27



SCANEZ DÈS MAINTENANT LE CODE QR ET DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME GC.  
TOUS LES DÉTAILS, NUMÉROS D'ARTICLE ET PRIX - ACCESSIBLES EN UN SEUL SCAN.

## Services de GC



### Conseil en création de cabinet médical

Profitez de l'occasion de rencontrer nos spécialistes pour votre création de cabinet médical et de demander des conseils. Nous vous soutenons volontiers !

Nous vous soutenons volontiers dans la création de votre cabinet avec un soutien optimal, structuré et professionnel. Sélection de produits - cela aux conditions très particulières.



### Ateliers pratiques en interne

Nos spécialistes produits sont toujours prêts à soutenir vous et votre équipe dans votre cabinet/laboratoire avec différents ateliers pratiques !

Cours et ateliers en interne ainsi que conseils sur des thèmes individuels par nos spécialistes produits GC.



### Service clientèle

Notre service clientèle exceptionnel avec le spécialiste produit correspondant est à votre disposition à tout moment.

En supplément à nos visites personnelles préférées nous offrons également des conseils en ligne à votre rendez-vous individuel.




# THE 6<sup>TH</sup> INTERNATIONAL DENTAL SYMPOSIUM

**The 6<sup>th</sup> International  
Dental Symposium**  
Gather Knowledge,  
Create "8 billion" Smiles!

## UNE SEMAINE D'EXCELLENCE AVEC GC AU JAPON !

Célébrez le 70<sup>e</sup> anniversaire de la GC Membership Society et participez à des conférences inspirantes animées par des experts internationaux, ainsi qu'à des ateliers pratiques sur les tendances les plus actuelles. Découvrez des résultats de recherche novateurs, des connaissances cliniques et des innovations produits qui façonnent l'avenir de la dentisterie, et créez des liens précieux avec des professionnels du monde entier. En plus du programme scientifique, profitez d'événements sociaux exclusifs et de la possibilité de découvrir la fascinante culture de Tokyo lors de visites touristiques sélectionnées. Ne manquez pas cette occasion unique d'élargir vos connaissances, de renforcer votre réseau et de célébrer ensemble - le tout dans un événement exceptionnel !

- 72 conférences spécialisées animées par des experts internationaux en dentisterie
- Ateliers pratiques sur les thèmes tendance actuels
- Opportunités de networking, événements sociaux et visites touristiques exclusives
- Crédits de formation continue (CE Credits) reconnus selon ADA/CERP



Tokyo International Forum • 5-1 Marunouchi 3-chome • Chiyoda-ku, Tokyo, Japan



Register Now

Soyez parmi les premiers :  
Inscrivez-vous dès maintenant  
et profitez des avantages !

Enregistrez votre intérêt sans  
engagement et recevez rapidement  
des informations pertinentes.

## Register NOW

**Partez avec nous  
au Japon !**



The 70<sup>th</sup> anniversary of the GC Membership society

**2026.10.3 SAT 4 SUN**

**Tokyo International Forum**  
(Chiyoda City, Tokyo)



Weitere Informationen

# Restaurations réussies et systèmes de collage de GC



RESTORATIVE  
SOLUTIONS



LUTING  
SOLUTIONS

Lecture & Workshop

## GC meets Friends - LEUVEN Tage OP 2026 High-Level Aesthetics course (Front teeth)

### Lecture

Understanding light behavior, layering technique and finishing & polishing protocols for highly aesthetic restoration

### Demo & hands-on

- Class IV: Bringing a tooth „back to life“ through internal & external shade layering -
- Peg lateral cases: how to recreate the emergence profile
- Continuation of the previous exercise

### DAY 1

11:45 Welcome at the GC training Center  
12:00 Lunch  
12.45 - 17:00 Lecture, Demo & Hands-on  
17:00 End of day 1 - transfer to hotel  
18:00 Beer & Chocolate tasting  
19:30 Dinner at restaurant

### DAY 2

08:15 pick up at hotel  
08:45 Start at GC Campus  
09:00 - 13:00 Demo & Hands-on  
13:00 Lunch  
13:45 - 16:00 Hands-on continuation  
16:00 Closing and certificates  
16:30 End of the course - transfer to airport

### Hands-on continuation

How to mask a strong discoloration with direct veneers

### Inklusive

- 1 x night at Hotel Martin's Kloster
- Theory
- Hands-on
- Course material
- Transfer in Belgium (Airport, Hotel, GC Campus)
- Lunch Day 1 & 2
- Dinner Day 1
- Beer & Chocolate tasting Day 1
- Certificat

### Layering technique



Veneer on a discoloured tooth



Peg lateral



### CONFERENCIER

Dr. Adriano Teixeira

### QUAND

KURS-NR. AF-1005

le 7 et le 8 septembre 2026

### OU

GC Europe Campus  
Leuven, Belgium

### FRAIS DE COURS

CHF 199.-

### FORMATION CONTINUE ZFP

9 points

### INSCRIPTION

GC Austria GmbH Swiss Office

info.switzerland@gc.dental

T: 041 520 01 78

ou par votre conseiller

personel GC

### LANGUE

Anglais

GC Europe Campus  
meeting & education centre

Êtes-vous intéressé  
à d'autres workshops ?  
Voilà les informations !



Get the app !  
Pour rester informé  
de nos dernières actualités,  
publications, cours ...  
Et collectez des Smiles !



Vous trouvez les cours  
actuels sur :  
[https://europe.gc.dental/  
fr-CH/education/courses](https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses)

## Hypominéralisation des molaires et incisives (MIH)

Une situation alarmante au niveau mondial qui concerne 1 enfant sur 7

### Renforcer et désensibiliser avec GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus et MI Varnish

Les traitements topiques sont utiles pour renforcer les dents et diminuer la sensibilité en cas de MIH. L'application de Recaldent (CPP-ACP), contenant des niveaux élevés de calcium et de phosphate biodisponibles, se révèle efficace dans ce cas, et a été démontré.

1 enfant sur 7 est atteint d'une hypominéralisation des molaires et des incisives (MIH) GC a des solutions pour traiter le MIH.



**En savoir plus sur la MIH**  
Pour plus d'informations, l'aspect clinique, les symptômes et le plan de traitement GC, cliquez ici :



### MI Varnish™ (22600 ppm Fluorid)

- Vernis avec Recaldent (CPP-ACP) pour application trimestrielle au cabinet
- Appliquer après le nettoyage prophylactique
- Scelle les tubuli dentinaires ; désensibilise les dents et laisse un film en surface



### Traitement de restauration Restaurations peu invasives avec EQUIA Forte HT

#### Restaurations à long terme

Le verre hybride haute densité EQUIA Forte HT reste une solution de restauration long terme peu invasive. En outre, son placement rapide en bloc constitue un avantage considérable pour les jeunes patients anxieux.

Informations complémentaires du produit en page 20.



### Protéger les surfaces avec GC Fuji TRIAGE

Fuji TRIAGE, un verre ionomère fluide qui protège la surface contre la formation de caries et l'hypersensibilité

- Fuji TRIAGE peut se lier chimiquement dans un environnement humide.
- Les dents peuvent être protégées avant même leur éruption complète.
- Le temps de prise de la teinte rose Fuji TRIAGE peut être accélérée de manière importante avec une lampe à photo-polymériser. Une protection au plus tôt est importante pour éviter les complications



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !

Scannez le code QR : page 30/31



MIH légère

Avec l'aimable autorisation du Prof. van Amerongen, Pays-Bas



MIH modérée

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie



MIH sévère

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie



MIH sur incisives

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie



### GC Dry Mouth Gel

Un gel au pH neutre conçu pour apporter un soulagement aux bouches sèches et fournir un confort durable et apaisant aux patients souffrant de xérostomie.

Dry Mouth Gel est un produit unique, sans sucre, disponible en 4 arômes (Menthe, Framboise, Orange, Citron). Il est conçu pour apporter un soulagement immédiat aux bouches sèches et offrir un confort durable et apaisant aux patients. 24 heures de confort et de protection avec le gel GC Dry Mouth pendant la journée, Tooth Mousse et MI Paste Plus pendant la nuit.

### Les patients dans les situations suivantes peuvent bénéficier du Dry Mouth Gel :

- Respiration nocturne par la bouche pendant le sommeil
- Bouche sèche suite à une prescription médicale ou sur conseil pharmaceutique
- Syndrome de Sjögren
- Maladies chroniques pouvant altérer le flux salivaire – ex : diabète, hépatite C chronique et maladies auto-immunes du tissu conjonctif telles que le lupus érythémateux disséminé.
- Radiothérapie
- Porteurs de prothèses dentaires, pour la protection et la lubrification du tissu

## GC MI Paste Plus™ & GC Tooth Mousse™

Pâtes protectrices reminéralisantes à triple action : Renforce. Protège. Recharge.



### Tooth Mousse ou MI Paste Plus?

Tooth Mousse et MI Paste Plus peuvent être utilisés pour les mêmes indications. Tooth Mousse est recommandé avant l'âge de 6 ans pour éviter le risque de fluorose et de sur-fluoruration. Pour l'application nocturne, Tooth Mousse est recommandé jusqu'à l'âge de 12 ans. MI Paste Plus peut être utilisé au-delà de cet âge.

### MI Paste Plus & Tooth Mousse

- La première crème dentaire protectrice avec la substance active brevetée Recaldent™, éprouvée des millions de fois
- Apporte aux dents la quantité nécessaire de calcium, phosphate et fluor\*
- Élimine les hypersensibilités

- Santé dentaire parfaite – protège, renforce et soigne durablement
- Agit rapidement et avec efficacité
- Protection dentaire sans sucre
- MI Paste Plus contient en plus 900 ppm de fluor



OFFRE

10-PACK

5 + 1 CHF 209.-

Achetez 5 x paquets à 10 tubes Tooth Mousse (parfum célibataire ou assorti) et recevez 1 x paquets à 10 tubes Tooth Mousse (parfum célibataire ou assorti) gratuitement !

Flavour-Mix possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC. **Seulement valable achetant les paquets à 10 tubes de Tooth Mousse.**

Art-Nr. 10001743

**GC Tooth Mousse 10-Paquet, assorti**  
CHF 209.- par paquet  
(2 tube à chaque parfum : menthe, melone, vanille, tutti-frutti, fraise)



OFFRE

10-PACK

5 + 1 CHF 233.70

Achetez 5 x paquets à 10 tubes MI Paste Plus (parfum célibataire ou assorti) et recevez 1 x paquets à 10 tubes (parfum célibataire ou assorti) gratuitement !

Flavour-Mix possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC. **Seulement valable achetant les paquets à 10 tubes de MI Paste Plus.**

Art-Nr. 10001749

**GC MI Paste Plus 10-Paquet, assorti**  
CHF 233.70 par paquet  
(2 tube à chaque parfum : menthe, melone, vanille, tutti-frutti, fraise)



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !

Scannez le code QR : page 30/31



OFFRE

PROMO PACK

5 + 1 CHF 113.60

Prix par paquet

N°art. 10003210 **Tooth Mousse Bundlepack**  
Contenu : 5 tubes Tooth Mousse (chaque parfum à 1 tube de menthe, melon, Vanille, Tutti-Frutti, fraise)  
+ 1 Tube Tooth Mousse gratuit !  
Les marchandises gratuites sont déjà incluses dans le Bundlepack.

Seulement valable pour Tooth Mousse Promo Pack.



OFFRE

PROMO PACK

5 + 1 CHF 122.90

Prix par paquet

N°art. 10003271 **MI Paste Plus Bundlepack**  
Contenu : 5 tubes MI Paste Plus (chaque parfum à 1 tube de menthe, melon, Vanille, Tutti-Frutti, fraise)  
+ 1 Tube MI Paste Plus gratuit !  
Les marchandises gratuites sont déjà incluses dans le Bundlepack.

Seulement valable pour MI Paste Plus Promo Pack.



RECALDENT et le logo RECALDENT sont des marques de commerce du groupe Mondelez International, et sont utilisées sous licence. RECALDENT™ est dérivé de la caseïne du lait. Ne pas utiliser chez les personnes allergiques au lait. En cas de réaction allergique : Cesser l'utilisation, rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

## GC Tri Plaque ID Gel Gel révélateur de plaque trois couleurs

- Identifier la plaque en observant la couleur du gel
- Rose ou rouge : plaque fraîche
- Bleu ou violet : plaque mature (vieille d'au moins 48 heures)
- Bleu clair : plaque mature et produisant une forte quantité d'acides



N°art. 10000867  
**Tri Plaque ID gel**  
40 g/36 ml; CHF 60.60

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,00 (CHF/EUR). Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n'est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu'au 31.12.2026. Erreurs d'impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d'article.

## GC Fuji IX GP FAST

## Verres Ionomères condensables de restauration

GC Fuji IX GP est idéal pour les restaurations permanentes ou provisoires de classe I et II chez l'enfant, les restaurations de classe V et II non chargées chez l'adulte, les restaurations de classe V et de surface radiculaire, la stratification coronaire, mais également pour une utilisation avec un composite ou un inlay en technique sandwich immédiate ou différée.

- Multiples indications
- Adhésion chimique
- Placement rapide en une fois
- Sans hiatus marginal
- Résistance à la compression et dureté de surface exceptionnelles
- Protection par le fluor
- Biocompatible



## OFFRE

4 + 1  
10 + 3 CHF  
164.20

Prix par paquet

Recevez 5 Fuji IX GP FAST paquets au prix de 4 !  
Recevez 13 Fuji IX GP FAST paquets au prix de 10 !

N°art. 10000078 Fuji IX GP FAST Capsules A2  
N°art. 10000079 Fuji IX GP FAST Capsules A3  
Contenu : à 50 capsules (0,40 g poudre et 0,11 g (0,09 ml) liquide. Contenu assorti par capsule (0,14 ml)

Offre valable pour toutes les teintes.  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31



## Restorative-Guide

Choisir le bon matériau pour  
chaque indication !

GET CONNECTED  
SMILE  
PROGRAM

APPRENDRE.  
PARTAGER.  
PROFITER.



## GC Get Connected – tous dans une application !

Saisissez l'occasion de vous informer à tout moment sur GC et nos produits à tout moment – téléchargez l'application Get Connected de GC sur votre téléphone portable. Parcourez notre bibliothèque en ligne, regardez les vidéos des utilisateurs, apprenez-en plus sur vidéos, pour en savoir plus sur le cours ou les événements de formation et obtenir des informations sur nos produits. Gagnez des sourires en partageant des articles, en réalisant des enquêtes et en s'inscrivant à des événements éducatifs. Chez GC, les sourires comptent – apprendre, partager, profiter. Téléchargez le programme Get Connected Smile sur votre téléphone portable.

## GC Fuji™ II LC

Le premier CVI photopolymérisable  
au monde

MUST HAVE  
TESTEZ  
MAINTENANT !



Fuji II LC Improved, Ciment Verre Ionomère photopolymérisable, est le ciment verre ionomère le plus utilisé au monde. Bien qu'ayant été conçu à l'origine comme un matériau de restauration pour les cavités de Classes III et V, ainsi que pour les dents de lait, Fuji II LC Improved est un matériau à usages multiples comme liner, base ou pour la reconstitution de moignons.

## OFFRE

4 + 1  
10 + 3 CHF  
192.40

Prix par paquet

Recevez 5 Fuji II LC paquets au prix de 4 !  
Recevez 13 Fuji II LC paquets au prix de 10 !

N°art. 10000035 Fuji II LC Capsules A2  
N°art. 10000036 Fuji II LC Capsules A3  
Contenu : à 50 capsules (0,33 g poudre et 0,10 g (0,085 ml) liquide. Contenu assorti par capsule (0,10 ml);

Offre valable pour toutes les teintes.  
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.


Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

- Polymérisation duale
- Esthétique exceptionnelle
- Comme base ou liner dans la technique sandwich
- Fuji II LC permet à la restauration de durer plus longtemps en prévenant le hiatus marginal
- Performance clinique prouvée 100 % de rétention après 5 ans

Technique simple de restauration  
avec Fuji II LC


- Préparer simplement la cavité et appliquer GC Cavity Conditioner pour retirer la boue dentinaire et fermer les tubuli dentinaires.
- Placer le mélange Fuji II LC dans la cavité.
- Photopolymériser, ajuster et finir.

## Résistance à la compression (MPa)




Fuji II LC montre une résistance à la compression élevée dans les deux modes de polymérisation : photo. ou chémo. Source: GC R&D Données internes

## Résistance à la flexion (MPa)



La bonne résistance à la flexion du Fuji II LC garantit une durabilité à long terme Source: GC R&D Données internes

## Libération cumulée de fluor µg/cm²



## Absence de sensibilité – protection de la pulpe

Fuji II LC a cliniquement prouvé sa capacité à éliminer les sensibilités pré et post-opératoires. Non seulement il se dilate et se contracte de façon similaire à la structure de la dent, mais il devient également un isolant thermique protecteur de la pulpe.



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31

Avant



Après



Classe III et V

Erosion cervicale

Restauration  
en pédodontie

Contactez-nous ou votre conseiller personnel GC pour demander un échantillon.

## EQUIA Forte™ HT

Système de restauration verre hybride  
haute densité – des restaurations postérieures  
longue durée faciles à réaliser

- Matériau plus solide et non collant,
- Translucidité accrue
- Excellente biocompatibilité
- Résistance prouvée sur le long terme
- Restaurations postérieures  
simples en quelques étapes –  
pas d'isolation requise
- Restauration de dents MIH  
hypominéralisées sensibles chez  
les patients jeunes



OFFRE

EQUIA FORTE HT  
REFILL PACKS A2 ou A3

10% CHF 171.30  
~~CHF 190.30~~

Offre de 10 % seulement valable pour les Refill  
Packs en teinte A2 ou A3.

**CHF 171.30** au lieu de CHF 190.30

Offre valide par l'intermédiaire de votre  
consultant GC. Action valable pour tous  
EQUIA Forte HT Refill Packs.

OFFRE

4 + 1  
10 + 3 CHF 190.30

Prix par paquet

Recevez 5 EQUIA Forte HT  
Refill Packs au prix de 4 !  
Recevez 13 EQUIA Forte HT  
Refill Packs au prix de 10 !

Offre valide par l'intermédiaire de votre  
consultant GC. Action valable pour tous  
EQUIA Forte HT Refill Packs.

**EQUIA Forte HT, Refill Pack;** CHF 190.30  
Contenu : 1 paquet contient 50 capsules  
EQUIA Forte HT, 0,40 g poudre et  
0,13 g (0,10 ml) liquide; contenu assorti  
par capsule 0,14 ml

OFFRE

10% CHF 83.90  
~~CHF 93.20~~

Prix par paquet

N°art. 10004885  
**EQUIA Forte Coat FlipCap**  
4 ml flacon, accessoires


**CHF 83.90** au lieu de CHF 93.20



### Indications

- Restaurations de classe I
- Restaurations occlusales  
de classe II
- Restaurations non-occlusales  
de classe II
- Restaurations immédiates
- Restaurations de classe V  
et de surfaces radiculaires
- Reconstitution de moignons

### Remplacement de l'amalgame



Avec l'aimable autorisation de  
von Dr. Victor Cedillo Felix, USA

### Patient à risque de caries



Avec l'aimable autorisation de  
von Dr. Zeynep Bilge Kütük, Turquie

1 x EQUIA Forte HT  
PROMO PACK

Contenu : à 100 capsules,  
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

1 x EQUIA Forte HT  
INTRO PACK GRATUIT

Contenu : 20 capsules,  
20 EQUIA Forte Coat Unitdose

Achetez 1 x EQUIA Forte HT  
Promo Pack (à 100 capsules,  
1 x EQUIA Forte Coat 4ml) et  
recevez 1 x EQUIA Forte  
HT Intro Pack (20 capsules,  
20 EQUIA Forte Coat Unitdose  
d'une valeur de CHF 107.20)  
gratuitement !

**EQUIA Forte HT  
Promo Pack;** CHF 371.20  
Contenu : 100 Capsules,  
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml  
Teintes : A2, A2-A3, A3, A3-B2

Offre valide par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.  
Action valable pour tous  
EQUIA Forte HT Promo Packs.

1 x EQUIA Forte HT  
CLINIC PACK

Contenu : à 200 capsules,  
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

1 x EQUIA Forte HT  
REFILL PACK GRATUIT

Contenu : 50 capsules

Achetez 1 x Paquet EQUIA  
Forte HT Clinic Pack et recevez  
1 x Paquet EQUIA Forte HT  
Refill Pack (d'une valeur de  
CHF 190.30) gratuitement !

**EQUIA Forte HT  
Clinic Pack;** 6 CHF 28.10  
Contenu : 200 Capsules,  
1 x EQUIA Forte Coat 4 ml)  
Teintes : A2, A3, B2

Offre valide par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.  
Action valable pour tous  
EQUIA Forte HT Clinic Packs.

1 x EQUIA Forte HT KLINIKPaquet

Contenu : à 200 Capsules, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml

+ 1 CM-II CAPSULE MIXER  
GRATUIT !  
+ 1 CAPSULE APPLIER IV  
GRATUIT !

Achetez 1 Paquet EQUIA Forte HT Clinic Pack  
et recevez 1 CM-II Capsule Mixer  
(d'une valeur de CHF 770.90) et 1 Capsule Applier IV  
(d'une valeur de CHF 124.30) gratuitement !

Mélange de teintes possible. Offre valide par  
l'intermédiaire de votre consultant GC.  
Action valable pour tous EQUIA Forte HT  
Clinic Packs.



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !

Scannez le code QR :  
page 30/31



**EQUIA Forte HT Clinic Pack**  
CHF 628.10 par paquet  
Contenu : 200 capsules, 1 x EQUIA  
Forte Coat (4 ml); teintes : A2, A3, B2

GC VERRE  
IONOMÈRES  
(5 PAQUETS)

CAPSULE MIXER  
CM-II GRATUIT !

Achetez 5 paquets GC verre  
ionomère ou GC verre hybride  
+ 1 Capsule Mixer CM-II  
(d'une valeur de CHF 770.90)  
gratuitement !

Promotion valable pour tous les  
GC verres ionomères/GC verres  
hybrides disponibles.

Mélange de teintes possible.

Offre valide par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.



## G-ænia

Un composite universel pour des restaurations invisibles et exceptionnelles.



G-ænia Anterior convainc par :

- son esthétique & sa radio-opacité
- ses nombreuses applications possibles
- son système de teintes adapté à l'âge
- sa manipulation facile

G-ænia Posterior convainc par :

- son système de teintes adapté
- une très bonne radioopacité
- sa très bonne consistance
- sa résistance et sa durabilité exceptionnelles

Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31

### Nous standardisons nos seringues composites !

Les produits suivants sont inclus :

G-ænia A'CHORD  
G-ænia Anterior & Posterior  
Gratia Direct Anterior & Posterior  
Gratia Direct X  
G-ænia Universal Injectable



| OFFRE  |                 |
|--------|-----------------|
| 4 + 1  | À PARTIR DE CHF |
| 10 + 3 | 79.20           |

Prix par paquet de seringues

Recevez 5 paquets G-ænia Anterior / Posterior Seringues au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets G-ænia Anterior / Posterior Seringues au prix de 10 !

Mélange de teintes possible.  
Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE et P-IE

5 x Gratia Direct A&P  
Seringue ou Unitips  
+ 1 x LM INSTRUMENT  
MINI SPATULA GRATUIT

Achetez 5 x Gratia Direct Anterior & Posterior Seringuen ou Unitips et Recevez 1 x LM Instrument Mini Spatula (d'une valeur de CHF 59.-) gratuitement !

4 x Essentia  
Seringue ou Unitips  
+ 1 x LM INSTRUMENT  
MINI SPATULA GRATUIT

Achetez 4 x Essentia Seringuen ou Unitips et recevez 1 x LM Instrument Mini Spatula (d'une valeur de CHF 59.-) gratuitement !

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.



| OFFRE  |                 |
|--------|-----------------|
| 4 + 1  | À PARTIR DE CHF |
| 10 + 3 | 112.50          |

Prix par paquet (20 unitips)

Recevez 5 paquets G-ænia Anterior / Posterior Unitips au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets G-ænia Anterior / Posterior Unitips au prix de 10 !

Mélange de teintes possible.  
Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Paquet Anterior avec 20 Unitips à CHF 112.50, Teintes : A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Paquet Anterior avec 10 unitips à CHF 56.60, Teintes : BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Paquet Posterior avec 20 unitips à CHF 112.50, Teintes : PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

4 x G-ænia A&P  
Seringue ou Unitips  
+ 1 x LM INSTRUMENT  
MINI SPATULA GRATUIT

Achetez 4 x G-ænia Anterior & Posterior Seringuen ou Unitips et recevez 1 x LM Instrument Mini Spatula (d'une valeur de CHF 59.-) gratuitement !

4 x G-ænia A'CHORD  
Seringue ou Unitips  
+ 1 x LM INSTRUMENT  
MINI SPATULA GRATUIT

Achetez 4 x G-ænia A'CHORD Seringues ou Unitips et recevez 1 x LM Instrument Mini Spatula (d'une valeur de CHF 59.-) gratuitement !

## G-ænia Flo X

L'art de créer les bases d'une esthétique parfaite !

G-ænia Flo X contient des particules ultra-fines distribuées de manière homogène de taille moyenne (particules de verre de baryum) et se caractérise par sa faible viscosité et en particulier par sa très bonne radio-opacité (300 % à 1 mm, 284 % à 0,5 mm d'épaisseur), ce qui facilite notamment le diagnostic de caries secondaires.



| OFFRE     |        |
|-----------|--------|
| 4 + 1     | 10 + 3 |
| CHF 80.20 |        |

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia FloX Seringuen au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets G-ænia FloX Seringuen au prix de 10 !

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31

## G-ænia Universal Injectable

Composite de restauration haute résistance – solide comme un roc

G-ænia Universal Injectable est un composite de restauration universel présentant une solidité et une résistance exceptionnelles pour des restaurations esthétiques de longue durée. Doté de charges de baryum ultra-fines et de la technologie FSC (Full-coverage Silane Coating/recouvrement total au silane) de GC, G-ænia Universal Injectable est incroyablement résistant, même plus résistant que les principaux composites de restauration présents sur le marché.

| OFFRE |                      |
|-------|----------------------|
| 8 + 2 | À PARTIR DE CHF 45.- |

Prix par paquet de seringues

Recevez 10 paquets G-ænia Universal Injectable Seringues ou Unitips au prix de 8 !

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, JE, AE, AO1, AO2, AO3, BW, XBW, CV, CVD

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Informations complémentaires et actions spéciales pour G-ænia Universal Injectable en page 15 dans la partie pratique.

## G-ænia Universal Flo

Un vrai matériau fluide pour toutes les indications

Grâce à sa fluidité contrôlée, G-ænia Universal Flo peut être appliqué comme un fluide tout en présentant la stabilité d'un composite traditionnel. Il est adapté à toutes les classes de cavité et se caractérise par une résistance, un polissage et une polyvalence exceptionnelles.



| OFFRE    |        |
|----------|--------|
| 4 + 1    | 10 + 3 |
| CHF 82.- |        |

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-ænia Universal Flo Seringuen au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets G-ænia Universal Flo Seringuen au prix de 10 !

Teintes standards: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV; Teintes intérieures : AO2, AO3; Teintes extérieures : JE, AE

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.



## everX Flow®


Composite fluide fibro-renforcé pour le remplacement dentinaire

## Fort de l'intérieur

Découvrez everX Flow, un composite fluide renforcé de fibres courtes conçu pour remplacer la dentine et renforcer les restaurations. Suivant le même principe que les barres de fer dans la construction, les fibres de verre dans everX Flow renforcent les restaurations et les empêchent de se fissurer. Facile à manipuler, avec deux teintes et une résistance à la fracture très élevée, everX Flow est sur le point de devenir votre nouveau produit de choix pour toutes les restaurations nécessitant un noyau fort, et pour vos préparations de reconstitutions de moignon.




## NOUVEAU !




everX Flow peut désormais être placé directement dans les larges cavités ou les classes II, comblant le fossé entre la technique directe et indirecte. Cette nouvelle application est idéale pour les élévations de marges avec onlay ou composite. Bien évidemment, la procédure actuelle reste un choix possible.

## Ancienne procédure



● everX Flow

## Nouvelle procédure



● G-ænial A'CHORD et G-ænial Universal Injectable

## OFFRE

4 + 1  
10 + 3  
À PARTIR DE  
CHF 69.10

Prix par paquet

Recevez 5 paquets everX Flow au prix de 4 !  
Recevez 13 paquets everX Flow au prix de 10 !

N°art. 10001488 everX Flow Bulk  
N°art. 10001489 everX Flow Dentin

Contenu : Seringue 2 ml (3.7 g) Dentin,  
20 Dispensing Tip III

Mélange de teintes possible.  
Valable par l'intermédiaire de votre  
consultant GC.

## OFFRE

BUNDLEPACK everX Flow  
+ G-ænial Universal Injectable


~~CHF 267.-~~ CHF 199.-

Art-Nr. 10004834

everX Flow +  
G-ænial Universal Injectable Bundlepack  
Contenu : everX Flow Seringues 1 x Bulk,  
1 x Dentin, G-ænial Universal Injectable  
seringues 1 x A2, 1 x A3, accessoires;  
CHF 199.- (prix par Bundlepack)




Composite  
conventionnel :  
Prolifération des fissures  
par l'obturation ET la  
structure de la dent



Structure composite

Aussi en couleur bulk  
en cas de profondes  
cavités avec profon-  
deur de durcissement  
jusqu'à 5,5 mm  
optimal applicable !

everX Flow :  
La propagation des  
fissures est stoppée



Sous-structure

## 2 x everX Flow Seringue

+ G-ÆNIAL UNIVERSAL  
INJECTABLE SERINGUE  
OU UNITIPS GRATUIT



Achetez 2 x everX Flow Seringuen et recevez  
1 x G-ænial Universal Injectable Seringue  
(d'une valeur de CHF 45.-) ou Unitips  
(d'une valeur de CHF 67.80) gratuitement !

Valable pour une même unité  
d'emballage et par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.

## 3 x everX Flow Seringue

+ G-PREMIO BOND 5 ML  
FLACON GRATUIT



Achetez 3 x everX Flow Seringues et recevez  
1 x G-Premio BOND 5 ml flacon  
(d'une valeur de CHF 114.40) gratuitement !

Valable pour une même unité  
d'emballage et par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !

Scannez le code QR :  
page 30/31

## D-Light® Pro

Voir plus loin que ce qui est visible à l'œil nu ...  
Lampe à photopolymériser à large spectre  
avec un mode détection en plus



EVERX FLOW  
D-LIGHT PRO  
CAVITON



## Photopolymériser

- HP Mode - High Power 1400mW/cm<sup>2</sup>
- La LED bleue permet une activation optimale de la camphorqui-none avec une longueur d'onde de 460 à 465 nm
- Les LED violettes émettant à 400 - 405 nm permettent une photopolymérisation efficace avec des autres photo-initiateurs

## Protéger

- LP Mode - Low Power une puissance réduite de 700 mW/cm<sup>2</sup> par exemple dans les cavités profondes lorsque la préparation est proche de la pulpe

## Détecter

- DT Mode - Detection Mode qui utilise seulement les UV
- Visualisation de la plaque active
- Visualiser la dentine infectée
- Evaluer l'activité bactérienne dans les fissures
- les restaurations et les excès de ciment
- Evaluer la profondeur des fissures

## Voir l'invisible



Autoclavable  
Nouvelle fibre optique  
en verre de sécurité  
Augmentation  
de la puissance de la batterie

CHF 1'799.-

N°art. 70000008 D-Light Pro  
Contenu : D-Light Pro pièce à  
main & module électronique,  
embout lumineux 8 mm, packs de  
batterie (x 2), station de charge,  
chargeurs, adaptateur EU/UK,  
dispositif pour la protection  
des yeux



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31

## CAVITON

Matériau d'obturation provisoire

Matériau d'obturation provisoire pour cavité standard et après traitement endodontique.

## OFFRE

3 + 1 CHF 23.10

Recevez 4 paquets Caviton au prix de 3!

N°art. 10000101 CAVITON  
Jar, 30 g, White; CHF 23.10 par paquet



## Caractéristiques &amp; avantages

- Prise initiée par l'eau et la salive
- Adaptabilité excellente
- Facile à retirer

## Injection-Moulding-Technique

Nouvelle technique de moulage par injection pour le traitement pour les patients ayant des exigences esthétiques élevées



Regardez ici  
les techniques  
Injection-  
Moulding



OFFRE

10% CHF 143.90  
~~CHF 159.90~~

N°art. 10003753  
**Injection Moulding Kit**  
Contenu : je 1 Seringue G-æniat Universal  
Injectable (1 ml/1.7 g) A1, A2, A3;  
1 Exaclear cartouche 48 ml;  
**CHF 143.90** au lieu de CHF 159.90

## G-Premio BOND

Objectif :  
Zéro compromis sur  
les performances !  
Objectif :  
Zéro décollement !

- Excellente adhésion sur l'émail et la dentine, quel que soit la technique de mordantage choisie
- Manipulation simple et précise
- Consistance et mouillabilité excellentes
- Utilisable pour composites, zircone, oxyde d'alumine et métaux (précieux & nonprécieux) et pour toutes les céramiques vitreuses (feldspathiques, renforcées à la leucite et au disilicate de lithium) et les céramique hybrides combinées p. ex., avec le G-Multi Primer la polymérisation duale (en mélange avec l'activateur G-Premio BOND DCA)
- Objectif zéro coloration !
- Objectif zéro sensibilité post-opératoire !

Informations complémentaires  
du produit en page 11.



Technique Injection-  
Moulding avec EXACLEAR et  
G-æniat Universal Injectable  
avec Dr. Serhat Köken



## EXACLEAR

Vinyl Polysiloxane  
transparent

- Technique de modelage par injection : contrôle facile de l'injection et photopolymérisation parfaite
- Couronnes et bridges temporaires : photopolymérisation efficace de matériaux à double polymérisation tels que TEMPSMART DC
- Couches composites : photopolymérisation aisée de la face palatine
- Placement des fibres ou des brackets : transfert facile du modèle en bouche

N°art. 10001483 **Exaclear**  
2 x Cartouches à 48 ml (51 g),  
6 x Mixing Tips II L (blue);  
CHF 84.80 par paquet



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31

## G-æniat Universal Injectable

Composite de restauration  
haute résistance

Transformez votre façon de travailler !

La conception innovante, permet une utilisation facile et sans affaissement. Grâce à l'extrusion sans effort, notre seringue et nos unitips sont agréables à utiliser - la distribution est facile.

- Charges de Baryum ultra-fines (150 µm)
- taux de charge élevée
- Technologie de recouvrement total au silane (FSC) améliorant la dispersion et l'adhérence des charges dans la matrice
- Propriétés exceptionnelles non collant
- Faible pression d'extrusion
- Radio-opacité élevée




OFFRE


BUNDLEPACK G-æniat Universal  
Injectable + G-Premio BOND

CHF 280.10 CHF 229.-

N°art. 10003741  
**G-æniat Universal Injectable  
+ G-Premio BOND Bundlepack**  
Contenu : G-æniat Universal Injectable  
je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml), 1 x A3 (1 ml),  
G-Premio BOND 5 ml flacon, accessoires  
CHF 229.- (Prix par Bundlepack)



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !  
Scannez le code QR :  
page 30/31



© Dr. Javier Tapia Guadix,  
Espagne



Cavité profonde initiale de classe II



Les embouts pliables sont très utiles  
pour le polissage.



Transformée en cavité de classe I



Situation finale après finition  
et polissage

OFFRE

8 + 2 À PARTIR DE CHF 45.-

Prix par paquet de seringues

Recevez 10 Paquets G-æniat Universal  
Injectable au prix de 8 !

Offre valable dans la même unité  
d'emballage et par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.

**G-æniat Universal Injectable Seringue**  
1 ml (1,7 g); CHF 45.- par paquet

**G-æniat Universal Injectable Unitip**  
15 x 0.16 ml (0.27 g); CHF 67.80 par paquet

4 x G-æniat Universal Injectable  
(Seringue ou Unitips)

+ 1 x EVERX FLOW  
SERINGUE GRATUIT

Achetez 4 x G-æniat Universal Injectable  
(seringue ou unitips) et recevez  
1 x everX Flow Seringue (Bulk ou Dentin  
d'une valeur de CHF 69.10) gratuitement !

Offre valable dans la même unité  
d'emballage et par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.

5 x G-æniat Universal Injectable  
(Seringue ou Unitips)

+ 1 x G-PREMIO BOND 5 ML  
FLACON GRATUIT

Achetez 5 x G-æniat Universal Injectable  
(seringue ou unitips) et recevez  
1 x G-Premio BOND 5 ml flacon  
(d'une valeur de CHF 114.40) gratuitement !

Offre valable dans la même unité  
d'emballage et par l'intermédiaire  
de votre consultant GC.



Sans Bisphenol-A

13



## G2-BOND Universal

Adhésif universel en 2 flacons –  
Le nouveau standard de l'adhésion

Grâce à sa technologie Dual H exclusive –  
optimisation avancée de la liaison entre la dent  
et le composite - G2-BOND Universal est un  
système universel complet en deux flacons qui  
combine ce que les cliniciens attendent des  
gold standards en matière d'automordançage  
(SAM & Universels) et de mordançage/rinçage  
(MR), et même plus :

- Le choix du mode de mordançage
- Durabilité supérieure et force d'adhésion
- Résistance supérieure à la  
décoloration marginale
- Application aisée et peu sensible  
à la technique Multiples indications<sup>1</sup>
- Une conception mounne, intelligente  
et ergonomique : 1-PRIMER / 2-BOND



ESSAYEZ  
MAINTENANT  
**CHF 182.80**

N°art. 10006819  
**G2-BOND Universal Bottle Kit**  
1 x 1-PRIMER 5 ml,  
1 x 2-BOND 5 ml, accessoires;  
CHF 182.80 par Bottle Kit

Convient parfaitement  
à la technique IDS  
(IMMEDIATE DENTIN  
SEALING) !

Un nouveau standard en 2 flacons  
pour tous les modes de mordançage

Pour une satisfaction et un confort total  
de vos patients !



Point de contact réduit  
entre la protection  
et le flacon

Nervure conçue pour  
presser efficacement la  
bouteille

### Performance globale d'une composition exclusive

- 4-MET pour une adhésion fiable à  
l'émail et à la dentine
- MDP pour une adhésion excellente  
à l'émail et à la dentine, à la zircone,  
à l'alumine et aux métaux non précieux
- MDTP se lie aux métaux précieux
- Système sans HEMA pour une durabilité  
exceptionnelle cliniquement prouvée<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

<sup>1</sup> Indications : Composites directs | Réparation intra orale | Technique de scellement immédiat de la dentine (IDS) | Traitement des dents  
hypersensibles | Traitement des surfaces radiculaires exposées | Collage des restaurations indirectes (avec G-CEM LinkForce) |  
Reconstitution corono radiculaire (avec GRADIA CORE & GPB DCA).



Capuchon  
flip-top !



G-Premio  
BOND DCA  
pour une  
polymérisation duale  
avec GRADIA CORE  
& le collage des  
tenons



Embout  
fin  
qui minimise  
le gaspillage  
jusqu'à 300  
gouttes par  
flacon

## G-Premio BOND

Adhésif mono composant photopolymérisable pour

✓ Collage direct


✓ Réparation

✓ Collage indirect


✓ Reconstitution  
corono-radiculaire

✓ Traitement de  
l'hypersensibilité


Compatible  
avec tous les modes  
de mordançage




Zéro compromis sur les performances – Zéro compromis sur la manipulation



3 monomères  
fonctionnels :  
adhésion élevée  
sur dentine, émail  
& différents  
substrats



Faible épaisseur  
de film : diminution  
du risque de  
coloration et  
ajustage marginal  
parfait



Excellente  
pénétration :  
faible sensibilité  
postopératoire



Toutes les teintes,  
emballages et prix  
en un coup d'œil !

Scannez le code QR :  
page 30/31

OFFRE  
**BUNDLEPACK G-æniel Universal  
Injectable + G-Premio BOND**  
~~CHF 280.10~~ **CHF 229.-**

N°art. 10003741  
**G-æniel Universal Injectable  
+ G-Premio BOND Bundlepack**  
Contenu : G-æniel Universal Injectable  
à 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml),  
1 x A3 (1 ml), G-Premio BOND  
5 ml flacon, accessoires  
CHF 229.- (prix par Bundlepack)



OFFRE  
**3+1** CHF 292.60  
+ ZEROFLOX X MICRO  
ON TOP APPLICATOR GRATUIT

Prix par paquet  
N°art. 10001458  
**G-Premio BOND 3-Bottle-Pack**  
3 flacons à 5 ml; CHF 292.60

Achetez 1 x G-Premio BOND 3-Bottle Pack  
et recevez 1 x G-Premio BOND 5 ml Flacon  
(d'une valeur de CHF 114.40) en plus  
+ ON TOP 1 x Zeroflox X Micro applicator  
(30 pcs.) gratuitement !



© Dr. Serhat Köken, Turquie



Mordançage sélectif de l'émail



Distribution de G-Premio BOND



Application de G-Premio BOND



Couche adhésive invisible

## SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE DE GC

### GC FujiCEM™ Evolve

Le CVIMAR dernière génération ergonomique et fiable

#### Un pas en avant

FujiCEM Evolve est une solution de fixation polyvalente pour votre travail quotidien, un protocole simple avec les propriétés exceptionnelles d'un verre ionomère GC. Un nouveau système de dosage et la possibilité de faire un « tack cure » pour un retrait d'excès simple. Une cimentation aisée plus que jamais. En outre, FujiCEM Evolve impressionne par une radio-opacité plus élevée et une liaison adhésive plus durable – principalement sur zircone.



1 x FujiCEM Evolve Clinic Pack

+ 4 x PUSH AND CLICK TIP REGULAR GRATUIT

Achetez 1 x FujiCEM Evolve Clinic Pack et recevez 4 x Push and Click Tip Regular Pack d'une valeur de à 2 CHF 1.10 gratuitement !

N°art. 10006621  
FujiCEM Evolve Clinic Pack  
Contenu : 8 x GC FujiCEM Evolve syringe (9.2 g / 5.0 ml),  
2 x Mixing Pad #22; CHF 556.90

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31



Matériau pour couronnes et bridges provisoires  
Avec l'aimable autorisation de Dr. J. Tapia, Espagne



Aux vidéos :

#### Idéale pour restaurations zircons et métaux

- Mélange manuel ou automix
- besoin de prétraitement
- Temps de travail long, temps de prise court
- Tolérant à l'humidité : la digue n'est pas nécessaire
- Excellente étanchéité et adaptation marginale
- Viscosité optimale
- Faible épaisseur du film et adaptation précise
- Option « tack cure » pour un retrait plus facile
- Adhésion optimisée à la zircone

#### OFFRE

20 % CHF 86.40

~~CHF 108.-~~

Prix par paquet

N°art. 10004926  
FujiCEM Evolve Single Pack  
Contenu : 1 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9.2 g / 5.0 ml), 15 x GC Push et Click Mixing Tips Regular

CHF 86.40 au lieu de CHF 108.-

### GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Ciment verre ionomère de scellement haute qualité renforcé à la résine associé à la technologie innovante force & fusion



#### OFFRE

25 % CHF 409.-

~~CHF 542.40~~

N°art. 10003468 FujiCEM 2 SL Eco pack  
Contenu : 4 FujiCEM 2 SL cartouches (à 13.3 g / 7.2 ml)

CHF 409.- au lieu de CHF 542.40

#### Solution d'assemblage

Sélectionnez le bon matériau et retrouvez toutes les étapes du protocole dans le guide d'assemblage GC (Luting Guide).

GC Luting guide : Choisir le bon matériau pour chaque indication !

Découvrez le GC Luting Guide !



Available on the App Store

GET IT ON Google Play

### TEMPSMART® DC

Vers votre restauration définitive... en toute sérénité



#### Composite dual pour couronnes et bridges provisoires

Les restaurations provisoires jouent un rôle important en dentisterie prothétique. Non seulement elles protègent les dents préparées mais elles apportent confort et esthétique à votre patient en attendant la restauration finale. GC innove avec TEMPSMART DC, le premier matériau temporaire sans plastifiant, à prise duale qui rend votre travail plus facile et plus agréable.

PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS SÛR  
une résistance à la fracture élevée pour des provisoires qui durent

PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS BEAU  
fluorescence et brillance à long terme pour des patients souriants

PRENEZ LE CHEMIN SANS ENCOMBRE  
des restaurations non collantes pour une brillance élevée en quelques étapes

PRENEZ LE BON CHEMIN  
une procédure courte grâce à la photopolymérisation



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31

OFFRE  
10 % ON TOP  
4 + 1 À PARTIR DE CHF 64.90

Prix par paquet

TEMPSMART DC 48 ml Kartusche  
CHF 108.90 au lieu de CHF 121.- par paquet  
Recevez 5 Paquets TEMPSMART DC 48 ml Kartusche au prix de 4 !

TEMPSMART DC 10 ml Kartusche  
CHF 64.90 au lieu de CHF 72.10 par paquet  
Recevez 5 paquets TEMPSMART DC 10 ml cartouche au prix de 4 !

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Valable pour toutes teintes, mais seulement pour une même unité d'emballage.

### FREEGENOL

Ciment de scellement provisoire



N°art. 10000009  
GC FREEGENOL, TEMPORARY 1-1 Pack

55 g + 20 g  
CHF 65.10 par paquet

#### Le temps de prise peut être ajusté selon vos besoins :

- Solution provisoire polyvalente
- Consistance et temps de prise ajustables
- Retrait aisé des excès
- Sans eugénol, sans interaction avec les ciments résine

### GC PLIERS

Pince pour le retrait des travaux prothétiques

N°art. 10001804

GC PLIERS avec set d'accessoires

Pince d'extraction ; 50 mâchoires en caoutchouc ; 4 g de poudre adhésive ; CHF 394.30 par paquet.



### REVOTEK LC

Matériau pour couronnes et bridges provisoires - Coupez, façonnez et polymérisez. C'est terminé.



#### OFFRE

20 % CHF 75.45

~~CHF 94.30~~

Prix par paquet

N°art. 10000246 REVOTEK LC, Intro Pack B2  
1 x Putty Stick, 1 x Lightproof storage case,  
1 x GC Spatula N°2

CHF 75.45 au lieu de CHF 94.30

- Maquette directe en bouche sans mélange ou empreintes préalables
- Pour 60 inlays ou 30 couronnes de taille moyenne
- Les temps de travail et de prise sont déterminés par l'opérateur
- Retrait facile de la bouche
- Très résistant à l'usure avec un risque négligeable de fractures
- Matériau composite sans chaleur exothermique ni odeur ou irritation chimique



GC FUJICEM EVOLVE  
GC FUJICEM 2 S&L  
TEMPSMART DC  
FREEGENOL  
GC PLIERS  
REVOTEK LC

## G-CEM ONE™

## Instructions techniques

**Quand utiliser le G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER (AEP) ou G-Premio BOND ? (UNIQUEMENT pour la dent/pilier : cf procédures ci-après)**

**Préparation rétentive**

| Substrat de la restauration   | AEP ou G-Premio BOND |
|-------------------------------|----------------------|
| Métal, Zircon, Céramiques,    | En option            |
| Céramiques hybrides Composite | Indispensable ✓      |

**Préparation non rétentive**

| Substrat de la restauration   | AEP ou G-Premio BOND |
|-------------------------------|----------------------|
| Métal, Zircon, Céramiques,    | Indispensable ✓      |
| Céramiques hybrides Composite | Indispensable ✓      |

**Quand utiliser G-Multi PRIMER ? (UNIQUEMENT pour la restauration)**

| Substrat de la restauration                                           | G-Multi PRIMER  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Métal, Zircon                                                         | En option*      |
| Céramiques, Tenon en fibre, de verre, Céramiques, hybrides, Composite | Indispensable ✓ |

\*La colle G-CEM ONE contient du MDP, le G-Multi PRIMER est donc optionnel pour le métal et la zircon.

## TECHNIQUE DE COLLAGE pour tenons fibrés, métal et céramique et inlays core coulés

**Lorsqu'une adhésion supplémentaire est nécessaire**

- Nettoyer et rincer l'espace du tenon, sécher soigneusement à l'aide de pointes de papier. **Ne pas utiliser d'H2O2 et/ou EDTA** pour nettoyer chimiquement l'espace du tenon.
- Si une adhésion supplémentaire est nécessaire, appliquer le **G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER**, laisser agir 10 secondes et sécher sous une pression MAXIMALE pour éviter les excès de primer dans le canal radiculaire. Enlever l'excès de solution à l'aide de pointes de papier. **Ne PAS utiliser G-Premio BOND dans ce cas.**
- Préparer le tenon selon les instructions du fabricant.
- Extraire le matériau directement dans l'espace canalair. Insérer le tenon dans l'espace **dans la minute qui suit l'application de la colle.**
- Continuer à maintenir une pression modérée en vous assurant que le tenon reste en place puis enlever l'excès de ciment.
- Tout en maintenant une pression modérée, photopolymériser toutes les surfaces / marges.
- Laisser le matériau prendre 4 minutes de plus.

| Temps d'irradiation                        | G-CEM ONE   |
|--------------------------------------------|-------------|
| Puissance élevée LED (plus de 1200 mW/cm²) | 10 secondes |
| Halogène / LED (700-1200 mW/cm²)           | 20 secondes |

## TECHNIQUE DE COLLAGE pour tous inlays, onlays, couronnes, bridges et facettes

## Préparation de la dent

**Lorsqu'une adhésion plus importante est nécessaire**

- Nettoyer, rincer et sécher soigneusement la dent préparée.\*
- Après avoir **agité le flacon**, appliquer **G-Premio BOND**, laisser agir 10 secondes et sécher avec une pression d'air MAXIMALE pendant 5 secondes pour éviter l'accumulation de liquide dans le sulcus gingival\*\* et **photopolymériser**. Cf tableau ci-dessous pour le temps d'irradiation.

\* En cas de collage d'une facette ou d'un onlay, mordancer l'émail avec de l'acide phosphorique à 35-40 % pendant 10-15 secondes et rincer soigneusement.

## Préparation de la restauration

**Application de la colle**

- Positionner immédiatement et maintenir une pression modérée. Le temps de travail est de 2'45" à 23°C. (réduit si G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER est utilisé).
- «Tack cure» en agitant l'embout de la lampe à polymériser sur l'excès de colle **pendant 1 seconde** jusqu'à atteindre une consistance caoutchouteuse.
- Maintenir une pression modérée jusqu'à l'obtention d'une consistance solide et caoutchouteuse.
- Retirer l'excès de colle tout en maintenant une pression modérée.
- Tout en maintenant une pression modérée, photopolymériser toutes les surfaces / marges.
- Laisser le matériau prendre pendant 4 minutes si la restauration ne laisse pas passer la lumière.

| Temps d'irradiation                        | G-Premio BOND | G-CEM ONE   |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| Puissance élevée LED (plus de 1200 mW/cm²) | 5 secondes    | 10 secondes |
| Halogène / LED (700-1200 mW/cm²)           | 10 secondes   | 20 secondes |

\*\* Accumulation de liquide dans le sillon gingival

Retrouver les step-by-steps pour tous vos défis d'assemblage dans le GC Luting Guide

Consultez le mode d'emploi

20012121  
041122SK

## SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE DE GC

## G-CEM ONE™

## Ciment résine auto-adhésif

## Fiable

Des forces d'adhésion optimales pour les préparations rétentives et non rétentives<sup>1</sup> grâce à la capacité unique « GC Touch Cure » de l'optionnel G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP).

## Universell

Force d'adhésion excellente à la dent et tous autres substrats : émail, dentine, zircon, métal, céramiques vitreuses<sup>2</sup>, matériaux hybrides<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Avec G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer  
<sup>2</sup> Avec G-Multi PRIMER | <sup>3</sup> Utilisation de G-CEM ONE uniquement. Données sur fichier. Résultats test terrain.

1 x G-CEM ONE Twin Refill

+ G-PREMIO BOND  
5 ML FLACON GRATUIT

Achetez 1 x G-CEM ONE Twin Refill et recevez 1 x G-Premio BOND 5 ml flacon (d'une valeur de CHF 114.40) gratuitement !

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

1 x G-CEM ONE Twin Refill

+ G-MULTI PRIMER GRATUIT

Achetez 1 x G-CEM ONE Twin Refill et recevez 1 x G-Multi Primer 5 ml flacon (d'une valeur de CHF 81.40) gratuitement !

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Flexible : l'utilisation facultative de son primer permet d'obtenir une force d'adhésion optimale dans les indications rétentives et non rétentives

## Insensible à la technique

Une chémozopolymérisation exceptionnelle pour votre tranquillité d'esprit, la fonction « tack cure » pour enlever et nettoyer facilement les excès, la tolérance à l'humidité et à la salive<sup>1</sup>, l'optimisation de la viscosité et pratiquement aucune sensibilité post-opératoire<sup>3</sup>.



OFFRE

3+1 À PARTIR DE CHF 143.20

Recevez 4 Refill Packs G-CEM ONE au prix de 3 !

Offre valable dans le même groupe de produits Refill. Mélange de teintes possible.

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art. 10006921  
**G-CEM ONE Twin Refill A2**  
N°art. 10006922  
**G-CEM ONE Twin Refill Transluzent**

Contenu par Twin Refill:  
2 x G-CEM ONE seringue (4,6 g),  
15 x GC Automix Tips Regular,  
5 x GC Automix Endo Tips;  
CHF 143.20 par paquet

Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31



Retrait aisé des excès avec le «tack cure». Avec l'aimable autorisation de Dr. K. Otani, Japon

## G-CEM ONE avec G-Premio BOND pour compléter


GC introduit 3 nouveaux packs qui combinent G-CEM ONE avec G-Premio BOND pour compléter les packs qui incluent G-CEM ONE AEP, et ainsi permettre à l'utilisateur final de choisir son protocole de collage préféré.



## L'optionnel G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

- Pour toutes les préparations et cavités
- MDP : colle à la structure de la dent, la zircon et aux métaux non précieux
  - 4-MET : colle à la structure de la dent
  - MDTP : colle aux métaux
  - Accélérateur Puissante adhésion avec le pilier de la dent et la cavité grâce à la fonction « GC Touch Cure ».

## Teintes G-CEM ONE &amp; G-CEM ONE Universal




## CERASMART270

Bloc céramique hybride amortissant les forces masticatoires CAD/CAM

Ajustage naturel et flexibilité. Précision, force et flexibilité associées à un vernis de caractérisation facile à utiliser

- Flexibilité pour absorber les chocs
- Résistance à l'usure pour les restaurations de longue durée
- Des marges nettes qui assurent une transition en douceur
- Polissage facile permettant d'obtenir rapidement un brillant super
- Fluorescence et translucidité optimales
- Couronne sur implant, Couronne complète, Inlay, Onlay, Facette laminée

### Teintes



**OFFRE**

**4 + 1**  
**10 + 3**

**À PARTIR DE**  
**CHF**  
**138.20**

Prix par paquet (5 blocs par paquet)

Recevez 5 paquets CERASMART 270 CAD/CAM blocs (à 5 pcs.) au prix de 4 !

Recevez 13 paquets CERASMART270 CAD/CAM blocs (à 5 pcs.) au prix de 10 !

Valable en tailles 12, 14 et 14L.

Offre valable pour toutes les références disponibles, mais seulement dans la même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Les blocs CERASMARTTM270 sont compatibles avec CEREC et listés dans la mise à jour logicielle actuelle de CEREC. Disponible à la commande auprès de vendeurs CEREC autorisés.



## GC Initial LRF BLOCK

Le bloc en céramique feldspathique CFAO renforcé en leucite pour les restaurations indirectes entièrement anatomiques tout céramique

Usiner, polir, coller - tout simplement !

### Solide et compact


- Résistance accrue par rapport aux blocs vitro-céramiques classiques ou feldspathiques
- Un état de surface de haute qualité : surface très lisse après le polissage brillant et esthétique

### Brillance et esthétique

- Polissage simple et rapide
- Effet caméléon



### Teintes



**OFFRE**

**4 + 1**  
**10 + 3**

**À PARTIR DE**  
**CHF**  
**87.70**

Prix par paquet (5 blocs par paquet)

Recevez 5 paquets Initial LRF Blocs (à 5 pcs.) au prix de 4 !

Recevez 13 paquets Initial LRF Blocs (à 5 pcs.) au prix de 10 !

Valable en tailles 12, 14 et 14L.

Offre valable pour toutes les références disponibles, mais seulement dans la même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.



Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31

## CAD/CAM SOLUTIONS DE GC

*initial*  
LiSi Block

## GC Initial LiSi Bloc

Bloc CAD/CAM en disilicate de lithium entièrement cristallisé

Initial LiSi Bloc : Résistance, précision et esthétique dans un bloc entièrement cristallisé  
Initial LiSi Bloc est un bloc en disilicate de lithium entièrement cristallisé qui offre des propriétés physiques optimales sans cuisson. Ce bloc unique est doté de la technologie HDM (High Density Micronization) exclusive à GC pour la dentisterie CAD/CAM afin d'offrir une résistance élevée à l'usure, des limites cervicales lisses et un résultat final esthétique... Lorsqu'il est utilisé avec la technique ONE SQIN - le système de céramique avec forme et couleur à peindre - vous pouvez rapidement et facilement obtenir des résultats encore plus esthétiques.



- Gain de temps, car aucune cuisson de cristallisation n'est nécessaire
- Esthétique durable
- Limites nettes
- Opalescence naturelle
- Une base idéale pour la technique ONE SQIN

**OFFRE**

**4 + 1**  
**10 + 3**

**CHF**  
**131.-**

Prix par paquet

Recevez 5 paquets Initial LiSi Block au prix de 4 !

Recevez 13 paquets Initial LiSi Block au prix de 10 !

Seulement valable pour une même unité d'emballage. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.



au  
webpage



**INITIAL LISI BLOCK AESTHETIC KIT**

**CHF 510.30**

Prix par paquet

N°art. 10007322


Initial LiSi Block Aesthetic Kit




Toutes les teintes, emballages et prix en un coup d'œil !  
Scannez le code QR : page 30/31

Polir ou maquiller et glacer ?  
A vous de choisir !

Polissage manuel



Technique de coloration :  
Caractérisation avec Lustre Pastes ONE



Technique de micro-stratification :  
Micro-stratification avec les Lustre Pastes ONE et la céramique SQIN



# L'usure est bien réelle, nos solutions aussi.

## Solutions indirectes à long-terme pour les cas d'usure sévère

### Par où commencer ?

Il n'existe pas de règle stricte pour choisir entre traitement direct ou indirect, mais l'objectif reste toujours d'être le plus conservateur possible. La plupart des cas débutent par des restaurations directes. Cependant, dans les cas complexes avec usure sévère ou pathologique, des matériaux indirects peuvent être nécessaires. Ces cas nécessitent des produits durables, tout en restant respectueux de la dentition restante. Les produits GC sont conçus pour répondre à ces exigences et accompagner chaque étape du traitement.



Tous les produits de notre campagne « Tooth Wear » portent cette mention



SCANNER POUR PLUS D'INFORMATIONS !



**GC Temp PRINT**  
Résine chargée photo-polymérisable imprimable en 3D pour couronnes et bridges provisoires



**Initial™ LiSi Block**  
Solutions disilicate de lithium pour CAD/CAM



**Initial LiSi Press**  
Solutions disilicate de lithium pour pressée



**Initial Zirconia Disks**  
ST, HT, UHT & Multilayer  
Disques zircon CAD/CAM pour les cas exigeants



**G-CEM ONE™**  
Système de colle adhésive universelle



**TEMPSMART™ DC**  
Composite bis-acrylique à prise duale pour C&B provisoires



**CERASMART™270**  
Bloc CAD/CAM en céramique hybride absorbant de chocs



**Initial IQ ONE SQIN**  
Système céramique de maquillage et micro-stratification



**Initial Zr-FS**  
Système de stratification pour structures en zircon



**FujiCEM™ Evolve**  
Ciment verre ionomère de scellement modifié par adjonction de résine

L'évaluation doit inclure :



'étendue de la perte dentaire

L'étiologie

La vitesse de progression de l'usure



En cas d'usure sévère généralisée, une planification rigoureuse est essentielle pour équilibrer esthétique, fonction et phonation tout en restant minimalement invasive. La littérature indique que la dimension verticale d'occlusion (DVO) peut être augmentée en toute sécurité – **généralement jusqu'à 5 mm en zone incisive – dans la zone de confort du patient.**



Photos : Dr. C. Lampson, Allemagne

Ce cas a nécessité une augmentation de la dimension verticale. La mise en place de provisoires en **TEMPSMART DC** permet d'obtenir immédiatement un aperçu du résultat final.

**TEMPSMART DC**  
Composite bis-acrylique à prise duale pour C&B provisoires

- Manipulation non collante
- Résistance élevée à la fracture
- Polissage rapide, brillance durable
- Réparable et rebasable



Photos : Dr. C. Moussally, France

Occlusion postérieure restaurée avec **CERASMART270** chez un patient bruxomane.



**CERASMART270**  
Bloc CAD/CAM en céramique hybride absorbant de chocs

- Dispersion homogène des charges grâce à la technologie FSC – solide, lisse et durable
- Absorption des fortes contraintes masticatoires
- Réparation facile au fauteuil

**G-CEM ONE**  
Colle universelle auto adhésive

- Universelle et auto-adhésive
- Adhésion puissante dans tous les modes
- Résistant à la décoloration
- Résistance élevée à l'usure



Avec l'aimable autorisation du :  
Dr G. Pongione, Italie

**G-CEM ONE** présente une excellente stabilité intrinsèque de la teinte

**FujiCEM Evolve**  
Ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine

- Application en une seule étape
- Moins sensible à la technique que les ciments résine
- Tolérant à l'humidité
- Adhésion optimale à la zircon
- Faible épaisseur de film et adaptation précise



Avec l'aimable autorisation du :  
Dr G. Pongione, Italie

**FujiCEM Evolve** garantit une tolérance à l'humidité et un nettoyage facile

Cabinet

Diagnostic clinique et fonctionnel

Wax-up, modèles, clés et provisoires

Mock-up et préparation guidée

Phase intermédiaire avec provisoires

Assemblage

Laboratoire

Wax-up, modèles, clés et provisoires

Réalisation de restauration



Une communication claire entre le praticien et le laboratoire est essentielle pour une réhabilitation fonctionnelle et esthétique réussie.




Photos : RDT Stephen Lusty, UK

**GC Temp PRINT**  
Composite photopolymérisable imprimable en 3D pour couronnes et bridges provisoires

- Excellente stabilité des propriétés mécaniques
- Sans MMA / compatible impression DLP
- Compatible avec OPTIGLAZE color



Une anatomie très détaillée peut être facilement réalisée ! Des ajustements occlusaux peuvent être réalisés par fraisage ou ajout de résine composite. Utilisez **GC Fuji TEMP LT** pour le scellement temporaire.



10.0KV 16.4 x1.-k SE(M,HA) 50.0um

Comparaison entre la surface polie (deuxième polissage) de l'**Initial LiSi Press** (en haut à gauche) et celle du **disilicate de lithium classique** (en bas à droite) à grossissement identique.



**Initial LiSi Block & Initial LiSi Press**  
Solutions disilicate de lithium en version usinable et pressée



Photos : Dr. Z. Ali, UK

Un patient présentant une usure érosive sévère a été traité avec des restaurations partielles **Initial LiSi Press** en postérieure.

- Esthétique supérieure
- Disilicate de lithium raffiné doté de la technologie HDM pour des propriétés physiques inégales
- Limites lisses et excellente aptitude au polissage grâce à une structure homogène



Les solutions **Initial Zirconia** offrent un maximum de possibilités de caractérisation avec un minimum de moyens.



Photos : Dr. Z. Ali, UK

Patient présentant une usure érosive sévère qui nécessite le remplacement d'une couronne sur la dent 16, réalisée en zircon.



**Initial Zirconia Solutions**  
Disques zircon haute résistances et options de caractérisation

- Polyvalent : large éventail d'indications, frittage standard ou rapide
- Restaurations fines adaptées à tous types de préparation
- Esthétique remarquable avec Initial IQ ONE SQIN
- Disponibles en ST, HT, UHT ou Multilayer



# GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JUILLET - DECEMBRE 2026

CABINET

