

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

GABINET

Oferty ważne do 31 grudnia 2026



Starcie to realne wyzwanie, poznaj nasze rozwiązania

Długoczasowe rozwiązania pośrednie w leczeniu zaawansowanego starcia zębów

Leczenie zaawansowanego starcia zębów - od czego zacząć?

Nie istnieje jedna zasada wyboru między leczeniem technikami bezpośrednimi czy pośrednimi, jednak celem jest zawsze zachowanie najmniej inwazyjnego podejścia. Większość przypadków rozpoczyna się od odbudów bezpośrednich. Jednak w złożonych przypadkach obejmujących zaawansowane lub patologiczne starcie, leczenie z użyciem materiałów do uzupełnień pośrednich może być konieczne. Wymaga to zastosowania materiałów, które sprawdzają się w długim okresie, a jednocześnie są łagodne dla istniejącego uzębienia. Produkty GC zostały zaprojektowane z myślą o tych potrzebach, zapewniając niezawodne wsparcie na każdym etapie leczenia.



Wszystkie produkty z kampanii „Starcie to realne wyzwanie” oznaczone są takim znakiem.



ZESKANUJ KOD I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KAMPANII

Ocena powinna obejmować:



Zakres utraty tkanek



Etiologię



Tempo progresji starcia



W przypadku zaawansowanego, uogólnionego starcia zębów kluczowe znaczenie ma staranne planowanie, pozwalające zachować równowagę między estetyką, funkcją i fonetyką, przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnej inwazyjności leczenia. Zgodnie z doniesieniami naukowymi, pionowy wymiar zwarcia (VDO) można bezpiecznie zwiększyć - **zazwyczaj do około 5 mm w obrębie siekaczy - w granicach komfortu pacjenta**



Dzięki uprzejmości: dr Ch. Lampson, Niemcy

W tym przypadku konieczne było zwiększenie pionowego wymiaru zwarcia. Umieszczenie uzupełnień tymczasowych z **TEMPSMART DC** pozwala od razu uzyskać wizualizację efektu końcowego.

TEMPSMART DC

Podwójnie utwardzalny kompozyt na tymczasowe korony i mosty

- Brak kleistości podczas obróbki
- Wysoka wytrzymałość na pękanie
- Łatwe polerowanie, długotrwały połysk
- Możliwość naprawy i podścielania

Lekarz dentysta

Diagnoza kliniczna i funkcjonalna

Planowanie leczenia estetycznego i funkcjonalnego

Mock-up i preparacja zębów prowadzona przez mock-up

Faza adaptacyjna z uzupełnieniami tymczasowymi

Cementowanie

Technik dentystyczny

Wax-up, tworzenie modeli, kluczy i uzupełnień tymczasowych

Uzupełnienia protetyczne



Skuteczna komunikacja pomiędzy lekarzem dentystą a technikami dentystycznym ma kluczowe znaczenie dla uzyskania funkcjonalnej i estetycznej rehabilitacji



Dzięki uprzejmości: RDT Stephen Lusty, Wielka Brytania


Anatomię z najmniejszymi szczegółami można odtworzyć w bardzo prosty sposób! Niewielkie korekty lub dopasowanie do warunków zgryzowych można łatwo wykonać poprzez szlifowanie lub dodanie materiału kompozytowego. **GC Fuji TEMP LT** doskonale nadaje się do cementowania tymczasowego.



GC Temp PRINT

Światłutwardzalny kompozyt do druku 3D koron i mostów tymczasowych

- Doskonałe i stabilne właściwości mechaniczne
- Nie zawiera metakrylanu metylu (MMA) do druku w technologii DLP
- Kompatybilny z OPTIGLAZE color



10.0kV 16.4 x 1.00k SE(M,HA) 50.0um

Porównanie (dwukrotnie wypolerowanych powierzchni **GC Initial LiSi Press** (u góry po lewej) z tradycyjnym konwencjonalnym dwukrzemianem litu (na dole po prawej) przy takim samym powiększeniu.



Initial LiSi Block & Initial LiSi Press

Rozwiązania oparte na dwukrzemianie litu do frezowania i technologii tłoczenia

- Doskonała estetyka
- Zdefiniowany na nowo dwukrzemian litu z technologią HDM zapewniającą niezrównane właściwości fizyczne
- Gładkie krawędzie i doskonała polerowalność dzięki homogennej strukturze



Dzięki uprzejmości: dr Z. Ali, Wielka Brytania

Pacjent z zaawansowanym starciem erozyjnym zębów bocznych został poddany leczeniu za pomocą częściowych uzupełnień protetycznych wykonanych z **GC Initial LiSi Press**.



GC Temp PRINT

Światłutwardzalny kompozyt do druku 3D koron i mostów tymczasowych



GC Initial LiSi Block

Rozwiązania z dwukrzemianem litu do CAD/CAM



GC Initial LiSi Press

Dwukrzemian litu do techniki tłoczenia



GC Initial Zirconia Disk

Dyski cyrkonowe CAD/CAM do bardziej wymagających przypadków



G-CEM ONE™

Uniwersalny cement kompozytowy do adhezyjnego cementowania



TEMPSMART™ DC

Podwójnie utwardzalny kompozyt na tymczasowe korony i mosty



CERASMART™270

Absorbujące działanie sił blozki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej



GC Initial IQ ONE SQIN

System do malowania koloru i nadawania kształtu



GC Initial Zr-FS

System do licowania tlenku cyrkonu



GC FujiCEM™ Evolve

Modyfikowany żywica cement glijasjonomerowy do osadzania

CERASMART270
Absorbujące działanie sił blozki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

- Równomierne rozproszenie wypełniacza dzięki technologii FSC - wytrzymały, gładki i długotrwały
- Amortyzuje działanie sił okluzyjnych
- Łatwa naprawa bezpośrednia

Dzięki uprzejmości: dr C. Moussally, Francja

U pacjenta cierpiącego na bruksizm odtworzono powierzchnie okluzyjne przy użyciu materiału **CERASMART270**.

G-CEM ONE
Uniwersalny samoadhezyjny cement kompozytowy

- Uniwersalny i samoadhezyjny
- Wysoka siła wiązania we wszystkich trybach
- Odporność na przebarwienia
- Wysoka wytrzymałość na ścieranie

GC FujiCEM Evolve
Modyfikowany żywica cement glijasjonomerowy

- Jednoetapowa aplikacja
- Mniejsza wrażliwość na technikę pracy w porównaniu do cementów kompozytowych
- Tolerancja na wilgoć
- Optymalna adhezja do tlenku cyrkonu
- Mała grubość warstwy i precyzyjna adaptacja

Dzięki uprzejmości: dr G. Pongione, Włochy

Dzięki uprzejmości: Prof. R. Sorrentino, Włochy

G-CEM ONE charakteryzuje się wysoką stabilnością koloru.

GC FujiCEM Evolve zapewnia odporność na wilgoć i łatwe usuwanie nadmiaru.



CERASMART™270


Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni



- Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
- Odporność na ścieranie dla trwałych uzupełnień
- Niezwykle precyzyjne brzegi zapewniające płynne przejścia
- Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- Optymalna fluorescencja i przezierność

Odcienie



GC Initial™ LRF BLOCK

Bloczek CAD/CAM z ceramiki skaleniowej z dodatkiem leucytu, który wzmacnia strukturę i umożliwia stosowanie zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku zębów. Specjalny rozmiar i rozkład kryształów leucytu wpływa na odbicie padającego światła i zapewnia niezwykle estetyczny efekt końcowy.

MIX BLOCZKÓW

Zamów MIX** 3 dowolnych opakowań bloczków (po 5 szt.) spośród: CERASMART270, Initial LiSi Block, Initial LRF BLOCK + 1 opakowanie Initial LiSi Block A2 LT lub HT w rozmiarze 14 GRATIS!¹
Zamów MIX** 10 dowolnych opakowań bloczków (po 5 szt.) spośród: CERASMART270, Initial LiSi Block, Initial LRF BLOCK + 4 opakowania Initial LiSi Block A2 LT lub HT w rozmiarze 14 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
^{**} Promocja obowiązuje przy zakupie minimum dwóch różnych opakowań bloczków CAD/CAM. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Initial LRF BLOCK

350 zł
Cena jednego opakowania

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 12; 350 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 350 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 350 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków



ROZWIĄZANIA CAD/CAM z GC

initial™
LiSi Block

GC Initial™ LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami opartymi na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



- Oszczędność czasu, ponieważ nie wymaga krystalizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

KORZYSTNA CENA

3 + 1
10 + 4
520 zł
Cena jednego opakowania


Zamów 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (5 szt.) A2 LT lub HT w rozmiarze 14 GRATIS!¹

Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) A2 LT lub HT w rozmiarze 14 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.


Polerowanie czy charakteryzacja?
Wybór należy do Ciebie!

Polerowanie



Malowanie

Charakteryzacja przy użyciu Initial Lustre Pastes ONE



Technika

mikrowarstwowania
Mikrowarstwowanie z wykorzystaniem past Initial Lustre Pastes ONE i ceramiki Initial ONE SQIN



Art. Nr 10007322
Initial LiSi Block AESTHETIC KIT
Zestaw zawiera: 5 x Initial LiSi Block (A1 HT, A2 HT, A2 LT, A3 HT, A3 LT), CEREC, rozmiar 14, 5 x Initial IQ, Lustre Pastes ONE (L-NFL, L-A, L-3, L-2, L-OP), 4 g, 1 x Płyn do rozcieńczania 8 ml, 1 x Płyn do odświeżania 8 ml, akcesoria; **2 025 zł**

Initial LiSi Block AESTHETIC KIT

2 025 zł
Cena zestawu



G-CEM ONE™

Samoadhezyjny cement kompozytowy

G-CEM ONE jest prawdziwie uniwersalnym samoadhezyjnym cementem kompozytowym do wszystkich wskazań i wszystkich rodzajów uzupełnień. W zależności od preparacji, można wybrać uproszczoną procedurę samoadhezyjną lub pełną procedurę adhezyjną.

Niezawodny

Optymalna siła wiązania zarówno w przypadku preparacji o charakterze retencyjnym, jak i nieretencyjnym¹ dzięki funkcji GC Touch Cure - unikalnej zdolności wiązania kontaktowego opcjonalnie stosowanego primera G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.


Uniwersalny

Do doskonała siła wiązania do zębów oraz do powierzchni i podłoży: szkliwa, zębiny, cyrkonu, metalu, ceramiki szklanej², ceramiki hybrydowej².

Estetyczny

Odporne na ścieranie brzegi, wysoki stopień utwardzenia hydrofobowej matrycy cementu o niskiej sorpcji wody, zapewnia długotrwale, stabilne kolorystycznie efekty estetyczne.

Odcienie G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal



¹ Z użyciem G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

² Z użyciem G-Multi PRIMER

KORZYSTNA CENA

3 + 1 OD **295 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill lub 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill i 1 opakowanie G-CEM ONE Single Refill + G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Dostępne opakowania:

Art. Nr 10006932 **G-CEM ONE Single Refill AO3**

Art. Nr 10006933

G-CEM ONE Single Refill

White Opaque

Opakowanie Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips;

Cena jednego opakowania: **295 zł**

G-Multi PRIMER

Jeden primer do wszystkich rodzajów uzupełnień.

G-Multi PRIMER to uniwersalny primer przeznaczony do przygotowania i naprawy każdego rodzaju uzupełnień pośrednich. Dzięki zawartości trzech różnych związków chemicznych - silanu, 10-MDP i MDTP - zapewnia wysoką i stabilną adhezję do wszystkich podłoży (nawet stopów szlachetnych).



G-Multi PRIMER

325 zł

Art. Nr 10001350
G-Multi PRIMER
butelka 5 ml



NOWOŚĆ



G-CEM ONE Twin Refill

+ G-Premio BOND GRATIS!

570 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill w odcieniu A2 lub TR + 1 x G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!¹

G-CEM ONE Twin Refill

+ G-Multi PRIMER GRATIS!

570 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill w odcieniu A2 lub TR + 1 x G-Multi PRIMER 5 ml GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10006930 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art. Nr 10006931 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**
Opakowanie Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips
Cena jednego opakowania: **570 zł**

Inne dostępne opakowania:
Art. Nr 10006934 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art. Nr 10006935 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**
Opakowanie Value Refill zawiera: 8 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 60 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 20 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips;
Cena jednego opakowania: **1 805 zł**

W przypadku procedury adhezyjnej,
G-CEM ONE oferuje dwie opcje:



G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER

Wiązanie kontaktowe bez dostępu światła

G-CEM ONE można łączyć z dedykowanym ADHESIVE ENHANCING PRIMER (AEP). Ten innowacyjny Primer wywołuje to, co nazywamy „mechanizmem wiązania kontaktowego” dla przyspieszonej i bardzo skutecznej reakcji wiązania bez dostępu światła (samoutwardzania) G-CEM ONE.

Procedura bez utwardzania światłem



Nałożyć G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER. Odczekać 10 sekund.

Osuszyć maksymalnie sprężonym powietrzem przez 5 sekund.



Art. Nr 10006929 **G-CEM ONE System Kit**
Zestaw G-CEM ONE System Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;
Cena jednego opakowania: **755 zł**

Inne dostępne opakowania:
Art. Nr 10006927 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art. Nr 10006928 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**
Zestaw G-CEM ONE Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER 2 ml;
Cena jednego opakowania: **375 zł**



G-Premio BOND

Uproszczona, uniwersalna procedura łączenia

G-CEM ONE można również stosować w połączeniu z uniwersalnym systemem łączącym G-Premio BOND, który zawiera trzy funkcyjne monomery adhezyjne (10-MDP, 4-MET, MDTP).

Procedura z utwardzaniem światłem



Nałożyć G-Premio BOND. Odczekać 10 sekund.

Osuszyć maksymalnie sprężonym powietrzem przez 5 sekund.

Utwardzić światłem.



Art. Nr 10037120 **G-CEM ONE Universal System Kit**
Zestaw G-CEM ONE Universal System Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;
Cena jednego opakowania: **805 zł**

Inne dostępne opakowania:
Art. Nr 10037118 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**
Art. Nr 10037119 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent**
Zestaw G-CEM ONE Universal Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1x G-Premio BOND 5 ml;
Cena jednego opakowania: **560 zł**

ROZWIĄZANIA DO CEMENTOWANIA z GC

GC FujiCEM™ Evolve

Innowacyjny, wzmocniony żywicą cement glasionomerowy zapewniający niezawodność i komfort stosowania

O jeden krok do przodu

FujiCEM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do cementowania w codziennej praktyce, łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają cementowanie. Ponadto FujiCEM Evolve charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, takimi jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe wiązanie – zwłaszcza z tlenkiem cyrkonu.



FujiCEM Evolve Clinic Pack

+ 4 x Push and Click Tip Regular GRATIS!

Zamów 1 opakowanie FujiCEM Evolve Clinic Pack + 4 opakowania końcówek Push and Click Tip Regular GRATIS!

Art. Nr 10006621
FujiCEM Evolve Clinic Pack
Opakowanie zawiera: 8 strzykawk
FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g),
2 bloczki do mieszania N° 22;
Cena jednego opakowania: **2 210 zł**

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

- Idealny do uzupełnień z metalu i cyrkonu
- Optymalna adhezja do tlenku cyrkonu
 - Wersja do mieszania ręcznego lub Automix
 - Bez konieczności wcześniejszego przygotowania
 - Długi czas pracy, krótki czas wiązania
 - Odporny na wilgoć – koferdam nie jest wymagany
 - Doskonałe uszczelnienie i adaptacja brzeżna
 - Optymalna lepkość
 - Minimalna grubość warstwy
 - Opcjonalne utwardzanie światłem



Prosta aplikacja, łatwe usuwanie nadmiaru.
Dzięki uprzejmości: dr J.Tapia Guadix, Hiszpania

KORZYSTNA CENA

20% **350 zł**
~~430 zł~~
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10004926 **FujiCEM Evolve Single Pack**
Opakowanie zawiera:
1 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g),
15 końcówek Push and Click Tip Regular;
Cena: **350 zł** zamiast **430 zł**

GC FujiCEM™ 2 Slide & Lock

Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement glasionomerowy do osadzania, z innowacyjną technologią Force & Fusion



KORZYSTNA CENA

25% **1 660 zł**
~~2 200 zł~~
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003468 **FujiCEM 2 SL Eco Pack**
Opakowanie zawiera: 4 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g)
Cena: **1 660 zł** zamiast **2 200 zł**

Rozwiązania do cementowania

Przewodnik „GC Luting Guide” pomoże Ci wybrać właściwy materiał. Zawiera również informacje dotyczące poszczególnych etapów cementowania.

Instrukcje krok po kroku dla wszystkich procedur cementowania można znaleźć w przewodniku „GC Luting Guide”



Skontaktuj się z Konsultantem GC,
aby uzyskać więcej informacji na temat TEMPSMART DC!

FUJICEM EVOLVE
FUJICEM 2 SL
TEMPSMART DC
OPTIGLAZE COLOR

TEMPSMART™ DC

Szybko i skutecznie do tymczasowego uzupełnienia

Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej.

Nie tylko chronią opracowane zęby, ale także zapewniają komfort i estetykę do momentu uzyskania przez pacjenta ostatecznej odbudowy. TEMPSMART DC to pierwszy, niezawierający plastifikatorów, podwójnie utwardzalny materiał tymczasowy, zaprojektowany tak, aby ułatwić i uczynić codzienną pracę bardziej wydajną.

KORZYSTNA CENA

4 + 1 **430 zł**
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania TEMPSMART DC w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie TEMPSMART DC w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

PEWNA WYTRZYMAŁOŚĆ

- Wysoka odporność na złamania
- Idealny na mosty w odcinku bocznym

INTELIGENTNA KONCEPCJA

- Krótki czas obróbki dzięki opcji utwardzania światłem

KOMFORT UŻYTKOWANIA

- Nie klei się
- Wysoki połysk w kilku krokach

ESTETYCZNE REZULTATY

- Fluorescencja i długotrwały połysk



Akcesoria:
Art. Nr 10003754
Końcówki mieszające II SSS (60 szt.); 295 zł
Art. Nr 10003335
Końcówki mieszające GC Automix Tip Regular (10 szt.); 75 zł

TEMPSMART DC

+ OPTIGLAZE color GRATIS!

Zamów 1 opakowanie TEMPSMART DC w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie OPTIGLAZE color, Refill, A plus lub Clear GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji uzupełnień kompozytowych, akrylowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe



Art. Nr 10001150 **OPTIGLAZE color Set; 3 315 zł**
Zestaw zawiera: 15x butelka (2,6 ml) OPTIGLAZE color (po jednej w kolorze: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red); 2 x butelka (5 ml) OPTIGLAZE color (po jednej w kolorze Clear, Clear HV), akcesoria.

Dostępne opakowania:
OPTIGLAZE color butelka (2,6 ml); **275 zł**
Kolory: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red
OPTIGLAZE color butelka (5 ml); **275 zł**
Kolory: Clear, Clear HV

KORZYSTNA CENA

3 + 1 **275 zł**
Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania OPTIGLAZE color + 1 opakowanie OPTIGLAZE color, Refill, A plus lub Clear GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Nasze wydajne i niezawodne systemy
łączące do wszystkich codziennych
wyzwań związanych z odbudową

ZWYCIĘSKA 2!

Skontaktuj się z Konsultantem GC,
aby uzyskać więcej informacji.



G-Premio BOND

Jednoskładnikowy światłoutwardzalny uniwersalny system łączący



Odbudowy
bezpośrednie

Cementowanie
uzupełnień pośrednich


Leczenie
nadwrażliwości

Naprawy
wewnętrzne

Uniwersalny w zakresie
technik trawienia.
Wybór należy do Ciebie!




Zero kompromisów w zakresie uzyskanego efektu
- Zero kompromisów w procedurze



Trzy monomery
funkcyjne:
zapewniają adhezję
do zębiny, szkliwa,
tlenku cyrkonu,
tlenku glinu, metali
nieśzlachetnych
i szlachetnych



Mała grubość
warstwy:
zmniejszone ryzyko
przebarwień,
doskonałe
dopasowanie
do krawędzi i wysoka
estetyka



Doskonałe
zapływanie: brak
nadwrażliwości
pozabiegowej



G-Premio
BOND DCA

Aktywator podwójnego
utwardzania (DCA),
zapewnia polimeryzację
systemu łączącego przy
ograniczonym
dostępie światła.



Zero
strat

cienka końcówka:
300 aplikacji
z jednej 5 ml
butelki



Praktyczne
zamknięcie
Flip-Top



Art. Nr 10001459
G-Premio BOND Kit
1 butelka 5 ml, akcesoria; **510 zł**



Art. Nr 10001462
G-Premio BOND uzupełnienie
1 butelka 5 ml; **410 zł**



Art. Nr 10001349
G-Premio BOND DCA
1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure; **225 zł**



Art. Nr 10001460
G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe
3 butelki po 5 ml; **1 040 zł**

G-Premio BOND
opakowanie 3-butelkowe

+ G-Premio BOND GRATIS!

1 040 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 1 x G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe
1 x G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Dzięki uprzejmości:
dr Serhat Köken, Turcja



Selektywne wytrawianie szkliwa



Dozowanie G-Premio BOND



Aplikacja G-Premio BOND



Niewidoczna warstwa łącząca

G2-BOND Universal

Nowy standard 2-butelkowego
uniwersalnego systemu łączącego

G2-BOND Universal, dzięki opatentowanej technologii
Dual-H, która zapewnia zaawansowane, zoptymalizowane
połączenie zarówno z zębem, jak i kompozytem, jest
uniwersalnym systemem 2-butelkowym, łączącym w sobie
to, czego klinicyści oczekują od istniejących złotych
standardów samowytrawiania (Self-Etch) oraz wytrawiania
i płukania (Etch-and-Rinse).



Zredukowany kontakt między
osłoną a butelką



Zębrowanie skonstruowane
do skutecznego dociskania

Uniwersalne zastosowanie unikalnej kompozycji

- 4-MET dla niezawodnej adhezji do szkliwa i zębiny
- MDP dla doskonałej adhezji do szkliwa i zębiny, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali nieśzlachetnych
- MDP do łączenia z metalami szlachetnymi
- System łączący bez HEMA dla potwierdzonej klinicznie wyjątkowej trwałości²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

**JUŻ TERAZ
ZACZNIJ STOSOWAĆ**

710 zł

Art. Nr 10006820
G2-BOND Universal Bottle Kit
Opakowanie zawiera: 1 x 1-PRIMER 5 ml,
1 x 2-BOND 5 ml, akcesoria; **710 zł**

Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10006823
G2-BOND Universal 1-PRIMER
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **520 zł**
Art. Nr 10006824
G2-BOND Universal 2-BOND
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **220 zł**



G-ænial A'CHORD™

Zaawansowany uniwersalny kompozyt z prostotą jednoodcieniowego systemu

Prostota, estetyka i efektywność w Twoich rękach



Rewolucyjna technologia A'CHORD

- chroniony patentem wypełniacz i powłoka
- wysoka odporność na przebarwienia i ścieranie
- doskonały kontrast na zdjęciach rtg




Prostota A'CHORD

- uproszczony system jedno-odcieniowy
- uproszczona procedura postępowania
- po prostu uniwersalny



Estetyka A'CHORD

- naturalna fluorescencja
- długotrwały połysk
- ekstremalne wyzwania



Dzięki uprzejmości: dr J. Tapia Guadix, Hiszpania



Przed polerowaniem Po polerowaniu



Dzięki uprzejmości: dr Georg Benjamin, Niemcy



Dzięki uprzejmości: dr Radosław Asparuhov, Bułgaria

EPITEX

Paski z tworzywa sztucznego do wykańczania i polerowania

Łatwe wykańczanie i polerowanie przestrzeni międzyzębowych. Przeznaczone do wypełnień glijasomerowych i kompozytowych.

Uzupełnienia
Pojedyncze opakowanie zawiera 10 m paska w jednej ziarnistości.
Art. Nr 10000122 **EPITEX Refill, Translucent Matrix** (przezroczysty)
Art. Nr 10000118 **EPITEX Refill, Coarse** (gruboziarnisty-niebieski)
Art. Nr 10000120 **EPITEX Refill, Medium** (średnioziarnisty-zielony)
Art. Nr 10000119 **EPITEX Refill, Fine** (drobnoziarnisty-szary)
Art. Nr 10000121 **EPITEX Refill, X-Fine** (ekstra drobnoziarnisty-czerwony)
Cena opakowania: **155 zł**

Art. Nr 10000117 **EPITEX Starter Kit**
Zestaw zawiera: Stojak z dyspenserami pasków po 10 m we wszystkich dostępnych rodzajach ziarnistości (gruboziarniste-niebieskie, średnioziarniste-zielone, drobnoziarniste-szare, ekstra drobnoziarniste-czerwone, przezroczyste)
Cena zestawu: **905 zł**



DIAPOLISHER PASTE

Diametowa pasta polerska



Art. Nr 10000892
DIAPOLISHER PASTE
Opakowanie zawiera: DIAPOLISHER PASTE strzykawka 2 g, 1 x końcówka dozująca (typu igła), 1 x ochronna nasadka
Cena opakowania: **215 zł**

GC Composite Modeling Kit

Zestaw do modelowania materiałów kompozytowych do uzupełnień bezpośrednich



Art. Nr 10003388
GC Composite Modeling Kit
Zestaw zawiera: 1 x GC Modeling Liquid płyn do modelowania 6 ml, 5 x pędzelek płaski - Gracia Brush Flat, 5 x pędzelek okrągły - Gracia Brush Round, 2 x uchwyt do pędzelków Gracia, bloczki do mieszania; Cena zestawu: **425 zł**

Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośredniej!

Starcie w odcinku przednim - odbudowa techniką iniekcji naprzemiennej



Zeskanuj, aby
obejrzeć filmy wideo



Pobrać wycisk zębów pacjenta (cyfrowy lub konwencjonalny).



Utworzyć KOMPLETNY wax-up (cyfrowy lub konwencjonalny) wszystkich zębów.



Utworzyć CZĘŚCIOWY wax-up (cyfrowy lub konwencjonalny*) obejmujący co drugi ząb.



Opcjonalnie przygotować indeks silikonowy do techniki nakładania warstw (tylko z modelu KOMPLETNEGO).




Nałożyć masę EXACLEAR na nieperforowaną łyżkę wyciskową (metalową lub przezroczystą).




Pobrać wycisk obu modeli (KOMPLETNEGO i CZĘŚCIOWEGO). Czas wiązania EXACLEAR poza jamą ustną wynosi 7 minut.



W rezultacie powstaną dwa przezroczyste silikonowe indeksy (KOMPLETNY i CZĘŚCIOWY). Minimalna grubość indeksu powinna wynosić 3-4 mm, aby uniknąć zniekształceń.



Selektywnie wytrawiać (tylko szkliwo) zęby 12, 21 i 23 przez 30 sek. Wyplukać i usunąć nadmiar wody (lekko osuszyć).



Nałożyć G-Premio BOND na zęby 12, 21 i 23 na 10 sek. Suszyć przez 5 sek. maksymalnie sprężonym powietrzem i utwardzać światłem przez 10 sek.



Opcjonalnie, utwórzycz mamelony przy użyciu opakerowego odcienia kompozytu, z pomocą silikonowego indeksu wykonanego z masy typu putty. Utwardzić światłem.



Wstrzyknąć G-æNIAL Universal Injectable używając CZĘŚCIOWEGO indeksu silikonowego, na pierwszy ząb. Utwardzić światłem przez 5 sek. Powtórzyć proces dla drugiego i trzeciego zęba.



Usunąć ostrożnie nadmiar kompozytu za pomocą skalpela z każdego odbudowanego zęba. Utwardzać światłem każdą stronę przez 20 sek.



Wykończyć za pomocą pasków New Metal Strips i EPITEX.



Dopasować w zgryzie.



Wypolerować gumką polerską EVE DIACOMP® w kolorze szarym.



Efekt końcowy.

* W przypadku konwencjonalnego nawoskowania na modelu gipsowym, najpierw wykonać KOMPLETNY indeks silikonowy, a następnie ostrożnie usunąć wosk z naprzemiennych zębów. Dopiero wtedy można wykonać CZĘŚCIOWY indeks silikonowy.

EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwiająca łatwe umieszczenie w łyżce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna stabilność i odporność na rozzerwanie podczas aplikacji

EXACLEAR

+ G-æNIAL Universal Injectable GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EXACLEAR + 1 strzykawkę G-æNIAL Universal Injectable A1 lub A2 GRATIS!¹

Art. Nr 10001483
EXACLEAR; 335 zł

Opakowanie zawiera:
2 naboje (48 ml),
6 końcówek mieszających II L

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

OFERTA SPECJALNA

-10%

570 zł
~~635 zł~~

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003753 Injection Moulding Kit
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g) G-æNIAL Universal Injectable po jednej w odcieniu A1, A2, A3; 1 nabój (48 ml) EXACLEAR; 3 końcówki mieszające II L;
Cena: 570 zł zamiast 635 zł



G-æNIAL™ Universal Injectable

Kompozyt o wysokiej wytrzymałości do odbudowy

Zoptymalizuj swój sposób pracy!

G-æNIAL Universal Injectable wyznacza nowe standardy w stomatologii odtwórczej! Łączy w sobie wyjątkową wytrzymałość, niezrównaną polerowalność i estetykę. Idealnie dopasowuje się do dna ubytku, umożliwia kształtowanie i konturowanie podczas wstrzykiwania. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze!



- Ultradrobne cząstki szkła barowego (150 µm)
- Wysoka zawartość wypełniacza
- Technologia pełnego pokrycia powłoką silanową (FSC) poprawia: dyspersję i adhezję wypełniaczy w matrycy
- Bez kleistości
- Mała siła przy wyciskaniu
- Wysoki kontrast na zdjęciach rtg

KORZYSTNA CENA

G-æNIAL Universal Injectable + G-Premio BOND



~~1065 zł~~ 880 zł
Cena zestawu

Art. Nr 10003741

G-æNIAL Universal Injectable + G-Premio BOND

Zestaw zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g), po jednej w odcieniu A1, A2 i A3; 1 x butelka G-Premio BOND 5 ml;

Cena zestawu: 880 zł zamiast 1065 zł



G-æNIAL Universal Injectable; 180 zł

Opakowanie zawiera: strzykawkę 1 ml (1,7 g), 10 x końcówka dozująca typu długa igła, 1 x osłona chroniąca przed światłem

Twój ulubiony kompozyt - ta sama jakość, nowy wygląd!

Przed zmianą

Teraz



Więcej informacji

Absolutnie stabilna struktura

everX Flow™

Wzmocniony krótkimi włóknami
kompozyt płynny

Absolutnie stabilna struktura


everX Flow to nowe rozwiązanie GC do trwałego i nieskomplikowanego wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień. Dzięki łatwości użycia, dwóm odcieniom i wyjątkowej wytrzymałości, everX Flow szybko stanie się Twoim nowym produktem numer 1 do wszystkich uzupełnień wymagających stabilnej struktury. Odcień „Bulk” o głębokości utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich ubytków zębów bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” o głębokości utwardzania 2,0 mm - materiałem z wyboru zapewniającym uzyskanie znakomitych rezultatów estetycznych.

NOWA PROCEDURA!



- Bezpośrednia odbudowa ubytków klasy II, w tym powierzchni stycznych
- Optymalny do procedury Deep Margin Elevation
- Uproszczona procedura i rozszerzone wskazania

Dotychczasowa
procedura



konwencjonalny
kompozyt

Nowa
procedura



everX Flow



2 x everX Flow

+ G-aenial Universal
Injectable GRATIS!

265 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 2 strzykawki everX Flow
w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka G-aenial Universal Injectable
A1 lub A2 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

3 x everX Flow

+ G-Premio BOND GRATIS!

265 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 strzykawki everX Flow
w dowolnym odcieniu
+ 1 x G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA

everX Flow
+ G-aenial Universal Injectable

~~1 040 zł~~ 775 zł

Art. Nr 10004834

everX Flow + G-aenial Universal Injectable
Zestaw zawiera: 2 strzykawki (2 ml/3,7 g) everX
Flow po jednej w odcieniu Bulk i Dentin;
2 strzykawki (1 ml/1,7 g), G-aenial Universal
Injectable po jednej w odcieniu A2 i A3;
akcesoria;

Cena: **775 zł** zamiast 1 040 zł



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
265 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki everX Flow w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!

Zamów 10 strzykawk everX Flow w dowolnym odcieniu
+ 3 strzykawki everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!

Art. Nr 10001490 **everX Flow Bulk**
Art. Nr 10001491 **everX Flow Dentin**
Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml (3,7 g),
20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III
z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem
Cena jednego opakowania: **265 zł**


¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Konwencjonalny
kompozyt:
Rozprzestrzenianie
się pęknięcia przez
uzupełnienie i strukturę
zęba



Podbudowa
z konwencjonalnego
kompozytu

everX Flow:
Rozprzestrzenianie się
pęknięcia
zostało zatrzymane



Podbudowa
z kompozytu
wzmocnionego
włóknami



THE 6TH INTERNATIONAL DENTAL SYMPOSIUM

Register NOW



The 70th anniversary of the GC Membership society

2026.10.3 SAT 4 SUN

Tokyo International Forum
(Chiyoda City, Tokyo)



Więcej informacji

G-ænial™

Uniwersalny kompozyt do niewidocznych uzupełnień z systemem doboru koloru dostosowanym do wieku



G-ænial ANTERIOR oferuje:

- estetykę i kontrast w obrazie rtg
- wszechstronność w stosowaniu
- system odcieni dostosowany do wieku pacjenta
- bezproblemową pracę

G-ænial POSTERIOR oferuje:

- doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
- optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
- nie klejącą się, umożliwiającą kondensację konsystencji
- doskonałą wytrzymałość i trwałość

MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

+ LM Mini Spatula GRATIS!

Zamów MIX** 4 strzykawek spośród: G-ænial ANTERIOR & POSTERIOR/G-ænial Universal Flo/G-ænial Flo X/ G-ænial A'CHORD/Essentia/everX Posterior/everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 LM Mini Spatula GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
** Promocja obowiązuje przy zakupie minimum dwóch różnych materiałów kompozytowych. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3

240 zł

Cena jednej strzykawki

Zamów 4 strzykawki G-ænial ANTERIOR/POSTERIOR w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-ænial A2 lub P-A2 GRATIS!

Zamów 10 strzykawek G-ænial ANTERIOR/POSTERIOR w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-ænial A2 lub P-A2 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10000966 strzykawka A2
Art. Nr 10000967 strzykawka A3
Art. Nr 10000987 strzykawka P-A2
Art. Nr 10000988 strzykawka P-A3

Strzykawki uzupełnienie:
G-ænial ANTERIOR
1 strzykawka (2,7 ml/4,7 g)
Odcienie standardowe: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD
Odcienie specjalne wewnętrzne: AO2, AO3, AO4
Odcienie specjalne zewnętrzne: JE, AE, SE, IE, TE, CVE
Cena jednej strzykawki: **240 zł**

G-ænial POSTERIOR
1 strzykawka (2,7 ml/5,5 g)
Odcienie standardowe: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Odcienie specjalne zewnętrzne: P-JE, P-IE
Cena jednej strzykawki: **240 zł**

5 x GRADIA DIRECT

+ LM Mini Spatula GRATIS!

650 zł

Cena zestawu z narzędziem

Zamów 5 strzykawek GRADIA DIRECT w dowolnym odcieniu + 1 narzędzie LM Mini Spatula GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC

G-ænial™ Flo X

Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym!

G-ænial Flo X jest łatwym w użyciu, nieprzepuszczalnym dla promieni rtg kompozytem do podścieleń. Dobrze zbilansowany skład umożliwia łatwe i płynne nakładanie, a doskonała zwilżalność umożliwia perfekcyjną adaptację do ścian ubytku.

MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

+ G-ænial A'CHORD GRATIS!

Zamów MIX** 10 strzykawek spośród: G-ænial Anterior & Posterior/G-ænial Universal Flo/G-ænial Flo X/ G-ænial A'CHORD/Essentia/everX Posterior/everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-ænial A'CHORD w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!

Art. Nr 10003370 G-ænial Flo X A2; 255 zł
Art. Nr 10003371 G-ænial Flo X A3; 255 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml (3,6 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa; 1 osłona chroniąca przed światłem

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

** Promocja obowiązuje przy zakupie minimum dwóch różnych materiałów kompozytowych. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



G-ænial™ Universal Flo

Płynny i w pełni uniwersalny do wszystkich klas ubytków

Ze względu na wyjątkową płynność G-ænial Universal Flo może być stosowany jak płynny, a jest tak samo stabilny, jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich klas ubytków i odznacza się doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.

KORZYSTNA CENA

4 + 1 | 10 + 3

250 zł

Cena jednego opakowania

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC

Zamów 4 strzykawki G-ænial Universal Flo w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-ænial Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!

Zamów 10 strzykawek G-ænial Universal Flo w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-ænial Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!

Art. Nr 10000916 G-ænial Universal Flo A2; 250 zł
Art. Nr 10000917 G-ænial Universal Flo A3; 250 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml, (3,4 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 1 osłona chroniąca przed światłem

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV, AO2, AO3, JE, AE



D-Light® Pro

Lampa LED do polimeryzacji o dwóch długościach fali, z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji

Utwardzanie

- Tryb HP – wysokiej mocy 1400 mW/cm²
- Dwie długości fali gwarantują skuteczną polimeryzację wszystkich światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych

Ochrona

- Tryb LP – niskiej mocy 700 mW/cm², idealny, kiedy chcesz ograniczyć emisję ciepła, np. w przypadku głębokich ubytków

Wykrywanie

- Tryb DT – wykorzystuje tylko światło bliskie ultrafioletu, pozwala wizualizować płytkę nazębną, mikropreciek, nadmiary cementu, pęknięcia.

Zobacz więcej niż dostrzega oko



7 300 zł

Art. Nr 70000008 D-Light Pro
Zawiera: rękojeść i moduł elektroniczny, światłowód (8 mm), baterie akumulatorowe (2 szt.), stację ładującą, zasilacz, adapter EU/UK, osłonę chroniącą przed światłem, miękkie osłony oczu (3 szt.)

G-ÆNIAL
GRADIA DIRECT
G-ÆNIAL FLO X
G-ÆNIAL UNIVERSAL FLO
D-LIGHT PRO



EQUIA Forte™ HT

Najnowszy szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill – Twój niezawodny partner przy odbudowie zębów bocznych

- Doskonała biokompatybilność
- Ulepszone właściwości mechaniczne, optymalna wymiana jonowa, doskonała szczelność brzeżna
- Prosta, kilkietapowa procedura odbudowy zębów bocznych, bez zakładania koferdamu i stosowania systemu łączącego
- Idealny do aplikacji typu bulk fill
- Samoadhezyjna żywica pokrywająca z nanowypełniaczem
- Szeroki zakres wskazań u wszystkich pacjentów




Nie zawiera bisfenolu A

System EQUIA Forte HT łączy w sobie EQUIA Forte HT Fil - szklaną hybrydę nowej generacji i EQUIA Forte Coat - samoadhezyjny materiał do pokrywania na bazie żywicy z dużą zawartością równomiernie rozproszonego wypełniacza.


Dzięki innowacyjnej technologii równomiernie rozproszonego wypełniacza EQUIA Forte Coat zapewnia:

- rozszerzone wskazania do stosowania
- wyższą wytrzymałość i twardość uzupełnienia oraz zapobiega starciu podczas fazy dojrzewania hybrydy szkła
- ochronę przed kontaminacją wilgocią i erozją powodowaną kwasami
- nieznacznie gładką i błyszczącą powierzchnię
- ochronę odbudowy przed przebarwieniem i długotrwałą stabilność koloru

EQUIA Forte HT Fil bez powłoki*



EQUIA Forte HT Fil z powłoką*



* Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego SEM uzupełnienia z EQUIA Forte HT Fil. Powiększenie: x1000 Źródło: Dane GCC R&D. Dane dostępne na życzenie, GC Corporation, Tokio, 2020 r.

OFERTA SPECJALNA

335 zł
~~345 zł~~

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10004849
EQUIA Forte Coat
Opakowanie zawiera:
butelka 4 ml, akcesoria;
Cena: **335 zł** zamiast 345 zł

KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3 OD **685 zł**
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania EQUIA Forte HT Fil (po 50 kapsulek) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!¹

Zamów 10 opakowań EQUIA Forte HT Fil (po 50 kapsulek) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

OFERTA SPECJALNA

EQUIA Forte HT Fil A2 LUB A3

685 zł
~~700 zł~~

Cena jednego opakowania

Oferta dotyczy tylko opakowania EQUIA Forte HT Fil (50 kapsulek) w odcieniu A2 i A3.

EQUIA Forte HT Fil; 700 zł
Opakowanie zawiera 50 kapsulek EQUIA Forte HT Fil (proszek 0,4 g i płyn 0,1 ml/0,13 g). Zawartość kapsułek po zmieszaniu 0,14 ml. Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4.

EQUIA Forte HT Fil

+ EQUIA Forte Coat GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Fil w dowolnym odcieniu + 1 x EQUIA Forte Coat GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



WSKAZANIA

- Wypełnienia ubytków klasy I/ostateczne
- Narażone na przeciężenia zgryzowe wypełnienia ubytków klasy II/ostateczne
- Pośrednie wypełnienia długoczasowe
- Wypełnienia ubytków klasy V i w obrębie cementu korzeniowego
- Odbudowa zrębu korony

EQUIA Forte HT Zestaw Promo

+ EQUIA Forte HT Zestaw Intro lub + EQUIA Forte Coat GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Promo + 1 x EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2 lub + 1 x EQUIA Forte Coat GRATIS!¹

EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 440 zł
Opakowanie zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria; Odcienie: A2, A3, A2-A3, A3-B2

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic

+ EQUIA Forte HT Fil GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Clinic + 1 opakowanie EQUIA Forte HT Fil A2 GRATIS!¹

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic; 2 500 zł
Opakowanie zawiera: 200 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria; Odcienie: A2, A3, B2

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

EQUIA Forte HT Zestaw Intro

+ Aplikator do kapsulek GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro w dowolnym odcieniu + aplikator do kapsulek GRATIS!¹

EQUIA Forte HT Zestaw Intro; 415 zł
Opakowanie zawiera: 20 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat; Odcienie: A2, A3, B2

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odbudowa po usunięciu amalgamatu



Dzięki uprzejmości:
dr Victor Cedillo Felix, USA

Pacjent z wysokim ryzykiem próchnicy



Dzięki uprzejmości:
dr Zeynep Bilge Kütük, Turcja

EQUIA Forte HT - procedura krok po kroku

System odtwórczy EQUIA Forte HT został zaprojektowany tak, aby uzupełnienia wykonywane na co dzień w gabinecie były tak łatwe i skuteczne, jak to tylko możliwe. Łączy w sobie łatwość użycia, ale bez kompromisu w zakresie trwałości.

0'00" 0'10" 1'30" 2'30" 3'00" 3'05" 3'25"

Aplikacja



Prawdziwa technika typu bulk-fill
Wygodna forma kapsulek

Kształtowanie



Dłuższy czas pracy
Łatwe konturowanie
Nie klei się

Wykańczanie



Związany po 2:30 min.

Powlekanie



Łśniąca gładka powierzchnia bez polerowania
Doskonałe uszczelnienie i odporność na zużycie

Utwardzanie światłem 20 sek.



Odbudowa zakończona w ciągu zaledwie 3:25 min.

GC Fuji™ IX GP FAST

Samoutwardzalny, podatny na upychanie materiał giasjonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień

Umożliwiająca kondensowanie, nieklejąca się konsystencja Fuji IX GP FAST sprawia, że jest to idealny szkło-jonomer do wypełnień ubytków klasy V, I i II, jako materiał bazowy lub do odbudowy zębów. Charakterystyczne właściwości szkło-jonomeru w połączeniu z łatwą procedurą stosowania spełniają wymagania stawiane współczesnym materiałom odtwórczym.

- Szerokie spektrum wskazań
- Silne wiązanie chemiczne
- Szybka aplikacja typu bulk fill
- Brak powstawania mikroszczelin
- Doskonała wytrzymałość na ściskanie i twardość powierzchni
- Ochrona fluorkowa
- Biokompatybilność



Art. Nr 10000579 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A2, 545 zł**
Art. Nr 10000580 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A3, 545 zł**

Opakowanie zawiera:
50 kapsulek (0,40 g proszek i 0,11 g/0,09 ml płyn)
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml.

Odcienie:
Fuji IX GP: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
Fuji IX GP FAST: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
Fuji IX GP EXTRA: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4



GC Fuji™ II LC

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał giasjonomerowy do wypełnień

Szczególnie wskazany do stosowania w przypadkach ubytków klasy III i IV, w których wymagania estetyczne są wysokie oraz przy próchnicy cementu korzeniowego, do techniki kanapkowej, jako materiał do wypełnień u dzieci i do odbudowy zębów, na podkłady pod wypełnienia lub jako liner.

- Kontrolowane utwardzanie światłem dla prostej, bezpośredniej procedury
- Doskonała estetyka i przezierność
- Idealny do przyszyjkowych erozji/abfrakcji, wypełnień w obrębie powierzchni korzenia i pedodoncji
- Optymalny również przy technice kanapkowej zamkniętej i otwartej
- Silna adhezja chemiczna zapewniająca idealną szczelność brzeżną
- Doskonała, potwierdzona w praktyce skuteczność kliniczna



Art. Nr 10000524 **GC Fuji II LC Kapsułki A2, 640 zł**
Art. Nr 10000525 **GC Fuji II LC Kapsułki A3, 640 zł**

Opakowanie zawiera:
50 kapsulek (0,33 g proszek i 0,10 g/0,085 ml płyn.)
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,10 ml.
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2



GC Fuji TRIAGE™

Rozwiązanie do ochrony częściowo wyrzniętych zębów trzonowych z użyciem giasjonomeru

Optymalne zaopatrzenie świeżo wyrzniętych zębów trzonowych wynikające z zalet materiału: ponieważ nie jest konieczne ani wytrawianie, ani środek łączący, aplikacja jest niezwykle prosta i szybka, a dzięki zdolności Fuji TRIAGE do zapływania, materiał łatwo zapływa również w głębokie bruzdy. Reakcja samoutwardzania w wersji Pink może być przyspieszana przez ciepło uwalniane z lampy polimeryzacyjnej. Fuji TRIAGE w kolorze białym jest oferowane jako rozwiązanie estetyczne.

- Wiąże chemicznie w wilgotnym środowisku
- Łączy się z tkankami zęba bez potrzeby stosowania systemu łączącego i wytrawiania
- Dzięki wyjątkowej tolerancji na wilgoć jest idealnym rozwiązaniem do ochrony częściowo wyrzniętych zębów trzonowych i powierzchni korzenia
- Przeznaczony do uzupełnień w zębach z hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczową (MIH)



Art. Nr 10000587 **GC Fuji TRIAGE kapsułki**
w odcieniu PINK; **605 zł**

Art. Nr 10000588 **GC Fuji TRIAGE kapsułki**
w odcieniu WHITE; **605 zł**

Opakowanie zawiera:
50 kapsulek (0,30 g proszek i 0,15 g/0,12 ml płyn.)
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,13 ml.



Skomponuj swój własny zestaw materiałów kapsułkowych



**MATERIAŁY SZKŁO-JONOMEROWE /
SZKLANO-HYBRYDOWE GC
(6 OPAKOWAŃ)**

**+ mieszalnik Silver Mix
GRATIS!**

Zamów 6 opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych GC + mieszalnik Silver Mix GRATIS!¹

Promocja dotyczy wszystkich materiałów szkło-jonomerowych/ szklano-hybrydowych dostępnych w kapsułkach. Możliwość mieszania kolorów.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



**KORZYSTNA
CENA**

4 + 1 | 10 + 3

Zamów 4 dowolne opakowania po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!¹

Zamów 10 dowolnych opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

GC MI Paste Plus™ & GC Tooth Mousse™

Remineralizujące kremy ochronne do zębów o potrójnym działaniu: wzmacniają, ochraniają, uzupełniają.

Z biegiem czasu zęby mogą tracić niezbędne minerały i osłabiać się z powodu częstego narażenia na działanie kwaśnych pokarmów i napojów, zabiegów wybielających lub naturalnego procesu starzenia. GC Tooth Mousse™ i GC MI Paste Plus™ pozwalają przywrócić utracone minerały, wzmocnić zęby i utrzymać zdrową jamę ustną.

Zastosowania



Codzienna ochrona
zdrowia jamy ustnej



Zapobieganie
próchnicy



Przed i po wybielaniu
zębów



Erozja, refluks
i poranne nudności




Nadwrażliwość
zębów



Dzieci
i młodzież



Suchość jamy ustnej
i kserostomia



Wady rozwojowe zębów
i zęby z kredowymi defektami



W trakcie i po leczeniu
ortodontycznym (aparaty
ortodontyczne i nakładki)



Po profesjonalnym
czyszczeniu zębów



Osoby cierpiące
na choroby przewlekłe
i stosujące wiele leków



Opieka nad osobami
starszymi i osobami
o specjalnych potrzebach

2 x GC Tooth Mousse
OPAKOWANIE 10 TUB

+ Saliva-Check BUFFER
GRATIS!

765 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 2 opakowania (po 10 tub)
GC Tooth Mousse
+ 1 opakowanie Saliva-Check BUFFER GRATIS!

GC Tooth Mousse,
opakowanie 10 tub; 765 zł
Dostępne smaki: Melon, Mięta,
Truskawka, Tutti Frutti, Vanilia.

Obowiązuje dla wszystkich
dostępnych 10-tubowych
opakowań GC Tooth Mousse.
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem
Biura GC na podstawie faktury
jedenorazowego zakupu. Oferta ważna
po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

2 x GC MI Paste Plus
OPAKOWANIE 10 TUB

+ Saliva-Check BUFFER
GRATIS!

860 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 2 opakowania (po 10 tub)
GC MI Paste Plus
+ 1 opakowanie Saliva-Check BUFFER GRATIS!

GC MI Paste Plus,
opakowanie 10 tub; 860 zł
Dostępne smaki: Melon, Mięta,
Truskawka, Tutti Frutti, Vanilia.

Obowiązuje dla wszystkich
dostępnych 10-tubowych
opakowań GC MI Paste Plus.
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem
Biura GC na podstawie faktury
jedenorazowego zakupu. Oferta ważna
po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Art. Nr 10001767
Saliva-Check BUFFER; 535 zł
Opakowanie zawiera: komponenty
do przeprowadzenia 20 badań.



1
Wyciśnij niewielką ilość
preparatu GC Tooth
Mousse™ lub GC MI Paste
Plus™ na czysty palec
lub wacik.



2
Nałóż preparat na wszystkie
zęby i rozprowadź go
równomiernie językiem.



3
Pozostaw preparat GC
Tooth Mousse™ lub GC
MI Paste Plus™ na zębach
na co najmniej 3 minuty,
unikając wypluwania
i polykania. Im dłużej
preparat pozostaje w jamie
ustnej, tym lepszy efekt.



4
Odpłuj nadmiar. Pozostałości
GC Tooth Mousse™ lub GC
MI Paste Plus™ na powie-
rzchni można pozostawić,
aby stopniowo się rozpuściły.
Unikaj płukania ust i nie jedz
ani nie pij przez 30 min.
po zastosowaniu.


Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH)

Globalny problem, który dotyka co siódme dziecko

Wzmocnienie i zniesienie nadwrażliwości za pomocą GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus i MI Varnish


W przypadku MIH warto zastosować terapię miejscową, żeby wzmocnić zęby i zmniejszyć nadwrażliwość. Stosowanie produktów z RECALDENT (CPP-ACP), który dostarcza dużą ilość przyswajalnego wapnia i fosforanu, daje dobre efekty.

1 na 7 dzieci dotkniętych
jest hipomineralizacją
trzonowcowo-siekaczową.
Poznaj rozwiązania GC
w leczeniu MIH.



Więcej o MIH

Zeskanuj, aby znaleźć
dalsze informacje,
obraz kliniczny, objawy,
rozwiązania terapeutyczne
z GC.



MI Varnish™ (zawiera 22 600 ppm fluoru)

- Lakier fluorkowy z RECALDENT (CPP-ACP)
do stosowania w gabinecie jeden raz na kwartał
- Do stosowania po zabiegach profilaktycznych
- Skutecznie uszczelnia kanaliki zębinowe, znosi
nadwrażliwość i pozostawia na powierzchni
warstwę ochronną



Ochrona powierzchni zębów z GC Fuji TRIAGE

Fuji TRIAGE, płynny glasonomer, pomoże
chronić powierzchnie zębów przed rozwojem
próchnicy i nadwrażliwości

- Fuji TRIAGE wiąże chemicznie
w wilgotnym środowisku
- Zęby mogą być chronione nawet
przed ich całkowitym wyrżnięciem
- Wiązanie Fuji TRIAGE w kolorze różowym
może być przyspieszone poprzez użycie
lampy do polimeryzacji światłem

Leczenie odtwórcze Minimalnie inwazyjne uzupełnienia z EQUIA Forte HT

Uzupełnienia ostateczne

Szklano-hybrydowy system odtwórczy EQUIA
Forte HT jest przeznaczony do długoczasowych,
minimalnie inwazyjnych uzupełnień. Szybka
aplikacja w technice bulk jest wielką korzyścią
w przypadku młodych, obawiających się
leczenia stomatologicznego pacjentów.

Więcej informacji o produkcie
znajdziesz na stronie 20.



Łagodna postać MIH

Dzięki uprzejmości:
Prof. E. van Amerongen, Niderlandy



Umiarkowana postać MIH

Dzięki uprzejmości:
Prof. C. Baroni, Włochy



Ciężka postać MIH

Dzięki uprzejmości:
Prof. C. Baroni, Włochy



Siekacze dotknięte MIH

Dzięki uprzejmości:
Prof. C. Baroni, Włochy



GC Dry Mouth Gel

Żel o neutralnym pH, opracowany w celu
łagodzenia nieprzyjemnego uczucia suchości
w jamie ustnej.

Dry Mouth Gel to unikalny, niezawierający
cukru produkt, dostępny w czterech smakach
(mięta, malina, pomarańcza, cytryna). Został
opracowany w celu łagodzenia dolegliwości
związanych z suchością w jamie ustnej.

24-godzinny komfort i ochrona dzięki
Dry Mouth Gel w ciągu dnia, a Tooth Mousse
i MI Paste Plus stosowanym na noc.

Dla pacjentów uskarżających się na następujące dolegliwości:

- sypianie z otwartymi ustami
- suchość w jamie ustnej wynikająca
z przyjmowania leków
- zespół Sjögrena
- radioterapia i chemioterapia, choroby
przewlekłe, które mogą wpływać
na wydzielanie śliny – takie jak np. cukrzyca,
zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C
oraz choroby autoimmunologiczne,
np. toczeń rumieniowaty układowy
- użytkownicy protez, w celu ochrony
i nawilżenia błony śluzowej

Warsztaty praktyczne z naszymi Ekspertami



PROWADZĄCA
dr n. med. Kamila
Wróbel-Bednarz

Gdańsk 12.09.2026r.
Warszawa 26.09.2026r.
Częstochowa 09.10.2026r.
Bielsko-Biała 10.10.2026r.
Wrocław 17.10.2026r.
Kraków 24.10.2026r.
Łódź 21.11.2026r.
Łomża 27.11.2026r.

Rekonstrukcja zwarcia z wykorzystaniem uzupełnień ceramicznych

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak zaplanować leczenie protetyczne w oparciu o normy okluzyjne, jaki wybrać sposób preparacji oraz jak bezpiecznie przeprowadzić cały proces, aby uzyskać długotrwały sukces kliniczny.

Warsztat

- preparacja pod koronę z dwutlenku cyrkonu w odcinku bocznym
- preparacja pod koronę z dwukrzemianu litu w odcinku przednim
- cementowanie koron w procedurze konwencjonalnej i adhezyjnej



Wieloetapowa odbudowa zaawansowanego starcia zębów - od planowania do odbudowy ostatecznej

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak diagnozować i planować leczenie pacjentów z zaawansowanym starciem zębów. Poznasz technikę Flow Injection, stosowaną do wykonania długoczasowych odbudów tymczasowych w procesie rehabilitacji zwarcia, oraz procedurę krok po kroku preparacji i cementowania częściowego uzupełnienia typu overlay.

Warsztat

- analiza, pod kierunkiem prowadzącego, przypadku klinicznego oraz planowanie etapów leczenia zaawansowanego starcia zębów
- odbudowa startych zębów w technice Flow Injection
- odbudowa zrębu i preparacja pod uzupełnienie typu overlay
- adhezyjne cementowanie uzupełnienia typu overlay



PROWADZĄCY
lek. dent. Daniel
Nowakowski

Radom 19.09.2026r.
Opole 06.11.2026r.
Sosnowiec 07.11.2026r.
Nowy Sącz 28.11.2026r.
Iława 04.12.2026r.
Gdańsk 05.12.2026r.
Biała Podlaska 11.12.2026r.
Warszawa 12.12.2026r.



PROWADZĄCY
dr n. med.
Piotr Roźniatowski

Kielce 12.09.2026r.
Rzeszów 17.10.2026r.
Radom 07.11.2026r.
Katowice 20.11.2026r.
Wrocław 21.11.2026r.

Estetyczna odbudowa startych zębów w odcinku przednim i bocznym - techniki półpośrednie

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak przygotować tkanki zmineralizowane do wykonania rekonstrukcji kompozytowej, jak wykonać odbudowę startych zębów i jak polerować i serwisować prace kompozytowe.

Warsztat

- wykonanie szyn do techniki stemplowej i flow injection
- wykonanie odbudowy techniką flow injection i techniką stemplową
- protokół polerowania i instrumentarium



Minimalnie inwazyjne techniki zmiany kształtu zębów w odcinku przednim

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak zmienić kształt zęba mikrodontycznym techniką bezpośrednią, jak uniknąć złamania odbudowanego brzegu siecznego oraz jak odbudować mikro- i makrostrukturę powierzchni zębów przednich.

Warsztat

- zamknięcie trem i rozbudowa siekacza bocznego
- odbudowa startych guzków kła i ubytku klinowego
- odtworzenie mikro- i makrostruktury odbudowanych powierzchni i procedura polerowania



PROWADZĄCA
lek. dent. Urszula
Witek-Furman

Szczecin 18.09.2026r.
Koszalin 19.09.2026r.
Nowy Targ 02.10.2026r.
Gliwice 10.10.2026r.
Lublin 28.11.2026r.



PROWADZĄCA
lek. dent.
Aleksandra Ślaczan

Tychy 26.09.2026r.

Bezpośrednia licówka kompozytowa - naturalna estetyka w przypadku ekstremalnych wyzwań

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się w jaki sposób poprawić estetykę zębów przednich z rozległymi ubytkami oraz jak stworzyć naturalną strukturę powierzchni zęba w trzech prostych krokach.

Warsztat

- procedura krok po kroku wykonania licówki kompozytowej metodą bezpośrednią
- protokół polerowania uzupełnień kompozytowych



Jednowizytowa przebudowa zwarcia oraz kontrola okluzji

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak w szybki, bezpieczny i mało inwazyjny sposób stworzyć „nową okluzję” dla pacjenta, dzięki użyciu materiału kompozytowego, bez konieczności przygotowywania mock-up'u.

Warsztat

- anatomiczna odbudowa startych powierzchni zębów w odcinku przednim i bocznym
- kontrola okluzji z użyciem kalek okluzyjnych



PROWADZĄCA
lek. dent. Magdalena
Okręt-Stochaj

Wrocław 26.09.2026r.
Częstochowa 20.11.2026r.
Warszawa 21.11.2026r.

Szkolenia praktyczne w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

Inteligentne rozwiązania z GC do uzupełnień pośrednich

Preparacja, wybór materiału i cementowanie uzupełnień pośrednich - przekonaj się jakie to proste z rozwiązaniami GC. Odkryj nasze karty techniczne obejmujące pełne protokoły tworzenia estetycznych koron, licówek lub częściowych uzupełnień pośrednich typu onlay i overlay.

Szkolenie praktyczne:

- tradycyjne i adhezyjne cementowanie uzupełnień pośrednich w odcinku przednim lub bocznym.

Biomimetyczne rozwiązania do odbudowy zębów bocznych

Wybierz swoje optymalne rozwiązanie do odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych: wzmocniony krótkimi włóknami płynny kompozyt everX Flow czy szklano - hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT.

Szkolenie praktyczne:

- odbudowa krok po kroku rozległych ubytków w zębach bocznych.

Estetyka łatwa do osiągnięcia z uniwersalnym materiałem kompozytowym

Przekonaj się jak łatwo za pomocą jednego odcienia G-ænial A'CHORD uzyskasz naturalnie wyglądające uzupełnienie w odcinku przednim.

Szkolenie praktyczne:

- odbudowa krok po kroku ubytków w odcinku przednim techniką uproszczoną i wielowarstwową.

Uzupełnienia tymczasowe w praktyce

Poznaj rozwiązania GC do uzupełnień tymczasowych, które zapewniają doskonałe właściwości użytkowe, łatwość polerowania i doskonałe parametry wytrzymałościowe. Odkryj opcje wykańczania i charakteryzacji TEMPSMART DC i OPTIGLAZE color.

Szkolenie praktyczne:

- wykonanie krok po kroku estetycznego uzupełnienia tymczasowego w odcinku przednim (korona) lub bocznym (most)
- wykańczanie i charakteryzacja

Zastosowanie wzmocnień z włókien w zębach leczonych endodontycznie

Odkryj rozwiązanie umożliwiające wykonanie w technice bezpośredniej wkładu koronowo-korzeniowego, dopasowanego do kształtu kanału. Poznaj innowacyjny materiał kompozytowy wzmocniony włóknami do odbudowy zrębu.

Szkolenie praktyczne:

- wykonanie krok po kroku wkładu koronowo-korzeniowego everStick POST
- adhezyjne cementowanie wkładu
- odbudowa zrębu korony zęba z użyciem everX Flow

Szkolenia w Twoim gabinecie

Zdecyduj się na szkolenie praktyczne GC!

Dostosujemy je do potrzeb Twojej praktyki dentystycznej.

Nasze szkolenia praktyczne oferują rozwiązania do szerokiej gamy codziennych wyzwań i są przeznaczone dla całego zespołu!

PRZYDATNE WSKAZÓWKI!

ELASTYCZNY czas trwania!

BEZPŁATNY UDZIAŁ!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz e-mail na adres: Info.Poland@gc.dental

Twój ulubiony kompozyt - ta sama jakość, nowy wygląd!



Więcej informacji

Przed zmianą



Teraz



Co zostało zmienione:

- etykiety strzykawek
- etykiety z oznaczeniem odcieni
- kolor tłoka strzykawki G-ænial A'CHORD

Co pozostało bez zmian:

- skład produktów
- numery artykułów
- opakowania zewnętrzne



OFERTA SPECJALNA

obowiązująca do 31.12.2026 r.

	KUP	OTRZYMASZ GRATIS*	CENA
Essentia			
4 + 1	Essentia, strzykawka 2 ml x 4	1 x strzykawka Essentia U	960 zł
10 + 3	Essentia, strzykawka 2 ml x 10	3 x strzykawka Essentia U	2 400 zł
25 + 1	Essentia, strzykawka 2 ml x 25	1 x lampa D-LIGHT DUO	6 000 zł
Essentia HiFlo			
4 + 1	Essentia HiFlo, strzykawka w odcieniu U x 4	1 x strzykawka Essentia U	1 020 zł
10 + 3	Essentia HiFlo, strzykawka w odcieniu U x 10	3 x strzykawka Essentia U	2 550 zł
Essentia LoFlo			
4 + 1	Essentia LoFlo, strzykawka w odcieniu U x 4	1 x strzykawka Essentia U	1 020 zł
10 + 3	Essentia LoFlo, strzykawka w odcieniu U x 10	3 x strzykawka Essentia U	2 550 zł
everX Flow			
2 + 1	everX Flow, strzykawka x 2	1 x strzykawka G-ænial Universal Injectable A1 lub A2	530 zł
3 + 1	everX Flow, strzykawka x 3	1 x G-Premio BOND uzupełnienie	795 zł
4 + 1	everX Flow, strzykawka x 4	1 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin	1 060 zł
10 + 3	everX Flow, strzykawka x 10	3 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin	2 650 zł
G-ænial A'CHORD			
4+1	G-ænial A'CHORD, strzykawka x 4	1 x strzykawka G-ænial A'CHORD A2 lub A3	1 020 zł
4+1	G-ænial A'CHORD, strzykawka x 4	1 x G-Premio BOND uzupełnienie	1 020 zł
4+1	G-ænial A'CHORD, strzykawka x 4	1 x GC Composite Modeling Kit	1 020 zł
10 + 3	G-ænial A'CHORD, strzykawka x 10	3 x strzykawka G-ænial A'CHORD A2 lub A3	2 550 zł
G-ænial			
4 + 1	G-ænial A&P, strzykawka x 4	1 x strzykawka G-ænial Anterior A2 lub Posterior P-A2	960 zł
10 + 3	G-ænial A&P, strzykawka x 10	3 x strzykawka G-ænial Anterior A2 lub Posterior P-A2	2 400 zł
25 + lampa	G-ænial A&P, strzykawka x 25	1 x lampa D-LIGHT DUO	6 000 zł
G-ænial Universal Injectable			
4 + 1	G-ænial Universal Injectable, strzykawka x 4	1 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin	720 zł
5 + 1	G-ænial Universal Injectable, strzykawka x 5	1 x G-Premio BOND uzupełnienie	900 zł
6 + 1	G-ænial Universal Injectable, strzykawka x 6	1 x EXACLEAR (cartridge 2x 48 ml)	1 080 zł
8 + 2	G-ænial Universal Injectable, strzykawka x 8	2 x G-ænial Universal Injectable A1 lub A2	1 440 zł
G-ænial Universal Flo			
4 + 1	G-ænial Universal Flo, strzykawka x 4	1 x strzykawka G-ænial Universal Flo A2 lub A3	1 000 zł
10 + 3	G-ænial Universal Flo, strzykawka x 10	3 x strzykawka G-ænial Universal Flo A2 lub A3	2 500 zł
MIX produktów kompozytowych			
4MIX + narzędzie	4 MIX** produktów kompozytowych, G-ænial Universal Flo, G-ænial Flo X, G-ænial A'CHORD, (G-ænial A&P Essentia, everX Posterior, everX Flow)	1 x narzędzie LM Mini Spatula	od 960 zł
10MIX + 3	10 MIX** produktów kompozytowych, G-ænial Universal Flo, G-ænial Flo X, G-ænial A'CHORD, (G-ænial A&P Essentia, everX Posterior, everX Flow)	3 x strzykawka G-ænial A'CHORD A2 lub A3	od 2 400 zł

OFERTA SPECJALNA

obowiązująca do 31.12.2026 r.

	KUP	OTRZYMASZ GRATIS*	CENA
GRADIA DIRECT			
5 + 1	GRADIA DIRECT, strzykawka x 5	1 x narzędzie LM Mini Spatula	650 zł
25 + lampa	GRADIA DIRECT, strzykawka x 25	1 x lampa D-LIGHT DUO	3 250 zł
G-Premio BOND			
1 + 1	G-Premio BOND, op. 3-butelkowe x 1	1 x G-Premio BOND uzupełnienie	1 040 zł
EXACLEAR			
1 + 1	EXACLEAR (cartridge 2x 48 ml) x 1	1 x strzykawka G-ænial Universal Injectable A1 lub A2	335 zł
TEMPSMART DC			
1 + 1	TEMPSMART DC x 1	1 x OPTIGLAZE color A plus lub Clear	430 zł
4 + 1	TEMPSMART DC x 4	1 x TEMPSMART DC A2 lub A3	1 720 zł
G-CEM ONE			
1 + 1	G-CEM ONE Twin Refill x 1	1 x G-Premio BOND uzupełnienie	570 zł
1 + 1	G-CEM ONE Twin Refill x 1	1 x G-Multi PRIMER	570 zł
1 + 1	G-CEM ONE Twin Refill x 1 + G-CEM ONE Single Refill x 1	1 x G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque	865 zł
3 + 1	G-CEM ONE Single Refill x 3	1 x G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque	885 zł
FujiCEM Evolve			
3 + 1	FujiCEM Evolve Single Pack x 3	1 x FujiCEM Evolve Single Pack	1 400 zł
1 + końcówki	FujiCEM Evolve Clinic Pack x 1	4 x końcówki mieszające Push and Click Tip Regular	2 210 zł
Tooth Mousse			
2 + 1	Tooth Mousse, 10-Pack x 2	1 x Saliva-Check BUFFER, pack of 20 tests	1 530 zł
5 + 1	Tooth Mousse, 10-Pack x 5	1 x Tooth Mouse, 10-Pack Assorted	3 825 zł
MI Paste Plus			
2 + 1	MI Paste Plus, 10-Pack x 2	1 x Saliva-Check BUFFER, pack of 20 tests	1 720 zł
5 + 1	MI Paste Plus, 10-Pack x 5	1 x MI Paste Plus, 10-Pack Assorted	4 300 zł
Materiały szkło-jonomerowe/szklano-hybrydowe			
2 + aplikator	dowolne 2 opakowania po 50 kapsułek	1 x aplikator do kapsułek CAPSULE APPLIER III	od 1 040 zł
4 + 1	dowolne 4 opakowania po 50 kapsułek	1 opakowanie do wyboru spośród: Fuji IX GP FAST A2, Fuji TRIAGE Pink, Fuji II LC A2 lub Fuji PLUS A3	od 2 080 zł
6 + mieszalnik	dowolne 6 opakowań po 50 kapsułek	1 x mieszalnik SilverMix	od 3 120 zł
10 + 3	dowolnych 10 opakowań po 50 kapsułek	3 opakowania do wyboru spośród: Fuji IX GP FAST A2, Fuji TRIAGE Pink, Fuji II LC A2 lub Fuji PLUS A3	od 5 200 zł
10 + lampa	dowolnych 10 opakowań po 50 kapsułek	1 x lampa D-LIGHT DUO	od 5 200 zł
EQUIA Forte HT			
1 + aplikator	EQUIA Forte HT Zestaw Intro x 1	1 x aplikator do kapsułek CAPSULE APPLIER III	415 zł
1 + 1	EQUIA Forte HT Fil x 1	1 x EQUIA Forte Coat	od 685 zł
1 + 1	EQUIA Forte HT Zestaw Promo x 1	1 x EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2	1 440 zł
1 + 1	EQUIA Forte HT Zestaw Promo x 1	1 x EQUIA Forte Coat	1 440 zł
1 + 1	EQUIA Forte HT Zestaw Clinic x 1	1 x EQUIA Forte HT Fil A2	2 500 zł

* GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.
**minimum 2 różne materiały kompozytowe
***zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Magdalena Kujawska
SZCZECIN / KOSZALIN
M. +48 532 534 843
Magdalena.Kujawska@gc.dental
Stomatologia



Sebastian Lewandowski
GDAŃSK / BYDGOSZCZ /
TORUŃ
M. +48 516 035 806
Sebastian.Lewandowski@gc.dental
Stomatologia



Michał Kunda
BIAŁYSTOK / OLSZTYN /
EŁK / ŁÓDŹ
M. +48 505 002 654
Michal.Kunda@gc.dental
Stomatologia



Krzysztof Szymański
WARSZAWA
M. +48 790 269 100
Krzysztof.Szymanski@gc.dental
Stomatologia



Maria Glabisz
POZNAŃ
M. +48 605 212 615
Maria.Glabisz@gc.dental
Stomatologia




Łukasz Lewczuk
LUBLIN / ZAMOŚĆ
M. +48 503 506 126
Lukasz.Lewczuk@gc.dental
Stomatologia



Joanna Łaban-Nanowska
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA
M. +48 664 700 144
Joanna.LabanNanowska@gc.dental
Stomatologia



Agnieszka Sobala
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM
M. +48 666 857 080
Agnieszka.Sobala@gc.dental
Stomatologia



Marcin Sidor
ZGORZELEC / POLKOWICE /
LESZNO
M. +48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental
Stomatologia



Dominika Ostrowska
OPOLE / CZĘSTOCHOWA /
GLIWICE / BYTOM
M. +48 662 012 689
Dominika.Ostrowska@gc.dental
Stomatologia



Łukasz Ryński
KATOWICE / TYCHY /
BIELSKO-BIAŁA
M. +48 733 338 381
Lukasz.Rynski@gc.dental
Stomatologia



Piotr Dąbrowski
KRAKÓW / KIELCE /
ZAKOPANE
M. +48 505 402 204
Piotr.Dabrowski@gc.dental
Stomatologia



Magdalena Olko
RZESZÓW / TARNÓW
M. +48 697 578 193
Magdalena.Olko@gc.dental
Stomatologia



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_polska/