

Des flux numériques intuitifs pour vos défis quotidiens



Les solutions de  
numérisation  
intra-orale  
**Aadva** de GC  
avec la technologie de  
l'intelligence artificielle (IA)

**GC**


# Des solutions numériques modulaires **adaptées à votre pratique**



IOS 100 P

IOS 100

IOS 200



Module **Ortho**

Module **Implant**



## Sélectionnez votre scanner


GC vous propose une gamme de scanners intra-oraux



## Sélectionnez votre flux de travail


GC vous propose des solutions de gestion des cas modulaires et intuitives.

## Faites votre choix sur



Module **Extraoral**

Module **Prothèse dentaire**



Aadva Xchange

GC Europe Campus  
meeting & education centre

Formation

Support



Sélectionnez vos services

GC vous offre une gamme complète de services

les pages suivantes

# Une gamme de scanners intraoraux basés sur la technologie IA

## IOS 100 Portable



### Portable

IOS 100P est un système compact - seulement une pièce à main, un support et un ordinateur portable

### Fonction anti-buée

Des numérisations faciles assurées par la fonction anti-buée du support et la technologie sans poudre ni spray

### Pièce à main

IOS 100P dispose d'une pièce à main petite et légère



### Ecran tactile 19"

### Transfert de fichiers facile

USB, carte SD, réseau local et via Aadvia Xchange

### Position modulable du moniteur

Bras flexible, surfaces rondes et lisses, facile à déplacer

## IOS 200 La dernière génération de scan intra oral



### Aucun étalonnage nécessaire

Des résultats fiables et sans problème à chaque numérisation

### Support magnétique

Facilité d'utilisation et de manipulation de l'appareil

### Retour visuel et tactile

Prenez le contrôle de votre procédure de numérisation

### Numérisation couleur

Les fichiers STL offrent une compatibilité totale avec le matériel et les logiciels tiers

### Fonction de chauffage

La fonction de chauffage intégrée sur le support permet d'éviter la formation de buée sans préchauffage

### Système ouvert

Les fichiers STL offrent une compatibilité totale avec le matériel et les logiciels tiers

### Embouts autoclavables

Nettoyez les embouts jusqu'à 250 fois. Aide à prévenir les contaminations croisées et améliore la sécurité des patients

# Solutions modulaires et intuitives de **gestion de cas**


## Caractéristiques générales

- La technologie AI détecte les tissus mous et mobiles pour garantir un balayage en douceur  
Numérisez, mettez en pause, vérifiez et relancez le scan à tout moment
- Système de gestion des empreintes
- Alignement automatique de l'occlusion
- Plusieurs options de transfert de données  
USB, Aadv Xchange, réseau local
- Open STL et/ou fichier PLY
- Importation automatisée de fichiers vers Exocad
- Interface utilisateur simple et intuitive



## Module Ortho

Flux de travail personnalisé pour le suivi de votre cas ortho  
Créateur de fichier PDF spécifique



Possibilité d'enregistrer l'occlusion centrée (CO)  
sur la relation centrale (RC)

Ortho model maker, logiciel intégré pour une impression 3D facile  
et réalisation des socles pour modèle

Possibilités de communication tierces intégrées (VDDS)

## Module Implant

Flux de travail personnalisé  
pour vos restaurations  
implantaires



Numérisation de positionneur  
d'implants multiples

Suivi complet et simple des cas d'implants

## Module Prothèse dentaire

Flux de travail personnalisé pour vos couronnes et bridges




Ligne de préparation automatique

Scan d'implant unitaire

Fiche de commande simple

## Module Extraoral

Flux de travail personnalisé  
en fonction du choix  
du laboratoire



Numérisation d'empreinte facile et précise

Enregistrez plusieurs numérisations



## Aadva Xchange

Approche tout en un pour la gestion numérique des cas. La plate-forme basée sur le cloud prend en charge la communication avec les équipes de production et de service de GC ainsi qu'avec des laboratoires dentaires externes enregistrés.



## Formation

Nous formons et responsabilisons les dentistes et les prothésistes dentaire avec des solutions innovantes en dentisterie numérique.



## Support

Le support client de GC Europe pour sa technologie dentaire numérique est à la pointe de l'industrie.

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)

### GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin  
94370 Sucy en Brie Cedex  
Tél. +33.1.49.80.37.91  
Fax. +33.1.45.76.32.68  
info.france@gc.dental  
<http://france.gceurope.com>



LinkedIn



YouTube

