

Intuïtieve digitale workflows voor uw dagelijkse uitdagingen



De Aadva
intraorale
scanoplossingen
van GC op basis van
AI-technologie

GC


Modulaire digitale oplossingen **op maat van uw praktijk**



IOS 100 P

IOS 100

IOS 200



Orthomodule

implantaat-
module



Kies uw scanner


GC biedt een gamma intraorale scanners



Kies uw workflow


GC biedt modulaire, intuïtieve oplossingen voor casusbeheer

Maak uw keuzes



Extraorale module

Prosthomodule



Aadva Xchange

Opleidingen

Ondersteuning



Kies uw diensten

GC biedt een uitgebreid dienstenpakket aan

op de volgende pagina's →

Een gamma intraorale scanners op basis van AI-technologie

IOS 100 Portable



Portable

IOS 100 P is een compact systeem – slechts een handstuk, houder en laptop

Ontwasemingsverwarming

Snelle poedervrije scanrealisatie door een in de houder ingebouwd verwarmingselement

Licht handstuk

IOS 100P heeft een indrukwekkend klein en licht handstuk



19 inch aanraakscherm

Eenvoudige bestandsoverdracht

USB, SD-kaart, lokaal netwerk en via Aadvax Xchange

Flexibele monitorpositionering

Flexibele arm, ronde en gladde oppervlakken, optimale mobiliteit tussen meerdere behandelstoelen

IOS 200 Volgende generatie intraorale scanner



Geen kalibratie nodig

Probleemloze en betrouwbare resultaten bij elke scan

Magnetische houder

Maakt het apparaat makkelijk te gebruiken en te hanteren

Visuele en haptische feedback

Krijg volledige controle over uw scanprocedure

Scan in kleur

De AI-gebaseerde technologie ondersteunt soepel scannen door zachte weefsels te elimineren. De reële kleurgegevens helpen bij het bepalen van de preparatiegrens.

Ontwasemingsfunctie

De ingebouwde verwarmingsfunctie zonder voorverwarming helpt beslaan te voorkomen.

Open systeem

De open STL-scanbestanden bieden volledige compatibiliteit met externe hardware en software.

Autoclaveerbare tips

Tot 250 keer afneembare scantip ipv scanhoofd. Verhindert kruisbesmetting en verhoogt de veiligheid van de patient

Modulaire, intuïtieve oplossingen voor casusbeheer

Algemene scanfuncties

- AI-technologie detecteert de zachte en bewegende weefsels en garandeert zo een soepele scan
 - Scan, pauzeer, controleer en scan opnieuw wanneer u maar wilt
 - Afdrukmanagementsysteem
 - Automatische beetuitlijning
- Meerdere opties voor gegevensoverdracht
 - USB, Aadvaxchange, lokaal netwerk
 - Open STL- en/of PLY-bestanden
 - Geautomatiseerde import van bestanden naar Exocad
- Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface



Orthomodule


■ Aangepaste workflow voor de opvolging van uw orthocasus

Specifiek ortho PDF-bestand

Mogelijkheid om zowel Centrale Relatie (CR) als Centrale Occlusie (CO) beetrelatie te bepalen

Geïntegreerde "Ortho Model Maker" software voor eenvoudig 3D printen

Geïntegreerde mogelijkheden voor derde partij communicatie (VDDS)



Implantaatmodule

Aangepaste workflow voor uw implantaatrestauraties

Multiple implantaat scans

Eenvoudige en intuïtieve opvolging van de volledige implantaatcasus



Prosthomodule

■ Aangepaste workflow voor uw kroon- en brugwerk

Geautomatiseerde aanduiding van de preparatiegrens

Single implantaat scans

■ Eenvoudige creatie van de orderbon



Extraorale Module

Aangepaste workflow voor het laboratorium

Gemakkelijk en nauwkeurig afdrukscannen

Registratie van verschillende beetscans





Aadvax Xchange

Alles-in-één aanpak voor digitaal casusbeheer.
Het cloudgebaseerde platform ondersteunt de communicatie met de productie- en serviceteams van GC en met geregistreerde externe tandtechnische laboratoria.



Opleidingen

Wij leiden tandartsen en tandtechnici op het gebied van digitale tandheelkunde op met innovatieve oplossingen



Ondersteuning

De klantenondersteuning van GC Europe voor zijn digitale tandheelkundige technologie is toonaangevend in de sector.



LinkedIn



YouTube



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC Europe NV Benelux Sales Department

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
<http://benelux.gceurope.com>