

Intuitivni digitalni tok rada za svakodnevne izazove



GC intraoralni
skener
- Aadv[™] IOS 100 P
baziran na tehnologiji
umjetne inteligencije (AI)



GC

Aadva IOS 100 P - u službi vaših svakodnevnih potreba

IOS 100 Portable



Prenosni

IOS 100 P je kompaktni sistem - ima samo čitač, držač i laptop

Zagrijavanje protiv magljenja

Lako rukovanje pomoću funkcije protiv zamagljivanja u postolju i tehnologije bez praha i spreja

Lagani čitač

IOS 100P ima vrlo mali i lagani čitač

Lagan prenos podataka

USB, local network i Aadva Share

Nije potrebna kalibracija

Svako skeniranje bez problema i s pouzdanim rezultatima

Otvoreni sistem

Otvorene STL i PLY datoteke koje nude potpunu kompatibilnost sa softverom i hardverom treće strane

Vizuelne i Audio povratne informacije

Potpuno kontrolisan postupak skeniranja

kroz svoja modularna, intuitivna rješenja za različite situacije


Opšte osobine skeniranja

- / AI Tehnologija filtrira meka i pokretna tkiva i time garantuje ravnomjerno skeniranje
 Skeniranje, pauza, provjera i ponovno skeniranje po želji
 Automatsko poravnavanje zagriža
- / Jednostavan i intuitivan korisnički interfejs
- / Jednostavna stranica za naručivanje s neophodnim informacijama za laboratorije
- / Automatski uvoz datoteka u exocad



Ortodontski modul

- / Prilagođeni tok rada za praćenje ortodontskih slučajeva
 Poseban PDF dokument kao pomoć u planiranju tretmana
 Mogućnost snimanja zagriža u centričnoj relaciji (CR) i centričnoj okluziji (CO)
- / Integrisani kreator orto modela, prilagođeno (American-cut) za optimalno 3D printanje
- / Integrisane mogućnosti komunikacije s trećim stranama (VDDS)
- / Skenirane datoteke kompatibilne s raznim sistemima
- / Patentirani tok skeniranja otiska





Aadv Share

Sve-u-jednom pristup za digitalno upravljanje slučajevima. Platforma podržava komunikaciju s GC produkcijskim i servisnim timovima, kao i s ovlaštenim vanjskim dentalnim laboratorijima.



Obuka

Edukujemo i opskrbljujemo doktore dentalne medicine i dentalne tehničare inovativnim rješenjima u digitalnoj dentalnoj medicini.



Podrška

GC Europe korisnička podrška za digitalnu dentalnu tehnologiju je vodeća u industriji.



LinkedIn



YouTube



Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

Carice Milice 11
BA - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.470.736
Fax. +387.51.470.736
info.bosniaherzegovina@gc.dental
<https://europe.gc.dental/bs-BA>