

Intuitivní digitální pracovní postupy pro vaše  
každodenní výzvy



Intraorální  
skener od GC  
- Aadvá™ IOS 100 P  
s technologií umělé  
inteligence



**GC**

# Aadva IOS 100 P - zaměřen na vaše každodenní praktické

## IOS 100 Portable



### Přenosný

IOS 100 P je kompaktní systém, který zahrnuje pouze nástavec, držák a laptop

### Ohřev proti zamlžování

Snadné skenování díky protizamlžovací funkci skeneru a také besprejové a bezpráškové technologii

### Lehký nástavec

IOS 100P má působivě malý a lehký nástavec

### Snadný přenos souborů

USB, místní síť a Aadva Exchange

### Nevyžaduje kalibraci

Bezproblémové a spolehlivé výsledky po každém skenování

### Otevřený systém

Otevřené formáty souborů STL a PLY nabízí plnou kompatibilitu s jakýmkoli vaším softwarem či hardwarem

### Visual and Audio Feedback

Získejte plnou kontrolu nad procesem skenování

potřeby díky jeho modulárním, intuitivním řešením vašich případů

## Hlavní funkce skenování

- Technologie umělé inteligence filtruje měkké a pohyblivé tkáně a zajišťuje modulární, intuitivní řešení případů a zajišťuje plynulé skenování
- Skenujte, na chvíli přestaňte, zkontrolujte svoji práci a znovu skenujte, kdykoli budete chtít
- Automatické zarovnání skusu
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní



## Modul Ortho



- Na míru upravený pracovní postup pro kontrolu vašeho ortodontického případu
- PDF soubory napomáhající plánování ošetření
- Možnost registrace centrálního vztahu (CR) i centrální okluze (CO) čelistí
- Integrovaná tvorba modelů (americký výřez), optimalizováno pro 3D tisk
- Integrované možnosti komunikace s třetími stranami (VDDS)
- Skenování kompatibilní s různými rovnátkovými systémy
- Patentovaný systém skenování otisků

## Modul Prosth



- Na míru upravený pracovní postup pro korunky a můstky
- Automatická okrajová linie pro preparace
- Skenování konstrukce na jednom implantátu
- Jednoduchý objednávkový formulář se všemi nezbytnými informacemi pro vaši laboratoř
- Automatický import souborů do Exocad



## Aadva™ Xchange

Všeobecný přístup ke komplexnímu digitálnímu řešení  
Platforma na bázi cloudu podporuje komunikaci s výrobou  
a servisními týmy GC, jakož i s registrovanými externími  
dentálními laboratořemi.



## Školení

Vzděláváme a podporujeme stomatology i zubní techniky  
za pomoci inovativních řešení digitální stomatologie.



## Podpora

Podpora zákazníků GC Europe v oblasti digitální dentální  
technologie je na přední úrovni v celém oboru.



LinkedIn



YouTube



### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

### GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic  
V Olšínách 82  
CZ - 100 00 Prague 10  
Tel. +420.274.771.965  
Fax. +420.274.771.965  
info.czech@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/cs-CZ>