

Flujos de trabajo digitales intuitivos para sus desafíos diarios



El Escáner
Intraoral de GC:
Aadva™ IOS 100 P
con Tecnología de IA



GC

Aadva IOS 100 P: satisface las necesidades del trabajo diario

IOS 100 Portátil



Portátil

IOS 100 P es un sistema compacto, compuesto únicamente por una pieza de mano, un soporte y un ordenador portátil

Calentamiento antivaho

Los escaneos se realizan fácilmente con la función antivaho del soporte y la tecnología sin polvo ni pulverización

Pieza de mano ligera

IOS 100 P tiene una pieza de mano sorprendentemente pequeña y ligera

Transferencia de archivos sencilla

USB, red local y Aadva Xchange

Sin necesidad de calibración

Resultados correctos y fiables en cada escaneo

Sistema abierto

Archivos STL y PLY abiertos que le ofrecen total compatibilidad con software y hardware de terceros

Respuesta visual y sonora

Disfrute de un control total de su procedimiento de escaneo

con soluciones modulares e intuitivas de gestión de casos

Funciones generales de escaneo

- La tecnología de IA filtra los tejidos blandos y móviles para garantizar un escaneo perfecto
- Escanee, pause, compruebe y vuelva a escanear siempre que lo desee
- Alineación automática de la mordida
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva



Módulo de ortodoncia



- Flujo de trabajo personalizado para el seguimiento de casos de ortodoncia
- Creador de archivos PDF exclusivo que ayuda a planificar el tratamiento
- Posibilidad de registrar mordidas con relación céntrica (RC) y oclusión céntrica (OC)
- Model Maker para ortodoncia integrado, con zócalo americano para impresión 3D
- Posibilidades de comunicación con terceros (VDDS) integrada
- Archivos de escaneo compatibles con varios sistemas de alineadores
- Flujo de trabajo patentado de escaneo de impresiones

Módulo de prostodoncia



- Flujo de trabajo personalizado para sus trabajos con coronas y puentes
- Línea de margen automática para sus preparaciones
- Escaneo implantes unitarios
- Hoja de pedido sencilla con la información necesaria para los laboratorios
- Importación automática de archivos en Exocad



Aadva™ Xchange

Un enfoque integral para la gestión digital de casos. La plataforma en la nube permite la comunicación con los equipos de producción y asistencia de GC, así como con los laboratorios dentales externos registrados.



Formación

Formamos a dentistas y protésicos dentales con soluciones innovadoras en odontología digital.



Asistencia

El servicio de atención al cliente de GC Europe para su tecnología odontológica digital se encuentra a la cabeza del sector.

GC EUROPE N.V.

Oficina central
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Lovaina (Bélgica)
Tel.: +32 16 74 10 00
Fax: +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
<http://spain.gceurope.com>



LinkedIn



YouTube

